



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N°

13619

BUENOS AIRES,

14 DIC. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-5544-15-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Stryker Corporation Sucursal Argentina solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-471, denominado: Piezas de manos y accesorios, marca Stryker.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-471, correspondiente al producto médico denominado:

E. A



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT*

DISPOSICIÓN N° 13619

Piezas de manos y accesorios, marca Stryker, propiedad de la firma Stryker Corporation Sucursal Argentina obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 7950 de fecha 13 de diciembre de 2010, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-471, denominado: Piezas de manos y accesorios, marca Stryker.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-471.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-5544-15-2

DISPOSICIÓN N°

sgb

13619

2

Dr. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **13619** los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-471 y de acuerdo a lo solicitado por la firma Stryker Corporation Sucursal Argentina, la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Piezas de manos y accesorios.

Marca: Stryker.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7950/10 de fecha 13 de diciembre de 2010.

Tramitado por expediente N° 1-47-7448-10-6.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos	13 de diciembre de 2015.	13 de diciembre de 2020.
Modelo/s	Sistema 5/ Sistema 6 / Sistema 7. 4107-008-000 protector sierra esternótomo. 4300-000-000 Cordless drivers 3 pieza de mano. 5400-050-000 Consola CORE. 6102-451-000 caja de esterilización (1 piezas de mano). 6102-452-000 caja de	Sistema 6 / Sistema 7 296200009 Cable pieza de mano eléctrica de alto rendimiento. 4110-112-000 Adaptador para baterías. 4110-215-000 Módulo cargador. 4110-412-000 Módulo cargador. 4110-415-000 Módulo cargador. 4110-420-000 Conjunto de actualización de software para

E 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>esterilización (2 piezas de mano).</p> <p>6102-453-000 caja de esterilización esternótomo (plástico).</p> <p>6102-454-000 caja de esterilización (3 piezas de mano).</p> <p>6102-455-000 Sistema 6 caja de esterilización aséptica.</p> <p>6102-456-000 estuche para esterilización pequeño aséptico.</p> <p>6110-120-000 System 6 cargador de batería</p> <p>6110-412-000 modulo CD2 (batería 4112).</p> <p>6110-422-000 modulo diagnostico CD2 (baterías 4212 y 4215).</p> <p>6110-426-000 modulo aséptico (baterías 4126-110-000 y 4222-110-000).</p> <p>6110-625-000 System 6 modulo cargador (baterías 6215, 6212 y 6126-110).</p> <p>6113-089-090 Lámina Sagital System 6 (13X90X0,89mm).</p> <p>6113-107-090 Lámina Sagital System 6 (13X90X1,07mm).</p> <p>6113-127-090 Lámina Sagital System 6 (13X90X1,27mm).</p> <p>6113-137-090 Lámina Sagital System 6 (13X90X1,37mm).</p> <p>6118-089-075 Lámina Sagital System 6 (18X75X0,89mm).</p> <p>6118-089-090 Lámina Sagital System 6 (18X90X0,89mm).</p> <p>6118-097-090 Lámina Sagital System 6 (18X90X0,97mm).</p> <p>6118-119-090 Lámina Sagital System 6 (18X90X1,19mm).</p>	<p>cargador System 4, versión 1.1.</p> <p>4110-422-000 Módulo cargador.</p> <p>4110-426-000 Módulo cargador de batería, no estéril.</p> <p>4112-000-000 Batería.</p> <p>4115000000 Batería.</p> <p>4100-062-000 Pinza para alambre.</p> <p>4100-110-000 Mecha AO pequeña.</p> <p>4100-125-000 Pinza para clavija.</p> <p>4100-126-000 Pinza para clavija.</p> <p>4100-131-000 Portabrocas con llave 1/4" (6,35mm).</p> <p>4100-131-132 Llave portabrocas Universal.</p> <p>4100-132-000 Mecha 5/32" (3,97mm).</p> <p>4100-133-000 Broca sin llave 1/4" (6,35mm).</p> <p>4100-134-000 Broca sin llave 1/8"(3,17mm).</p> <p>4100-135-000 Mecha Hudson® / Trinkle modificado.</p> <p>4100-160-000 Mecha Trinkle.</p> <p>4100-210-000 Fresa AO grande.</p> <p>4100-231-000 Fresa 1/4" (6,35mm).</p> <p>4100-235-000 Fresa Hudson® / Trinkle modificado.</p> <p>4100-260-000 Fresa Trinkle.</p> <p>4100-310-000 Conductor de ángulo a la derecha – fresa AO.</p> <p>4100-335-000 Conductor de ángulo a la derecha – fresa Trinkle modificada.</p> <p>4100-355-000 Conductor de ángulo a la derecha radiolúcido.</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>6118-127-090 Lámina Sagital System 6 (18X90X1,27mm). 6118-127-100 Lámina Sagital System 6 (18X100X1,27mm). 6118-137-090 Lámina Sagital System 6 (18X90X1,37mm). 6118-147-060 Lámina Sagital System 6 (18X60X1,47mm). 6125-000-000 System 6 batería grande. 6125-064-075 Lámina Sagital System 6 (25X75X0,64mm). 6125-089-075 Lámina Sagital System 6 (25X75X0,89mm). 6125-089-090 Lámina Sagital System 6 (25X90X0,89mm). 6125-097-090 Lámina Sagital System 6 (25X90X0,97mm). 6125-107-090 Lámina Sagital System 6 (25X90X1,07mm). 6125-119-090 Lámina Sagital System 6 (25X90X1,19mm). 6125-127-090 Lámina Sagital System 6 (25X90X1,27mm). 6125-127-100 Lámina Sagital System 6 (25X100X1,27mm). 6125-137-090 Lámina Sagital System 6 (25X90X1,37mm). 6125-147-090 Lámina Sagital System 6 (25X90X1,47mm). 6126-000-000 System 6 juego de batería aséptico (caja, protección de transferencia y batería). 6126-110-000 System 6 batería no estéril. 6126-120-000 System 6 caja aséptica. 6126-130-000 System 6 protección de transferencia.</p>	<p>4100-400-000 Sierra sagital. 4100-410-000 Adaptador radiolúcido. 4100-451-000 Caja de esterilización para motor inalámbrico. 4100-700-000 Accesorio para fresa alta rotación. 4102-450-000 Caja esterilización de System 5. 4102-451-000 Caja de esterilización System 4 y System 5 4102-452-000 Mini caja de esterilización System 4 y System 5. 4103-082-131 Adaptador portabrocas sin llave. 4103-110-000 Broca AO 1:1 pequeña. 4103-126-000 Pinza para clavija. 4103-131-000 Portabrocas con llave 1:1 1/4" (6,4mm). 4103-133-000 Accesorio mecha sin llave. 4103-135-000 Hudson® / Trinkle modificado (1:1). 4103-160-000 Trinkle (1:1). 4103-180-000 Mecha alto torque de 1/4" (6,35mm) con portabrocas 2:1 con llave. 4103-210-000 Fresa AO grande 3,25:1. 4103-213-000 Fresa Hudson® 3,25:1. 4103-231-000 Portabrocas con llave 3,25:1 1/4" (6,4mm). 4103-235-000 Hudson® / Trinkle modificado 3,25:1.</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

<p>6203-000-000 pieza giratoria de gatillo simple 6203-026-000 Porta alambre ajustable System 6 6203-036-000 porta alambre único disparo SYSTEM 6. 6203-062-000 boquilla de alambre. 6203-063-000 boquilla de alambre ajust de 0,028" -0,071" 6203-110-000 conexión rápida pequeña Synthes. 6203-113-000 adaptador Hudson. 6203-125-000 boquilla de espiga. 6203-126-000 introductor de agujas ajust. 0,079" -0,126". 6203-131-000 portabroca ajust. Con llave de 1/4" Stryker. 6203-132-000 portabroca ajust. Con llave de 5/32" Stryker. 6203-133-000 portabroca ajust. sin llave de 1/4" Stryker. 6203-134-000 portabroca ajust. sin llave de 1/8" Stryker 6203-135-000 adaptador Hudson Trinkle modif. 6203-136-000 Mandril clavija único disparo System 6. 6203-160-000 adaptador Trinkle. 6203-210-000 adaptador Synthes® fresador grande. 6203-215-000 adaptador Synthes® fresador DHS. 6203-226-000 introductor de agujas ajust. 0,118"- 0,165". 6203-236-000 porta clavija disparo único System 6.</p>	<p>4103-260-000 Trinkle 3,25:1. 4103-413-000 Hudson® 4:1. 4103-435-000 Hudson® / Trinkle modificado 4:1. 4107-008-000 Protector para lámina esternón. 4126-000-000 Conjunto de baterías asépticas System 5. 4126-110-000 Batería grande no estéril. 4126-120-000 Carcasa aséptica System 5. 4126-130-000 Protector grande para transferencia. 4126-450-000 Caja para esterilización de baterías asépticas System 5. 4200-465-000 Caja esterilización motor inalámbrico, grande. 4212-000-000 Batería. 4215-000-000 Batería. 4222-000-000 Conjunto batería aséptica pequeña, motor inalámbrico. 4222-110-000 Batería no estéril pequeña. 4222-120-000 Carcasa batería aséptica pequeña motor inalámbrico. 4222-130-000 Protector pequeño para transferencia. 4222-450-000 Caja esterilización pequeña conjunto batería aséptica motor inalámbrico. 4226-000-000 Conjunto batería aséptica grande motor inalámbrico. 4226-120-000 Carcasa batería aséptica grande motor</p>
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

<p>6205-000-000 pieza giratoria de gatillo doble. 6206-000-000 sierra reciproca 6207-000-000 sierra esternótomo 6207-097-101 Lámina para esternón System 6 – 30,5mm X 1,02mm. 6207-098-101s1 Lámina sierra para esternón System 6 – Envase con 10 u. 6208-000-000 sierra sagital. 6209-000-000 sierra de punta oscilante Precisión™. 6212-000-000 System 6 batería pequeña. 6213-119-070 Lámina sagital System 6 (13 X 90X1,19mm) (GIM). 6213-127-070 Lámina sagital System 6 (13 X 90 X 1,27mm) (GIM). 6213-137-070 Lámina sagital System 6 (13 X 90 X 1,37mm) (GIM). 6215-000-000 System 6 batería. 6221-110-090 Lámina sagital System 6 (21 X 90 X 1mm). 6221-119-090 Lámina sagital System 6 (21 X 90 X 1,19mm). 6221-127-090 Lámina sagital System 6 (21 X 90 X 1,27mm). 6221-137-090 Lámina sagital System 6 (21 X 90 X 1,37mm). 6221-147-090 Lámina sagital System 6 (21 X 90 X 1,47mm). 6292-004-000 cable de mano 6293-000-000 pieza de mano giratoria de gatillo simple. 6295-000-000 pieza de mano</p>	<p>inalámbrico. 4226-450-000 Caja esterilización aséptica conjunto batería aséptica motor inalámbrico, Grande. 5400-050-000 Motor eléctrico para instrumentos Core™. 5400-500-000 Unidad de alimentación de alto rendimiento Core. 4100-600-000 Accesorio fresa 1:1. 4103-063-000 Pinza para alambre. 6203-131-000 Portabrocas con llave 1/4" (6,4mm). 6203-132-000 Portabrocas con llave 5/32" (3,97mm). 6203-133-000 Portabrocas sin llave 1/4" (6,4mm). 6203-134-000 Portabrocas sin llave 1/8" (3,17mm). 6203-135-000 Accesorio Hudson® / Trinkle modificado 6203-113-000 Accesorio Hudson®. 6203-160-000 Accesorio Trinkle. 6203-110-000 Broca AO pequeña 6203-215-000 DHS / DCS Quick Lock. 6203-210-000 Fresa AO® grande. 6110-120-000 Cargador de baterías System 6. 6110-625-000 Módulo System 6. 6110-422-000 Módulo cargador.</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>giratoria de gatillo doble. 6296-000-000 sierra alternativa 6297-000-000 sierra esternótomo 6298-000-000 sierra sagital. 6299-000-000 sierra precisión. 6525-127-105 Cartucho punta sierra oscilante Precisión. 6625-127-105 Cartucho punta sierra oscilante Precisión Falcon. 0277-082-086 Mecha acero inoxidable 9/64. 0277-082-113 Adaptador Hudson 0277-082-129 Destornillador Asif® / Synthes®. 0277-082-131 Portabrocas Jacobs® 1/4" (con llave). 0277-082-200 Adaptador Asif® / Synthes®. 0277-084-110 Adaptador Asif® / Synthes®. 0277-084-131 Portabrocas Jacobs® 1/4" (con llave). 0277-092-125 Portabrocas alambre auto y clavija. 0277-092-135 Adaptador Trinkle estándar. 0277-094-099 Adaptador Hudson® con cierre a presión (Snap-Lock). 0277-094-125 Portabrocas alambre y clavija. 0277-096-250 Lámina reciprocante corta. 0277-096-251 Lámina reciprocante con "offset" 47,5X6X0,77mm. 0277-096-275 Lámina reciprocante doble corte.</p>	<p>6110-412-000 Módulo cargador. 6110-426-000 Módulo cargador no estéril. 6292-004-000 Cable pieza de mano eléctrica System 6. 6293-000-000 Pieza de mano eléctrica rotatoria gatillo único System 6. 6295-000-000 Pieza de mano eléctrica rotatoria gatillo doble System 6. 6296-000-000 Sierra reciprocante eléctrica System 6. 6297-000-000 Sierra esternón eléctrica System 6. 6298-000-000 Sierra sagital eléctrica System 6. 6102-450-000 Caja de esterilización System 6, grande. 6102-454-000 Caja de esterilización System 6. 6102-452-000 Mini caja de esterilización System 6. 6215-000-000 Batería. 6203-000-000 Pieza de mano rotatoria gatillo único. 6205-000-000 Pieza de mano rotatoria gatillo doble. 6206-000-000 Sierra reciprocante 6207-000-000 Sierra para esternón. 6208-000-000 Pieza de mano sagital. 6102-453-000Caja de esterilización para sierra esternón System 6. 6125-127-100 Lámina Sagital System 6 (25X100X1,27mm). 6212-000-000 Batería. 6299-000-000 Punta oscilante</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>0277-096-276 Lámina recíprocante doble corte 70X12,5X0,8mm. 0277-096-277 Lámina recíprocante doble corte 70X12,5X1mm. 0277-096-278 Lámina recíprocante estriada 12,5X76X0,9mm. 0277-096-282 Raspa recíprocante. 0277-096-300 Lámina recíprocante larga. 0277-096-325 Lámina recíprocante robusta, larga. 0277-096-326 Lámina recíprocante robusta con "offset" 77,5X11X1,23mm. 0277-096-327 Lámina recíprocante robusta, larga. 0296-097-102 Lámina esternón con "offset" 31,5X6X0,64mm. 0296-200-009 Cable pieza de mano eléctrica de alto rendimiento. 0296-200-051 Cable EHD Quick Connect. 0298-097-100 Lámina esternón (borde cortante 32mm). 0298-097-101 Lámina esternón (borde cortante 32mm). 0298-097-104 Lámina esternón no estéril envase con 100. 0298-097-105 Lámina esternón no estéril. 0840-023-000 Lámina corte fundición ión nitrurado. 0840-040-250 Lámina corte fundición 2,5". 0840-040-350 Lámina titanio</p>	<p>sierra eléctrica Precision System 6 6102-455-000 Caja de esterilización para baterías asépticas System 6. 6207000000J SYS 6 Esternon. 6207000000PG SYS 6 ESTERNON 6209-000-000 Sierra punta oscilante Stryker Precision®. 6525-127-105 Cartucho punta sierra oscilante Precisión. 6203-126-000 Pinza para clavija ajustable 2-3,2mm 6126-000-000 Conjunto batería aséptica System 6. 6126-110-000 Batería no estéril System 6. 6126-120-000 Carcasa aséptica System 6. 6126-130-000 Protector de transferencia para System 6. 6203-026-000 Pinza para alambre ajustable 0,7-1,8mm. 6203-226-000 Pinza para clavija ajustable 3-4,2mm. 6207000000N System 6 esternón 4300-000-000 Pieza de mano motor inalámbrico 3. 4300-465-000 Caja de esterilización para motor inalámbrico 3. 6203-036-000 Pinza para alambre ajustable 0,7-1,8mm. 6203-136-000 Pinza para clavija ajustable 2-3,2mm. 6203-236-000 Pinza para clavija ajustable 3-4,2mm.</p>
--	--	---

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>nitruado 2,5". 0940-023-000 Lámina corte fundición ión nitruado. 0940-025-000 Lámina corte fundición acero inoxidable. 0940-035-000 Lámina corte fundición titanio nitruado. 0996-851-010 Cable de alimentación consola. 1100-000-000 Lámina sección grande. 2102-135-000 Adaptador Trinkle modificado. 2104-150-000 Adaptador Osteonics®. 2108-100-000 Lámina sagital ancha, delgada. 2108-102-000 Lámina sagital - ancha, mediana, larga. 2108-102-003 Lámina sagital robusta 25X94X0,89. 2108-102-008 Lámina sagital robusta 25X93X0,89. 2108-102-009 Lámina sagital robusta 25X98,5X0,89. 2108-103-000 Lámina sagital larga, estrecha, delgada. 2108-105-000 Lámina sagital - ancha, mediana. 2108-107-001 Lámina sagital robusta 29X73X0,89. 2108-107-004 Lámina sagital robusta 35X64X0,64. 2108-107-005 Lámina sagital robusta 29X84X1,24. 2108-107-006 Lámina sagital robusta, esmerilada, 25X81,5X2,1mm 2108-107-009 Lámina sagital robusta 35X64X0,8. 2108-109-000 Lámina sagital</p>	<p>6127-000-000 Conjunto batería aséptica System 6 pequeña. 6102-456-000 Caja de esterilización conjunto batería aséptica System 6, pequeña. 6127-120-000 Carcasa aséptica. System 6 pequeña. 6110-415-000 Módulo System 5. 4300-034-000 Sierra sagital Sabo®. 4100-120-000 Pestillo en "T". 6203-150-000 Trinkle modificado 7203-026-000 Pinza para alambre gatillo doble 0,7-2mm. 7203-126-000 Pinza para clavija gatillo doble 2-3,2mm. 7203-226-000 Pinza gatillo doble grande 3-4,2mm. 7203-036-000 Pinza para alambre gatillo único 0,7-2mm. 7203-136-000 Pinza para clavija gatillo único 2-3,2mm. 7203-236-000 Pinza gatillo único grande 3-4,2mm. 6625-127-105 Cartucho punta sierra oscilante Precision Falcon. 4100225000 Pinza para Clavijas 7208-000-000 Sierra sagital System 7. 7207-002-000 Protector de lámina esternón larga. 7207-003-000 Protector lámina esternón. 4115 Batería. 7102-450-000 Caja de esterilización. 7102-453-010 Bandeja inserto Sabo / esternón System 7. 7102-553-000 Contenedor para</p>
--	--	---

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>mediana, larga. 2108-109-001 Lámina sagital robusta 20,5X94,5X0,89 2108-109-003 Lámina sagital robusta 20X80X0,89 2108-109-004 Lámina sagital robusta 20,5X85X1,27. 2108-110-000 Lámina sagital ancha, gruesa. 2108-110-001 Lámina sagital robusta 25X104X1,24. 2108-110-002 Lámina sagital robusta 25X89,5X1,24. 2108-110-004 Lámina sagital robusta 25X98,5X1,24. 2108-110-006 Lámina sagital robusta 25X90,5X1,24. 2108-111-000 Lámina sagital ancha, gruesa, larga. 2108-113-000 Lámina sagital estrecha, gruesa, corta. 2108-115-000 Lámina sagital mediana. 2108-118-000 Lámina sagital gruesa sin "offset". 2108-120-000 Lámina sagital delgada, corta. 2108-120-006 Lámina sagital robusta 18,5X63X0,64. 2108-120-009 Lámina sagital robusta 18,5X60,5X1,24. 2108-125-000 Lámina sagital Safedge revisión esternón. 2108-125-001 Lámina sagital robusta 40,5X37,5X0,64. 2108-125-002 Lámina sagital Safedge esternón, gruesa 2108-130-001 Lámina sagital robusta 25X47,5X0,64.</p>	<p>esterilización esternón / Sabo con fondo perforado y bandeja para insertos. 7102-450-010Bandeja insertable para caja de esterilización. 7102-453-000 Caja esterilización Sabo / esternón. 7102-453-040 Caja 1/2 talle X 6" (150mm). 7102-454-000 Caja para esterilización 3 piezas de mano. 7102-454-010 Bandeja inserto 3 pieza de mano System 7. 7102-550-000 Caja de esterilización. 7102-553-020 Parte inferior contenedor perforado para esterilización 1/2 talla X 6"H. 7102-553-030 Tapa contenedor perforado para esterilización 1/2 talla. 7102-554-000 Contenedor para esterilización 3 piezas de mano con fondo perforado y bandeja para insertos. 7212-000-000 Batería Stryker Smartlife™, pequeña. 7215-000-000 Batería Stryker Smartlife™, grande. 7102-454-040 Caja 3/4 talle X 6" (150mm). 7203-000-000Pieza de mano rotatoria gatillo único System 7. 7205-000-000 Pieza de mano rotatoria gatillo doble System 7. 7206-000-000 Sierra recíprocante System 7. 7207-000-000 Sierra esternón System 7.</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>2108-131-000 Lámina sagital Safedge ancha delgada. 2108-137-000 Lámina sagital revisión esternón. 2108-140-000 Lámina sagital extra ancha delgada, corta. 2108-140-006 Lámina sagital robusta 31X63X0,64. 2108-144-000 Lámina sagital estrecha, corta. 2108-145-000 Lámina sagital estrecha, delgada, extra corta. 2108-145-001 Lámina sagital robusta 9X24,5X0,64. 2108-146-000 Lámina sagital cónica estrecha corta. 2108-148-000 Lámina sagital estrecha delgada corta. 2108-148-001 Lámina sagital estrecha delgada corta. 2108-148-003 Lámina sagital robusta 9X22,5X0,38. 2108-150-000 Lámina sagital estrecha delgada.. 2108-151-000 Lámina sagital ancha, gruesa, sin "offset". 2108-151-001 Lámina sagital robusta 25X95X1,19. 2108-151-002 Lámina sagital ancha, gruesa, sin "offset". 2108-151-006 Lámina sagital robusta recta esmerilada 25,4X88X1,24 2108-152-000 Lámina sagital estrecha, gruesa sin "offset". 2108-152-002 Lámina sagital robusta 12,5X61,5X1,19. 2108-152-006 Lámina sagital robusta 12,5X88X0,89. 2108-152-010 Lámina sagital estrecha (JJO26-6056)</p>	<p>7209-000-000 Sierra punta oscilante Stryker System 7 Precision®. 7110-120-000 Cargador de baterías Universal. 6203-170-000 Accesorio Triathlon®. 7208-008-000 Sierra sagital muesca en "V" (V-notch) System 7. 6113089090F LAMINA SAGITTAL 7209-009-000 Sierra Stryker Precision® System 7.</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>envase con 100. 2108-155-000 Lámina sagital estrecha gruesa. 2108-156-000 Lámina sagital estrecha gruesa larga. 2108-158-000 Lámina sagital estrecha gruesa sin "offset". 2108-158-002 Lámina sagital robusta 12,5X73X1,27 2108-160-000 Lámina sagital ancha, mediana. 2108-161-002 Lámina sagital robusta 27X73X1,24 2108-162-001 Lámina sagital robusta 27X87X1,24. 2108-175-000 Lámina sagital estrecha, corta, delgada. 2108-176-000 Lámina sagital ancha, extra gruesa, sin "offset". 2108-176-001 Lámina sagital robusta 25X98,5X1,47. 2108-176-002 Lámina sagital robusta 25X93X1,47. 2108-176-003 Lámina sagital robusta 25X85X1,47. 2108-177-000 Lámina sagital ancha, extra gruesa sin "offset". 2108-177-001 Lámina sagital robusta 25X82X1,32. 2108-182-000 Lámina sagital gruesa larga sin "offset". 2108-182-001 Lámina sagital gruesa larga sin "offset". 2108-182-006 Lámina sagital robusta 18,5X86X1,32 2108-182-008 Lámina sagital robusta 18,5X73X1,24. 2108-182-010 Lámina sagital robusta 18,5X86X1,32mm.</p>	
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>2108-182-011 Lámina sagital robusta 16,9X98X1,32mm. 2108-183-000 Lámina sagital ancha, gruesa sin "offset". 2108-183-001 Lámina sagital robusta 29X84X0,97. 2108-183-003 Lámina sagital robusta 29X84X1,32. 2108-183-013 Lámina sagital robusta 25X99X1,27. 2108-185-000 Lámina sagital gruesa, extra larga, sin "offset". 2108-185-001 Lámina sagital robusta 18,5X104X1,24. 2108-185-002 Lámina sagital robusta 18,5X99X1,27. 2108-189-000 Lámina sagital ancha, gruesa, sin "offset". 2108-189-001 Lámina sagital ancha, gruesa, sin "offset". 2108-192-000 Raspa sagital. 2108-193-000 Lámina sagital ancha, mediana, sin "offset". 2108-193-002 Lámina sagital robusta 25X81,5X0,96. 2108-195-000 Lámina sagital ancha, acampanada, mediana. 2108-197-000 Lámina delgada con campana ancha. 2108-218-000 Lámina gruesa, ancha, extra larga. 2108-218-002 Lámina sagital robusta 25X98,5X1,24. 2108-302-000 Lámina sierra incisiva, ancha, mediana, larga. 2108-305-000 Lámina sierra incisiva, ancha, mediana, promedio. 2108-309-000 Lámina sierra incisiva, ancha, mediana, larga. 2108-310-000 Lámina sierra</p>	
--	---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>incisiva, ancha, gruesa, promedio. 2108-318-000 Lámina sierra incisiva, ancha, gruesa, larga. 2108-328-000 Lámina sierra incisiva, ancha, gruesa, extra larga. 2108-351-000 Lámina sierra incisiva, ancha, gruesa, larga. 2108-351-002 Lámina sagital robusta 25X95X1,2. 2108-352-000 Lámina sierra incisiva, estrecha, gruesa, larga. 2108-356-000 Lámina sierra incisiva, estrecha, gruesa, larga 2108-376-000 Lámina sierra incisiva, ancha, gruesa, larga. 2108-376-002 Lámina sagital robusta 25X91,5X1,27. 2108-377-000 Lámina sierra incisiva, ancha, extra gruesa, larga. 2108-377-002 Lámina sagital robusta 25X81,5X1,32. 2108-382-000 Lámina sierra incisiva, ancha, gruesa, larga. 2108-382-001 Lámina sagital robusta 18,5X90,5X1,32. 2108-382-002 Lámina sagital robusta en paleta. 18,5X96,3X1,37mm 2108-382-003 Lámina sagital robusta acampanada, esmerilada 2108-383-000 Lámina sierra incisiva, acampanada, gruesa, larga. 2108-383-001 Lámina acampanada, gruesa, larga con sierra incisiva.</p>	
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>2108-383-002 Lámina acampanada, gruesa, larga con sierra incisiva. 2108-383-004 Lámina acampanada, gruesa, larga con sierra incisiva. 2108-385-000 Lámina sierra incisiva, ancha, gruesa, extra larga. 2108-386-000 Lámina sagital extra larga, sierra incisiva. 2108-389-000 Lámina sierra incisiva, ancha, gruesa, larga. 2108-393-000 Lámina sierra incisiva, ancha, mediana, larga. 2108-393-005 Lámina sagital robusta 25X89,5X0,96. 2108-393-006 Lámina sagital robusta 25X90,5X0,96. 2108-888-131 7551-1000 Número de artículo Osteonics 2108-888-182 Lámina recta Osteonics 2108-888-185 Lámina recta extra larga Osteonics. 2115-000-000 Baterías. 2296-003-029 Lámina sagital en micro ángulo (10,5mm). 3166-001-000 Fresa sagital Command II 14X25,5X0,38mm 4100-062-000 Pinza para alambre. 4100-110-000 Mecha AO pequeña. 4100-120-000 Pestillo en "T". 4100-125-000 Pinza para clavija 4100-126-000 Pinza para clavija 4100-131-000 Portabrocas con llave 1/4" (6,35mm). 4100-131-132 Llave portabrocas universal.</p>	
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>4100-132-000 Mecha 5/32" (3,97mm). 4100-133-000 Broca sin llave 1/4" (6,35mm). 4100-134-000 Broca sin llave 1/8"(3,17mm). 4100-135-000 Mecha Trinkle Hudson® / modificado. 4100-160-000 Mecha Trinkle 4100-210-000 Fresa AO grande 4100-225-000 Pinza para clavija 4100-231-000 Fresa 1/4" (6,35mm). 4100-235-000 Fresa Trinkle Hudson® / modificada. 4100-260-000 Fresa Trinkle. 4100-310-000 Conductor de ángulo a la derecha – fresa AO 4100-335-000 Conductor de ángulo a la derecha – fresa Trinkle modificada. 4100-355-000 Conductor de ángulo a la derecha radiolúcido. 4100-400-000 Sierra sagital 4100-410-000 Adaptador radiolúcido. 4100-451-000 Caja de esterilización para motor Inalámbrico. 4100-600-000 Accesorio fresa 1:1 4100-700-000 Accesorio para fresa alta rotación. 4102-450-000 Caja esterilización de System 5. 4102-451-000 Caja de esterilización System 4. 4102-452-000 Mini caja de esterilización System 4 y System 5.</p>	
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>4103-063-000 Pinza para alambre. 4103-082-131 Adaptador portabrocas sin llave. 4103-110-000 Broca AO 1:1. 4103-126-000 Pinza para clavija 4103-131-000 Portabrocas con llave 1:1 1/4" (6,4mm). 4103-133-000 Accesorio mecha sin llave. 4103-135-000 Hudson® / modificado Trinkle (1:1). 4103-160-000 Trinkle (1:1). 4103-180-000 Mecha alto torque de 1/4" (6,35mm). con portabrocas 2:1 con llave 4103-210-000 Fresa AO grande 3,25:1. 4103-213-000 Fresa Hudson® 3,25:1. 4103-231-000 Portabrocas con llave 3,25:1 1/4". 4103-235-000 Trinkle Hudson® / modificado 3,25:1. 4103-260-000 Trinkle 3,25:1 4103-413-000 Hudson® 4:1 4103-435-000 Trinkle Hudson® / modificado 4:1. 4110-100-000 Cargador de baterías. 4110-100-000 Cargador System 4, 100 voltios. 4110-112-000 Adaptador para baterías. 4110-115-000 Adaptador para baterías. 4110-120-000 Cargador de baterías. 4110-215-000 Módulo cargador. 4110-240-000 Cargador de baterías.</p>	
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>4110-412-000 Módulo cargador. 4110-415-000 Módulo cargador. 4110-420-000 Conjunto de actualización de software para cargador System 4, versión 1.1. 4110-422-000 Módulo cargador. 4110-426-000 Módulo cargador de batería, no estéril. 4111-089-075 Lámina sagital corte doble (11X0,89X75mm). 4111-089-090 Lámina sagital corte doble (11X0,89X90mm). 4111-107-090 Lámina sagital corte doble (11X1,07X90mm). 4111-109-090 Lámina sagital corte doble (11X1,19X90mm). 4111-119-090 Lámina sagital corte doble (11X1,19X90mm). 4111-127-090 Lámina sagital corte doble (11X1,27X90mm). 4111-135-090 Lámina sagital corte doble (11X90X1,35). 4111-147-075 Lámina sagital corte doble (11X75X1,47). 4112-000-000 Batería. 4115-000-000 Batería. 4118-089-075 Lámina sagital corte doble (18X0,89X75). 4118-089-090 Lámina sagital corte doble (18X90X0,89). 4118-097-090 Lámina sagital corte doble (18X0,97X90). 4118-107-090 Lámina sagital corte doble (18X90X1,07). 4118-119-090 Lámina sagital corte doble (18X90X1,19). 4118-127-075 Lámina sagital corte doble (18X1,27X75mm). 4118-127-090 Lámina sagital corte doble (18X90X1,27).</p>	
--	---	--

E *A*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>4118-127-100 Lámina sagital corte doble (18X1,27X100). 4118-135-090 Lámina sagital corte doble (18X90X1,35). 4118-137-090 Lámina sagital corte doble (18X90X1,37). 4118-147-090 Lámina sagital corte doble (18X90X1,47). 4125-064-075 Lámina sagital corte doble (25X75X0,64). 4125-089-075 Lámina sagital corte doble (25X0,89X75). 4125-089-090 Lámina sagital corte doble (25X90X0,89). 4125-097-090 Lámina sagital corte doble (25X0,97X90). 4125-107-090 Lámina sagital corte doble (25X1,07X90). 4125-119-090 Lámina sagital corte doble (25X90X1,19). 4125-127-090 Lámina sagital corte doble (25X90X1,27). 4125-127-100 Lámina sagital corte doble (25X1,27X100). 4125-135-090 Lámina sagital corte doble (25X1,35X90). 4125-137-090 Lámina sagital corte doble (25X90X1,37). 4125-147-090 Lámina sagital corte doble (25X1,47X90). 4126-000-000 Conjunto de baterías asépticas System 5. 4126-110-000 Batería grande no estéril. 4126-120-000 Carcasa batería aséptica System 5. 4126-130-000 Protector grande para transferencia. 4126-450-000 Caja para esterilización de baterías asépticas System 5.</p>	
--	---	--

E
 A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>4200-000-000 Motor inalámbrico II. 4200-355-020 Mecha adiolúcida 2mm. 4200-355-025 Mecha adiolúcida 2,5mm. 4200-355-027 Mecha radiolúcida 2,7mm. 4200-355-028 Mecha radiolúcida 2,8mm. 4200-355-030 Mecha radiolúcida 3mm. 4200-355-032 Mecha radiolúcida 3,2mm. 4200-355-035 Mecha radiolúcida 3,5mm. 4200-355-037 Mecha radiolúcida 3,7mm. 4200-355-040 Mecha radiolúcida 4mm. 4200-355-042 Mecha radiolúcida 4,2mm. 4200-355-045 Mecha radiolúcida 4,5mm. 4200-355-048 Mecha radiolúcida 4,8mm. 4200-355-050 Mecha radiolúcida 5mm. 4200-355-055 Mecha radiolúcida 5,5mm. 4200-465-000 Caja esterilización motor inalámbrico, grande. 4203-000-000 Pieza de mano rotatoria gatillo único System 5. 4205-000-000 Pieza de mano rotatoria gatillo doble System 5. 4206-000-000 Sierra reciprocante System 5. 4207-000-000 Sierra</p>	
--	--	--

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>reciprocante / esternón System 5</p> <p>4208-000-000 Sierra sagital System 5.</p> <p>4208-002-000 Sierra sagital en arco System 5; 3,5 grados.</p> <p>4211-127-075 Lámina sagital corte doble en paleta.</p> <p>4212-000-000 Batería.</p> <p>4215-000-000 Batería.</p> <p>4218-124-127 Lámina sagital corte doble extra larga.</p> <p>4218-127-090 Lámina sagital corte doble 18X90X1,27mm.</p> <p>4218-147-060 Lámina corte doble 18X60X1,47.</p> <p>4221-120-085 Lámina sagital robusta (21,2X85,5X1,2mm).</p> <p>4221-140-090 Lámina sagital, sin "offset" (21,2X90,5X1,4mm)</p> <p>4222-000-000 Conjunto batería aséptica pequeña, motor inalámbrico.</p> <p>4222-110-000 Batería no estéril pequeña.</p> <p>4222-120-000 Carcasa batería aséptica pequeña motor inalámbrico.</p> <p>4222-130-000 Protector pequeño para transferencia.</p> <p>4222-450-000 Caja esterilización conjunto batería aséptica motor inalámbrico, pequeña.</p> <p>4225-070-090 Lámina sagital 25X70X0,90mm.</p> <p>4225-085-127 Lámina sagital 25X85X1,27mm.</p> <p>4225-089-090 Lámina sagital corte doble 25X90X0,89.</p> <p>4225-127-090 Lámina sagital</p>	
--	--	--

E ✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>corte doble 25X90X1,27. 4225-147-090 Lámina sagital corte doble 25X90X1,47. 4226-000-000 Conjunto batería aséptica grande motor inalámbrico. 4226-120-000 Carcasa batería aséptica grande motor inalámbrico. 4226-450-000 Caja esterilización aséptica conjunto batería aséptica motor inalámbrico, grande. 4300-034-000 Sierra sagital Sabo®. 4300-465-000 Caja de esterilización para motor inalámbrico 3 5100-134-279 Lámina en paleta gruesa, con "offset" 30X30X0,38mm 5100-134-280 Lámina en paleta gruesa con "offset" 53X30X0,38mm 5100-134-281 Lámina en paleta gruesa con "offset" 20X30X0,38mm. 5100-134-415 Lámina Rayhack gruesa con "offset" 19X41,5X0,38mm. 5230-010-090 Fresa redonda acanalada acero rápido larga 9mm. 5260-010-050 Fresa redonda acanalada extra larga 5mm. 5301-010-043 Lámina sagital recta robusta esmerilada. 25X104,5X1,27mm 5301-010-050 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-50.</p>	
--	--	--

E
A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	<p>5301-010-051 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-51. 5301-010-052 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-52. 5301-010-053 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-53. 5301-010-054 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-54. 5301-010-055 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-55. 5301-010-056 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-56. 5301-010-072 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-72. 5301-010-074 Lámina sagital robusta, ZIM 5052-74. 5301-010-101 Lámina sagital recta robusta esmerilada 19X98X1,27mm. 5301-010-107 Lámina sagital robusta Micro-Aire ZO-101. 5301-010-108 Lámina sagital robusta Micro-aire ZO-102. 5301-010-307 Lámina sagital recta robusta esmerilada 19X92X1,27mm. 5301-020-058 Lámina recíprocante robusta, ZIM 5052-58. 5301-020-059 Lámina recíprocante robusta, ZIM 5052-59. 5301-020-060 Lámina recíprocante robusta, ZIM 5052-60. 5301-020-061 Lámina recíprocante robusta, ZIM 5052-61. 5301-020-073 Lámina recíprocante robusta, ZIM 5052-73.</p>	
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>5301-040-032 Lámina esternón, ZIM 5059-32. 5301-040-033 Lámina esternón robusta. 9,5X53,5X0,64mm, con "offset" 5301-040-279 Lámina esternón robusta ZIM 5059-279. 5301-110-051 Lámina sagital robusta. 5301-152-000 Lámina sagital robusta (13X86,5X1,19mm). 5301-176-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,47mm). 5301-177-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,37mm). 5301-218-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,27mm). 5303-152-000 Lámina sagital robusta (13X86,5X1,19mm). 5303-176-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,47mm). 5303-177-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,37mm). 5303-218-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,27mm). 5304-152-000 Lámina sagital robusta (13X86,5X1,19mm). 5304-176-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,47mm). 5304-177-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,37mm). 5304-218-000 Lámina sagital robusta (25,2X86,5X1,27mm). 5305-010-121 Lámina oscilante robusta, 3M L121. 5305-010-122 Lámina oscilante robusta, 3M L122. 5305-010-123 Lámina oscilante robusta, 3M L123. 5305-010-124 Lámina oscilante</p>	
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	robusta, 3M L124. 5305-010-125 Lámina oscilante robusta, 3M L125. 5305-010-126 Lámina oscilante robusta, 3M L126. 5305-010-127 Lámina oscilante robusta, 3M L127. 5305-010-128 Lámina oscilante robusta, 3M L128. 5305-010-129 Lámina oscilante robusta, 3M L129. 5305-010-130 Lámina oscilante robusta, 3M L130. 5305-010-131 Lámina oscilante robusta, 3M L131. 5305-010-132 Lámina oscilante robusta, 3M L132. 5305-010-133 Lámina oscilante robusta, 3M L133. 5305-010-134 Lámina oscilante robusta, 3M L134. 5305-010-135 Lámina oscilante robusta, 3M L135. 5305-010-136 Lámina oscilante robusta, Micro-Aire MO-136. 5305-010-137 Lámina sagital robusta recta esmerilada 19X100X0,96mm. 5305-010-204 Lámina sierra sagital (3M P/N L204). 5305-020-510 Lámina reciprocante robusta, 3M P510. 5305-020-511 Lámina reciprocante robusta, 3M P511. 5305-020-512 Lámina reciprocante robusta, 3M P512. 5305-020-513 Lámina reciprocante robusta, 3M P513. 5305-020-514 Lámina reciprocante robusta, 3MP / NP514.	
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>5305-020-515 Lámina reciprocante robusta, 3MP / NP515.</p> <p>5400-031-033 Lámina intraoral 11,5X5mm.</p> <p>5400-134-285 Lámina Crescentic en aleta con "offset" (53X40X0,64mm).</p> <p>5400-500-000 Unidad de alimentación de alto rendimiento Core.</p> <p>6102-450-000 Caja de esterilización System 6, grande</p> <p>6110-415-000 Módulo System 5</p> <p>6127-000-000 Conjunto batería aséptica System 6.</p> <p>pequeña</p> <p>6127-120-000 Carcasa batería aséptica System 6 pequeña.</p> <p>6203-150-000 Trinkle modificado.</p> <p>6203-170-000 Accesorio Triathlon®.</p> <p>6215-127-100 Lámina sagital System 6 (25X100X1,27mm).</p> <p>7100-553-000 Caja de esterilización para sierra de esternón / Sabo.</p> <p>7102-450-000 Caja de esterilización.</p> <p>7102-450-010 Bandeja insertable para caja de esterilización.</p> <p>7102-453-000 Caja esterilización Sabo / esternón</p> <p>7102-453-010 Bandeja inserto Sabo / esternón System 7.</p> <p>7102-453-040 Caja 1/2 talla X 6" (150mm).</p> <p>7102-454-000 Caja para</p>	
--	--	--

E
A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.I.T

	<p>esterilización 3 piezas de mano. 7102-454-010 Bandeja inserto 3 pieza de mano System 7. 7102-454-040 Caja 3/4 talla X 6" (150mm). 7102-550-000 Caja de esterilización. 7102-553-000 Contenedor para esterilización esternón / Sabo con fondo perforado y bandeja para insertos. 7102-553-020 Parte inferior contenedor perforado para esterilización 1/2 talla X 6"H. 7102-553-030 Tapa contenedor perforado para esterilización 1/2 talla. 7102-553-040 Contenedor perforado 1/2 x 6". 7102-554-000 Contenedor para esterilización 3 piezas de mano con fondo perforado y bandeja para insertos. 7102-554-020 Parte inferior contenedor perforado para esterilización 3/4 talla X 6"H 7102-554-030 Tapa contenedor perforado para esterilización 3/4 talla. 7102-554-040 Contenedor perforado 3/4 x 6". 7110-120-000 Cargador de baterías universal. 7203-000-000 Pieza de mano rotatoria gatillo único System 7. 7203-026-000 Pinza para alambre gatillo doble 0,7-2mm. 7203-036-000 Pinza para alambre gatillo único 0,7-2mm. 7203-126-000 Pinza para clavija gatillo doble 2-3,2mm.</p>	
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

	<p>7203-136-000 Pinza para clavija gatillo único 2-3,2mm. 7203-226-000 Pinza gatillo doble grande 3-4,2mm. 7203-236-000 Pinza gatillo único grande 3-4,2mm. 7205-000-000 Pieza de mano rotatoria gatillo doble System 7. 7206-000-000 Sierra reciprocante System 7. 7207-000-000 Sierra esternón System 7. 7207-002-000 Protector de lámina esternón larga. 7207-003-000 Protector lámina esternón. 7208-000-000 Sierra sagital System 7. 7208-008-000 Sierra sagital muesca en "V" (V-notch) System 7. 7209-000-000 Sierra punta oscilante Stryker System 7 Precisión. 7209-009-000 Sierra de Precisión 7212-000-000 Batería Stryker Smartlife™, pequeña. 7215-000-000 Batería Stryker Smartlife™, grande. 2108-103-000S5 Lámina sagital robusta 12,5X90X0,99mm. 2108-103-000S6 Lámina sagital robusta 12,5X90X1,19. 2108-109-000S17 Lámina sagital robusta. 2108-125-000s8 Lámina sagital Safedge revisión esternón gruesa 2108-137-000S8 Lámina sagital revisión esternón con</p>	
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	arco más largo. 2108-150-000S9 Lámina sagital robusta. 2108-393-0005S2 Lámina sagital robusta (25X90X0,99) 2108-393-005S1 Lámina sagital robusta 25X89,5X0,97mm. 5100031901S1 Lámina IBO, derecha. 5305010121S7 Lámina oscilante robusta, 3M D401. 5305010122S7 Lámina oscilante robusta, 3M D392. 6207097101s1 Lámina sierra esternón System 6 – envase con 10.	
--	---	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma Stryker Corporation Sucursal Argentina, Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-471, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....**14 DIC. 2016**

Expediente N° 1-47-3110-5544-15-2

DISPOSICIÓN N°

13619

E

[Handwritten Signature]
DR. ROBERTO LEDE
 Subadministrador Nacional
 A.N.M.A.T.