



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-12942-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 27 de Diciembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-4619-16-8

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4619-16-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183, denominado: DISPOSITIVOS ELECTROQUIRÚRGICOS, marca COVIDIEN.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183, denominado: DISPOSITIVOS ELECTROQUIRÚRGICOS, marca COVIDIEN según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7023/13 y tramitado por expediente N° 1-47-13690-10-7.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183.

ARTICULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4619-16-8

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.12.27 09:39:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 2142-183 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: **DISPOSITIVOS ELECTROQUIRÚRGICOS**

Marca: COVIDIEN.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7023/13

Tramitado por expediente N° 1-47-13690-10-7

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN/ RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	E2505-10FR Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E2608-6 Coagulador de succión Valleylab 8Fr/Ch (2.67mm), 6" (3.33mm) E3305 Coagulador de succión Valleylab 12Fr/Ch (4.0mm), 6" (15.24cm) E3310 Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E1550 Electrodo de bola Valleylab, 5mm	E2505-10FR Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E2608-6 Coagulador de succión Valleylab 8Fr/Ch (2.67mm), 6" (3.33mm) E3305 Coagulador de succión Valleylab 12Fr/Ch (4.0mm), 6" (15.24cm) E3310 Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E1550 Electrodo de bola Valleylab, 5mm

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

E1551-6	Electrodo con hoja Valleylab, 2.4" (6.2 cm)	E1551-6	Electrodo con hoja Valleylab, 6.5"(16.51 cm)
E1551XG	Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal Valleylab, 2.4" (6.2 cm)	E1551G	Electrodo con hoja Valleylab, 2.4" (6.2cm)
E1552	Electrodo de aguja Valleylab, 2.8" (7.2cm)	E1551X	Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal Valleylab, 2.4" (6.2 cm)
E1552-6	Electrodo de aguja Valleylab, 6.5" (16.51cm)	E1552	Electrodo de aguja Valleylab, 2.8" (7.2cm)
E1650	Electrodo de microaguja recto Valleylab, 2 cm	E1552-6	Electrodo de aguja Valleylab, 6.5" (16.51cm)
E1651	Electrodo de microaguja recto Valleylab, 3 cm	E1650	Electrodo de microaguja recto Valleylab, 2 cm
E1652	Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 3 mm desde la punta, 3 cm	E1651	Electrodo de microaguja recto Valleylab, 3 cm
E1653	Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 1 cm desde la punta, 3 cm	E1652	Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 3 mm desde la punta, 3 cm
E1654B	Electrodo de microaguja aislada Valleylab, 9 cm	E1653	Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 1 cm desde la punta, 3 cm
E1450-4	Electrodo con hoja EDGE, 4" (10.16cm)	E1654B	Electrodo de microaguja aislada Valleylab, 9 cm
E1450-6	Electrodo con hoja EDGE, 6.5" (16.51cm)	E1450-4	Electrodo con hoja EDGE, 4" (10.16cm)
E1450G	Electrodo con hoja EDGE, 3" (7.62cm)	E1450-6	Electrodo con hoja EDGE, 6.5" (16.51cm)
E1450X	Electrodo con	E1450G	Electrodo con

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 2.5" (6.35cm)	hoja EDGE, 3" (7.62cm)
E1452 Electrodo de aguja EDGE, 2.8" (7.2cm)	E1450X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 2.5" (6.35cm)
E1452-6 Electrodo de aguja EDGE, 6.5" (16.51cm)	E1452 Electrodo de aguja EDGE, 2.8" (7.2cm)
E1455 Electrodo con hoja aislada EDGE, 2.75" (7.0cm)	E1452-6 Electrodo de aguja EDGE, 6.5" (16.51cm)
E1455-4 Electrodo con hoja aislada EDGE, 4" (10.16cm)	E1455 Electrodo con hoja aislada EDGE, 2.75" (7.0cm)
E1455-6 Electrodo con hoja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)	E1455-4 Electrodo con hoja aislada EDGE, 4" (10.16cm)
E1455B Electrodo con hoja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.75" (7.0cm)	E1455-6 Electrodo con hoja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)
E1455B-4 Electrodo con hoja aislado EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm)	E1455B Electrodo con hoja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.75" (7.0cm)
E1465 Electrodo de aguja aislada EDGE, 2.8" (7.2cm)	E1455B-4 Electrodo con hoja aislado EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm)
E1465-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, 4" (10.16cm)	E1465 Electrodo de aguja aislada EDGE, 2.8" (7.2cm)
E1465-6 Electrodo de aguja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)	E1465-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, 4" (10.16cm)
E1465B Electrodo de aguja aislada EDGE,	E1465-6 Electrodo de aguja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)
	E1465B Electrodo de

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

<p>mango de seguridad, 2.8" (7.2cm) E1465B-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm) E1475X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 3" (7.62cm) E2750 Pinza laparoscópica de cuatro funciones Valleylab E2780-28 Electrodo laparoscópico de espátula recta, hueco, Valleylab, 28 cm E2781-28 Electrodo laparoscópico de espátula curva, hueco, Valleylab, 28cm E2781R-28ASP Electrodo laparoscópico de espátula curva, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2782-28 Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, hueco, Valleylab, 28cm E2782R-28ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, Valleylab, 28cm E2783-28 Electrodo</p>	<p>aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.8" (7.2cm) E1465B-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm) E1475X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 3" (7.62cm) E2750 Pinza laparoscópica de cuatro funciones Valleylab E2780-28 Electrodo laparoscópico de espátula recta, hueco, Valleylab, 28 cm E2781-28 Electrodo laparoscópico de espátula curva, hueco, Valleylab, 28cm E2781R-28ASP Electrodo laparoscópico de espátula curva, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2782-28 Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, hueco, Valleylab, 28cm E2782R-28ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, Valleylab, 28cm</p>	<p>aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.8" (7.2cm) E1465B-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm) E1475X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 3" (7.62cm) E2750 Pinza laparoscópica de cuatro funciones Valleylab E2780-28 Electrodo laparoscópico de espátula recta, hueco, Valleylab, 28 cm E2781-28 Electrodo laparoscópico de espátula curva, hueco, Valleylab, 28cm E2781R-28ASP Electrodo laparoscópico de espátula curva, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2782-28 Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, hueco, Valleylab, 28cm E2782R-28ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, Valleylab, 28cm</p>
---	--	--

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

	<p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, hueco, Valleylab, 28cm E2783R-28ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2783R-36ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 36cm E2784-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de tipo gancho en L plano, hueco, Valleylab, 28cm E2784R-28ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de tipo gancho en L plano, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2786-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de punta cilíndrica, hueco, Valleylab, 28cm E2250H Lápiz</p> <p>electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m) E2350H Lápiz de</p> <p>interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)</p>	<p>E2783-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, hueco, Valleylab, 28cm E2783R-28ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2783R-36ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 36cm E2784-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de tipo gancho en L plano, hueco, Valleylab, 28cm E2784R-28ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de tipo gancho en L plano, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2786-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de punta cilíndrica, hueco, Valleylab, 28cm E2250H Lápiz</p> <p>electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m) E2350H Lápiz de</p> <p>interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE,</p>
--	--	--

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

E2350H-DB Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 15' (4.6m)	E2350H-DB Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 15' (4.6m)
E2350HS Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m)	E2350HS Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m)
E2450H Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)	E2450H Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)
E2450HS Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m)	E2450HS Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m)
E2504 Lápiz Valleylab, 10' (3m)	E2504 Lápiz Valleylab, 10' (3m)
E2504H Lápiz, funda, Valleylab, 10' (3m)	E2504H Lápiz, funda, Valleylab, 10' (3m)
E2510H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 90°	E2510H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 90°
E2511H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 45°	E2511H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 45°
E2512H Lápiz artroscópico, electrodo de hoja angular Valleylab, funda	E2512H Lápiz artroscópico, electrodo de hoja angular Valleylab, funda
E2515 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, 10'	E2515 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, 10'

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

(3m)	oscilante	Valleylab, 10'
E2515H Lápiz de interruptor oscilante	E2515H Lápiz de interruptor oscilante	
Valleylab, funda, 10' (3m)	Valleylab, funda, 10' (3m)	
E2515HDA Lápiz de interruptor oscilante	E2515HDA Lápiz de interruptor oscilante	
Valleylab, funda, 10' (3m)	Valleylab, funda, 10' (3m)	
E2515HDB Lápiz de interruptor oscilante	E2515HDB Lápiz de interruptor oscilante	
Valleylab, funda, 15' (4.6m)	Valleylab, funda, 15' (4.6m)	
E2515HS Lápiz de interruptor oscilante	E2515HS Lápiz de interruptor oscilante	
Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)	Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)	
E2516 Lápiz de interruptor de botón	E2516 Lápiz de interruptor de botón	
Valleylab, 10' (3m)	Valleylab, 10' (3m)	
E2516H Lápiz de botón de conmutación	E2516H Lápiz de botón de conmutación	
Valleylab, funda, 10' (3m)	Valleylab, funda, 10' (3m)	
E2516HDA Lápiz de botón de conmutación, electrodo de aguja	E2516HDA Lápiz de botón de conmutación, electrodo de aguja	
Valleylab, funda, 10' (3m)	Valleylab, funda, 10' (3m)	
E2516HS Lápiz de botón de conmutación	E2516HS Lápiz de botón de conmutación	
Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)	Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)	
VL2600 Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 10' (3m)	VL2600 Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 10' (3m)	
VL2600DB Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 15' (4.6m)	VL2600DB Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 15' (4.6m)	
VL2600E Lápiz Reliant	VL2600E Lápiz Reliant	
ERBE, funda, Valleylab 10'	ERBE, funda, Valleylab 10'	

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

	(3m)	ERBE, funda, Valleylab 10'
	E1510 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 90°	(3m)
	E1511 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 45°	E1510 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 90°
	E1512 Electrodo artroscópico con hoja aislado Valleylab	E1511 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 45°
	E1513 Electrodo artroscópico con hoja Valleylab	E1512 Electrodo artroscópico con hoja aislado Valleylab
	E1559 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 10mm x 10mm	E1513 Electrodo artroscópico con hoja Valleylab
	E1560 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 15mm x 12mm	E1559 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 10mm x 10mm
	E1561 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 12mm	E1560 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 15mm x 12mm
	E1562 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 15mm	E1561 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 12mm
	E1563 Electrodo de bola Valleylab, 3mm	E1562 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 15mm
	E1564 Electrodo de bola Valleylab, 5mm	E1563 Electrodo de bola Valleylab, 3mm
	E1565 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 5mm x 5mm	E1564 Electrodo de bola Valleylab, 5mm
	E1567 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 10mm x 8mm	E1565 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 5mm x 5mm
	E7506 Electrodo de retorno de paciente Polyhesive no	E1567 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 10mm x 8mm
		E7506 Electrodo de retorno de paciente Polyhesive no

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

REM Valleylab, 9' (2.7 m)	REM Valleylab, 9' (2.7 m)
E7507 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m)	E7507 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m)
E7507DB Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM Valleylab, 15' (4.6 m)	E7507DB Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM Valleylab, 15' (4.6 m)
E7508 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab	E7508 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab
E7509 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab	E7509 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab
E7509B Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab	E7509B Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab
E7510-25 Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m)	E7510-25 Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m)
E7510-25DB Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM Valleylab, 15' (4.6 m)	E7510-25DB Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM Valleylab, 15' (4.6 m)
E7512 Electrodo de retorno de paciente para bebe Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m)	E7512 Electrodo de retorno de paciente para bebe Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m)
E1000 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 3.2mm	E1000 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 3.2mm

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

E1002 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 5.6mm	E1002 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 5.6mm
E1003 Electrodo de aguja fina reutilizable Valleylab, 2.6" (6.6mm)	E1003 Electrodo de aguja fina reutilizable Valleylab, 2.6" (6.6mm)
E1005 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0cm)	E1005 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0cm)
E1020 Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0 cm)	E1020 Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0 cm)
E1502 Extensión recta Valleylab, 13cm	E1502 Extensión recta Valleylab, 13cm
E1504 Extensión recta Valleylab, 34,3cm	E1504 Extensión recta Valleylab, 34,3cm
E2003 Lápiz reutilizable Valleylab, 10' (3m)	E2003 Lápiz reutilizable Valleylab, 10' (3m)
E2100 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m)	E2100 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m)
E2100E Lápiz de interruptor oscilante Erbe, Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m)	E2100E Lápiz de interruptor oscilante Erbe, Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m)
VL2610 Lápiz Reliant de botón de conmutación, funda 10'(3m)	VL2610 Lápiz Reliant de botón de conmutación, funda 10'(3m)
VL2610 B Lápiz Reliant de botón de conmutación, funda 15'(4.6m)	VL2610DB Lápiz Reliant de botón de conmutación, funda 15'(4.6m)
VL2610E Lápiz Reliant de botón de conmutación, funda 15'(4.6m)	VL2610E Lápiz Reliant de botón de conmutación, funda 15'(4.6m)

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

	<p>VL2615 Lápiz Reliant de botón de conmutación con hoja recubierta, funda 10'(3m)</p> <p>VL2615DB Lápiz Reliant de botón de conmutación con hoja recubierta, funda 15'(4.6m)</p> <p>VL2615E Lápiz Reliant de botón de conmutación con hoja recubierta, funda 15'(4.6m)</p> <p>CVPLP2000 Lápiz evacuador de humo Valleylab</p>	<p>VL2615 Lápiz Reliant de botón de conmutación con hoja recubierta, funda 10'(3m)</p> <p>VL2615DB Lápiz Reliant de botón de conmutación con hoja recubierta, funda 15'(4.6m)</p> <p>VL2615E Lápiz Reliant de botón de conmutación con hoja recubierta, funda 15'(4.6m)</p> <p>CVPLP2000 Lápiz evacuador de humo Valleylab</p>
Nombre del fabricante	<p>1. Covidien llc 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, Estados Unidos.</p> <p>2. Covidien, anteriormente registrado como Valleylab, una división de Tyco Healthcare Group LP 5920 Longbow Drive, Boulder, CO 80301, Estados Unidos (excepto para códigos: E2505-10FR, E2608-6, E3305, E3310, E1510, E1511, E1512, E1513, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567, VL2600,</p>	<p>1. Covidien llc. 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, Estados Unidos.</p> <p>2. Covidien. 5920 Longbow Drive, Boulder, CO 80301, Estados Unidos</p> <p>3. Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing LLC. 10 Bldg No 789 Puxing Road, Shanghai, China. (sólo para códigos: E2505- 10FR, E2608-6, E3305, E3310)</p> <p>4. Bovie Medical</p>

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

	<p>VL2600DB, VL2600E)</p> <p>3. Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing LLC 10 Bldg No 789 Puxing Road, Shanghai, China (sólo para códigos: E2505-10FR, E2608-6, E3305, E3310)</p> <p>4. Bovie Medical Corporation 5115 Ulmerton Road, Clearwater, FL 33760, Estados Unidos (sólo para códigos: E1510, E1511, E1512, E1513, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567)</p> <p>5. New Deantronics, Taiwan LTD 12F. No. 51, Sec. 4, Chong Yang Road, Tu Cheng City, Taiwan, China 23675 (sólo para códigos: VL2600, VL2600DB, VL2600E, VL2610, VL2610DB, VL2610E, VL2615, VL2615DB, VL2615E).</p> <p>6. Accelient Inc. Calle Hertz 1525-6, Parque Industrial Bermudez, Ciudad Juarez, México 32470 (sólo para códigos E1020,</p>	<p>Corporation. 5115 Ulmerton road, Clearwater, FL 33760, Estados Unidos. (sólo para códigos: E1510, E1511, E1512, E1513, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567)</p> <p>5.NewDeantronics, Taiwan, LTD. 12F. No. 51, Sec. 4, Chong Yang Road, Tu Cheng City, Taiwan, China 23675. (sólo para códigos: VL2600 a VL2615E)</p> <p>6.Accellent Inc. Calle Hertz 1525-6, Parque Industrial Bermudez, Ciudad Juarez, México 32470. (sólo para códigos: E1020, E1450G, E1450X, E1452, E1455, E1465, E1465-4, E1475X, E1550, E1551-6, E1551G, E1552, E1552-6, E1650, E1651, E1652, E1653)</p> <p>7.BuffaloFilter LLC. 5900 Genesee St., Lancaster, NY 14086, Estados Unidos (sólo para código CVPLP2000)</p> <p>8.Modern Medical</p>
--	--	--

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

	<i>E1450G, E1450X, E1452, E1455, E1465, E1465-4, E1475X, E1550, E1551-6, E1551G, E1552, E1552-6, E1650, E1651, E1652, E1653).</i> 7. Buffalo Filter, LLC 5900 Genesee St, Lancaster, NY 14086, Estados Unidos <i>(sólo para código CVPLP2000).</i>	Equipment MFG., LTD., Dong Xing Industrial Area, Kang Le Lu, Shan Xia District, Heng Li, Dongguan, Guangdong CHINA 523466 (sólo para código CVPLP2000)
--	---	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE Nº 1-47-3110-4619-16-8

IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-30981998-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sábado 2 de Diciembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-4619-16-8

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica