



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 0929

BUENOS AIRES 26 ENE 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-10360/13-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma B BRAUN MEDICAL S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-2, denominado: Neuroendoscopio, marca AESCULAP.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección Nacional de Productos Médicos han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y 1886/14.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-2, denominado: NEUROENDOSCOPIO, marca AESCULAP.

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-2.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por Mesa de Entradas de la Dirección Nacional de Productos Médicos notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

0 9 2 9
DISPOSICIÓN Nº

autenticada de la presente Disposición, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado original. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-0047-10360/13-3

DISPOSICIÓN Nº

JMO

0 9 2 9

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **0929** a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-2 y de acuerdo a lo solicitado por la firma B. BRAUN MEDICAL S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: NEUROENDOSCOPIO

Marca: AESCULAP.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 8340/11.

Tramitado por expediente N° 1-47-2027-10-1.

| DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR | DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA | MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA |
|---|--|---|
| ACCESORIOS | FF151R PIEZA FIJACION | FF151R ANEXO DE MESA PARA FF150R |
| | FF168R BRAZO SOPORTE MEC. 3 ARTIC. Y ADAPTA. RT | FF168R MECANISMO DE BRAZO SOPORTE. ADAPTADOR RT 3 ARTICULACIONES |
| | FF280R BULON C. ARTICULACION ESFERICA | FF280R ADAPTADOR PARA MESA QUIRÚRGICA CON ARTICULACIÓN ARTIFICIAL |
| | FF385R MICRO TIJER. MINOP PT/PT 2 MM L. TRAB. 265 MM | FF385R MICRO TIJERAS MINOP FILO/FILO 2/265 MM |
| | FF386R MICRO TIJER. MINOP RO/RO 2 MM L. TRAB. 265 MM | FF386R MICRO TIJERAS MINOP ROMO/ROMO 2/265 MM |
| | FF387R MICRO PINZA EN CUCHARA P. BIOPSIA 2,0 MM | FF387R FÓRCEPS BIOPSIA MINOP 2/265 MM |
| | FF388R MICRO PINZA SUJE MINOP Y PINZA DISEC. 2 MM | FF388R FÓRCEPS BIOPSIA MINOP 2/265 MM |



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | | |
|--|---|---|
| | FF389R MICRO PINZA QUIR. MINOP 2 MM L. TRAB. 265 MM | FF388R FÓRCEPS PARA DISECCIÓN Y FIJACIÓN MINOP 2/265 MM |
| | FF397R TROCAR VENTRICU. 3,2 MM CANAL OPT. | FF389R MICRO FÓRCEPS QUIRÚRGICOS MINOP 2/265 MM |
| | FF398R TROCAR VENTR. C.1 CANAL OPT. ENTR / SALI | FF397R TRÓCAR MINOP 150 MM 1 CANAL DE TRABAJO 3.2 MM |
| | FF399R TROCAR VENTRICU. C.1 CANAL TRAB. ENTR / SALI | FF398R TROCAR MINOP 150 MM 3 CANALES DE TRABAJO 4.6 MM |
| | FF432R MANGO SOLO P. FF385R - FF389R | FF399R TROCAR MINOP 150 MM 4 CANALES DE TRABAJO 6.0 MM |
| | FF433R TUBO EXTERIOR SOLO P. FF385R - FF389R | FF432R MANGO MINOP PARA FF385R-FF389R |
| | FF435R PIEZA BOCA C. ALMA P. FF385R | FF433R TUBO EXTERIOR MINOP PARA FF385R-FF389R |
| | FF436R PIEZA BOCA C. ALMA P. FF386R | FF435R PIEZA DE REEMPLAZO MINOP PARA FF385R FILO/FILO |
| | FF437R PIEZA BOCA C. ALMA P. FF387R | FF436R PIEZA DE REEMPLAZO MINOP PARA FF386R ROM/ROMO |
| | FF438R PIEZA BOCA C. ALMA P. FF388R | FF437R PIEZA DE REEMPLAZO MINOP PARA FF387R |
| | FF439R PIEZA BOCA C. ALMA P. FF389R | FF438R PIEZA DE REEMPLAZO MINOP PARA FF388R |
| | FH604SU CASQUILLO INSERCIÓN MINOP 19 FR | FF439R PIEZA DE REEMPLAZO MINOP PARA |
| | FH606SU MINOP CANULA DE SUCCION EMBOT. 0° D. 2,0 MM | |
| | FH607SU MINOP CANULA DE SUCCION CORT. 45° D. | |

Handwritten signature



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | | |
|--|---|--|
| | 2,0 MM | FF389R |
| | FM670R XS MICRO TIJERAS RECT. AGU. / AGU. 70 MM | FH604SU INTRODUCIDOR DESCARTABLE MINOP 19FR |
| | FM671R XS MICRO TIJERAS RECT. AGU. / AGU. 100 MM | FH606SU CÁNULA DE SUCCIÓN DE PUNTA ROMA MINOP 0 GRADOS DIÁM. 2.0 MM |
| | FM672R XS MICRO TIJERAS RECT. AGU. / AGU. 130 MM | FH607SU CÁNULA DE SUCCIÓN CO FILO MINOP 45 GRADOS DIÁM. 2.0 MM |
| | FM675R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM670R | FM670R MICRO TIJERAS XS RECTAS AGUDA/AGUDA 70 MM |
| | FM676R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM671R | FM671R MICRO TIJERAS XS RECTAS AGUDA/AGUDA 100 MM |
| | FM677R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM672R | FM672R MICRO TIJERAS XS RECTAS AGUDA/AGUDA 130 MM |
| | FM680R XS MICRO TIJERAS CURV. AGU. / AGU. 70 MM | FM675R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM670R 70 MM |
| | FM681R XS MICRO TIJERAS CURV. AGU. / AGU. 100 MM | FM676R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM671R 100 MM |
| | FM682R XS MICRO TIJERAS CURV. AGU. / AGU. 130 MM | FM677R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM672R 130 MM |
| | FM685R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM680R | FM680R MICRO TIJERAS XS CURVAS AGUDA/AGUDA 70 MM |
| | FM686R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM681R | FM681R MICRO TIJERAS XS CURVAS |
| | FM687R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM682R | |
| | FM690R XS MICRO TIJERAS RECT. ROM. / ROM. 70 MM | |
| | FM691R XS MICRO TIJERAS RECT. ROM. / ROM. 100 MM | |
| | FM692R XS MICRO TIJERAS RECT. ROM. / ROM. 130 MM | |



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | | |
|--|---|---|
| | FM695R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM690R | AGUDA/AGUDA 100 MM |
| | FM696R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM691R | FM682R MICRO TIJERAS XS CURVAS AGUDA/AGUDA 130 MM |
| | FM697R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM692R | FM685R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM680R 70 MM |
| | FM700R XS MICRO TIJERAS CURV. ROM. / ROM. 70 MM | FM686R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM681R 100MM |
| | FM701R XS MICRO TIJERAS CURV. ROM. / ROM. 100 MM | FM687R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM682R 130MM |
| | FM702R XS MICRO TIJERAS CURV. ROM. / ROM. 130 MM | FM691R MICRO TIJERAS XS RECTAS ROMA/ROMA 100MM |
| | FM705R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM700R | FM692R MICRO TIJERAS XS RECTAS ROMA/ROMA 130MM |
| | FM706R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM701R | FM695R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM690R 70MM |
| | FM707R BOCA RECAMBIO P. MICRO TIJ. XS FM702R | FM696R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM691R 100MM |
| | FM710R XS MICRO PINZA BOCA 0,9 MM 70 MM | FM697R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM692R 130MM |
| | FM711R XS MICRO PINZA BOCA 0,9 MM 100 MM | FM700R MICRO TIJERAS XS CURVAS ROMA/ROMA 70 MM |
| | FM712R XS MICRO PINZA BOCA 0,9 MM 130 MM | FM701R MICRO TIJERAS XS CURVAS ROMA/ROMA 100MM |
| | FM715R BOCA RECAMBIO P. MICRO PINZA XS FM710R | |
| | FM716R BOCA RECAMBIO P. MICRO PINZA XS FM711R | |
| | FM717R BOCA RECAMBIO P. MICRO PINZA XS FM712R | |



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | |
|---|---|
| FM720R XS PINZA TUMOR BOCA AFIL. 3 MM 70 MM | FM702R MICRO TIJERAS XS CURVAS ROMA/ROMA 130MM |
| FM721R XS PINZA TUMOR BOCA AFIL. 3 MM 100 MM | FM705R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM700R 70MM |
| FM722R XS PINZA TUMOR BOCA AFIL. 3 MM 130 MM | FM706R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM701R 100MM |
| FM725R BOCA RECAMBIO P. PINZA TUMOR XS FM720R | FM707R EJE XS PARA MICRO TIJERAS FM702R 130MM |
| FM726R BOCA RECAMBIO P. PINZA TUMOR XS FM721R | FM710R MICRO FÓRCEPS XS BOCA FM702R 130MM |
| FM727R BOCA RECAMBIO P. PINZA TUMOR XS FM722R | FM711R MICRO FÓRCEPS XS BOCA 09MM 100MM |
| FM730R XS MANGO RECAMBIO P. VASTAGO 70MM | FM712R MICRO FÓRCEPS XS BOCA 09MM 130MM |
| FM731R XS MANGO RECAMBIO P. VASTAGO 100MM | FM715R EJE XS PARA MICRO FÓRCEPS FM710R 70MM |
| FM732R XS MANGO RECAMBIO P. VASTAGO 130MM | FM716R EJE XS PARA MICRO FÓRCEPS FM711R 100MM |
| GA460 TUBO ESPIRAL AESC.-DRAEGER / AESC. GRANDE | FM717R EJE XS PARA MICRO FÓRCEPS FM712R 1300MM |
| GA461 TUBO NEUMÁT. 3,0 M DIN+DIFUSOR / AESC. GRANDE | FM720R FORCEPS DE SUJECIÓN BOCA AFIL. 3MM 70MM |
| GA463 TUBO NEUMÁT. 3,0 M DIN / AESCULAP GRANDE | FM721R FORCEPS DE SUJECIÓN BOCA AFIL. 3MM 100MM |
| GA464 TUBO NEUMÁT. 3,0 M AESC. - DRAEG / AESC. GRANDE | FM722R FORCEPS DE |
| GA465 TUBO NEUMÁT. 5,0 | |

FO



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. F.

| | |
|---|---|
| M DIN / AESCULAP GRANDE | SUJECIÓN BOCA AFIL. 3MM 130MM |
| GA466 TUBO NEUMÁT. 5,0 M AESC. - DRAEG / AESC. GRANDE | FM725R EJE XS CON FÓRCEPS DE SUJECIÓN FM720R 70MM |
| GA468 TUBO NEUMÁT. 5,0 M SCHRADER / AESC. GRANDE | FM726R EJE XS PARA FÓRCEPS DE SUJECIÓN FM721R 100M |
| JG901 CUBIERTA ESTERIL P. BRAZO | FM727R EJE XS PARA FÓRCEPS DE SUJECIÓN FM722R 130MM |
| JG904 CUBIERTA ESTERIL P. CAMARA | FM730R MANGO XS PARA MICRO EJE INST. LARGO 70MM |
| JG910 SOLUCION ANTICONDEN. ESTERIL P. ENDOSC. | FM731R MANGO XS PARA MICRO EJE INST. LARGO 100MM |
| JK389 BASE TAPA INFERIOR 1/2 CONT. PLATA | FM732R MANGO XS PARA MICRO EJE INST. LARGO 130MM |
| JK402P C. TENED PROF. II, CMC. TAPA INF. JK489P | FM90R MICRO TIJERAS XS RECTAS ROMA/ROMA |
| JK404P C. TENED PROF. II, CMC. TAPA INF. JK489T | GA460R MANGUERA AIRE ESPIRAL AESC. DRAEGER/ AESC. GRANDE |
| JK444 CUBETA PARA CONTENEDOR 1/1 ALTURA: 247 MM | GA461R MANGUERA DE AIRE 3.0M DIN+DIFUSOR/AESCUA P GRANDE |
| JK489 BASE TAPA INFERIOR 1/1 CONT. PLATA | GA463R MANGUERA DE AIRE 3.0M DIN/AESCULAP GRANDE |
| JK701 BASE 3/4 CONTENEDOR, 470 x 2858 x 138 MM | GA464R MANGUERA DE AIRE 3.0M AESC.- |
| JK701P 3/4 C. TENED CMPL. C. TAPA INF. JK789P | |
| JK740 CUBETA PARA CONTENEDOR 3/4 ALTURA: 90MM | |

40



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | |
|--|---|
| JK741 CUBETA PARA CONTENEDOR 3/4 ALTURA: 120MM | DRAEGER/AESC. GRANDE |
| JK789 BASE TAPA INFERIOR 3/4 CONT. PLATA | GA465R MANGUERA DE AIRE 5.0M DIN/AESFULAP GRANDE |
| JN341 CUBETA P/ CONTEDED. 1/2 PERF. ALTURA: 120 MM | GA466R MANGUERA DE AIRE 5.0M AESC.- DRAEGER/AESC. GRANDE |
| JN441 CUBETA P/ CONTENED. 1/1 PERF. ALTURA: 120 MM | GA468R MANGUERA DE AIRE 5.0M SCHRADER/AESFULAP GRANDE |
| PE184A OPTICA GRAN ANGULAR 2,7 MM, 0 GRD, 180 MM | JG901 CUBIERTA ESTÉRIL PARA BRAZO UNITRAC |
| PE204A OPTICA GRAN ANGULAR 2,7 MM, 30 GRD, 180 MM | JG904 FUNDA ESTÉRIL PARA CÁMARA CON ANILLO |
| PE486A OPTICA GRAN ANGULAR 4,0 MM, 0 GRD, 150 MM | JG910 SOLUCIÓN ANTICONDENSANTE ESTÉRIL PARA ENDOSCOPIOS |
| PE506A OPTICA GRAN ANGULAR 4,0 MM, 30 GRD, 150 MM | JK389 TAPA TAMAÑO 1/2 CON PLACA DE RETENCIÓN PLATA |
| PE526A OPTICA GRAN ANGULAR 4,0 MM, 70 GRD, 150 MM | JK399 BASE CUBIERTA INTERNA 1/2 PARA CONT. 75MM PLATA |
| PV118 DIVISOR IMAGEN F = 28 MM C-MOUNT GIRATORIO | JK444 FONDO PARA CONTENEDOR 1/1 ALTURA: 187 MM |
| PV120S ENDOOBJETIVO, 30 MM V-MOUNT, COMP. STERIS | JK489 TAPA TAMAÑO COMPLETO CON PLACA DE RETENCIÓN PALTA |
| PV121S OBJET. ZOOM, 25- 50 MM, V-MOUNT, COMP. | |



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | |
|--|---|
| STERIS | JK740 FONDO PARA CONTENEDOR $\frac{3}{4}$ |
| PV122S OBJET. ZOOM, 25- 50 MM, C-MOUNT, COMP. STERIS | ALTURA: 90MM |
| PV123S ENDOOBJETIVO, 30 MM C-MOUNT, COMP. STERIS | JK741 FONDO PARA CONTENEDOR $\frac{3}{4}$ |
| PV124S ZOOM ENDOOBJETIVO, C-MOUNT | ALTURA: 120MM |
| PV140 1 CHIP SISTEMA CAMARA PAL CON OBJETIVO | JK789 TAPA TAMAÑO $\frac{3}{4}$ CON PLACA DE RETENCIÓN PLATA |
| PV142 1 CHIP SISTEMA CAMARA NTSC CON OBJETIVO | JN341 FONDO PARA CONT. $\frac{1}{2}$ PERF. ALTURA: 120MM |
| PV150 1 CHIP CAMARA DIGITAL PAL CON OBJETIVO | JN441 FONDO PARA CONT. 1/1 PERF. ALTURA: 120MM |
| PV151 1 CHIP CABEZAL CAMARA CON CABLE PAL | PE184A ENDOSCOPIO ANGULADO MINOP 0 GRADOS 180MM 2.7MM |
| PV152 1 CHIP CAMARA DIGITAL NTSC CON OBJETIVO | PE204A ENDOSCOPIO ANGULADO MINOP 30 GRADOS 180MM 2.7MM |
| PV153 1 CHIP CABEZAL CAMARA CON CABLE NTSC | PE486A ENDOSCOPIO ANGULADO MINOP 4.0MM DIÁM. 0 GRADOS 150MM |
| PV420 CAMARA DIGITAL 3 CHIP PAL SIN OBJETIVO | PE506A ENDOSCOPIO ANGULADO MINOP 4.0MM DIÁM. 30 GRADOS 150MM |
| PV421 3 CHIP CABEZAL CAMARA C. CABLE DIGI. PAL | PE508A ÓPTICA GRAN ANGULAR DIÁM.: 4.0MM 30° 302MM |
| PV422 CAMARA DIGITAL 3 CHIP NTSC SIN OBJETIVO | PE526A NEUROENDOSCOPIO ANGULADO MINOP 70 GRADOS 4/150MM |
| PV423 3 CHIP CABEZAL CAMARA C. CABLE DIGI. | |



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | |
|--|--|
| NTSC | PV123S ENDOOBJETIVO PARA PV412 30MM |
| PV429 3 CHIP CCU PAL DIGITAL SIN CABLE | PV124S OBJETIVO ZOOM C-MOUNT |
| PV430 3 CHIP SISTEMA CAMARA PAL CON OBJETIVO | PV140 SISTEMA DE CÁMARA PAL 1 CHIP CON LENTE |
| PV431 3 CHIP CABEZAL CAMARA CON CABLE APL | PV142 SISTEMA CÁMARA NTSC 1 CHIP CON LENTE |
| PV432 3 CHIP SISTEMA CAMARA NTSC CON OBJETIVO | PV420 CÁMARA DIGITAL PAL 3 CHIPS SIN LENTE |
| PV433 3 CHIP CABEZAL CAMARA CON CABLE NTSC | PV432 SISTEMA DE CÁMARA NTSC 3 CHIPS CON LENTE |
| PV435 SISTEMA CAMARA PAL 3 CHIP CON ZOOM | PV435 SISTEMA DE CÁMARA PAL 3 CHIPS CON ZOOM |
| PV440 CAMARA HD 3 CHIP | PV440 CÁMARA HD 3 CHIPS |
| PV441 CABLE CAMARA PARA PV440 3 M | PV441 CABLE DE CÁMARA PARA PV440 3M |
| PV442 CABEZAL CAMARA HD CON CABLE | PV442 CABEZAL CÁMARA HD CON CABLE |
| PV799CARRO ENDOSCOPIA C. TRANSFOR. AISL.920VA | PV470 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CMOS FULL HD |
| PV820EDDY DVD SISTEMA DE DOCUMENTAC. DIGITAL | PV471 CABEZAL DE CÁMARA FULL HD CON OBJETIVO PÉNDULO |
| PV875 BRAZO EXTENSION CORTO | PV472 CABEZAL CÁMARA CMOS FULL HD CON OBJETIVO ZOOM |
| PV880 CARRO ENDOSCOPIA ESTRECHO | |
| PV881 CARRO ENDOSCOPIA ESTRECHO C. CONTROL AISL. | |



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

| | | |
|--|---|---|
| | PV883 SOPORTE BOTELLAS INFUSION | PV473 CABEZAL CÁMARA FULL HD CON OBJETIVO FOCO FIJO |
| | PV884 FIJADOR PARA CAMARA | PV875 BRAZO DE EXTENSIÓN CORTO |
| | PV885 BRAZO EXTENSION | PV880 CARRO ENDOSCOPIA ANGOSTO |
| | PV890 CARRO ENDOSCOPIA ANCHO | PV881 CARRO ENDOSCOPIA ANGOSTO CON CONTROL AISL. |
| | PV891 CARRO ENDOSCOPIA ANCHO C. CONTROL AISL. | PV882 SOPORTE CILINDRO CO2 |
| | PV910 IMPRESORA VIDEO COLOR, A6, SONY UP-2800P | PV883 SOPORTE BOTELLA DE INFUSIÓN |
| | PV911U A6 COLOUR VIDEO PRINTER SONY NTSC | PV884 DISPOSITIVO DE SOPORTE PARA CÁMARA |
| | PV913U VIDEORECORDER SVHS NTSC | PV885 BRAZO DE EXTENSIÓN |
| | PV920 SISTEMA ARCHIVO DVD DIGITAL | PV890 CARRO ENDOSCOPIA ANCHO |
| | PV924U MEDICAL MONITOR 14 600 LINES | PV891 CARRO ENDOSCOPIA ANCHO CON CONTROL AISL. |
| | PV925U MEDICAL MONITOR 20 600 LINES | RT020R ACOPLADOR RÁPIDO PARA COBERTOR DESCARTABLE |
| | PV999 CARRO ENDOSCOPIA CONT TRANSF. AISLAN. 1500 VA | RT040R BRAZO DE RETRACCIÓN NEUMÁTICO UNITRAC |
| | RT020R UNITRAC ACOPLADOR RAPIDO | RT046P SOPORTE PARA ENDOSCOPIO DIÁM.: 30-7.5MM |
| | RT040R BRAZO SUJ. C. 3 ARTICULACION. Y ADPT. RT | |
| | RT046P SOPORTE P. ENDOSCOPIA D: 3,0 - 7,5 MM | |
| | RT055P INSERTO PEEK P. | |



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|---|
| RT081R | DIÁMETRO VARIABLE | RT055P | INSERTO PEEK PARA RT081R DIÁMETRO AJUSTABLE |
| RT059R | NEUROPILOT IV | RT060R | MANIPULADOR DE ALCANCE NEUROPILOT PARA UNITRAC |
| RT060R | NEUROPILOT IV + EA | RT061R | INSERTO PARA NEUROPILOT PARA RT060R 4MM |
| RT061R | CASQUILLO REDUCT. 4,0 MM P. RT060R | RT062R | INSERTO PARA NEUROPILOT PARA RT060R DIÁM. 6.2MM |
| RT062R | CASQUILLO REDUCT. 6,2 MM P. RT060R | RT063R | INSERTO PARA NEUROPILOT PARA RT060R DIÁM. 3.2MM |
| RT063R | CASQUILLO REDUCT. 3,2 MM P. RT060R | RT064R | INSERTO PARA NEUROPILOT PARA RT060R DIÁM. 4.6MM |
| RT064R | CASQUILLO REDUCT. 4,6 MM P. RT060R | RT065R | INSERTO PARA NEUROPILOT PARA RT060R DIÁM. 6MM |
| RT065R | CASQUILLO REDUCT. 6,0 MM P. RT060R | RT066R | INSERTO PARA NEUROPILOT PARA RT060R DIÁM. 3MM |
| RT066R | CASQUILLO REDUCT. 3,0 MM P. RT060R | RT079R | ADAPTADOR/NEUROENDOSCOPIOS ANGULADOS |
| RT067P | CASQUILLO REDUCT. 6,2 MM P. RT059R | RT081R | ADAPTADOR PARA ENDOSCOPIO 10MM DIÁMETRO |
| RT079R | PORTAOPTICA UNITRAC | RT084P | INSERTO PEEK PARA RT081R DIÁMETRO INT. 3.2MM |
| RT081R | PORTAOPTICA UNITRAC | RT085P | INSERTO PEEK PARA RT081R DIÁMETRO INT. 3.2MM |
| RT082P | PEEK ACCE P. RT081R INDENT. D: 6,2 MM | RT086P | INSERTO PEEK |
| RT083P | PEEK ACCE P. RT081R INDENT. D: 6,0 MM | | |
| RT084P | PEEK ACCE P. RT081R INDENT. D: 4,6 MM | | |
| RT085P | PEEK ACCE P. RT081R INDENT. D: 3,2 MM | | |



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | | |
|--|---|--|
| | RT086P PEEK ACCE P. RT081R INDENT. D: 10,0 MM | PARA RT081R DIÁMETRO INT. 10.0MM |
| | RT087P PEEK ACCE P. RT081R INDENT. D: 5,4 MM | RT087P SOPORTE PARA ENDOSCOPIO CON BISAGRA ESFÉRICA DIÁM. 10/110M |
| | RT090R GRAPA SUJ. ALOJ. BARRAS SUJ. 20 MM | RT088R SOPORTE UNIVERSAL PARA PALANCA DE HUESOS |
| | | RT090R ADAPTADOR PARA MESA QUIRÚRGICA DIÁM.: 20 MM |

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma B. BRAUN MEDICAL S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-2, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días... **26 ENE 2015**

Expediente N° 1-0047-10360-13-3

DISPOSICIÓN N°

4

0929

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.