



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-235-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 8 de Enero de 2019

Referencia: 1-47-3110-3150-17-1

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-3150-17-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma IMPLANTES F.I.C.O. ALEMANA S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-11, denominado Prótesis para reemplazo parcial de cadera e Instrumental, marca FICO, IPS, MEDICAL TEC, KORALINE.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-11, correspondiente al producto médico denominado Prótesis para reemplazo parcial de cadera e Instrumental, marca FICO, IPS, MEDICAL TEC, KORALINE, propiedad de la firma IMPLANTES F.I.C.O. ALEMANA S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 3288/12 de fecha 7 de Junio de 2012, la cual será 7 de Junio de 2021.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-11, denominado Prótesis para reemplazo parcial de cadera e Instrumental, marca FICO, IPS, MEDICAL TEC, KORALINE.

ARTÍCULO 3°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-11.

ARTICULO 4°.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-3150-17-1

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.01.08 16:12:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.01.08 16:12:16 -03'00'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma IMPLANTES F.I.C.O. ALEMANA S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-11 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo: Prótesis para reemplazo parcial de cadera e Instrumental.

Marca: FICO, IPS, MEDICAL TEC, KORALINE.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 3288/12.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	7 de Junio de 2017	7 de Junio de 2021
Modelo/s	THOMPSON AUSTIN-MOORE CABEZA MODULAR COPA BI -POLAR SISTEMA BI-POLAR.	03CAAUSPRO0001 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 38 mm. 03CAAUSPRO0002 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 39 mm. 03CAAUSPRO0003 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 40 mm.

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CAAUSPRO0004 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 41 mm.</p> <p>03CAAUSPRO0005 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 42 mm.</p> <p>03CAAUSPRO0006 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 43 mm.</p> <p>03CAAUSPRO0007 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 44 mm.</p> <p>03CAAUSPRO0008 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 45 mm.</p> <p>03CAAUSPRO0009 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 46 mm.</p> <p>03CAAUSPRO0010</p>
--	--	---

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 47 mm. 03CAAUSPRO0011 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 48 mm. 03CAAUSPRO0012 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 49 mm. 03CAAUSPRO0013 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 50 mm. 03CAAUSPRO0014 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 51 mm. 03CAAUSPRO0015 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 52 mm. 03CAAUSPRO0016 PROTESIS AUSTIN
--	--	---

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 53 mm. 03CAAUSPRO0017 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 54 mm. 03CAAUSPRO0018 PROTESIS AUSTIN MOORE TALLO PERFORADO RECTO - Diam. 55 mm. 03CAAUSPRO0036 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO - Diam. 38 mm. 03CAAUSPRO0019 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO - Diam. 39 mm. 03CAAUSPRO0020 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO - Diam. 40 mm. 03CAAUSPRO0021 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO
--	--	---

IF-2018-59957409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>PERFORADO RECTO - Diam. 41 mm. 03CAAUSPRO0022 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO</p> <p>PERFORADO RECTO - Diam. 42 mm. 03CAAUSPRO0023 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO</p> <p>PERFORADO RECTO - Diam. 43 mm. 03CAAUSPRO0024 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO</p> <p>PERFORADO RECTO - Diam. 44 mm. 03CAAUSPRO0025 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO</p> <p>PERFORADO RECTO - Diam. 45 mm. 03CAAUSPRO0026 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO</p> <p>PERFORADO RECTO - Diam. 46 mm. 03CAAUSPRO0027 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO</p> <p>PERFORADO RECTO -</p>
--	--	--

IF-2018-39937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Diam. 47 mm. 03CAAUSPRO0028 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO -</p> <p>Diam. 48 mm. 03CAAUSPRO0029 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO -</p> <p>Diam. 49 mm. 03CAAUSPRO0030 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO -</p> <p>Diam. 50 mm. 03CAAUSPRO0031 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO -</p> <p>Diam. 51 mm. 03CAAUSPRO0032 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO -</p> <p>Diam. 52 mm. 03CAAUSPRO0033 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO -</p> <p>Diam. 53 mm.</p>
--	--	---

IF-2018-39937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CAAUSPRO0034 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO - Diam. 54 mm.</p> <p>03CAAUSPRO0035 PROTESIS AUSTIN MOORE SOLIDO PERFORADO RECTO - Diam. 55 mm.</p> <p>03CABIPCBP0001 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 39 mm.</p> <p>03CABIPCBP0002 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 41 mm.</p> <p>03CABIPCBP0003 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 43 mm.</p> <p>03CABIPCBP0004 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 45 mm.</p> <p>03CABIPCBP0005 COPA</p>
--	--	--

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 47 mm.</p> <p>03CABIPCBP0006 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 49 mm.</p> <p>03CABIPCBP0007 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 51 mm.</p> <p>03CABIPCBP0008 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 53 mm.</p> <p>03CABIPCBP0009 COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diametro exterior 55 mm.</p> <p>03CABIPCBP0010 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. - Diam.ext. 39 mm.</p> <p>03CABIPCBP0011 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm.</p>
--	--	---

IF-2018-39937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Diam.ext. 41 mm.</p> <p>03CABIPCBP0012 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. -</p> <p>Diam.ext. 43 mm.</p> <p>03CABIPCBP0013 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. -</p> <p>Diam.ext. 45 mm.</p> <p>03CABIPCBP0014 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. -</p> <p>Diam.ext. 47 mm.</p> <p>03CABIPCBP0015 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. -</p> <p>Diam.ext. 49 mm.</p> <p>03CABIPCBP0016 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. -</p> <p>Diam.ext. 51 mm.</p> <p>03CABIPCBP0017 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. -</p> <p>Diam.ext. 53 mm.</p> <p>03CABIPCBP0018 IPS- COPA SISTEMA BI-POLAR diam.int. 22.22 mm. -</p> <p>Diam.ext. 55 mm.</p> <p>03CATHOCTL0001</p>
--	--	--

PROTESIS THOMPSON
IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 38 mm. 03CATHOCTL0002 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 39 mm. 03CATHOCTL0003 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 40 mm. 03CATHOCTL0004 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 41 mm. 03CATHOCTL0005 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 42 mm. 03CATHOCTL0006 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 43 mm. 03CATHOCTL0007 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y</p>
--	--	---

IF-2018-39937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>TALLO LARGO RECTO - Diam. 44 mm. 03CATHOCTL0008 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 45 mm. 03CATHOCTL0009 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 46 mm. 03CATHOCTL0010 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 47 mm. 03CATHOCTL0011 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 48 mm. 03CATHOCTL0012 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 49 mm. 03CATHOCTL0013 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO -</p>
--	--	--

IF-2018-39937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Diam. 50 mm.</p> <p>03CATHOCTL0014</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 51 mm.</p> <p>03CATHOCTL0015</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 52 mm.</p> <p>03CATHOCTL0016</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 53 mm.</p> <p>03CATHOCTL0017</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 54 mm.</p> <p>03CATHOCTL0018</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO Y TALLO LARGO RECTO - Diam. 55 mm.</p> <p>03CATHOCUL0001</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 38 mm</p>
--	--	--

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CATHOCUL0002 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 39 mm.</p> <p>03CATHOCUL0003 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 40 mm.</p> <p>03CATHOCUL0004 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 41 mm.</p> <p>03CATHOCUL0005 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 42 mm.</p> <p>03CATHOCUL0006 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 43 mm.</p> <p>03CATHOCUL0007 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 44 mm.</p> <p>03CATHOCUL0008</p>
--	--	---

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 45 mm.</p> <p>03CATHOCUL0009</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 46 mm.</p> <p>03CATHOCUL0010</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 47 mm.</p> <p>03CATHOCUL0011</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 48 mm.</p> <p>03CATHOCUL0012</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 49 mm.</p> <p>03CATHOCUL0013</p> <p>PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 50 mm.</p> <p>03CATHOCUL0014</p> <p>PROTESIS THOMPSON</p>
--	--	--

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 51 mm. 03CATHOCUL0015 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 52 mm. 03CATHOCUL0016 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 53 mm. 03CATHOCUL0017 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 54 mm. 03CATHOCUL0018 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 55 mm. 03CATHOCUL0019 PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO - Diam. 57 mm. 03CATHOLAR0001 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO</p>
--	--	---

IF-2018-59957409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>LARGO RECTO - Diam. 38 mm.</p> <p>03CATHOLAR0002 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 39 mm.</p> <p>03CATHOLAR0003 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 40 mm.</p> <p>03CATHOLAR0004 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 41 mm.</p> <p>03CATHOLAR0005 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 42 mm.</p> <p>03CATHOLAR0006 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 43 mm.</p> <p>03CATHOLAR0007 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam.</p>
--	--	--

IF-2018-39937409-APN-DNPM#ANMAT

		44 mm.
		03CATHOLAR0008 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 45 mm.
		03CATHOLAR0009 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 46 mm.
		03CATHOLAR0010 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 47 mm.
		03CATHOLAR0011 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 48 mm.
		03CATHOLAR0012 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 49 mm.
		03CATHOLAR0013 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 50 mm.

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CATHOLAR0014 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 51 mm.</p> <p>03CATHOLAR0015 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 52 mm.</p> <p>03CATHOLAR0016 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 53 mm.</p> <p>03CATHOLAR0017 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 54 mm.</p> <p>03CATHOLAR0018 PROTESIS THOMPSON STANDARD CON TALLO LARGO RECTO - Diam. 55 mm.</p> <p>03CATHOPAR0001 PROTESIS THOMPSON DE RESECCION- Diam.49mm.x90mm.de reseccion.Tallo 220mm.</p> <p>03CATHOPAR0002</p>
--	--	---

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		PROTESIS THOMPSON DE RESECCION- Diam.43mm.x90mm.de reseccion.Tallo 220mm. 03CATHOPAR0003 PROTESIS THOMPSON DE RESECCION- Diam.41mm.x90mm.de reseccion.Tallo 220mm. 03CATHOSTD0001 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 38 mm. 03CATHOSTD0002 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 39 mm. 03CATHOSTD0003 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 40 mm. 03CATHOSTD0004 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 41 mm. 03CATHOSTD0005 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 42 mm. 03CATHOSTD0006 PROTESIS THOMPSON
--	--	--

IF-2018-59937409-APN-DNP/ANMAT

		STANDARD TALLO CURVO - Diam. 43 mm. 03CATHOSTD0007 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 44 mm. 03CATHOSTD0008 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 45 mm. 03CATHOSTD0009 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 46 mm. 03CATHOSTD0010 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 47 mm. 03CATHOSTD0011 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 48 mm. 03CATHOSTD0012 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 49 mm. 03CATHOSTD0013 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 50 mm. 03CATHOSTD0014
--	--	---

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 51 mm. 03CATHOSTD0015 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 52 mm. 03CATHOSTD0016 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 53 mm. 03CATHOSTD0017 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 54 mm. 03CATHOSTD0018 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - Diam. 55 mm. 03CATHOSTA0001 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 38 mm. 03CATHOSTA0002 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 39 mm.
--	--	---

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CATHOSTA0003 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 40 mm.</p> <p>03CATHOSTA0004 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 41 mm.</p> <p>03CATHOSTA0005 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 42 mm.</p> <p>03CATHOSTA0006 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 43 mm.</p> <p>03CATHOSTA0007 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 44 mm.</p> <p>03CATHOSTA0008</p>
--	--	--

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 45 mm. 03CATHOSTA0009 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 46 mm. 03CATHOSTA0010 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 47 mm. 03CATHOSTA0011 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 48 mm. 03CATHOSTA0012 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 49 mm. 03CATHOSTA0013 PROTESIS THOMPSON</p>
--	--	---

IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

		<p>STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 50 mm.</p> <p>03CATHOSTA0014 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 51 mm.</p> <p>03CATHOSTA0015 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 52 mm.</p> <p>03CATHOSTA0016 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 53 mm.</p> <p>03CATHOSTA0017 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 54 mm.</p> <p>03CATHOSTA0018 PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO</p>
--	--	--

IF-2018-59957409-APN-DNPM#ANMAT

		CURVO - BASE ANGULADA - Diam. 55 mm. INSTRUMENTAL ASOCIADO
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-3150-17-1



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-59937409-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 21 de Noviembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-3150-17-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.21 08:57:50 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.11.21 08:57:51 -03'00'