



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S.A.M.S.T.*

DISPOSICIÓN N° **4455**

BUENOS AIRES, 15 JUL 2013

VISTO el Expediente N° 1-47-20591-12-1 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ACRYL-AR S.R.L. solicita la inscripción de la modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1042-21, correspondiente al producto de Nombre genérico / comercial aprobado: COMPONENTES PROTÉSICOS Y ACCESORIOS / ALPHA BIO Tec.

Que el Certificado mencionado fue emitido en los términos de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

ca
Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección de Tecnología Médica y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 1490/92 y del Decreto N° 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción de las modificaciones solicitadas al Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1042-21.

ARTICULO 2º - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones, el cual pasa a formar parte integrante de la presente Disposición y que deberá



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.P.

DISPOSICIÓN N° **4455**

agregarse al Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1042-21.

ARTICULO 3° - Anótese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, gírese al Departamento de Registro para que efectúe la agregación del Anexo de modificaciones al certificado original y entrega de la copia autenticada de la presente Disposición; cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente N° 1-47-20591-12-1

DISPOSICIÓN N°

4455

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.P.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.P.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición ⁴⁴⁵⁵ a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1042-21 y de acuerdo a lo solicitado por la firma ACRYL-AR S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en (RPPTM) bajo:

Nombre genérico / comercial aprobado: COMPONENTES PROTÉSICOS Y ACCESORIOS / ALPHA BIO Tec.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 2113/10 de fecha 5 de Mayo de 2010.

Tramitado por expediente N° 1-47-11324-09-4.

Disposición Modificatoria de (RPPTM) N° 5523/10 de fecha 20 de Septiembre de 2010.

Tramitado por expediente N° 1-47-10573-10-4.

Disposición Modificatoria de (RPPTM) N° 5069/11 de fecha 19 de Julio de 2011.

Tramitado por expediente N° 1-47-6988-11-7.

DATO IDENTIFICATORIO O A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo/s:	TRANSFERENCIA PILAR	109 HS3 Pilar de cicatrización L 3,0mm
	LOCK HEXAGONAL CORTO	110 HS5 Pilar de cicatrización L 5,0mm
	TRANSFERENCIA PILAR	111 CST Tornillo de obturación
	LOCK HEXAGONAL PARA ARRC	112 HSS3 Pilar de cicatrización delgado L 3,0 mm
	ADAPTADOR PARA PILAR ZIRCONIO	113 HSS5 Pilar de cicatrización delgado L 5,0 mm
	ANÁLOGO CÓNICO	114 HSS4 Pilar de cicatrización delgado L 4,0 mm
	ANÁLOGO IMPLANTE ARROW	mm
	ANÁLOGO IMPLANTE PARA ARRC IAC	116 HS2 Pilar de cicatrización L 2,0 mm
		117 HS4 Pilar de cicatrización L 4,0 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.S.

	ANÁLOGO	IMPLANTE:	118 HS6 Pilar de cicatrización L 6,0 mm
	MEDIDAS VARIAS		119 HS7 Pilar de cicatrización L 7,0 mm
	ANÁLOGO RECTO		120 HSD5-3 Ancho D 5,0mm Pilar de cicatrización L 3,0mm
	BOLILLA TITANIO: MEDIDAS VARIAS		121 HSDS-5 Ancho D 5,0mm Pilar de cicatrización L5,0mm
	COFIA PILAR TITANIO		122 HSD6-3 Ancho D6,0mm Pilar de cicatrización L3,0mm
	COMPONENTE PLÁSTICO PARA HBZ		123 HSD6-5 Ancho D6,0mm Pilar de cicatrización L5,0mm
	COMPONENTE PLÁSTICO PARA TLA 1-4		124 HS5-3 Pilar de cicatrización D5,0 H3,0 mm
	CONEXIÓN BASE HEXAGONAL: MEDIDAS VARIAS		125 HS5-5 Pilar de cicatrización D5,0 H5,0 mm
	CONEXIÓN TITANIO: MEDIDAS VARIAS		126 HS5,5-3 Pilar de cicatrización D5,5 L3,0 mm
	CUBIERTA IMPLANTE CSTC		127 HS5,5-5 Pilar de cicatrización D5,5 H5,0 mm
	CUBIERTA METAL PARA IMPLANTE ARROW		128 HS6-3 Pilar de cicatrización D6,0 H3,0 mm
	CUBIERTA METAL PARA MICRO SIZE		129 HS6-5 Pilar de cicatrización D6,0 H5,0 mm
	CUBIERTA METAL PARA NC1/2.25		130 HS7-3 Pilar de cicatrización D7,0 H3,0 mm
	CUBIERTA CICATRIZACIÓN PARA TCT		131 HS7-5 Pilar de cicatrización D7,0 H5,0 mm
	GUÍA & POSICIONADOR ARROW		132 HS8-3 Pilar de cicatrización D8,0 H3,0 mm
	LAMINA PLÁSTICA CÓNICA		133 HS8-5 Pilar de cicatrización D8,0 H5,0 mm
	LAMINA PLÁSTICA CÓNICA ROTACIONAL		2405 ATC Cofia telescópica Arrow
	LAMINA PLÁSTICA NO ROTACIONAL		2406 ATS Tornillo para casquillo telescópico Arrow
	LAMINA PLÁSTICA RECTA		2407 ASS Tornillo lateral Arrow
	LAMINA TITANIO CÓNICA ROTACIONAL		2410 ANC Mini cofia de nylon D1,8 mm
	LAMINA TITANIO RECTA		2411 AH Mini carcasa de metal D1,8 mm
	PILA BOLILLA ANGULADO		2416 IAARR Análogo de implante Arrow
	PILAR ESTHETIC LOCK TITANIO LARGO		2417 APC Casquillo plástico Arrow rotación



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.

	PILAR ESTHETIC LOCK TITANIO: MEDIDAS VARIAS	2418 APC-AR Casquillo plástico Arrow anti-rotación
	PILAR ESTHETIC TITANIO: MEDIDAS VARIAS	2419 APG Guía paralela Arrow
	PILAR LOCK PLÁSTICO CON BASE METÁLICA	2462 TLARB Pilar de titanio para ARPB
	PILAR LOCK PLÁSTICO DELGADO	2464 TLARB15° Pilar de titanio 15° para ARPB
	PILAR LOCK PLÁSTICO NORMAL	2466 TLARP Pilar de titanio para ARRP
	PILAR LOCK PLÁSTICO ROTACIONAL	2507 SBC Tornillo retenedor de bola para ARRC L0,5 mm
	PILAR LOCK TITANIO COMPUESTO	2508 SBCI Tornillo retenedor de bola para ARRC L1,0 mm
	PILAR LOCK TITANIO CON BASE METÁLICA	2509 SBC2 Tornillo retenedor de bola para ARRC L2,0 mm
	PILAR LOCK TITANIO CON ESCALLOP ANGULADO	2573 SBC3 Tornillo retenedor de bola para ARRC L3,0 mm
	PILAR LOCK TITANIO CON HOMBRO: MEDIDAS VARIAS	2574 SBC4 Tornillo retenedor de bola para ARRC L4,0 mm
	PILAR LOCK TITANIO LARGO/ CORTO/DELGADO	3010 SFM Tornillo de fijación de membrana D1,2 mm L4,1 mm
	PILAR LOCK TITANIO PARA IMPLANTE 5, 6MM	3030 SFS Tornillo de fijación de membrana D1,2 mm L8,0 mm
	PILAR LOCK TITANIO: MEDIDAS VARIAS	3031 SFSL Tornillo largo de fijación de membrana D1,2 mm L11,6 mm
	PILAR OMNI	4801 ALA 0,3 Pilar AlphaLoC Locator L0,3 mm
	PILAR PLÁSTICO PARA ARRC	4802 ALA1 Pilar AlphaLoC Locator L1,0 mm
	PILAR RECTO TITANIO: MEDIDAS VARIAS	4803 ALA2 Pilar AlphaLoC Locator L2,0 mm
	PILAR TITANIO ANGULADO PARA ARPB	4804 ALA3 Pilar AlphaLoC Locator L3,0 mmf
	PILAR TITANIO ANGULADO PARA ARRC	4805 ALA4 Pilar AlphaLoC Locator L4,0 mm
	PILAR TITANIO PARA ARPB	4806 ALAS Pilar AlphaLoC Locator L5,0 mm
	PILAR TITANIO PARA ARRC	4807 ALA6 Pilar AlphaLoC Locator L6,0 mm
	PILAR TITANIO PARA ARRP	4811 ALMPP Paquete de procesamiento macho AlphaLoC Locator
	PILAR TITANIO PARA	4812 ALMEPP Paquete de proc, macho extendido AlphaLoC Locator
		4825 ALAM AlphaLoC Locator guía p/medición de ángulo
		4830 ALIC AlphaLoC Locator cofia p/impresión (4 p)

10



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. V. M. S. J.

IMPLANTE	4833	ALU1-AU AlphaLoC Locator UniCover 1 mm
PILAR ZIRCONIO PARA HBZ		
PILAR ESTHETIC TITANIO: MEDIDAS VARIAS	4834	ALU2-AU AlphaLoC Locator UniCover 2 mm
PIN GUÍA LARGO	4835	ALAA AlphaLoC Locator análogo 4 mm
PILAR LOCK TITANIO ANCHO	(4 p)	
TAPA NYLON ARROW	4836	ALMC AlphaLoC Locator transparente (4 p)
TAPA NYLON CON PARTES INTERNAS DE TITANIO	4837	ALMP AlphaLoC Locator retención leve rosa (4 p)
TAPA NYLON PARA ARPB	4838	ALMB AlphaLoC Locator retención extra leva azul (4 p)
TAPA NYLON PARA CUBIERTA METAL: MEDIDAS VARIAS	4839	ALMG AlphaLoC Locator rango extendido verde (4 p)
TAPA PLÁSTICA ARROW ROTACIONAL/ NO ROTACIONAL	4840	ALMO AlphaLoC Locator rango extendido naranja (4 p)
TAPA TELESCÓPICA ARROW PARA CIMENTACIÓN	4841	ALMR AlphaLoC Locator rango extendido rojo (4 p)
TORNILLO BOLILLA PARA TSA & TCT	4842	ALBP AlphaLoC Locator negro de procesamiento (4 p)
TORNILLO BOLILLA PARA ARRC: MEDIDAS VARIAS	4843	ALWB AlphaLoC anillo espaciador blanco (4 p)
TORNILLO FIJACIÓN	4844	ALPP AlphaLoC Locator poste paralelo (4 p)
TORNILLO FIJACIÓN LARGO/CORTO	4845	ALKO,3/0-10° AlphaLoC Locator Kit 0°-10° L0,3 mm
TORNILLO FIJACIÓN TORQFIT	4846	ALK1/0-10° AlphaLoC Locator Kit 0°-10° L1,0 mm
TORNILLO LARGO: MEDIDAS VARIAS	4847	ALK2/0-10° AlphaLoC Locator Kit 0°-10° L2,0 mm
TORNILLO PARA HBZ	4848	ALK3/0-10° AlphaLoC Locator Kit 0°-10° L3,0 mm
TORNILLO PARA TRANSFERENCIA PILAR	4849	ALK4/0-10° AlphaLoC Locator Kit 0° -10° L4,0 mm
LOCK HEXAGONAL		
TORNILLO PARA TRANSFERENCIA PILAR	4850	ALK5/0-10° AlphaLoC Locator Kit 0°-10° L5,0 mm
LOCK HEXAGONAL CORTO		
TORNILLO PILAR	4851	ALK6/0-10° AlphaLoC Locator Kit 0°-10° L6,0 mm
TORNILLO PILAR CORTO/		



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
S.A.M.A.T.

	LARGO	4852 ALK0,3/10-20° AlphaLoC Locator Kit
	TORNILLO PILAR PARA ARRC	10°-20° L0,3 mm
	TORNILLO PROTÉSICO PARA	4853 ALK1/10-20° AlphaLoC Locator Kit 10°-
	TRANSFERENCIA CORTO	20° L1,0 mm
	TORNILLO RESCATE	4854 ALK2/10-20° AlphaLoC Locator Kit 10°-
	TORNILLO TITANIO TORQFIT	20° L2,0 mm
	TORNILLO TRANSFERENCIA	4855 ALK3/10-20° AlphaLoC Locator Kit 10°-
	CÓNICO	20° L3,0 mm
	TORNILLO TRANSFERENCIA	4856 ALK4/10-20° AlphaLoC Locator Kit 10°-
	TRANSFERENCIA PILAR	20° L4,0 mm
	LOCK HEXAGONAL	4857 ALK5/10-20° AlphaLoC Locator Kit 10°-
		20° L5,0 mm
		4858 ALK6/10-20° AlphaLoC Locator Kit 10°-
		20° L6,0 mm
		5010 TCA Pilar recto de titanio rotación
		5011 TCAB Pilar recto de recuperación
		rotación
		5030 TLA Pilar recto de titanio
		5031 ETLA Pilar recto de titanio estético
		5040 PLA Pilar recto de titanio anti-rotación
		5041 PLA-R Pilar derecho plástico rotación
		5050 PLAS Pilar derecho plástico delgado
		5060 HLT Bandeja transferencia cerrada
		5061 HLTO Bandeja transferencia abierta
		5062 HLTLS Bandeja transferencia cerrada
		delgada
		5070 LGP Tornillo largo p/bandeja
		transferencia abierta
		5080 IA Análogo de implante
		5090 TLA15 Pilar angular de titanio 15°
		5091 TLA15B Pilar angular de titanio 15° con
		hombro
		5092 TLAL15 Pilar angular de titanio largo 15°
		5093 PLA15 Pilar angular de plástico 15°
		5094 ETLAL15 Pilar angular de titanio largo
		estético 15°
		5098 TLA15BB Pilar angular de titanio largo
		15° con hombro

107



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.I.

		5100 TLAB T Pilar colado en titanio
		5110 RS Tornillo de recuperación
		5120 STLA Tornillo del pilar
		5121 STLAT Tornillo del pilar Torqfit
		5122 STLAS Tornillo del pilar corto de titanio L8,3 mm
		5123 STLAL Tornillo del pilar largo de titanio
		5124 STLAR Tornillo del pilar de titanio ARRC
		5125 SHLTS Tornillo corto p/bandeja de transferencia cerrada
		5126 STLASS Tornillo del pilar corto de titanio L7,9 mm
		5130 TLA25 Pilar angular de titanio 25°
		5131 ETLA25 Pilar angular de titanio estético 25°
		5132 TLA25B Pilar angular de titanio 25° con hombro
		5134 TLAL25 Pilar de bloqueo de titanio 25° largo
		5140 TLAL Pilar derecho largo de titanio
		5150 TLAS Pilar delgado recto de titanio
		5151 TLASS Pilar delgado recto de titanio corto
		5152 TLASSS Pilar delgado recto de titanio extra corto
		5155 ETLAS Pilar delgado recto de titanio largo estético
		5156 ETLASS Pilar delgado recto de titanio estético
		5160 TLAI Manguito de pilar recto de titanio H1,0 mm
		5161 ETLAI Manguito de pilar recto de titanio estético H1,0 mm
		5170 HLTS Bandeja de transferencia cerrada corta
		5171 HLTOS Bandeja de transferencia abierta corta
		5172 SHLT Tornillo para bandeja de

5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.

		transferencia cerrada 5180 TLA2 Manguito de pilar recto de titanio H2,0 mm 5181 ETLA2 Manguito de pilar recto de titanio estético H2,0 mm 5182 TLA02 Manguito de pilar de titanio Omni H2,0 mm 5200 TLAC-AR Pilar temporal de titano anti-rotación 5220 TLAC-R Pilar temporal de titano rotación 5230 TPG SET Juego Paraguide (3 piezas) 5250 TLAB5 Pilar colado en titanio D5,0 mm 5251 PTLAB Mango plástico para pilar colado en titanio 5260 TLAB6 Pilar colado en titanio D6,0 mm 5271 TLARC15 Pilar angular de titanio 150 para ARRC 5272 PTLAC Pilar recto plástico para ARRC 5273 TLARC Pilar recto de titanio para ARRC 5280 IAS Análogo de implante D5,0 mm 5290 IA6 Análogo de implante D6,0 mm 5300 TLM,7 Manguito de pilar recto de titanio de 4,7 mm 5301 TCT UniCover TCT 5303 AUTSA 2,5 UniCover TSA H2,5 mm 5304 AUTSA 1,7 UniCover TSA H1,7 mm 5305 AUBall1 UniCover sostenido por bola H1,0 mm 5306 AUBall2 UniCover sostenido por bola H2,0 mm 5307 AUTLAS UniCover TLAS 5308 AUB17/1,5 Alpha UniBase 17° H1,5 mm 5309 AUB17/2,5 Alpha UniBase 17° H2,5 mm 5310 TLAD5 Pilar recto de titanio para implante D5,0 mm 5311 TLAD5-15 Pilar angular de titanio 15° para implante D5,0 mm 5312 AUB30/1,5 Alpha UniBase 30° H1,5 mm
--	--	---

0,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.F.

		<p>5313 AUB30/2,5 Alpha UniBase 30° H2,5 mm</p> <p>5314 USP UniScrew azul para odontólogo</p> <p>5315 USL UniScrew para laboratorio</p> <p>5316 ITA Pilar de titanio temporal para TCT y/o HBC</p> <p>5320 TLAD6 Pilar recto de titanio para implante D6,0 mm</p> <p>5330 IM,7 Análogo de implante D 4,7 mm</p> <p>5340 TLAW Pilar recto de titanio ancho</p> <p>5350 TLA3 Manguito de Pilar recto de titanio H3,0 mm</p> <p>5351 ETLA3 Manguito de pilar recto de titanio estético H3,0 mm</p> <p>5360 TLM Manguito de Pilar recto de titanio H4,0 mm</p> <p>5361 ETLM Manguito de Pilar recto de titanio estético H4,0 mm</p> <p>5362 TLA04 Manguito de pilar de titanio Omni H4,0 mm</p> <p>5364 HTLASP Bandeja plástica de transferencia cerrada simple</p> <p>5366 TLASP1 Manguito simple de pilar recto de titanio H1,0 mm</p> <p>5367 TLASP2 Manguito simple de pilar recto de titanio H2,0 mm</p> <p>5368 TLASP3 Manguito simple de pilar recto de titanio H3,0 mm</p> <p>5369 TLASP4 Manguito simple de pilar recto de titanio H4,0 mm</p> <p>5370 PTLA Casquillo plástico para TLA1-4</p> <p>5395 TLASPA TLASP simple análoga</p> <p>5396 PTLASP Mango plástico desgaste simple para TLASP</p> <p>5401 TLAWP Pilar recto de titanio perfil ancho</p> <p>5402 TLAWPL Pilar recto largo de titanio perfil ancho</p> <p>5403 TLASSP Pilar de titanio delgado con plataforma corta</p>
--	--	--

10



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Inscripción
S.A.M.S.I.

		5404 TLASP Pilar recto delgado de aluminio con plataforma
		5405 TLASHP Pilar delgado de titanio con plataforma alta
		5406 EOAPSS Pilar corto estético Omni con PS
		5407 EOAPS Pilar estético Omni con PS
		5408 EAAPSS Pilar recto corto anatómico estético
		5409 EAAPS Pilar recto anatómico estético
		5410 EAAS15 Pilar anatómico estético corto 15°
		5411 EAA15 Pilar anatómico estético 15°
		5412 EAAH15 Pilar anatómico estético alto 15°
		5413 EAAS25 Pilar anatómico estético corto 25°
		5414 EAA25 Pilar anatómico estético 25°
		5415 EAAH25 Pilar anatómico estético alto 25°
		6040 HBC0,5 Conexión base hexagonal L0,5 mm
		6041 HBC1,5 Conexión base hexagonal L1,5 mm
		6042 HBC2,5 Conexión base hexagonal L2,5 mm
		6043 HBZ Adaptador para pilar de zirconio
		6050 LS0,5 Enroscado para HBC L0,5 mm
		6051 L51,5 Enroscado para HBC L1,5 mm
		6052 LS2,5 Enroscado para HBC L2,5 mm
		6053 SHBZ Enroscado para pilar de zirconio
		6054 ZHBZ Pilar recto de zirconio
		6055 ZHBZ-W Pilar recto de zirconio ancho
		6057 ZHBZ-25 Pilares angulares de zirconio 25°
		6058 ZHBZ-15 Pilares angulares de zirconio 15°
		6060 PST Mango plástico cónico
		6061 PSTI Mango plástico cónico rotación

5.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
S. N. M. S. T.

		6070 PST-AR Mango plástico cónico anti-rotación 6080 PHBZ Mango plástico para HBZ 6090 SF Fijación enroscada 6091 SFT Fijación enroscada Torqfit 6100 SFL Tornillo para transferencia de pilar de bandeja abierta 6101 SFS Tornillo corto para transferencia de pilar de bandeja abierta 6110 PSS Manija plástica recta 6120 TSA 2,5 Pilar recto de titanio L2,5 mm 6130 TSA3 Pilar recto de titanio L3,0 mm 6140 TSA4 Pilar recto de titanio L4,0 mm 6150 TSA5 Pilar recto de titanio L5,0 mm 6160 TSA6 Pilar recto de titanio L6,0 mm 6170 TS Pilar de transferencia de bandeja cerrada 6180 BTS Pilar análogo para TSA 6190 SB Dispositivo de bola para TSA & TCT 6210 TB2 Pilar de bola de titanio L2,0 mm 6220 TB4 Pilar de bola de titanio L4,0 mm 6240 H Cofia metálica para dispositivo de bola 6241 Cofia metálica para Micro tamaño 6242 Cofia metálica para NC 2,25 H 6250 NC Casquillo de nylon estándar 6251 NCT Casquillo de nylon con anillo de titanio 6252 Casquillo de nylon estándar 2,25 H 6253 NCA Casquillo de nylon blando 6260 TBO,5 Pilar de bola de titanio L0,5 mm 6270 TBS Pilar de bola de titanio L5,0 mm 6280 TB3 Pilar de bola de titanio L3,0 mm 6290 TB6 Pilar de bola de titanio L6,0 mm 6304 TBAA2 Pilar angulares de titanio bola lateral L2,0 mm 6305 TBAB2 Pilar angulares de titanio bola superior L2,0 mm 6306 TBAA3 Pilar angulares de titanio bola
--	--	---

8,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
S. N. M. S. J.

		<p>lateral L3,0 mm</p> <p>6307 TBAB3 Pilar angulares de titanio bola superior L3,0 mm</p> <p>6330 TSS Manija recta de titanio</p> <p>6401 TLABG Pilar colado dorado</p> <p>7020 BC Bola plástica para colado</p> <p>7030 BBC Barra con bola para colado</p> <p>7040 BRC Barra invertida para colado</p> <p>7060 DB Set de barra plástica</p> <p>7061 DBM Set de barra metálica</p> <p>7062 DBB Barra para colada</p> <p>7063 DBRP Cápsula de barra plástica</p> <p>7064 DBRS Cápsula de barra metálica</p> <p>7070 Pilar recto plástico para colada</p> <p>7120 1-72UNF ST Screw Tap 1-72 UNF</p> <p>8010 TCTO,S Pilar de conexión cónica L0,5 mm</p> <p>8011 TCTI,S Pilar de conexión cónica L1,5 mm</p> <p>8012 TCT2,5 Pilar de conexión cónica L2,5 mm</p> <p>8020 TST Transferencia cónica</p> <p>8030 BTI Pilar análogo para TCT</p> <p>8040 HCT Pilar de cicatrización para TCT</p> <p>8050 HCTB Pilar de cicatrización cónico para TCT</p> <p>132-001 HLTC Transferencia bandeja cerrada para ARRC</p> <p>135-001 CSTC Tornillo de cierre ARRC</p> <p>135-003 SHLTC Enroscado corto para Transf, de bandeja cerrada p/ ARRC</p> <p>138-001 IAC ARRC Análogo de implante para ARRC</p> <p>5127 STLA35 Tornillo pilar de titanio 7,6 mm de largo</p> <p>5136 TLA35 Pilar de cierre de titanio 35°</p> <p>5352 ETLAP1 Pilar estético recto de titanio simple 1 mm de alto.</p> <p>5353 ETLAP2 Pilar estético recto de titanio</p>
--	--	---

651



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		simple 2 mm de alto. 5354 ETLAP3 Pilar estético recto de titanio simple 3 mm de alto. 5355 ETLAP4 Pilar estético recto de titanio simple 4 mm de alto. 6405 TLABCC Pilar para fundición de cromo-cobalto 6406 TLABCC-R Pilar para fundición de cromo-cobalto - Rotacional
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del (RPPTM) a la firma ACRYL-AR S.R.L., Titular del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM-1042-21, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **15 JUL 2013**

Expediente N° 1-47-20591-12-1

DISPOSICIÓN N°

445 5

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.