



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 6505

BUENOS AIRES, 21 JUN. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-3423-15-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-138, denominado: SISTEMA DE FIJACION PARA CIRUGIA ARTROSCOPICA, marca Parcus Medical.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015".

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el

E n



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 6505

RPPTM N° PM-632-138, denominado: SISTEMA DE FIJACION PARA CIRUGIA ARTROSCOPICA, marca Parcus Medical.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-138.


ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición y Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-3423-15-1

DISPOSICIÓN N° **6505**

ec

E


Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **6505**, a los efectos de su anexado en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-138 y de acuerdo a lo solicitado por la firma CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: SISTEMA DE FIJACION PARA CIRUGIA ARTROSCOPICA.

Marca Parcus Medical.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 1061/13

Tramitado por expediente N° 1-47-9567/12-3

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION / RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	10001 Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x20mm 10001B Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x20mm 10002 Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x25mm 10002B Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x25mm 10003 Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x30mm	10001Tornillo de Interferencia de Titanio 7x20mm 10001B Tornillo de Interferencia de Titanio 7x20mm 10002Tornillo de Interferencia de Titanio 7x25mm 10002B Tornillo de Interferencia de Titanio 7x25mm 10003Tornillo de Interferencia de Titanio 7x30mm 10003B Tornillo de Interferencia de Titanio 7x30mm 10004Tornillo de Interferencia de Titanio 7x35mm

E. A.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

10003B Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x30mm	10004B Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x35mm	10004B Tornillo de Interferencia de Titanio 7x35mm
10004 Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x35mm	10004B Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x35mm	10005Tornillo de Interferencia de Titanio 8x20mm
10004B Tornillo de Interferencia de Titanio, 7x35mm	10005 Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x20mm	10005B Tornillo de Interferencia de Titanio 8x20mm
10005 Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x20mm	10005B Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x20mm	10006Tornillo de Interferencia de Titanio 8x25mm
10005B Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x20mm	10006 Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x25mm	10006B Tornillo de Interferencia de Titanio 8x25mm
10006 Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x25mm	10006B Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x25mm	10007Tornillo de Interferencia de Titanio 8x30mm
10006B Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x25mm	10007 Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x30mm	10007B Tornillo de Interferencia de Titanio 8x30mm
10007 Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x30mm	10007B Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x30mm	10008Tornillo de Interferencia de Titanio 8x35mm
10007B Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x30mm	10008 Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x35mm	10008B Tornillo de Interferencia de Titanio 8x35mm
10008 Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x35mm	10008B Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x35mm	10009Tornillo de Interferencia de Titanio 9x20mm
10008B Tornillo de Interferencia de Titanio, 8x35mm	10009 Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x20mm	10009B Tornillo de Interferencia de Titanio 9x20mm
10009 Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x20mm	10009B Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x20mm	10010Tornillo de Interferencia de Titanio 9x25mm
10009B Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x20mm	10010 Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x25mm	10010B Tornillo de Interferencia de Titanio 9x25mm
	10010B Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x25mm	10011Tornillo de Interferencia de Titanio 9x30mm
	10011 Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x30mm	10011B Tornillo de Interferencia de Titanio 9x30mm
	10011B Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x30mm	10012Tornillo de Interferencia de Titanio 9x35mm
	10012 Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x35mm	10012B Tornillo de Interferencia de Titanio 9x35mm
	10012B Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x35mm	10014Tornillo de Interferencia de Titanio 10x25mm
	10014Tornillo de Interferencia de Titanio, 10x25mm	10015Tornillo de Interferencia de Titanio 10x30mm
	10015Tornillo de Interferencia de Titanio, 10x30mm	10016Tornillo de Interferencia
	10016Tornillo de Interferencia	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T*

10010 Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x25mm	de Titanio 10x35mm
10010B Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x25mm	10018Tornillo de Interferencia de Titanio 12x25mm
10011 Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x30mm	10019Tornillo de Interferencia de Titanio 12x30mm
10011B Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x30mm	10020Tornillo de Interferencia de Titanio 12x35mm
10012 Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x35mm	10021Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 7x20mm
10012B Tornillo de Interferencia de Titanio, 9x35mm	10022Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 7x25mm
10014 Tornillo de Interferencia de Titanio, 10x25mm	10023Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 7x30mm
10015 Tornillo de Interferencia de Titanio, 10x30mm	10024Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 7x35mm
10016 Tornillo de Interferencia de Titanio, 10x35mm	10025Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 8x20mm
10018 Tornillo de Interferencia de Titanio, 12x25mm	10026Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 8x25mm
10019 Tornillo de Interferencia de Titanio, 12x30mm	10027Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 8x30mm
10020 Tornillo de Interferencia de Titanio, 12x35mm	10028Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 8x35mm
10021 Tornillo de	10029Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 9x20mm
	10030Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 9x25mm
	10031Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 9x30mm
	10032Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 9x35mm
	10034Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 10x25mm
	10035Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 10x30mm
	10036Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 10x35mm

Handwritten marks: a large 'E' and a checkmark.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

Interferencia Parcus PEEK CF, 7x20mm	10038Parcus PEEK CF Törnillo de Interferencia, 12x25mm
10022 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 7x25mm	10039Parcus PEEK CF Törnillo de Interferencia, 12x30mm
10023 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 7x30mm	10040Parcus PEEK CF Tornillo de Interferencia, 12x35mm
10024 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 7x35mm	100413.5mm Pieza de Llave Hex
10025 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 8x20mm	10042PEEK CF Pieza de destornillador de interferencia
10026 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 8x25mm	10047Parcus Sistema de fijación de injerto, estándar 10mm
10027 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 8x30mm	10048Parcus Sistema de fijación de injerto, estándar 15mm
10028 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 8x35mm	10049Parcus Sistema de fijación de injerto, estándar 20mm
10029 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 9x20mm	10050Parcus Sistema de fijación de injerto, estándar 25mm
10030 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 9x25mm	10051Parcus Sistema de fijación de injerto, estándar 30mm
10031 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 9x30mm	10052Parcus Sistema de fijación de injerto, grande 10mm
10032 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 9x35mm	10053Parcus Sistema de fijación de injerto, grande 15mm
10034 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 10x25mm	10054Parcus Sistema de fijación de injerto, grande 20mm
10035 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 10x30mm	10055Parcus Sistema de fijación de injerto, grande 25mm
	10056Parcus Sistema de fijación de injerto, grande 30mm
	10057Parcus Sistema de fijación de injerto, calibre profundo
	10077Parcus Set ACL
	100787mm Taladro canulado
	100798mm Taladro canulado
	100809mm Taladro canulado
	1008110mm Taladro canulado
	1008211mm Taladro canulado
	1008312mm Taladro canulado
	100847mm Escariador con

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

Interferencia Parcus PEEK CF, 10x30mm	10036 Tornillo de	cabezal canulado 100858mm	Escariador	con
Interferencia Parcus PEEK CF, 10x35mm	10038 Tornillo de	cabezal canulado 100869mm	Escariador	con
Interferencia Parcus PEEK CF, 12x25mm	10039 Tornillo de	cabezal canulado 1008710mm	Escariador	con
Interferencia Parcus PEEK CF, 12x30mm	10040 Tornillo de	cabezal canulado 1008811mm	Escariador	con
Interferencia Parcus PEEK CF, 12x35mm	10041 Vástago de	cabezal canulado 1008912mm	Escariador	con
Destornillador Hexagonal 3,5mm con Canulación 1,5mm	10042 Vástago de Destorn. de Interf. Parcus PEEK CF con Canulac. 1,5mm	100907mm	Medidor de injerto	
		100918mm	Medidor de injerto	
		100929mm	Medidor de injerto	
		1009310mm	Medidor de injerto	
		1009411mm	Medidor de injerto	
		1009512mm	Medidor de injerto	
		100965mm	Guía de compensación femoral	
		100976mm	Guía de compensación femoral	
		100987mm	Guía de compensación femoral	
		10107	Estación para injerto Parcus	
		10110	Perno fijo de estación para injerto	
		10111	Agarrador y tensionador de injerto	
		101126mm	Escariador con cabezal canulado	
		101136.5mm	Escariador con cabezal canulado	
		101147.5mm	Escariador con cabezal canulado	
		101158.5mm	Escariador con cabezal canulado	
		10052	Sistema de Fijación de	

Handwritten signature or initials.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

Injertos Parcus, Grande 10mm	101169.5mm	Escariador con cabezal canulado
10053 Sistema de Fijación de Injertos Parcus, Grande 15mm	1011710.5mm	Escariador con cabezal canulado
10054 Sistema de Fijación de Injertos Parcus, Grande 20mm	1011811.5mm	Escariador con cabezal canulado
10055 Sistema de Fijación de Injertos Parcus, Grande 25mm	1011912.5mm	Escariador con cabezal canulado
10056 Sistema de Fijación de Injertos Parcus, Grande 30mm	1012013mm	Escariador con cabezal canulado
10057 Sistema de Fijación de Injertos Parcus. Indicador de Profundidad	101210mm	Guía de compensación femoral
10077 Set Parcus ACL	101221mm	Guía de compensación femoral
10078 Broca Canulada de 7mm	101232mm	Guía de compensación femoral
10079 Broca Canulada de 8mm	101243mm	Guía de compensación femoral
10080 Broca Canulada de 9mm	101254mm	Guía de compensación femoral
10081 Broca Canulada de 10mm	101268mm	Guía de compensación femoral
10082 Broca Canulada de 11mm	10127	Bloque de tamaño de injerto
10083 Broca Canulada de 12mm	101286mm	Medidor de injerto
10084 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 7mm	10129	Unidad de tracción Parcus
10085 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 8mm	10130	Ensamblaje de barra cruzada
10086 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 9mm	10135	Ensamblaje de placa de vara
10087 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 10mm	10139	Ensamblaje de vara de soporte
10088 Broca Escariadora con	10143	Base de estación para injerto
	10162	Pinza fija
	10163	Tornillo de interferencia de titanio 11x25mm
	10164	Tornillo de interferencia de titanio 11x30mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

Cabezal Canulada de 11mm 10089 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 12mm 10090 Medidor de Injertos 7mm 10091 Medidor de Injertos 8mm 10092 Medidor de Injertos 9mm 10093 Medidor de Injertos 10mm 10094 Medidor de Injertos 11mm 10095 Medidor de Injertos 12mm 10096 Guía de Desviación Femoral 5mm 10097 Guía de Desviación Femoral 6mm 10098 Guía de Desviación Femoral 7mm 10107 Estación para Injertos Parcus 10110 Perno Fijo de la Estación para Injertos 10111 Pinza y Tensor de Injertos 10112 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 6mm 10113 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 6,5mm 10114 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 7,5mm 10115 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 8,5mm 10116 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 9,5mm	10165 Tornillo de interferencia de titanio 11x35mm 10166 Parcus PEEK CF Tornillo de interferencia 11x25mm 10167 Parcus PEEK CF Tornillo de interferencia 11x30mm 10168 Parcus PEEK CF Tornillo de interferencia 11x35mm 10169 Parcus sistema de fijación de injerto, grande 35mm 10170 Parcus sistema de fijación de injerto, grande 40mm 10171 Parcus sistema de fijación de injerto, grande 45mm 10173 6mm Taladro canulado 10174 6.5mm Taladro canulado 10175 7.5mm Taladro canulado 10176 8.5mm Taladro canulado 10177 9.5mm Taladro canulado 10178 10.5mm Taladro canulado 10179 11.5mm Taladro canulado 1022 2.5-6mm Ancla de sutura punzón/rosca 1025 1.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio 1025 1T 5.0mm V-LoX Ancla de sutura de titanio 1025 2 6.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio 1025 3 5.5mm V-LoX PEEK CF Ancla de sutura 1025 3T 5.5mm V-LoX PEEK CF Ancla de sutura 1025 4 6.5mm V-LoX PEEK CF Ancla de sutura
--	--

E *A*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

10117 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 10,5mm	10254T 6.5mm V-Lox PEEK CF Ancla de sutura
10118 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 11,5mm	102575.0mm V-LoX Ancla de sutura de titanio con agujas
10119 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 12,5mm	10257T 5.0mm V-LoX Ancla de sutura de titanio con agujas
10120 Broca Escariadora con Cabezal Canulada de 13mm	102586.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio con agujas
10121 Guía de Desviación Femoral 0mm	10258T 6.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio con agujas
10122 Guía de Desviación Femoral 1mm	102635.5mm V-LoX PEEK CF Ancla de sutura con agujas
10123 Guía de Desviación Femoral 2mm	10263T 5.5mm V-LoX PEEK CF Ancla de sutura con agujas
10124 Guía de Desviación Femoral 3mm	102646.5mm V-LoX PEEK CF Ancla de sutura con agujas
10125 Guía de Desviación Femoral 4mm	10264T 6.5mm V-LoX PEEK CF Ancla de sutura con agujas
10126 Guía de Desviación Femoral 8mm	1026945º Ensamblaje final de pasador de sutura
10127 Bloque para la Medición de Injertos	1027090º Ensamblaje final de pasador de sutura
10128 Medidor de Injertos 6mm	102743.5mm Llave hex con 1.5mm canulación con mango
10129 Unidad de Tracción Parcus	10275PEEK CF Destornillador de interferencia con 1.5mm canulación con mango
10130 Barra Transversal para Montaje	102775.5-6mm Ancla de sutura punzón/rosca
10135 Placa Polar para Montaje	102845.5mm V-LoX3 Ancla de sutura de titanio
10139 Barra de Soporte para Montaje	10284T 5.5mm V-LoX3 Ancla de sutura de titanio
10143 Base de la Estación para Injertos	10291Guía de taladro diente de cobra para brazo
10162 Pinza Fija	10299Ensamblaje de guía de taladro
10163 Tornillo de Interferencia de Titanio, 11x25mm	103002.6mmx38cm Tornillo guía de punta trocar con ojal
10164 Tornillo de	



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

Interferencia de Titanio, 11x30mm	10301 Tornillo guía punta de taladro, 2.4mmx25cm con ojal
10165 Tornillo de Interferencia de Titanio, 11x35mm	10304 Tornillo guía punta de taladro, 2.4mmx25cm
10166 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 11x25mm	10306 Tornillo guía punta de taladro, 2.4mmx42cm con ojal
10167 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 11x30mm	10307 Tornillo guía punta de taladro, 2.4mmx32cm con ojal
10168 Tornillo de Interferencia Parcus PEEK CF, 11x35mm	10308 Tornillo guía punta de taladro, 2.4mmx42cm con Q-Eye
10169 Sistema de Fijación de Implantes Parcus, Grande 35mm	10309 Tornillo guía punta de taladro, 2.4mmx25cm con Q-Eye
10170 Sistema de Fijación de Implantes Parcus, Grande 40mm	1031228 Ancla de sutura a presión PEEF CF sin nudo
10171 Sistema de Fijación de Implantes Parcus, Grande 45mm	1031335 Ancla de sutura a presión PEEF CF sin nudo
10173 Broca Canulada de 6mm	1031445 Ancla de sutura a presión PEEF CF sin nudo
10174 Broca Canulada de 6,5mm	1031555 Ancla de sutura a presión PEEF CF sin nudo
10175 Broca Canulada de 7,5mm	10319 Cánula de guía de taladro 093 ID
10176 Broca Canulada de 8,5mm	10321 Componente de cola de milano femenina de guía de taladro con ángulo ajustable y compensación
10177 Broca Canulada de 9,5mm	1032335 con Sutura PEEK CF Ancla de sutura a presión
10178 Broca Canulada de 10,5mm	10323T 35 con Sutura PEEK CF Ancla de sutura a presión
10179 Broca Canulada de 11,5mm	103245.5mm V-LoX3 PEEK CF Ancla de sutura
	10324T 5.5mm V-LoX3 PEEK CF Ancla de sutura
	103256.5mm V-LoX3 PEEK CF Ancla de sutura
	10325T 6.5mm V-LoX3 PEEK CF



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

10222 Punzón/Roscado de 5,5-6,5mm para Anclajes para Sutura	Ancla de sutura
10251 Anclaje para Sutura de Titanio 5,0mm V-LoX	10330Parcus Guía de taladro punta en V
10251T Anclaje para Sutura de Titanio 5,0mm V-LoX	10333U Broca 2.8mm x 130mm no esterilizada
10252 Anclaje para Sutura de Titanio 6,5mm V-LoX	10333Broca 2.8mm x 130mm esterilizada
10252T Anclaje para Sutura de Titanio 6,5mm V-LoX	103384.1mm punzón con mango
10253 Anclaje para Sutura 5,5mm V-LoX PEEK CF	1034435 Llave de ancla de sutura a presión PEEK CF sin nudo
10253T Anclaje para Sutura 5,5mm V-LoX PEEK CF	1034545 Llave de ancla de sutura a presión PEEK CF sin nudo
10254 Anclaje para Sutura 6,5mm V-LoX PEEK CF	103534.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio
10254T Anclaje para Sutura 6,5mm V-LoX PEEK CF	10353T 4.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio
10257 Anclaje para Sutura de Titanio 5,0mm V-LoX con Agujas	103544.5mm V-LoX Híbrido PEEK CF Ancla de sutura
10257T Anclaje para Sutura de Titanio 5,0mm V-LoX con Agujas	10354T 4.5mm V-LoX Híbrido PEEK CF Ancla de sutura
10258 Anclaje para Sutura de Titanio 6,5mm V-LoX con Agujas	103565.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio
10258T Anclaje para Sutura de Titanio 6,5mm V-LoX con Agujas	10356T 5.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio
10263 Anclaje para Sutura 5,5mm V-LoX PEEK CF con Agujas	103586.5mm V-LoX3 Ancla de sutura de titanio
10263T Anclaje para Sutura 5,5mm V-LoX PEEK CF con Agujas	10358T 6.5mm V-LoX3 Ancla de sutura de titanio
10264 Anclaje para Sutura 6,5mm V-LoX PEEK CF con	10359U Broca 3.2mm x 300mm no esterilizada
	10359Broca 3.2mm x 300mm esterilizada
	10363U Broca 2.8mm x 300mm no esterilizada
	10363Broca 2.8mm x 300mm esterilizada
	103653.2mm punzón con mango

E *r*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

	<p>Agujas 10264T Anclaje para Sutura 6,5mm V-LoX PEEK CF con Agujas 10269 Pasador de Suturas 45° Montaje Completo 10270 Pasador de Suturas 90° Montaje Completo 10274 Destornillador Hexagonal de 3,5mm con Canulación de 1,5mm con Mango 10275 Destornillador de Interferencia PEEK CF con Canulación de 1,5mm con Mango 10277 Punzón/Roscado de 5,5-6,5mm para Anclajes para Sutura 10284 Anclaje para Sutura de Titanio 5,5mm V-LoX3 10284T Anclaje para Sutura de Titanio 5,5mm V-LoX3 10291 Guía de Broca Dentada Cobra Brazo Direccional 10299 Guía de Broca Montaje 10300 Clavo Guía para Punta de Broca, 2,6mmx38cm con Ojal 10301 Clavo Guía para Punta de Broca, 2,4mmx25cm con Ojal 10304 Clavo Guía para Punta de Broca, 2,4mmx25cm 10306 Clavo Guía para Punta</p>	<p>10369 Guía de taladro ranurada 10372 Parcus Dilatador roscado con canulación 1.5mm 10389 4.75mm Extractor de tendón cerrado 10390 5.5mm Extractor de tendón cerrado 10397 2.8mm Vara de intercambio 10405 Obturador de punta trocar de guía de taladro no esterilizado 10406 Obturador de punta trocar de guía de taladro no esterilizado 10407 35 PEEK CF Anclas de suturas a presión con agujas 10407T 35 PEEK CF Anclas de suturas a presión con agujas 10408 4.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio con agujas 10408T 4.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio con agujas 10409 4.5mm V-LoX Híbrido PEEK CF Ancla de sutura de titanio con agujas 10409T 4.5mm V-LoX Híbrido PEEK CF Ancla de sutura de titanio con agujas 10410 5.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio con agujas 10410T 5.5mm V-LoX Ancla de sutura de titanio con agujas 10411 Extractor de tendón 4.75mm 10412 Kit de liberación de túnel carpiano esterilizado 10420 Pasador de sutura 10421 Extractor de tendón</p>
--	---	--

E ↗



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

de Broca, 2,4mmx42cm con Ojal	5.5mm
10307 Clavo Guía para Punta de Broca, 2,4mmx32cm con/sin Ojal	104252.0mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas con agujas
10308 Clavo Guía para Punta de Broca, 2,4mmx42cm con Ojal-Q	10425T 2.0mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas con agujas
10309 Clavo Guía para Punta de Broca, 2,4mmx25cm con Ojal-Q	104262.0mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas
10313 Anclaje a Presión para Suturas sin Nudos de PEEK CF 35	10426T 2.0mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas
10314 Anclaje a Presión para Suturas sin Nudos de PEEK CF 45	104272.0mm MiTi Ancla de sutura con 2 2 -0 suturas con agujas
10319 Cánula Guía de Broca ,093 ID	10427T 2.0mm MiTi Ancla de sutura con 2 2 -0 suturas con agujas
10323 Anclaje a Presión para Suturas de PEEK CF con Suturas 35	104282.0mm MiTi Ancla de sutura con 2 2 -0 suturas
10323T Anclaje a Presión para Suturas de PEEK CF con Suturas 35	10428T 2.0mm MiTi Ancla de sutura con 2 2 -0 suturas
10324 Anclaje para Suturas 5,5mm V-LoX3 PEEK CF	104292.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas con agujas
10324T Anclaje para Suturas 5,5mm V-LoX3 PEEK CF	10429T 2.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas con agujas
10325 Anclaje para Suturas 6,5mm V-LoX3 PEEK CF	104302.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas
10325T Anclaje para Suturas 6,5mm V-LoX3 PEEK CF	10430T 2.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas
10330 Guía de Broca Parcus V-Mouth	104312.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 2 -0 suturas con agujas
10333U Broca Sin Esterilizar 2,8mm x 130mm	10431T 2.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 2 -0 suturas con agujas
10333 Broca Estéril 2,8mm x 130mm	104322.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 2 -0 suturas

CA



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

10338 Punzón con Mango 4,1mm	10432T 2.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 2 -0 suturas
10344 Introdutor de Anclaje a Presión para Suturas sin Nudos de PEE CF 35	10433 2.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas con agujas
10345 Introdutor de Anclaje a Presión para Suturas sin Nudos de PEEK CF 45	10433T 2.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas con agujas
10353 Anclaje para Suturas de Titanio 4,5mm V-LoX	10434 2.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas
10353T Anclaje para Suturas de Titanio 4,5mm V-LoX	10434T 2.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas
10354 Anclaje Híbrido para Suturas V-LoX de PEEK CF de 4,5mm	10435 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas con agujas
10354T Anclaje Híbrido para Suturas V-LoX de PEEK CF de 4,5mm	10435T 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas con agujas
10356 Anclaje de Titanio para Suturas V-LoX de 5,5mm	10436 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas
10356T Anclaje de Titanio para Suturas V-LoX de 5,5mm	10436T 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 3 -0 suturas
10358 Anclaje de Titanio para Suturas V-LoX3 de 6,5mm	10437 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas con agujas
10358T Anclaje de Titanio para Suturas V-LoX3 de 6,5mm	10437T 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas con agujas
10359U Broca sin Esterilizar 3,2mm x 300mm	10438 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas
10359 Broca Estéril 3,2mm x 300mm	10438T 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas
10363U Broca sin Esterilizar 2,8mm x 300mm	10439 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 #2 suturas con agujas
10363 Broca Estéril 2,8mm x 300mm	10439T 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 #2 suturas con
10365 Punzón con Mango	

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

	<p>3,2mm 10369 Guía de Broca Acanalada 10372 Dilatador Roscado Parcus con Canulación de 1,5mm 10389 Recolector Tendón Cerrado 4,75mm 10390 Recolector Tendón Cerrado 5,5mm 10395 Anclaje a Presión para Suturas de PEEK CF con Suturas 35 10395T Anclaje a Presión para Suturas de PEEK CF con Suturas 35 10405 Obturador Punta Trócar Guía de Broca Sin Esterilizar 10406 Obturador Punta Roma Guía de Broca Sin Esterilizar 10407 Anclajes a Presión para Suturas con Agujas 35 PEEK CF 10407T Anclajes a Presión para Suturas con Agujas 35 PEEK CF 10408 Anclaje para Suturas de Titanio con Agujas 4,5mm V-LoX 10408T Anclaje para Suturas de Titanio con Agujas 4,5mm V-LoX 10409 Anclaje Híbrido para Suturas V-LoX de PEEK CF de 4,5mm con Agujas 10409T Anclaje Híbrido para Suturas V-LoX de PEEK CF de 4,5mm con Agujas</p>	<p>agujas 104403.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 #2 suturas 10440T 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 2 #2 suturas 104422.0mm MiTi Ancla de sutura con 1 2 -0 suturas con agujas 10442T 2.0mm MiTi Ancla de sutura con 1 2 -0 suturas con agujas 104432.0mm MiTi Ancla de sutura con 1 2 -0 suturas 10443T 2.0mm MiTi Ancla de sutura con 1 2 -0 suturas 10444U Broca 3.0mm x 300mm no esterilizada 10444Broca 3.0mm x 300mm esterilizada 10445U Broca 4.0mm x 300mm no esterilizada 10445Broca 4.0mm x 300mm esterilizada 10446Guía de taladro con punta corona con obturador trocar 10447Guía de taladro con punta corona con mango angular y obturador trocar 10448Obturador de punta roma - mango angular 10449Kit de liberación de túnel carpiano reutilizable 10450Cuchillas de liberación de túnel carpiano esterilizadas 104723.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas con agujas 10472T 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas con</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

10410 Anclaje para Suturas de Titanio con Agujas 5,5mm V-LoX	104733.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas
10410T Anclaje para Suturas de Titanio con Agujas 5,5mm V-LoX	10473T 3.5mm MiTi Ancla de sutura con 1 #2 suturas
10411 Recolector Tendón 4,75mm - Montaje Final	10474Pasador de sutura esterilizado
10412 Kit Apertura Túnel Carpiano Estéril - Montaje Final	10482U Broca 3.0mm x 130mm no esterilizada
10420 Introdutor Material de Sutura - Montaje Final	10482Broca 3.0mm x 130mm esterilizada
10421 Recolector Tendón 5,5mm - Montaje Final	10483Llave de ancla de sutura sin nudo
10425 Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 2 3-0 Suturas con Agujas	10487Llave de ancla de sutura sin nudo
10425T Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 2 3-0 Suturas con Agujas	10498Parcus paquete de tornillo 11
10426 Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 2 3-0 Suturas	10499Parcus paquete de tornillo 15
10426T Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 2 3-0 Suturas	10500Tapón de hueso tibial
10427 Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 2 2-0 Suturas con Agujas	10505U Broca 3.2mm x 130mm no esterilizada
10427T Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 2 2-0 Suturas con Agujas	10505Broca 3.2mm x 130mm esterilizada
10428 Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 2 2-0 Suturas	10507U Broca 4.0mm x 130mm no esterilizada
10428T Anclaje para Suturas	10507Broca 4.0mm x 130mm esterilizada
	10511Parcus Twist 4.5mm PEEK Ancla de sutura
	10511T Parcus Twist 4.5mm PEEK Ancla de sutura
	10512Tapón de hueso tibial canulado
	10517Parcus Twist 5.5mm PEEK Ancla de sutura
	10517T Parcus Twist 5.5mm

E *✓*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

MiTi 2,0mm con 2 2-0 Suturas 10429 Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 2 3-0 Suturas con Agujas 10429T Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 2 3-0 Suturas con Agujas 10430 Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 2 3-0 Suturas 10430T Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 2 3-0 Suturas 10431 Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 2 2-0 Suturas con Agujas 10431T Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 2 2-0 Suturas con Agujas 10432 Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 2 2-0 Suturas 10432T Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 2 2-0 Suturas 10433 Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 1 #2 Suturas con Agujas 10433T Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 1 #2 Suturas con Agujas 10434 Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 1 #2 Suturas 10434T Anclaje para Suturas MiTi 2,5mm con 1 #2 Suturas 10435 Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 3-0 Suturas con Agujas	PEEK Ancla de sutura 10518Parcus Twist 6.5mm PEEK Ancla de sutura 10518T Parcus Twist 6.5mm PEEK Ancla de sutura 10521Parcus Twist 4.5mm PEEK Ancla de sutura con agujas 10521T Parcus Twist 4.5mm PEEK Ancla de sutura con agujas 10522Parcus Twist 5.5mm PEEK Ancla de sutura con agujas 10522T Parcus Twist 5.5mm PEEK Ancla de sutura con agujas 10523Parcus Twist 6.5mm PEEK Ancla de sutura con agujas 10523T Parcus Twist 6.5mm PEEK Ancla de sutura con agujas 10524Parcus Triple Twist 5.5mm PEEK Ancla de sutura 10524T Parcus Triple Twist 5.5mm PEEK Ancla de sutura 10525Parcus Triple Twist 6.5mm PEEK Ancla de sutura 10525T Parcus Triple Twist 6.5mm PEEK Ancla de sutura 10537U Taladro 3.0mm x 300mm con tope no esterilizado 10538U Taladro 2.8mm x 300mm con tope no esterilizado 10540U Taladro 3.2mm x 300mm con tope no esterilizado 10541U Taladro 4.0mm x 300mm con tope no esterilizado 10554Pico condral recto 1055515 Pico condral 1055645 Pico condral 10559Maza Parcus 10565Tira rígida 1.8mm carga única
---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

10435T Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 3-0 Suturas con Agujas	10566Tira rígida 3.2mm carga única
10436 Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 3-0 Suturas	10583Mango de pasador de sutura
10436T Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 3-0 Suturas	10588Tira rígida 3.2mm carga doble
10437 Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 #1 Suturas con Agujas	10589Broca tira rígida esterilizada 1.8mm
10437T Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 #1 Suturas con Agujas	10589U Broca tira rígida no esterilizada 1.8mm
10438 Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 #1 Suturas	10590Broca tira rígida esterilizada 1.8mm con tope
10438T Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 #1 Suturas	10590U Broca tira rígida reutilizable 1.8mm con tope
10439 Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 #2 Suturas con Agujas	10591Guía de taladro 3.2mm
10439T Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 #2 Suturas con Agujas	10598Kit de pasador de sutura
10440 Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 #2 Suturas	10601Pasador de sutura curvo
10440T Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 2 #2 Suturas	10602Pasador de sutura 45
10442 Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 1 2-0 Suturas con Agujas	10603Pasador de sutura 90
10442T Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 1 2-0 Suturas con Agujas	10604Pasador de sutura helicoidal izquierdo
10443 Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 1 2-0	10605Pasador de sutura helicoidal derecho
	106094.5mm Rosca con mango
	10610Punzón pequeño con mango
	10611Punzón mediano con mango
	10612Punzón grande con mango
	10613Escariador con cabezal canulado para GFS Mini - esterilizado
	10613U Escariador con cabezal canulado para GFS Mini - no esterilizado
	106145.0mm Tornillo de guía de punta de taladro con ojal -

E *A*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

Suturas 10433T Anclaje para Suturas MiTi 2,0mm con 1 2-0	esterilizado 10614U 5.0mm Tornillo de guía de punta de taladro con ojal - no esterilizado
Suturas 10444U Broca Sin Esterilizar 3,0mm x 300mm	1061528 Broca sin nudo - esterilizada
10444 Broca Estéril 3,0mm x 300mm	10615U 28 Broca sin nudo - no esterilizada
10445U Broca Sin Esterilizar 4,0mm x 300mm	10633Set de instrumento de hombro
10445 Broca Estéril 4,0mm x 300mm	10691GFS II Estándar 12mm
10446 Guía de Broca Punta Coronada con Obturador	10692GFS II Estándar 15mm
Trócar	10693GFS II Estándar 20mm
10447 Guía de Broca Punta Coronada con Mango Angular y Obturador Trócar	10694GFS II Estándar 25mm
10448 Obturador Punta Roma - Mango Angular	10695GFS II Estándar 30mm
10449 Kit Apertura Túnel Carpiano Reutilizable	10696GFS II Estándar 35mm
10450 Hojas Apertura Túnel Carpiano Estériles	10697GFS II Estándar 40mm
10472 Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 1 #2 Suturas con Agujas	10698GFS II Estándar 45mm
10472T Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 1 #2 Suturas con Agujas	10699GFS II Estándar 50mm
10473 Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 1 #2 Suturas	10700GFS II Estándar 55mm
10473T Anclaje para Suturas MiTi 3,5mm con 1 #2 Suturas	10701GFS II Estándar 60mm
10474 Introdutor Material de Sutura Estéril	10702GFS II Grande 12mm
10482U Broca No Estéril 3,0mm x 130mm	10703GFS II Grande 15mm
10482 Broca Estéril 3,0mm x	10704GFS II Grande 20mm
	10705GFS II Grande 25mm
	10706GFS II Grande 30mm
	10707GFS II Grande 35mm
	10708GFS II Grande 40mm
	10709GFS II Grande 45mm
	10710GFS II Grande 50mm
	10711GFS II Grande 55mm
	10712GFS II Grande 60mm
	10713GFS II Mini 12mm
	10714GFS II Mini 15mm
	10715GFS II Mini 20mm
	10716GFS II Mini 25mm
	10717GFS II Mini 30mm
	10718GFS II Mini 35mm
	10719GFS II Mini 40mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

<p>130mm 10483 Anclaje a Presión para Suturas sin Nudos de PEEK CF 35 10487 Anclaje a Presión para Suturas sin Nudos de PEEK CF 45 10498 Pack de Clavos Parcus 11 10499 Pack de Clavos Parcus 15 10500 Tapón de Hueso Tibial 10505U Broca No Estéril 3,2mm x 130mm 10505 Broca Estéril 3,2mm x 130mm 10507U Broca No Estéril 4,0mm x 130mm 10507 Broca Estéril 4,0mm x 130mm 10511 Anclaje para Sutura PEEK 4,5mm Roscado Parcus 10511T Anclaje para Sutura PEEK 4,5mm Roscado Parcus 10517 Tapón para hueso tibial canulado 10517 Anclaje para Sutura PEEK 5,5mm Roscado Parcus 10517T Anclaje para Sutura PEEK 5,5mm Roscado Parcus 10518 Anclaje para Sutura PEEK 6,5mm Roscado Parcus 10518T Anclaje para Sutura PEEK 6,5mm Roscado Parcus 10521 Anclaje para Sutura PEEK 4,5mm Roscado Parcus, c/aguja</p>	<p>10720GFS II Mini 45mm 10721GFS II Mini 50mm 10722GFS II Mini 55mm 10723GFS II Mini 60mm 1075328 Broca larga sin nudo - esterilizada 10753U 28 Broca larga sin nudo - no esterilizada 1075428 Ancla de sutura a presión PEEK CF sin nudo - larga 10757Guía de taladro de 8 puntos - larga 10759Guía de soporte - larga 10760Bandeja de esterilización de set de hombro Parcus 10761Set de hombro Parcus 1076228 Broca sin nudo - grande 10762U 28 Broca sin nudo esterilizada - grande 1076728 Broca abierta sin nudo - esterilizada 10767U 28 Broca abierta sin nudo - no esterilizada 1076828 Broca sin nudo - corta - grande 10768U 28 Broca sin nudo esterilizada - corta - grande 1076928 Protector de tejido sin nudo 10771Obturador de punta cónica canulado 10773Guía de soporte - corta 10774Obturador de punta trocar canulado 10775Obturador de punta roma canulado</p>
--	---

Handwritten signature



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

<p>10521T Anclaje para Sutura PEEK 4,5mm Roscado Parcus, c/agujas</p> <p>10522 Anclaje para Sutura PEEK 5,5mm Roscado Parcus, c/agujas</p> <p>10522T Anclaje para Sutura PEEK 5,5mm Roscado Parcus, c/agujas</p> <p>10523 Anclaje para Sutura PEEK 6,5mm Roscado Parcus, c/agujas</p> <p>10523T Anclaje para Sutura PEEK 6,5mm Roscado Parcus, c/agujas</p> <p>10524 Anclaje para Sutura PEEK 5,5mm Roscado Triple Parcus</p> <p>10524T Anclaje para Sutura PEEK 5,5mm Roscado Triple Parcus</p> <p>10525 Anclaje para Sutura PEEK 6,5mm Roscado Triple Parcus</p> <p>10525T Anclaje para Sutura PEEK 6,5mm Roscado Triple Parcus</p> <p>10537U Broca con Stop 3,0mm x 300mm, No Estéril</p> <p>10538U Broca con Stop 2,8mm x 300mm, No Estéril</p> <p>10540U Broca con Stop 3,2mm x 300mm, No Estéril</p> <p>10541U Broca con Stop 4,0mm x 300mm, No Estéril</p> <p>10554 Instrumento Condral Recto</p> <p>10555 Instrumento Condral 15°</p>	<p>10776Obturador de punta cónica canulado</p> <p>10777Obturador de punta trocar canulado - largo</p> <p>10778Obturador de punta roma canulado - largo</p> <p>10779Obturador de punta cónica canulado - largo</p> <p>10780Obturador de punta cónica - largo</p> <p>1078128 Broca sin nudo - grande - larga - esterilizada</p> <p>10781U 28 Broca sin nudo - grande - larga - no esterilizada</p> <p>10782Obturador de punta trocar - largo</p> <p>10783Obturador de punta roma - largo</p> <p>200091.5mm x 40cm Cable de guía de nitinol</p> <p>20010Mango de llave, ajuste</p> <p>200151.5mm x 30cm Cable de guía de nitinol</p> <p>20018Estuche de esterilización de bandeja ACL</p> <p>20019Estuche de esterilización de estación para injerto</p> <p>20021Tabla de prep de estación para injerto</p> <p>200981.1mm x 40cm Cable de guía de nitinol</p> <p>20029Trenza Parcus #3-0 con/sin agujas</p> <p>20030Trenza Parcus #3-0 con/sin agujas</p> <p>20031Trenza Parcus #3-0 con agujas</p> <p>20032Trenza Parcus #3-0 con agujas</p>
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

10556 Instrumento Condral 45°	20033Trenza Parcus #2-0 con/sin agujas
10559 Maza Parcus	20034Trenza Parcus #2-0 con/sin agujas
10565 Instrumento de Ajuste 1,8mm Carga Simple	20035Trenza Parcus #2-0 con agujas
10566 Instrumento de Ajuste 3,2mm Carga Simple	20036Trenza Parcus #2-0 con agujas
10583 Mango Introdutor Sutura	20037Trenza Parcus #1-0 con/sin agujas
10588 Instrumento de Ajuste 3,2mm Carga Doble	20038Trenza Parcus #1-0 con/sin agujas
10589 Broca de Ajuste Estéril 1,8mm	20039Trenza Parcus #1-0 con agujas
10589U Broca de Ajuste No Estéril 1,8mm	20040Trenza Parcus #1-0 con agujas
10590 Broca de Ajuste Estéril 1,8mm con Stop	20041Trenza Parcus #0 con/sin agujas
10590U Broca de Ajuste Reutilizable 1,8mm con Stop	20042Cinta de sutura Parcus
10591 Guía de Broca 3,2mm	20043Trenza Parcus #0 con agujas
10598 Kit de Introdutor de Sutura	20044Cinta de sutura Parcus
10601 Introdutor de Sutura Crescent	20045Trenza Parcus #2 con/sin agujas
10602 Introdutor de Sutura 45	20046Trenza Parcus #1 con/sin agujas
10603 Introdutor de Sutura 90	20047Trenza Parcus #2 con agujas
10604 Introdutor de Sutura Helicoidal Izquierdo	20048Trenza Parcus #1 con agujas
10605 Introdutor de Sutura Helicoidal Derecho	20049Trenza Parcus Dos #2 con/sin agujas
10609 4.5mm Rosca con mango	20050Trenza Parcus #2 con/sin agujas
10610 Punzón Pequeño con mango	20051Trenza Parcus Dos #2 con/sin agujas
10611 Punzón Mediano con	20052Trenza Parcus #2 con/sin



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

mango 10612 Punzón Grande con mango 10613 Broca Pequeña Estéril 10613U Broca Pequeña No Estéril 10614 Broca Mediana Estéril 10614U Broca Mediana No Estéril 10615 Broca Grande Estéril 10615U Broca Grande No Estéril 20009 Cable Guía Nitinol 1,5mm x 40cm 20010 Mango de Destornillador, Trinquete 20015 Cable Guía Nitinol 1,5mm x 30cm 20018 Estuche de Esterilización Bandeja ACL 20019 Estuche de Esterilización Estación para Injertos 20021 Tablero Prep. Estación para Injertos 20098 Cable Guía Nitinol 1,1mm x 40cm	agujas 20053Trenza Parcus Bucle Infinito #2 con agujas 20054Trenza Parcus #2 con agujas 20055Trenza Parcus #2 con agujas 20056Trenza Parcus Bucle Infinito #2 con agujas 20057Trenza Parcus #5 con/sin agujas 20058Trenza Parcus #5 con/sin agujas 20059Trenza Parcus #5 con agujas 20060Trenza Parcus #5 con agujas 20002Trenza Parcus Sutura, #2 con aguja 20003Trenza Parcus Sutura, #2 con aguja 20004Trenza Parcus Sutura, #5 con aguja 20016Kit de tracción Parcus
--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-138, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días... **21 JUN 2016**

Expediente N° 1-47-3110-3423-15-1

DISPOSICIÓN N° **6505**

Dr. ROBERTO LEIDE
 Subadministrador Nacional
 A.N.M.A.T.