



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **6702**

BUENOS AIRES, **16 JUN 2017**

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-2914-16-4 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA;y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma DOMITEC S.A. solicita la inscripción del producto denominado AGUA LAVANDINA CONCENTRADA, marca SUPER H, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 86 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N°101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

428
1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº

6702

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado AGUA LAVANDINA CONCENTRADA, marca SUPER H, de acuerdo con lo solicitado por la firma DOMITEC S.A.; con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) Nº 210031071, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD Nº 0250107, que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos de fs. 79 y 80 para los contenidos netos de 1 litro y 1.5 litros; de fs. 81 y 82 para los contenidos netos de 1.8 litros, 2 litros y 3 litros y de fs. 83 y 84 para los contenidos netos de 4 litros, 4.5 litros y 5 litros, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT Nº7292/98 y 3366/07.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 7, 8 y 9.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD Nº 0250107.

4026

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 6702

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-2914-16-4

DISPOSICIÓN N°

6702

Dr. ROBERTO L...
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

LD

258 mm

95 mm

16 mm

Fa. P. MARIA JOSE SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

AGUA LAVANDINA CONCENTRADA

SUPERIA

APTO PARA
DESINFECTAR AGUA


LIMPIA Y DESINFECTA TU HOGAR

LEA atentamente el rótulo
antes de utilizar el producto

55g CL/L CONT. NETO
INDUSTRIA ARGENTINA

MODO DE USO: PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR TODA LA CASA:
INODORO: Descartar el contenido en agua y vierta 1/2 taza de lavandina SUPERIA en el inodoro. Cepille y deje actuar 10 minutos antes de realizar una nueva descarga. **PILETA DE COCINA:** Llene la pila con 2 litros de agua. Agregue 1/2 taza de lavandina SUPERIA. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **MANOS:** Duchas, Pisos, AZULEJOS, CERÁMICOS Y ARTIFACTOS: Diluya 1 taza de lavandina SUPERIA en 4 litros de agua tibia. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **ARTÍCULOS DE BEBÉ:** Juguetes, caminadores, cunas, sillas altas, corrales; Diluya 1/4 taza de lavandina SUPERIA en 1 litro de agua tibia. Adique con esponja. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **OTRAS SUPERFICIES COMO MESA, HELADERAS, PELLAS, CESTOS DE BASURA:** Diluya 1 taza de lavandina SUPERIA en 4 litros de agua tibia. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **PARA LAVAR LA ROPA:** Lavado a mano: tanto para el prelavado o lavado final, agregue 1/4 de taza de lavandina SUPERIA en 10 litros de agua. (Siempre antes de sumergir las prendas). Remoje las prendas durante 5 minutos. Lavavropas de carga superior: Agregue 1/2 taza de lavandina SUPERIA sobre el agua de lavado. (Siempre antes de sumergir las prendas). Lavavropas con gaveta: Agregue lavandina SUPERIA en la gaveta de su lavavropas hasta el nivel indicado por el fabricante. No lo utilice puro sobre las prendas. No utilizar en prendas de lana, seda, cuero o en colores no firmes. Uselo siempre diluido. 1 taza = 250 cm3. **PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. MANIPULAR CON GUAANTES. CUIDADO:** Mezclar solo con agua. No mezclar con otros productos. En contacto con acidos y pro ductos amoniacales libera gases tóxicos. Irritante para los ojos y la piel. Evitar la inhalación del producto. No ingerir. Mantenga el producto en su empaque original. No utilizar el envase para otros fines. Recuente lavar los objetos/utensilios para la medición, antes de re-utilizarlos. Para desinfectar Agua: Agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar 30 minutos antes de utilizar.

COMPOSICIÓN: CONTIENE: HIPOCORITO DE SODIO Y AGUA. Solución con una concentración de cloro activo de 55 g c/l a la salida de fábrica. Dicha concentración se reduce a la mitad al abrir y el peso del líquido. Por eso recomendamos mantener este producto en lugar fresco y oscuro. **ATENCIÓN! NO MEZCLAR CON DESINFECTANTE.** Es peligroso para la salud. **QUIMICAMENTE COMPATIBLE** con lejía. En caso de alergia o irritación de la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua, con los párpados levantados por al menos 15 minutos. En caso de ingestión: Enjuagarse la boca con los ojos enjuagados con abundante agua. No sacar al niño. Concurrir al médico con el envase o rotulo del producto. Llame al CENTRO NACIONAL DE INFORMACIONES DEL CONSUMIDOR: 8000-333-2832; Policlínica Prof. A. Pesades: (011) 4654-6648/6658-7777; Unidad Toxicológica de Buenos Aires: (011) 4682-8888; Hotel Du Niros Pedro Biazolo: (011) 4300-2115; Sala de Toxicología del Hotel de Niños de La Plata: (0221) 451-3555; Htal. de Niños de Córdoba: (0351) 458-6400; Rosario: Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños: (0341) 448-0202.



domitec

Servicio de Atención al Consumidor
0800-333-2832

6702
1 JUN 2017
JAVIER PIVIDORI
Ing. Químico
Mat. N° 1.0433.7



Asmo diseño para los Cont. Netos de 5 litro
y 1.5 litros.

GABRIEL R. DURAN
APROBADO

1.47-0005- 29/4.16.4

MODO DE USO: PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR TODA LA CASA:
INODORO: Descargue el depósito de agua y vierta 1/2 taza de lavandina SUPERH en el inodoro. Cepille y deje actuar 10 minutos antes de realizar una nueva descarga. **PIEZA DE COCINA:** Llene la piletta con 2 litros de agua. Agregue 1/2 taza de lavandina SUPERH. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **BANADERAS, DUCHAS, PISOS, AZULEJOS, CERÁMICOS Y ARTEFACTOS:** Diluya 1 taza de lavandina SUPERH en 4 litros de agua tibia. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **ARTÍCULOS DE BEBÉ (juguetes, caminadores, cunas, sillas altas, corralitos):** Diluya 1/4 taza de lavandina SUPERH en 1 litro de agua tibia. Aplique con esponja. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **OTRAS SUPERFICIES COMO MESADAS, HELADERAS, REJILLAS, CESTOS DE BASURA:** Diluya 1 taza de lavandina SUPERH en 4 litros de agua tibia. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **PARA LAVAR LA ROPA:** Lavado a mano: Tanto para el prelavado o lavado final, agregue 1/4 de taza de lavandina SUPERH en 10 litros de agua. (Siempre antes de sumergir las prendas). Remoje las prendas durante 5 minutos. Lavarrropas de carga superior: Agregue 1/2 taza de lavandina SUPERH sobre el agua de lavado. (Siempre antes de sumergir las prendas). Lavarrropas con gaveta: Agregue lavandina SUPERH en la gaveta de su lavarrropas hasta el nivel indicado por el fabricante. No lo utilice puro sobre las prendas. No utilice en prendas de lana, seda, cuero o en colores no firmes. Úselo siempre diluido. 1 taza = 250 cm³. **PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. MANIPULAR CON GUANTES. CUIDADO:** Mezclar solo con agua. No mezclar con otros productos. En contacto con ácidos y productos amoniacales libera gases tóxicos. Irritante para los ojos y la piel. Evitar la inhalación del producto. No ingerir. Mantenga el producto en su envase original. No utilizar el envase para otros fines. Recuerde lavar los objetos/utensilios para la medición, antes de re-utilizarlos.

Para desinfectar Agua: Agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar 30 minutos antes de utilizar.

COMPOSICIÓN: CONTIENE: HIPOCLORITO DE SODIO Y AGUA. Solución con una concentración de cloro activo de 55 g c/l a la salida de fábrica. Dicha concentración es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Por eso recomendamos mantener este producto en lugar fresco y oscuro. **ATENCIÓN! NO MEZCLAR CON DETERGENTE. Es peligroso para la salud. CUIDADO! PRODUCTO CONCENTRADO.** Usar conforme a las instrucciones del rótulo. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con la piel: Lávese inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua, con los párpados levantados por al menos 15 minutos. En caso de ingestión: Enjuáguese la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No provocar el vómito. Concurra al médico con el envase o rótulo del producto. Llame al CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES (LLAMADA GRATUITA): 0800-333-0160; Policlínico Prof. A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777; Unidad Toxicológica Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666; Htal. De Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115; Sala de Toxicología del Htal. de Niños de La Plata: (0221) 451-5555; Htal. de Niños de Córdoba: (0351) 458-6400; Rosario: Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños: (0341) 448-0202.



Servicio de Atención al Consumidor
0800-333-2832

Domitec
 S.A.




7 793699 002013

Elaborado y comercializado por: Domitec S.A. - Av. Circunvalación 585 - (3561) Avellaneda - Sta. Fe - Argentina. R.N.E. Nº 210031071 - Hab. Municipal Nº 1590 R.I.N. Nº 2954767 - R.N.P.I.U.D. Nº XXXXX. FECHA DE ELABORACIÓN / LOTE Nº: (VER ENVASE), VALIDEZ: USAR PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS 120 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN.

Ampliación de Textos

GABRIEL R. DURAN
 APODERADO

1-97 0006 2914-16-4



6702

[Signature]
FABRIL MARIJA JOSÉ SANCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 A.N.M.A.T.

[Signature]

JAVIER PUJOSORI
 Ing. Q.U. 130
 Mat. Nº 1.000.37

Para desinfectar Agua: Agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar 30 minutos antes de utilizar

INODORO: Descargue el depósito de agua y vierta 1/2 taza de lavandina SUPERH en el inodoro. Cepille y deje actuar 10 minutos antes de realizar una nueva descarga. **PILETA DE COCINA:** Llene la pileta con 2 litros de agua. Agregue 1/2 taza de lavandina SUPERH. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **BAÑADERAS, DUCHAS, PISOS, AZULEJOS, CERÁMICOS Y ARTEFACTOS:** Diluya 1 taza de lavandina SUPERH en 4 litros de agua tibia. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **ARTÍCULOS DE BEBE (juguetes, caminadores, curas, sillas altas, corralitos):** Diluya 1/4 taza de lavandina SUPERH en 1 litro de agua tibia. Aplique con esponja. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **OTRAS SUPERFICIES COMO MESADAS, HELADERAS, REJILLAS, CESTOS DE BASURA:** Diluya 1 taza de lavandina SUPERH en 4 litros de agua tibia. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. **PARA LAVAR LA ROPA. LAVADO A MANO:** Tanto para el prelavado o lavado final, agregue 1/4 de taza de lavandina SUPERH en 10 litros de agua. (Siempre antes de sumergir las prendas). **Remoje las prendas durante 5 minutos. LAVARROPAS DE CARGA SUPERIOR:** Agregue 1/2 taza de lavandina SUPERH sobre el agua de lavado. (Siempre antes de sumergir las prendas). **LAVARROPAS CON GAVETA:** Agregue lavandina SUPERH en la gaveta de su lavarropas hasta el nivel indicado por el fabricante. No lo utilice puro sobre las prendas. No utilizar en prendas de lana, seda, cuero o en colores no firmes. Úselo siempre diluido. 1 taza = 250 cm³

PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. MANIPULAR CON CUIDADO. CUIDADO: Mezclar solo con agua. No mezclar con otros productos. En contacto con ácidos y productos amoniacales libera gases tóxicos irritante para los ojos y la piel. Evitar la inhalación del producto. No ingerir. Mantenga el producto en su envase original. No utilizar el envase para otros fines. Recuerde lavar los objetos/utensilios para la medición, antes de re-utilizarlos.

COMPOSICIÓN: CONTIENE: HIPOCLORITO DE SODIO Y AGUA. Solución con una concentración de cloro activo de 55 g c/l a la salida de fábrica. Dicha concentración es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Por eso recomendamos mantener este producto en lugar fresco y oscuro. **ATENCIÓN!! NO MEZCLAR CON DETERGENTE. Es peligroso para la salud. CUIDADO! PRODUCTO CONCENTRADO.** Usar conforme a las instrucciones del rótulo. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con la piel: Lávese inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua, con los párpados levantados por al menos 15 minutos. En caso de ingestión: Enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua. No provocar el vómito. Concurra al médico con el envase o rótulo del producto. Llame al **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES (LLAMADA GRATUITA):** 0800-333-0160; Policlínico Prof. A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777; Unidad Toxicológica Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666; Htal. De Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115; Sala de Toxicología del Htal. de Niños de La Plata: (0221) 451-5555; Htal. de Niños de Córdoba: (0351) 458-6400; Rosario: Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños: (0341) 448-0202.


Elaborado y comercializado por: Domitec S.A. - Av. Circunvalación 585 - (3661) Avellaneda - Sta. Fe - Argentina. R.N.E. Nº 210031071 - Hab. Municipal Nº 1590 R.I.N. Nº 2954767 - R.N.P.U.D. Nº XXXX.




Servicio de Atención al Consumidor
0800-333-2832

Domitec *SuperH*

FECHA DE ELABORACIÓN / LOTE Nº: (VER ENVASE). VALIDEZ: USAR PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS 120 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN.



1-47-0000-2914-16-4



[Signature]
JAVIER PIVIDORI
Ing. Químico
Mat. Nº 1.0433.7

Ampliaciones de Factos.

[Signature]
GABRIEL R. DURAN
APODERADO

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
S.A.S.V.I.S.A.


Ampliaciones de Textos

LA



AGUA LAVANDINA CONCENTRADA

PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. MANIPULAR CON GUANTES. CUIDADO: Mezclar solo con agua. No mezclar con otros productos. En contacto con ácidos y productos amoniacales libera gases tóxicos. Irritante para los ojos y la piel. Evitar la inhalación del producto. No ingerir. Mantenga el producto en su envase original. No utilizar el envase para otros fines. Recuerde lavar los objetos/utensilios para la medición, antes de re-utilizarlos. COMPOSICIÓN: CONTIENE: HIPOCLORITO DE SODIO Y AGUA. Solución con una concentración de cloro activo de 55 g cl/l a la salida de fábrica. Dicha concentración es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Por eso recomendamos mantener este producto en lugar fresco y oscuro. ATENCIÓN!! NO MEZCLAR CON DETERGENTE. Es peligroso para la salud. CUIDADO! PRODUCTO CONCENTRADO. Usar con firme a las instrucciones del rótulo. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel: Lávese inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua, con los párpados levantados por al menos 15 minutos. En caso de ingestión: Enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua. No provocar el vómito. Concurra al médico con el envase o rótulo del producto. Llame al CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES (LLAMADA GRATUITA): 0800-333-0160; Policlinico Prof. A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777; Unidad Toxicológica Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666; Htal. De Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115; Sala de Toxicología del Htal. de Niños de La Plata: (0221) 451-5555; Htal. de Niños de Córdoba: (0351) 458-6400; Rosario: Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños: (0341) 448-0202.



7 793699 002037

FECHA DE ELABORACIÓN / LOTE N°: (VER ENVASE). VALIDEZ: USAR PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS 120 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN.

Para desinfectar Agua: Agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar 30 minutos antes de utilizar.

MODORO: Descargue el depósito de agua y vierta 1/2 taza de lavandina SUPERRH en el inodoro. Cepille y deje actuar 10 minutos antes de realizar una nueva descarga. PILETA DE COCINA: Llene la piletta con 2 litros de agua. Agregue 1/2 taza de lavandina SUPERRH. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. BAÑADERAS, DUCHAS, PISOS, AZULEJOS, CERÁMICOS Y ARTEFACTOS: Diluya 1 taza de lavandina SUPERRH en 4 litros de agua tibia. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. ARTÍCULOS DE BEBÉ (juguetes, cambiadores, cunas, sillas altas, corralitos): Diluya 1/4 taza de lavandina SUPERRH en 1 litro de agua tibia. Aplique con esponja. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. OTRAS SUPERFICIES COMO MESAĐAS, HELADERAS, REJILLAS, CESTOS DE BASURA: Diluya 1 taza de lavandina SUPERRH en 4 litros de agua tibia. Deje actuar 5 minutos antes de enjuagar. PARA LAVAR LA ROPA. LAVADO A MANO: Tanto para el prelavado o lavado final, agregue 1/4 de taza de lavandina SUPERRH en 10 litros de agua. (Siempre antes de sumergir las prendas). Horno: las prendas durante 5 minutos. LAVARROPAS DE CARGA SUPERIOR: Agregue 1/2 taza de lavandina SUPERRH sobre el agua de lavado. (Siempre antes de sumergir las prendas). LAVARROPAS CON GAVETA: Agregue lavandina SUPERRH en la gaveta de su lavavoz hasta el nivel indicado por el fabricante. No lo utilice puro sobre las prendas. No utilizar en prelavado de lana, seda, cuero o en colores no firmes. Uselo siempre diluido. 1 taza = 250 cm³

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

Elaborado y comercializado por: Domittec SA - Av. Circunvalación 585 (3561) Avelaneda - Santa Fe - Argentina. R.N.E. Nº 210031071 Hab. Municipal Nº 1580 R.L.N. Nº 2964767 - R.N.P.U.D. Nº XXXXX



0800-333-2832

Faím-MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
(A.N.M.A.T.)

1-47-0280 2/9/16-16

JAVIER PIVIDORI
Ing. Químico
Mat. Nº 1-0433.7



6702



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario**

0250107

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: AGUA LAVANDINA CONCENTRADA
2. Marca: SUPER H
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIPOCLORITO DE SODIO (55G/L CL)
5. Forma de Presentación: BOTELLAS PLÁSTICAS DE 1 LITRO, 1.5 L, 1.8 L, 2 LITROS, 3 LITROS Y BIDONES PLÁSTICOS DE 4 L, 4.5 L Y 5 L.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: DOMITEC S.A.
8. Domiciliado en: AV. DE CIRCUNVALACION N° 585 - AVELLANEDA - SANTA FE
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 210031071
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-002914-16-4.

Disposición N°:

6702

Fecha:

16 JUN 2017

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Dr. ROBERTO UGARTE
Subadministrador Nacional
A. N. M. A. T.

.....
Sello y Firma del Funcionario Responsable

5) 3