



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-5694-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 1 de Junio de 2018

Referencia: 1-47-3110-7558-17-8

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-7558-17-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MECANIZADOS GABRIEL S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-3, denominado Clavos Intramedulares, marca MATRITEC / CENTER PROT.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-3, correspondiente al producto médico denominado Clavos Intramedulares, marca MATRITEC / CENTER PROT, propiedad de la firma MECANIZADOS GABRIEL S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 6920/12 de fecha 23 de Noviembre de 2012, la cual será 23 de Noviembre de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-3, denominado Clavos Intramedulares, marca MATRITEC / CENTER PROT.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-3.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-7558-17-8

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.06.01 09:48:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.06.01 09:48:51 -03'00'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma MECANIZADOS GABRIEL S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-3 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: Clavos Intramedulares.

Marca: MATRITEC / CENTER PROT

Autorizado por Disposición ANMAT N° 6920/12

Tramitado por expediente N° 1-47-0-12660-11-9

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	23 de Noviembre de 2017	23 de Noviembre de 2022
Modelo/s	CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 340 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 440 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 320 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 340 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9	61602320 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 11 X 320 mm TITANIO 61602340 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 11 X 340 mm TITANIO 61602360 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 11 X 360 mm TITANIO 61602380 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 11 X 380 mm TITANIO 61602400 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 11 X 400 mm TITANIO 61602420 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 11 X 420 mm TITANIO 61702320 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 12 X 320 mm TITANIO 61702340 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 12 X

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 400 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 440 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 340 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 420 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 440 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 320 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 340 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 440 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 320 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 340 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11	340 mm TITANIO 61702360 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 12 X 360 mm TITANIO 61702380 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 12 X 380 mm TITANIO 61702400 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 12 X 400 mm TITANIO 61702420 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 12 X 420 mm TITANIO 61802320 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 13 X 320 mm TITANIO 61802340 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 13 X 340 mm TITANIO 61802360 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 13 X 360 mm TITANIO 61802380 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 13 X 380 mm TITANIO 61802400 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 13 X 400 mm TITANIO 61802420 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 13 X 420 mm TITANIO 61902320 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 14 X 320 mm TITANIO 61902340 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 14 X 340 mm TITANIO 61902360 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 14 X 360 mm TITANIO 61902380 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 14 X 380 mm TITANIO 61902400 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 14 X 400 mm TITANIO 61902420 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 14 X 420 mm TITANIO 62002320 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 15 X 320 mm TITANIO
--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11	62002340 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 15 X 340 mm TITANIO
Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11	62002360 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 15 X 360 mm TITANIO
Y 400 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11	62002380 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 15 X 380 mm TITANIO
Y 420 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11	62002400 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 15 X 400 mm TITANIO
Y 440 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62002420 CLAVO ACERROJADO DE FEMUR Ø 15 X 420 mm TITANIO
Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62102260 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 10 X 260 mm TITANIO
Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62102280 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 10 X 280 mm TITANIO
Y 340 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62102300 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 10 X 300 mm TITANIO
Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62102320 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 10 X 320 mm TITANIO
Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62102340 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 10 X 340 mm TITANIO
Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62102360 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 10 X 360 mm TITANIO
Y 420 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62202260 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 11 X 260 mm TITANIO
Y 440 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62202280 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 11 X 280 mm TITANIO
Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62202300 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 11 X 300 mm TITANIO
Y 320 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62202320 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 11 X 320 mm TITANIO
Y 340 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62202340 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 11 X 340 mm TITANIO
Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62202360 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 11 X 360 mm TITANIO
Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	62302260 CLAVO
Y 400 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	
Y 420 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	
Y 440 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12	
Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13	
Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13	
Y 340 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13	
Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13	
Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13	

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 420 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 440 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 320 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 340 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 400 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 420 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 440 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 340 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 440 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 320 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 340 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 400 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y	ACERROJADO DE TIBIA Ø 12 X 260 mm TITANIO 62302280 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 12 X 280 mm TITANIO 62302300 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 12 X 300 mm TITANIO 62302320 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 12 X 320 mm TITANIO 62302340 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 12 X 340 mm TITANIO 62302360 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 12 X 360 mm TITANIO 62402260 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 13 X 260 mm TITANIO 62402280 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 13 X 280 mm TITANIO 62402300 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 13 X 300 mm TITANIO 62402320 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 13 X 320 mm TITANIO 62402340 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 13 X 340 mm TITANIO 62402360 CLAVO ACERROJADO DE TIBIA Ø 13 X 360 mm TITANIO 73401450 CLAVO BHL NACIONAL Ø 2.5 x 450 mm de largo ACERO 73501450 CLAVO BHL NACIONAL Ø 3 x 450mm de Largo ACERO 73601450 CLAVO BHL NACIONAL Ø 3.5 x 450mm de Largo - ACERO 68201450 CLAVO BHL NACIONAL Ø 4 X 450 mm DE LARGO ACERO 76401740 CLAVO CANULADO P/ARTRODESIS FEMORAL-TIBIAL Ø 12/11mm x 740 mm de Largo ACERO 30101240 CLAVO ENDER Ø
--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

440 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 340 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 320 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 340 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 400 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 420 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 440 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 340 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 440 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 320 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 340 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y	5 X 240 MM ACERO 30101260 CLAVO ENDER Ø 5 X 260 MM ACERO 30101280 CLAVO ENDER Ø 5 X 280 MM ACERO 30101300 CLAVO ENDER Ø 5 X 300 MM ACERO 30101320 CLAVO ENDER Ø 5 X 320 MM ACERO 30101340 CLAVO ENDER Ø 5 X 340 MM ACERO 30101360 CLAVO ENDER Ø 5 X 360 MM ACERO 30101380 CLAVO ENDER Ø 5 X 380 MM ACERO 30101400 CLAVO ENDER Ø 5 X 400 MM ACERO 30101420 CLAVO ENDER Ø 5 X 420 MM ACERO 30101440 CLAVO ENDER Ø 5 X 440 MM ACERO 30101460 CLAVO ENDER Ø 5 X 460 MM ACERO 30101480 CLAVO ENDER Ø 5 X 480 MM ACERO 02401300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO ACERO 02402300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 02401320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 320 MM DE LARGO ACERO 02402320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 02401340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 340 MM DE LARGO ACERO 02402340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 340 MM DE LARGO TITANIO 02401360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO ACERO 02402360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 02401380 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO ACERO
--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 400 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 440 MM DE LARGO TITANIO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 320 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 180 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 200 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 220 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 240 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 260 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 280 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 180 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 200 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 220 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 240 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 260 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 280 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 180 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 200 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø	02402380 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 02401400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 400 MM DE LARGO ACERO 02402400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 02401420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 420 MM DE LARGO ACERO 02402420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 02401440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 440 MM DE LARGO ACERO 02402440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 02401460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 460 MM DE LARGO ACERO 02402460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 10 Y 460 MM DE LARGO TITANIO 02501300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO ACERO 02502300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 02501320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 320 MM DE LARGO ACERO 02502320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 02501340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 340 MM DE LARGO ACERO 02502340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 340 MM DE LARGO TITANIO 02501360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO ACERO 02502360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 02501380 CLAVO FEMUR
--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

8 Y 220 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 240 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 260 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 280 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 180 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 200 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 220 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 240 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 260 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 280 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 180 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 200 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 220 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 240 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 260 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 280 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 180 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y	CANULADO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO ACERO 02502380 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 02501400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 400 MM DE LARGO ACERO 02502400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 02501420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO ACERO 02502420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 02501440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 440 MM DE LARGO ACERO 02502440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 02501460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 460 MM DE LARGO ACERO 02502460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 11 Y 460 MM DE LARGO TITANIO 02601300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO ACERO 02602300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 02601320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 320 MM DE LARGO ACERO 02602320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 02601340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 340 MM DE LARGO ACERO 02602340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 340 MM DE LARGO TITANIO 02601360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO ACERO 02602360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 360 MM DE
--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

200 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 220 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 240 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 260 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 280 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 180 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 200 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 220 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 240 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 260 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 280 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 180 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 200 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 220 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 240 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 260 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 280 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 180 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 200 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 220 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 240 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 260 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 280 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y	LARGO TITANIO 02601380 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO ACERO 02602380 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 02601400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 400 MM DE LARGO ACERO 02602400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 02601420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 420 MM DE LARGO ACERO 02602420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 02601440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 440 MM DE LARGO ACERO 02602440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 02601460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 460 MM DE LARGO ACERO 02602460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 12 Y 460 MM DE LARGO TITANIO 02702460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 x 460mm de Largo TITANIO 02701300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 300 MM DE LARGO ACERO 02702300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 02701320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 320 MM DE LARGO ACERO 02702320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 02701340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 340 MM DE LARGO ACERO 02702340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 340 MM DE LARGO TITANIO
--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 180 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 200 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 220 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 240 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 260 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 280 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 180 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 200 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 220 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 240 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 260 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 280 MM DE LARGO TITANIO CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO NANCY Ø 2 Y 250 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 2 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 2 Y 350 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 2 Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 250 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 350 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 400 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 3 Y 250 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 3 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 3 Y 350 MM DE LARGO ACERO CLAVO NANCY Ø 3 Y 400 MM	02701360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 360 MM DE LARGO ACERO 02702360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 02701380 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 380 MM DE LARGO ACERO 02702380 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 02701400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 400 MM DE LARGO ACERO 02702400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 02701420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 420 MM DE LARGO ACERO 02702420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 02701440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 440 MM DE LARGO ACERO 02702440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 13 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 52002300 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 14,3 X 300 mm DE LARGO TITANIO 52002320 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 14,3 X 320 mm DE LARGO TITANIO 52002340 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 14,3 X 340 mm DE LARGO TITANIO 52002360 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 14,3 X 360 mm DE LARGO TITANIO 52002380 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 14,3 X 380 mm DE LARGO TITANIO 52002400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 14,3 X 400 mm DE LARGO TITANIO 52002420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 14,3 X 420 mm DE LARGO TITANIO 52002440 CLAVO FEMUR
---	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

DE LARGO ACERO	CANULADO Ø 14,3 X 440 mm DE
CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 250 MM	LARGO TITANIO
DE LARGO ACERO	52002460 CLAVO FEMUR
CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 300 MM	CANULADO Ø 14,3 X 460 mm DE
DE LARGO ACERO	LARGO TITANIO
CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 350 MM	74901400 CLAVO FEMUR
DE LARGO ACERO	CANULADO Ø 15 X 400 mm DE
CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 400 MM	LARGO- ACERO
DE LARGO ACERO	74902400 CLAVO FEMUR
CLAVO NANCY Ø 4 Y 250 MM	CANULADO Ø 15 x 400 mm
DE LARGO ACERO	TITANIO
CLAVO NANCY Ø 4 Y 300 MM	74901420 CLAVO FEMUR
DE LARGO ACERO	CANULADO Ø 15 X 420 mm DE
CLAVO NANCY Ø 4 Y 350 MM	LARGO- ACERO
DE LARGO ACERO	75001420 CLAVO FEMUR
CLAVO NANCY Ø 4 Y 400 MM	CANULADO Ø 16 X 420mm DE
DE LARGO ACERO	LARGO- ACERO
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	51502250 CLAVO FEMUR
270 MM DE LARGO ACERO	CANULADO Ø 7 mm Y 250 mm
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	DE LARGO TITANIO
285 MM DE LARGO ACERO	02301300 CLAVO FEMUR
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE
300 MM DE LARGO ACERO	LARGO ACERO
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	02302300 CLAVO FEMUR
315 MM DE LARGO ACERO	CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	LARGO TITANIO
330 MM DE LARGO ACERO	02301320 CLAVO FEMUR
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	CANULADO Ø 9 Y 320 MM DE
345 MM DE LARGO ACERO	LARGO ACERO
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	02302320 CLAVO FEMUR
360 MM DE LARGO ACERO	CANULADO Ø 9 Y 320 MM DE
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	LARGO TITANIO
380 MM DE LARGO ACERO	02301340 CLAVO FEMUR
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	CANULADO Ø 9 Y 340 MM DE
270 MM DE LARGO TITANIO	LARGO ACERO
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	02302340 CLAVO FEMUR
285 MM DE LARGO TITANIO	CANULADO Ø 9 Y 340 MM DE
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	LARGO TITANIO
300 MM DE LARGO TITANIO	02301360 CLAVO FEMUR
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	CANULADO Ø 9 Y 360 MM DE
315 MM DE LARGO TITANIO	LARGO ACERO
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	02302360 CLAVO FEMUR
330 MM DE LARGO TITANIO	CANULADO Ø 9 Y 360 MM DE
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	LARGO TITANIO
345 MM DE LARGO TITANIO	02301380 CLAVO FEMUR
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	CANULADO Ø 9 Y 380 MM DE
360 MM DE LARGO TITANIO	LARGO ACERO
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y	02302380 CLAVO FEMUR
380 MM DE LARGO TITANIO	CANULADO Ø 9 Y 380 MM DE
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y	LARGO TITANIO
270 MM DE LARGO ACERO	02301400 CLAVO FEMUR
CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y	CANULADO Ø 9 Y 400 MM DE

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

<p>285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 270 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10</p>	<p>LARGO ACERO 02302400 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 02301420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO ACERO 02302420 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 02301440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 440 MM DE LARGO ACERO 02302440 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 02301460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 460 MM DE LARGO ACERO 02302460 CLAVO FEMUR CANULADO Ø 9 Y 460 MM DE LARGO TITANIO 02901300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO ACERO 02902300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 02901320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 320 MM DE LARGO ACERO 02902320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 02901340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 340 MM DE LARGO ACERO 02902340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 340 MM DE LARGO TITANIO 02901360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO ACERO 02902360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 02901380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO ACERO 02902380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO TITANIO</p>
---	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

Y 315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 270 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 270 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12	02901400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 400 MM DE LARGO ACERO 02902400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 02901420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 420 MM DE LARGO ACERO 02902420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 02901440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 440 MM DE LARGO ACERO 02902440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 10 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 03001300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03002300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 03001320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 320 MM DE LARGO ACERO 03002320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 03001340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 340 MM DE LARGO ACERO 03002340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 340 MM DE LARGO TITANIO 03001360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO ACERO 03002360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 03001380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO ACERO 03002380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 03001400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 400 MM DE LARGO ACERO 03002400 CLAVO FEMUR
--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

<p>Y 345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 405 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 420 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 405 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 420 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 270 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y</p>	<p>MACIZO Ø 11 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 03001420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO ACERO 03002420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 03001440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 440 MM DE LARGO ACERO 03002440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 11 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 03101300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03102300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 03101320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 320 MM DE LARGO ACERO 03102320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 03101340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 340 MM DE LARGO ACERO 03102340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 340 MM DE LARGO TITANIO 03101360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO ACERO 03102360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 03101380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO ACERO 03102380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 03101400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 400 MM DE LARGO ACERO 03102400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 03101420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 420 MM DE</p>
---	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

<p>315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 270 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 270 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y</p>	<p>LARGO ACERO 03102420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 03101440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 440 MM DE LARGO ACERO 03102440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 12 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 03201300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03202300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 03201320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 320 MM DE LARGO ACERO 03202320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 03201340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 340 MM DE LARGO ACERO 03202340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 340 MM DE LARGO TITANIO 03201360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 360 MM DE LARGO ACERO 03202360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 03201380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 380 MM DE LARGO ACERO 03202380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 03201400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 400 MM DE LARGO ACERO 03202400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 03201420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 420 MM DE LARGO ACERO 03202420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 420 MM DE LARGO TITANIO</p>
---	--

345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 270 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y	03201440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 440 MM DE LARGO ACERO 03202440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 13 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 02801300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO 02802300 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 02801320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 320 MM DE LARGO ACERO 02802320 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 320 MM DE LARGO TITANIO 02801340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 340 MM DE LARGO ACERO 02802340 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 340 MM DE LARGO TITANIO 02801360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO ACERO 02802360 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 02801380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO ACERO 02802380 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 02801400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 400 MM DE LARGO ACERO 02802400 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 02801420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO ACERO 02802420 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 02801440 CLAVO FEMUR MACIZO Ø 9 Y 440 MM DE LARGO ACERO 02802440 CLAVO FEMUR
--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

<p>380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 270 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 285 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 315 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 330 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 345 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO ACERO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 270 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 285 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 315 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 330 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 345 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO TITANIO CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO TITANIO CLAVO RUSH Ø 2.5 X 150 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2.5 X 210 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 240 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 260 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 280 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 300 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 320 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 340 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 360 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 380 MM</p>	<p>MACIZO Ø 9 Y 440 MM DE LARGO TITANIO 03602220 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 220 MM DE LARGO TITANIO 68302150 CLAVO HUMERO CANULADO PROXIMAL CONICO TIPO POLARIUS Ø 11,5 X 150 mm TITANIO 50602150 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 11,5 X 150 mm DE LARGO TITANIO 03301180 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 180 MM DE LARGO ACERO 03302180 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 180 MM DE LARGO TITANIO 03301200 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 200 MM DE LARGO ACERO 03302200 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 200 MM DE LARGO TITANIO 03301220 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 220 MM DE LARGO ACERO 03302220 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 220 MM DE LARGO TITANIO 03301240 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 240 MM DE LARGO ACERO 03302240 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 240 MM DE LARGO TITANIO 03301260 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 260 MM DE LARGO ACERO 03302260 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 260 MM DE LARGO TITANIO 03301280 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 280 MM DE LARGO ACERO 03302280 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 280 MM DE LARGO TITANIO 03301300 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 7 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03302300 CLAVO HUMERO</p>
---	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 400 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 420 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 440 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 460 MM ACERO CLAVO ENDER Ø 5 X 480 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2 X 160 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2 X 180 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2 X 200 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2 X 220 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2 X 240 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2.5 X 160 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2.5 X 180 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2.5 X 200 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2.5 X 220 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 2.5 X 240 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 3 X 160 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 3 X 180 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 3 X 200 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 3 X 220 MM ACERO CLAVO RUSH Ø 3 X 240 MM ACERO	CANULADO Ø 7 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 03401180 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 180 MM DE LARGO ACERO 03402180 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 180 MM DE LARGO TITANIO 03401200 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 200 MM DE LARGO ACERO 03402200 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 200 MM DE LARGO TITANIO 03401220 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 220 MM DE LARGO ACERO 03402220 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 220 MM DE LARGO TITANIO 03401240 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 240 MM DE LARGO ACERO 03402240 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 240 MM DE LARGO TITANIO 03401260 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 260 MM DE LARGO ACERO 03402260 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 260 MM DE LARGO TITANIO 03401280 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 280 MM DE LARGO ACERO 03402280 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 280 MM DE LARGO TITANIO 03401300 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03402300 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 03501180 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 180 MM DE LARGO ACERO 03502180 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 180 MM DE LARGO TITANIO 03501200 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 200 MM DE
--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>LARGO ACERO</p> <p>03502200 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 200 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>03501220 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 220 MM DE LARGO ACERO</p> <p>03502220 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 220 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>03501240 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 240 MM DE LARGO ACERO</p> <p>03502240 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 240 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>03501260 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 260 MM DE LARGO ACERO</p> <p>03502260 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 260 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>03501280 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 280 MM DE LARGO ACERO</p> <p>03502280 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 280 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>03501300 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO</p> <p>03502300 CLAVO HUMERO CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>39002200 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT Ø 8 X 200 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>39002225 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT Ø 8 X 225 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>39002250 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT Ø 8 X 250 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>39002275 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT Ø 8 X 275 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>39002300 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT Ø 8 X 300 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>67902180 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 8 X 180 mm DE LARGO TITANIO</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		67902200 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 8 X 200 mm DE LARGO TITANIO
		67902220 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 8 X 220 mm DE LARGO TITANIO
		67902240 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 8 X 240 mm DE LARGO TITANIO
		67902260 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 8 X 260 mm DE LARGO TITANIO
		67902280 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 8 X 280 mm DE LARGO TITANIO
		67902300 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 8 X 300 mm DE LARGO TITANIO
		68002180 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 9 X 190 mm DE LARGO TITANIO
		68002200 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 9 X 200 mm DE LARGO TITANIO
		68002220 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 9 X 220 mm DE LARGO TITANIO
		68002240 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 9 X 240 mm DE LARGO TITANIO
		68002260 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 9 X 260 mm DE LARGO TITANIO
		68002290 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 9 X 290 mm DE LARGO TITANIO
		68002300 CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT Ø 9 X 300 mm DE LARGO TITANIO
		03601180 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 180 MM DE LARGO ACERO
		03602180 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 180 MM DE LARGO TITANIO
		03601200 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 200 MM DE LARGO ACERO
		03602200 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 200 MM DE LARGO TITANIO
		03601220 CLAVO HUMERO

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		MACIZO Ø 7 Y 220 MM DE LARGO ACERO 03601240 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 240 MM DE LARGO ACERO 03602240 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 240 MM DE LARGO TITANIO 03601260 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 260 MM DE LARGO ACERO 03602260 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 260 MM DE LARGO TITANIO 03601280 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 280 MM DE LARGO ACERO 03602280 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 280 MM DE LARGO TITANIO 03601300 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03602300 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 7 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 03701180 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 180 MM DE LARGO ACERO 03702180 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 180 MM DE LARGO TITANIO 03701200 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 200 MM DE LARGO ACERO 03702200 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 200 MM DE LARGO TITANIO 03701220 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 220 MM DE LARGO ACERO 03702220 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 220 MM DE LARGO TITANIO 03701240 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 240 MM DE LARGO ACERO 03702240 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 240 MM DE LARGO TITANIO 03701260 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 260 MM DE
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>LARGO ACERO 03702260 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 260 MM DE LARGO TITANIO 03701280 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 280 MM DE LARGO ACERO 03702280 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 280 MM DE LARGO TITANIO 03701300 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03702300 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 03801180 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 180 MM DE LARGO ACERO 03802180 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 180 MM DE LARGO TITANIO 03801200 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 200 MM DE LARGO ACERO 03802200 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 200 MM DE LARGO TITANIO 03801220 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 220 MM DE LARGO ACERO 03802220 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 220 MM DE LARGO TITANIO 03801240 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 240 MM DE LARGO ACERO 03802240 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 240 MM DE LARGO TITANIO 03801260 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 260 MM DE LARGO ACERO 03802260 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 260 MM DE LARGO TITANIO 03801280 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 280 MM DE LARGO ACERO 03802280 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 280 MM DE LARGO TITANIO</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		03801300 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03802300 CLAVO HUMERO MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 38902200 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT Ø 7 X 200 mm DE LARGO TITANIO 38902225 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT Ø 7 X 225 mm DE LARGO TITANIO 38902250 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT Ø 7 X 250 mm DE LARGO TITANIO 38902275 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT Ø 7 X 275 mm DE LARGO TITANIO 38902300 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT Ø 7 X 300 mm DE LARGO TITANIO 67802180 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT Ø 7 X 180 mm DE LARGO TITANIO 67802200 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT Ø 7 X 200 mm DE LARGO TITANIO 67802220 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT Ø 7 X 220 mm DE LARGO TITANIO 67802240 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT Ø 7 X 240 mm DE LARGO TITANIO 67802260 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT Ø 7 X 260 mm DE LARGO TITANIO 67802280 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT Ø 7 X 280 mm DE LARGO TITANIO 67802300 CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT Ø 7 X 300 mm DE LARGO TITANIO 50502200 CLAVO NANCY Ø 1,5 X 200 mm DE LARGO - TITANIO 50502400 CLAVO NANCY Ø 1,5 X 400 mm DE LARGO TITANIO 03901250 CLAVO NANCY Ø 2 Y 250 MM DE LARGO ACERO 03902250 CLAVO NANCY Ø 2 Y 250 MM DE LARGO TITANIO
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		03902300 CLAVO NANCY Ø 2 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 03901300 CLAVO NANCY Ø 2 Y 300 MM DE LARGO ACERO 03901350 CLAVO NANCY Ø 2 Y 350 MM DE LARGO ACERO 03902350 CLAVO NANCY Ø 2 Y 350 MM DE LARGO TITANIO 03902400 CLAVO NANCY Ø 2 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 03901400 CLAVO NANCY Ø 2 Y 400 MM DE LARGO ACERO 04002250 CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 250 MM DE LARGO TITANIO 04001250 CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 250 MM DE LARGO ACERO 04002300 CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 04001300 CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 300 MM DE LARGO ACERO 04002350 CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 350 MM DE LARGO TITANIO 04001350 CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 350 MM DE LARGO ACERO 04002400 CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 400 MM DE LARGO TITANIO 04001400 CLAVO NANCY Ø 2,5 Y 400 MM DE LARGO ACERO 04102250 CLAVO NANCY Ø 3 Y 250 MM DE LARGO TITANIO 04101250 CLAVO NANCY Ø 3 Y 250 MM DE LARGO ACERO 04102300 CLAVO NANCY Ø 3 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 04101300 CLAVO NANCY Ø 3 Y 300 MM DE LARGO ACERO 04102350 CLAVO NANCY Ø 3 Y 350 MM DE LARGO TITANIO 04101350 CLAVO NANCY Ø 3 Y 350 MM DE LARGO ACERO 04102400 CLAVO NANCY Ø 3 Y 400 MM DE LARGO TITANIO
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

	<p>04101400 CLAVO NANCY Ø 3 Y 400 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04202250 CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 250 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04201250 CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 250 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04202300 CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 300 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04201300 CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 300 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04202350 CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 350 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04201350 CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 350 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04202400 CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 400 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04201400 CLAVO NANCY Ø 3,5 Y 400 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04302250 CLAVO NANCY Ø 4 Y 250 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04301250 CLAVO NANCY Ø 4 Y 250 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04302300 CLAVO NANCY Ø 4 Y 300 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04301300 CLAVO NANCY Ø 4 Y 300 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04302350 CLAVO NANCY Ø 4 Y 350 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04301350 CLAVO NANCY Ø 4 Y 350 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04302400 CLAVO NANCY Ø 4 Y 400 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04301400 CLAVO NANCY Ø 4 Y 400 MM DE LARGO ACERO</p> <p>54401400 CLAVO NANCY Ø 4,5 X 400 mm DE LARGO ACERO</p> <p>54402400 CLAVO NANCY Ø 4,5 X 400 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>54401450 CLAVO NANCY Ø 4,5 X 450 mm DE LARGO ACERO</p> <p>54402450 CLAVO NANCY Ø</p>
--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		4,5 X 450 mm DE LARGO TITANIO 31601065 CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA 65 CM ACERO 31601650 CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA 650 MM ACERO 31601750 CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA 750 MM ACERO 30201160 CLAVO RUSH Ø 2 X 160 MM ACERO 30201180 CLAVO RUSH Ø 2 X 180 MM ACERO 30201200 CLAVO RUSH Ø 2 X 200 MM ACERO 30201220 CLAVO RUSH Ø 2 X 220 MM ACERO 30201240 CLAVO RUSH Ø 2 X 240 MM ACERO 05401150 CLAVO RUSH Ø 2.5 X 150 MM ACERO 30301160 CLAVO RUSH Ø 2.5 X 160 MM ACERO 30301180 CLAVO RUSH Ø 2.5 X 180 MM ACERO 30301200 CLAVO RUSH Ø 2.5 X 200 MM ACERO 05401210 CLAVO RUSH Ø 2.5 X 210 MM ACERO 30301220 CLAVO RUSH Ø 2.5 X 220 MM ACERO 30301240 CLAVO RUSH Ø 2.5 X 240 MM ACERO 30401160 CLAVO RUSH Ø 3 X 160 MM ACERO 30401180 CLAVO RUSH Ø 3 X 180 MM ACERO 30401200 CLAVO RUSH Ø 3 X 200 MM ACERO 30401220 CLAVO RUSH Ø 3 X 220 MM ACERO 30401240 CLAVO RUSH Ø 3 X 240 MM ACERO 43901180 CLAVO RUSH Ø 3,5 X 180 mm ACERO 43901200 CLAVO RUSH Ø 3,5 X 200 mm ACERO 43901220 CLAVO RUSH Ø 3,5 X 220 mm ACERO 43901300 CLAVO RUSH Ø
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		3,5 X 300 mm ACERO 43901330 CLAVO RUSH Ø 3,5 X 330 mm ACERO 44001180 CLAVO RUSH Ø 4 X 180 mm ACERO 44001200 CLAVO RUSH Ø 4 X 200 mm ACERO 44001220 CLAVO RUSH Ø 4 X 220 mm ACERO 44001300 CLAVO RUSH Ø 4 X 300 mm ACERO 44001330 CLAVO RUSH Ø 4 X 330 mm ACERO 67401180 CLAVO RUSH Ø 5 X 180 mm ACERO 67401200 CLAVO RUSH Ø 5 X 200 mm ACERO 67401220 CLAVO RUSH Ø 5 X 220 mm ACERO 67401300 CLAVO RUSH Ø 5 X 300 mm ACERO 67401330 CLAVO RUSH Ø 5 X 330 mm ACERO 40901120 CLAVO SHANZ Ø 1,5 Y 120 mm DE LARGO ACERO 41001120 CLAVO SHANZ Ø 2 Y 120 mm DE LARGO ACERO 41101120 CLAVO SHANZ Ø 4 Y 120 mm DE LARGO ACERO 01601160 CLAVO SHANZ Ø 5 x 160mm de Largo ACERO 57401100 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 100 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01601100 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 100 MM DE LARGO ACERO 01601120 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 120 MM DE LARGO ACERO 57401125 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 125 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01601125 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 125 MM DE LARGO ACERO 57401150 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 150 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01601150 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 150 MM DE LARGO ACERO 01601170 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 170 MM DE LARGO ACERO 57401175 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 175 mm DE LARGO C/
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		ROSCA ESPONJOSA ACERO 01601175 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 175 MM DE LARGO ACERO 01601180 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 180 MM DE LARGO ACERO 57401200 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 200 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01601200 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 200 MM DE LARGO ACERO 01601250 CLAVO SHANZ Ø 5 Y 250 MM DE LARGO ACERO 57501100 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 100 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01701100 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 100 MM DE LARGO ACERO 01701120 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 120 MM DE LARGO ACERO 57501125 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 125 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01701125 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 125 MM DE LARGO ACERO 57501150 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 150 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01701150 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 150 MM DE LARGO ACERO 57501175 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 175 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01701175 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 175 MM DE LARGO ACERO 57501200 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 200 mm DE LARGO C/ ROSCA ESPONJOSA ACERO 01701200 CLAVO SHANZ Ø 6 Y 200 MM DE LARGO ACERO 61002245 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 245 mm DE LARGO TITANIO 61002255 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 255 mm DE LARGO TITANIO 61002270 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 270 mm DE LARGO TITANIO 61002285 CLAVO TIBIA
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 285 mm DE LARGO TITANIO 61002300 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 300 mm DE LARGO TITANIO 61002315 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 315 mm DE LARGO TITANIO 61002330 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 330 mm DE LARGO TITANIO 61002345 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 345 mm DE LARGO TITANIO 61002360 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 360 mm DE LARGO TITANIO 61002375 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 375 mm DE LARGO TITANIO 61002390 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 10 X 390 mm DE LARGO TITANIO 61102255 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 255 mm DE LARGO TITANIO 61102270 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 270 mm DE LARGO TITANIO 61102285 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 285 mm DE LARGO TITANIO 61102300 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 300 mm DE LARGO TITANIO 61102315 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 315 mm DE LARGO TITANIO 61102330 CLAVO TIBIA</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 330 mm DE LARGO TITANIO 61102345 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 345 mm DE LARGO TITANIO 61102360 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 360 mm DE LARGO TITANIO 61102375 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 375 mm DE LARGO TITANIO 61102390 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 11 X 390 mm DE LARGO TITANIO 61202255 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 255 mm DE LARGO TITANIO 61202270 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 270 mm DE LARGO TITANIO 61202285 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 285 mm DE LARGO TITANIO 61202300 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 300 mm DE LARGO TITANIO 61202315 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 315 mm DE LARGO TITANIO 61202330 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 330 mm DE LARGO TITANIO 61202345 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 345 mm DE LARGO TITANIO 61202360 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 360 mm DE LARGO TITANIO 61202375 CLAVO TIBIA</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 375 mm DE LARGO TITANIO 61202390 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 12 X 390 mm DE LARGO TITANIO 60802255 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 255 mm DE LARGO TITANIO 60802270 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 270 mm DE LARGO TITANIO 60802285 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 285 mm DE LARGO TITANIO 60802300 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 300 mm DE LARGO TITANIO 60802315 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 315 mm DE LARGO TITANIO 60802330 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 330 mm DE LARGO TITANIO 60802345 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 345 mm DE LARGO TITANIO 60802360 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 360 mm DE LARGO TITANIO 60802375 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 375 mm DE LARGO TITANIO 60802390 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 390 mm DE LARGO TITANIO 60902255 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 255 mm DE LARGO TITANIO 60902270 CLAVO TIBIA</p>
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 270 mm DE LARGO TITANIO 60902285 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 285 mm DE LARGO TITANIO 60902300 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 300 mm DE LARGO TITANIO 60902315 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 315 mm DE LARGO TITANIO 60902330 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 330 mm DE LARGO TITANIO 60902345 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 345 mm DE LARGO TITANIO 60902360 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 360 mm DE LARGO TITANIO 60902375 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 375 mm DE LARGO TITANIO 60902390 CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO Ø 9 X 390 mm DE LARGO TITANIO 04601255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 255 MM DE LARGO ACERO 04602255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 255 MM DE LARGO TITANIO 04601270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 270 MM DE LARGO ACERO 04602270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 270 MM DE LARGO TITANIO 04601285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 285 MM DE LARGO ACERO 04602285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 285 MM DE</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>LARGO TITANIO</p> <p>04601300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04602300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04601315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 315 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04602315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 315 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04601330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 330 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04602330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 330 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04601345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 345 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04602345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 345 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04601360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04602360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04601375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 375 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04602375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 375 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04601380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04602380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04601390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 390 MM DE LARGO ACERO</p> <p>04602390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 390 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>04601405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 405 MM DE LARGO ACERO</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		04602405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 405 MM DE LARGO TITANIO
		04601420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 420 MM DE LARGO ACERO
		04602420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 10 Y 420 MM DE LARGO TITANIO
		04701255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 255 MM DE LARGO ACERO
		04702255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 255 MM DE LARGO TITANIO
		04701270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 270 MM DE LARGO ACERO
		04702270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 270 MM DE LARGO TITANIO
		04701285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 285 MM DE LARGO ACERO
		04702285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 285 MM DE LARGO TITANIO
		04701300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO ACERO
		04702300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO TITANIO
		04701315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 315 MM DE LARGO ACERO
		04702315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 315 MM DE LARGO TITANIO
		04701330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 330 MM DE LARGO ACERO
		04702330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 330 MM DE LARGO TITANIO
		04701345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 345 MM DE LARGO ACERO
		04702345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 345 MM DE LARGO TITANIO
		04701360 CLAVO TIBIA

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CANULADO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO ACERO 04702360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 04701375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 375 MM DE LARGO ACERO 04702375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 375 MM DE LARGO TITANIO 04701380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO ACERO 04702380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 04701390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 390 MM DE LARGO ACERO 04702390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 390 MM DE LARGO TITANIO 04701405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 405 MM DE LARGO ACERO 04702405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 405 MM DE LARGO TITANIO 04701420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO ACERO 04702420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 11 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 04801255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 255 MM DE LARGO ACERO 04802255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 255 MM DE LARGO TITANIO 04801270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 270 MM DE LARGO ACERO 04802270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 270 MM DE LARGO TITANIO 04801285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 285 MM DE LARGO ACERO 04802285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 285 MM DE</p>
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>LARGO TITANIO 04801300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO ACERO 04802300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 04801315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 315 MM DE LARGO ACERO 04802315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 315 MM DE LARGO TITANIO 04801330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 330 MM DE LARGO ACERO 04802330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 330 MM DE LARGO TITANIO 04801345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 345 MM DE LARGO ACERO 04802345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 345 MM DE LARGO TITANIO 04801360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO ACERO 04802360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 04801375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 375 MM DE LARGO ACERO 04802375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 375 MM DE LARGO TITANIO 04801380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO ACERO 04802380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 04801390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 390 MM DE LARGO ACERO 04802390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 390 MM DE LARGO TITANIO 04801405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 405 MM DE LARGO ACERO</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

	04802405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 405 MM DE LARGO TITANIO
	04801420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 420 MM DE LARGO ACERO
	04802420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12 Y 420 MM DE LARGO TITANIO
	51902255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 255 mm DE LARGO TITANIO
	51902270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 270 mm DE LARGO TITANIO
	51902285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 285 mm DE LARGO TITANIO
	51902300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 300 mm DE LARGO TITANIO
	51902315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 315 mm DE LARGO TITANIO
	51902330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 330 mm DE LARGO TITANIO
	51902345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 345 mm DE LARGO TITANIO
	51902360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 360 mm DE LARGO TITANIO
	51902375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 375 mm DE LARGO TITANIO
	51902390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 390 mm DE LARGO TITANIO
	51902405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 405 mm DE LARGO TITANIO
	51902420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 12,7 X 420 mm DE LARGO TITANIO
	04401255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 255 MM DE LARGO ACERO
	04402255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 255 MM DE LARGO TITANIO
	04401270 CLAVO TIBIA

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CANULADO Ø 8 Y 270 MM DE LARGO ACERO 04402270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 270 MM DE LARGO TITANIO 04401285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 285 MM DE LARGO ACERO 04402285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 285 MM DE LARGO TITANIO 04401300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO ACERO 04402300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 04401315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 315 MM DE LARGO ACERO 04402315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 315 MM DE LARGO TITANIO 04401330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 330 MM DE LARGO ACERO 04402330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 330 MM DE LARGO TITANIO 04401345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 345 MM DE LARGO ACERO 04402345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 345 MM DE LARGO TITANIO 04401360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 360 MM DE LARGO ACERO 04402360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 04401375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 375 MM DE LARGO ACERO 04402375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 375 MM DE LARGO TITANIO 04401380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 380 MM DE LARGO ACERO 04402380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 380 MM DE</p>
--	--	---

		<p>LARGO TITANIO 04401390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 390 MM DE LARGO ACERO 04402390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 390 MM DE LARGO TITANIO 04401405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 405 MM DE LARGO ACERO 04402405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 405 MM DE LARGO TITANIO 04401420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 420 MM DE LARGO ACERO 04402420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 8 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 04501255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 255 MM DE LARGO ACERO 04502255 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 255 MM DE LARGO TITANIO 04501270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 270 MM DE LARGO ACERO 04502270 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 270 MM DE LARGO TITANIO 04501285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 285 MM DE LARGO ACERO 04502285 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 285 MM DE LARGO TITANIO 04501300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO 04502300 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 04501315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 315 MM DE LARGO ACERO 04502315 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 315 MM DE LARGO TITANIO 04501330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 330 MM DE LARGO ACERO</p>
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		04502330 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 330 MM DE LARGO TITANIO 04501345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 345 MM DE LARGO ACERO 04502345 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 345 MM DE LARGO TITANIO 04501360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO ACERO 04502360 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 04501375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 375 MM DE LARGO ACERO 04502375 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 375 MM DE LARGO TITANIO 04501380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO ACERO 04502380 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 04501390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 390 MM DE LARGO ACERO 04502390 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 390 MM DE LARGO TITANIO 04501405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 405 MM DE LARGO ACERO 04502405 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 405 MM DE LARGO TITANIO 04501420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO ACERO 04502420 CLAVO TIBIA CANULADO Ø 9 Y 420 MM DE LARGO TITANIO 76802300 CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO Ø 8,4 X 300mm De Largo TITANIO 76802315 CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO Ø 8,4 x 315mm de Largo TITANIO 76802330 CLAVO TIBIA
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		MACIZO MULTIACERROJADO Ø 8,4 x 330mm de Largo TITANIO 76802345 CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO Ø 8,4 x 345mm de Largo TITANIO 05101270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 270 MM DE LARGO ACERO 05102270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 270 MM DE LARGO TITANIO 05101285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 285 MM DE LARGO ACERO 05102285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 285 MM DE LARGO TITANIO 05101300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO ACERO 05102300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 05101315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 315 MM DE LARGO ACERO 05102315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 315 MM DE LARGO TITANIO 05101330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 330 MM DE LARGO ACERO 05102330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 330 MM DE LARGO TITANIO 05101345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 345 MM DE LARGO ACERO 05102345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 345 MM DE LARGO TITANIO 05101360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO ACERO 05102360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 05101380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 380 MM DE LARGO ACERO 05102380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 10 Y 380 MM DE
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>LARGO TITANIO</p> <p>05201270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 270 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05202270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 270 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05201285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 285 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05202285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 285 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05201300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05202300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 300 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05201315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 315 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05202315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 315 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05201330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 330 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05202330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 330 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05201345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 345 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05202345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 345 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05201360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05202360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 360 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05201380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05202380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 11 Y 380 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05301270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 270 MM DE LARGO ACERO</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		05302270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 270 MM DE LARGO TITANIO
		05301285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 285 MM DE LARGO ACERO
		05302285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 285 MM DE LARGO TITANIO
		05301300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO ACERO
		05302300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 300 MM DE LARGO TITANIO
		05301315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 315 MM DE LARGO ACERO
		05302315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 315 MM DE LARGO TITANIO
		05301330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 330 MM DE LARGO ACERO
		05302330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 330 MM DE LARGO TITANIO
		05302345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 345 MM DE LARGO TITANIO
		05301345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 345 MM DE LARGO ACERO
		05302360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO TITANIO
		05301360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 360 MM DE LARGO ACERO
		05302380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO TITANIO
		05301380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 12 Y 380 MM DE LARGO ACERO
		04901270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 270 MM DE LARGO ACERO
		04902270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 270 MM DE LARGO TITANIO
		04901285 CLAVO TIBIA

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		MACIZO Ø 8 Y 285 MM DE LARGO ACERO 04902285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 285 MM DE LARGO TITANIO 04901300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO ACERO 04902300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 300 MM DE LARGO TITANIO 04901315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 315 MM DE LARGO ACERO 04902315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 315 MM DE LARGO TITANIO 04901330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 330 MM DE LARGO ACERO 04902330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 330 MM DE LARGO TITANIO 04901345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 345 MM DE LARGO ACERO 04902345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 345 MM DE LARGO TITANIO 04901360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 360 MM DE LARGO ACERO 04902360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 360 MM DE LARGO TITANIO 04901380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 380 MM DE LARGO ACERO 04902380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 8 Y 380 MM DE LARGO TITANIO 05001270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 270 MM DE LARGO ACERO 05002270 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 270 MM DE LARGO TITANIO 05001285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 285 MM DE LARGO ACERO 05002285 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 285 MM DE
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>LARGO TITANIO</p> <p>05001300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05002300 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 300 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05001315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 315 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05002315 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 315 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05001330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 330 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05002330 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 330 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05001345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 345 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05002345 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 345 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05001360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05002360 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 360 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>05001380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO ACERO</p> <p>05002380 CLAVO TIBIA MACIZO Ø 9 Y 380 MM DE LARGO TITANIO</p> <p>79301195 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES Ø 10 x 195mm de Largo ACERO</p> <p>79302195 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES Ø 10 X 195mm de Largo TITANIO</p> <p>79401195 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES Ø 11 X 195mm de Largo ACERO</p> <p>79402195 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES Ø 11 x 195mm de</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Largo TITANIO 79501195 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES Ø 12 x 195mm de Largo ACERO 79502195 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES Ø 12 x 195mm de Largo TITANIO 59502200 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Ø 10 X 200 mm DE LARGO TITANIO 59502240 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Ø 10 X 240 mm DE LARGO TITANIO 59602200 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Ø 11 X 200 mm DE LARGO TITANIO 59602240 CLAVO TIPO GAMMA CORTO Ø 11 X 240 mm DE LARGO TITANIO 59702360 CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO Ø 11 X 360 mm DE LARGO TITANIO 59702380 CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO Ø 11 X 380 mm DE LARGO TITANIO 59702400 CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO Ø 11 X 400 mm DE LARGO TITANIO 59702420 CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO Ø 11 X 420 mm DE LARGO TITANIO 59802360 CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO Ø 11 X 360 mm DE LARGO TITANIO 59802380 CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO Ø 11 X 380 mm DE LARGO TITANIO 59802400 CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO Ø 11 X 400 mm DE LARGO TITANIO 59802420 CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO Ø 11 X 420 mm DE LARGO TITANIO 75402670 CLAVO TIPO GAMMA LARGO RECTO Ø 13 x 670 mm de Largo TITANIO 77602200 CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO Ø 10 x 200mm de Largo TITANIO 77602240 CLAVO TIPO</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>GAMMA MDT CORTO Ø 10 x 240 mm de Largo TITANIO 77702200 CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO Ø 11 x 200mm de Largo TITANIO 77702240 CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO Ø 11 x 240mm de Largo TITANIO 76202300 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO Ø 11 X 300mm de Largo TITANIO 76202330 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO Ø 11 x 330mm de Largo TITANIO 76202360 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO Ø 11 x 360mm de Largo TITANIO 76202390 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO Ø 11 x 390mm de Largo TITANIO 76202420 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO Ø 11 x 420mm de Largo TITANIO 76302300 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO Ø 11 x 300mm de Largo TITANIO 76302330 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO Ø 11 x 330mm de Largo TITANIO 76302360 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO Ø 11 x 360mm de Largo TITANIO 76302390 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO Ø 11 x 390mm de Largo TITANIO 76302420 CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO Ø 11 x 420mm de Largo TITANIO 60002001 PORNILLO PRISIONERO LARGO P/CLAVO TIPO GAMMA TITANIO 71102001 PRISIONERO EXTERNO PARA CLAVO GAMMA 001 TITANIO 71002001 PRISIONERO INTERNO PARA CLAVO GAMMA 001 TITANIO</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>71002002 PRISIONERO INTERNO PARA CLAVO GAMMA - MDT - TITANIO</p> <p>57301019 TAPON PARA CLAVO DE FEMUR Ø 9 X 19 mm DE LARGO ACERO</p> <p>36601011 TAPON PARA CLAVO DE HUMERO Ø 6 PASO 1mm ACERO</p> <p>36602011 TAPON PARA CLAVO DE HUMERO Ø 6 PASO 1mm TITANIO</p> <p>56101011 TAPON PARA CLAVO DE TIBIA Ø 7,5 X 11 mm DE LARGO ACERO</p> <p>56201019 TAPON PARA CLAVO DE TIBIA Ø 9 X 19 mm DE LARGO ACERO</p> <p>33801008 TAPON PARA CLAVO DE TIBIA O FEMUR Ø 8 PASO 1mm ACERO</p> <p>33802008 TAPON PARA CLAVO DE TIBIA O FEMUR Ø 8 PASO 1mm TITANIO</p> <p>59902100 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 100 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>59902105 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 105 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>59902110 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 110 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>59902115 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 115 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>59902120 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 120 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>59902070 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 70 mm DE LARGO TITANIO</p> <p>59902075 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 75 mm DE LARGO TITANIO</p>
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		59902080 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 80 mm DE LARGO TITANIO
		59902085 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 85 mm DE LARGO TITANIO
		59902090 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 90 mm DE LARGO TITANIO
		59902095 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO GAMMA X 95 mm DE LARGO TITANIO
		76902080 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO MDT GAMMA X 080mm de Largo TITANIO
		76902100 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO MDT GAMMA x 100mm de Largo TITANIO
		76902110 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO MDT GAMMA x 110mm de Largo TITANIO
		76902115 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO MDT GAMMA x 115mm de Largo TITANIO
		76902120 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO MDT GAMMA x 120mm de Largo TITANIO
		76902070 TORNILLO DESLIZANTE P/CLAVO TIPO MDT GAMMA X 70mm de Largo TITANIO
		84901540 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 540mm de LARGO - ACERO
		84901580 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 580mm de LARGO - ACERO
		84901620 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 620mm de LARGO - ACERO

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>84901640 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 640mm de LARGO - ACERO</p> <p>84901700 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 700mm de LARGO - ACERO</p> <p>84901740 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 740mm de LARGO - ACERO</p> <p>84901780 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 780mm de LARGO - ACERO</p> <p>85001540 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 540mm de LARGO - ACERO</p> <p>85001580 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 580mm de LARGO - ACERO</p> <p>85001620 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 620mm de LARGO - ACERO</p> <p>85001640 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 640mm de LARGO - ACERO</p> <p>85001700 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 700mm de LARGO - ACERO</p> <p>85001740 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 740mm de LARGO - ACERO</p> <p>85001780 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 780mm de LARGO - ACERO</p> <p>85101540 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 540mm de LARGO - ACERO</p> <p>85101580 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 580mm de LARGO - ACERO</p>
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		85101620 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 620mm de LARGO - ACERO
		85101640 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 640mm de LARGO - ACERO
		85101700 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 700mm de LARGO - ACERO
		85101740 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 740mm de LARGO - ACERO
		85101780 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 780mm de LARGO - ACERO
		85201540 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 540mm de LARGO - ACERO
		85201580 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 580mm de LARGO - ACERO
		85201620 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 620mm de LARGO - ACERO
		85201640 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 640mm de LARGO - ACERO
		85201700 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 700mm de LARGO - ACERO
		85201740 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 740mm de LARGO - ACERO
		85201780 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 780mm de LARGO - ACERO
		85301005 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 8mm x 5mm de Largo Acero

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>85401005 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 5mm de Largo Acero</p> <p>85401010 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 10mm de Largo Acero</p> <p>85401015 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 15mm de Largo Acero</p> <p>85401020 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 20mm de Largo Acero</p> <p>85401025 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 25mm de Largo Acero</p> <p>85401030 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 30mm de Largo Acero</p> <p>85401035 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 35mm de Largo Acero</p> <p>84902540 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 540mm de LARGO - Titanio</p> <p>84902580 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 580mm de LARGO - Titanio</p> <p>84902620 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 620mm de LARGO - Titanio</p> <p>84902640 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 640mm de LARGO - Titanio</p> <p>84902700 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 700mm de LARGO - Titanio</p> <p>84902740 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 740mm de LARGO - Titanio</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		84902780 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 11.5 X 780mm de LARGO - Titanio 85002540 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 540mm de LARGO - Titanio 85002580 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 580mm de LARGO - Titanio 85002620 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 620mm de LARGO - Titanio 85002640 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 640mm de LARGO - Titanio 85002700 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 700mm de LARGO - Titanio 85002740 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 740mm de LARGO - Titanio 85002780 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA Ø 13 X 780mm de LARGO - Titanio 85102540 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 540mm de LARGO - Titanio 85102580 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 580mm de LARGO - Titanio 85102620 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 620mm de LARGO - Titanio 85102640 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 640mm de LARGO - Titanio 85102700 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 700mm de LARGO - Titanio
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>85102740 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 740mm de LARGO - Titanio</p> <p>85102780 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 11,5 X 780mm de LARGO - Titanio</p> <p>85202540 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 540mm de LARGO - Titanio</p> <p>85202580 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 580mm de LARGO - Titanio</p> <p>85202620 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 620mm de LARGO - Titanio</p> <p>85202640 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 640mm de LARGO - Titanio</p> <p>85202700 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 700mm de LARGO - Titanio</p> <p>85202740 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 740mm de LARGO - Titanio</p> <p>85202780 CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO Ø 13 X 780mm de LARGO - Titanio</p> <p>85302005 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 8mm x 5mm de Largo Titanio</p> <p>85402005 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 5mm de Largo Titanio</p> <p>85402010 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 10mm de Largo Titanio</p> <p>85402015 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 15mm de Largo Titanio</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		85402020 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 20mm de Largo Titanio
		85402025 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 25mm de Largo Titanio
		85402030 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 30mm de Largo Titanio
		85402035 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA Ø 11,5mm x 35mm de Largo Titanio
		85501150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 10mm x 150mm de Largo - Acero
		85501200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 10mm x 200mm de Largo - Acero
		85501300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 10mm x 300mm de Largo - Acero
		85601150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 11mm x 150mm de Largo - Acero
		85601200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 11mm x 200mm de Largo - Acero
		85601300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 11mm x 300mm de Largo - Acero
		85701150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 12mm x 150mm de Largo - Acero
		85701200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 12mm x 200mm de Largo - Acero
		85701300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 12mm x 300mm de Largo - Acero

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>85502150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 10mm x 150mm de Largo - Titanio</p> <p>85502200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 10mm x 200mm de Largo - Titanio</p> <p>85502300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 10mm x 300mm de Largo - Titanio</p> <p>85602150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 11mm x 150mm de Largo - Titanio</p> <p>85602200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 11mm x 200mm de Largo - Titanio</p> <p>85602300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 11mm x 300mm de Largo - Titanio</p> <p>85702150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 12mm x 150mm de Largo - Titanio</p> <p>85702200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 12mm x 200mm de Largo - Titanio</p> <p>85702300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO Ø 12mm x 300mm de Largo - Titanio</p> <p>85801150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 10mm x 150mm de Largo - Acero</p> <p>85801200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 10mm x 200mm de Largo - Acero</p> <p>85801300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 10mm x 300mm de Largo - Acero</p> <p>85901150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 11mm x 150mm de Largo - Acero</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>85901200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 11mm x 200mm de Largo - Acero</p> <p>85901300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 11mm x 300mm de Largo - Acero</p> <p>86001150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 12mm x 150mm de Largo - Acero</p> <p>86001200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 12mm x 200mm de Largo - Acero</p> <p>86001300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 12mm x 300mm de Largo - Acero</p> <p>85802150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 10mm x 150mm de Largo - Titanio</p> <p>85802200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 10mm x 200mm de Largo - Titanio</p> <p>85802300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 10mm x 300mm de Largo - Titanio</p> <p>85902150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 11mm x 150mm de Largo - Titanio</p> <p>85902200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 11mm x 200mm de Largo - Titanio</p> <p>85902300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 11mm x 300mm de Largo - Titanio</p> <p>86002150 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 12mm x 150mm de Largo - Titanio</p> <p>86002200 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 12mm x 200mm de Largo - Titanio</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>86002300 CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO Ø 12mm x 300mm de Largo - Titanio</p> <p>86101004 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS DE TOBILLO Ø 8 X 4mm de Largo - Acero</p> <p>86201005 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS DE TOBILLO Ø 12 X 5mm de Largo - Acero</p> <p>86201010 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS DE TOBILLO Ø 12 X 10mm de Largo - Acero</p> <p>86201015 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS DE TOBILLO Ø 12 X 15mm de Largo - Acero</p> <p>86102004 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS DE TOBILLO Ø 8 X 4mm de Largo - Titanio</p> <p>86202005 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS DE TOBILLO Ø 12 X 5mm de Largo - Titanio</p> <p>86202010 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS DE TOBILLO Ø 12 X 10mm de Largo - Titanio</p> <p>86202015 TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS DE TOBILLO Ø 12 X 15mm de Largo - Titanio</p> <p>86301160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 160mm de Largo - Acero</p> <p>86301180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 180mm de Largo - Acero</p> <p>86301200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 200mm de Largo - Acero</p> <p>86301220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 220mm de Largo - Acero</p> <p>86301240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 240mm de Largo - Acero</p> <p>86301260 CLAVO FEMORAL</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		RETROGRADO Ø 9mm x 260mm de Largo - Acero 86301280 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 280mm de Largo - Acero 86301300 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 300mm de Largo - Acero 86301320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 320mm de Largo - Acero 86301340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 340mm de Largo - Acero 86301360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 360mm de Largo - Acero 86301380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 380mm de Largo - Acero 86301400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 400mm de Largo - Acero 86301420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 420mm de Largo - Acero 86301440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 440mm de Largo - Acero 86301460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 460mm de Largo - Acero 86301480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 9mm x 480mm de Largo - Acero 86401160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 160mm de Largo - Acero 86401180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 180mm de Largo - Acero 86401200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 200mm de Largo - Acero 86401220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 220mm de Largo - Acero 86401240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 240mm de Largo - Acero 86401260 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 260mm
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		de Largo - Acero 86401280 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 280mm de Largo - Acero 86401300 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 300mm de Largo - Acero 86401320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 320mm de Largo - Acero 86401340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 340mm de Largo - Acero 86401360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 360mm de Largo - Acero 86401380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 380mm de Largo - Acero 86401400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 400mm de Largo - Acero 86401420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 420mm de Largo - Acero 86401440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 440mm de Largo - Acero 86401460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 460mm de Largo - Acero 86401480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 480mm de Largo - Acero 86501160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 160mm de Largo - Acero 86501180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 180mm de Largo - Acero 86501200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 200mm de Largo - Acero 86501220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 220mm de Largo - Acero 86501240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 240mm de Largo - Acero 86501260 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 260mm de Largo - Acero
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		86501280 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 280mm de Largo - Acero
		86501300 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 300mm de Largo - Acero
		86501320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 320mm de Largo - Acero
		86501340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 340mm de Largo - Acero
		86501360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 360mm de Largo - Acero
		86501380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 380mm de Largo - Acero
		86501400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 400mm de Largo - Acero
		86501420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 420mm de Largo - Acero
		86501440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 440mm de Largo - Acero
		86501460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 460mm de Largo - Acero
		86501480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 480mm de Largo - Acero
		86601160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 160mm de Largo - Acero
		86601180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 180mm de Largo - Acero
		86601200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 200mm de Largo - Acero
		86601220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 220mm de Largo - Acero
		86601240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 240mm de Largo - Acero
		86601260 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 260mm de Largo - Acero
		86601280 CLAVO FEMORAL

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		RETROGRADO Ø 12mm x 280mm de Largo - Acero 86601300 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 300mm de Largo - Acero 86601320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 320mm de Largo - Acero 86601340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 340mm de Largo - Acero 86601360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 360mm de Largo - Acero 86601380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 380mm de Largo - Acero 86601400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 400mm de Largo - Acero 86601420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 420mm de Largo - Acero 86601440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 440mm de Largo - Acero 86601460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 460mm de Largo - Acero 86601480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 480mm de Largo - Acero 86701160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 160mm de Largo - Acero 86701180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 180mm de Largo - Acero 86701200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 200mm de Largo - Acero 86701220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 220mm de Largo - Acero 86701240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 240mm de Largo - Acero 86701260 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 260mm de Largo - Acero 86701280 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 280mm
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		de Largo - Acero 86701300 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 300mm de Largo - Acero 86701320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 320mm de Largo - Acero 86701340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 340mm de Largo - Acero 86701360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 360mm de Largo - Acero 86701380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 380mm de Largo - Acero 86701400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 400mm de Largo - Acero 86701420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 420mm de Largo - Acero 86701440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 440mm de Largo - Acero 86701460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 460mm de Largo - Acero 86701480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 480mm de Largo - Acero 86402160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 160mm de Largo - Titanio 86402180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 180mm de Largo - Titanio 86402200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 200mm de Largo - Titanio 86402220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 220mm de Largo - Titanio 86402240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 240mm de Largo - Titanio 86402260 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 260mm de Largo - Titanio 86402280 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 280mm de Largo - Titanio
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		86402300 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 300mm de Largo - Titanio
		86402320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 320mm de Largo - Titanio
		86402340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 340mm de Largo - Titanio
		86402360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 360mm de Largo - Titanio
		86402380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 380mm de Largo - Titanio
		86402400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 400mm de Largo - Titanio
		86402420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 420mm de Largo - Titanio
		86402440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 440mm de Largo - Titanio
		86402460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 460mm de Largo - Titanio
		86402480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 10mm x 480mm de Largo - Titanio
		86502160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 160mm de Largo - Titanio
		86502180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 180mm de Largo - Titanio
		86502200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 200mm de Largo - Titanio
		86502220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 220mm de Largo - Titanio
		86502240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 240mm de Largo - Titanio
		86502260 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 260mm de Largo - Titanio
		86502280 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 280mm de Largo - Titanio
		86502300 CLAVO FEMORAL

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		RETROGRADO Ø 11mm x 300mm de Largo - Titanio 86502320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 320mm de Largo - Titanio 86502340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 340mm de Largo - Titanio 86502360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 360mm de Largo - Titanio 86502380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 380mm de Largo - Titanio 86502400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 400mm de Largo - Titanio 86502420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 420mm de Largo - Titanio 86502440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 440mm de Largo - Titanio 86502460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 460mm de Largo - Titanio 86502480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 11mm x 480mm de Largo - Titanio 86602160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 160mm de Largo - Titanio 86602180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 180mm de Largo - Titanio 86602200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 200mm de Largo - Titanio 86602220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 220mm de Largo - Titanio 86602240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 240mm de Largo - Titanio 86602260 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 260mm de Largo - Titanio 86602280 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 280mm de Largo - Titanio 86602300 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 300mm
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		de Largo - Titanio 86602320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 320mm de Largo - Titanio 86602340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 340mm de Largo - Titanio 86602360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 360mm de Largo - Titanio 86602380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 380mm de Largo - Titanio 86602400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 400mm de Largo - Titanio 86602420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 420mm de Largo - Titanio 86602440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 440mm de Largo - Titanio 86602460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 460mm de Largo - Titanio 86602480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 12mm x 480mm de Largo - Titanio 86702160 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 160mm de Largo - Titanio 86702180 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 180mm de Largo - Titanio 86702200 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 200mm de Largo - Titanio 86702220 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 220mm de Largo - Titanio 86702240 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 240mm de Largo - Titanio 86702260 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 260mm de Largo - Titanio 86702280 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 280mm de Largo - Titanio 86702300 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 300mm de Largo - Titanio
--	--	---

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		<p>86702320 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 320mm de Largo - Titanio</p> <p>86702340 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 340mm de Largo - Titanio</p> <p>86702360 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 360mm de Largo - Titanio</p> <p>86702380 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 380mm de Largo - Titanio</p> <p>86702400 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 400mm de Largo - Titanio</p> <p>86702420 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 420mm de Largo - Titanio</p> <p>86702440 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 440mm de Largo - Titanio</p> <p>86702460 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 460mm de Largo - Titanio</p> <p>86702480 CLAVO FEMORAL RETROGRADO Ø 13mm x 480mm de Largo - Titanio</p> <p>86801140 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 140mm de Largo - Acero</p> <p>86801160 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 160mm de Largo - Acero</p> <p>86801180 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 180mm de Largo - Acero</p> <p>86801190 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 190mm de Largo - Acero</p> <p>86801200 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 200mm de Largo - Acero</p> <p>86801210 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 210mm de Largo - Acero</p> <p>86801220 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 220mm de Largo - Acero</p> <p>86801230 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 230mm de Largo - Acero</p> <p>86801240 CLAVO HUMERAL</p>
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		RETROGRADO Ø 7mm x 240mm de Largo - Acero 86801250 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 250mm de Largo - Acero 86801260 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 260mm de Largo - Acero 86801280 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 280mm de Largo - Acero 86801290 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 290mm de Largo - Acero 86801300 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 300mm de Largo - Acero 86801310 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 310mm de Largo - Acero 86801320 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 320mm de Largo - Acero 86901140 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 140mm de Largo - Acero 86901160 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 160mm de Largo - Acero 86901180 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 180mm de Largo - Acero 86901190 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 190mm de Largo - Acero 86901200 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 200mm de Largo - Acero 86901210 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 210mm de Largo - Acero 86901220 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 220mm de Largo - Acero 86901230 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 230mm de Largo - Acero 86901240 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 240mm de Largo - Acero 86901250 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 250mm
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		de Largo - Acero 86901260 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 260mm de Largo - Acero 86901280 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 280mm de Largo - Acero 86901290 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 290mm de Largo - Acero 86901300 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 300mm de Largo - Acero 86901310 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 310mm de Largo - Acero 86901320 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 320mm de Largo - Acero 87001140 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 140mm de Largo - Acero 87001160 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 160mm de Largo - Acero 87001180 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 180mm de Largo - Acero 87001190 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 190mm de Largo - Acero 87001200 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 200mm de Largo - Acero 87001210 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 210mm de Largo - Acero 87001220 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 220mm de Largo - Acero 87001230 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 230mm de Largo - Acero 87001240 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 240mm de Largo - Acero 87001250 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 250mm de Largo - Acero 87001260 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 260mm de Largo - Acero
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		87001280 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 280mm de Largo - Acero
		87001290 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 290mm de Largo - Acero
		87001300 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 300mm de Largo - Acero
		87001310 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 310mm de Largo - Acero
		87001320 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 320mm de Largo - Acero
		86802140 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 140mm de Largo - Titanio
		86802160 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 160mm de Largo - Titanio
		86802180 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 180mm de Largo - Titanio
		86802190 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 190mm de Largo - Titanio
		86802200 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 200mm de Largo - Titanio
		86802210 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 210mm de Largo - Titanio
		86802220 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 220mm de Largo - Titanio
		86802230 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 230mm de Largo - Titanio
		86802240 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 240mm de Largo - Titanio
		86802250 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 250mm de Largo - Titanio
		86802260 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 260mm de Largo - Titanio
		86802280 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 280mm de Largo - Titanio
		86802290 CLAVO HUMERAL

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		RETROGRADO Ø 7mm x 290mm de Largo - Titanio 86802300 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 300mm de Largo - Titanio 86802310 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 310mm de Largo - Titanio 86802320 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 7mm x 320mm de Largo - Titanio 86902140 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 140mm de Largo - Titanio 86902160 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 160mm de Largo - Titanio 86902180 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 180mm de Largo - Titanio 86902190 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 190mm de Largo - Titanio 86902200 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 200mm de Largo - Titanio 86902210 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 210mm de Largo - Titanio 86902220 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 220mm de Largo - Titanio 86902230 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 230mm de Largo - Titanio 86902240 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 240mm de Largo - Titanio 86902250 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 250mm de Largo - Titanio 86902260 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 260mm de Largo - Titanio 86902280 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 280mm de Largo - Titanio 86902290 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 290mm de Largo - Titanio 86902300 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 300mm
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		de Largo - Titanio 86902310 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 310mm de Largo - Titanio 86902320 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 8mm x 320mm de Largo - Titanio 87002140 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 140mm de Largo - Titanio 87002160 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 160mm de Largo - Titanio 87002180 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 180mm de Largo - Titanio 87002190 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 190mm de Largo - Titanio 87002200 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 200mm de Largo - Titanio 87002210 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 210mm de Largo - Titanio 87002220 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 220mm de Largo - Titanio 87002230 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 230mm de Largo - Titanio 87002240 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 240mm de Largo - Titanio 87002250 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 250mm de Largo - Titanio 87002260 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 260mm de Largo - Titanio 87002280 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 280mm de Largo - Titanio 87002290 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 290mm de Largo - Titanio 87002300 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 300mm de Largo - Titanio 87002310 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 310mm de Largo - Titanio
--	--	--

IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

		87002320 CLAVO HUMERAL RETROGRADO Ø 9mm x 320mm de Largo - Titanio INSTRUMENTAL ASOCIADO
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-7558-17-8



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-17891970-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 23 de Abril de 2018

Referencia: 1-47-3110-7558-17-8

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 72 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.23 14:10:06 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.04.23 14:10:06 -03'00'