



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-6536-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 26 de Junio de 2018

Referencia: 1-47-3110-5560-17-0

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-5560-17-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones SUAREZ HUGO GUILLERMO Y SUAREZ JOSE FRANCISCO SOCIEDAD DE HECHO, solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca OSEO TECH nombre descriptivo Placas y Tornillos para osteosíntesis e instrumental y nombre técnico Sistemas ortopédicos de fijación interna, de acuerdo con lo solicitado por SUAREZ HUGO GUILLERMO Y SUAREZ JOSE FRANCISCO SOCIEDAD DE HECHO, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM-2331-1", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Placas y Tornillos para osteosíntesis e instrumental

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-027 Sistemas ortopédicos de fijación interna.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): OSEO TECH

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: fijación y/o estabilización de fragmentos óseos. Indicada para los casos de fracturas en las cuales es necesario estabilizar el foco de la misma ya que por la característica de la fractura es imposible estabilizarla por medios no invasivos como puede ser un yeso o férula, cuando hay múltiples fragmentos (fractura conminuta) ya que permite asociarla con tornillos (placas, clavijas u otro elemento de fijación de pequeños fragmentos óseos.

Modelo/s: placas y tornillos de titanio.

CODIGO TIPO DIMENSIONES

T10051504 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x4mm

T10051505 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x5mm

T10051506 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x6mm

T10051507 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x7mm
T10051508 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x8mm
T10051509 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x9mm
T10051510 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x10mm
T10051511 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x11mm
T10051512 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x12mm
T10051513 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x13mm
T10051514 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x14mm
T10051515 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x15mm
T10051517 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø1,5 Ø1,5x17mm
T10080204 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x4mm
T10080205 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x5mm
T10080206 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x6mm
T10080207 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x7mm
T10080208 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x8mm
T10080209 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x9mm
T10080210 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x10mm
T10080211 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x11mm
T10080212 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x12mm
T10080213 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x13mm
T10080214 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x14mm
T10080215 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x15mm
T10080216 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x16mm
T10080217 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x17mm
T10080219 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0 Ø2,0x19mm
T10112406 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x6mm
T10112408 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x8mm
T10112410 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x10mm

T10112412 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x12mm
T10112414 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x14mm
T10112416 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x16mm
T10112418 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x18mm
T10112420 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x20mm
T10112422 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4 Ø2,4x22mm
T10142706 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x6mm
T10142708 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x8mm
T10142710 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x10mm
T10142712 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x12mm
T10142714 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x14mm
T10142716 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x16mm
T10142718 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x18mm
T10142720 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x20mm
T10142722 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x22mm
T10142724 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x24mm
T10142726 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x26mm
T10142728 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x28mm
T10142730 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x30mm
T10173510 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x10mm
T10173512 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x12mm
T10173514 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x14mm
T10173516 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x16mm
T10173518 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x18mm
T10173520 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x20mm
T10173522 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x22mm
T10173524 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x24mm
T10173526 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x26mm
T10173528 TORNILLO CORTICAL Ø3,5 Ø3,5x28mm

T10173530	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x30mm
T10173532	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x32mm
T10173534	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x34mm
T10173536	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x36mm
T10173538	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x38mm
T10173540	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x40mm
T10334518	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x18mm
T10334520	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x20mm
T10334522	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x22mm
T10334524	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x24mm
T10334526	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x26mm
T10334528	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x28mm
T10334530	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x30mm
T10334532	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x32mm
T10334534	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x34mm
T10334536	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x36mm
T10334538	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x38mm
T10334540	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x40mm
T10334542	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x42mm
T10334544	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x44mm
T10334546	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x46mm
T10334548	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x48mm
T10334550	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x50mm
T10334552	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x52mm
T10334554	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x54mm
T10334556	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x56mm
T10334558	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x58mm
T10334560	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x60mm

T10334562	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x62mm
T10334564	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x64mm
T10334566	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x66mm
T10334568	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x68mm
T10334570	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x70mm
TCR120	TORNILLO CEFALICO RICHARD Ø 3,8 de largo 120 mm	
TCR125	TORNILLO CEFALICO RICHARD Ø 3,8 de largo 125 mm	
TCPP	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA PUDDU Ø 4,5 mm	
TEPP	TORNILLO ESPONJOSA PARA PLACA PUDDU Ø 6,5 mm	
T10061705	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø1,7	Ø1,7x5mm
T10061707	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø1,7	Ø1,7x7mm
T10071504	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x4mm
T10071505	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x5mm
T10071506	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x6mm
T10071507	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x7mm
T10071508	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x8mm
T10071509	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x9mm
T10071510	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x10mm
T10071511	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x11mm
T10071512	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x12mm
T10071513	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x13mm
T10071514	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x14mm
T10071515	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x15mm
T10071517	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5	Ø1,5x17mm
T10092305	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø2,3	Ø2,3x5mm
T10092307	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø2,3	Ø2,3x7mm
T10100204	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x4mm
T10100205	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x5mm

T10100206	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x6mm
T10100207	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x7mm
T10100208	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x8mm
T10100209	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x9mm
T10100210	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x10mm
T10100211	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x11mm
T10100212	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x12mm
T10100213	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x13mm
T10100214	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x14mm
T10100215	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x15mm
T10100216	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x16mm
T10100217	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x17mm
T10100219	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x19mm
T10122708	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø2,7	Ø2,7x8mm
T10122710	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø2,7	Ø2,7x10mm
T10122712	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø2,7	Ø2,7x12mm
T10132406	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x6mm
T10132408	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x8mm
T10132410	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x10mm
T10132412	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x12mm
T10132414	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x14mm
T10132416	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x16mm
T10132418	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x18mm
T10132420	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x20mm
T10132422	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4	Ø2,4x22mm
T10152710	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x10mm
T10152712	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x12mm
T10152714	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x14mm

T10152716	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x16mm
T10152718	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x18mm
T10152720	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x20mm
T10152722	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x22mm
T10152724	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x24mm
T10152726	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x26mm
T10152728	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x28mm
T10152730	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x30mm
T10152735	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7	Ø2,7x35mm
T10183510	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x10mm
T10183512	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x12mm
T10183514	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x14mm
T10183516	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x16mm
T10183518	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x18mm
T10183520	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x20mm
T10183522	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x22mm
T10183524	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x24mm
T10183526	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x26mm
T10183528	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x28mm
T10183530	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x30mm
T10183535	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x35mm
T10200210	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x10mm
T10200112	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x12mm
T10200114	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x14mm
T10200216	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x16mm
T10200218	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x18mm
T10200220	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x20mm
T10200222	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x22mm
T10200224	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x24mm

T10200226	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x26mm
T10200228	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x28mm
T10200230	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x30mm
T10200235	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x35mm
T10210000	CAMISA VOLAR	
T10220410	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x10mm
T10220412	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x12mm
T10220414	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x14mm
T10220416	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x16mm
T10220418	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x18mm
T10220420	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x20mm
T10220422	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x22mm
T10220424	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x24mm
T10220426	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x26mm
T10220428	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x28mm
T10220430	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x30mm
T10220435	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x35mm
T10220440	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x40mm
T10220445	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x45mm
T10220450	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x50mm
T10230410	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x10mm
T10230412	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x12mm
T10230414	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x14mm
T10230416	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x16mm
T10230418	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x18mm
T10230420	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x20mm
T10230422	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x22mm
T10230424	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x24mm

T10230426	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x26mm
T10230428	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x28mm
T10230430	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x30mm
T10230435	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x35mm
T10230440	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x40mm
T10230445	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x45mm
T10230450	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x50mm
T10303516	TORNILLO MACIZO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø3,5	Ø3,5x16mm
T10303520	TORNILLO MACIZO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø3,5	Ø3,5x20mm
T10303524	TORNILLO MACIZO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø3,5	Ø3,5x24mm
T10303528	TORNILLO MACIZO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø3,5	Ø3,5x28mm
T10303532	TORNILLO MACIZO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø3,5	Ø3,5x32mm
T10314516	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø4,5	Ø4,5x16mm
T10314520	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø4,5	Ø4,5x20mm
T10314524	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø4,5	Ø4,5x24mm
T10314528	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø4,5	Ø4,5x28mm
T10314532	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 GRANDE Ø4,5	Ø4,5x32mm
T10324516	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 CHICA Ø4,5	Ø4,5x16mm
T10324520	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 CHICA Ø4,5	Ø4,5x20mm
T10324524	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 CHICA Ø4,5	Ø4,5x24mm
T10324528	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 CHICA Ø4,5	Ø4,5x28mm
T10324532	TORNILLO CANULADO PARA PLACA EN 8 CHICA Ø4,5	Ø4,5x32mm
T10344514	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x14mm
T10344516	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x16mm
T10344518	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x18mm
T10344520	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x20mm
T10344522	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x22mm
T10344524	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x24mm
T10344526	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x26mm

T10344528	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x28mm
T10344530	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x30mm
T10344532	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x32mm
T10344534	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x34mm
T10344535	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x35mm
T10344536	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x36mm
T10344538	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x38mm
T10344540	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x40mm
T10344542	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x42mm
T10344544	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x44mm
T10344545	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x45mm
T10344546	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x46mm
T10344548	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x48mm
T10344550	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x50mm
T10344552	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x52mm
T10344554	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x54mm
T10344555	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x55mm
T10344556	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x56mm
T10344558	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x58mm
T10344560	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x60mm
T10344562	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x62mm
T10344564	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x64mm
T10344566	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x66mm
T10344568	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x68mm
T10344570	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x70mm
T10354514	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x14mm
T10354516	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x16mm
T10354518	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x18mm

T10354520 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x20mm
T10354522 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x22mm
T10354524 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x24mm
T10354526 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x26mm
T10354528 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x28mm
T10354530 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x30mm
T10354532 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x32mm
T10354534 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x34mm
T10354536 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x36mm
T10354538 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x38mm
T10354540 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x40mm
T10354542 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x42mm
T10354544 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x44mm
T10354546 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x46mm
T10354548 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x48mm
T10354550 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x50mm
T10354552 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x52mm
T10354554 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x54mm
T10354556 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x56mm
T10354558 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x58mm
T10354560 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x60mm
T10354562 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x62mm
T10354564 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x64mm
T10354566 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x66mm
T10354568 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x68mm
T10354570 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x70mm

Modelos placas

CODIGO TIPO DIMENSIONES

T20010200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	2 orificios
T20010400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	4 orificios
T20010600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	6 orificios
T20010800	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	8 orificios
T20011000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	10 orificios
T20011200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	12 orificios
T20011400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	14 orificios
T20011600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	16 orificios
T20012000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	20 orificios
T20012400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	24 orificios
T20020200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	2 orificios
T20020400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	4 orificios
T20020600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	6 orificios
T20020800	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	8 orificios
T20021000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	10 orificios
T20030200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	2 orificios
T20030400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	4 orificios
T20030600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	6 orificios
T20030800	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	8 orificios
T20031000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	10 orificios
T20031200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	12 orificios
T20031400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	14 orificios
T20031600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	16 orificios
T20032000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	20 orificios

T20032400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	24 orificios
T20040200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	2 orificios
T20040400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20040600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20040800	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	8 orificios
T20041000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	10 orificios
T20050400	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	4 orificios
T20050500	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	5 orificios
T20050600	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	6 orificios
T20050700	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	7 orificios
T20050800	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	8 orificios
T20050900	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	9 orificios
T20051000	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	10 orificios
T20051100	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	11 orificios
T20051200	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	12 orificios
T20061400	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	4 orificios
T20061500	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	5 orificios
T20061600	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	6 orificios
T20061700	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	7 orificios
T20061800	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	8 orificios
T20061900	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	9 orificios
T20061000	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	10 orificios
T20061100	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	11 orificios
T20061200	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	12 orificios
T20070202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA	2x2 orificios
T20070302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA	3x2 orificios
T20070303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA	3x3 orificios
T20070403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA	4x3 orificios
T20080202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	2x2 orificios

T20080302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	3x2 orificios
T20080303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	3x3 orificios
T20080403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	4x3 orificios
T20090202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA	2x2 orificios
T20090302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA	3x2 orificios
T20090303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA	3x3 orificios
T20090403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA	4x3 orificios
T20100202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	2x2 orificios
T20100302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	3x2 orificios
T20100303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	3x3 orificios
T20100403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	4x3 orificios
T20110202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	2x2 orificios
T20110302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	3x2 orificios
T20110303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	3x3 orificios
T20110403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	4x3 orificios
T20120202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA orificios	2x2
T20120302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA orificios	3x2
T20120303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA orificios	3x3
T20120403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA orificios	4x3
T20130202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA	2x2 orificios
T20130302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA	3x2 orificios
T20130303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA	3x3 orificios
T20130403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA	4x3 orificios
T2140202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios
T20140302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	3x2 orificios
T20140303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios

T20140403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios
T20150202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA	2x2 orificios
T20150302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA	3x2 orificios
T20150303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA	3x3 orificios
T20150403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA	4x3 orificios
T20160202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	2x2 orificios
T20160302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	3x2 orificios
T20160303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	3x3 orificios
T20160403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	4x3 orificios
T20170202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA	2x2 orificios
T20170302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA	3x2 orificios
T20170303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA	3x3 orificios
T20170403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA	4x3 orificios
T20180202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	2x2 orificios
T20180302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	3x2 orificios
T20180303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	3x3 orificios
T20180403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	4x3 orificios
T20190202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	2x2 orificios
T20190302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	3x2 orificios
T20190303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	3x3 orificios
T20190403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	4x3 orificios
T20200202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios
T20200302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	3x2 orificios
T20200303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios
T20200403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios
T20210202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	2x2 orificios
T20210302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	3x2 orificios

T20210303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	3x3 orificios
T20210403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	4x3 orificios
T20220202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA 2x2 orificios	CON PUENTE
T20220302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA 3x2 orificios	CON PUENTE
T20220303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA 3x3 orificios	CON PUENTE
T20220403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA 4x3 orificios	CON PUENTE
T20230202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T"	2x2 orificios
T20230302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T"	3x2 orificios
T20230402	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T"	4x2 orificios
T20230303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T"	3x3 orificios
T20230403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T"	4x3 orificios
T20240202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	2x2 orificios
T20240302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	3x2 orificios
T20240402	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	4x2 orificios
T20240303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	3x3 orificios
T20240403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	4x3 orificios
T20250202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	2x2 orificios
T20250302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	3x2 orificios
T20250402	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	4x2 orificios
T20250303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	3x3 orificios
T20250403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	4x3 orificios
T20260202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios
T20260302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	3x2 orificios
T20260402	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	4x2 orificios
T20260303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios
T20260403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios

T20270400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y"	4 orificios
T20270500	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y"	5 orificios
T20270600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y"	6 orificios
T20280400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	4 orificios
T20280500	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	5 orificios
T20280600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	6 orificios
T20290400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	4 orificios
T20290500	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	5 orificios
T20290600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	6 orificios
T20300400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20300500	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	5 orificios
T20300600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20310600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y"	6 orificios
T20310700	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y"	7 orificios
T20311100	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y"	11 orificios
T20320600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y" BLOQUEADA	6 orificios
T20320700	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y" BLOQUEADA	7 orificios
T20321100	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y" BLOQUEADA	11 orificios
T20330400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Z"	4 orificios
T20340400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Z" CON PUENTE	4 orificios
T20350400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Z" BLOQUEADA	4 orificios
T20360400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Z" CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20370400	PLACA MICRO Ø1,5mm -RECTANGULAR	4 orificios
T20370600	PLACA MICRO Ø1,5mm -RECTANGULAR	6 orificios
T20380400	PLACA MICRO Ø1,5mm -RECTANGULAR BLOQUEADA	4 orificios
T20380600	PLACA MICRO Ø1,5mm -RECTANGULAR BLOQUEADA	6 orificios
T20390300	PLACA PARA MICROFRAGMENTO Ø2,0 mm- RECTA	3 orificios
T20390400	PLACA MICRO Ø2.0 mm- RECTA	4 orificios
T20390500	PLACA MICRO Ø2.0 mm- RECTA	5 orificios

T20390600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	6 orificios
T20390700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	7 orificios
T20390800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	8 orificios
T20390900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	9 orificios
T20391000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	10 orificios
T20391200	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	12 orificios
T20391400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	14 orificios
T20391600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	16 orificios
T20391800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	18 orificios
T20392000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	20 orificios
T20400200	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	2 orificios
T20400300	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	3 orificios
T20400400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	4 orificios
T20400500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	5 orificios
T20400600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	6 orificios
T20400700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	7 orificios
T20400800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	8 orificios
T20400900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	9 orificios
T20401000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	10 orificios
T20410300	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	3 orificios
T20410400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	4 orificios
T20410500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	5 orificios
T20410600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	6 orificios
T20410700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	7 orificios
T20410800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	8 orificios
T20410900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	9 orificios
T20411000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	10 orificios
T20411200	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	12 orificios

T20411400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	14 orificios
T20411600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	16 orificios
T20411800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	18 orificios
T20412000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	20 orificios
T20420200	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	2 orificios
T20420300	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	3 orificios
T20420400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20420500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	5 orificios
T20420600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20420700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	7 orificios
T20420800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	8 orificios
T20420900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	9 orificios
T20421000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	10 orificios
T20420300	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	3 orificios
T20420400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20420500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	5 orificios
T20420600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20420700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	7 orificios
T20420800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	8 orificios
T20420900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	9 orificios
T20421000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	10 orificios
T20430400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES	4 orificios
T20430500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES	5 orificios
T20430600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES	6 orificios
T20430700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES	7 orificios
T20430800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES	8 orificios
T20430900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES	9 orificios
T20431000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES	10 orificios
T20440400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	4 orificios

T20440500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	5 orificios
T20440600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	6 orificios
T20440700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	7 orificios
T20440800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	8 orificios
T20440900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	9 orificios
T20441000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	10 orificios
T20450400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES BLOQUEADA	4 orificios
T20450500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES BLOQUEADA	5 orificios
T20450600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES BLOQUEADA	6 orificios
T20450700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES BLOQUEADA	7 orificios
T20450800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES BLOQUEADA	8 orificios
T20450900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES BLOQUEADA	9 orificios
T20451000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES BLOQUEADA	10 orificios
T20460400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20460500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	5 orificios
T20460600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20460700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	7 orificios
T20460800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	8 orificios
T20460900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	9 orificios
T20461000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	10 orificios
T20470202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA	2x2 orificios
T20470302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA	3x2 orificios
T20470303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA	3x3 orificios
T20470403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA	4x3 orificios
T20480202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	2x2 orificios
T20480302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	3x2 orificios
T20480303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	3x3 orificios
T20480403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	4x3 orificios

T20490202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA	2x2 orificios	
T20490302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA	3x2 orificios	
T20490303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA	3x3 orificios	
T20490403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA	4x3 orificios	
T20500202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	2x2 orificios	
T20500302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	3x2 orificios	
T20500303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	3x3 orificios	
T20500403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	4x3 orificios	
T20510202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA BLOQUEADA	2x2 orificios	
T20510302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA BLOQUEADA	3x2 orificios	
T20510303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA BLOQUEADA	3x3 orificios	
T20510403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA BLOQUEADA	4x3 orificios	
T20520202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios	2x2
T20520302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	3x2 orificios	3x2
T20520303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios	3x3
T20520403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios	4x3
T20530202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA	2x2 orificios	
T20530302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA	3x2 orificios	
T20530303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA	3x3 orificios	
T20530403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA	4x3 orificios	
T20540202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios	
T20540302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	3x2 orificios	
T20540303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios	
T20540403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios	
T20550202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA	2x2 orificios	
T20550302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA	3x2 orificios	
T20550303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA	3x3 orificios	

T20550403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA	4x3 orificios
T20560202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	2x2 orificios
T20560302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	3x2 orificios
T20560303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	3x3 orificios
T20560403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	4x3 orificios
T20570202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA	2x2 orificios
T20570302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA	3x2 orificios
T20570303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA	3x3 orificios
T20570403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA	4x3 orificios
T20580202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	2x2 orificios
T20580302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	3x2 orificios
T20580303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	3x3 orificios
T20580403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	4x3 orificios
T20590202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	2x2 orificios
T20590302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	3x2 orificios
T20590303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	3x3 orificios
T20590403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	4x3 orificios
T20600202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios
T20600302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	3x2 orificios
T20600303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios
T20600403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios
T20610202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	2x2 orificios
T20610302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	3x2 orificios
T20610303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	3x3 orificios
T20610403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	4x3 orificios
T20620202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios

T20620302	PLACA BLOQUEADA	MICRO 3x2 orificios	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA DERECHA	CON PUENTE
T20620303	PLACA BLOQUEADA	MICRO 3x3 orificios	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA DERECHA	CON PUENTE
T20620403	PLACA BLOQUEADA	MICRO 4x3 orificios	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA DERECHA	CON PUENTE
T20630202	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"		2x2 orificios
T20630302	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"		3x2 orificios
T20630402	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"		4x2 orificios
T20630303	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"		3x3 orificios
T20630403	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"		4x3 orificios
T20640202	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE	2x2 orificios
T20640302	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE	3x2 orificios
T20640402	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE	4x2 orificios
T20640303	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE	3x3 orificios
T20640403	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE	4x3 orificios
T20650202	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	BLOQUEADA	2x2 orificios
T20650302	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	BLOQUEADA	3x2 orificios
T20650402	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	BLOQUEADA	4x2 orificios
T20650303	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	BLOQUEADA	3x3 orificios
T20650403	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	BLOQUEADA	4x3 orificios
T20660202	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios
T20660302	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE BLOQUEADA	3x2 orificios
T20660402	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE BLOQUEADA	4x2 orificios
T20660303	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios
T20660403	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios
T20670203	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	OBLICUA IZQUIERDA	2x3 orificios
T20670303	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	OBLICUA IZQUIERDA	3x3 orificios
T20670403	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	OBLICUA IZQUIERDA	4x3 orificios
T20680203	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "T"	OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	2x3 orificios

T20680303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	3x3 orificios
T20680403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	4x3 orificios
T20690203	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA	2x3 orificios
T20690303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA	3x3 orificios
T20690403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA	4x3 orificios
T20700203	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	2x3 orificios
T20700303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	3x3 orificios
T20700403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE	4x3 orificios
T20710203	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	2x3 orificios
T20710303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	3x3 orificios
T20710403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA	4x3 orificios
T20720203	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	2x3 orificios
T20720303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios
T20720403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios
T20730203	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	2x3 orificios
T20730303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	3x3 orificios
T20730403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA	4x3 orificios
T20740203	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	2x3 orificios
T20740303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios
T20740403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios
T20750500	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T"	5 orificios
T20750700	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T"	7 orificios
T20760500	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" CON PUENTE	5 orificios
T20760700	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" CON PUENTE	7 orificios
T20770500	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" BLOQUEADA	5 orificios

T20770700	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" BLOQUEADA	7 orificios
T20780500	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" CON PUENTE BLOQUEADA	5 orificios
T20780700	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" CON PUENTE BLOQUEADA	7 orificios
T20790400	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y"	4 orificios
T20790500	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y"	5 orificios
T20790600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y"	6 orificios
T20800400	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" CON PUENTE	4 orificios
T20800500	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" CON PUENTE	5 orificios
T20800600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" CON PUENTE	6 orificios
T20810400	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" BLOQUEADA	4 orificios
T20810500	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" BLOQUEADA	5 orificios
T20810600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" BLOQUEADA	6 orificios
T20820400	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20820500	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	5 orificios
T20820600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20830600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y"	6 orificios
T20830700	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y"	7 orificios
T20831100	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y"	11 orificios
T20840600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE	6 orificios
T20840700	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE	7 orificios
T20841100	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE	11 orificios
T20860600	PLACA PARA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20860700	PLACA PARA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	7 orificios
T20861100	PLACA PARA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	11 orificios
T20870400	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z"	4 orificios
T20870600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z"	6 orificios
T20880400	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" CON PUENTE	4 orificios

T20880600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" CON PUENTE	6 orificios
T20890400	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" BLOQUEADA	4 orificios
T20890600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" BLOQUEADA	6 orificios
T20900400	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20900600	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20910600	PLACA MICRO Ø2,0mm - PARA CRANEOTOMIA - CHICA	6 orificios
T20920600	PLACA MICRO Ø2,0mm - PARA CRANEOTOMIA - GRANDE	6 orificios
T20930600	PLACA MICRO Ø2,0mm - PARA CRANEOTOMIA - CHICA BLOQUEADA	6 orificios
T20940600	PLACA MICRO Ø2,0mm - PARA CRANEOTOMIA - GRANDE BLOQUEADA	6 orificios
T20950400	PLACA MICRO Ø2,0mm - RECTANGULAR	4 orificios
T20950600	PLACA MICRO Ø2,0mm - RECTANGULAR	6 orificios
T20960400	PLACA MICRO Ø2,0mm - RECTANGULAR BLOQUEADA	4 orificios
T20960600	PLACA MICRO Ø2,0mm - RECTANGULAR BLOQUEADA	6 orificios
T20970400	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON	4 orificios
T20970600	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON	6 orificios
T20970800	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON	8 orificios
T20971000	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON	10 orificios
T20971200	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON	12 orificios
T20971400	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON	14 orificios
T20971600	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON	16 orificios
T20980400	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA	4 orificios
T20980600	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA	6 orificios
T20980800	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA	8 orificios
T20981000	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA	10 orificios
T20981200	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA	12 orificios
T20981400	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA	14 orificios
T20981600	PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA	16 orificios
T20990600	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA	6 orificios

T20990800	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA	8 orificios
T20991000	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA	10 orificios
T20991400	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA	14 orificios
T20991800	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA	18 orificios
T20992200	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA	22 orificios
T21000600	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA BLOQUEADA	6 orificios
T21000800	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA BLOQUEADA	8 orificios
T21001000	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA BLOQUEADA	10 orificios
T21001400	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA BLOQUEADA	14 orificios
T21001800	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA BLOQUEADA	18 orificios
T21002200	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA BLOQUEADA	22 orificios
T21010404	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA	4x4 orificios
T21010505	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA	5x5 orificios
T21010606	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA	6x6 orificios
T21020604	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA IZQUIERDA	6x4 orificios
T21020610	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA IZQUIERDA	6x10 orificios
T21020614	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA IZQUIERDA	6x14 orificios
T21020618	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA IZQUIERDA	6x18 orificios
T21030406	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA DERECHA	6x4 orificios
T21030610	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA DERECHA	6x10 orificios
T21030614	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA DERECHA	6x14 orificios
T21030618	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA DERECHA	6x18 orificios

orificios

T21040404 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA BLOQUEADA 4x4 orificios

T21040505 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA BLOQUEADA 5x5 orificios

T21040606 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA BLOQUEADA 6x6 orificios

T21050604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA IZQUIERDA BLOQUEADA 6x4 orificios

T21050610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA IZQUIERDA BLOQUEADA 6x10 orificios

T21050614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 -ANGULADA IZQUIERDA BLOQUEADA 6x14 orificios

T21050618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 -ANGULADA IZQUIERDA BLOQUEADA 6x18 orificios

T21060604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 -ANGULADA DERECHA BLOQUEADA 6x4 orificios

T21060610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 -ANGULADA DERECHA BLOQUEADA 6x10 orificios

T21060614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA DERECHA BLOQUEADA 6x14 orificios

T21060618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA DERECHA BLOQUEADA 6x18 orificios

T21070620 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - DOBLE ANGULADA 6x20x6 orificios

T21080620 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - DOBLE ANGULADA BLOQUEADA 6x20x6 orificios

T21090600 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 6 orificios

T21090800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 8 orificios

T21091000 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 10 orificios

T21091400 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 14 orificios

T21091800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 18 orificios

T21092200 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 22 orificios

T21100600 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA BLOQUEADA 6 orificios

T21100800	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA BLOQUEADA	8
	orificios	
T21101000	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA BLOQUEADA	10
	orificios	
T21101400	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA BLOQUEADA	14
	orificios	
T21101800	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA BLOQUEADA	18
	orificios	
T21102200	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA BLOQUEADA	22
	orificios	
T21110404	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	4x4 orificios
T21110505	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	5x5 orificios
T21110606	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	6x6 orificios
T21120604	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	
	IZQUIERDA 6x4 orificios	
T21120610	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	
	IZQUIERDA 6x10 orificios	
T21120614	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	
	IZQUIERDA 6x14 orificios	
T21120618	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	
	IZQUIERDA 6x18 orificios	
T21130604	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA DERECHA	6x4
	orificios	
T21130610	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA DERECHA	6x10
	orificios	
T21130614	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA DERECHA	6x14
	orificios	
T21130618	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA DERECHA	6x18
	orificios	
T21140404	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	
	BLOQUEADA 4x4 orificios	
T21140505	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	
	BLOQUEADA 5x5 orificios	
T21140606	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA	
	BLOQUEADA 6x6 orificios	
T21150604	PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA IZQUIERDA	
	BLOQUEADA 6x4 orificios	

T21150610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA IZQUIERDA BLOQUEADA 6x10 orificios

T21150614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA IZQUIERDA BLOQUEADA 6x14 orificios

T21150618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA IZQUIERDA BLOQUEADA 6x18 orificios

T21160604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA DERECHA BLOQUEADA 6x4 orificios

T21160610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA DERECHA BLOQUEADA 6x10 orificios

T21160614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA DERECHA BLOQUEADA 6x14 orificios

T21160618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA DERECHA BLOQUEADA 6x18 orificios

T21170620 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - DOBLE ANGULADA 6x20x6 orificios

T21180620 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - DOBLE ANGULADA BLOQUEADA 6x20x6 orificios

T21190300 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 3 orificios

T21190400 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 4 orificios

T21190500 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 5 orificios

T21190600 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 6 orificios

T21200202 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 2x2 orificios

T21200203 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 2x3 orificios

T21210203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios

T21220203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios

T21230203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios

T21240203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios

T21250300 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 3 orificios

T21250400 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 4 orificios

T21250500 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 5 orificios

T21250600 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 6 orificios

T21260202 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 2x2 orificios

T21260203 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 2x3 orificios

T21270203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"IZQUIERDA #1 mm-BLOQUEADA 2x3 orificios

T21280203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"DERECHA #1 mm-BLOQUEADA 2x3 orificios

T21290203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1 mm - BLOQUEADA 2x3 orificios

T21300203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA DERECHA #1 mm - BLOQUEADA 2x3 orificios

T21310300 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm 3 orificios

T21310400 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm 4 orificios

T21310500 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm 5 orificios

T21310600 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm 6 orificios

T21320202 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "T" #1,2 mm 2x2 orificios

T21320203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "T" #1,2 mm 2x3 orificios

T21330203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"IZQUIERDA #1,2 mm 2x3 orificios

T21340203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"DERECHA #1,2 mm 2x3 orificios

T21350203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1,2 mm 2x3 orificios

T21360203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA DERECHA #1,2 mm 2x3 orificios

T21370300 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm -BLOQUEADA 3 orificios

T21370400 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm -BLOQUEADA 4 orificios

T21370500 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm -BLOQUEADA 5 orificios

T21370600 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm -BLOQUEADA 6 orificios

T21380202 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "T" #1,2 mm -BLOQUEADA 2x2 orificios

T21380203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "T" #1,2 mm -BLOQUEADA 2x3 orificios

T21390203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"IZQUIERDA #1,2 mm-BLOQUEADA 2x3 orificios

T21400203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"DERECHA #1,2 mm- BLOQUEADA 2x3 orificios

T21410203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1,2 mm - BLOQUEADA 2x3 orificios

T21420203 PLACA PARA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA DERECHA #1,2 mm- BLOQUEADA 2x3 orificios

T21430300 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm 3 orificios

T21430400 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm 4 orificios
T21430500 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm 5 orificios
T21430600 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm 6 orificios
T21440203 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm 2x3 orificios
T21440204 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm 2x4 orificios
T21440303 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm 3x3 orificios
T21440304 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm 3x4 orificios
T21450203 PLACA Ø2,7- EN "L" IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios
T21460203 PLACA Ø2,7- EN "L" DERECHA #1 mm 2x3 orificios
T21470203 PLACA Ø2,7- EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios
T21480203 PLACA Ø2,7- EN "L" OBLICUA DERECHA #1 mm 2x3 orificios
T21490300 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm BLOQUEADA 3 orificios
T21490400 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm BLOQUEADA 4 orificios
T21490500 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm BLOQUEADA 5 orificios
T21490600 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm BLOQUEADA 6 orificios
T21500203 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm BLOQUEADA 2x3 orificios
T21500204 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm BLOQUEADA 2x4 orificios
T21500303 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm BLOQUEADA 3x3 orificios
T21500304 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm BLOQUEADA 3x4 orificios
T21510203 PLACA Ø2,7- EN "L" IZQUIERDA #1 mm BLOQUEADA 2x3 orificios
T21520203 PLACA Ø2,7- EN "L" DERECHA #1 mm BLOQUEADA 2x3 orificios
T21530203 PLACA Ø2,7- EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1 mm BLOQUEADA 2x3 orificios
T21540203 PLACA Ø2,7- EN "L" OBLICUA DERECHA #1 mm BLOQUEADA 2x3 orificios
T21550300 PLACA Ø2,7- RECTA #1,2 mm 3 orificios
T21550400 PLACA Ø2,7- RECTA #1,2 mm 4 orificios
T21550500 PLACA Ø2,7- RECTA #1,2 mm 5 orificios
T21550600 PLACA Ø2,7- RECTA #1,2 mm 6 orificios
T21560203 PLACA Ø2,7- EN "T" #1,2 mm 2x3 orificios
T21560204 PLACA Ø2,7- EN "T" #1,2 mm 2x4 orificios

T21560303 PLACA Ø2,7- EN "T "#1,2 mm 3x3 orificios

T21560304 PLACA Ø2,7- EN "T "#1,2 mm 3x4 orificios

T21570203 PLACA Ø2,7- EN "L " IZQUIERDA #1,2 mm 2x3 orificios

T21580203 PLACA Ø2,7- EN "L " DERECHA #1,2 mm 2x3 orificios

T21590203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA IZQUIERDA #1,2mm 2x3 orificios

T21600203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA DERECHA #1,2 mm 2x3 orificios

T21610300 PLACA S Ø2,7- RECTA #1,2 mm BLOQUEADA 3 orificios

T21610400 PLACA S Ø2,7- RECTA #1,2 mm BLOQUEADA 4 orificios

T21610500 PLACA S Ø2,7- RECTA #1,2 mm BLOQUEADA 5 orificios

T21610600 PLACA S Ø2,7- RECTA #1,2 mm BLOQUEADA 6 orificios

T21620203 PLACA Ø2,7- EN "T "#1,2 mm BLOQUEADA 2x3 orificios

T21620204 PLACA Ø2,7- EN "T "#1,2 mm BLOQUEADA 2x4 orificios

T21620303 PLACA Ø2,7- EN "T "#1,2 mm BLOQUEADA 3x3 orificios

T21620304 PLACA Ø2,7- EN "T "#1,2 mm BLOQUEADA 3x4 orificios

T21630203 PLACA Ø2,7- EN "L " IZQUIERDA #1,2 mm BLOQUEADA 2x3 orificios

T21640203 PLACA Ø2,7- EN "L " DERECHA #1,2 mm BLOQUEADA 2x3 orificios

T21650203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA IZQUIERDA #1,2 mm BLOQUEADA 2x3 orificios

T21660203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA DERECHA #1,2 mm BLOQUEADA 2x3 orificios

T21670600 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEOS IZQUIERDA BLOQ. 6 mm

T21670800 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEOS IZQUIERDA BLOQ. 8 mm

T21671000 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEOS IZQUIERDA BLOQ. 10 mm

T21680600 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEOS DERECHA BLOQ. 6 mm

T21680800 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEOS DERECHA BLOQ. 8 mm

T21681000 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEOS DERECHA BLOQ. 10 mm

T21690203 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T " RECTA BLOQUEADA 2x3 orificios

T21690204 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T " RECTA BLOQUEADA 2x4 orificios

T21700203 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T " OBLICUA BLOQUEADA IZQUIERDA 2x3 orificios

T21700204 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T " OBLICUA BLOQUEADA IZQUIERDA 2x4 orificios

T21710203 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQUEADA DERECHA 2x3 orificios

T21710204 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQUEADA DERECHA 2x4 orificios

T21720205 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQ. DER. ALTERNADA 2x5 orificios

T21720206 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQ. DER. ALTERNADA 2x6 orificios

T21730205 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQ. IZQ. ALTERNADA 2x5 orificios

T21730206 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQ. IZQ. ALTERNADA 2x6 orificios

T21740400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE " T" BLOQUEADA CORTA IZQ. 4 orificios

T21750400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE " T" BLOQUEADA CORTA DER. 4 orificios

T21760400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE " T" BLOQUEADA MEDIANA IZQ. 4 orificios

T21770400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE " T" BLOQUEADA MEDIANA DER. 4 orificios

T21780400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE " T" BLOQUEADA LARGA IZQ. 4 orificios

T21790400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE " T" BLOQUEADA LARGA DER. 4 orificios

T21800400 PLACA Ø2,7- PARA PIE RECTA BLOQUEADA 4 orificios

T21800500 PLACA Ø2,7- PARA PIE RECTA BLOQUEADA 5 orificios

T21800600 PLACA Ø2,7- PARA PIE RECTA BLOQUEADA 6 orificios

T21810400 PLACA Ø2,7- PARA PIE " L" OBLICUA BLOQUEADA IZQ. 4 orificios

T21810500 PLACA Ø2,7- PARA PIE " L" OBLICUA BLOQUEADA IZQ. 5 orificios

T21820400 PLACA Ø2,7- PARA PIE " L" OBLICUA BLOQUEADA DER. 4 orificios

T21820500 PLACA Ø2,7- PARA PIE " L" OBLICUA BLOQUEADA DER. 5 orificios

T21830400 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 4 orificios

T21830500 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 5 orificios

T21830600 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 6 orificios

T21830700 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 7 orificios

T21830800 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 8 orificios

T21830900 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 9 orificios

T21831000 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 10 orificios

T21831100 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 11 orificios

T21831200 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #1,5 mm 12 orificios

T21840400 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm 4 orificios

T21840500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm	5 orificios
T21840600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm	6 orificios
T21840700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm	7 orificios
T21840800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm	8 orificios
T21840900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm	9 orificios
T21841000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm	10 orificios
T21841100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm	11 orificios
T21841200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #2,0 mm	12 orificios
T21850400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	4 orificios
T21850500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	5 orificios
T21850600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	6 orificios
T21850700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	7 orificios
T21850800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	8 orificios
T21850900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	9 orificios
T21851000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	10 orificios
T21851100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	11 orificios
T21851200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	12 orificios
T21860400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	4 orificios
T21860500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	5 orificios
T21860600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	6 orificios
T21860700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	7 orificios
T21860800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	8 orificios
T21860900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	9 orificios
T21861000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	10 orificios
T21861100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	11 orificios
T21861200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	12 orificios
T21870400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	4 orificios
T21870500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	5 orificios

T21870600 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm 6 orificios
T21870700 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm 7 orificios
T21870800 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm 8 orificios
T21870900 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm 9 orificios
T21871000 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm 10 orificios
T21871100 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm 11 orificios
T21871200 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm 12 orificios
T21880400 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 4 orificios
T21880500 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 5 orificios
T21880600 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 6 orificios
T21880700 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 7 orificios
T21880800 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 8 orificios
T21880900 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 9 orificios
T21881000 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 10 orificios
T21881100 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 11 orificios
T21881200 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 12 orificios
T21890400 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 4 orificios
T21890500 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 5 orificios
T21890600 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 6 orificios
T21890700 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 7 orificios
T21890800 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 8 orificios
T21890900 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 9 orificios
T21891000 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 10 orificios
T21891100 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 11 orificios
T21891200 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 12 orificios
T21900400 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 4 orificios
T21900500 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 5 orificios
T21900600 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 6 orificios
T21900700 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 7 orificios

T21900800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm	8 orificios
T21900900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm	9 orificios
T21901000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm	10 orificios
T21901100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm	11 orificios
T21901200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm	12 orificios
T21910400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	4 orificios
T21910500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	5 orificios
T21910600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	6 orificios
T21910700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	7 orificios
T21910800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	8 orificios
T21910900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	9 orificios
T21911000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	10 orificios
T21911100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	11 orificios
T21911200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	12 orificios
T21920400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	4 orificios
T21920500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	5 orificios
T21920600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	6 orificios
T21920700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	7 orificios
T21920800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	8 orificios
T21920900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	9 orificios
T21921000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	10 orificios
T21921100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	11 orificios
T21921200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	12 orificios
T21930400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	4 orificios
T21930500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	5 orificios
T21930600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	6 orificios
T21930700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	7 orificios
T21930800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	8 orificios

T21930900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	9 orificios
T21931000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	10 orificios
T21931100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	11 orificios
T21931200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	12 orificios
T21940400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	4 orificios
T21940500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	5 orificios
T21940600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	6 orificios
T21940700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	7 orificios
T21940800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	8 orificios
T21940900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	9 orificios
T21941000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	10 orificios
T21941100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	11 orificios
T21941200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	12 orificios
T21950203	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm 2x3 orificios	
T21950204	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm 2x4 orificios	
T21950205	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm 2x5 orificios	
T21950303	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm 3x3 orificios	
T21950304	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm 3x4 orificios	
T21950305	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm 3x5 orificios	
T21960203	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	2x3 orificios
T21960204	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	2x4 orificios
T21960205	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	2x5 orificios
T21960303	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	3x3 orificios
T21960304	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	3x4 orificios
T21960305	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	3x5 orificios
T21970203	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	2x3 orificios
T21970204	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	2x4 orificios
T21970205	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	2x5 orificios
T21970303	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	3x3 orificios

T21970304	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	3x4 orificios
T21970305	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	3x5 orificios
T21980203	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	2x3 orificios
T21980204	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	2x4 orificios
T21980205	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	2x5 orificios
T21980303	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	3x3 orificios
T21980304	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	3x4 orificios
T21980305	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	3x5 orificios
T21990203	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#1,5mm	2x3 orificios
T21990204	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#1,5mm	2x4 orificios
T21990205	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#1,5mm	2x5 orificios
T21990303	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#1,5mm	3x3 orificios
T21990304	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#1,5mm	3x4 orificios
T21990305	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#1,5mm	3x5 orificios
T22000203	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm	2x3 orificios
T22000204	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm	2x4 orificios
T22000205	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm	2x5 orificios
T22000303	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm	3x3 orificios
T22000304	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm	3x4 orificios
T22000305	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm	3x5 orificios
T22010203	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm	2x3 orificios
T22010204	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm	2x4 orificios
T22010205	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm	2x5 orificios
T22010303	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm	3x3 orificios
T22010304	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm	3x4 orificios
T22010305	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm	3x5 orificios
T22020203	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	2x3 orificios
T22020204	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	2x4 orificios

T22020205	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	2x5 orificios
T22020303	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	3x3 orificios
T22020304	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	3x4 orificios
T22020305	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	3x5 orificios
T22030203	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	2x3 orificios
T22030204	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	2x4 orificios
T22030205	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	2x5 orificios
T22030303	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	3x3 orificios
T22030304	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	3x4 orificios
T22030305	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	3x5 orificios
T22040203	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	2x3 orificios
T22040204	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	2x4 orificios
T22040205	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	2x5 orificios
T22040303	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	3x3 orificios
T22040304	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	3x4 orificios
T22040305	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	3x5 orificios
T22050203	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm	2x3 orificios
T22050204	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm	2x4 orificios
T22050205	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm	2x5 orificios
T22050303	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm	3x3 orificios
T22050304	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm	3x4 orificios
T22050305	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm	3x5 orificios
T22060203	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm	2x3 orificios
T22060204	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm	2x4 orificios
T22060205	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm	2x5 orificios
T22060303	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm	3x3 orificios
T22060304	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm	3x4 orificios
T22060305	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm	3x5 orificios
T22070300	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- IZQUIERDA- BLOQUEADA	3 orificios

T22070400	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	4 orificios
T22070500	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	5 orificios
T22071100	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	11 orificios
T22080300	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- DERECHA- BLOQUEADA	3 orificios
T22080400	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- DERECHA- BLOQUEADA	4 orificios
T22080500	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- DERECHA- BLOQUEADA	5 orificios
T22081100	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- DERECHA- BLOQUEADA	11 orificios
T22090300	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	3 orificios
T22090400	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	4 orificios
T22090500	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	5 orificios
T22091100	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	11 orificios
T22100300	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- DERECHA - BLOQUEADA	3 orificios
T22100400	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios
T22100500	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- DERECHA - BLOQUEADA	5 orificios
T22101100	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- DERECHA - BLOQUEADA	11 orificios
T22111200	PLACA EN "8" chica	12 mm
T22111600	PLACA EN "8" chica	16 mm
T22120300	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5	3 orificios
T22120400	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,6	4 orificios
T22120500	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,7	5 orificios
T22120600	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,8	6 orificios
T22120700	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,9	7 orificios
T22120800	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,10	8 orificios
T22120900	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,11	9 orificios
T22121000	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,12	10 orificios
T22121100	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,13	11 orificios
T22121200	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,14	12 orificios
T22130300	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	3 orificios

T22130400	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	4 orificios
T22130500	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	5 orificios
T22130600	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	6 orificios
T22130700	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	7 orificios
T22130800	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	8 orificios
T22130900	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	9 orificios
T22131000	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	10 orificios
T22131100	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	11 orificios
T22131200	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	12 orificios
T22140300	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5	3 orificios
T22140400	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,6	4 orificios
T22140500	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,7	5 orificios
T22140600	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,8	6 orificios
T22140700	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,9	7 orificios
T22140800	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,10	8 orificios
T22150300	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	3 orificios
T22150400	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	4 orificios
T22150500	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	5 orificios
T22150600	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	6 orificios
T22150700	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	7 orificios
T22150800	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	8 orificios
T22160300	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA	3 orificios x 0 mm
T22160306	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA	3 orificios x 6 mm
T22160312	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA	3 orificios x 12 mm
T22170300	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA	3 orificios x 0 mm
T22170306	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA	3 orificios x 6 mm

T22170312 PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA 3 orificios x 12 mm

T22180300 PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 0 mm

T22180306 PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 6 mm

T22180312 PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 12 mm

T22193503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 35mm x3 orificios

T22193504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 35mm x 4 orificios

T22194003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 40mm x 3 orificios

T22194004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 40mm x 4 orificios

T22194503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 45mm x 3 orificios

T22194504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 45mm x 4 orificios

T22195003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 50mm x 3 orificios

T22195004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 50mm x 4 orificios

T22203503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 35mm x3 orificios

T22203504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 35mm x 4 orificios

T22204003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 40mm x 3 orificios

T22204004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 40mm x 4 orificios

T22204503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 45mm x 3 orificios

T22204504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 45mm x 4 orificios

T22205003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 50mm x 3 orificios

T22205004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 50mm x 4 orificios

T22210600 PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA 6 orificios

T22210700 PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA 7 orificios

T22210800 PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA 8 orificios

T22210900 PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA 9 orificios

T22211000 PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA 10 orificios

T22220600 PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA 6 orificios

T22220700 PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA 7 orificios

T22220800	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	8 orificios
T22220900	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	9 orificios
T22221000	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	10 orificios
T22230400	PLACA CLAVICULA DISTAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	4 orificios
T22230600	PLACA CLAVICULA DISTAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	6 orificios
T22230800	PLACA CLAVICULA DISTAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	8 orificios
T22240400	PLACA CLAVICULA DISTAL -Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	4 orificios
T22240600	PLACA CLAVICULA DISTAL -Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	6 orificios
T22240800	PLACA CLAVICULA DISTAL -Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	8 orificios
T22250612	PLACA ACRONIO CLAVICULAR- Ø3,5 - IZQUIERDA -BLOQUEADA 12mm	6 orificios
T22250615	PLACA ACRONIO CLAVICULAR- Ø3,5 - IZQUIERDA -BLOQUEADA 15mm	6 orificios
T22250812	PLACA ACRONIO CLAVICULAR- Ø3,5 - IZQUIERDA -BLOQUEADA 12mm	8 orificios
T22250815	PLACA ACRONIO CLAVICULAR- Ø3,5 - IZQUIERDA -BLOQUEADA 15mm	8 orificios
T22260612	PLACA ACRONIO CLAVICULAR - Ø3,5-DERECHA -BLOQUEADA	6 orificios x 12mm
T22260615	PLACA ACRONIO CLAVICULAR - Ø3,5-DERECHA -BLOQUEADA	6 orificios x 15mm
T22260812	PLACA ACRONIO CLAVICULAR - Ø3,5-DERECHA -BLOQUEADA	8 orificios x 12mm
T22260815	PLACA ACRONIO CLAVICULAR - Ø3,5-DERECHA -BLOQUEADA	8 orificios x 15mm
T22270100	PLACA CALCANEO Ø3,5 - DERECHO - BLOQUEADA	mediana
T22270200	PLACA CALCANEO Ø3,5 - DERECHO - BLOQUEADA	grande
T22280100	PLACA CALCANEO- Ø3,5 - IZQUIERDIO -BLOQUEADA	mediana
T22280200	PLACA CALCANEO- Ø3,5 - IZQUIERDIO -BLOQUEADA	grande
T22290600	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	6 orificios
T22290700	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	7 orificios
T22290800	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	8 orificios
T22290900	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	9 orificios
T22291000	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	10 orificios

T22291100	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	11 orificios
T22291200	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	12 orificios
T22300600	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	6 orificios
T22300700	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	7 orificios
T22300800	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	8 orificios
T22300900	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	9 orificios
T22301000	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	10 orificios
T22301100	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	11 orificios
T22301200	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	12 orificios
T22310600	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	6 orificios
T22310700	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	7 orificios
T22310800	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	8 orificios
T22310900	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	9 orificios
T22311000	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	10 orificios
T22311100	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	11 orificios
T22311200	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	12 orificios
T22320600	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	6 orificios
T22320700	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	7 orificios
T22320800	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	8 orificios
T22320900	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	9 orificios
T22321000	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	10 orificios
T22321100	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	11 orificios
T22321200	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	12 orificios
T22330600	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	6 orificios
T22330700	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	7 orificios
T22330800	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	8 orificios
T22330900	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	9 orificios
T22331000	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	10 orificios
T22331100	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	11 orificios

T22331200 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	12 orificios
T22340600 PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	6 orificios
T22340700 PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	7 orificios
T22340800 PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	8 orificios
T22340900 PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	9 orificios
T22341000 PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	10 orificios
T22341100 PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	11 orificios
T22341200 PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	12 orificios
T22350600 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	6 orificios
T22350700 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	7 orificios
T22350800 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	8 orificios
T22350900 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	9 orificios
T22351000 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	10 orificios
T22351100 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	11 orificios
T22351200 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	12 orificios
T22360600 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	6 orificios
T22360700 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	7 orificios
T22360800 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	8 orificios
T22360900 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	9 orificios
T22361000 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	10 orificios
T22361100 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	11 orificios
T22361200 PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	12 orificios
T22370800 PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	8 orificios
T22370900 PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	9 orificios
T22371000 PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	10 orificios
T22371100 PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	11 orificios
T22371200 PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	12 orificios
T22371300 PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	13 orificios

T22371400	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	14 orificios
T22380800	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	8 orificios
T22380900	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	9 orificios
T22381000	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	10 orificios
T22381100	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	11 orificios
T22381200	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	12 orificios
T22381300	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	13 orificios
T22381400	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	14 orificios
T22390800	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	8 orificios
T22390900	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	9 orificios
T22391000	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	10 orificios
T22391100	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	11 orificios
T22391200	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	12 orificios
T22391300	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	13 orificios
T22391400	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	14 orificios
T22400800	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	8 orificios
T22400900	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	9 orificios
T22401000	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	10 orificios
T22401100	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	11 orificios
T22401200	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	12 orificios
T22401300	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	13 orificios
T22401400	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	14 orificios
T22410200	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	2 orificios
T22410300	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	3 orificios
T22410400	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	4 orificios
T22410500	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	5 orificios
T22410600	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	6 orificios
T22410700	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	7 orificios
T22420200	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	2 orificios

T22420300	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	3 orificios
T22420400	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	4 orificios
T22420500	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	5 orificios
T22420600	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	6 orificios
T22420700	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	7 orificios
T22430200	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	2 orificios
T22430300	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	3 orificios
T22430400	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	4 orificios
T22430500	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	5 orificios
T22430600	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	6 orificios
T22430700	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	7 orificios
T22440200	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	2 orificios
T22440300	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	3 orificios
T22440400	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios
T22440500	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	5 orificios
T22440600	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	6 orificios
T22440700	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	7 orificios
T22450200	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	2 orificios
T22450300	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	3 orificios
T22450400	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	4 orificios
T22450500	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	5 orificios
T22450600	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	6 orificios
T22450700	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	7 orificios
T22460200	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	2 orificios
T22460300	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	3 orificios
T22460400	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	4 orificios
T22460500	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	5 orificios
T22460600	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	6 orificios

T22460700 PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA 7 orificios
T22470200 PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA 2 orificios
T22470300 PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA 3 orificios
T22470400 PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA 4 orificios
T22470500 PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA 5 orificios
T22470600 PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA 6 orificios
T22470700 PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA 7 orificios
T22480200 PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA 2 orificios
T22480300 PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA 3 orificios
T22480400 PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA 4 orificios
T22480500 PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA 5 orificios
T22480600 PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA 6 orificios
T22480700 PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA 7 orificios
T22490300 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - 3 orificios
T22490400 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - 4 orificios
T22490500 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - 5 orificios
T22490600 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - 6 orificios
T22490700 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - 7 orificios
T22490800 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - 8 orificios
T22490900 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - 9 orificios
T22491000 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - 10 orificios
T22500300 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA 3 orificios
T22500400 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA 4 orificios
T22500500 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA 5 orificios
T22500600 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA 6 orificios
T22500700 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA 7 orificios
T22500800 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA 8 orificios
T22500900 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA 9 orificios
T22501000 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA 10 orificios

T22510300 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO 3 orificios
T22510400 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO 4 orificios
T22510500 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO 5 orificios
T22510600 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO 6 orificios
T22510700 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO 7 orificios
T22510800 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO 8 orificios
T22510900 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO 9 orificios
T22511000 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO 10 orificios
T22520300 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA 3 orificios
T22520400 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA 4 orificios
T22520500 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA 5 orificios
T22520600 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA 6 orificios
T22520700 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA 7 orificios
T22520800 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA 8 orificios
T22520900 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA 9 orificios
T22521000 PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA 10 orificios
T22530400 PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA 4 orificios
T22530500 PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA 5 orificios
T22530600 PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA 6 orificios
T22540400 PLACA "Y"Ø4,5 - DERECHA 4 orificios
T22540500 PLACA "Y"Ø4,5 - DERECHA 5 orificios
T22540600 PLACA "Y"Ø4,5 - DERECHA 6 orificios
T22550400 PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA - BLOQUEADA 4 orificios
T22550500 PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA - BLOQUEADA 5 orificios
T22550600 PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA - BLOQUEADA 6 orificios
T22560400 PLACA "Y" Ø4,5 - DERECHA - BLOQUEADA 4 orificios
T22560500 PLACA "Y" Ø4,5 - DERECHA - BLOQUEADA 5 orificios
T22560600 PLACA "Y" Ø4,5 - DERECHA - BLOQUEADA 6 orificios

T22570300	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	3 orificios
T22570400	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	4 orificios
T22570500	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	5 orificios
T22570600	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	6 orificios
T22570700	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	7 orificios
T22570800	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	8 orificios
T22570900	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	9 orificios
T22571000	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	10 orificios
T22580300	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	3 orificios
T22580400	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	4 orificios
T22580500	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	5 orificios
T22580600	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	6 orificios
T2258700	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	7 orificios
T22580800	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	8 orificios
T22580900	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	9 orificios
T22581000	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	10 orificios
T22590300	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	3 orificios
T22590400	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	4 orificios
T22590500	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	5 orificios
T22590600	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	6 orificios
T22590700	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	7 orificios
T22590800	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	8 orificios
T22590900	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	9 orificios
T22591000	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	10 orificios
T22600300	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	3 orificios
T22600400	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	4 orificios
T22600500	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	5 orificios
T22600600	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	6 orificios
T22600700	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	7 orificios

T22600800 PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA 8 orificios
T22600900 PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA 9 orificios
T22601000 PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA 10 orificios
T22611200 PLACA EN 8 grande 12 mm
T22611600 PLACA EN 8 grande 16 mm
T22620300 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 3 orificios
T22620400 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 4 orificios
T22620500 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 5 orificios
T22620600 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 6 orificios
T22620700 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 7 orificios
T22620800 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 8 orificios
T22620900 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 9 orificios
T22630300 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 3 orificios
T22630400 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 4 orificios
T22630500 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 5 orificios
T22630600 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 6 orificios
T22630700 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 7 orificios
T22630800 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 8 orificios
T22630900 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 9 orificios
T22640500 PLACA PUUDU TIBIAL 5 mm
T22640700 PLACA PUUDU TIBIAL 7,5 mm
T22641000 PLACA PUUDU TIBIAL 10 mm
T22641200 PLACA PUUDU TIBIAL 12,5 mm
T22641500 PLACA PUUDU TIBIAL 15 mm
T22641700 PLACA PUUDU TIBIAL 17,5 mm
T22650500 PLACA PUUDU TIBIAL - BLOQUEADA 5 mm
T22650700 PLACA PUUDU TIBIAL - BLOQUEADA 7,5 mm
T22651000 PLACA PUUDU TIBIAL - BLOQUEADA 10 mm

T22651200 PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA 12,5 mm

T22651500 PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA 15 mm

T22651700 PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA 17,5 mm

T22660500 PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA 5 mm

T22660700 PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA 7,5 mm

T22661000 PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA 10 mm

T22661200 PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA 12.5 mm

T22661500 PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA 15 mm

T22661700 PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA 17,5 mm

T22670300 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA 3 orificios x 0 mm

T22670306 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA 3 orificios x 6 mm

T22670314 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA 3 orificios x 14 mm

T22670400 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA 4 orificios x 0 mm

T22670406 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA 4 orificios x 6 mm

T22670414 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA 4 orificios x 14 mm

T22680300 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA 3 orificios x 0 mm

T22680306 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA 3 orificios x 6 mm

T22680314 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA 3 orificios x 14 mm

T22680400 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA 4 orificios x 0 mm

T22680406 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA 4 orificios x 6 mm

T22680414 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA 4 orificios x 14 mm

T22690300 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 0 mm

T22690306 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 6 mm

T22690314 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 14 mm

T22690400 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 4 orificios x 0 mm

T22690406 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 4 orificios x 6 mm

T22690414 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 4 orificios x 14 mm

T22703503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 35mm x3 orificios

T22703504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 35mm x 4 orificios

T22704003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 40mm x 3 orificios

T22704004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 40mm x 4 orificios

T22704503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 45mm x 3 orificios

T22704504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 45mm x 4 orificios

T22705003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 50mm x 3 orificios

T22705004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 50mm x 4 orificios

T22713503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA 35mm x3 orificios

T22713504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA 35mm x 4 orificios

T22714003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA 40mm x 3 orificios

T22714004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA 40mm x 4 orificios

T22714503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA 45mm x 3 orificios

T22714504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA 45mm x 4 orificios

T22715003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA 50mm x 3 orificios

T22715004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA 50mm x 4 orificios

T22720700 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 7 orificios

T22720800 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 8 orificios

T22720900 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 9 orificios

T22721000 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 10 orificios

T22721100 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 11 orificios

T22721200 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA	12 orificios
T22721300 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA	13 orificios
T22721400 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA	14 orificios
T22721500 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA	15 orificios
T22730700 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	7 orificios
T22730800 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	8 orificios
T22730900 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	9 orificios
T22731000 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	10 orificios
T22731100 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	11 orificios
T22731200 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	12 orificios
T22731300 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	13 orificios
T22731400 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	14 orificios
T22731500 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA	15 orificios
T22740700 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	7 orificios
T22740800 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	8 orificios
T22740900 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	9 orificios
T22741000 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	10 orificios
T22741100 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	11 orificios
T22741200 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	12 orificios
T22741300 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	13 orificios
T22741400 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	14 orificios
T22741500 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA	15 orificios
T22750700 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	7 orificios
T22750800 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	8 orificios
T22750900 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	9 orificios
T22751000 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	10 orificios
T22751100 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	11 orificios
T22751200 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	12 orificios

T22751300	PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	13 orificios
T22751400	PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	14 orificios
T22751500	PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA	15 orificios
T22760800	PLACA COBRA	8 orificios
T22760900	PLACA COBRA	9 orificios
T22761000	PLACA COBRA	10 orificios
T22761100	PLACA COBRA	11 orificios
T22761200	PLACA COBRA	12 orificios
T22770400	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA	4 orificios
T22770600	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA	6 orificios
T22770800	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA	8 orificios
T22771000	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA	10 orificios
T22771200	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA	12 orificios
T22771400	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA	14 orificios
T22780400	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA	4 orificios
T22780600	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA	6 orificios
T22780800	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA	8 orificios
T22781000	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA	10 orificios
T22781200	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA	12 orificios
T22781400	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA	14 orificios
T22790400	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA – BLOQUEADA	4 orificios
T22790600	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA – BLOQUEADA	6 orificios
T22790800	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA – BLOQUEADA	8 orificios
T22791000	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA – BLOQUEADA	10 orificios
T22791200	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA – BLOQUEADA	12 orificios
T22791400	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA – BLOQUEADA	14 orificios
T22800400	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios
T22800600	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	5 orificios
T22800800	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	6 orificios

T22801000 PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA 7 orificios
T22801200 PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA 8 orificios
T22801400 PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA 9 orificios
T22810400 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA 4 orificios
T22810600 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA 6 orificios
T22810800 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA 8 orificios
T22811000 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA 10 orificios
T22811200 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA 12 orificios
T22811400 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA 14 orificios
T22820400 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA 4 orificios
T22820600 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA 6 orificios
T22820800 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA 8 orificios
T22821000 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA 10 orificios
T22821200 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA 12 orificios
T22821400 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA 14 orificios
T22830400 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA 4 orificios
T22830600 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA 6 orificios
T22830800 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA 8 orificios
T22831000 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA 10 orificios
T22831200 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA 12 orificios
T22831400 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA 14 orificios
T22840400 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA 4 orificios
T22840600 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA 6 orificios
T22840800 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA 8 orificios
T22841000 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA 10 orificios
T22841200 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA 12 orificios
T22841400 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA 14 orificios
INSTRUMENTAL ASOCIADO

Periodo de vida útil: 3 (tres) años.

Forma de presentación: envasados individualmente.

Método de esterilización: ETO.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: OSEO TECH de SUAREZ HUGO GUILLERMO Y SUAREZ JOSE FRANCISCO S.H.

Lugar/es de elaboración: JULIAN AGÜERO 4132, CIUDAD DE CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA, ARGENTINA.

Expediente N° 1-47-3110-5560-17-0

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.06.26 09:48:28 ART
Location: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
Sub:Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Medica

Digitally signed by GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO UL MODERNIZACION GOB-SECRETARIA UL
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUI*
30715117564
Date: 2018.06.26 09:48:37 -0300

ANEXO III B

RÓTULOS:

1. Marca. Razón social y dirección del Fabricante:

OSEO TECH

OSEO TECH de HUGO SUAREZ y JOSE SUAREZ S.H

JULIAN AGUIERO 4132 CIUDAD de CÓRDOBA. CÓRDOBA ARGENTINA.

2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase.

SISTEMAS ORTOPEDICOS DE FIJACION INTERNA PARA FRACTURAS E INSTRUMENTAL.

PLACA Y TORNILLO (MODELO Y DIMENSIONES), CODIGO, CONTENIDO, MATERIAL:

TITANIO

3. Si corresponde la palabra "estéril":

ESTERIL

4. El código de lote precedido por la palabra lote ó el número de serie según proceda.

LOT


XX-YY-ZZ (XX=día de confección de la orden de producción, YY=mes y ZZ=año)

5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez:

VENCIMIENTO: 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN, CON EL ENVASE PROTECTOR INTACTO



6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso.

NO REUSAR 


7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto:


TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 0°C Y 35 °C.

MANIPULAR CUIDADOSAMENTE

ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FRESCO

NO EXPONER A LA LUZ SOLAR


SUAREZ, JOSE FRANCISCO
D N.I. 26.313.909


IF-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT
BRUNO DE CICCO
FARMACEUTICO
M.P. 7203

FRÁGIL

8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos.

SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

SIGA LAS TÉCNICAS NORMALES DE ASEPSIA.

DESECHAR SI EL ENVASE PRIMARIO (POUCH), QUE ASEGURA LA ESTERILIDAD SE HALLA DAÑADO O ABIERTO

9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:



VERIFICAR INTEGRIDAD DEL ENVASE NO UTILIZAR SI HA SIDO ABIERTO O DAÑADO

10. Si corresponde, el método de esterilización:

Esterilizado por ÓXIDO DE ETILENO.



11. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función.


Director Técnico: BRUNO WALTER DE CICCIO, FARMACÉUTICO


12. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente.

Autorizado por la ANMAT - PM: 2331-1.

13. Condición de venta:

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.


SUÁREZ, JOSÉ FRANCISCO
D.N.I.: 26.313.909


BRUNO DE CICCIO
FARMACÉUTICO
MP-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT

RÓTULOS ORIGINALES

SISTEMAS ORTOPEDICOS DE FIJACION INTERNA PARA FRACTURAS

E INSTRUMENTAL

MARCA **OSEO TECH**

PLACA (MODELO Y DIMENSIONES) / TORNILLO
(MODELO Y DIMENSIONES)

CODIGO.....
CONTENIDO.....

MATERIAL: TITANIO

Placas/Tornillos para osteosintesis

Estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno.
Un solo uso. Frágil. No exponer al sol
Mantener en lugar seco entre 0°C y 35°C
Seguir las técnicas normales de asepsia
No utilizar con el envase abierto o dañado.

Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias
Autorizado por la ANMAT **PM: 2331-1**

Fabricado por **OSEO TECH**


DT: Bruno Walter De Cicco. Farmacéutico.
Julián Aguero 4132, Ciudad de Córdoba,
Córdoba, Argentina.
Tel: 0351-4584273
fabrica@oseotech.com
Industria Argentina.


LOT

STERILE EO






SUÁREZ, JOSE FRANCISCO
D.N.I.: 26.313.909


BRUNO DE CICCO
FARMACÉUTICO
M.P. 2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT

INSTRUMENTAL

RÓTULOS:

14. Marca, Razón social y dirección del Fabricante:

OSEO TECH

OSEO TECH de JULIO SUAREZ y JOSE SUAREZ S H

JULIAN AGUERO 4132, CIUDAD de CÓRDOBA, CÓRDOBA, ARGENTINA.

15. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase.

SISTEMAS ORTOPEDICOS DE FIJACION INTERNA PARA FRACTURAS E INSTRUMENTAL.

INSTRUMENTAL:

CODIGO:

16. Si corresponde la palabra "estéril":

NO CORRESPONDE

17. El código de lote precedido por la palabra lote ó el número de serie según proceda.

LOT

XX-YY-ZZ. (XX=día de confección de la orden de producción, YY=mes y ZZ=año)

18. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez:

NO CORRESPONDE

19. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso.

INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE

NO IMPLANTABLE

20. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto:

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO MAX 50 °C


HUMEDAD MAX 100 %

MANIPULAR CUIDADOSAMENTE

21. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos.

TECNICA DE ESTERILIZACION SUGERIDA: ETO. Y POR DESCARTE VAPOR DE AGUA.


SUAREZ, JOSE FRANCISCO
D. N. I. 26.313.909


BRUNO DE CICCIO
FARMACEUTICO
M.P. 7203
F-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT

22. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:

NO CORRESPONDE

23. Si corresponde, el método de esterilización:

TECNICA DE ESTERILIZACION SUGERIDA: ETO, Y POR DESCARTE VAPOR DE AGUA.

24. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función.

Director Técnico: BRUNO WALTER DE CICCO FARMACÉUTICO




25. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente.


Autorizado por la ANMAT - PM: 2331-1.


26. Condición de venta:

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.

ROTULO ORIGINAL

SISTEMAS ORTOPEDICOS DE FIJACION INTERNA PARA FRACTURAS E INSTRUMENTAL.	
MARCA OSEO TECH	
INSTRUMENTAL	
CODIGO.....	
CONTENIDO.....	
NO IMPLANTABLE	
Técnica de Esterilización sugerida ETO, y por descarte Vapor de Agua.	
Fijación: Mantener a menos de 50°C. y Humedad Max. 100%	
Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias	
Autorizado por la ANMAT PM: 2331-1	
Fabricado por OSEO TECH	
DT: Bruno Walter De Cicco. Farmacéutico. Julián Aguero 4132, Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina.	
Tel: 0351-4584273	
fabrica@oseotech.com	
Industria Argentina.	
	
	


SUAREZ, JOSÉ FRANCISCO
D.N.I.: 26.313.909


BRUNO DE CICCO
FARMACÉUTICO
M.P. 2203 18-22641181-APN-DNPM#ANMAT

ANEXO III B

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Razón social, dirección del Fabricante y marca:

OSEO TECH de HUGO SUAREZ y JOSE SUAREZ S.H.

JULIAN AGUERO 4132. CIUDAD de CÓRDOBA. CÓRDOBA. ARGENTINA.

MARCA OSEO TECH

2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase.

SISTEMAS ORTOPEDICOS DE FIJACION INTERNA PARA FRACTURAS E INSTRUMENTAL.

PLACA Y TORNILLO (MODELO Y DIMENSIONES), CODIGO, CONTENIDO, MATERIAL: TITANIO

3. Si corresponde la palabra "estéril":

ESTERIL

4. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso.

NO REUSAR 

5. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto:

Temperatura de almacenamiento: 0°C y 35 °C.

Manipular cuidadosamente.

Almacenar en lugar seco y fresco.

No exponer a la luz solar

Fragil

6. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos.

Siga las instrucciones

detenidamente. Siga las técnicas

normales de asepsia.

Desechar si el envase primario (pouch) que asegura la esterilidad se halla dañado o abierto.


7. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:




Verificar integridad del envase, no utilizar si ha sido abierto o dañado.

8. Si corresponde, el método de esterilización:

Esterilizado por OXIDO DE ETILENO. 


SUAREZ, JOSE FRANCISCO
D. N. I. 28.313.909


BRUNO DE CICCO
FARMACEUTICO
M.P. 7203
TE 2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT

9. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función.

Director Técnico: Bruno Walter De Cicco. Farmacéutico.

10. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente.

Autorizado por la ANMAT - PM: 2331-1.

11. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados.

Uso previsto por el fabricante:

Indicadas para los casos de Fracturas en las cuales es necesario estabilizar el foco de la misma ya que por la característica de la fractura es imposible estabilizarla por medios no invasivos como puede ser un yeso o férula cuando hay múltiples fragmentos (Fractura conminuta) ya que permite asociarla con tornillos/placas, clavijas u otro elemento de fijación de pequeños fragmentos óseos.

12. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;

El producto se utiliza con instrumental para su colocación y otros elementos como placas/tornillos, que son fijadas por el producto. En todos los casos los productos médicos utilizados deben estar aprobados para su uso por la autoridad sanitaria correspondiente.

Cuando debiera ser implantado con otro producto médico, debe procurarse la utilización de igual material (titanio). En todos los casos se recomienda la utilización de productos de la misma marca, que garantizan la compatibilidad desde el proceso de diseño y desarrollo

13. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función. "No aplica"


SUAREZ, JOSE FRANCISCO
D.N.I.: 26.313.909

7


BRUNO DE CICCO
FARMACEUTICO
M.A.F. 2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT

14. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico.

Estos implantes no pueden ser utilizados o manipulados con ningún otro producto, o con otro material que no sea compatible (por ej. tornillo de titanio debe ser utilizada con placas de titanio)

Si se sospecha sensibilidad a los materiales que se usan para realizar el implante, deben llevarse a cabo ensayos antes de su colocación e implante.

No golpear o rayar el implante ya que esto puede dañar la buena función del mismo.

Para la manipulación correcta del producto debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Evitar que el producto tenga contacto con tejidos o materiales que desprendan fibras.

Manipular el implante con guantes que no contengan talco.

Verificar la fecha de vencimiento de la esterilización.

En caso de que el envase este alterado remitirlo a la empresa proveedora.

El implante no puede ser reutilizado nunca.

Verificar que la técnica operatoria haya sido preparada para trabajar el implante definitivo, sacar los componentes de su empaque siguiendo estrictas medidas de limpieza y desinfección. Manipular los productos con guantes sin talco, y evitar el roce con objetos que pudieran causar desperfectos.

Solo se deberá utilizar el instrumental asociado, apropiado indicado en la técnica operatoria.

Solo deben implantarse con los instrumentos adecuados.

El cirujano debe asegurarse de usar el instrumental adecuado para evitar cualquier daño potencial al implante.

Técnica quirúrgica.

"El cirujano deberá tener el más atento Fijación Interna en Ortopedia y todo material relevante recomendado por la Organización de Ortopedistas, antes de realizar la manipulación y la operación con estos materiales"

El éxito de la consolidación del hueso esta ligada a la correcta elección, posicionamiento y fijación de los implantes, y esto es responsabilidad del medico cirujano.

Las placas son fijadas a la estructura osea por intermedio de tornillos de fijación, los mismos quedan alojados en cavidades de las placas diseñadas para tal fin, que sirven para lograr una fijación segura y estética.

Los tornillos de fijación son colocados utilizando un destornillador, el mismo deberá ser el adecuado, debido a que la cabeza de los tornillos varían en función de la aplicación. Los tornillos deberán ser colocados y/o extraídos unicamente con los destornilladores provistos por el fabricante para tal fin, a los efectos de garantizar el correcto acople de uno con otro y garantizar así la correcta fijación de las placas sin deterioro del tornillo. Durante la aplicación se deberá tener en cuenta que los tornillos deberán hacer tope en la placa hasta alcanzar una fijación segura. No se deberán sobreajustar los mismos, ya que ese esfuerzo adicional podría ocasionar daño al tornillo e incrementar el riesgo de necrosis osea por excesiva presión.

Para la implantación de las placas, previo a la colocación de los tornillos, se deberá perforar el hueso con la broca que corresponde para la medida del tornillo a colocar. El esfuerzo para colocar el tornillo, debe ser tal, que el mismo llegue a su posición final, haciendo tope contra la placa.

Las placas deben conformarse anatómicamente al hueso, habiendo reducido previamente la fractura, antes de comenzar a colocar los tornillos. Durante la colocación, los tornillos no se deben usar para deformar la placa, ni para reducir la fractura.

Para el paciente:

Los pacientes deben ser aconsejados por el cirujano de los niveles de actividad apropiados despues de la operación. Estos deben ser prevenidos por el cirujano de las limitaciones y posibles complicaciones que pueden presentarse a causa de la intervención quirúrgica.

No debería aumentar de peso en forma abrupta ya que le daría una carga inconveniente al implante.


El esfuerzo muscular antes de que el profesional médico lo indique puede provocar el fracaso del implante.

Siempre debe ser controlado y supervisado por su médico hasta su alta definitiva o la extracción del implante.

Ante molestias o dolores persistentes o intensos debe consultar con el profesional que realizo la intervención quirúrgica.

Todo implante tiene un periodo de vida útil, razón por la cual debe ser permanentemente controlado en el tiempo que el profesional actuante lo solicite.

15. La información relativa a los riesgos de interferencia reciproca relacionados con la


SUAREZ, JOSÉ FRANCISCO
D.N.I: 26.313.909

presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

No aplica. no existen riesgos de interferencia recíproca.

16. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de re-esterilización;

El producto es estéril, es de UN SOLO USO. NO se debe REESTERILIZAR.

Se entrega en un empaque el cual debe estar intacto antes de ser utilizado, el cual lo protege y lo mantiene en condiciones adecuadas de higiene y le permite mantener la esterilidad hasta el momento de ser usado.

En caso de rotura del envase, el producto deberá ser descartado.

17. Si un producto médico está destinado a re-utilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser re-esterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.

No aplica. Producto de UN SOLO USO.

18. En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No aplica. el producto se entrega listo para ser usado y estéril.

19. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros); No aplica.

20. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descrita; Las instrucciones de utilización deben incluir además información que permita al personal médico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones que deban tomarse. No aplica. el producto médico no emite radiaciones.

21. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;
Ante cualquier duda respecto de la eficacia del producto médico, no implantar y contactar de inmediato al fabricante.

22. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;
No aplica.

23. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que se trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;
No aplica.


24. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;
No aplica.


25. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No aplica.

26. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

No aplica.


SUAREZ, JOSE FRANCISCO
D.N.I.: 26.313.909


IF-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT
BRUNO DE CICCO
FARMACEUTICO
M.P. 7203

Condición de venta:

"Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias"

INSTRUMENTAL

INSTRUCCIONES DE USO:

27. Razón social, dirección del Fabricante y marca:

OSEO TECH de HUGO SUAREZ y JOSE SUAREZ S.H.

JULIAN AGUERO 4132, CIUDAD de CÓRDOBA, CÓRDOBA, ARGENTINA.

MARCA OSEO TECH

28. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase.

SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACION INTERNA PARA FRACTURAS E INSTRUMENTAL.

INSTRUMENTAL

CODIGO:.....

29. Si corresponde la palabra "estéril": No corresponde

30. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso. No corresponde

31. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto:

Temperatura de almacenamiento MAX 50 °C

HUMEDAD MAX 100%

Frágil

32. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos.

TECNICA DE ESTERILIZACION SUGERIDA: ETO, Y POR DESCARTE VAPOR DE AGUA

33. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:

NO CORRESPONDE

34. Si corresponde, el método de esterilización:

NO CORRESPONDE

35. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función.

Director Técnico: Bruno Walter De Cicco. Farmacéutico

36. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente.

Autorizado por la ANMAT - PM: 2331-1.

37. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados.


Efectos Secundarios: No corresponde.

38. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;

Los implantes son acompañados por el instrumental provisto y fabricado por OSEO TECH

Dicho material debe ser esterilizado en el nosocomio

39. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y


SUAREZ, JOSE FRANCISCO
D.N.I.: 26.313.909

10

IF-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT

BRUNO DE CICCO
FARMACEUTICO
Página 10 de 12

calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función.

Para garantizar su correcto funcionamiento, el instrumental debe ser usado por profesional altamente capacitado y en condiciones asépticas.

Los sets quirúrgicos son preparados por el/la instrumentadora con el instrumental correspondiente a cada tipo de cirugía. Se corrobora el correcto funcionamiento del instrumental.

El uso de cada instrumental depende de cada tipo de cirugía y está basado en protocolos médicos de las técnicas quirúrgicas correspondientes.

En general se cuenta un asesor que controla y colabora con el manejo del instrumental durante la intervención quirúrgica.

40.La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico.

No corresponde.

41.La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

No corresponde.

42.Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de re-esterilización;

Asegurar que los artículos e instrumentos estén libres de contaminación al momento de ser usados en los procedimientos de atención. La esterilización es el proceso que proporciona el nivel óptimo de seguridad, de que los materiales estén libres de microorganismos, incluidas sus formas vegetativas y esporas.

Es de suma importancia corroborar las condiciones del envase que contiene el instrumental para descartar que haya alteraciones en la esterilización de los mismos.

43.Si un producto médico está destinado a re-utilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser re-esterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.

En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;


1) LAVADO DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN NOSOCOMIO


Es importante la inmediata limpieza y desinfección del instrumental al momento de finalizada la cirugía en cada nosocomio, siguiendo normas de higiene posoperatorias. Estas normas indican la limpieza de estos productos no implantables con povidona yodada, hipoclorito al 1.4% por un periodo no mayor a 20 minutos.

2) INDICACIONES PARA ESTERILIZAR EN NOSOCOMIO

La técnica de esterilización sugerida es con gas ETO y por descarte vapor de agua. En cualquiera de estos métodos respetar la T° y tiempo indicado por normas internacionales vigentes.


" Nuestra empresa no se hará cargo de deterioros o mal estado de materiales si no siguen los procedimientos antes sugeridos . Estos costos correrán por parte del nosocomio"



SUAREZ, JOSE FRANCISCO
D.N.I: 26.313.909


BRUNO DE CICCO
FARMACEUTICO

1E-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT

44. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);
Se recomienda manipular el instrumental con guantes, sin talco.
45. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta; Las instrucciones de utilización deberán incluir además información que permita al personal médico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones que deban tomarse.
No corresponde.
46. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico.
No corresponde.
47. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;
No corresponde.
48. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que se trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;
No corresponde.
49. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;
No corresponde.
50. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;
No corresponde.
51. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.
No corresponde.
- Condición de venta:
"Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias"


SUAREZ, JOSE FRANCISCO
D.N.I.: 26.313.909


BRUNO DE CICCO
FARMACEUTICO
M.P. 16-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-22641181-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 14 de Mayo de 2018

Referencia: 1-47-3110-5560-17-0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.14 16:25:44 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Medicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.14 16:25:45 -03'00'



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-5560-17-0

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SUAREZ HUGO GUILLERMO Y SUAREZ JOSE FRANCISCO SOCIEDAD DE HECHO., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Placas y Tornillos para osteosíntesis e instrumental

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-027 Sistemas ortopédicos de fijación interna.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): OSEO TECH

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: fijación y/o estabilización de fragmentos óseos.

Indicada para los casos de fracturas en las cuales es necesario estabilizar el foco de la misma ya que por la característica de la fractura es imposible estabilizarla por medios no invasivos como puede ser un yeso o férula, cuando hay múltiples fragmentos (fractura conminuta) ya que permite asociarla con tornillos (placas, clavijas u otro elemento de fijación de pequeños fragmentos óseos.

Modelo/s: placas y tornillos de titanio.

CODIGO	TIPO	DIMENSIONES
T10051504	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x4mm
T10051505	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x5mm
T10051506	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x6mm
T10051507	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x7mm
T10051508	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x8mm
T10051509	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x9mm
T10051510	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x10mm
T10051511	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x11mm
T10051512	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x12mm
T10051513	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x13mm
T10051514	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x14mm
T10051515	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x15mm
T10051517	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø1,5Ø1,5x17mm
T10080204	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x4mm
T10080205	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x5mm
T10080206	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x6mm
T10080207	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x7mm
T10080208	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x8mm
T10080209	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x9mm
T10080210	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x10mm
T10080211	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x11mm
T10080212	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x12mm
T10080213	TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL	Ø2,0Ø2,0x13mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T10080214 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0Ø2,0x14mm
T10080215 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0Ø2,0x15mm
T10080216 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0Ø2,0x16mm
T10080217 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0Ø2,0x17mm
T10080219 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,0Ø2,0x19mm
T10112406 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x6mm
T10112408 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x8mm
T10112410 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x10mm
T10112412 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x12mm
T10112414 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x14mm
T10112416 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x16mm
T10112418 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x18mm
T10112420 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x20mm
T10112422 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL Ø2,4Ø2,4x22mm
T10142706 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x6mm
T10142708 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x8mm
T10142710 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x10mm
T10142712 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x12mm
T10142714 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x14mm
T10142716 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x16mm
T10142718 TORNILLO CORTICAL Ø2,7 Ø2,7x18mm

T10142720	TORNILLO CORTICAL Ø2,7	Ø2,7x20mm
T10142722	TORNILLO CORTICAL Ø2,7	Ø2,7x22mm
T10142724	TORNILLO CORTICAL Ø2,7	Ø2,7x24mm
T10142726	TORNILLO CORTICAL Ø2,7	Ø2,7x26mm
T10142728	TORNILLO CORTICAL Ø2,7	Ø2,7x28mm
T10142730	TORNILLO CORTICAL Ø2,7	Ø2,7x30mm
T10173510	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x10mm
T10173512	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x12mm
T10173514	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x14mm
T10173516	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x16mm
T10173518	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x18mm
T10173520	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x20mm
T10173522	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x22mm
T10173524	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x24mm
T10173526	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x26mm
T10173528	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x28mm
T10173530	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x30mm
T10173532	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x32mm
T10173534	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x34mm
T10173536	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x36mm
T10173538	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x38mm
T10173540	TORNILLO CORTICAL Ø3,5	Ø3,5x40mm
T10334518	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x18mm
T10334520	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x20mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T10334522	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x22mm
T10334524	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x24mm
T10334526	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x26mm
T10334528	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x28mm
T10334530	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x30mm
T10334532	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x32mm
T10334534	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x34mm
T10334536	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x36mm
T10334538	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x38mm
T10334540	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x40mm
T10334542	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x42mm
T10334544	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x44mm
T10334546	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x46mm
T10334548	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x48mm
T10334550	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x50mm
T10334552	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x52mm
T10334554	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x54mm
T10334556	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x56mm
T10334558	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x58mm
T10334560	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x60mm
T10334562	TORNILLO CORTICAL Ø4,5	Ø4,5x62mm

T10334564 TORNILLO CORTICAL Ø4,5 Ø4,5x64mm

T10334566 TORNILLO CORTICAL Ø4,5 Ø4,5x66mm

T10334568 TORNILLO CORTICAL Ø4,5 Ø4,5x68mm

T10334570 TORNILLO CORTICAL Ø4,5 Ø4,5x70mm

TCR120 TORNILLO CEFALICO RICHARD Ø 3,8 de largo 120 mm

TCR125 TORNILLO CEFALICO RICHARD Ø 3,8 de largo
125 mm

TCPP TORNILLO CORTICAL PARA PLACA PUDDU Ø 4,5 mm

TEPP TORNILLO ESPONJOSA PARA PLACA PUDDU Ø 6,5 mm

T10061705 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø1,7
Ø1,7x5mm

T10061707 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø1,7
Ø1,7x7mm

T10071504 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x4mm

T10071505 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x5mm

T10071506 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x6mm

T10071507 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x7mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T10071508 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x8mm

T10071509 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x9mm

T10071510 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x10mm

T10071511 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x11mm

T10071512 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x12mm

T10071513 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x13mm

T10071514 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x14mm

T10071515 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x15mm

T10071517 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø1,5
Ø1,5x17mm

T10092305 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMRGENCIA Ø2,3
Ø2,3x5mm

T10092307 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMRGENCIA Ø2,3
Ø2,3x7mm

T10100204 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x4mm

T10100205 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x5mm

T10100206 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x6mm

T10100207 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x7mm

T10100208 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x8mm

T10100209 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x9mm

T10100210 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x10mm

T10100211 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x11mm

T10100212 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x12mm

T10100213 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x13mm

T10100214 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x14mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T10100215 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x15mm

T10100216 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x16mm

T10100217 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x17mm

T10100219 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,0
Ø2,0x19mm

T10122708 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø2,7
Ø2,7x8mm

T10122710 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø2,7
Ø2,7x10mm

T10122712 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL DE EMERGENCIA Ø2,7
Ø2,7x12mm

T10132406 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x6mm

T10132408 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x8mm

T10132410 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x10mm

T10132412 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x12mm

T10132414 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x14mm

T10132416 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x16mm

T10132418 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x18mm

T10132420 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x20mm

T10132422 TORNILLO P/ MICROFRAGMENTOS CORTICAL BLOQUEADO Ø2,4
Ø2,4x22mm

T10152710 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x10mm

T10152712 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x12mm

T10152714 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x14mm

T10152716 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x16mm

T10152718 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x18mm

T10152720 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x20mm

T10152722 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x22mm

T10152724 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x24mm

T10152726 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x26mm

T10152728 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x28mm

T10152730 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x30mm

T10152735 TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø2,7 Ø2,7x35mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T10183510	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x10mm
T10183512	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x12mm
T10183514	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x14mm
T10183516	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x16mm
T10183518	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x18mm
T10183520	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x20mm
T10183522	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x22mm
T10183524	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x24mm
T10183526	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x26mm
T10183528	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x28mm
T10183530	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x30mm
T10183535	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø3,5	Ø3,5x35mm
T10200210	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x10mm
T10200112	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x12mm
T10200114	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x14mm
T10200216	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x16mm
T10200218	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x18mm
T10200220	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x20mm
T10200222	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x22mm
T10200224	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x24mm
T10200226	TORNILLO PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x26mm

T10200228	TORNILLO	PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x28mm
T10200230	TORNILLO	PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x30mm
T10200235	TORNILLO	PIN BLOQUEADO Ø2,0	Ø2,0x35mm
T10210000	CAMISA	VOLAR	
T10220410	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x10mm
T10220412	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x12mm
T10220414	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x14mm
T10220416	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x16mm
T10220418	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x18mm
T10220420	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x20mm
T10220422	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x22mm
T10220424	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x24mm
T10220426	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x26mm
T10220428	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x28mm
T10220430	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x30mm
T10220435	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x35mm
T10220440	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x40mm
T10220445	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x45mm
T10220450	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA PARCIAL Ø4,0	Ø4,0x50mm
T10230410	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x10mm
T10230412	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x12mm
T10230414	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x14mm
T10230416	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x16mm
T10230418	TORNILLO	ESPONJOSO ROSCA TOTAL Ø4,0	Ø4,0x18mm

T10314516	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	GRANDE	Ø4,5
								Ø4,5x16mm
T10314520	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	GRANDE	Ø4,5
								Ø4,5x20mm
T10314524	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	GRANDE	Ø4,5
								Ø4,5x24mm
T10314528	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	GRANDE	Ø4,5
								Ø4,5x28mm
T10314532	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	GRANDE	Ø4,5
								Ø4,5x32mm
T10324516	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	CHICA	Ø4,5
								Ø4,5x16mm
T10324520	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	CHICA	Ø4,5
								Ø4,5x20mm
T10324524	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	CHICA	Ø4,5
								Ø4,5x24mm
T10324528	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	CHICA	Ø4,5
								Ø4,5x28mm
T10324532	TORNILLO	CANULADO	PARA	PLACA	EN	8	CHICA	Ø4,5
								Ø4,5x32mm
T10344514	TORNILLO	CORTICAL	BLOQUEADO	Ø4,5				Ø4,5x14mm
T10344516	TORNILLO	CORTICAL	BLOQUEADO	Ø4,5				Ø4,5x16mm
T10344518	TORNILLO	CORTICAL	BLOQUEADO	Ø4,5				Ø4,5x18mm
T10344520	TORNILLO	CORTICAL	BLOQUEADO	Ø4,5				Ø4,5x20mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T10344522	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x22mm
T10344524	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x24mm
T10344526	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x26mm
T10344528	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x28mm
T10344530	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x30mm
T10344532	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x32mm
T10344534	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x34mm
T10344535	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x35mm
T10344536	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x36mm
T10344538	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x38mm
T10344540	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x40mm
T10344542	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x42mm
T10344544	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x44mm
T10344545	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x45mm
T10344546	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x46mm
T10344548	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x48mm
T10344550	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x50mm
T10344552	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x52mm
T10344554	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x54mm
T10344555	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x55mm
T10344556	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x56mm

T10344558	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x58mm
T10344560	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x60mm
T10344562	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x62mm
T10344564	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x64mm
T10344566	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x66mm
T10344568	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x68mm
T10344570	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO Ø4,5	Ø4,5x70mm
T10354514	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x14mm
T10354516	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x16mm
T10354518	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x18mm
T10354520	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x20mm
T10354522	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x22mm
T10354524	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x24mm
T10354526	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x26mm
T10354528	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x28mm
T10354530	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x30mm
T10354532	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x32mm
T10354534	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x34mm
T10354536	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x36mm
T10354538	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x38mm
T10354540	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x40mm
T10354542	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x42mm
T10354544	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x44mm
T10354546	TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5	Ø4,5x46mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T10354548 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x48mm
T10354550 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x50mm
T10354552 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x52mm
T10354554 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x54mm
T10354556 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x56mm
T10354558 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x58mm
T10354560 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x60mm
T10354562 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x62mm
T10354564 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x64mm
T10354566 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x66mm
T10354568 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x68mm
T10354570 TORNILLO MALEOLAR ROSCA PARCIAL Ø4,5 Ø4,5x70mm

Modelos placas

CODIGO TIPO DIMENSIONES

T20010200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	2 orificios
T20010400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	4 orificios

T20010600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	6 orificios
T20010800	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	8 orificios
T20011000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	10 orificios
T20011200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	12 orificios
T20011400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	14 orificios
T20011600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	16 orificios
T20012000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	20 orificios
T20012400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA	24 orificios
T20020200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	2 orificios
T20020400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	4 orificios
T20020600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	6 orificios
T20020800	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	8 orificios
T20021000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE	10 orificios
T20030200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	2 orificios
T20030400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	4 orificios
T20030600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	6 orificios
T20030800	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	8 orificios
T20031000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	10 orificios
T20031200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	12 orificios
T20031400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	14 orificios
T20031600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	16 orificios
T20032000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	20 orificios
T20032400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA BLOQUEADA	24 orificios



Ministerio de Salud
 Secretaría de Regulación
 y Gestión Sanitaria
 A.N.M.A.T.

T20040200	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	2
	orificios	
T20040400	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	4
	orificios	
T20040600	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	6
	orificios	
T20040800	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	8
	orificios	
T20041000	PLACA MICRO Ø1,5mm - RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	10
	orificios	
T20050400	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	4 orificios
T20050500	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	5 orificios
T20050600	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	6 orificios
T20050700	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	7 orificios
T20050800	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	8 orificios
T20050900	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	9 orificios
T20051000	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	10 orificios
T20051100	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	11 orificios
T20051200	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL	12 orificios
T20061400	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	4 orificios
T20061500	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	5 orificios

T20061600	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	6 orificios
T20061700	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	7 orificios
T20061800	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	8 orificios
T20061900	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	9 orificios
T20061000	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	10 orificios
T20061100	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	11 orificios
T20061200	PLACA MICRO Ø1,5mm - ORBITAL BLOQUEADA	12 orificios
T20070202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA	2x2 orificios
T20070302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA	3x2 orificios
T20070303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA	3x3 orificios
T20070403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA	4x3 orificios
T20080202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	2x2 orificios
T20080302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	3x2 orificios
T20080303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	3x3 orificios
T20080403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	4x3 orificios
T20090202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA	2x2 orificios
T20090302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA	3x2 orificios
T20090303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA	3x3 orificios
T20090403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA	4x3 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20100202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE 2x2
orificios

T20100302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE 3x2
orificios

T20100303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE 3x3
orificios

T20100403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE 4x3
orificios

T20110202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE 2x2
orificios

T20110302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE 3x2
orificios

T20110303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE 3x3
orificios

T20110403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE 4x3
orificios

T20120202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 2x2 orificios

T20120302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x2 orificios

T20120303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x3 orificios

T20120403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 4x3 orificios

T20130202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA 2x2
orificios

T20130302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA 3x2
orificios

T20130303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA 3x3
orificios

T20130403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA 4x3
orificios

T2140202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 2x2 orificios

T20140302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x2 orificios

T20140303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x3 orificios

T20140403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 4x3 orificios

T20150202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA 2x2
orificios

T20150302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA 3x2
orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20150303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA 3x3
orificios

T20150403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA 4x3
orificios

T20160202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
2x2 orificios

T20160302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
3x2 orificios

T20160303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
3x3 orificios

T20160403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
4x3 orificios

T20170202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA 2x2
orificios

T20170302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA 3x2
orificios

T20170303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA 3x3
orificios

T20170403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA 4x3
orificios

T20180202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
2x2 orificios

T20180302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
3x2 orificios

T20180303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
3x3 orificios

T20180403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
4x3 orificios

T20190202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
2x2 orificios

T20190302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
3x2 orificios

T20190303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
3x3 orificios

T20190403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
4x3 orificios

T20200202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 2x2 orificios

T20200302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x2 orificios

T20200303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x3 orificios

T20200403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 4x3 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20210202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
2x2 orificios

T20210302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
3x2 orificios

T20210303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
3x3 orificios

T20210403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
4x3 orificios

T20220202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 2x2 orificios

T20220302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x2 orificios

T20220303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x3 orificios

T20220403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 4x3 orificios

T20230202 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" 2x2 orificios

T20230302 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" 3x2 orificios

T20230402 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" 4x2 orificios

T20230303 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" 3x3 orificios

T20230403 PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" 4x3 orificios

T20240202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	2x2 orificios
T20240302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	3x2 orificios
T20240402	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	4x2 orificios
T20240303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	3x3 orificios
T20240403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	4x3 orificios
T20250202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	2x2 orificios
T20250302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	3x2 orificios
T20250402	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	4x2 orificios
T20250303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	3x3 orificios
T20250403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE	4x3 orificios
T20260202	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	2x2 orificios
T20260302	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	3x2 orificios
T20260402	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	4x2 orificios
T20260303	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	3x3 orificios
T20260403	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	4x3 orificios
T20270400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y"	4 orificios
T20270500	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y"	5 orificios
T20270600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y"	6 orificios
T20280400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	4 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20280500	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	5 orificios
T20280600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	6 orificios
T20290400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	4 orificios
T20290500	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	5 orificios
T20290600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE	6 orificios
T20300400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20300500	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	5 orificios
T20300600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20310600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y"	6 orificios
T20310700	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y"	7 orificios
T20311100	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y"	11 orificios
T20320600	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y" BLOQUEADA	6 orificios
T20320700	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y" BLOQUEADA	7 orificios
T20321100	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN DOBLE "Y" BLOQUEADA	11 orificios
T20330400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Z"	4 orificios
T20340400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Z" CON PUENTE	4 orificios
T20350400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Z" BLOQUEADA	4 orificios

T20360400	PLACA MICRO Ø1,5mm -EN "Z" CON PUENTE BLOQUEADA	4
	orificios	
T20370400	PLACA MICRO Ø1,5mm -RECTANGULAR	4 orificios
T20370600	PLACA MICRO Ø1,5mm -RECTANGULAR	6 orificios
T20380400	PLACA MICRO Ø1,5mm -RECTANGULAR BLOQUEADA	4 orificios
T20380600	PLACA MICRO Ø1,5mm -RECTANGULAR BLOQUEADA	6 orificios
T20390300	PLACA PARA MICROFRAGMENTO Ø2,0 mm- RECTA	3 orificios
T20390400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	4 orificios
T20390500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	5 orificios
T20390600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	6 orificios
T20390700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	7 orificios
T20390800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	8 orificios
T20390900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	9 orificios
T20391000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	10 orificios
T20391200	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	12 orificios
T20391400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	14 orificios
T20391600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	16 orificios
T20391800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	18 orificios
T20392000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA	20 orificios
T20400200	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	2 orificios
T20400300	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	3 orificios
T20400400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	4 orificios
T20400500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	5 orificios
T20400600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	6 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T

T20400700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	7 orificios
T20400800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	8 orificios
T20400900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	9 orificios
T20401000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE	10 orificios
T20410300	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	3 orificios
T20410400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	4 orificios
T20410500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	5 orificios
T20410600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	6 orificios
T20410700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	7 orificios
T20410800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	8 orificios
T20410900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	9 orificios
T20411000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	10 orificios
T20411200	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	12 orificios
T20411400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	14 orificios
T20411600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	16 orificios
T20411800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	18 orificios
T20412000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA BLOQUEADA	20 orificios
T20420200	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	2 orificios
T20420300	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	3 orificios

T20420400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	4
	orificios	
T20420500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	5
	orificios	
T20420600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	6
	orificios	
T20420700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	7
	orificios	
T20420800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	8
	orificios	
T20420900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	9
	orificios	
T20421000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	10
	orificios	
T20420300	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	3
	orificios	
T20420400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	4
	orificios	
T20420500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	5
	orificios	
T20420600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	6
	orificios	
T20420700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	7
	orificios	



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20420800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	8
	orificios	
T20420900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	9
	orificios	
T20421000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- RECTA CON PUENTE BLOQUEADA	10
	orificios	
T20430400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES 4 orificios	
T20430500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES 5 orificios	
T20430600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES 6 orificios	
T20430700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES 7 orificios	
T20430800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES 8 orificios	
T20430900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES 9 orificios	
T20431000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES 10 orificios	
T20440400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	4 orificios
T20440500	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	5 orificios
T20440600	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	6 orificios
T20440700	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	7 orificios
T20440800	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	8 orificios
T20440900	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	9 orificios
T20441000	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES CON PUENTE	10 orificios
T20450400	PLACA MICRO Ø2,0 mm- ORBITALES BLOQUEADA	4 orificios

T20450500	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES BLOQUEADA	5 orificios
T20450600	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES BLOQUEADA	6 orificios
T20450700	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES BLOQUEADA	7 orificios
T20450800	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES BLOQUEADA	8 orificios
T20450900	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES BLOQUEADA	9 orificios
T20451000	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES BLOQUEADA	10 orificios
T20460400	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	4 orificios
T20460500	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	5 orificios
T20460600	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	6 orificios
T20460700	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	7 orificios
T20460800	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	8 orificios
T20460900	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	9 orificios
T20461000	PLACA MICRO Ø2,0 mm-	ORBITALES CON PUENTE BLOQUEADA	10 orificios
T20470202	PLACA MICRO Ø2,0mm	-EN "L" IRQUIERDA	2x2 orificios
T20470302	PLACA MICRO Ø2,0mm	-EN "L" IRQUIERDA	3x2 orificios
T20470303	PLACA MICRO Ø2,0mm	-EN "L" IRQUIERDA	3x3 orificios
T20470403	PLACA MICRO Ø2,0mm	-EN "L" IRQUIERDA	4x3 orificios



Ministerio de Salud
 Secretaría de Regulación
 y Gestión Sanitaria
 A.N.M.A.T.

T20480202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	2x2
	orificios	
T20480302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	3x2
	orificios	
T20480303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	3x3
	orificios	
T20480403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE	4x3
	orificios	
T20490202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA	2x2 orificios
T20490302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA	3x2 orificios
T20490303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA	3x3 orificios
T20490403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA	4x3 orificios
T20500202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	2x2
	orificios	
T20500302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	3x2
	orificios	
T20500303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	3x3
	orificios	
T20500403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA CON PUENTE	4x3
	orificios	

T20510202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA BLOQUEADA2x2
orificios

T20510302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA BLOQUEADA3x2
orificios

T20510303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA BLOQUEADA3x3
orificios

T20510403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA BLOQUEADA4x3
orificios

T20520202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA2x2 orificios

T20520302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA3x2 orificios

T20520303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA3x3 orificios

T20520403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" IRQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA4x3 orificios

T20530202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA 2x2
orificios

T20530302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA 3x2
orificios

T20530303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA 3x3
orificios

T20530403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" DERECHA BLOQUEADA 4x3
orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20540202	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	DERECHA	CON PUENTE	
BLOQUEADA 2x2 orificios							
T20540302	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	DERECHA	CON PUENTE	
BLOQUEADA 3x2 orificios							
T20540303	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	DERECHA	CON PUENTE	
BLOQUEADA 3x3 orificios							
T20540403	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	DERECHA	CON PUENTE	
BLOQUEADA 4x3 orificios							
T20550202	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA IZQUIERDA	2x2	
orificios							
T20550302	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA IZQUIERDA	3x2	
orificios							
T20550303	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA IZQUIERDA	3x3	
orificios							
T20550403	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA IZQUIERDA	4x3	
orificios							
T20560202	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA IZQUIERDA	CON PUENTE	
2x2 orificios							
T20560302	PLACA	MICRO	Ø2,0mm	-EN "L"	OBLICUA IZQUIERDA	CON PUENTE	
3x2 orificios							

T20560303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
3x3 orificios

T20560403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
4x3 orificios

T20570202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA 2x2
orificios

T20570302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA 3x2
orificios

T20570303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA 3x3
orificios

T20570403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA 4x3
orificios

T20580202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
2x2 orificios

T20580302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
3x2 orificios

T20580303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
3x3 orificios

T20580403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
4x3 orificios

T20590202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
2x2 orificios

T20590302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
3x2 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

- T20590303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
3x3 orificios
- T20590403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
4x3 orificios
- T20600202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 2x2 orificios
- T20600302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x2 orificios
- T20600303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x3 orificios
- T20600403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 4x3 orificios
- T20610202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
2x2 orificios
- T20610302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
3x2 orificios
- T20610303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
3x3 orificios
- T20610403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
4x3 orificios

T20620202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 2x2 orificios

T20620302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x2 orificios

T20620303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x3 orificios

T20620403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "L" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 4x3 orificios

T20630202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" 2x2 orificios

T20630302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" 3x2 orificios

T20630402 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" 4x2 orificios

T20630303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" 3x3 orificios

T20630403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" 4x3 orificios

T20640202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE 2x2 orificios

T20640302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE 3x2 orificios

T20640402 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE 4x2 orificios

T20640303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE 3x3 orificios

T20640403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE 4x3 orificios

T20650202 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" BLOQUEADA 2x2 orificios

T20650302 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" BLOQUEADA 3x2 orificios

T20650402 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" BLOQUEADA 4x2 orificios

T20650303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" BLOQUEADA 3x3 orificios

T20650403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" BLOQUEADA 4x3 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20660202	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	2x2
	orificios	
T20660302	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	3x2
	orificios	
T20660402	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	4x2
	orificios	
T20660303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	3x3
	orificios	
T20660403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" CON PUENTE BLOQUEADA	4x3
	orificios	
T20670203	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA	2x3
	orificios	
T20670303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA	3x3
	orificios	
T20670403	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA	4x3
	orificios	
T20680203	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	
	2x3 orificios	
T20680303	PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE	
	3x3 orificios	

T20680403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
4x3 orificios

T20690203 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA 2x3
orificios

T20690303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA 3x3
orificios

T20690403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA 4x3
orificios

T20700203 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
2x3 orificios

T20700303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
3x3 orificios

T20700403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
4x3 orificios

T20710203 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
2x3 orificios

T20710303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
3x3 orificios

T20710403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA
4x3 orificios

T20720203 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 2x3 orificios

T20720303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x3 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20720403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA IZQUIERDA CON PUENTE
BLOQUEADA 4x3 orificios

T20730203 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
2x3 orificios

T20730303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
3x3 orificios

T20730403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA BLOQUEADA
4x3 orificios

T20740203 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 2x3 orificios

T20740303 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 3x3 orificios

T20740403 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN "T" OBLICUA DERECHA CON PUENTE
BLOQUEADA 4x3 orificios

T20750500 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" 5 orificios

T20750700 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" 7 orificios

T20760500 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" CON PUENTE 5 orificios

T20760700 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" CON PUENTE 7 orificios

T20770500 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" BLOQUEADA 5 orificios

T20770700 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "T" BLOQUEADA 7 orificios

T20780500	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN DOBLE "T" CON PUENTE BLOQUEADA	
				5 orificios
T20780700	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN DOBLE "T" CON PUENTE BLOQUEADA	
				7 orificios
T20790400	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y"	4 orificios
T20790500	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y"	5 orificios
T20790600	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y"	6 orificios
T20800400	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" CON PUENTE	4 orificios
T20800500	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" CON PUENTE	5 orificios
T20800600	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" CON PUENTE	6 orificios
T20810400	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" BLOQUEADA	4 orificios
T20810500	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" BLOQUEADA	5 orificios
T20810600	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" BLOQUEADA	6 orificios
T20820400	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	4
				orificios
T20820500	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	5
				orificios
T20820600	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN "Y" CON PUENTE BLOQUEADA	6
				orificios
T20830600	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN DOBLE "Y"	6 orificios
T20830700	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN DOBLE "Y"	7 orificios
T20831100	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN DOBLE "Y"	11 orificios
T20840600	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN DOBLE "Y" CON PUENTE	6 orificios
T20840700	PLACA	MICRO Ø2,0mm	-EN DOBLE "Y" CON PUENTE	7 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20841100 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE 11 orificios

T20860600 PLACA PARA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE
BLOQUEADA 6 orificios

T20860700 PLACA PARA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE
BLOQUEADA 7 orificios

T20861100 PLACA PARA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Y" CON PUENTE
BLOQUEADA 11 orificios

T20870400 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" 4 orificios

T20870600 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" 6 orificios

T20880400 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" CON PUENTE 4 orificios

T20880600 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" CON PUENTE 6 orificios

T20890400 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" BLOQUEADA 4 orificios

T20890600 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" BLOQUEADA 6 orificios

T20900400 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" CON PUENTE BLOQUEADA
4 orificios

T20900600 PLACA MICRO Ø2,0mm -EN DOBLE "Z" CON PUENTE BLOQUEADA
6 orificios

T20910600 PLACA MICRO Ø2,0mm - PARA CRANEOTOMIA - CHICA 6 orificios

T20920600 PLACA MICRO Ø2,0mm - PARA CRANEOTOMIA - GRANDE 6
orificios

T20930600 PLACA MICRO Ø2,0mm - PARA CRANEOTOMIA - CHICA BLOQUEADA

6 orificios

T20940600 PLACA MICRO Ø2,0mm - PARA CRANEOTOMIA - GRANDE
BLOQUEADA 6 orificios

T20950400 PLACA MICRO Ø2,0mm - RECTANGULAR 4 orificios

T20950600 PLACA MICRO Ø2,0mm - RECTANGULAR 6 orificios

T20960400 PLACA MICRO Ø2,0mm - RECTANGULAR BLOQUEADA 4 orificios

T20960600 PLACA MICRO Ø2,0mm - RECTANGULAR BLOQUEADA 6 orificios

T20970400 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON 4 orificios

T20970600 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON 6 orificios

T20970800 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON 8 orificios

T20971000 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON 10 orificios

T20971200 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON 12 orificios

T20971400 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON 14 orificios

T20971600 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON 16 orificios

T20980400 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA
4 orificios

T20980600 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA
6 orificios

T20980800 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA
8 orificios

T20981000 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA
10 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T20981200 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA
12 orificios

T20981400 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA
14 orificios

T20981600 PLACA MICRO Ø2,0mm - DOBLE "T" PARA MENTON BLOQUEADA
16 orificios

T20990600 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA 6
orificios

T20990800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA 8
orificios

T20991000 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA 10
orificios

T20991400 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA 14
orificios

T20991800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA 18
orificios

T20992200 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA 22
orificios

T21000600 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA
BLOQUEADA 6 orificios

T21000800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA
BLOQUEADA 8 orificios

T21001000 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA
BLOQUEADA 10 orificios

T21001400 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA
BLOQUEADA 14 orificios

T21001800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA
BLOQUEADA 18 orificios

T21002200 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - RECTA
BLOQUEADA 22 orificios

T21010404 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
4x4 orificios

T21010505 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
5x5 orificios

T21010606 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
6x6 orificios

T21020604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
IZQUIERDA 6x4 orificios

T21020610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
IZQUIERDA 6x10 orificios

T21020614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
IZQUIERDA 6x14 orificios

T21020618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
IZQUIERDA 6x18 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

- T21030406 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
DERECHA 6x4 orificios
- T21030610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
DERECHA 6x10 orificios
- T21030614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
DERECHA 6x14 orificios
- T21030618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
DERECHA 6x18 orificios
- T21040404 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
BLOQUEADA 4x4 orificios
- T21040505 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
BLOQUEADA 5x5 orificios
- T21040606 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
BLOQUEADA 6x6 orificios
- T21050604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
IZQUIERDA BLOQUEADA 6x4 orificios
- T21050610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
IZQUIERDA BLOQUEADA 6x10 orificios
- T21050614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
IZQUIERDA BLOQUEADA 6x14 orificios

T21050618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 -ANGULADA
IZQUIERDA BLOQUEADA 6x18 orificios

T21060604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 -ANGULADA
DERECHA BLOQUEADA 6x4 orificios

T21060610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 -ANGULADA
DERECHA BLOQUEADA 6x10 orificios

T21060614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
DERECHA BLOQUEADA 6x14 orificios

T21060618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - ANGULADA
DERECHA BLOQUEADA 6x18 orificios

T21070620 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - DOBLE
ANGULADA 6x20x6 orificios

T21080620 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,4 - DOBLE
ANGULADA BLOQUEADA 6x20x6 orificios

T21090600 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 6
orificios

T21090800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 8
orificios

T21091000 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 10
orificios

T21091400 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 14
orificios

T21091800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 18
orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

- T21092200 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA 22
orificios
- T21100600 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA
BLOQUEADA6 orificios
- T21100800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA
BLOQUEADA8 orificios
- T21101000 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA
BLOQUEADA10 orificios
- T21101400 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA
BLOQUEADA14 orificios
- T21101800 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA
BLOQUEADA18 orificios
- T21102200 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - RECTA
BLOQUEADA22 orificios
- T21110404 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
4x4 orificios
- T21110505 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
5x5 orificios
- T21110606 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
6x6 orificios

T21120604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
IZQUIERDA 6x4 orificios

T21120610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
IZQUIERDA 6x10 orificios

T21120614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
IZQUIERDA 6x14 orificios

T21120618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
IZQUIERDA 6x18 orificios

T21130604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
DERECHA 6x4 orificios

T21130610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
DERECHA 6x10 orificios

T21130614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
DERECHA 6x14 orificios

T21130618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
DERECHA 6x18 orificios

T21140404 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
BLOQUEADA 4x4 orificios

T21140505 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
BLOQUEADA 5x5 orificios

T21140606 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
BLOQUEADA 6x6 orificios

T21150604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
IZQUIERDA BLOQUEADA 6x4 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

- T21150610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
IZQUIERDA BLOQUEADA 6x10 orificios
- T21150614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
IZQUIERDA BLOQUEADA 6x14 orificios
- T21150618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
IZQUIERDA BLOQUEADA 6x18 orificios
- T21160604 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
DERECHA BLOQUEADA 6x4 orificios
- T21160610 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
DERECHA BLOQUEADA 6x10 orificios
- T21160614 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
DERECHA BLOQUEADA 6x14 orificios
- T21160618 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - ANGULADA
DERECHA BLOQUEADA 6x18 orificios
- T21170620 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - DOBLE
ANGULADA 6x20x6 orificios
- T21180620 PLACA PARA RECONSTRUCCION MANDIBULAR Ø2,7 - DOBLE
ANGULADA BLOQUEADA 6x20x6 orificios
- T21190300 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 3 orificios
- T21190400 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 4 orificios
- T21190500 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 5 orificios

T21190600 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 6 orificios

T21200202 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 2x2 orificios

T21200203 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm 2x3 orificios

T21210203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios

T21220203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios

T21230203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1 mm 2x3
orificios

T21240203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1 mm 2x3
orificios

T21250300 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 3 orificios

T21250400 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 4 orificios

T21250500 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 5 orificios

T21250600 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 6 orificios

T21260202 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 2x2
orificios

T21260203 PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1 mm -BLOQUEADA 2x3
orificios

T21270203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"IZQUIERDA #1 mm-BLOQUEADA 2x3
orificios

T21280203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"DERECHA #1 mm-BLOQUEADA 2x3
orificios

T21290203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1 mm -
BLOQUEADA 2x3 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T21300203	PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA DERECHA	#1 mm -
	BLOQUEADA 2x3 orificios	
T21310300	PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm	3 orificios
T21310400	PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm	4 orificios
T21310500	PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm	5 orificios
T21310600	PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm	6 orificios
T21320202	PLACA MICRO Ø2,4 - EN "T" #1,2 mm	2x2 orificios
T21320203	PLACA MICRO Ø2,4 - EN "T" #1,2 mm	2x3 orificios
T21330203	PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" IZQUIERDA #1,2 mm	2x3
	orificios	
T21340203	PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" DERECHA #1,2 mm	2x3 orificios
T21350203	PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1,2 mm	2x3
	orificios	
T21360203	PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA DERECHA #1,2 mm	2x3
	orificios	
T21370300	PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm -BLOQUEADA	3 orificios
T21370400	PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm -BLOQUEADA	4 orificios
T21370500	PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm -BLOQUEADA	5 orificios
T21370600	PLACA MICRO Ø2,4 - RECTA #1,2 mm -BLOQUEADA	6 orificios
T21380202	PLACA MICRO Ø2,4 - EN "T" #1,2 mm -BLOQUEADA	2x2
	orificios	

T21380203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "T" #1,2 mm -BLOQUEADA 2x3
orificios

T21390203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"IZQUIERDA #1,2 mm-BLOQUEADA
2x3 orificios

T21400203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L"DERECHA #1,2 mm- BLOQUEADA 2x3
orificios

T21410203 PLACA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA IZQUIERDA #1,2 mm -
BLOQUEADA 2x3 orificios

T21420203 PLACA PARA MICRO Ø2,4 - EN "L" OBLICUA DERECHA #1,2 mm-
BLOQUEADA 2x3 orificios

T21430300 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm 3 orificios

T21430400 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm 4 orificios

T21430500 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm 5 orificios

T21430600 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm 6 orificios

T21440203 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm 2x3 orificios

T21440204 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm 2x4 orificios

T21440303 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm 3x3 orificios

T21440304 PLACA Ø2,7- EN "T" #1 mm 3x4 orificios

T21450203 PLACA Ø2,7- EN "L " IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios

T21460203 PLACA Ø2,7- EN "L " DERECHA #1 mm 2x3 orificios

T21470203 PLACA Ø2,7- EN "L "OBLICUA IZQUIERDA #1 mm 2x3 orificios

T21480203 PLACA Ø2,7- EN "L "OBLICUA DERECHA #1 mm 2x3 orificios

T21490300 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm BLOQUEADA 3 orificios

T21490400 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm BLOQUEADA 4 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T21490500 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm BLOQUEADA 5 orificios

T21490600 PLACA Ø2,7- RECTA #1 mm BLOQUEADA 6 orificios

T21500203 PLACA Ø2,7- EN "T " #1 mm BLOQUEADA 2x3 orificios

T21500204 PLACA Ø2,7- EN "T " #1 mm BLOQUEADA 2x4 orificios

T21500303 PLACA Ø2,7- EN "T " #1 mm BLOQUEADA 3x3 orificios

T21500304 PLACA Ø2,7- EN "T " #1 mm BLOQUEADA 3x4 orificios

T21510203 PLACA Ø2,7- EN "L " IZQUIERDA #1 mm BLOQUEADA 2x3
orificios

T21520203 PLACA Ø2,7- EN "L " DERECHA #1 mm BLOQUEADA 2x3
orificios

T21530203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA IZQUIERDA #1 mm BLOQUEADA
2x3 orificios

T21540203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA DERECHA #1 mm BLOQUEADA 2x3
orificios

T21550300 PLACA Ø2,7- RECTA #1,2 mm 3 orificios

T21550400 PLACA Ø2,7- RECTA #1,2 mm 4 orificios

T21550500 PLACA Ø2,7- RECTA #1,2 mm 5 orificios

T21550600 PLACA Ø2,7- RECTA #1,2 mm 6 orificios

T21560203 PLACA Ø2,7- EN "T " #1,2 mm 2x3 orificios

T21560204 PLACA Ø2,7- EN "T " #1,2 mm 2x4 orificios

T21560303 PLACA Ø2,7- EN "T " #1,2 mm 3x3 orificios

T21560304 PLACA Ø2,7- EN "T " #1,2 mm 3x4 orificios

T21570203 PLACA Ø2,7- EN "L " IZQUIERDA #1,2 mm 2x3 orificios

T21580203 PLACA Ø2,7- EN "L " DERECHA #1,2 mm 2x3 orificios

T21590203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA IZQUIERDA #1,2mm 2x3
orificios

T21600203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA DERECHA #1,2 mm 2x3 orificios

T21610300 PLACA S Ø2,7- RECTA #1,2 mm BLOQUEADA 3 orificios

T21610400 PLACA S Ø2,7- RECTA #1,2 mm BLOQUEADA 4 orificios

T21610500 PLACA S Ø2,7- RECTA #1,2 mm BLOQUEADA 5 orificios

T21610600 PLACA S Ø2,7- RECTA #1,2 mm BLOQUEADA 6 orificios

T21620203 PLACA Ø2,7- EN "T " #1,2 mm BLOQUEADA 2x3 orificios

T21620204 PLACA Ø2,7- EN "T " #1,2 mm BLOQUEADA 2x4 orificios

T21620303 PLACA Ø2,7- EN "T " #1,2 mm BLOQUEADA 3x3 orificios

T21620304 PLACA Ø2,7- EN "T " #1,2 mm BLOQUEADA 3x4 orificios

T21630203 PLACA Ø2,7- EN "L " IZQUIERDA #1,2 mm BLOQUEADA 2x3
orificios

T21640203 PLACA Ø2,7- EN "L " DERECHA #1,2 mm BLOQUEADA 2x3
orificios

T21650203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA IZQUIERDA #1,2 mm BLOQUEADA
2x3 orificios

T21660203 PLACA Ø2,7- EN "L " OBLICUA DERECHA #1,2 mm BLOQUEADA
2x3 orificios

T21670600 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEOS IZQUIERDA BLOQ.
6 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T21670800 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEO IZQUIERDA BLOQ.
8 mm

T21671000 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEO IZQUIERDA BLOQ.
10 mm

T21680600 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEO DERECHA BLOQ. 6
mm

T21680800 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEO DERECHA BLOQ. 8
mm

T21681000 PLACA Ø2,7- ESCALONADA PARA CALCANEO DERECHA BLOQ. 10
mm

T21690203 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN"T" RECTA BLOQUEADA 2x3 orificios

T21690204 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN"T" RECTA BLOQUEADA 2x4 orificios

T21700203 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN"T" OBLICUA BLOQUEADA IZQUIERDA
2x3 orificios

T21700204 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN"T" OBLICUA BLOQUEADA IZQUIERDA
2x4 orificios

T21710203 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN"T" OBLICUA BLOQUEADA DERECHA 2x3
orificios

T21710204 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN"T" OBLICUA BLOQUEADA DERECHA 2x4
orificios

T21720205 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQ. DER. ALTERNADA
2x5 orificios

T21720206 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQ. DER. ALTERNADA
2x6 orificios

T21730205 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQ. IZQ. ALTERNADA
2x5 orificios

T21730206 PLACA Ø2,7- PARA PIE EN" T" OBLICUA BLOQ. IZQ. ALTERNADA
2x6 orificios

T21740400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE "T" BLOQUEADA CORTA IZQ. 4
orificios

T21750400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE "T" BLOQUEADA CORTA DER. 4
orificios

T21760400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE "T" BLOQUEADA MEDIANA IZQ. 4
orificios

T21770400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE "T" BLOQUEADA MEDIANA DER. 4
orificios

T21780400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE "T" BLOQUEADA LARGA IZQ. 4
orificios

T21790400 PLACA Ø2,7- PARA PIE DOBLE "T" BLOQUEADA LARGA DER. 4
orificios

T21800400 PLACA Ø2,7- PARA PIE RECTA BLOQUEADA 4 orificios

T21800500 PLACA Ø2,7- PARA PIE RECTA BLOQUEADA 5 orificios

T21800600 PLACA Ø2,7- PARA PIE RECTA BLOQUEADA 6 orificios

T21810400 PLACA Ø2,7- PARA PIE "L" OBLICUA BLOQUEADA IZQ. 4 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T21810500	PLACA Ø2,7-	PARA PIE "L" OBLICUA BLOQUEADA IZQ.	5 orificios
T21820400	PLACA Ø2,7-	PARA PIE "L" OBLICUA BLOQUEADA DER.	4 orificios
T21820500	PLACA Ø2,7-	PARA PIE "L" OBLICUA BLOQUEADA DER.	5 orificios
T21830400	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	4 orificios
T21830500	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	5 orificios
T21830600	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	6 orificios
T21830700	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	7 orificios
T21830800	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	8 orificios
T21830900	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	9 orificios
T21831000	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	10 orificios
T21831100	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	11 orificios
T21831200	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #1,5 mm	12 orificios
T21840400	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	4 orificios
T21840500	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	5 orificios
T21840600	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	6 orificios
T21840700	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	7 orificios
T21840800	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	8 orificios
T21840900	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	9 orificios
T21841000	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	10 orificios
T21841100	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	11 orificios
T21841200	PLACA Ø3,5-	RECTA TIPO AO - #2,0 mm	12 orificios

T21850400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	4 orificios
T21850500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	5 orificios
T21850600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	6 orificios
T21850700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	7 orificios
T21850800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	8 orificios
T21850900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	9 orificios
T21851000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	10 orificios
T21851100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	11 orificios
T21851200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - #3,0 mm	12 orificios
T21860400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	4
	orificios	
T21860500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	5
	orificios	
T21860600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	6
	orificios	
T21860700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	7
	orificios	
T21860800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	8
	orificios	
T21860900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	9
	orificios	
T21861000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	10
	orificios	



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T21861100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	11
	orificios	
T21861200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #1,5 mm	12
	orificios	
T21870400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	4 orificios
T21870500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	5 orificios
T21870600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	6 orificios
T21870700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	7 orificios
T21870800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	8 orificios
T21870900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	9 orificios
T21871000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	10 orificios
T21871100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	11 orificios
T21871200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #2,0 mm	12 orificios
T21880400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm	4 orificios
T21880500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm	5 orificios
T21880600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm	6 orificios
T21880700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm	7 orificios
T21880800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm	8 orificios
T21880900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm	9 orificios
T21881000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm	10 orificios
T21881100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm	11 orificios

T21881200 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO AO - BLOQUEADA - #3,0 mm 12 orificios

T21890400 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 4 orificios

T21890500 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 5 orificios

T21890600 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 6 orificios

T21890700 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 7 orificios

T21890800 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 8 orificios

T21890900 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 9 orificios

T21891000 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 10 orificios

T21891100 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 11 orificios

T21891200 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #1,5 mm 12 orificios

T21900400 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 4 orificios

T21900500 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 5 orificios

T21900600 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 6 orificios

T21900700 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 7 orificios

T21900800 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 8 orificios

T21900900 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 9 orificios

T21901000 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 10 orificios

T21901100 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 11 orificios

T21901200 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #2,0 mm 12 orificios

T21910400 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm 4 orificios

T21910500 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm 5 orificios

T21910600 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm 6 orificios

T21910700 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm 7 orificios

T21910800 PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm 8 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T21910900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	9 orificios	
T21911000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	10 orificios	
T21911100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	11 orificios	
T21911200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - #3,0 mm	12 orificios	
T21920400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	4 orificios	
T21920500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	5 orificios	
T21920600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	6 orificios	
T21920700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	7 orificios	
T21920800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	8 orificios	
T21920900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	9 orificios	
T21921000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	10 orificios	
T21921100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	11 orificios	

T21921200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #1,5 mm	12
	orificios	
T21930400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	4
	orificios	
T21930500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	5
	orificios	
T21930600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	6
	orificios	
T21930700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	7
	orificios	
T21930800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	8
	orificios	
T21930900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	9
	orificios	
T21931000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	10
	orificios	
T21931100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	11
	orificios	
T21931200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #2,0 mm	12
	orificios	
T21940400	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	4
	orificios	
T21940500	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	5
	orificios	



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T21940600	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	6
	orificios	
T21940700	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	7
	orificios	
T21940800	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	8
	orificios	
T21940900	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	9
	orificios	
T21941000	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	10
	orificios	
T21941100	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	11
	orificios	
T21941200	PLACA Ø3,5- RECTA TIPO DCP - BLOQUEADA - #3,0 mm	12
	orificios	
T21950203	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm2x3 orificios	
T21950204	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm2x4 orificios	
T21950205	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm2x5 orificios	
T21950303	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm3x3 orificios	
T21950304	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm3x4 orificios	
T21950305	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #1,5mm3x5 orificios	

T21960203	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	2x3
	orificios	
T21960204	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	2x4
	orificios	
T21960205	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	2x5
	orificios	
T21960303	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	3x3
	orificios	
T21960304	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	3x4
	orificios	
T21960305	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA -#1,5mm	3x5
	orificios	
T21970203	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	2x3
	orificios	
T21970204	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	2x4
	orificios	
T21970205	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	2x5
	orificios	
T21970303	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	3x3
	orificios	
T21970304	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	3x4
	orificios	
T21970305	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA -#1,5mm	3x5
	orificios	



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T21980203	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	2x3
	orificios	
T21980204	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	2x4
	orificios	
T21980205	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	2x5
	orificios	
T21980303	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	3x3
	orificios	
T21980304	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	3x4
	orificios	
T21980305	PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- BLOQUEADA- #1,5mm	3x5
	orificios	
T21990203	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA - #1,5mm	2x3 orificios
T21990204	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA - #1,5mm	2x4 orificios
T21990205	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA - #1,5mm	2x5 orificios
T21990303	PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA - #1,5mm	3x3 orificios

T21990304 PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -
#1,5mm 3x4 orificios

T21990305 PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -
#1,5mm 3x5 orificios

T22000203 PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm
2x3 orificios

T22000204 PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm
2x4 orificios

T22000205 PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm
2x5 orificios

T22000303 PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm
3x3 orificios

T22000304 PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm
3x4 orificios

T22000305 PLACA Ø3,5- EN "T" OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#1,5mm
3x5 orificios

T22010203 PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm2x3 orificios

T22010204 PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm2x4 orificios

T22010205 PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm2x5 orificios

T22010303 PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm3x3 orificios

T22010304 PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm3x4 orificios

T22010305 PLACA Ø3,5- EN "T" RECTA- #2,0mm3x5 orificios

T22020203 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm 2x3
orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22020204	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	2x4
	orificios	
T22020205	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	2x5
	orificios	
T22020303	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	3x3
	orificios	
T22020304	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	3x4
	orificios	
T22020305	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA -#2,0mm	3x5
	orificios	
T22030203	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	2x3 orificios
T22030204	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	2x4 orificios
T22030205	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	2x5 orificios
T22030303	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	3x3 orificios
T22030304	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	3x4 orificios
T22030305	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA -#2,0mm	3x5 orificios
T22040203	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	2x3 orificios
T22040204	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	2x4 orificios
T22040205	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	2x5 orificios
T22040303	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	3x3 orificios
T22040304	PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm	3x4 orificios

T22040305 PLACA EN "T"Ø3,5 RECTA- BLOQUEADA- #2,0mm 3x5 orificios

T22050203 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm
2x3 orificios

T22050204 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm
2x4 orificios

T22050205 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm
2x5 orificios

T22050303 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm
3x3 orificios

T22050304 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm
3x4 orificios

T22050305 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - IZQUIERDA - BLOQUEADA -#2,0mm
3x5 orificios

T22060203 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm
2x3 orificios

T22060204 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm
2x4 orificios

T22060205 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm
2x5 orificios

T22060303 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm
3x3 orificios

T22060304 PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm
3x4 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22060305	PLACA EN "T"Ø3,5 OBLICUA - DERECHA - BLOQUEADA -#2,0mm	
	3x5 orificios	
T22070300	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- IZQUIERDA- BLOQUEADA	3 orificios
T22070400	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- IZQUIERDA- BLOQUEADA	4 orificios
T22070500	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- IZQUIERDA- BLOQUEADA	5 orificios
T22071100	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- IZQUIERDA- BLOQUEADA	11 orificios
T22080300	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- DERECHA- BLOQUEADA	3 orificios
T22080400	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- DERECHA- BLOQUEADA	4 orificios
T22080500	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- DERECHA- BLOQUEADA	5 orificios
T22081100	PLACA Ø3,5- VOLAR SIMPLE- DERECHA- BLOQUEADA	11 orificios
T22090300	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	3 orificios
T22090400	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	4 orificios
T22090500	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	5 orificios
T22091100	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- IZQUIERDA - BLOQUEADA	11 orificios
T22100300	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- DERECHA - BLOQUEADA	3 orificios
T22100400	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios
T22100500	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- DERECHA - BLOQUEADA	5 orificios
T22101100	PLACA Ø3,5- VOLAR DOBLE- DERECHA - BLOQUEADA	11 orificios
T22111200	PLACA EN "8" chica	12 mm
T22111600	PLACA EN "8" chica	16 mm
T22120300	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5	3 orificios

T22120400	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,6	4 orificios
T22120500	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,7	5 orificios
T22120600	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,8	6 orificios
T22120700	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,9	7 orificios
T22120800	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,10	8 orificios
T22120900	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,11	9 orificios
T22121000	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,12	10 orificios
T22121100	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,13	11 orificios
T22121200	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,14	12 orificios
T22130300	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	3 orificios
T22130400	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	4 orificios
T22130500	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	5 orificios
T22130600	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	6 orificios
T22130700	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	7 orificios
T22130800	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	8 orificios
T22130900	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	9 orificios
T22131000	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	10 orificios
T22131100	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	11 orificios
T22131200	PLACA RECONSTRUCCION RECTA -Ø3,5 BLOQUEADA	12 orificios
T22140300	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5	3 orificios
T22140400	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,6	4 orificios
T22140500	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,7	5 orificios
T22140600	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,8	6 orificios
T22140700	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,9	7 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22140800	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,10	8 orificios
T22150300	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	3 orificios
T22150400	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	4 orificios
T22150500	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	5 orificios
T22150600	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	6 orificios
T22150700	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	7 orificios
T22150800	PLACA RECONSTRUCCION CURVA -Ø3,5 BLOQUEADA	8 orificios
T22160300	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA	3 orificios x 0 mm
T22160306	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA	3 orificios x 6 mm
T22160312	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA	3 orificios x 12 mm
T22170300	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA	3 orificios x 0 mm
T22170306	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA	3 orificios x 6 mm
T22170312	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 100° - BLOQUEADA	3 orificios x 12 mm
T22180300	PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA	3 orificios x 0 mm

T22180306 PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 6 mm

T22180312 PLACA PEDIATRICA Ø3,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 12 mm

T22193503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 35mm x3 orificios

T22193504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 35mm x 4 orificios

T22194003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 40mm x 3 orificios

T22194004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 40mm x 4 orificios

T22194503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 45mm x 3 orificios

T22194504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 45mm x 4 orificios

T22195003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 50mm x 3 orificios

T22195004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø3,5- BLOQUEADA 50mm x 4 orificios

T22203503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 35mm x3 orificios

T22203504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA 35mm x 4 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22204003	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA	40mm x 3
	orificios	
T22204004	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA	40mm x 4
	orificios	
T22204503	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA	45mm x 3
	orificios	
T22204504	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA	45mm x 4
	orificios	
T22205003	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA	50mm x 3
	orificios	
T22205004	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø3,5- BLOQUEADA	50mm x 4
	orificios	
T22210600	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	6
	orificios	
T22210700	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	7
	orificios	
T22210800	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	8
	orificios	
T22210900	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	9
	orificios	

T22211000	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	10
	orificios	
T22220600	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	6
	orificios	
T22220700	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	7
	orificios	
T22220800	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	8
	orificios	
T22220900	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	9
	orificios	
T22221000	PLACA CLAVICULA MEDIAL- Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	10
	orificios	
T22230400	PLACA CLAVICULA DISTAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	4
	orificios	
T22230600	PLACA CLAVICULA DISTAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	6
	orificios	
T22230800	PLACA CLAVICULA DISTAL- Ø3,5- IZQUIERDA -BLOQUEADA	8
	orificios	
T22240400	PLACA CLAVICULA DISTAL -Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	4
	orificios	
T22240600	PLACA CLAVICULA DISTAL -Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	6
	orificios	
T22240800	PLACA CLAVICULA DISTAL -Ø3,5- DERECHA -BLOQUEADA	8
	orificios	



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22250612 PLACA ACRONIO CLAVICULAR- Ø3,5 - IZQUIERDA -BLOQUEADA

6 orificios x 12mm

T22250615 PLACA ACRONIO CLAVICULAR- Ø3,5 - IZQUIERDA -BLOQUEADA

6 orificios x 15mm

T22250812 PLACA ACRONIO CLAVICULAR- Ø3,5 - IZQUIERDA -BLOQUEADA

8 orificios x 12mm

T22250815 PLACA ACRONIO CLAVICULAR- Ø3,5 - IZQUIERDA -BLOQUEADA

8 orificios x 15mm

T22260612 PLACA ACRONIO CLAVICULAR - Ø3,5-DERECHA -BLOQUEADA 6

orificios x 12mm

T22260615 PLACA ACRONIO CLAVICULAR - Ø3,5-DERECHA -BLOQUEADA 6

orificios x 15mm

T22260812 PLACA ACRONIO CLAVICULAR - Ø3,5-DERECHA -BLOQUEADA 8

orificios x 12mm

T22260815 PLACA ACRONIO CLAVICULAR - Ø3,5-DERECHA -BLOQUEADA 8

orificios x 15mm

T22270100 PLACA CALCANEO Ø3,5 - DERECHO - BLOQUEADA mediana

T22270200 PLACA CALCANEO Ø3,5 - DERECHO - BLOQUEADA grande

T22280100 PLACA CALCANEO- Ø3,5 - IZQUIERDIO -BLOQUEADA mediana

T22280200 PLACA CALCANEO- Ø3,5 - IZQUIERDIO -BLOQUEADA grande

T22290600 PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO 6 orificios

T22290700	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	7 orificios
T22290800	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	8 orificios
T22290900	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	9 orificios
T22291000	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	10 orificios
T22291100	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	11 orificios
T22291200	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO	12 orificios
T22300600	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	6 orificios
T22300700	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	7 orificios
T22300800	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	8 orificios
T22300900	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	9 orificios
T22301000	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	10 orificios
T22301100	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	11 orificios
T22301200	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP	12 orificios
T22310600	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	6 orificios
T22310700	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	7 orificios
T22310800	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	8 orificios
T22310900	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	9 orificios
T22311000	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	10 orificios
T22311100	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	11 orificios
T22311200	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	12 orificios
T22320600	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	6
	orificios	
T22320700	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	7
	orificios	



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22320800	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	8
	orificios	
T22320900	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	9
	orificios	
T22321000	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	10
	orificios	
T22321100	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	11
	orificios	
T22321200	PLACA RECTA PARA HUMERO -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	12
	orificios	
T22330600	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	6 orificios
T22330700	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	7 orificios
T22330800	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	8 orificios
T22330900	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	9 orificios
T22331000	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	10 orificios
T22331100	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	11 orificios
T22331200	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO	12 orificios
T22340600	PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	6 orificios
T22340700	PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	7 orificios
T22340800	PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	8 orificios
T22340900	PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	9 orificios

T22341000	PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	10 orificios
T22341100	PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	11 orificios
T22341200	PLACA RECTA PARA TIBIA - Ø4,5 -DCP	12 orificios
T22350600	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	6 orificios
T22350700	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	7 orificios
T22350800	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	8 orificios
T22350900	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	9 orificios
T22351000	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	10 orificios
T22351100	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	11 orificios
T22351200	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - AO - BLOQUEADA	12 orificios
T22360600	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	6 orificios
T22360700	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	7 orificios
T22360800	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	8 orificios
T22360900	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	9 orificios
T22361000	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	10 orificios
T22361100	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	11 orificios
T22361200	PLACA RECTA PARA TIBIA -Ø4,5 - DCP - BLOQUEADA	12 orificios
T22370800	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	8 orificios
T22370900	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	9 orificios
T22371000	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	10 orificios
T22371100	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	11 orificios
T22371200	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	12 orificios
T22371300	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	13 orificios
T22371400	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 - AO	14 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22380800	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	8 orificios
T22380900	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	9 orificios
T22381000	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	10 orificios
T22381100	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	11 orificios
T22381200	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	12 orificios
T22381300	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	13 orificios
T22381400	PLACA RECTA PARA FEMUR -Ø4,5 -DCP	14 orificios
T22390800	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	8 orificios
T22390900	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	9 orificios
T22391000	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	10 orificios
T22391100	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	11 orificios
T22391200	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	12 orificios
T22391300	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	13 orificios
T22391400	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -AO - BLOQUEADA	14 orificios
T22400800	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	8 orificios
T22400900	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	9 orificios
T22401000	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	10 orificios
T22401100	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	11 orificios
T22401200	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	12 orificios
T22401300	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	13 orificios
T22401400	PLACA RECTA PARA FEMUR - Ø4,5 -DCP - BLOQUEADA	14 orificios

T22410200	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	2 orificios
T22410300	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	3 orificios
T22410400	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	4 orificios
T22410500	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	5 orificios
T22410600	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	6 orificios
T22410700	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA	7 orificios
T22420200	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	2 orificios
T22420300	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	3 orificios
T22420400	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	4 orificios
T22420500	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	5 orificios
T22420600	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	6 orificios
T22420700	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA	7 orificios
T22430200	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	2 orificios
T22430300	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	3 orificios
T22430400	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	4 orificios
T22430500	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	5 orificios
T22430600	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	6 orificios
T22430700	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	7 orificios
T22440200	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	2 orificios
T22440300	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	3 orificios
T22440400	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios
T22440500	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	5 orificios
T22440600	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	6 orificios
T22440700	PLACA "L"Ø4,5 #1,5mm DERECHA - BLOQUEADA	7 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22450200	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	2 orificios
T22450300	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	3 orificios
T22450400	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	4 orificios
T22450500	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	5 orificios
T22450600	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	6 orificios
T22450700	PLACA "L"Ø4,5 #2mm IZQUIERDA	7 orificios
T22460200	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	2 orificios
T22460300	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	3 orificios
T22460400	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	4 orificios
T22460500	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	5 orificios
T22460600	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	6 orificios
T22460700	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA	7 orificios
T22470200	PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	2 orificios
T22470300	PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	3 orificios
T22470400	PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	4 orificios
T22470500	PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	5 orificios
T22470600	PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	6 orificios
T22470700	PLACA "L" Ø4,5 #2mm IZQUIERDA- BLOQUEADA	7 orificios
T22480200	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA	2 orificios
T22480300	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA	3 orificios
T22480400	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios

T22480500	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA	5 orificios
T22480600	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA	6 orificios
T22480700	PLACA "L" Ø4,5 #2mm DERECHA - BLOQUEADA	7 orificios
T22490300	PLACA "T"Ø4,5 #2mm -	3 orificios
T22490400	PLACA "T"Ø4,5 #2mm -	4 orificios
T22490500	PLACA "T"Ø4,5 #2mm -	5 orificios
T22490600	PLACA "T"Ø4,5 #2mm -	6 orificios
T22490700	PLACA "T"Ø4,5 #2mm -	7 orificios
T22490800	PLACA "T"Ø4,5 #2mm -	8 orificios
T22490900	PLACA "T"Ø4,5 #2mm -	9 orificios
T22491000	PLACA "T"Ø4,5 #2mm -	10 orificios
T22500300	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA	3 orificios
T22500400	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA	4 orificios
T22500500	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA	5 orificios
T22500600	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA	6 orificios
T22500700	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA	7 orificios
T22500800	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA	8 orificios
T22500900	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA	9 orificios
T22501000	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - BLOQUEADA	10 orificios
T22510300	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO	3 orificios
T22510400	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO	4 orificios
T22510500	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO	5 orificios
T22510600	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO	6 orificios
T22510700	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO	7 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22510800	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO	8 orificios
T22510900	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO	9 orificios
T22511000	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO	10 orificios
T22520300	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA	3 orificios
T22520400	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA	4 orificios
T22520500	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA	5 orificios
T22520600	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA	6 orificios
T22520700	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA	7 orificios
T22520800	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA	8 orificios
T22520900	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA	9 orificios
T22521000	PLACA "T"Ø4,5 #2mm - DOBLE ACODADO - BLOQUEADA	10 orificios
T22530400	PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA	4 orificios
T22530500	PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA	5 orificios
T22530600	PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA	6 orificios
T22540400	PLACA "Y"Ø4,5 - DERECHA	4 orificios
T22540500	PLACA "Y"Ø4,5 - DERECHA	5 orificios
T22540600	PLACA "Y"Ø4,5 - DERECHA	6 orificios
T22550400	PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA - BLOQUEADA	4 orificios
T22550500	PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA - BLOQUEADA	5 orificios
T22550600	PLACA "Y"Ø4,5 - IZQUIERDA - BLOQUEADA	6 orificios
T22560400	PLACA "Y" Ø4,5 - DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios

T22560500	PLACA "Y" Ø4,5 - DERECHA - BLOQUEADA	5 orificios
T22560600	PLACA "Y" Ø4,5 - DERECHA - BLOQUEADA	6 orificios
T22570300	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	3 orificios
T22570400	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	4 orificios
T22570500	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	5 orificios
T22570600	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	6 orificios
T22570700	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	7 orificios
T22570800	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	8 orificios
T22570900	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	9 orificios
T22571000	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA	10 orificios
T22580300	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	3 orificios
T22580400	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	4 orificios
T22580500	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	5 orificios
T22580600	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	6 orificios
T2258700	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	7 orificios
T22580800	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	8 orificios
T22580900	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	9 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22581000	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 RECTA - BLOQUEADA	10
	orificios	
T22590300	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	3 orificios
T22590400	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	4 orificios
T22590500	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	5 orificios
T22590600	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	6 orificios
T22590700	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	7 orificios
T22590800	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	8 orificios
T22590900	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	9 orificios
T22591000	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA	10 orificios
T22600300	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	3
	orificios	
T22600400	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	4
	orificios	
T22600500	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	5
	orificios	
T22600600	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	6
	orificios	
T22600700	PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA	7
	orificios	

T22600800 PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA 8
orificios

T22600900 PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA 9
orificios

T22601000 PLACA PARA RECONSTRUCCION Ø4,5 - CURVA - BLOQUEADA 10
orificios

T22611200 PLACA EN 8 grande 12 mm

T22611600 PLACA EN 8 grande 16 mm

T22620300 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 3 orificios

T22620400 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 4 orificios

T22620500 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 5 orificios

T22620600 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 6 orificios

T22620700 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 7 orificios

T22620800 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 8 orificios

T22620900 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - 9 orificios

T22630300 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 3 orificios

T22630400 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 4 orificios

T22630500 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 5 orificios

T22630600 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 6 orificios

T22630700 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 7 orificios

T22630800 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 8 orificios

T22630900 PLACA TREBOLAR Ø4,5 - BLOQUEADA 9 orificios

T22640500 PLACA PUUDU TIBIAL 5 mm

T22640700 PLACA PUUDU TIBIAL 7,5 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22641000	PLACA PUUDU TIBIAL	10 mm
T22641200	PLACA PUUDU TIBIAL	12,5 mm
T22641500	PLACA PUUDU TIBIAL	15 mm
T22641700	PLACA PUUDU TIBIAL	17,5 mm
T22650500	PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA	5 mm
T22650700	PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA	7,5 mm
T22651000	PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA	10 mm
T22651200	PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA	12,5 mm
T22651500	PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA	15 mm
T22651700	PLACA PUUDU TIBIAL - BLOUEADA	17,5 mm
T22660500	PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA	5 mm
T22660700	PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA	7,5 mm
T22661000	PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA	10 mm
T22661200	PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA	12,5 mm
T22661500	PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA	15 mm
T22661700	PLACA PUUDU FEMORAL - BLOQUEADA	17,5 mm
T22670300	PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA	3 orificios x 0 mm
T22670306	PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION ANGULAR 90° - BLOQUEADA	3 orificios x 6 mm

T22670314 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 90° - BLOQUEADA 3 orificios x 14 mm

T22670400 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 90° - BLOQUEADA 4 orificios x 0 mm

T22670406 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 90° - BLOQUEADA 4 orificios x 6 mm

T22670414 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 90° - BLOQUEADA 4 orificios x 14 mm

T22680300 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 100° - BLOQUEADA 3 orificios x 0 mm

T22680306 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 100° - BLOQUEADA 3 orificios x 6 mm

T22680314 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 100° - BLOQUEADA 3 orificios x 14 mm

T22680400 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 100° - BLOQUEADA 4 orificios x 0 mm

T22680406 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 100° - BLOQUEADA 4 orificios x 6 mm

T22680414 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 100° - BLOQUEADA 4 orificios x 14 mm

T22690300 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 0 mm

T22690306 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 6 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22690314 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 110° - BLOQUEADA 3 orificios x 14 mm

T22690400 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 110° - BLOQUEADA 4 orificios x 0 mm

T22690406 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 110° - BLOQUEADA 4 orificios x 6 mm

T22690414 PLACA PEDIATRICA Ø4,5 PARA OSTEOTOMIA DE CORRECCION
ANGULAR 110° - BLOQUEADA 4 orificios x 14 mm

T22703503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 35mm x3
orificios

T22703504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 35mm x 4
orificios

T22704003 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 40mm x 3
orificios

T22704004 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 40mm x 4
orificios

T22704503 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 45mm x 3
orificios

T22704504 CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA 45mm x 4
orificios

T22705003	CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA	50mm x 3
	orificios	
T22705004	CLAVO PLACA PEDIATRICO 90° -Ø4,5- BLOQUEADA	50mm x 4
	orificios	
T22713503	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA	35mm x3
	orificios	
T22713504	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA	35mm x 4
	orificios	
T22714003	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA	40mm x 3
	orificios	
T22714004	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA	40mm x 4
	orificios	
T22714503	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA	45mm x 3
	orificios	
T22714504	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA	45mm x 4
	orificios	
T22715003	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA	50mm x 3
	orificios	
T22715004	CLAVO PLACA PEDIATRICO 95° -Ø4,5- BLOQUEADA	50mm x 4
	orificios	
T22720700	PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA	7 orificios
T22720800	PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA	8 orificios
T22720900	PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA	9 orificios
T22721000	PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA	10 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22721100 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 11 orificios
T22721200 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 12 orificios
T22721300 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 13 orificios
T22721400 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 14 orificios
T22721500 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA 15 orificios
T22730700 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 7 orificios
T22730800 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 8 orificios
T22730900 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 9 orificios
T22731000 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 10 orificios
T22731100 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 11 orificios
T22731200 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 12 orificios
T22731300 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 13 orificios
T22731400 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 14 orificios
T22731500 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA 15 orificios
T22740700 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA
7 orificios
T22740800 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA
8 orificios
T22740900 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA
9 orificios

T22741000 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA

10 orificios

T22741100 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA

11 orificios

T22741200 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA

12 orificios

T22741300 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA

13 orificios

T22741400 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA

14 orificios

T22741500 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL IZQUIERDA -BLOQUEADA

15 orificios

T22750700 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

7 orificios

T22750800 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

8 orificios

T22750900 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

9 orificios

T22751000 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

10 orificios

T22751100 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

11 orificios

T22751200 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

12 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22751300 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

13 orificios

T22751400 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

14 orificios

T22751500 PLACA CONF. PARA CONDILO FEMORAL DERECHA - BLOQUEADA

15 orificios

T22760800 PLACA COBRA 8 orificios

T22760900 PLACA COBRA 9 orificios

T22761000 PLACA COBRA 10 orificios

T22761100 PLACA COBRA 11 orificios

T22761200 PLACA COBRA 12 orificios

T22770400 PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA 4 orificios

T22770600 PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA 6 orificios

T22770800 PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA 8 orificios

T22771000 PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA 10 orificios

T22771200 PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA 12 orificios

T22771400 PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA 14 orificios

T22780400 PLACA SUPRACONDILAR DERECHA 4 orificios

T22780600 PLACA SUPRACONDILAR DERECHA 6 orificios

T22780800 PLACA SUPRACONDILAR DERECHA 8 orificios

T22781000 PLACA SUPRACONDILAR DERECHA 10 orificios

T22781200	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA	12 orificios
T22781400	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA	14 orificios
T22790400	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA - BLOQUEADA	4 orificios
T22790600	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA - BLOQUEADA	6 orificios
T22790800	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA - BLOQUEADA	8 orificios
T22791000	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA - BLOQUEADA	10 orificios
T22791200	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA - BLOQUEADA	12 orificios
T22791400	PLACA SUPRACONDILAR IZQUIERDA - BLOQUEADA	14 orificios
T22800400	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios
T22800600	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	5 orificios
T22800800	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	6 orificios
T22801000	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	7 orificios
T22801200	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	8 orificios
T22801400	PLACA SUPRACONDILAR DERECHA - BLOQUEADA	9 orificios
T22810400	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA	4 orificios
T22810600	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA	6 orificios
T22810800	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA	8 orificios
T22811000	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA	10 orificios
T22811200	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA	12 orificios
T22811400	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA	14 orificios
T22820400	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA	4 orificios
T22820600	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA	6 orificios
T22820800	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA	8 orificios
T22821000	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA	10 orificios



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación
y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

T22821200	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA	12 orificios
T22821400	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA	14 orificios
T22830400	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA	4 orificios
T22830600	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA	6 orificios
T22830800	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA	8 orificios
T22831000	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA	10 orificios
T22831200	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA	12 orificios
T22831400	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA - BLOQUEADA	14 orificios
T22840400	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA	4 orificios
T22840600	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA	6 orificios
T22840800	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA	8 orificios
T22841000	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA	10 orificios
T22841200	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA	12 orificios
T22841400	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA - BLOQUEADA	14 orificios

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Período de vida útil: 3 (tres) años.

Forma de presentación: envasados individualmente.

Método de esterilización: ETO.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: OSEO TECH de SUAREZ HUGO GUILLERMO Y SUAREZ

JOSE FRANCISCO S.H.

Lugar/es de elaboración: JULIAN AGÜERO 4132, CIUDAD DE CORDOBA,
PROVINCIA DE CORDOBA, ARGENTINA.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-2331-1,
con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición
autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-5560-17-0

Disposición N° **6536** 26 JUN. 2018

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.