



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-46099351-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2023-46099351-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma DROGUERIA APONOR S.A. solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos para la Especialidad Medicinal denominada PERIOLIMEL N4E 1500 ml - PERIOLIMEL N4E 2000 ml / AMINOÁCIDOS, GLUCOSA y LÍPIDOS, Forma Farmacéutica y Concentración: EMULSIÓN INYECTABLE 1500 ml / ALANINA, 5.50 g; ARGININA 3.72 g; ACIDO ASPÁRTICO 1.10 g; ACIDO GLUTÁMICO 1.90 g; GLICINA 2.63 g; HISTIDINA 2,26 g; ISOLEUCINA 1.90 g; LEUCINA 2,63 g; LISINA (COMO ACETATO DE LISINA) 2.99 g (4,21 g); METIONINA 1.90 g; FENILALANINA 2.63 g; PROLINA 2.26 g; SERINA 1.50 g; TREONINA 1.90 g; TRIPTOFANO 0.64 g; TIROSINA 0,10 g; VALINA 2.43 g; ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO 1.73 g; GLICEROFOSFATO DE SODIO MONOHIDRATADO 2,87 g; CLORURO DE POTASIO 1,79 g; CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0.67 g; CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,44 g; GLUCOSA ANHIDRA (COMO GLUCOSA MONOHIDRATO) 112,50 g (123,75 g); ACEITE DE SOJA REFINADO + ACEITE DE OLIVA REFINADO 45,00 g; y EMULSIÓN INYECTABLE 2000 ml / ALANINA, 7,33 g; ARGININA 4,96 g; ACIDO ASPÁRTICO 1.46 g; ACIDO GLUTÁMICO 2,53 g; GLICINA 3,51 g; HISTIDINA 3,02 g; ISOLEUCINA 2,53 g; LEUCINA 3,51 g; LISINA (COMO ACETATO DE LISINA) 3,98 g (5,62 g); METIONINA 2,53 g; FENILALANINA 3,51 g; PROLINA 3,02 g; SERINA 2,00 g; TREONINA 2,53 g; TRIPTOFANO 0.85 g; TIROSINA 0,13 g; VALINA 3,24 g; ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO 2,31 g; GLICEROFOSFATO DE SODIO MONOHIDRATADO 3,82 g; CLORURO DE POTASIO 2,38 g; CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0.90 g; CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,59 g; GLUCOSA ANHIDRA (COMO GLUCOSA MONOHIDRATO) 150,000 g (165,00 g); ACEITE DE SOJA REFINADO + ACEITE DE OLIVA REFINADO 60,00 g; aprobada por Certificado N° 57.117.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de

Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96.

Que la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma DROGUERIA APONOR S.A. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada PERIOLIMEL N4E 1500 ml - PERIOLIMEL N4E 2000 ml / AMINOÁCIDOS, GLUCOSA y LÍPIDOS, Forma Farmacéutica y Concentración: EMULSIÓN INYECTABLE 1500 ml / ALANINA, 5.50 g; ARGININA 3.72 g; ACIDO ASPÁRTICO 1.10 g; ACIDO GLUTÁMICO 1.90 g; GLICINA 2.63 g; HISTIDINA 2,26 g; ISOLEUCINA 1.90 g; LEUCINA 2,63 g; LISINA (COMO ACETATO DE LISINA) 2.99 g (4,21 g); METIONINA 1.90 g; FENILALANINA 2.63 g; PROLINA 2.26 g; SERINA 1.50 g; TREONINA 1.90 g; TRIPTOFANO 0.64 g; TIROSINA 0,10 g; VALINA 2.43 g; ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO 1.73 g; GLICEROF0SFATO DE SODIO MONOHIDRATADO 2,87 g; CLORURO DE POTASIO 1,79 g; CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0.67 g; CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,44 g; GLUCOSA ANHIDRA (COMO GLUCOSA MONOHIDRATO) 112,50 g (123,75 g); ACEITE DE SOJA REFINADO + ACEITE DE OLIVA REFINADO 45,00 g; y EMULSIÓN INYECTABLE 2000 ml / ALANINA, 7,33 g; ARGININA 4,96 g; ACIDO ASPÁRTICO 1.46 g; ACIDO GLUTÁMICO 2,53 g; GLICINA 3,51 g; HISTIDINA 3,02 g; ISOLEUCINA 2,53 g; LEUCINA 3,51 g; LISINA (COMO ACETATO DE LISINA) 3,98 g (5,62 g); METIONINA 2,53 g; FENILALANINA 3,51 g; PROLINA 3,02 g; SERINA 2,00 g; TREONINA 2,53 g; TRIPTOFANO 0.85 g; TIROSINA 0,13 g; VALINA 3,24 g; ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO 2,31 g; GLICEROF0SFATO DE SODIO MONOHIDRATADO 3,82 g; CLORURO DE POTASIO 2,38 g; CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0.90 g; CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,59 g; GLUCOSA ANHIDRA (COMO GLUCOSA MONOHIDRATO) 150,000 g (165,00 g); ACEITE DE SOJA REFINADO + ACEITE DE OLIVA REFINADO 60,00 g; el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2023-54300422-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 57.117, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y prospectos. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2023-46099351-APN-DGA#ANMAT

Js

ab

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa  
Date: 2023.06.12 14:33:38 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.06.12 14:33:45 -03:00

PROYECTO DE PROSPECTO**PERIOLIMEL®****Aminoácidos, Glucosa, Lípidos**

Industria Belga

Venta Bajo Receta

Emulsión inyectable parenteral de gran volumen con electrolitos en bolsa de tres compartimentos

**FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA**

<b>Principio Activo:</b>	<b>N4E/ 1500 mL</b>	<b>N4E/ 2000 mL</b>
Alanina (g)	5,50	7,33
Arginina(g)	3,72	4,96
Acido Aspártico(g)	1,10	1,46
Acido Glutámico(g)	1,90	2,53
Glicina(g)	2,63	3,51
Histidina(g)	2,26	3,02
Isoleucina(g)	1,90	2,53
Leucina(g)	2,63	3,51
Lisina (como acetato de Lisina) (g)	2,99 (4,21)	3,98 (5,62)
Metionina(g)	1,90	2,53
Fenilalanina(g)	2,63	3,51
Prolina(g)	2,26	3,02
Serina(g)	1,50	2,00
Treonina(g)	1,90	2,53
Triptofano(g)	0,64	0,85
Tirosina(g)	0,10	0,13
Valina(g)	2,43	3,24
Acetato de Sodio Trihidratado(g)	1,73	2,31
Glicerofosfato de sodio Monohidratado(g)	2,87	3,82
Cloruro de Potasio(g)	1,79	2,38
Cloruro de Magnesio Hexahidratado(g)	0,67	0,90
Cloruro de Calcio Dihidratado (g)	0,44	0,59
Glucosa Anhidra (como Glucosa Monohidrato) (g)	112,50 (123,75)	150,00 (165,00)
Aceite de soja refinado + Aceite de oliva refinado*(g)	45,00	60,00

<b>Excipientes:</b>	<b>N4E/ 1500 mL</b>	<b>N4E/ 2000 mL</b>
Fosfolípidos de huevo purificados(g)	2,7	3,6
Glicerol(g)	5,06	6,75
Oleato de Sodio(g)	0,07	0,09
Hidróxido de Sodio	c.s.p. pH	c.s.p. pH
Ácido Acético Glacial	c.s.p. pH	c.s.p. pH
Ácido Clorhídrico	c.s.p. pH	c.s.p. pH
Agua para Inyección	c.s.p. 1500mL	c.s.p. 2000mL

\*Mezcla de aceite de oliva refinado (aproximadamente el 80%) y aceite de soja refinado (aproximadamente el 20%)



**ACCION TERAPEUTICA**

Soluciones para nutrición parenteral /asociaciones.  
Código ATC: B05BA10

**INDICACIONES**

PERIOLIMEL está indicado en la nutrición parenteral de adultos y niños de más de 2 años de edad, en quienes la alimentación oral o enteral es imposible o insuficiente o se halla contraindicada.

**CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS Y PROPIEDADES****Propiedades farmacodinámicas**

El contenido de nitrógeno (L-aminoácidos) y valor energético (glucosa y triglicéridos) de PERIOLIMEL permiten mantener un adecuado equilibrio nitrógeno/energía.

El nitrógeno y la energía son necesarios para el funcionamiento normal de todas las células del cuerpo, y son importantes para la síntesis de proteínas, el crecimiento, la curación de heridas, la función inmune, la función muscular y muchas otras actividades celulares.

Esta fórmula contiene electrolitos.

La emulsión lipídica contenida en PERIOLIMEL es una asociación de aceite de oliva refinado y aceite de soja refinado (relación 80/20), en la cual la distribución aproximada de ácidos grasos es la siguiente:

- 15% de ácidos grasos saturados
- 65% ácidos grasos monoinsaturados
- 20% de ácidos grasos esenciales polinsaturados

La relación de fosfolípidos/triglicéridos es de 0,06. El contenido moderado de ácidos grasos esenciales (EFA) mejora el estado de sus derivados superiores al tiempo que corrige la deficiencia de EFA.

El aceite de oliva contiene una cantidad significativa de alfatocoferol, el que combinado con un aporte moderado de ácidos grasos poliinsaturados contribuye a mejorar el nivel de vitamina E y reduce la peroxidación lipídica.

La solución de aminoácidos contiene 17 L-aminoácidos (de ellos, 8 aminoácidos esenciales) indispensables para la síntesis proteica.

También los aminoácidos representan una fuente de energía. Su oxidación conduce a la excreción de nitrógeno en forma de urea.

El perfil aminoacídico queda definido como sigue:

- Aminoácidos esenciales/aminoácidos totales: 44,8 %
- Aminoácidos esenciales (g)/nitrógeno total (g): 2,8 %
- Aminoácidos de cadena ramificada/aminoácidos totales: 18,3 %

La fuente de carbohidratos es dextrosa. La dextrosa (glucosa) es la principal fuente de energía en el cuerpo.

**Propiedades farmacocinéticas**

Los constituyentes de PERIOLIMEL (aminoácidos, electrolitos, glucosa y lípidos) son distribuidos, metabolizados y eliminados como si se los hubiese administrado en forma individual.

**Datos preclínicos de seguridad**

No se han realizado estudios sobre el potencial carcinogénico, la toxicidad reproductiva y del desarrollo y el potencial genotóxico en el producto final para PERIOLIMEL.

PROYECTO DE PROSPECTO

Los estudios preclínicos de toxicidad efectuados con la emulsión lipídica contenida en PERIOLIMEL pusieron en evidencia las modificaciones usualmente observadas al momento de un aporte elevado de una emulsión lipídica: esteatosis hepática, trombocitopenia y un nivel elevado de colesterol.

Por lo contrario, los estudios preclínicos realizados con las soluciones de aminoácidos y glucosa contenidas en PERIOLIMEL, de composiciones cualitativas y concentraciones diferentes, no han revelado una toxicidad particular.

**Absorción**

No aplica ya que este medicamento se administra por vía intravenosa.

**Distribución**

Los componentes de la formulación se distribuyen a todas las células del cuerpo.

**Metabolismo**

Los aminoácidos, la dextrosa y los triglicéridos son metabolizados por todas las células del cuerpo.

La dextrosa y los triglicéridos se metabolizan a dióxido de carbono. Los electrolitos no se metabolizan.

**Eliminación**

El desperdicio de nitrógeno se convierte en urea en el hígado y se excreta por los riñones. Los pulmones excretan el dióxido de carbono. Los electrolitos se almacenan en el cuerpo o se excretan en el hígado, los intestinos, los riñones o la piel.

**Linealidad/No linealidad**

No aplica.

**Características en Poblaciones Especiales**

La farmacocinética no se ha investigado en poblaciones o condiciones especiales de pacientes.

**Relación(es) Farmacocinéticas/Farmacodinámicas**

No aplica.

**POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN****Posología**

PERIOLIMEL no se recomienda en los niños de menos de 2 años de edad, dado que la composición y el volumen no son apropiados. (Ver "Advertencias especiales y precauciones para su empleo", "Propiedades farmacodinámicas" y "propiedades farmacocinéticas")

Después de la reconstitución, la mezcla es homogénea y de aspecto lechoso

La dosis máxima diaria no debe excederse en pacientes adultos y pediátricos. Debido a la composición estática de la bolsa multi-cámara, la capacidad de satisfacer simultáneamente todas las necesidades de nutrientes del paciente puede no ser posible. Puede existir situaciones clínicas en las cuales los pacientes requieran cantidades de nutrientes que varíen de la composición de la bolsa estática. En esta situación, debe tenerse en cuenta el impacto de cualquier ajuste de volumen (dosis) y el efecto resultante tendrá en la dosificación de todos los demás componentes de nutrientes de PERIOLIMEL.

Aunque hay un contenido natural de oligoelementos y vitaminas en el producto, los niveles son insuficientes para cumplir con los requisitos del cuerpo y deben agregarse para evitar el desarrollo de deficiencias. Consulte las instrucciones para hacer adiciones a este producto.

PROYECTO DE PROSPECTO***En el adulto***

La dosificación depende del gasto energético, del estado clínico del paciente, el peso corporal y de su capacidad de metabolizar los constituyentes de PERIOLIMEL, así como del complemento de energía o de proteínas administradas por vías oral/enteral. En consecuencia, la presentación debe elegirse en función del peso corporal del paciente.

Las necesidades diarias son:

- De 0,16 a 0,35 g de nitrógeno/kg de peso corporal (1 a 2 g de aminoácidos/kg), según el estado nutricional y el grado de estrés catabólico del paciente.
- De 20 a 40 kcal/kg
- 20 a 40+ ml de líquido/kg, o 1 a 1.5 ml por kcal gastada.

† Esto depende de no alimentar en exceso las calorías o proteínas del paciente

La dosis diaria máxima de PERIOLIMEL es determinada por el aporte hídrico, de 40 ml/kg, correspondiente a 1 g/kg de aminoácidos, 3 g/kg de glucosa, 1,2 g/kg de lípidos, 0,8 mmol/kg de sodio y 0,6 mmol /kg de potasio. En un paciente de 70 kg esto equivale a 2800 ml de PERIOLIMEL por día, o sea un aporte de 71 g de aminoácidos, 210 g de glucosa y 84 g de lípidos (es decir, 1680 kcal no proteicas y 1960 kcal totales).

La administración debe aumentarse progresivamente en el curso de la primera hora, ajustándose luego en función de la dosis a administrar, del aporte diario de volumen y de la duración de la infusión.

El velocidad de infusión máxima de PERIOLIMEL es de 3,2 ml/kg/h, lo que corresponde a 0,08 g/kg/h de aminoácidos, 0,24 g/kg/h de glucosa y 0,10 g/kg/h de lípidos.

***En niños de más de dos años de edad***

No se han llevado a cabo estudios en población pediátrica

La posología depende del gasto energético, del estado clínico del paciente y de su capacidad de metabolizar los constituyentes de PERIOLIMEL, así como del complemento de energía o de proteínas administradas por vías oral/enteral. En consecuencia, la presentación debe elegirse en función del peso corporal del paciente.

Por otra parte, las necesidades diarias de líquidos, nitrógeno y energía disminuyen continuamente con la edad. Deben tenerse en cuenta dos grupos, de 2 a 11 y de 11 a 16-18 años de edad.

Los factores limitantes de PERIOLIMEL en los grupos de edades pediátricas mencionadas son la concentración de fosfato en la dosis diaria y la concentración de lípidos respecto de la velocidad, lo que tiene por consecuencia los siguientes aportes:

Las pautas para la velocidad máxima recomendada de infusión por hora y el volumen por día para pacientes pediátricos son:

PROYECTO DE PROSPECTO

## PERIOLIMEL N4E:

Componente	2 a 11 años		12 a 18 años	
	Recomendado Dosis diaria máxima [ª]	Volúmen máximo de PERIOLIMEL [ª]	Recomendado Dosis diaria máxima [ª]	Volúmen máximo de PERIOLIMEL [ª]
<b>Dosis Diaria Máxima</b>				
líquidos (ml/kg/día)	60 - 120	45	50 - 80	45
aminoácidos (g/kg/día)	1 - 2 (hasta 2,5)	1,1	1 - 2	1,1
glucosa (g/kg/día)	1,4 - 8,6	3,4	0,7 - 5,8	3,4
lípidos (g/kg/día)	0,5 - 3	1,4	0,5 - 2 (hasta 3)	1,4
energía total (Kcal/kg/día)	30 - 75	31,5	20 - 55	31,5

[ª] Valores recomendados de las Directrices ESPGHAN / ESPEN / ESPR 2018

[ª] La concentración de magnesio es el factor limitante para la dosis diaria máxima en ambos grupos de edad

Tasa máxima por hora				
Componente	2 a 11 años		12 a 18 años	
	Recomendado tasa máxima por hora [ª]	Tasa máxima por hora de PERIOLIMEL [ª]	Recomendado tasa máxima por hora [ª]	Tasa máxima por hora de PERIOLIMEL [ª]
OLIMEL (ml/kg/h)		4,3		3,2
amonoácidos (g/kg/h)	0,20	0,11	0,12	0,08
glucosa (g/kg/h)	0,36	0,33	0,24	0,24
lípidos (g/kg/h)	0,13	0,13	0,13	0,10

[ª] Valores recomendados de las Directrices ESPGHAN / ESPEN / ESPR 2018

[ª]: la concentración de lípidos es el factor limitante para la tasa máxima por hora en el grupo de 2 a 11 años.

[ª]: la concentración de glucosa es el factor limitante para la tasa máxima por hora en el grupo de 12 a 18 años.

En general, la administración debe aumentar progresivamente en el curso de la primera hora, ajustándose luego en función de la dosis a administrar, del aporte diario de volumen y de la duración de la infusión.

De manera general, en los niños pequeños se recomienda dar inicio a la infusión con una dosis menor (es decir, 12,5 a 25 ml/kg), aumentando progresivamente hasta la dosis máxima (ver antes).

Respecto de las instrucciones concernientes a la preparación y la manipulación de la emulsión, ver sección "Precauciones particulares para la eliminación y manipulación".

En razón de su osmolaridad baja, PERIOLIMEL puede ser administrado en una vena periférica o central.

La duración recomendada para la infusión de una bolsa de nutrición parenteral es de 12 a 24 horas.

El tratamiento con nutrición parenteral puede continuar por el tiempo que el estado clínico del paciente lo exija.

Los oligoelementos y las vitaminas se deben agregar en cantidades suficientes para cumplir con los requisitos individuales del paciente y evitar que se desarrollen deficiencias. Vea las instrucciones para hacer adiciones a este producto. (PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LA ELIMINACION Y LA MANIPULACION).

**PROYECTO DE PROSPECTO****Complementaciones**

Este producto no contiene oligoelementos ni vitaminas.

PERIOLIMEL puede ser utilizado puro o de ser necesario, después de su complementación con electrolitos, oligoelementos o vitaminas (Ver "advertencias especiales y precauciones para su empleo y precauciones particulares para la eliminación y manipulación).

**CONTRAINDICACIONES**

El uso de PERIOLIMEL® está contraindicado en las siguientes poblaciones/situaciones:

- Recién nacidos prematuros, lactantes y niños de menos de 2 años de edad.
- Hipersensibilidad conocida al huevo, soya, proteínas del maní o productos de maíz (ver sección 4.4), o a cualquiera de las sustancias activas o excipientes nombrados en la sección 6.1.
- Anomalías congénitas del metabolismo de aminoácidos.
- Hiperlipidemia severa o problemas graves del metabolismo lipídico caracterizados por hipertrigliceridemia.
- Hiperglicemia severa
- Las formulaciones de PERIOLIMEL con electrolitos no se deben administrar a pacientes con concentraciones plasmáticas elevadas de sodio, potasio, magnesio, calcio y/o fósforo.

Las contraindicaciones generales de una infusión intravenosa son las siguientes:

- Edema pulmonar agudo
- Hiperhidratación
- Insuficiencia cardíaca descompensada
- Deshidratación hipotónica
- Estados de inestabilidad (como estados postraumáticos graves, diabetes mellitus descompensada, fase aguda de un shock circulatorio, infarto agudo de miocardio, acidosis metabólica grave, septicemia grave y coma hiperosmolar)

**ADVERTENCIAS ESPECIALES Y PRECAUCIONES DE USO.**

Si se manifiestan signos o síntomas de reacción alérgica (como sudores, fiebre, escalofríos, cefaleas, erupciones cutáneas o disnea), la infusión debe ser interrumpida de inmediato. Este producto medicinal contiene aceite de soja y fosfolípidos de huevo, capaces de causar raramente reacciones de hipersensibilidad. Se han observado reacciones alérgicas cruzadas entre los granos de soja y las proteínas del maní.

La adición excesiva de calcio y fósforo puede provocar la formación de precipitados de fosfato de calcio, lo que puede conducir a una oclusión vascular. (Ver "Incompatibilidades" y "Precauciones particulares para la eliminación y manipulación"

Los trastornos severos del equilibrio hidroelectrolítico, los estados hipervolémicos graves y los problemas graves del metabolismo deben ser corregidos antes de dar comienzo a la infusión. Al principio de la infusión intravenosa se requiere una supervisión clínica particular.

Durante el tratamiento deben controlarse el equilibrio hidroelectrolítico, la osmolaridad sérica, los triglicéridos séricos, el equilibrio ácido-base, la glucemia, los exámenes de la función hepática y renal, la coagulación y los valores hematimétricos (incluyendo las plaquetas)

Con productos similares se han informado enzimas hepáticas elevadas y colestasis. En caso de sospecha de insuficiencia hepática debe contemplarse la supervisión del nitrógeno sérico.

Cuando el aporte nutricional no se ha adaptado a las necesidades del paciente o cuando la capacidad metabólica de los componentes alimentados no fue evaluada de manera precisa pueden surgir complicaciones metabólicas. Pueden aparecer efectos metabólicos indeseables en caso de administración inapropiada o inadaptada de nutrimentos o en caso de una composición inadecuada de la mezcla en relación con las necesidades específicas del paciente.

La administración de soluciones de aminoácidos puede producir una insuficiencia aguda de folato, por lo que se recomienda administrar diariamente ácido fólico.

PROYECTO DE PROSPECTO

Periolimel contiene glucosa derivada del maíz. Las soluciones que contengan dextrosa deben usarse con precaución en pacientes con alergia conocida al maíz o a los productos de maíz. Ceftriaxona no debe administrarse simultáneamente con soluciones que contengan calcio por vía intravenosa, incluido PERIOLIMEL, a través de la misma línea de infusión (Ej., mediante un conector en Y) debido al riesgo de precipitación de ceftriaxona-sal de calcio.

Si se usa la misma línea de infusión para la administración secuencial, la línea debe enjuagarse completamente con un líquido compatible entre infusiones.

Se han notificado precipitados vasculares pulmonares que causan émbolos vasculares pulmonares e insuficiencia pulmonar en pacientes que reciben nutrición parenteral. En algunos casos, se han producido resultados fatales. La adición excesiva de calcio y fosfato aumenta el riesgo de la formación de precipitados de fosfato de calcio. Se han informado precipitados incluso en ausencia de sal de fosfato en la solución. También se ha informado sobre precipitación, distal al filtro en línea y sospecha de formación de precipitados en el torrente sanguíneo.

Además de la inspección de la solución, el equipo de infusión y el catéter también deben revisarse periódicamente para detectar precipitados. Si se presentan signos de insuficiencia pulmonar, debe detenerse la infusión y debe iniciarse la evaluación médica.

No se deben realizar adiciones de productos médicos o sustancias a la bolsa o la emulsión reconstituida sin antes verificar la compatibilidad y estabilidad de la preparación resultante (en especial la estabilidad de la emulsión lipídica), ya que la formación de precipitados o la desestabilización de la emulsión de lípidos podría provocar la oclusión vascular.

Pueden ocurrir infección y sepsis como resultado del uso de catéteres intravenosos para administrar formulaciones parenterales, mantenimiento deficiente de los catéteres o soluciones contaminadas. La inmunosupresión y otros factores como la hiperglucemia, la malnutrición y/o su estado de enfermedad subyacente pueden predisponer a los pacientes a complicaciones infecciosas. La monitorización sintomática y de laboratorio cuidadosa para detectar fiebre/escalofríos, leucocitosis, complicaciones técnicas con el dispositivo de acceso y hiperglucemia puede ayudar a reconocer infecciones tempranas. La aparición de complicaciones sépticas se puede disminuir con un énfasis mayor en la técnica aséptica en la colocación y el mantenimiento del catéter, así como en la técnica aséptica en la preparación de la fórmula nutricional.

Se ha reportado el "síndrome de sobrecarga de grasa" que puede ser causado por una administración inadecuada (Ej., Una sobredosis y/o velocidad de infusión más alta que la recomendada); sin embargo, los signos y síntomas de este síndrome también pueden ocurrir cuando el producto se administra de acuerdo con las instrucciones. La capacidad reducida o limitada de metabolizar los lípidos contenidos en PERIOLIMEL acompañado de una depuración plasmática prolongada puede provocar un síndrome de sobrecarga de grasa. Este síndrome se asocia con un deterioro repentino en la condición clínica del paciente y se caracteriza por hallazgos como fiebre, anemia, leucopenia, trombocitopenia, trastornos de la coagulación, hiperlipidemia, infiltración grasa en el hígado (hepatomegalia), deterioro de la función hepática y manifestaciones del sistema nervioso central (por ejemplo, coma). El síndrome generalmente es reversible cuando se detiene la infusión de la emulsión de lípidos.

Volver a alimentar a los pacientes gravemente desnutridos puede provocar el síndrome de realimentación que se caracteriza por el desplazamiento intracelular de potasio, fósforo y magnesio\_a medida que el paciente se vuelve anabólico. También pueden desarrollarse deficiencia de tiamina y la retención de líquidos. La vigilancia cuidadosa y el aumento gradual de la ingesta de nutrientes evitando la sobrealimentación pueden prevenir estas complicaciones. Este síndrome ha sido reportado con productos similares.



PROYECTO DE PROSPECTO

Monitoree el balance hídrico y electrolítico, la osmolaridad sérica, los triglicéridos séricos, el equilibrio ácido-base, la glucosa en sangre, la función hepática y renal y el hemograma, incluidas las plaquetas y los parámetros de la coagulación durante el tratamiento.

Usar con precaución y llevar a cabo regularmente exámenes clínicos y de laboratorio en las siguientes situaciones:

**Cardiovascular**

Usar con precaución en pacientes con edema pulmonar o insuficiencia cardíaca. El estado del fluido debe ser monitorizado de cerca.

**Insuficiencia Hepática**

Use con precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave, incluida colestasis o enzimas hepáticas elevadas. Los parámetros de la función hepática deben ser monitorizados de cerca.

**Endocrino y Metabolismo**

Pueden ocurrir complicaciones metabólicas si la ingesta de nutrientes no se adapta a los requerimientos del paciente, o la capacidad metabólica de cualquier componente dietético dado no se evalúa con precisión. Pueden surgir efectos metabólicos adversos la administración de nutrientes inadecuados o excesivos o de una composición inapropiada de una mezcla para las necesidades de un paciente en particular.

Se debe controlar con regularidad las concentraciones séricas de triglicéridos y la capacidad del cuerpo para metabolizar los lípidos. Si se sospecha una anomalía en el metabolismo de los lípidos, se recomienda el control de los triglicéridos en suero según sea clínicamente necesario. En caso de hiperglucemia, la velocidad de infusión de PERIOLIMEL debe ajustarse y/o administrarse insulina.

**Renal**

Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal. El estado de líquidos y electrolitos debe ser monitorizado de cerca en estos pacientes.

Se deben corregir los trastornos severos de equilibrio de agua y electrolitos, los estados de sobrecarga de líquidos severos y los trastornos metabólicos graves antes de comenzar la infusión.

Se debe controlar regularmente la concentración sérica de triglicéridos y la habilidad del cuerpo de eliminar los lípidos

Durante la infusión, las concentraciones séricas de triglicéridos no deben pasar de 3 mmol/l. En caso de sospecha de un problema del metabolismo lipídico se recomienda medir cada día las concentraciones séricas de triglicéridos, después de dejar pasar un período de 5 a 6 horas sin administración de lípidos. En el adulto, el suero debe ser límpido luego de las 6 horas de la interrupción de la infusión que contiene la emulsión lipídica. No debe administrarse la próxima infusión si las concentraciones séricas de triglicéridos no han regresado a los valores iniciales.

En caso de infusión en una vena periférica puede desarrollarse una tromboflebitis. En sitio de inserción del catéter debe ser controlado todos los días, de modo de detectar cualquier signo local de tromboflebitis

En caso de complementación, antes de la administración debe medirse la osmolaridad final de la mezcla. De acuerdo con la osmolaridad final, la mezcla obtenida debe ser administrada por vía venosa central o periférica.

PERIOLIMEL debe ser administrado con prudencia en los pacientes que presenten osmolaridad aumentada, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia cardíaca o disfunción pulmonar.

En los pacientes que padecen malnutrición, la instauración de nutrición parenteral puede precipitar un desequilibrio líquido, produciendo edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, así como un descenso en la concentración sérica de potasio, fósforo, magnesio y vitaminas hidrosolubles. Estos cambios pueden sobrevenir entre 24 y 48 horas. La nutrición

**PROYECTO DE PROSPECTO**

parenteral debe ser iniciada con precaución y lentamente bajo estrecha supervisión y ajustando correctamente los niveles de líquidos, electrolitos, oligoelementos y vitaminas.

**Precauciones especiales en pediatría**

En caso de administración a niños de más de 2 años de edad es indispensable usar una bolsa tal que el volumen se corresponda con la posología diaria.

PERIOLIMEL no está indicado en los niños de menos de 2 años de edad dado que:

- El aporte de glucosa es muy bajo, lo cual conduce a una baja relación glucosa/lípidos
- La ausencia de cisteína produce un perfil inapropiado de aminoácidos.
- La concentración de calcio es muy baja
- El volumen de las bolsas no es el apropiado

En los niños de más de dos años de edad la cantidad de fosfato limita los aportes diarios. En consecuencia, debe preverse la complementación de todos los macronutrientes y de calcio.

El velocidad de infusión máxima es de 5,7 ml/kg/h en los niños de 2 a 11 años de edad y de 4,3 ml/kg/h en los de 12 a 18 años.

Siempre es necesaria la complementación con vitaminas y oligoelementos. Deben utilizarse fórmulas pediátricas.

Con el fin de prevenir los riesgos vinculados con una velocidad de infusión muy elevada se aconseja respetar una infusión continua y controlada.

PERIOLIMEL debe administrarse con cautela en pacientes predispuestos a la retención de electrolitos.

La infusión intravenosa de aminoácidos se acompaña de una excreción urinaria aumentada de oligoelementos, particularmente de cobre y zinc. Esto se tendrá en cuenta en relación con la posología de los oligoelementos, sobre todo en caso de nutrición por vía intravenosa de larga duración.

**PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LA ELIMINACION Y LA MANIPULACION*****a. Como abrir***

- Retire el embalaje exterior.
- Quitar el saco absorbente de oxígeno/.
- Verificar la integridad de la bolsa y de los cierres no permanentes. Utilizar únicamente si la bolsa no se encuentra dañada, si los cierres no permanentes están intactos (es decir, sin mezcla de contenidos de los tres compartimentos), si la solución de aminoácidos y de glucosa son límpidas, incoloras o de color amarillo pálido y se hallan prácticamente exentas de partículas visibles, y si la emulsión lipídica es un líquido homogéneo de aspecto lechoso.

***b. Mezcla de las soluciones y de la emulsión***

Es necesario asegurarse de que el producto esté a temperatura ambiente antes de abrir los cierres no permanentes.

Enrollar la bolsa manualmente sobre sí misma, comenzando por la parte superior (del lado del ojalillo de suspensión). Los cierres no permanentes desaparecerán del lado de los sitios. Se continuará enrollando la bolsa hasta que los cierres queden abiertos hasta la cerca de la mitad de su longitud.

Mezclar invirtiendo la bolsa al menos 3 veces.

Luego de la reconstitución, la mezcla es una emulsión homogénea y de aspecto lechoso.

***c. Complementaciones***

La capacidad de la bolsa es suficiente como para permitir la complementación con vitaminas, electrolitos y oligoelementos. Toda complementación (incluso con vitaminas) se añadirá a la mezcla reconstituida (después de la apertura de los cierres no permanentes y de la mezcla de los tres compartimentos).



PROYECTO DE PROSPECTO

Por otra parte, las vitaminas también pueden ser añadidas al compartimento de la glucosa antes de la reconstitución de la mezcla (antes de la apertura de los cierres no permanentes y de la mezcla de los tres compartimentos).

Para la adición de electrolitos, se debe tener en cuenta los electrolitos ya presentes en la bolsa. La complementación debe tener lugar en condiciones de asepsia y debe ser efectuada por personal calificado.

Las formulaciones de PERIOLIMEL se pueden suplementar con electrolitos. Los niveles máximos totales de sodio, magnesio, potasio y calcio enumerados en la tabla a continuación se demostraron mediante los datos de estabilidad y no deben considerarse recomendaciones de dosificación. La suplementación con electrolitos debe ser dictada por las necesidades clínicas del paciente y no debe exceder las pautas nutricionales. Para las formulaciones de electrolitos, los electrolitos ya presentes en la bolsa deben tenerse en cuenta cuando se alcance el nivel total máximo.

Adiciones a PERIOLIMEL/OLIMEL (para todas las formulaciones) por 1000 mL de mezcla ternaria	
Aditivo	Nivel Total Máximo
Sodio	150 mmol
Potasio	150 mmol
Magnesio	5.6 mmol
Calcio	5.0 (3.5 <sup>a</sup> ) mmol

<sup>a</sup>Valor correspondiente a la adición de fosfato inorgánico.

Las formulaciones OLIMEL/PERIOLIMEL que contengan electrolitos pueden complementarse con fosfato inorgánico/orgánico según la tabla siguiente:

Adiciones de fosfato inorgánico/orgánico to PERIOLIMEL por 1000 mL	
Aditivo	Nivel Total Máximo
Fosfato inorgánico para PERIOLIMEL	8.0 mmol
Fosfato orgánico para PERIOLIMEL	23.5 mmol <sup>b</sup>

<sup>b</sup> Incluido el fosfato proporcionado por la emulsión de lípidos.

#### d. Oligoelementos y vitaminas

Se ha demostrado la estabilidad con preparaciones de vitaminas y oligoelementos disponibles en el mercado (conteniendo un máximo de 1 mg de hierro).

La compatibilidad de otras complementaciones está disponible a pedido.

En caso de complementación debe medirse la osmolaridad final de la mezcla antes de su administración por una vena periférica.

Para realizar la complementación:

- Respetar las condiciones de asepsia
- Preparar el sitio de inyección de la bolsa
- Punzar el sitio de inyección e inyectar los aditivos con ayuda de una aguja para inyección o un dispositivo de reconstitución
- Mezclar el contenido de la bolsa con los aditivos

#### e. Preparación de la infusión

Respetar las condiciones de asepsia.

Colgar la bolsa.

Retirar el protector de plástico del sitio de administración.

Insertar firmemente el perforador del equipo de infusión en el sitio de administración.

PROYECTO DE PROSPECTO*f. Administración*

Para uso único.

Administrar el producto medicinal únicamente después de haber abierto los cierres no permanentes entre los 3 compartimentos y de haber mezclado los contenidos de ellos.

Verificar que no exista separación de fases en la emulsión final para infusión.

Una vez abierta la bolsa, utilizar su contenido de inmediato. Nunca debe conservárselo para una infusión ulterior. No deben reconectarse las bolsas parcialmente utilizadas.

No conectar en serie, de modo de evitar el riesgo de embolia gaseosa debido al aire contenido en la primera bolsa.

Debe eliminarse todo producto no utilizado o residuo, así como todos los accesorios necesarios.

**EFFECTOS ADVERSOS**

Los efectos adversos pueden ser resultado de un uso inapropiado (por ejemplo, sobredosis, velocidad de infusión muy elevada) (Ver "Advertencias especiales y precauciones para su empleo" y "sobredosis")

Al comienzo de la infusión, cualquiera de los signos anormales siguientes (sudores, fiebre, escalofríos, cefaleas, erupciones cutáneas, disnea) debe conducir a la interrupción inmediata de la infusión.

Se evaluó la seguridad y la eficacia clínica de OLIMEL N9-840 en un estudio aleatorizado doble ciego con un control activo durante cinco días. Veintiocho (28) pacientes con diferentes condiciones médicas (ayuno postoperatorio, desnutrición severa, ingesta enteral insuficiente o prohibida) se incluyeron en el grupo OLIMEL y recibieron el medicamento hasta 40 ml/kg/día. El investigador juzga las siguientes siete (7) reacciones adversas según se relaciona con PERIOLIMEL.

<b>Reacciones Adversas en Ensayo Clínico</b>		
<b>Clasificación por Órganos y Sistemas (SOC)</b>	<b>Término MedDRA Preferido</b>	<b>Frecuencia</b>
Trastornos del Sistema Inmune	Hipersensibilidad incluyendo hiperhidrosis, pirexia, escalofríos, dolor de cabeza, rash cutáneo (eritematoso, papular, pustular, macular, generalizado), prurito, hot flush, disnea (a)	No Conocida (b)
Trastornos Cardíacos	Taquicardia	Comun
Trastornos Gastrointestinales	Dolor Abdominal	Común (a)
	Diarrea	Común (a)
	Nausea	Común (a)
	Vómitos	No conocido (b)
TRASTORNOS DEL METABOLISMO Y NUTRICIONALES	Disminución del apetito	Común (a)
	Hipertrigliceridemia	Común (a)
Trastornos vasculares	Hipertensión	Común (a)
Trastornos generales y condiciones en el sitio de administración.	Extravasación, que puede resultar en el nivel del sitio de infusión en: dolor, irritación, hinchazón/edema, eritema/calor, necrosis cutánea, ampollas/vesículas, inflamación, endurecimiento, rigidez en la piel.	No conocido

**PROYECTO DE PROSPECTO**

(a) La frecuencia se define como muy común ( $\geq 1/10$ ); común ( $\geq 1/100$ , ( $\geq 1/10$ ), poco común ( $\geq 1/1000$ , ( $\geq 1/100$ ); raro ( $\geq 1/10000$ , ( $\geq 1/1000$ ); muy raro ( $\geq 1/10000$ ), o no conocido (no se puede estimar por los datos disponibles).

(b) ADRs informados durante la experiencia de post – comercialización con PERIOLIMEL.

Las siguientes reacciones adversas en la experiencia posterior a la comercialización, se describieron en otras fuentes en relación con productos de nutrición parenteral similares, la recencia de estos eventos no es conocida.

- Trastornos en el sistema linfático y sanguíneo, trombocitopenia.
- Trastornos hepatobiliares: colestasa, hepatomegalia, ictericia.
- Trastornos en el sistema inmune: hipersensibilidad.
- Lesiones, intoxicación y complicaciones procesales: Enfermedad hepática asociada con nutrición parenteral.
- Investigaciones: Aumento de la fosfatasa alcalina en sangre, aumento en la transaminasa, aumento de la bilirrubina en sangre, enzimas hepáticas elevadas.
- Trastornos renales y urinarios: azotemia.
- Trastornos vasculares: Precipitaciones vasculares pulmonares (embolia pulmonar y distrés respiratorio)

**Síndrome de sobrecarga grasa (muy raro)**

La disminución de la capacidad de eliminar los lípidos contenidos en PERIOLIMEL puede provocar un síndrome de sobrecarga grasa, en caso de sobredosis pero así también al inicio de una infusión efectuada de acuerdo con las instrucciones, acompañándose de un agravamiento agudo del estado clínico del paciente. Se caracteriza por hiperlipidemia, fiebre, esteatosis hepática, hepatomegalia, anemia, leucopenia, trombocitopenia, problemas de coagulación y coma, requiriendo hospitalización. Por lo general, todos estos síntomas son reversibles luego de la interrupción de la infusión de la emulsión lipídica.

**INTERACCION CON OTROS PRODUCTOS MEDICINALES Y OTRAS FORMAS DE INTERACCION**

No se han llevado a cabo estudios de interacción

PERIOLIMEL no puede ser administrado simultáneamente con sangre a través de la misma tubuladura de infusión, en razón del riesgo de pseudoaglutinación.

Los lípidos contenidos en esta emulsión pueden interferir con los resultados de ciertos exámenes de laboratorio (por ejemplo, bilirrubina, lactatodeshidrogenasa, saturación de oxígeno, hemoglobina) si la obtención de la muestra sanguínea se ha efectuado antes de la eliminación de los lípidos (que normalmente son eliminados después de un período de 5 ó 6 horas desde que se interrumpió la administración de lípidos).

No se debe coadministrar ceftriaxona con soluciones intravenosas conteniendo calcio debido al riesgo de precipitación de la sal ceftriaxona-calcio.

El aceite de soya tiene un contenido natural de vitamina K1 que puede contrarrestar la actividad anticoagulante de los derivados de la cumarina, incluida la Warfarina.

Los lípidos contenidos en esta emulsión pueden interferir con los resultados de ciertas pruebas de laboratorio (por ejemplo, bilirrubina, lactato deshidrogenasa, saturación de oxígeno, hemoglobina sanguínea) si la muestra de sangre se toma antes de eliminar los lípidos (estos generalmente se eliminan después de un período de 5 a 6 horas sin recibir lípidos).

Debido al contenido de potasio de PERIOLIMEL, se debe tener precaución en pacientes tratados con diuréticos ahorradores de potasio (por ejemplo: Amilorida, espironolactona, triamptireno), inhibidores de convertidores de angiotensina, bloqueantes de angiotensina II o los inmunosupresores tacrolimus o ciclosporina debido al riesgo de hiperkalemia.

PROYECTO DE PROSPECTO**FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA**

No existen datos clínicos acerca del uso de PERIOLIMEL en mujeres embarazadas o que estén en período de lactancia. De ser necesario, el producto puede ser considerado durante el embarazo y la lactancia, teniendo en cuenta el uso y las indicaciones de PERIOLIMEL.

**EFFECTOS SOBRE LA HABILIDAD PARA MANEJAR VEHICULOS Y USAR MAQUINAS**

No se han estudiado los efectos sobre la aptitud para conducir vehículos y utilizar máquinas

**INCOMPATIBILIDADES**

No se debe añadir otros medicamentos o sustancias a uno de los tres componentes de la bolsa o a la emulsión reconstituida sin verificar previamente su compatibilidad y la estabilidad de la preparación final (en particular, la estabilidad de la emulsión lipídica)

Así, por ejemplo, pueden producirse incompatibilidades con una acidez excesiva (pH bajo) o nivel inapropiado de cationes divalentes ( $\text{Ca}^{2+}$  y  $\text{Mg}^{2+}$ ), tales que podrían desestabilizar la emulsión lipídica. Como con cualquier mezcla de nutrición parenteral, se deben considerar las proporciones de calcio y fosfato. El exceso de calcio y fosfato, especialmente en forma de sales minerales, puede

dar como resultado la formación de precipitados de fosfato de calcio. PERIOLIMEL contiene iones de calcio que presentan un riesgo adicional de coagulación precipitada en sangre o componentes anticoagulados/conservados con citrato.

Soluciones intravenosas conteniendo calcio, como PERIOLIMEL, no deben coadministrarse con ceftriaxona (Ver " INTERACCION CON OTROS PRODUCTOS MEDICINALES Y OTRAS FORMAS DE INTERACCION)

Debe verificarse la compatibilidad con las soluciones administradas simultáneamente mediante el mismo equipo de administración, catéter o cánula. Si se usa la misma línea de infusión para administración secuencial, la línea debe enjuagarse completamente con un líquido compatible entre infusiones

No se debe infundir sangre antes, durante o después, usando el mismo equipo debido al riesgo de pseudoaglutinación.

**SOBREDOSIFICACIÓN**

En caso de administración inadecuada (sobredosis y/o velocidad de infusión superiores a las recomendadas), pueden presentarse náuseas, vómitos, escalofríos, dolor de cabeza, sofocos, hiperhidrosis y trastornos electrolíticos, y signos de hipervolemia o acidosis que pueden tener consecuencias graves o fatales. En tales situaciones, la infusión debe detenerse inmediatamente. Si es médicamente apropiado, puede estar indicada una intervención adicional. La administración excesivamente rápida de soluciones de Nutrición Parenteral Total (TPN), ha tenido consecuencias graves y fatales.

La hiperglucemia, la glucosuria y el síndrome hiperosmolar pueden desarrollarse si la velocidad de infusión de dextrosa excede el aclaramiento.

En algunos casos graves, puede ser necesaria la hemodiálisis, la hemofiltración o la hemodiafiltración.

La capacidad reducida o limitada para metabolizar los lípidos puede dar como resultado un síndrome de sobrecarga de grasa, cuyos resultados suelen ser reversibles después de detener la infusión de la emulsión lipídica.

Ante la eventualidad de una sobredosis concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

**PROYECTO DE PROSPECTO****CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

Protéjase de la luz. Consérvese en su empaque original a no más de 30°C hasta su preparación. Se recomienda usar el producto inmediatamente después de la apertura de los cierres no permanentes situados entre los 3 compartimentos. Una vez reconstituida la emulsión, se ha demostrado su estabilidad durante 7 días entre 2°C y 8°C, seguida de 48 horas a una temperatura no superior a 25°C.

A continuación de la adición de complementos (electrolitos, oligoelementos y vitaminas); ver "Precauciones particulares para la eliminación y manipulación".

Para mezclas específicas, se ha demostrado una estabilidad de uso de 7 días entre 2°C y 8°C, seguida de 48 horas por debajo de 25°C.

Desde el punto de vista microbiológico, toda mezcla debe ser utilizada de inmediato. En caso de un uso no inmediato, la duración y las condiciones de conservación después de la mezcla y antes de la utilización quedan bajo la sola responsabilidad del usuario. No deberían pasar más de 24 horas a una temperatura de 2°C y 8°C, salvo si la adición de complementos se ha realizado en condiciones de asepsia controladas y validadas.

No congelar.

Conservar dentro del embalaje externo.

**PRESENTACIONES**

1 caja con 4 unidades por 1500 ml en bolsa de 3 compartimentos.

1 caja con 4 unidades por 2000 ml en bolsa de 3 compartimentos.

**Naturaleza y contenido del envase**

La bolsa de tres compartimentos es una bolsa de plástico multicapa. El material de la capa interna (de contacto) de la bolsa es una mezcla de copolímeros poliolefínicos, compatible con las soluciones de aminoácidos y de glucosa y con las emulsiones lipídicas. Las demás capas son de EVA (acetato de vinilo-polietileno) y copoliéster.

El compartimento de glucosa incluye un sitio de inyección a utilizar para la complementación.

El compartimento de aminoácidos incluye un sitio de administración para la inserción del perforador del equipo de infusión. La bolsa está acondicionada en un embalaje exterior impermeable al oxígeno, con un absorbente de oxígeno

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS****Producto elaborado por:**

Baxter S.A.

Bd. R. Branquart 80B-7860 Lessines. Bélgica

**Importador y Distribuidor en Argentina:**

Droguería Aponor S.A.

Olive 836, (2000) Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57117

Dirección Técnica: Ramos Andrea, Farmacéutica.

Fecha última revisión:

Versión: ccds40220190702

®Baxter y PERIOLIMEL son marcas registradas de Baxter International Inc.



RAMOS Andrea Ines  
CUIL 27286095491



ZORZOLI Bruno  
CUIL 20277490448



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-46099351 PROSP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.05.12 15:53:30 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.05.12 15:53:32 -03:00