



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2020-74954941-APN-DGA#ANMAT

VISTO el N° EX-2020-74954941-APN-DGA#ANMAT del registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por dichas actuaciones la firma BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. solicita la rectificación de la Disposición ANMAT N° DI-2020-4914-APN-ANMAT#MS, por la cual se modificó la Inscripción en el RPPTM del N° PM-696-455, denominado: CONJUNTOS DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES, marca COOK.

Que por error, en el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2020-07030268-APN-INPM#ANMAT, se consignó el Dato Identificador Característico “Modelo/s” de forma errónea.

Que dicho error material se considera subsanable en los términos de lo normado por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Rectifícase la Disposición ANMAT N° DI-2020-4914-APN-ANMAT#MS en el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2020-07030268-APN-INPM#ANMAT el cual, quedará redactado como en el documento Anexo N° IF-2021-42228395-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- Practíquese la atestación correspondiente en la Disposición ANMAT N° DI-2020-4914-APN-ANMAT#MS cuando la misma se presente acompañada de la copia autenticada de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

N° EX-2020-74954941-APN-DGA#ANMAT

AM

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.03.15 17:51:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.03.15 17:51:54 -03:00

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma Barraca Acher Argentina S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 696-455 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: CONJUNTOS DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES.

Marca: COOK.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 4102/13 de fecha 27 de Junio de 2013.

Tramitado por expediente N° 1-47-20374/09-2.

DATO IDENTIFICATORIO O A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	27 de Junio de 2018	27 de Junio de 2023
Modelo/s:	C-PMS EQUIPO DE CATETER ARTERIAL C-PMS EQUIPO DE CATETER VENOSO CENTRAL C-PMS EQUIPO DE CATÉTER DE ARTERIA FEMORAL C-PMS EQUIPO DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE LA ARTERIA FEMORAL C-PMS PRESION AORTICA DISTAL/FEMORAL C-PMS VENOSO CENTRAL MICROPUNCTURE C-PMS EQUIPO DE CATETER PARA ARTERIA RADIAL MICROPUNCTURE@ C-PMS EQUIPO PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. C-PMS EQUIPO DE CATETER PARA ARTERIA RADIAL C-PUM EQUIPO DE CATETER VENOSO CENTRAL C-PUM EQUIPO DE CATETER	C-PMS-250 SET DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. C-PMS-250J-HMC-071699 SET DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. C-PMS-250-MONTES-A-092084 SET DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. C-PMS-250-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-250-RA SET DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL. C-PMS-251 SET DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. C-PMS-251J-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-251-RA SET DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL. C-PMS-300 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-300-FA SET DE CATÉTER DE ARTERIA FEMORAL. C-PMS-300J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-300-RA SET DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL.

	<p> PARA ARTERIA FEMORAL C-PUM VENOSO CENTRAL MICROPUNCTURE C-PUM EQUIPO PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN C-PUM EQUIPO DE CATETER PARA ARTERÍA RADIAL C-SDLM EQUIPO DE CATETER VENOSO CENTRAL C-UDLM CATETER VENOSO CENTRAL C-UDLM CATETER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUMEN C-UDLM MICROPUNCTURE DE DOBLE LUZ C-UTLM EQUIPO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL C-UTLM EQUIPO DE CATÉTER PIGTAIL VENOSO CENTRAL C-UTLM EQUIPO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN. </p>	<p> C-PMS-301-FA SET DE CATÉTER DE ARTERIA FEMORAL. C-PMS-301J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-301J-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-301-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-301-RA SET DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL. C-PMS-400 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-400-FA SET DE CATÉTER DE ARTERIA FEMORAL. C-PMS-400J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-400-RA SET DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL. C-PMS-400-RA-CHOP SET DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL. C-PMS-4014J-18-15.0-MP SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO CON MICROPUNCTURE® ACCESS. C-PMS-401-FA SET DE CATÉTER DE ARTERIA FEMORAL. C-PMS-401J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-401J-FA SET DE CATÉTER DE ARTERIA FEMORAL. C-PMS-500 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-500-FA SET DE CATÉTER DE ARTERIA FEMORAL. C-PMS-500J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-501J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMS-501J-DAP-PKG SET DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN AÓRTICA DISTAL/FEMORAL. C-PMS-501J-MP SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO CON MICROPUNCTURE® ACCESS. C-PMS-631J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. C-PMSY-250 BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-250-HOPKINS BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-250J-RA BANDEJA DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-250-RA BANDEJA DE </p>
--	--	---

		<p>CATÉTER DE ARTERIA RADIAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-250-RA-BH BANDEJA DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL CATÉTER DE POLIETILENO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-PMSY-251 BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-2512-15-4.0 BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-2512J-15-5.0 BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-251-BH BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN CATÉTER DE POLIETILENO CON REVESTIMIENTO DE- HEPARINA. C-PMSY-251J BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. CATÉTER DE POLIETILENO C-PMSY-251J-BH BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN CATÉTER DE POLIETILENO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-PMSY-251-OTP BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN- ARTERIAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-251-RA-OTP BANDEJA DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-300 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-300-FA SET DE CATÉTER DE ARTERIA FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-300J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-300J-FA BANDEJA DE CATÉTER PARA ARTERIA FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-300J-UT-A BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-300-PED BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-300-RA BANDEJA DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-300-RA-HOPKINS BANDEJA DE MONITORIZACION DE LA PRESIÓN ARTERIAL – CATÉTER DE</p>
--	--	---

		<p>POLIETILENO. C-PMSY-301J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-301J-BH BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-PMSY-301J-LDS-081897 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-301J-PED BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-301J-PED-OTP BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-301-RA BANDEJA DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-400-FA BANDEJA DE CATÉTER PARA ARTERIA FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-400-HURLEY-022388 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-400J-FA BANDEJA DE CATÉTER PARA ARTERIA FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-401-FA BANDEJA DE CATÉTER PARA ARTERIA FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-401J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-401J-FA BANDEJA DE CATÉTER PARA ARTERIA FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-401J-FA-MP BANDEJA DE CATÉTER PARA ARTERIA FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO CON MICROPUNCTURE® ACCES. C-PMSY-401J-MP BANDEJA DE CATÉTER PARA ARTERIA FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO CON MICROPUNCTURE® ACCES. C-PMSY-501J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-501J-DAP BANDEJA DE MONITORIZACION DE LA PRESIÓN AÓRTICA DISTAL/FEMORAL – CATÉTER DE POLIETILENO. C-PMSY-501J-HURLEY-022388 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIETILENO.</p>
--	--	---

		<p>C-PUM-300-RA SET DE CATÉTER DE ARTERIA RADIAL.</p> <p>C-PUM-301J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL.</p> <p>C-PUM-301J-CHILDRENS SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL.</p> <p>C-PUM-301J-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL.</p> <p>C-PUM-401J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL.</p> <p>C-PUM-501J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL.</p> <p>C-PUM-501J-FA SET DE CATÉTER PARA ARTERIA FEMORAL.</p> <p>C-PUM-501J-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL.</p> <p>C-PUMY-301J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-PUMY-301J-PED BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-PUMY-301J-PED-BH BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA.</p> <p>C-PUMY-4014J-21-5.0 BANDEJA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN – CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-PUMY-4014J-21-8.0 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-PUMY-401J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-PUMY-401J-Z BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-PUMY-501J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-PUMY-501J-RSC BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL – CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-PUMY-601J-CHOP- 020999 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL CATÉTER DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLM-501J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLM-501J-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLM-501J-LSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLM-501J-LSC-CAH SET DE</p>
--	--	--

		<p>CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-501J-MP SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON MICROPUNCTURE® ACCESS. C-UTLM-501J-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-501J-PED-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-501J-PED-MP SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON MICROPUNCTURE® ACCESS. C-UTLM-501J-RSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-501J-RSC-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-701J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-701J-LSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-701J-LSC-RD-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-701J-LSC-RD-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-701J-MP SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON MICROPUNCTURE® ACCESS. C-UTLM-701J-RD-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-701J-RSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-701J-RSC-RD-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-701J-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-901J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-901J-LSC-RD-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-901J-RD-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE</p>
--	--	---

		<p>TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-901J-RSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLM-901J-RSC-RD-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-5014J-18-12.0 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-CUSTOM-0033 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-CUSTOM-0034 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-CUSTOM-0035 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-LSC-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-LSC-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-MP SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON MICROPUNCTURE® ACCESS. C-UTLMY-501J-PED-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-PED-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-RSC-BH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-UTLMY-501J-RSC-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-501J-RSC-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-7017J-35-12.0-RD</p>
--	--	---

		<p>BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J- CHILDRENS SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-LSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-LSC-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-LSC-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-PED-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-PED- CHILDRENS- SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-PED-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-RSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-RSC-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-RSC-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-401J-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-501J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-501J-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-501J-CHILDRENS SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-501J-LSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UDLM-501J-LSC-CAH SET DE</p>
--	--	---

		<p>CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-LSC-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-PED SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-PED-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-PED-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-RSC SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-RSC-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-RSC- CHILDRENS SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-RSC-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-501J-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-751J SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-751J-LSC-MP-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO CON-MICROPUNCTURE® ACCESS. C-UDLM-751J-LSC-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-751J-RSC- SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-751J-RSC-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-751J-X-1 SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-801J-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLM-801J-RSC-CAH SET DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-4014J-18-6.0 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-BH BANDEJA DE</p>
--	--	--

		<p>CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO CON-REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-UDLMY-401J-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-CUSTOM- 0030 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-CUSTOM- 0031 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-CUSTOM- 0032 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-LSC-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-LSC-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-PED-BH BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO CON-REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-UDLMY-401J-PED-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-PED CHILDRENS-HCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-PED-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-PED-Z BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-RSC-BH BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO CON-REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-UDLMY-401J-RSC-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-RSC-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-401J-Z BANDEJA DE</p>
--	--	---

		<p>CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-5015J-18-10.0- MIN-051590 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-5015J-18-20.0 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-BH BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO CON-REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-UDLMY-501J-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-LSC-BH BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO CON-REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-UDLMY-501J-LSC-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-LSC-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-PED-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-PED-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-PED-Z BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-RSC-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-RSC-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-RSC-Z BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-501J-Z BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-7515J-35-8.0-X BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-801J-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE</p>
--	--	---

		<p>DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-801J-CCT-A BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-801J-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-801J-IHI-CCT-A BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-801J-RSC-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-801J-RSC-CCT-A BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-801J-RSC-IHI-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMY-801J-RSC-IHI-CCT-A BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMYJ-401J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMYJ-401J-PED BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMYJ-501J-PED BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMYJ-751E-MNP-CANADA-112210 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO CON-MICROPUNCTURE™ ACCESS. C-UDLMYJ-801J-CCT-A BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMYJ-801J-IHI-CCT-A BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMYJ-801J-RSC-CCT-A BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UDLMYJ-801J-RSC-IHI-CCT-A BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-CCT-RD BANDEJA DE</p>
--	--	--

		<p>CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-CUSTOM -0007 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-IHI-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-IHI-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-LSC-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-LSC-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-LSC-IHI-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-LSC-IHI-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-RSC-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-RSC-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-RSC-IHI-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-701J-RSC-IHI-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-IHI-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-IHI-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE</p>
--	--	---

		<p>TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-LSC-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-LSC-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-LSC-IHI-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-LSC-IHI-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-RSC-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-RSC-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-RSC-IHI-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMY-901J-RSC-IHI-CCT-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMYJ-501J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMYJ-501J-LSC BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMYJ-501J-LSC-WCE-BH-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA. C-UTLMYJ-501J-MP BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON MICROPUNCTURE® ACCESS. C-UTLMYJ-501J-PED BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO. C-UTLMYJ-501J-PED-MP BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON MICROPUNCTURE® ACCESS. C-UTLMYJ-501J-PED-WCE-BH-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE</p>
--	--	---

		<p>POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA.</p> <p>C-UTLMYJ-501J-RSC BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA.</p> <p>C-UTLMYJ-501J-RSC-MP BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON MICROPUNCTURE® ACCESS.</p> <p>C-UTLMYJ-501J-RSC-WCE-BH-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA.</p> <p>C-UTLMYJ-501J-WCE-BH-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA.</p> <p>C-UTLMYJ-701J BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLMYJ-701J-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLMYJ-701J-IHI-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLMYJ-701J-LSC-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLMYJ-701J-LSC-WCE-BH-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA.</p> <p>C-UTLMYJ-701J-RSC-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLMYJ-701J-RSC-IHI-CCT-A-RD BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO.</p> <p>C-UTLMYJ-701J-RSC-WCE-BH-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA.</p> <p>C-UTLMYJ-701J-WCE-BH-CCT BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE TRIPLE LUZ DE POLIURETANO CON REVESTIMIENTO DE HEPARINA.</p> <p>C-UTLMYJ-7034J-35-12.0 BANDEJA</p>
--	--	---

		DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO DE TRIPLE LUZ. C-UTLMYJ-7034J-35-8.0 BANDEJA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO DE TRIPLE LUZ.
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE N° 1-47-3110-2551-18-2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Anexo de Modificaciones PM 696-455

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.05.12 18:19:10 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.05.12 18:19:11 -03:00