



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-4679-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 11 de Mayo de 2018

Referencia: 1-47-3110-7383-17-2

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-7383-17-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-20-128, denominado SISTEMA QUIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL OFTÁLMICO, marca CONSTELLATION VISION SYSTEM.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-20-128, denominado: SISTEMA QUIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL OFTÁLMICO, marca CONSTELLATION VISION SYSTEM según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 1114/09 y tramitado por expediente N° 1-47-21230-08-9.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-20-128.

ARTICULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones a certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-7383-17-2

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.05.11 09:41:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117584
Date: 2018.05.11 09:41:27 -03'00'



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-20-128 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: SISTEMA QUIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL OFTÁLMICO

Marca: CONSTELLATION VISION SYSTEM

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 1114/09

Tramitado por expediente N° 1-47-21230-08-9

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION / RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	<p>Constellation Vision System, Accesorios e Insumos:</p> <p>8065751150 Constellation® Módulo de mesa</p> <p>8065751145 Sistema Constellation® con Laser PurePoint® incorporado</p> <p>8065751147 Sistema Constellation® con Laser PurePoint® incorporado</p> <p>8065751450 Constellation® Laser incorporado</p>	<p>Constellation Vision System, Accesorios e Insumos:</p> <p>8065751150, Módulo Superior de Mesa Constellation®</p> <p>8065751145, Sistema Constellation® con Láser PurePoint® Incorporado</p> <p>8065751147, Sistema Constellation® con Láser PurePoint® Incorporado</p> <p>8065751450, Láser Incorporado Constellation®</p> <p>8065751451, Base</p>

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

8065751451	Constellation® Unidad Base	Constellation®
8065751452	Constellation® Iluminador Auxiliar	8065751452, Iluminador Auxiliar Constellation®
8065751539	Constellation® Conjunto de brazo de bandeja.	8065751539, Conjunto de Brazo de Bandeja Constellation®
8065751540	Constellation® Contrapeso	8065751540, Contrapeso Constellation®
8065751541	Constellation® Columna de Soporte	8065751541, Columna de Soporte Constellation®
8065751548	Constellation® XT	8065751548, Constellation® XT
8065751549	Constellation® LT	8065751549 Constellation® LT
8065751550	Constellation® LXT	8065751550, Constellation® LXT
8065751551	Constellation® LX	8065751551, Constellation® LX
8065751552	Constellation® B	8065751552, Constellation® B
8065751553	Constellation® X	8065751553, Constellation® X
8065751554	Constellation® L	8065751554, Constellation® L
8065751558	Constellation® T	8065751558, Constellation® T
		8065751536, Mesa Superior Constellation® Ch
		8065751598, Constellation® XT Ch

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

8065751536 Constellation® tablero	8065751601, Constellation® LXT Ch
8065751598 Constellation® XT Ch	8065751597, Constellation® B Ch
8065751601 Constellation® LXT Ch	8065751594, Constellation® L Ch
8065751597 Constellation® B Ch	8065751559, Kit Brazo de Bandeja Constellation®
8065751594 Constellation® L Ch.	8065750968, Control Remoto Constellation®
8065751559 Constellation® Kit Brazo de Bandeja	8065750977, Interruptor de Pedal Constellation®
8065750968 Constellation® Control remoto.	8065751694, Manga de Presión Neumática
8065750977 Constellation® Interruptor de pedal	Constellation® 8065751817, Mesa Superior
8065751694 Constellation® Manga de presión neumática.	Constellation® Jp
8065751817 Constellation® Tablero Jp	8065752041, Constellation® XT Jp
8065752041 Constellation® XT Jp	8065752042, Constellation® LT Jp
8065752042 Constellation® LT Jp	8065752043, Constellation® LXT Jp
8065752043 Constellation® LXT Jp	8065752044, Constellation® T Jp
	8065752224, CR3 Kit Versión Actualizada
	Constellation® 8065752537, CR4 Kit Versión Actualizada

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>8065752044 Constellation® T Jp</p> <p>8065752224 Constellation® CR3 Kit versión actualizada</p> <p>8065752537 Constellation® CR4 Kit versión actualizada.</p> <p>8065752951 Constellation® Tablero Configuración prelanzamiento</p> <p>Insumos Constellation / Pure Point.</p> <p>8065750469 Conjunto, Ship, OZil HP</p> <p>8065750121 Infiniti™ Pieza de Mano de Ultrasonido.</p> <p>8065750888 Constellation® Pieza de mano Frag.</p> <p>562-1360-501 Interruptor de pedal Laser</p> <p>562-1362-501 Interbloqueo de Sala de Laser</p> <p>8065500201 Filtro. Microscopio Wild</p> <p>8065750448 Filtro de accionamiento frontal.</p>	<p>Constellation® 8065752951, Mesa Superior</p> <p>Constellation®- Configuración pre- lanzamiento</p> <p>Constellation/ Insumos PurePoint</p> <p>20000TP, Bolsa de Transferencia de Control Remoto</p> <p>562-1360-501, Interruptor de Pedal Láser</p> <p>562-1362-501, Interbloqueo de Sala de Láser</p> <p>8065500201, Filtro, Microscopio Wild</p> <p>8065750121, Pieza Manual de Ultrasonido Infiniti™</p> <p>8065750448, Filtro de Accionamiento Frontal. Microscopio</p> <p>8065750469, Pieza Manual OZil®</p> <p>8065750888, Pieza Manual de Fragmentación Constellation®</p> <p>8065750914, Juego de Tuberías de Infusión con Válvula de Infusión Automática</p>
--	--	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>Microscopio 8065751051 Filtro Passive Dr. 8065751050 PurePoint® LIO 8065814101 Juego de pieza de mano intercambiable Ultraflow™. 8065751163 Constellation® Cubierta del brazo de bandeja. 8065750914 Juego de tuberías de infusión con válvula de infusión automática 8065750917 Tubería de aspiración auxiliar 8065750918 Juego de tuberías de irrigación/aspiración. 8065750920 Juego de tuberías de administración GFI. 20000TP Bolsa de transferencia de control remoto. 8065751162 Constellation® Bolsas de drenaje autónomas. 8065750978 Sonda de</p>	<p>8065750917, Tubería de Aspiración Auxiliar 8065750918, Juego de Tuberías de Irrigación/Aspiración 8065750920, Juego de Tuberías de Administración GFI 8065750978, Sonda de Láser Recta Calibre 25 con RFID 8065750979, Sonda de Láser Curva Calibre 20 de aspiración CHANG con RFID 8065750980, Sonda de Láser Recta Calibre 20 de aspiración CHANG con RFID 8065750981, Sonda de Láser Recta Calibre 20 de aspiración CHANG de Punta blanda con RFID 8065750982, Sonda de Láser Iluminada y Curva Calibre 20 con RFID (104-C) 8065750983, Sonda de Láser Iluminada Recta Calibre 20 con RFID (104-S) 8065750985, Sonda de Láser Curva Calibre 20 Iluminada con</p>
--	---	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>laser recta calibre 25 con RFID 8065750979 Sonda de Laser curva calibre 20 de aspiración CHANG con RFID 8065750980 Sonda de Laser recta calibre 20 de aspiración CHANG con RFID. 8065750981 Sonda de Laser recta calibre 20 de aspiración CHANG de punta blanda con RFID 8065750985 Sonda de laser curva calibre 20 iluminada con RFID•SMA/RFID•ACMI 8065750986 Sonda de laser recta calibre 20 iluminada con RFID SMA/RFID-ACMI. 8065750989 Sonda de laser curva calibre 20 con RFID 8065750990 Sonda de laser recta calibre 20 con RFID 8065750991 Sonda de Laser recta calibre 23 con</p>	<p>RFID•SMA/RFID•ACMI 8065750986, Sonda de Láser Recta Calibre 20 Iluminada con RFID SMA/RFID-ACMI 8065750989, Sonda de Láser Curva Calibre 20 con RFID 8065750990, Sonda de Láser Recta Calibre 20 con RFID 8065750991, Sonda de Láser Recta Calibre 23 con RFID 8065751050, LIO PurePoint® 8065751051, Filtro Pasivo Dr. 8065751108, Sonda de Láser Calibre 20, de Articulación, Iluminada con RFID/ Ilum. 8065751109, Sonda de Láser Calibre 23, de Articulación, Iluminada con RFID/ Ilum. 8065751110, Sonda de Láser Calibre 25, de Articulación, Iluminada con RFID - Láser/ Ilum</p>
--	---	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

RFID	8065751112, Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 25
8065751108 Sonda de laser calibre 20, de articulación, iluminada con RFID	8065751113, Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 23 con RFID
8065751109 Sonda de laser calibre 23, de articulación, iluminada con RFID	8065751114, Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 25 con RFID
8065751110 Sonda de laser calibre 25, de articulación, iluminada con RFID Laser/Illum	8065751162, Bosas de Drenaje Autónomas Constellation®
8065751113 Sonda de laser de punta flexible calibre 23 con RFID	8065751163, Cubierta de brazo de Bandeja Constellation®
8065751114 Sonda de laser de punta flexible calibre 25 con RFID	8065752537, Kit de actualización, CR4 LIO
8065750982 Sonda de laser curva calibre 20, iluminada con RFID	8065814101, Conjunto de Pieza Manual Intercambiable Ultraflow™
8065750983 Sonda de laser recta calibre 20, iluminada con RFID	Sondas de Láser y UltraVit®
8065751112 Sonda de laser flexible, calibre 25 punta	8065010920, Iluminador de Ángulo Amplio de Fibra Óptica Calibre 20 RFID
8065752537 Conjunto Ship, kit de actualización,	8065011020, Iluminador Estándar De Fibra Óptica Calibre 20
	8065109202, Endoiluminador Calibre 20

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>CR4 IOL</p> <p>Sondas UltraVit®.</p> <p>8065750948</p> <p>Constellation® Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 20,5000 CPM</p> <p>8065750949</p> <p>Constellation® Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 23. 5000 CPM</p> <p>8065750950</p> <p>Constellation® Sonda de Vitrectomía UltraVit® calibre 25. -5000 CPM</p> <p>8065751017</p> <p>Constellation® Sonda de Vitrectomía UltraVit® calibre 20, 2500 CPM.</p> <p>8065751018</p> <p>Constellation® Sonda de Vitrectomía UltraVit® calibre 23, 2500 CPM</p> <p>8065751019</p> <p>Constellation® Sonda de Vitrectomía UltraVit® calibre 25, 2500 CPM</p> <p>8065751436</p> <p>Constellation® Sonda de Vitrectomía UltraVit® 25+ , 2500 CPM</p>	<p>Tipo Bala Blindado, ACMI</p> <p>8065750948, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 20 Constellation® 5000 CPM</p> <p>8065750949, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 23 Constellation® 5000 CPM</p> <p>8065750950, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25 Constellation® 5000 CPM</p> <p>8065750971, Endoiluminador Recto Calibre 20 con RFID</p> <p>8065750972, Endoiluminador Recto Calibre 23 con RFID</p> <p>8065750973, Endoiluminador Recto Calibre 20 Tipo Bala Blindado con RFID</p> <p>8065750974, Endoiluminador Tipo Bala Calibre 20 con RFID</p> <p>8065750975, Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 20 Sapphire con RFID</p>
--	---	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

8065751438 Constellation® Sonda de Vitrecomía UltraVit® 25+ , 5000 CPM con RFID 8065751438 Sonda de Vitrecomía ULTRAVIT® 25+ 5000 CPM 8065751570 Sonda de Vitrecomía ULTRAVIT® 25+ 7500 CPM 8065751617 Paquete de Vitrecomía 25+ TOTALPLUS® 7500 CPM 8065751618 Paquete de Vitrecomía 25+ TOTALPLUS® 7500 CPM Grande 8065751628 Paquete de Vitrecomía 25+ Essential 7500 CPM 8065751691 Paquete Comb Proc 25+ ESSENTIAL 5000 CPM 8065751687 Paquete Comb Proc 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM 8065751704 Sonda de Vitrecomía 25+ corta ULTRAVIT® 7500 CPM 8065751705 25+	8065750976, Endoiluminador Recto Calibre 25 con RFID 8065750998, Iluminador Calibre 20 Descubierta 8065751000, Iluminador Calibre 20 Ryan Pik 8065751001, Endoiluminador Calibre 20 de Irrigación de Extremos 8065751002, Iluminador Calibre 20 Mem Pik 8065751003, Endoiluminador Calibre 20 Tipo Bala Blindado, con pik 8065751017, Sonda de Vitrecomía UltraVit® Calibre 20, Constellation® 2500 CPM 8065751018, Sonda de Vitrecomía UltraVit® Calibre 23 Constellation® 2500 CPM 8065751019, Sonda de Vitrecomía UltraVit® Calibre 25 Constellation® 2500 CPM 8065751020, Sonda de Vitrecomía Anterior UltraVit® Calibre 20
---	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	Endoiluminador corto 8065751706 25+ Set de cánula de infusión corta 8065751785 Sonda de Vitrectomía de corte 25+ ULTRAVIT® 2500 CPM 8065751786 Sonda de Vitrectomía de corte 25+ ULTRAVIT® 5000 CPM . 8065751641 Set de Vitrectomía calibre 25 Essential 7500 CPM 8065751671 Equipo Básico Essential Comb Proc 8065751686 Equipo Básico ESSENTIAL Calibre 25 Comb Proc 5000 CPM 8065750950 Sonda de Vitrectomía calibre 25 ULTRAVIT® 5000 CPM 8065751569 Sonda de Vitrectomía calibre 25 ULTRAVIT® 7500 CPM 8065751783 Sonda de Vitrectomía calibre 25 ULTRAVIT® cortador 2500 CPM 8065751784 Sonda de Vitrectomía calibre 25 ULTRAVIT® cortador 5000	Constellation® 5000 CPM 8065751165, Endoiluminador Recto 25+ con RFID 8065751184, Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23 Sapphire con RFID 8065751185, Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25 Sapphire con RFID 8065751436, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25+ Constellation® 2500 CPM 8065751438, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25+ Constellation® 5000 CPM con RFID 8065751441, Endoiluminador recto 25+ con RFID 8065751486, Endoiluminador de Ángulo Amplio 25+ 8065751561, Sonda de Vitrectomía Anterior UltraVit® Calibre 23 Constellation® 5.000 CPM
--	--	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CPM	8065751569, Sonda de Vitrectomía Calibre 25
8065751780 Cánula de 6 mm calibre 25 1 Ct	Ultravit® 7500 CPM
8065751781 Cánula de 6 mm calibre 25 3 Ct	8065751570, UltraVit 25+ 7500 CPM
8065751778 Cánula de válvula de 6 mm calibre 25 3 Ct	8065751571, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 23, 7500 CPM
8065751782 Cánula de válvula de 6 mm calibre 25 1 Ct	8065751572, Iluminador Calibre 25 Pik con RFID
8065751589 Iluminador calibre 25 FLEX CRV LP	8065751573, Chandelier Calibre 23 con RFID
8065751676 Equipo Comb. Proc. calibre 20 ESSENTIAL 5000 CPM	8065751576, Iluminador Calibre 23 Pik con RFID
8065751571 Sonda de Vitrectomía calibre 23 ULTRAVIT® 7500 CPM	8065751577, Chandelier Calibre 25 con RFID
8065751681 Equipo Comb. Proc. calibre 23 ESSENTIAL 5000 CPM	8065751588, FLEX Calibre 23 Iluminada CRV LP
8065751620 Equipo Ant.Vit. calibre 23 ULTRAVIT® 7500 CPM	8065751589, Iluminador Calibre 25 FLEX CRV LP
8065751779 Cánula infusión con sutura calibre 23	8065751590, IFC LP RF LSR Calibre 23
8065751800 Cánula de válvula de 6 mm calibre 23	8065751591, IFC LP RF LSR Calibre 25
	8065751592, IFC LP RF LSR/II Calibre 23
	8065751593, IFC IP RF LSR/II Calibre 23
	8065751620, UltraVit® Anterior Calibre 23, 7500

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

1 Ct.	8065751801 Cánula de válvula de 6 mm calibre 23	CPM	8065751628, Paquete de Vitrectomía 25+ Essential 7500 CPM
3 Ct.	8065751871 Sonda calibre 23 iluminada ULTRAVIT®		8065751630, Paquete de Vitrectomía Calibre 23 Essential 7500 CPM
	8065751873 Sonda calibre 23 iluminada ULTRAVIT®		8065751641, Paquete de Vitrectomía Calibre 25 Essential 7500 CPM
	8065751588 FLEX calibre 23 iluminada CRV LP		8065751671, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Básico
	8065751590 IFC LP RF LSR calibre 23		8065751676, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 20 5000 CPM
	8065751591 IFC LP RF LSR calibre 25		8065751681, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 23 5000 CPM
	8065751592 IFC LP RF LSR/II calibre 23		8065751686, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 25 5000 CPM
	8065751593 IFC IP RF LSR/II calibre 23		8065751691, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 25+ 5000 CPM
	8065751569 Conjunto Ship, UltraVit calibre 25, 7500 CPM		8065751700, UltraVit® 27+ 7500 CPM
	8065751570 Conjunto Ship. UltraVit 25+ 7500 CPM		8065751701, Endoiluminador Recto 27+ con RFID
	8065751571 Conjunto Ship, UltraVit calibre 23, 7500 CPM		8065751704, UltraVit® 25+
	8065751620 Conjunto Ship, Anterior UltraVit calibre 23, 7500 CPM		

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

8065751700 Conjunto Ship, UltraVit 27+ 7500 CPM	SHT. 7500 CPM 8065751705, Endoiluminador Corto 25+
8065751704 Conjunto Ship, UltraVit 25+ SHT. 7500 CPM	8065751706, Set de Cánula de Infusión Corta 25+
8065750971 Endoiluminador recto calibre 20 con RFID	8065751778, Cánula de válvula de 6 mm Calibre 25 3 Ct.
8065750972 Endoiluminador recto calibre 23 con RFID	8065751779, Cánula Infusión con Sutura Calibre 23
8065750973 Endoiluminador recto calibre 20 Reforzado con RFID	8065751780, Cánula de 6 mm Calibre 25 1 Ct.
8065750974 Endoiluminador calibre 20 con RFID	8065751781, Cánula de 6 mm Calibre 25 3 Ct.
8065750975 Endoiluminador gran angular calibre 20 Sapphire con RFID	8065751782, Cánula de válvula de 6 mm Calibre 25 1 Ct.
8065750976 Endoiluminador recto calibre 25 con RFID	8065751783, Sonda de Vitrectomía de Corte Calibre 25 ULTRAVIT® 2500 CPM
8065751441 Endoiluminador recto 25+ con RFID	8065751784, Sonda de Vitrectomía de Corte Calibre 25 ULTRAVIT® 5000 CPM
8065751184	8065751785, Sonda de Vitrectomía de Corte 25+ ULTRAVIT® 2500 CPM
	8065751786, Sonda de Vitrectomía de Corte 25+ ULTRAVIT® 5000 CPM

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

Endoiluminador gran angular calibre 23 Sapphire con RFID 8065751185	8065751800, Cánula de válvula de 6 mm Calibre 23 1 Ct
Endoiluminador gran angular calibre 25 Sapphire con RFID 8065751572 Iluminador calibre 25 Pik con RFID 8065751576 Iluminador calibre 23 Pik con RFID 8065750998 Iluminador calibre 20 con extremo expuesto 8065751000 Iluminador calibre 20 Ryan Pik 8065751001	8065751801, Cánula de válvula de 6 mm Calibre 23 3 Ct 8065751871, Sonda Calibre 23 Iluminada ULTRAVIT® 8065751873, Sonda Calibre 23 Iluminada ULTRAVIT® 8065752134, Sonda UltraVit® Cent Calibre 23 8065752407, UltraVit® Calibre 23, 10K CPM 8065752408, UltraVit® Calibre 25, 10K CPM 8065752409, UltraVit® Calibre 25+,10K CPM
Endoiluminador calibre 20 irrigación de extremos 8065751002 Iluminador calibre 20 Mem Pik 8065751486	8065752411, UltraVit® Calibre 27+,10K CPM 8065752407, UltraVit®, Calibre 23, 10K CPM Bev 8065752408, UltraVit®, Calibre 25, 10K CPM Bev 8065752409, UltraVit® Calibre 25+,10K CPM Bev
8065751577 Chandelier calibre 25 con RFID 8065751573 Chandelier calibre 23 con RFID 8065751701	8065752411, UltraVit® Calibre 27+,10K CPM Bev 8065830020, HyperVit Calibre 23, 20K CPM
Endoiluminador recto 27+	

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>con RFID 8065751003 Endoiluminador calibre 20 con protección, con pik 8065109202 Endoiluminador calibre 20 con protección, ACMI 8065010920 Iluminador gran angular de fibra óptica calibre 20 RFID 8065011020 Iluminador estándar de fibra óptica calibre 20 8065751165 Endoiluminador recto 25+ con RFID Accesorios Infusión Extrusión 8065750188 Cánula de infusión calibre 25 8065750189 Trocar Plug calibre 25 8065750580 Cánula de infusión de retención automática calibre 20, 4.0 mm.- 8065750841 Cánula de infusión calibre 23 8065750842 Kit de piezas pequeñas calibre 23</p>	<p>8065830022, HyperVit Calibre 25+, 20K CPM 8065830023, HyperVit Calibre 27+, 20K CPM Accesorios de Extrusión e Infusión 8065750188, Cánula de Infusión Calibre 25 8065750189, Tapón Trocar Calibre 25 8065750404, Kit de Piezas Pequeñas Calibre 25 8065750580, Cánula de Infusión de Retención Automática Calibre 20, 4.0 mm 8065750837, Tapón Trocar Calibre 23 8065750841, Cánula de Infusión Calibre 23 8065750842, Kit de Piezas Pequeñas Calibre 23 8065751442, Kit de Piezas Pequeñas Calibre 25, Mejorado 8065751459, Cánula de Infusión Calibre 25 8065751698, Cánula de Infusión Calibre 27+ 8065751706, Set de</p>
--	---	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

8065751442 Kit de piezas pequeñas calibre 25 mejorado	Esclerotomía/ Infusión Calibre 25, 3,2 mm
8065751459 Cánula de infusión calibre 25	8065751779, Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23
8065751698 Cánula de infusión 27+	8065752121, Cánula de Infusión de Retención Automática Calibre 20 con Bandeja
8065751779 Cánula de infusión sutura calibre 23	8065752122, Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23, 4 mm con Bandeja
8065820001 Cánula de infusión 25 mm	8065752123, Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23, 4 mm con Bandeja
8065752121 Cánula de infusión de retención automática calibre 20 con bandeja	8065752124, Cánula de Infusión Calibre 25, con Bandeja
8065752122 Cánula de infusión sutura calibre 23, 4 mm con bandeja	8065752125, Cánula de Infusión Calibre 27+ con Bandeja
8065752123 Cánula de infusión sutura calibre 23, 4 mm con bandeja	8065752173, Cánula de Infusión Calibre 27+ con Bandeja de Arranque
8065752124 Cánula de infusión calibre 25, con bandeja	8065820001, Cánula de Infusión 25 mm
8065752125 Cánula de infusión 27+ con bandeja	Frag. de Lentes
8065752173 Cánula de infusión 27+ con bandeja de arranque	8065750888, Pieza Manual de Fragmentación
8065750404 Kit de piezas	Constellation®

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

pequeñas calibre 25 8065750837 Trocar calibre 23 Frag. Lentes 8065750888 Pieza de mano de fragmentación Constellation 8065750958 Paquete de fragmentación calibre 20 Diatermia 8065807901 Escobilla bipolar cónica calibre 20 8065804001 Escobilla bipolar calibre 18 8065804101 Escobilla bipolar calibre 19 con cable 8065804201 Escobilla recta calibre 20 8065804601 Escobilla curva calibre 18 8065807901 Escobilla con cable calibre 23 8065129001 Cable bipolar desechable 12 pies 8065128402 Cable diatérmico reutilizable 8065128301 Cable termal bipolar reutilizable 12' Llenado de Gas automático	8065750958, Paquete de Fragmentación Calibre 20 Diatermia 8065128301, Cable Termal Bipolar Reutilizable 12 pies 8065128402, Cable Diatérmico Reutilizable 8065129001, Cable Bipolar Reutilizable 12 pies 8065804001, Escobilla Bipolar Calibre 18 8065804101, Escobilla Bipolar Calibre 19 con Cable 8065804201, Escobilla Recta Calibre 20 8065804601, Escobilla Curva Calibre 18 8065807901, Escobilla Cónica Calibre 23 Llenado de Gas Automático 8065750957, Paquete de Control de Líquido Viscoso (VFC) Constellation® Calibre 20/ 23 8065751014, Paquete de Llenado de Gas Automático 8065797004, Cilindro de 450 gramos SF6 8065797005, Cilindro de
--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

8065751014 Paquete de llenado de gas automático	125 gramos SF6
8065797104 Cilindro de 450 gramos C3F8	8065797104, Cilindro de 450 gramos C3F8
8065797004 Cilindro de 450 gramos SF6	8065797105, Cilindro de 125 gramos C3F8
8065797105 Cilindro de 125 gramos C3F8	Piezas Manual U/S
8065797005 Cilindro de 125 gramos SF6	8065750121, Pieza Manual Ultrasonido Infiniti
8065750957 Paquete de control de líquido viscoso (VFC) Constellation® calibre 20/23	8065750469, Pieza Manual Infiniti® OZil®
725.01 Pieza de mano neumática Constellation®	Puntas U/S
Piezas de mano ultrasonido	30ET, 30° Epsilon. 1,1 mm
8065750121 Pieza de mano ultrasonido Infiniti	30KT, 30° KELMAN®, 1,1 mm
8065750469 Pieza de mano ultrasonido Infiniti® OZil®	30KTS, 30° KELMAN®, 0,9 mm
Puntas ultrasonido	30RT, 30° Redonda, 1,1 mm
30ET 30° Epsilon. 1,1 mm	30RTS, 30° Redonda, 0,9 mm
30KT 30° KELMAN®, 1,1 mm	45ET, 45° Epsilon. 1,1 mm
30KTS 30° KELMAN®, 0,9 mm	45KT, 45° KELMAN®, 1,1 mm
30RT 30° redonda, 1,1 mm	45KTS, 45° KELMAN®, 0,9 mm
	45RTS, 45° Redonda, 0,9 mm
	8065740807, 45° Redonda, 1,1 mm Ensanchada ABS
	8065740808, 30°

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

30RTS 30° redonda, 0,9 mm	KELMAN®, 1,1 mm Ensanchada ABS
45ET 45° Epsilon. 1,1 mm	8065740809, 45°KELMAN®,
45KT 45° KELMAN®. 1,1 mm	1,1 mm Ensanchada ABS
45KTS 45° KELMAN®. 0,9 mm	8065740837, 30° Redonda,
45RTS 45° redonda, 0,9 mm	0,9 mm Micro Punta Ensanchada ABS
8065740807 45° redonda,	8065740838, 45° Redonda,
1,1 mm ensanchada ABS	0,9 mm Micro Punta
8065740808 30°	Ensanchada ABS
KELMAN®, 1,1 mm	8065740839, 30°
ensanchada ABS	KELMAN®, 0,9 mm Micro
8065740809	Punta Ensanchada ABS
45°KELMAN®, 1,1 mm	8065740840, 45°
ensanchada ABS	KELMAN®, 0,9 mm Micro
8065740837 30° redonda,	Punta Ensanchada ABS
0,9 mm micro punta	8065750186, 30° Akahoshi,
ensanchada ABS	1,1 mm Ensanchada ABS
8065740838 45° redonda,	8065750261, 30° Redonda,
0,9 mm micro punta	0,9 mm Cónica ABS
ensanchada ABS	8065750262, 45° Redonda,
8065740839 30°	0,9 mm Cónica ABS
KELMAN®, 0,9 mm micro	8065750263, 30°KELMAN®,
punta ensanchada ABS	0,9 mm Cónica ABS
8065740840 45°	8065750264, 45°
KELMAN®, 0,9 mm micro	KELMAN®, 0,9 mm Cónica
punta ensanchada ABS	ABS
8065750186 30° Akahoshi,	8065750852, 30°
	KELMAN®, 0,9 mm mini
	Ensanchada ABS

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

1,1 mm ensanchada ABS 8065750261 30° redonda, 0,9 mm ajustada ABS 8065750262 45° redonda, 0,9 mm ajustada ABS 8065750263 30°KELMAN®, 0,9 mm ajustada ABS 8065750264 45° KELMAN®, 0,9 mm ajustada ABS 8065750852 30° KELMAN®, 0,9 mm mini ensanchada ABS 8065750853 45° KELMAN®, 0,9 mm mini ensanchada ABS 8065750868 30° KELMAN®, 1,1 mm ajustada ABS 8065750869 45° KELMAN®, 1,1 mm ajustada ABS 8065790019 0° redonda, 0,9 mm ABS 8065751176 30°OZIL® 12, 0,9 mm Mini- ensanchada ABS 8065751177 45°OZIL® 12, 0,9 mm Mini-	8065750853, 45° KELMAN®, 0,9 mm mini Ensanchada ABS 8065750868, 30° KELMAN®, 1,1 mm Cónica ABS 8065750869, 45° KELMAN®, 1,1 mm Cónica ABS 8065751176, 30°OZIL® 12, 0,9 mm Mini-Ensanchada ABS 8065751177, 45°OZIL® 12, 0,9 mm Mini- Ensanchada ABS 8065751178, Inversa OZIL® 12, 0,9 mm Mini Ensanchada ABS 8065751179, 30° Inversa OZIL® 12, 1,1 mm Mini- Ensanchada ABS 8065790019, 0° Redonda, 0,9 mm ABS 8065790020, 30° Redonda, 0,9 mm ABS 8065790021, 45° Redonda, 0,9 mm ABS 8065790022, 30° KELMAN®, 0,9 mm ABS 8065790023, 45°
--	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

<p>ensanchada ABS 8065751178 Reverse OZIL® 12, 0,9 mm Mini ensanchada ABS 8065751179 30° Reverse OZIL® 12, 1,1 mm Mini- ensanchada ABS 8065790020 30° redonda, 0,9 mm ABS 8065790021 45° redonda, 0,9 mm ABS 8065790022 30° KELMAN®, 0,9 mm ABS 8065790023 45° KELMAN®, 0,9 mm ABS Kits de piezas pequeñas de irrigación 8065740842 Kit de piezas pequeñas de mangas de infusión alta 0,9 mm MICROSMOOTH 8065740872 Kit de piezas pequeñas de mangas de infusión alta 1,1 mm MICROSMOOTH 8065750159 Kit de piezas pequeñas 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750160 Kit de piezas pequeñas 1,1 mm</p>	<p>KELMAN®, 0,9 mm ABS Kits de Piezas Pequeñas/ Irrigación 8065740842, Kit de Piezas Pequeñas de Mangas de Infusión Alta 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065740872, Kit de Piezas Pequeñas de Mangas de Infusión Alta 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750159, Kit de Piezas Pequeñas 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750160, Kit de Piezas Pequeñas 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750515, Kit de Piezas Pequeñas de Mangas Nano 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750516, Kit de Piezas Pequeñas de Mangas Nano 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750517, Kit de Piezas Pequeñas de Ultra-Mangas 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750518, Kit de Piezas Pequeñas de Ultra-Mangas 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750519, Kit de Piezas</p>
--	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>MICROSMOOTH® 8065750515 Kit de piezas pequeñas de mangas Nano 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750516 Kit de piezas pequeñas de mangas Nano 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750517 Kit de piezas pequeñas de ultra-mangas 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750518 Kit de piezas pequeñas de ultra-mangas 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750519 Kit de piezas pequeñas de micro-mangas 1,1 mm MICROSMOOTH® Accesorios I/A reutilizables 356-1009 Punta I/A 0,3 mm pequeña 356-1010 Punta I/A 0,3 mm curvada 356-1020 Punta I/A 0,3 mm curva y chorro de arena 8065751012 Punta I/A 033 OD, 3 mm Intrepid 8065751013 Punta I/A 033 OD, 3 mm curvada</p>	<p>Pequeñas de Micro Mangas 1,1 mm MICROSMOOTH® Accesorios I/A Reutilizables 356-1009, Punta I/A 0,3 mm de Diámetro Pequeño 356-1010, Punta I/A 0,3 mm Curva 356-1020, Punta I/A 0,3 mm Curva y Chorro de Arena 405-184, Herramientas/ Junta Tórica ULTRAFLOW® 8065740969, Punta I/A de Silicona Curva 8065740970, Punta I/A de Silicona Recta 8065751012, Punta I/A 033 OD, 3 mm Intrepid 8065751013, Punta I/A 033 OD, 3 mm Curva Intrepid 8065814101, Comp. de Pieza Manual IA ULTRAFLOW® 8065814201, Pieza Manual ULTRAFLOW® IA Solamente 8065814301, Punta IA ULTRAFLOW® Recta 8065814401, Punta IA ULTRAFLOW® Curva</p>
--	--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	Intrepid	8065814501, ULTRAFLOW®
	8065740969 Punta de	IA 45°
	silicona I/A curvada	8065814601, ULTRAFLOW®
	8065740970 Punta de	IA 90°
	silicona I/A recta	8065814701, ULTRAFLOW®
	405-184 Herramientas	IA 120°
	ULTRAFLOW® Junta tórica	8065814801, ULTRAFLOW®
	8065814101 Comp. de	CNL STTL
	pieza de mano	8065814901, ULTRAFLOW®
	IAULTRAFLOW®	Luer
	8065814201 Pieza de	8065817001, Punta Recta
	mano ULTRAFLOW® IA	SP ULTRAFLOW®, 3 mm
	solamente	8065817002, Protector de
	8065814301 Punta IA	Punta ULTRAFLOW®,
	ULTRAFLOW® recta	Autónomo
	8065814401 Punta IA	8065817201, Punta Curva
	ULTRAFLOW® curva	SP ULTRAFLOW® 45°, 3
	8065814501	mm
	ULTRAFLOW® IA 45°	8065817301, Punta Curva
	8065814601	SP ULTRAFLOW® 90°, 3
	ULTRAFLOW® IA 90	mm
	8065814701	8065817501, Luer de
	ULTRAFLOW® IA 120	irrigación SP ULTRAFLOW®
	8065814801	Solamente
	ULTRAFLOW® CNLSTTL	8065817601, Punta Curva
	8065814901	SP ULTRAFLOW® - 3 mm
	ULTRAFLOW® LUER	8065817801, Punta Roscada
	8065817001 Punta recta	- STTL
	SP ULTRAFLOW® 3 mm	8065-A001-01, Caja de I/A
	8065817002 Protector de	ULTRAFLOW®

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	punta ULTRAFLOW® autónomo 8065817201 Punta curvada SP ULTRAFLOW® 45° 3 mm 8065817301 Punta curvada SP ULTRAFLOW® 90°.3 mm 8065817501 Luer de irrigación SP ULTRAFLOW® 8065817601 Punta curva SP ULTRAFLOW® - 3 mm 8065817801 Punta roscada - STTL 8065-A001-01 Caja de I/A ULTRAFLOW ULTRAO-RNG RP Junta tórica de reemplazo Vitrectomía anterior 8065751020 Pack de Vitrectomía anterior calibre 20 Constellation 8065750352 Manga de irrigación coaxial de vitrectomía anterior 8065801351 Manga de irrigación de vitrectomía anterior 8065129101 Pinzas de	ULTRAO-RNG RP Junta Tórica de Reemplazo Vitrectomía Anterior 8065129002, Cable Diatérmico Desechable (Igual al Segmento Posterior) 8065129101, Pinzas de Relojero/ Iris Curvas 8065129301, Pinzas de Coaptación 8065129501, Pinzas de Relojero/ Iris Rectas 8065750352, Manga de Irrigación Coaxial de Vitrectomía Anterior 8065801351, Manga de Irrigación de Vitrectomía Anterior 8065804001, Escobilla Recta Calibre 18 8065804101, Escobilla Bipolar con Cable SU Calibre 18 Estéril 8065804201, Escobilla Recta Calibre 20 8065804301, Escobilla Bipolar con Cable SU Calibre 20 Estéril 8065804701, Escobilla
--	---	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>joyero iris curvas 8065129301 Pinzas de coaptación 8065129501 Pinzas de joyero iris rectas 8065804001 Escobilla recta calibre 18 8065804201 Escobilla recta calibre 20 8065806701 Escobilla de barrido amplio calibre 18 8065807901 Escobilla cónica calibre 23 8065804101 Escobilla Bipolar con cable SU calibre 18 Estéril 8065804301 Escobilla Bipolar con cable SU calibre 20 Estéril 8065804701 Escobilla Bipolar curva con cable SU calibre 18 Estéril 8065129002 Cable diatérmico desechable (Igual al segmento posterior) Productos Bipolares 8065127401 Pinzas Nadler tipo coaptación - 4", punta 0,4 mm</p>	<p>Bipolar con Cable SU Calibre 18 curva Estéril 8065806701, Escobilla de Barrido Amplio Calibre 18 8065807901 , Escobilla Cónica Calibre 23 Productos Bipolares 8065127401, Pinzas Nadler Tipo Coaptación - 4", Punta 0,4 mm 8065127501, Pinzas de Relojero Rectas 4", Punta 0,4 mm 8065127601, Pinzas de Relojero Curvas 4" Punta 0,4 mm 8065127701, Pinzas 4" Tenzel , Punta 0,4 mm 8065127801, Pinzas Adson 4 ¾ ", Punta 1.0 mm 8065127901, Pinzas de Iris Rectas 3 ½ ", Punta 0,4 mm 8065128001, Pinzas de Iris Curvas 3 ½ ", Punta 0,4 mm 8065128101, Pinzas de Coaptación 4 ¼ ", Punta 0,5 mm 8065128201, Pinzas de</p>
--	---	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

8065127501 Pinzas de joyero rectas 4", punta 0,4 mm	Coaptación 4 ¼ ", Extra Fina, 0,4 mm
8065127601 Pinzas de joyero curvas 4" punta 0,4 mm	8065128402, Cable Diatérmico Reutilizable (Igual al Segmento Posterior)
8065127701 Pinzas 4" tenzel, punta 0,4 mm	8065128501, Pinzas de Relojero Curvas 3 ½ ", Punta 0,4 mm
8065127801 Pinzas Adson 4 ¾", punta 1.0 mm	8065128601, Pinzas de coaptación 4" Titanium, Punta 0,5 mm
8065127901 Pinzas rectas iris 3 ½", punta 0,4 mm	8065128801, Pinzas Dentadas Rectas 4 ¾ ", Punta 0,4 mm
8065128001 Pinzas curvas iris 3 ½ ", punta 0,4 mm	812-2617-501, Casete de Procedimiento Combinado Constellation®
8065128101 Pinzas de coaptación 4 ¼", punta 0,5 mm	812-2617-502, Casete Posterior Constellation®
8065128201 Pinzas de coaptación 4 ¼", extra fina, 0,4 mm	812-2617-503, Casete Anterior Constellation®
8065128402 Cable diatérmico reutilizable (Igual al segmento posterior)	Paquetes para Vitrectomía Constellation
8065128501 Pinzas de joyero curvas 3 ½", punta 0,4 mm	8065751056, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM
8065128601 Pinzas de coaptación 4" Titanium, punta 0,5 mm	8065751057, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM Ancho

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

8065128801 Pinzas dentadas rectas 4 3/4", punta 0,4 mm	8065751058, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM
812-2617-501 Constellation® Casete de procedimiento combinado	8065751059, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM
812-2617-502 Constellation® Casete Posterior	8065751060, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM
812-2617-503 Constellation® Casete Anterior	8065751061, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM Ancho
Insumos Constellation	8065751062, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM
8065751514 Paquete básico CONSTELLATION VIT	8065751063, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM
8065752034 Paquete básico CONSTELLATION VIT, Japón	8065751156, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM Ancho
8065751063 Paquete Vit. calibre 20 TOTALPLUS® 5000 CPM	8065751157, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM Ancho
8065751057 Paquete Vit. calibre 20 TOTALPLUS® 5000 CPM Grande	8065751453, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM Ancho
8065751059 Paquete Vit. calibre 20 TOTALPLUS® 2500 CPM	8065751454, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM Ancho
8065751061 Paquete Vit. calibre 20 TOTALPLUS®	

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	2500 CPM Grande 8065752024 Paquete Vit. calibre 20 TOTALPLUS® 5000 CPM J 8065751058 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM 8065751157 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM Grande 8065751062 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS® 2500 CPM 8065751453 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS® 2500 CPM Grande 8065751613 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS® 7500 CPM Válvula 8065751614 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS® 7500 CPM Válvula grande 8065751900 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS 5000 CPM Válvula 8065751901 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS 5000 CPM Válvula grande 8065752026 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS	8065751462, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM 8065751463, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM Ancho 8065751464, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM 8065751465, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM Ancho 8065751514, Paquete básico VIT Constellation® 8065751613, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula 8065751614, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula Ancho 8065751617, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM con Válvula 8065751618, TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM con Válvula Ancho 8065751715, Paquete para Vit. corto TOTALPLUS® Calibre 25+7500 CPM
--	--	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5000 CPM J	8065751900, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23
8065752030 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS	5000 CPM con Válvula
7500 CPM Válvula J	8065751901, Paquete para Vit. TOTALPLUS 5000
8065752035 Paquete Vit. calibre 23 TOTALPLUS	Calibre 23 CPM con Válvula Ancho
5000 CPM Válvula J	8065751902, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula
8065751060 Paquete Vit. calibre 25 TOTALPLUS®	8065751903, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula Ancho
5000 CPM	8065752024, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20
8065751156 Paquete Vit. calibre 25 TOTALPLUS®	5000 CPM J
5000 CPM grande	8065752026, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23
8065751056 Paquete Vit. calibre 25 TOTALPLUS®	5000 CPM J
2500 CPM	8065752028, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 5000 CPM J
8065751454 Paquete Vit. calibre 25 TOTALPLUS®	8065752030, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23
2500 CPM grande	7500 CPM con Válvula J
8065751462 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM	8065752032, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 7500 CPM válvula J
8065751463 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM grande	8065752034, Paquete
8065751464 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS® 2500 CPM	
8065751465 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS® 2500	

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

CPM grande 8065751617 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS® 7500 CPM válvula 8065751618 25+ TOTALPLUS® 7500 CPM válvula grande 8065751902 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM Válvula 8065751903 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM Válvula grande 8065752028 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS 5000 CPM J 8065752032 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS 7500 CPM válvulaJ 8065752037 Paquete Vit. 25+ TOTALPLUS 5000 CPM válvulaJ 8065751155 Paquete anterior 0,9 mm sin sonda 8065751158 Paquete anterior 1,1 mm sin sonda 8065751070 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS®5000 CPM/1,1 mm	básico Vit Constellation®, J 8065752035, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23 5000 CPM con Válvula J 8065752037, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula J 8065752435, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado con Válvula 8065752436, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado con Válvula Ancho 8065752437, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula 8065752438, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula Ancho 8065752439, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula 8065752440, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado con
---	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

8065751064 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 5000 CPM WD/ 1,1 mm	Válvula Ancho J 8065752441, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula Ancho J
8065751079 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 5000 CPM/ 0,9 mm	8065752442, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula J
8065751076 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 5000 CPM WD/ 0,9 mm	8065830028, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula
8065751066 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 2500 CPM/1,1 mm	8065830029, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K CPM Plano con Válvula
8065751067 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 2500 CPM/1,1 mm	8065830030, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K CPM Plano con Válvula
8065751078 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 2500 CPM/0,9 mm	8065830040, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula J
8065751074 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 2500 CPM WO/ 0,9 mm	8065830041, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K CPM Plano con Válvula J
8065751080 Paquete Comb Proc calibre 20	8065830042, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	TOTALPLUS® 5000 CPM 8065751085 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 5000 CPM grande 8065752009 Paquete Comb Proc calibre 20 TOTALPLUS® 5000 CPM J 8065751065 Paquete Comb Proc calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM/1,1 mm 8065751160 Paquete Comb Proc calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751077 Paquete Comb Proc calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM/0,9 mm 8065751154 Paquete Comb Proc calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751069 Paquete Comb Proc calibre 23 TOTALPLUS® 2500 CPM/1,1 mm 8065751455 Paquete Comb Proc calibre 23	27+ 20K CPM Plano con Válvula J Paquetes Phaco Constellation 8065751155, Paquete Phaco 0,9 mm Sin Punta 8065751158, Paquete Phaco 1,1 mm Sin Punta 8065751883, Paquete Básico Phaco 8065752008, Paquete Básico Phaco J 8065752147, Paquete Phaco 0,9 mm Sin Punta J Paquetes de Procedimiento Combinados Constellation 8065751064, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751065, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM/1,1 mm 8065751066, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM/1,1 mm
--	--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

TOTALPLUS® 2500 CPM WD/ 1,1 mm 8065751075 Paquete Comb Proc calibre 23TOTALPLUS® 2500 CPM/0,9 mm 8065751457 Paquete Comb Proc calibre 23TOTALPLUS® 2500 CPM WD/ 0,9 mm 8065751083 Paquete Comb Proc calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM 8065751678 Paquete Comb Proc calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM grande 8065751765 Paquete Comb Proc calibre 23 TOTALPLUS® 7500 CPM Válvula/0,9 mm 8065751766 Paquete Comb Proc calibre 23TOTALPLUS® 7500 CPM Válvula grande/0,9 mm 8065751908 Paquete Comb Proc calibre 23TOTALPLUS® 5000 CPM válvula/0,9 mm 8065751902 Total Plus	8065751067, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM/1,1 mm 8065751068, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751069, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM/1,1 mm 8065751070, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM/1,1 mm 8065751071, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM/1,1 mm 8065751072, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM/0,9 mm 8065751073, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM/0,9 mm 8065751074, Paquete de Procedimiento Combinado
--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

25+ 5,0 CPM Válvula STD 8065751900 Total Plus	TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM WO/ 0,9 mm
23G 5,0 CPM Válvula STD 8065751909 Paquete Comb Proc calibre	8065751075, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23
23TOTALPLUS® 5000 CPM válvula/0,9 mm 8065752011 Paquete Comb Proc calibre	2500 CPM/0,9 mm 8065751076, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20
23TOTALPLUS® 5000 CPM J 8065752012 Paquete Comb Proc calibre	5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751077, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23
23TOTALPLUS® 7500 CPM Válvula/0,9 mm J 8065752020 Paquete Comb Proc calibre 23	5000 CPM/0,9 mm 8065751078, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20
TOTALPLUS® 5000 CPM Válvula/0,9 mm J 8065751071 Paquete Comb Proc calibre 25	2500 CPM/0,9 mm 8065751079, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20
TOTALPLUS® 5000 CPM/1,1 mm 8065751161 Paquete Comb Proc calibre 25	5000 CPM/ 0,9 mm 8065751080, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20
TOTALPLUS® 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751072 Paquete Comb Proc calibre	5000 CPM 8065751083, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23
25TOTALPLUS® 5000	5000 CPM

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

CPM/0,9 mm	8065751085, Paquete de
8065751159 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc calibre	TOTALPLUS® Calibre 20
25TOTALPLUS® 5000 CPM	5000 CPM Ancho
WD/ 0,9 mm	8065751154, Paquete de
8065751068 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc calibre 25	TOTALPLUS® Calibre 23
TOTALPLUS® 2500	5000 CPM WD/ 0,9 mm
CPM/1,1 mm	8065751159, Paquete de
8065751456 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc calibre 25	TOTALPLUS® Calibre 25
TOTALPLUS® 2500 CPM	2500 CPM/1,1 mm
WD/ 1,1 mm	8065751160, Paquete de
8065751073 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc calibre 25	TOTALPLUS® Calibre 23
TOTALPLUS®2500	5000 CPM WD/ 1,1 mm
CPM/0,9 mm	8065751161, Paquete de
8065751458 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc calibre 25	TOTALPLUS® Calibre 25
TOTALPLUS® 2500 CPM	5000 CPM WD/ 1,1 mm
WD/ 0,9 mm	8065751455, Paquete de
8065751466 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 23
TOTALPLUS® 5000 CPM	2500 CPM WD/ 1,1 mm
/1,1 mm	8065751456, Paquete de
8065751467 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 25
TOTALPLUS® 5000 CPM	2500 CPM WD/ 1,1 mm
WD/ 1,1 mm	8065751457, Paquete de
8065751468 Paquete	Procedimiento Combinado

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 23
TOTALPLUS® 5000 CPM	2500 CPM WD/ 0,9 mm
/0,9 mm	8065751458, Paquete de
8065751469 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 25
TOTALPLUS® 5000 CPM	2500 CPM WD/ 0,9 mm
WD/0,9 mm	8065751466, Paquete de
8065751470 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 25+
TOTALPLUS® 2500 CPM	5000 CPM /1,1 mm
/1,1 mm	8065751467, Paquete de
8065751471 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 25+
TOTALPLUS® 2500 CPM	5000 CPM WD/ 1,1 mm
WD/1,1 mm	8065751468, Paquete de
8065751472 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 25+
TOTALPLUS® 2500 CPM	5000 CPM /0,9 mm
/0,9 mm	8065751469, Paquete de
8065751473 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 25+
TOTALPLUS® 2500 CPM	5000 CPM WD/0,9 mm
WD/0,9 mm	8065751470, Paquete de
8065751687 Paquete	Procedimiento Combinado
Comb Proc 25+	TOTALPLUS® Calibre 25+
TOTALPLUS® 5000 CPM	2500 CPM /1,1 mm
8065751688 Paquete	8065751471, Paquete de
Comb Proc 25+	Procedimiento Combinado
TOTALPLUS® 5000 CPM	TOTALPLUS® Calibre 25+
grande	2500 CPM WD/1,1 mm

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

8065751767 Paquete Comb Proc 25+ TOTALPLUS® 7500 CPM válvula/0,9 mm	8065751472, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM /0,9 mm
8065751768 Paquete Comb Proc 25+ TOTALPLUS® 7500 CPM Válvula grande/0,9 mm	8065751473, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM WD/0,9 mm
8065751910 Paquete Comb Proc 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM Válvula/0,9 mm	8065751489, Paquete de Procedimiento Combinado AccuPak® con Sonda para Vitrectomía Calibre 25 (Sin Punta 1,1 mm)
8065751911 Paquete Comb Proc 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM con válvula 0,9 mm	8065751490, Paquete AccuPak® con sonda para vit. Calibre 25+
8065752015 Paquete Comb Proc 25+ TOTALPLUS® 7500 CPM válvula/0,9 mm J	8065751491, Paquete de Procedimiento Combinado Calibre 25+ Accurus®,0,9 mm sin Punta
8065752017 Paquete Comb Proc 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM J	8065751492, Paquete de Procedimiento Combinado. AccuPak® con Sonda para Vit. Calibre 25+ (0,9 mm sin Punta)
8065752022 Paquete Comb Proc 25+ TOTALPLUS® 5000 CPM Válvula/0,9 mm J	8065751493, Paquete de Vitrectomía Accurus® Calibre 25+ TOTALPLUS®
8065751883 Paquete básico Constellation	8065751494, Paquete de Procedimiento Combinado
8065752062 Paquete Vit.	

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>27+ TOTALPLUS® 7500 CPM válvula 8065751715 Paquete Vit. 25+ corto TOTALPLUS® 7500 CPM 8065751885 Paquete combinado básico CVS 8065752059 Paquete Comb. Proc. 27+ TOTALPLUS® 7500 CPM válvula 0,9 mm 8065752070 Paquete Comb. Proc 25+ corto TOTALPLUS® 7500 CPM 0,9 mm 8065751489 Paquete Comb. Proc. ACCUPAK® Paquete con sonda vitr. calibre 25+ (1,1 mm sin punta 8065751490 Paquete ACCUPAK® con sonda vit. calibre 25+ 8065751491 Paquete de procedimiento combinado 25+ ACCURUS®, 0,9 mm sin punta 8065751492 Paquete Comb. Proc. Sonda vit. ACCUPAK® calibre 25+</p>	<p>Accurus®, Calibre 25+ 1,1 mm sin Punta 8065751678, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM Ancho 8065751687, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM 8065751688, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM Ancho 8065751765, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula/0,9 mm 8065751766, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula Ancho/ 0,9 mm 8065751767, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM válvula/0,9 mm 8065751768, Paquete de Procedimiento Combinado</p>
--	--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	(0,9 mm sin punta 8065751493 Paquete de vitrectomía 25+ ACCURUS® TOTAL PLUS® 8065751494 Paquete de procedimiento combinado 25+ ACCURUS®, 1,1 mm sin punta Accesorios 8065750914 Constellation® Set de tubos de infusión con válvula de infusión automática 8065750917 Constellation® Línea aux. de aspiración 8065750918 Constellation® Set de tubos Irrigación/Aspiración 8065750920 Constellation® Set de tubos de admin. (GFI 8065751163 Constellation® Cubierta de brazo de bandeja 8065751694 Constellation® Malla neumática 8065751706 Set de	TOTALPLUS® Calibre 25+7500 CPM con Válvula Ancho/0,9 mm 8065751885, Paquete de Procedimiento Combinado Básico 8065751900, TOTALPLUS® Calibre 23 5,0 CPM con Válvula STD 8065751902, TOTALPLUS® Calibre 25+ 5,0 CPM con Válvula STD 8065751908, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM con Válvula/ 0,9 mm 8065751909, Paquete de Procedimiento Combinado Calibre 23 TOTALPLUS® 5000 CPM Ancho con Válvula/ 0,9 mm 8065751910, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula/0,9 mm 8065751911, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+
--	---	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	esclerectomía/Infusión calibre 25 3,2 mm 8065750968 Constellation® Remoto 8065750977 Constellation® Interruptor de pedal 8065750254 DATA MMC 8065751507 Constellation® Cubierta total de polvillo (Alta 8065751508 Constellation® Cubierta de polvillo para tablero (Corta 8065751162 Constellation® Bosas de drenaje (no estériles)	5000 CPM con Válvula 0,9 mm 8065752009, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM J 8065752011, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM J 8065752012, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula/0,9 mm J 8065752015, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM con válvula/0,9 mm J 8065752017, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM J 8065752019, Paquete de Procedimiento Combinado Básico, J 8065752020, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23
--	--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		<p>5000 CPM con Válvula/0,9 mm J</p> <p>8065752022, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula/0,9 mm J</p> <p>8065752059, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula 0,9 mm</p> <p>8065752060, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula 0,9 mm J</p> <p>8065752062, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula</p> <p>8065752063, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula J</p> <p>8065752070, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ Corto 7500 CPM 0,9 mm</p> <p>8065752448, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23</p>
--	--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		<p>10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm 8065752449, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm 8065752450, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm 8065752451, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm 8065752452, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm 8065752453, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm J 8065752454, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+</p>
--	--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		<p>10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm J 8065752455, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+</p> <p>10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm J 8065830046, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23</p> <p>20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm 8065830047, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+</p> <p>20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm 8065830048, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+</p> <p>20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm 8065830058, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23</p> <p>20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J 8065830059, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+</p>
--	--	---

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J 8065830060, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J Accesorios 8065750254, DATA MMC 8065750914, Set de Tubos de Infusión Constellation® con Válvula de Infusión Automática 8065750917, Línea Aux. de Aspiración Constellation® 8065750918, Set de Tubos de Irrigación/ Aspiración Constellation® 8065750920, Set de Tubos de Admin. (GFI) Constellation® 8065750968, Control Remoto Constellation® 8065750977, Interruptor de Pedal Constellation® 8065751162, Bosas de Drenaje (No Estériles) Constellation® 8065751163, Cubierta de Brazo de Bandeja
--	--	--

IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		Constellation® 8065751507, Cubierta Total de Polvo (Alta) Constellation® 8065751508, Cubierta de Polvo para Mesa Superior (Corta) Constellation® 8065751694, Manga Neumática Constellation®
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE Nº 1-47-3110-7383-17-2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-14278430-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 4 de Abril de 2018

Referencia: 1-47-3110-7383-17-2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 45 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.04 16:20:58 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.04.04 16:20:58 -03'00'