



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Disposición**

**Número:** DI-2018-5111-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 18 de Mayo de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-4514-17-6

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4514-17-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma B BRAUN MEDICAL S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-278, denominado: SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA, marca: B. BRAUN / AESCULAP.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-278, denominado: SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA, marca: B. BRAUN / AESCULAP, según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 12886/16 y tramitado por expediente N° 1-47-3110-3107-15-0 y 1-47-3110-2948-15-1.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-278.

ARTICULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4514-17-6

Digitally signed by LEDE Roberto Luis  
Date: 2018.05.18 09:26:31 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, co=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
3071517554  
Date: 2018.05.18 09:28:33 -03'00'

### ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma B BRAUN MEDICAL S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-278 de acuerdo con los datos que figuran en la tabla al pie, del producto:

Nombre genérico aprobado: SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA, marca: B. BRAUN / AESCULAP.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 12886/16.

Tramitado por expedientes N° 1-47-3110-3107-15-0 y

1-47-3110-2948-15-1.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION RECTIFICACIÓN AUTORIZADA																																
Modelos	<table border="0"> <tr> <td>Código</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>NK964</td> <td>Cotilo PE 32MM 64MM.</td> </tr> <tr> <td>NK990K</td> <td>Excía L cementado 12/14 TAM.10MM.</td> </tr> <tr> <td>NK991K</td> <td>Excía L cementado 12/14 TAM.11MM.</td> </tr> <tr> <td>NK992K</td> <td>Excía L cementado 12/14 TAM.12MM.</td> </tr> <tr> <td>NK993K</td> <td>Excía L cementado 12/14 TAM.13MM.</td> </tr> <tr> <td>NK994K</td> <td>Excía L cementado 12/14 TAM.14MM.</td> </tr> <tr> <td>NK995K</td> <td>Excía L cementado 12/14</td> </tr> </table>	Código	Descripción	NK964	Cotilo PE 32MM 64MM.	NK990K	Excía L cementado 12/14 TAM.10MM.	NK991K	Excía L cementado 12/14 TAM.11MM.	NK992K	Excía L cementado 12/14 TAM.12MM.	NK993K	Excía L cementado 12/14 TAM.13MM.	NK994K	Excía L cementado 12/14 TAM.14MM.	NK995K	Excía L cementado 12/14	<table border="0"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>DESCRIPCION</td> </tr> <tr> <td>NK964</td> <td>COTILO PE 32MM 64MM</td> </tr> <tr> <td>NK990K</td> <td>EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.10MM</td> </tr> <tr> <td>NK991K</td> <td>EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.11MM</td> </tr> <tr> <td>NK992K</td> <td>EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.12MM</td> </tr> <tr> <td>NK993K</td> <td>EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.13MM</td> </tr> <tr> <td>NK994K</td> <td>EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.14MM</td> </tr> <tr> <td>NK995K</td> <td>EXCIA L CEMENTADO 12/14</td> </tr> </table>	CÓDIGO	DESCRIPCION	NK964	COTILO PE 32MM 64MM	NK990K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.10MM	NK991K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.11MM	NK992K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.12MM	NK993K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.13MM	NK994K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.14MM	NK995K	EXCIA L CEMENTADO 12/14
Código	Descripción																																	
NK964	Cotilo PE 32MM 64MM.																																	
NK990K	Excía L cementado 12/14 TAM.10MM.																																	
NK991K	Excía L cementado 12/14 TAM.11MM.																																	
NK992K	Excía L cementado 12/14 TAM.12MM.																																	
NK993K	Excía L cementado 12/14 TAM.13MM.																																	
NK994K	Excía L cementado 12/14 TAM.14MM.																																	
NK995K	Excía L cementado 12/14																																	
CÓDIGO	DESCRIPCION																																	
NK964	COTILO PE 32MM 64MM																																	
NK990K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.10MM																																	
NK991K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.11MM																																	
NK992K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.12MM																																	
NK993K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.13MM																																	
NK994K	EXCIA L CEMENTADO 12/14 TAM.14MM																																	
NK995K	EXCIA L CEMENTADO 12/14																																	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

TAM.15MM. NK996K Excia L cementado 12/14	TAM.15MM NK996K EXCIA L CEMENTADO 12/14
TAM.16MM. NK997K Excia L cementado 12/14	TAM.16MM NK997K EXCIA L CEMENTADO 12/14
TAM.17MM. NK998K Excia L cementado 12/14	TAM.17MM NK998K EXCIA L CEMENTADO 12/14
TAM.18MM. NU208T Excia T Plasmapore 12/14 TAM .8MM.	TAM.18MM NU208T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.8MM
NU209T Excia T Plasmapore 12/14 TAM.9MM.	NU209T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.9MM
NU210T Excia T Plasmapore 12/14 TAM .10MM.	NU210T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM
NU211T Excia T Plasmapore 12/14 TAM .11MM.	NU211T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM
NU212T Excia T Plasmapore 12/14 TAM.12MM.	NU212T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM
NU213T Excia T Plasmapore 12/14 TAM.13MM.	NU213T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM
NU214T Excia T Plasmapore 12/14 TAM.14MM.	NU214T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM
NU215T Excia T Plasmapore 12/14 TAM .15MM.	NU215T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM
NU216T Excia T Plasmapore 12/14 TAM .16MM.	NU216T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.16MM
NU217T Excia T Plasmapore 12/14 TAM.17MM.	NU217T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.17MM
NU218T Excia T Plasmapore 12/14 TAM.18MM.	NU218T EXCIA T PLASMAPORE 12/14 TAM.18MM
NU219T Excia T Plasmapore 12/14 TAM	NU219T EXCIA T PLASMAPORE 12/14

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

.19MM. NU220T    Excia T Plasmapore 12/14 TAM	TAM.19MM NU220T    EXCIA T PLASMAPORE 12/14
.20MM. NU228T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.20MM NU228T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.8MM. NU229T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.8MM NU229T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.9MM. NU230T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.9MM NU230T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.10MM. NU231T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.10MM NU231T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.11MM. NU232T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.11MM NU232T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.12MM. NU233T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.12MM NU233T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.13MM. NU234T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.13MM NU234T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.14MM. NU235T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.14MM NU235T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.15MM. NU236T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.15MM NU236T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.16MM. NU237T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.16MM NU237T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.17MM. NU238T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.17MM NU238T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.18MM. NU239T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.18MM NU239T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.19MM. NU240T    Excia TL Plasmapore 12/14	TAM.19MM NU240T    EXCIA TL PLASMAPORE 12/14
TAM.20MM. NU270K    Excia T Cementado 12/14	TAM.20MM NU270K    EXCIA T CEMENTADO 12/14

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

TAM.10MM. NU272K Excia T Cementado 12/14	TAM.10MM NU272K EXCIA T CEMENTADO 12/14
TAM.12MM. NU274K Excia T Cementado 12/14	TAM.12MM NU274K EXCIA T CEMENTADO 12/14
TAM.14MM. NU276K Excia T Cementado 12/14	TAM.14MM NU276K EXCIA T CEMENTADO 12/14
TAM.16MM. NU278K Excia T Cementado 12/14	TAM.16MM NU278K EXCIA T CEMENTADO 12/14
TAM.18MM. NU280K Excia T Cementado 12/14	TAM.18MM NU280K EXCIA T CEMENTADO 12/14
TAM.20MM. NU290K Excia TL Cementado 12/14	TAM.20MM NU290K EXCIA TL CEMENTADO 12/14
TAM.10MM. NU292K Excia TL Cementado 12/14	TAM.10MM NU292K EXCIA TL CEMENTADO 12/14
TAM.12MM. NU294K Excia TL Cementado 12/14	TAM.12MM NU294K EXCIA TL CEMENTADO 12/14
TAM.14MM. NU296K Excia TL Cementado 12/14	TAM.14MM NU296K EXCIA TL CEMENTADO 12/14
TAM.16MM. NU298K Excia TL Cementado 12/14	TAM.16MM NU298K EXCIA TL CEMENTADO 12/14
TAM.18MM. NU300K Excia TL Cementado 12/14	TAM.18MM NU300K EXCIA TL CEMENTADO 12/14
TAM.20MM. NV010T Tornillo de fijación D6,5MM L16MM SW3,5.	TAM.20MM NV010T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L16MM SW3,5
NV011T Tornillo de fijación D6,5MM L20MM SW3,5.	NV011T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L20MM SW3,5
NV012T Tornillo de fijación D6,5MM L24MM SW3,5.	NV012T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L24MM SW3,5
NV013T Tornillo de fijación D6,5MM L28MM	NV013T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L28MM

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

SW3,5.	NV014T Tornillo de fijación D6,5MM L32MM SW3,5.	SW3,5	NV014T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L32MM SW3,5
	NV015T Tornillo de fijación D6,5MM L36MM SW3,5.		NV015T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L36MM SW3,5
	NV016T Tornillo de fijación D6,5MM L40MM SW3,5.		NV016T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L40MM SW3,5
	NV017T Tornillo de fijación D6,5MM L44MM SW3,5.		NV017T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L44MM SW3,5
	NV018T Tornillo de fijación D6,5MM L48MM SW3,5.		NV018T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L48MM SW3,5
	NV019T Tornillo de fijación D6,5MM L52MM SW3,5.		NV019T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L52MM SW3,5.
	NV020T Tornillo de fijación D6,5MM L56MM SW3,5.		NV020T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L56MM SW3,5.
	NV021T Tornillo de fijación D6,5MM L60MM SW3,5.		NV021T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L60MM SW3,5.
	NV022T Tornillo de fijación D6,5MM L64MM SW3,5.		NV022T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L64MM SW3,5.
	NV023T Tornillo de fijación D6,5MM L68MM SW3,5.		NV023T TORNILLO DE FIJACIÓN D6,5MM L68MM SW3,5.
	NV040T Plasmafit Poly Cotilo TAM.40MM B.		NV040T PLASMAFIT POLY COTILO TAM.40MM B.
	NV042T Plasmafit Poly Cotilo TAM.42MM C.		NV042T PLASMAFIT POLY COTILO TAM.42MM C.
	NV216E Vitelene Inserto 3 36MM SIM.		NV216E VITELENE INSERTO 3 36MM SIM.
	NV217E Vitelene Inserto J 36MM SIM.		NV217E VITELENE INSERTO J 36MM SIM.
	NV218E Vitelene Inserto L 36MM SIM.		NV218E VITELENE INSERTO L 36MM SIM.
	NV219E Vitelene Inserto M 36MM SIM.		NV219E VITELENE INSERTO M 36MM SIM.
	NV225E Vitelene Inserto 140MM SIM.		NV219E VITELENE INSERTO M 36MM SIM.

NV226E Vitelene Inserto 3 40MM SIM.	NV225E VITELENE INSERTO 140MM SIM.
NV227E Vitelene Inserto K 40MM SIM.	NV226E VITELENE INSERTO 3 40MM SIM.
NV228E Vitelene Inserto L 40MM SIM.	NV227E VITELENE INSERTO K 40MM SIM.
NV229E Vitelene Inserto M 40MM SIM.	NV228E VITELENE INSERTO L 40MM SIM.
NV240T Plasmafit Plus 3 Cotilo TAM.40MM A.	NV229E VITELENE INSERTO M 40MM SIM.
NV242T Plasmafit Plus 3 Cotilo TAM.42MM B.	NV240T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.40MM A
NV244T Plasmafit Plus 3 Cotilo TAM.44MM C.	NV242T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.42MM B
NV246T Plasmafit Plus 3 Cotilo TAM.46MM D.	NV244T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.44MM C
NV248T Plasmafit Plus 3 Cotilo TAM.48MM E.	NV246T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.46MM D
NV250T Plasmafit Plus 3 Cotilo TAM.50MM F.	NV248T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.48MM E
NV252T Plasmafit Plus 3 Cotilo TAM.52MM G.	NV250T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.50MM F
NV254T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.54MMH.	NV252T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.52MM G
NV256T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.56MMI.	NV254T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.54MM H
NV258T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.58MMJ.	NV256T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.56MM I
NV260T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.60MMI	NV258T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.58MM J
NV262T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.62MMJ.	NV260T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.60MM J
NV264T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.64MMK.	NV262T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.62MM
NV266T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.66MMK.	
NV268T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.68MMK.	
NV270T Plasmafit Plus 3 Cotilo Tam.70MMK.	
NV282E Vitelene Inserto A 22,2MM Post.Wall.	
NV283E Vitelene Inserto B 22,2MM	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT



Post.Wall. NV284E Vitelene Inserto C 22,2MM Post.Wall. NV289E Vitelene Inserto C 28MM Post.Wall. NV290E Vitelene Inserto D 28MM Post.Wall. NV291E Vitelene Inserto E 28MM Post.Wall. NV301E Vitelene Inserto E 32MM Post.Wall. NV302E Vitelene Inserto F 32MM Post.Wall. NV303E Vitelene Inserto G 32MM Post.Wall. NV304E Vitelene Inserto H 32MM Post.Wall. NV305E Vitelene Inserto 132MM Post.Wall. NV306E Vitelene Inserto 3 32MM Post.Wall. NV307E Vitelene Inserto K 32MM Post.Wall. NV308E Vitelene Inserto L 32MM Post.Wall. NV309E Vitelene Inserto M 32MM Post.Wall. NV313E Vitelene Inserto G 36MM Post.Wall. NV314E Vitelene Inserto H 36MM Post.Wall. NV315E Vitelene Inserto I 36MM Post.Wall. NV316E Vitelene Inserto J 36MM Post.Wall. NV317E Vitelene Inserto K 36MM Post.Wall. NV318E Vitelene Inserto L 36MM Post.Wall. NV319E Vitelene Inserto M 36MM Post.Wall. NV340T Plasmafit Plus 5 Cotilo TAM.40MM A. NV342T Plasmafit Plus	J NV264T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.64MM K NV266T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.66MM K NV268T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.68MM K NV270T PLASMAFIT PLUS 3 COTILO TAM.70MM K NV282E VITELENE INSERTO A 22.2MM POST.WALL NV283E VITELENE INSERTO B 22.2MM POST.WALL NV284E VITELENE INSERTO C 22.2MM POST.WALL NV289E VITELENE INSERTO C 28MM POST.WALL NV290E VITELENE INSERTO D 28MM POST.WALL NV291E VITELENE INSERTO E 28MM POST.WALL NV301E VITELENE INSERTO E 32MM POST.WALL NV302E VITELENE INSERTO F 32MM POST.WALL NV303E VITELENE INSERTO G 32MM POST.WALL NV304E VITELENE INSERTO H 32MM POST.WALL NV305E VITELENE INSERTO I 32MM
--	--

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

5 Cotilo TAM.42MM B.	POST.WALL
NV344T Plasmafit Plus	NV306E VITELENE
5 Cotilo TAM.44MM C.	INSERTO J 32MM
NV346T Plasmafit Plus	POST.WALL
7 Cotilo TAM.46MM D.	NV307E VITELENE
NV348T Plasmafit Plus	INSERTO K 32MM
7 Cotilo TAM.48MM E.	POST.WALL
NV350T Plasmafit Plus	NV308E VITELENE
7 Cotilo TAM.50MM F.	INSERTO L 32MM
NV352T Plasmafit Plus	POST.WALL
7 Cotilo TAM.52MM G.	NV309E VITELENE
NV354T Plasmafit Plus	INSERTO M 32MM
7 Cotilo Tam.54MMH.	POST.WALL
NV356T Plasmafit Plus	NV313E VITELENE
7 Cotilo Tam.56MMI.	INSERTO G 36MM
NV358T Plasmafit Plus	POST.WALL
7 Cotilo Tam.58MMI	NV314E VITELENE
NV360T Plasmafit Plus	INSERTO H 36MM
7 Cotilo Tam.60MMI	POST.WALL
NV362T Plasmafit Plus	NV315E VITELENE
7 Cotilo Tam.62MMJ.	INSERTO I 36MM
NV364T Plasmafit Plus	POST.WALL
7 Cotilo Tam.64MMK.	NV316E VITELENE
NV366T Plasmafit Plus	INSERTO J 36MM
7 Cotilo Tam.66MMK.	POST.WALL
NV368T Plasmafit Plus	NV317E VITELENE
7 Cotilo Tam.68MMK.	INSERTO K 36MM
NV370T Plasmafit Plus	POST.WALL
7 Cotilo Tam.70MMK.	NV318E VITELENE
NV382E Vitelene	INSERTO L 36MM
Inserto A 22,2MM	POST.WALL
10°Asim,	NV319E VITELENE
NV383E Vitelene	INSERTO M 36MM
Inserto B 22,2MM	POST.WALL
10°Asim.	NV340T PLASMAFIT
NV384E Vitelene	PLUS 5 COTILO TAM.40MM
Inserto C 22,2MM	A
10°Asim.	NV342T PLASMAFIT
Modelos:	PLUS 5 COTILO TAM.42MM
NH636D PLC-Delta	B
inserto ceram.36MM	NV344T PLASMAFIT
TAM.48.	PLUS 5 COTILO TAM.44MM
NH644D Plasmacup	C
Delta 32MM TAM.44MM.	NV346T PLASMAFIT
NH646D Plasmacup	PLUS 7 COTILO TAM.46MM

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

Delta 32MM TAM.46MM. NH648D Plasmacup	D NV348T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.48MM
Delta 36MM TAM.48MM. NH650D Plasmacup	E NV350T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.50MM
Delta 36MM TAM.50MM. NH652D Plasmacup	F NV352T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.52MM
Delta 36MM TAM.52MM. NH654D Plasmacup	G NV354T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.54MM
Delta 36MM TAM.54MM. NK198T Excía Plasmapore 12/14 TAM.8MM.	H NV356T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.56MM
NK199T Excía Plasmapore 12/14 TAM.9MM.	I NV358T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.58MM
NK200T Excía Plasmapore 12/14 TAM.10MM.	J NV360T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.60MM
NK201T Excía Plasmapore 12/14 TAM.11MM.	J NV362T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.62MM
NK202T Excía Plasmapore 12/14 TAM.12MM.	J NV364T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.64MM
NK203T Excía Plasmapore 12/14 TAM.13MM.	K NV366T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.66MM
NK204T Excía Plasmapore 12/14 TAM.14MM.	K NV368T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.68MM
NK205T Excía Plasmapore 12/14 TAM.15MM.	K NV370T PLASMAFIT PLUS 7 COTILO TAM.70MM
NK206T Excía Plasmapore 12/14 TAM.16MM.	K NV382E VITELENE INSERTO A 22.2MM 10°ASIM.
NK207T Excía Plasmapore 12/14 TAM.17MM.	K NV383E VITELENE INSERTO B 22.2MM 10°ASIM.
NK208T Excía Plasmapore 12/14 TAM.18MM.	K NV384E VITELENE INSERTO C 22.2MM
NK598T Excía L Plasmapore 12/14 TAM.8MM.	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

NK599T	Excía L	10°ASIM.
Plasmapore 12/14		NH636D PLC-DELTA
TAM.9MM.		INSERTO CERÁM.36MM
NK600T	Excía L	TAM.48
Plasmapore 12/14		NH644D PLASMACUP
TAM.10MM.		DELTA 32MM TAM.44MM
NK601T	Excía L	NH646D PLASMACUP
Plasmapore 12/14		DELTA 32MM TAM.46MM
TAM.11MM.		NH648D PLASMACUP
NK602T	Excía L	DELTA 36MM TAM.48MM
Plasmapore 12/14		NH650D PLASMACUP
TAM.12MM.		DELTA 36MM TAM.50MM
NK603T	Excía L	NH652D PLASMACUP
Plasmapore 12/14		DELTA 36MM TAM.52MM
TAM.13MM.		NH654D PLASMACUP
NK604T	Excía L	DELTA 36MM TAM.54MM
Plasmapore 12/14		NK198T EXCIA
TAM.14MM.		PLASMAPORE 12/14
NK605T	Excía L	TAM.8MM
Plasmapore 12/14		NK199T EXCIA
TAM.15MM.		PLASMAPORE 12/14
NK606T	Excía L	TAM.9MM
Plasmapore 12/14		NK200T EXCIA
TAM.16MM.		PLASMAPORE 12/14
NK607T	Excía L	TAM.10MM
Plasmapore 12/14		NK201T EXCIA
TAM.17MM.		PLASMAPORE 12/14
NK608T	Excía L	TAM.11MM
Plasmapore 12/14		NK202T EXCIA
TAM.18MM.		PLASMAPORE 12/14
NK690K	Excía	TAM.12MM
cementado 12/14		NK203T EXCIA
TAM.10MM.		PLASMAPORE 12/14
NK691K	Excía	TAM.13MM
cementado 12/14		NK204T EXCIA
TAM.11MM.		PLASMAPORE 12/14
NK692K	Excía	TAM.14MM
cementado 12/14		NK205T EXCIA
TAM.12MM.		PLASMAPORE 12/14
NK693K	Excía	TAM.15MM
cementado 12/14		NK206T EXCIA
TAM.13MM.		PLASMAPORE 12/14
NK694K	Excía	TAM.16MM
cementado 12/14		NK207T EXCIA
TAM.14MM.		PLASMAPORE 12/14

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

NK695K	Excía cementado 12/14 TAM.15MM.	TAM.17MM
NK696K	Excía cementado 12/14 TAM.16MM.	NK208T EXCIA PLASMAPORE 12/14 TAM.18MM
NK697K	Excía cementado 12/14 TAM.17MM.	NK598T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.8MM
NK698K	Excía cementado 12/14 TAM.18MM.	NK599T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.9MM
NK860	BioloX cabeza de protesis 12/14 26MM S.	NK600T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM
NK862	BioloX cabeza de protesis 12/14 26MM L.	NK601T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM
NK864	BioloX cabeza de protesis 64mm 28MM.	NK602T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM
NK946	Cotilo PE 32MM 46MM.	NK603T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM
NK948	Cotilo PE 32MM 48MM.	NK604T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM
NK950	Cotilo PE 32MM 50MM.	NK605T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM
NK952	Cotilo PE 32MM 52MM.	NK606T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.16MM
NK954	Cotilo PE 32MM 54MM.	NK607T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.17MM
NK956	Cotilo PE 32MM 56MM.	NK608T EXCIA L PLASMAPORE 12/14 TAM.18MM
NK958	Cotilo PE 32MM 58MM.	NK690K EXCIA CEMENTADO 12/14 TAM.10MM
NK960	Cotilo PE 32MM 60MM.	NK691K EXCIA CEMENTADO 12/14 TAM.11MM
NK962	Cotilo PE 32MM 62MM.	NK692K EXCIA CEMENTADO 12/14
NV044T	Plasmafit Poly Cotilo TAM.44MM D.	
NV046T	Plasmafit Poly Cotilo TAM.46MM E.	
NV048T	Plasmafit Poly Cotilo TAM.48MM F.	
NV050T	Plasmafit Poly Cotilo TAM.50MM G.	
NV052T	Plasmafit Poly	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

Cotilo TAM.52MM G. NV054T Plasmafit Poly	TAM.12MM NK693K EXCIA
Cotilo TAM.54MM I. NV056T Plasmafit Poly	CEMENTADO 12/14 TAM.13MM
Cotilo TAM.56MM J. NV058T Plasmafit Poly	NK694K EXCIA CEMENTADO 12/14
Cotilo TAM.58MM K. NV060T Plasmafit Poly	TAM.14MM NK695K EXCIA
Cotilo TAM.60MM L. NV062T Plasmafit Poly	CEMENTADO 12/14 TAM.15MM
Cotilo TAM.62MM M. NV089D BioloX Delta	NK696K EXCIA CEMENTADO 12/14
Inserto C 28MM SIM. NV090D BioloX Delta	TAM.16MM NK697K EXCIA
Inserto D 28MM SIM. NV101D BioloX Delta	CEMENTADO 12/14 TAM.17MM
Inserto E 32MM SIM. NV102D BioloX Delta	NK698K EXCIA CEMENTADO 12/14
Inserto F 32MM SIM. NV103D BioloX Delta	TAM.18MM NK860 BIOLOX
Inserto G 32MM SIM. NV104D BioloX Delta	CABEZA DE PRÓTESIS 12/14 26MM S
Inserto H 32MM SIM. NV105D BioloX Delta	NK862 BIOLOX CABEZA DE PRÓTESIS
Inserto 132MM SIM. NV106D BioloX Delta	12/14 26MM L NK946 COTILO PE
Inserto 3 32MM SIM. NV107D BioloX Delta	32MM 46MM NK948 COTILO PE
Inserto K 32MM SIM. NV113D BioloX Delta	32MM 48MM NK950 COTILO PE
Inserto G 36MM SIM. NV114D BioloX Delta	32MM 50MM NK952 COTILO PE
Inserto H 36MM SIM. NV115D BioloX Delta	32MM 52MM NK954 COTILO PE
Inserto I 36MM SIM. NV116D BioloX Delta	32MM 54MM NK956 COTILO PE
Inserto J 36MM SIM. NV117D BioloX Delta	32MM 56MM NK958 COTILO PE
Inserto K 36MM SIM. NV125D BioloX Delta	32MM 58MM NK960 COTILO PE
Inserto I 40MM SIM. NV126D BioloX Delta	32MM 60MM NK962 COTILO PE
Inserto 3 40MM SIM. NV127D BioloX Delta	32MM 62MM NV044T PLASMAFIT
Inserto K 40MM SIM.	POLY COTILO TAM.44MM D

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

NV140T	Plasmafit Plus Cotilo TAM.40MM A.	NV046T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.46MM E
NV142T	Plasmafit Plus Cotilo TAM.42MM B.	NV048T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.48MM F
NV144T	Plasmafit Plus Cotilo TAM.44MM C.	NV050T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.50MM G
NV146T	Plasmafit Plus Cotilo TAM.46MM D.	NV052T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.52MM H
NV148T	Plasmafit Plus Cotilo TAM.48MM E.	NV054T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.54MM I
NV150T	Plasmafit Plus Cotilo TAM.50MM F.	NV056T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.56MM J
NV152T	Plasmafit Plus Cotilo TAM.50MM F.	NV058T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.58MM K
NV154T	Plasmafit Plus Cotilo Tam .54M MH	NV060T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.60MM L
NV156T	Plasmafit Plus Cotilo Tam.56MMI.	NV062T	PLASMAFIT POLY COTILO TAM.62MM
NV158T	Plasmafit Plus Cotilo Tam.58MMJ.	M	
NV160T	Plasmafit Plus Cotilo Tam.60MMJ.	NV089D	BIOLOX DELTA INSERTO C 28MM SIM.
NV162T	Plasmafit Plus Cotilo Tam.62MMJ.	NV090D	BIOLOX DELTA INSERTO D 28MM SIM.
NV164T	Plasmafit Plus Cotilo Tam.64MMK.	NV101D	BIOLOX DELTA INSERTO E 32MM SIM.
NV166T	Plasmafit Plus Cotilo Tam.66MMK.	NV102D	BIOLOX DELTA INSERTO F 32MM SIM.
NV168T	Plasmafit Plus Cotilo Tam.68MMK.	NV103D	BIOLOX DELTA INSERTO G 32MM SIM.
NV170T	Plasmafit Plus Cotilo Tam.70MMK.	NV104D	BIOLOX DELTA INSERTO H 32MM SIM.
NV182E	Vitelene Inserto A 22,2MM SIM.	NV105D	BIOLOX DELTA INSERTO I 32MM SIM.
NV183E	Vitelene Inserto B 22,2MM SIM.	NV106D	BIOLOX DELTA INSERTO J 32MM SIM.
NV184E	Vitelene Inserto C 22,2MM SIM.	NV107D	BIOLOX DELTA INSERTO K 32MM
NV189E	Vitelene Inserto C 28MM SIM.		
NV190E	Vitelene Inserto D 28MM SIM.		
NV191E	Vitelene Inserto E 28M		
NV201	Inserto PE E		

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

32MM SIM.		SIM.
NV201E Vitelene		NV113D BIOLOX
Inserto E 32MM SIM.		DELTA INSERTO G 36MM
NV202 Inserto PE F		SIM.
32MM SIM.		NV114D BIOLOX
NV202E Vitelene		DELTA INSERTO H 36MM
Inserto F 32MM SIM.		SIM.
NV203 Inserto PE G		NV115D BIOLOX
32MM SIM.		DELTA INSERTO I 36MM
NV203E Vitelene		SIM.
Inserto G 32MM SIM.		NV116D BIOLOX
NV204 Inserto PE H		DELTA INSERTO J 36MM
32MM SIM.		SIM.
NV204E Vitelene		NV117D BIOLOX
Inserto H 32MM SIM.		DELTA INSERTO K 36MM
NV205 Inserto PE I		SIM.
32MM SIM.		NV125D BIOLOX
NV205E Vitelene		DELTA INSERTO I 40MM
Inserto I 32MM SIM.		SIM.
NV206 Inserto PE J		NV126D BIOLOX
32MM SIM.		DELTA INSERTO J 40MM
NV206E Vitelene		SIM.
Inserto 3 32MM SIM.		NV127D BIOLOX
NV207 Inserto PE K		DELTA INSERTO K 40MM
32MM SIM.		SIM.
NV207E Vitelene		NV140T PLASMAFIT
Inserto K 32MM SIM.		PLUS COTILO TAM.40MM A
NV208 Inserto PE L		NV142T PLASMAFIT
32MM SIM.		PLUS COTILO TAM.42MM B
NV208E Vitelene		NV144T PLASMAFIT
Inserto L 32MM SIM.		PLUS COTILO TAM.44MM C
NV209 Inserto PE M		NV146T PLASMAFIT
32MM SIM.		PLUS COTILO TAM.46MM D
NV209E Vitelene		NV148T PLASMAFIT
Inserto M 32MM SIM.		PLUS COTILO TAM.48MM E
NV213E Vitelene		NV150T PLASMAFIT
Inserto G 36MM SIM.		PLUS COTILO TAM.50MM F
NV214E Vitelene		NV152T PLASMAFIT
Inserto H 36MM SIM.		PLUS COTILO TAM.52MM G
NV215E Vitelene		NV154T PLASMAFIT
Inserto I 36MM SIM.		PLUS COTILO TAM.54MM H
NV389E Vitelene		NV156T PLASMAFIT
Inserto C 28MM 10°Asim.		PLUS COTILO TAM.56MM I
NV390E Vitelene		NV158T PLASMAFIT
Inserto D 28MM 10°Asim.		PLUS COTILO TAM.58MM J

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT



NV391E Vitelene Inserto E 28MM 10°Asim.	NV160T PLASMAFIT PLUS COTILO TAM.60MM J
NV401E Vitelene Inserto E 32MM 10°Asim.	NV162T PLASMAFIT PLUS COTILO TAM.62MM J
NV402E Vitelene Inserto F 32MM 10°Asim.	NV164T PLASMAFIT PLUS COTILO TAM.64MM K
NV403E Vitelene Inserto G 32MM 10°Asim.	NV166T PLASMAFIT PLUS COTILO TAM.66MM K
NV404E Vitelene Inserto H 32MM 10°Asim.	NV168T PLASMAFIT PLUS COTILO TAM.68MM K
NV405E Vitelene Inserto I 32MM 10°Asim.	NV170T PLASMAFIT PLUS COTILO TAM.70MM K
NV406E Vitelene Inserto J 32MM 10°Asim.	NV182E VITELENE INSERTO A 22.2MM SIM.
NV407E Vitelene Inserto K 32MM 10°Asim.	NV183E VITELENE INSERTO B 22.2MM SIM.
NV408E Vitelene Inserto L 32MM 10°Asim.	NV184E VITELENE INSERTO C 22.2MM SIM.
NV409E Vitelene Inserto M 32MM 10°Asim.	NV189E VITELENE INSERTO C 28MM SIM.
Instrumental asociado: FS935R Orthopilot THA MILD Vástago fresa ZIMMER.	NV190E VITELENE INSERTO D 28MM SIM.
FS939Orthopilot Tha protección de guantes.	NV191E VITELENE INSERTO E 28MM SIM.
FS956R Orthopilot THA MILD Vástago fresa HARRIS.	NV201 INSERTO PE E 32MM SIM.
FS957R Cabeza de fresa acetabular ESTÁND.D57MM.	NV201E VITELENE INSERTO E 32MM SIM.
FS959R Orthopilot Tha Vást.De Fresa MPR ZIMMER.	NV202 INSERTO PE F 32MM SIM.
FS960R Orthopilot Tha Vást.De Fresa MPR HARRIS.	NV202E VITELENE INSERTO F 32MM SIM.
FS961R Orthopilot Tha Vást.De Fresa MPR AO.	NV203 INSERTO PE G 32MM SIM.
FS974Prot. de guantes.	NV203E VITELENE INSERTO G 32MM SIM.
FS977Orthopilot Tha Bola de Giro D22MM.	NV204 INSERTO PE H 32MM SIM.
FS979Orthopilot Tha Bola de Giro D 28MM.	NV204E VITELENE INSERTO H 32MM SIM.
	NV205 INSERTO PE I 32MM SIM.
	NV205E VITELENE INSERTO I 32MM SIM.
	NV206 INSERTO PE J

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

FS980Orthopilot Tha Bola de Giro D 32MM.	32MM SIM.
FS983Orthopilot Tha Bola de Giro D36MM.	NV206E VITELENE
FS988Orthopilot Tha Bola de Giro D40MM.	INSERTO J 32MM SIM.
JA455R Tapa para ortho tray DIN sin mangos.	NV207 INSERTO PE K 32MM SIM.
JH217R Tapa P.Cesta.	NV207E VITELENE
ND017R Barra Transversal P.Osteoprofilador.	INSERTO K 32MM SIM.
ND054R Gula de Sierra de Cabeza Femoral45°.	NV208 INSERTO PE L 32MM SIM.
ND060 Instr. de Impact.P.Prot./Cabezas de Cadera.	NV208E VITELENE
ND060 Instr. de Impact.Prot./Cabezas de Cadera.	INSERTO L 32MM SIM.
ND472R TRJ Raspador de Starter.	NV209 INSERTO PE M 32MM SIM.
ND820R Instrumento de Impaccion/Extraccion.	NV209E VITELENE
ND844R Instr.de Insercion C.Trigono Esfer.Recto.	INSERTO M 32MM SIM.
ND844R Instr. de Insercion C. Trigono Esfer. Recto.	NV213E VITELENE
ND845R Instr.de Insercion C.Trigono Esfer.Crv.	INSERTO G 36MM SIM.
ND845R Instr. de Insercion C. Trigono Esfer. CRV.	NV214E VITELENE
ND847R Instr.Inserc.C.Pal.Retenc./Trigono Esfer.	INSERTO H 36MM SIM.
NF932R Almacén para fresas 13.	NV215E VITELENE
NF933R Almacén para fresas 24.	INSERTO I 36MM SIM.
NF935R Mios Vástago	NV389E VITELENE
	INSERTO C 28MM 10°ASIM.
	NV390E VITELENE
	INSERTO D 28MM 10°ASIM.
	NV391E VITELENE
	INSERTO E 28MM 10°ASIM.
	NV401E VITELENE
	INSERTO E 32MM 10°ASIM.
	NV402E VITELENE
	INSERTO F 32MM 10°ASIM.
	NV403E VITELENE
	INSERTO G 32MM 10°ASIM.
	NV404E VITELENE
	INSERTO H 32MM 10°ASIM.
	NV405E VITELENE
	INSERTO I 32MM 10°ASIM.

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

de fresa ZIMER.	NV406E VITELENE
NF936R Mios Vástago	INSERTO J 32MM
de fresa HARRIS.	10°ASIM.
NF937R Mios Vástago	NV407E VITELENE
de fresa AO-PROTEK.	INSERTO K 32MM
NF940R Cabeza de	10°ASIM.
fresa acetabular	NV408E VITELENE
estánd.D40MM.	INSERTO L 32MM
NF942R Cabeza de	10°ASIM.
fresa acetabular	NV409E VITELENE
estánd.D42MM.	INSERTO M 32MM
NF944R Cabeza de	10°ASIM.
fresa acetabular.	NV091D BIOLOX
estánd.D44MM.	DELTA INSERTO E 28MM
NF946R Cabeza de	SIM.
fresa acetabular	NV092D BIOLOX
estánd.D46MM.	DELTA INSERTO F 28MM
NF948R Cabeza de	SIM.
fresa acetabular	NV093D BIOLOX
estánd.D48MM.	DELTA INSERTO G 28MM
NF950R Cabeza de	SIM.
fresa acetabular	NV094D BIOLOX
estánd.D50MM.	DELTA INSERTO H 28MM
NF952R Cabeza de	SIM.
fresa acetabular	NV192E VITELENE
estánd.D52MM.	INSERTO F 28MM SIM.
NF954R Cabeza de	NV193E VITELENE
fresa acetabular	INSERTO G 28MM SIM.
estánd.D54MM.	NV194E VITELENE
NF956R Cabeza de	INSERTO H 28MM SIM.
fresa acetabular	NV195E VITELENE
estánd.D56MM.	INSERTO I 28MM SIM.
NF958R Cabeza de	NV292E VITELENE
fresa acetabular	INSERTO F 28MM
estánd.D58MM.	POST.WALL
NF960R Cabeza de	NV293E VITELENE
fresa acetabular	INSERTO G 28MM
estánd.D60MM.	POST.WALL
NF962R Cabeza de	NV294E VITELENE
fresa acetabular	INSERTO H 28MM
estánd.D62MM.	POST.WALL
NF964R Cabeza de	NV295E VITELENE
fresa acetabular	INSERTO I 28MM
estánd.D64MM.	POST.WALL
NF966R Cabeza de	NT532 INSERTO

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

	<p>fresa acetabular estánd.D66MM. NF968R Cabeza de fresa acetabular estánd.D68MM. NT001R Mango THA P.Acceso Lateral Recto. NT001R Mango THA P. Acceso Lateral Recto. NT008R Mango THA P. Acceso Lateral Recto. NT009R Mango THA P. Acceso Lateral Izquierdo. NT010R Mango THA P. Acceso Lateral Derecho. NT118R TRJ Osteotomo de Caja Modular. NT301R Excia Almacen.Set.Compl.Instr. Opcionales. NT303R Mango THA P.Acceso Anterior Recto. NT305R Mango THA P.Acceso Lateral Offset Der. NT308R Excia Perfilador de Forma TAM.8MM. NT309R Excia Perfilador de Forma TAM.9MM. NT310R Excia Perfilador de Forma TAM.IOMM. NT311R Excia Perfilador de Forma TAM.11MM. NT312R Excia Perfilador de Forma TAM.12MM. NT313R Excia Perfilador de Forma TAM.13MM. NT314R Excia</p>	<p>PRUEBA F 28MM SIM. NT533 INSERTO PRUEBA G 28MM SIM. NT534 INSERTO PRUEBA H 28MM SIM. NT535 INSERTO PRUEBA I 28MM SIM. INSTRUMENTAL ASOCIADO: FS939ORTHOPILOT THA PROTECCIÓN DE GUANTES FS959R ORTHOPILOT THA VÁST.DE FRESA MPR ZIMMER FS960R ORTHOPILOT THA VÁST.DE FRESA MPR HARRIS FS961R ORTHOPILOT THA VÁST.DE FRESA MPR AO FS974PROT.DE GUANTES P.FS959R/FS960R/FS961R FS977ORTHOPILOT THA BOLA DE GIRO D22MM FS979ORTHOPILOT THA BOLA DE GIRO D28MM FS980ORTHOPILOT THA BOLA DE GIRO D32MM FS983ORTHOPILOT THA BOLA DE GIRO D36MM FS988ORTHOPILOT THA BOLA DE GIRO D40MM ND017R BARRA TRANSVERSAL P.OSTEOPROFILADOR ND054R GUÍA DE SIERRA DE CABEZA FÉMORAL 45° ND060 INSTR.DE IMPAC.P.PRÓT./CABEZAS DE CADERA ND472R TRJ RASPADOR DE STÁRTER ND820R INSTRUMENTO DE</p>
--	---	--

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

Perfilador de Forma TAM.14MM. NT315R      Excia Perfilador de Forma TAM.15MM. NT316R      Excia Perfilador de Forma TAM.16MM. NT317R      Excia Perfilador de Forma TAM.17MM. NT318R      Excia Perfilador de Forma TAM.18MM. NT321R      Excia Perfilador de Ala. NT323R      Excia Broca Conica Recta. NT329R      Excia Almacen.P.Set Básico. NT386      Cabeza de Protesis Prueba 12/14 40MM S. NT387      Cabeza de Protesis Prueba 12/14 40MM M. NT388      Cabeza de Protesis Prueba 12/14 40MM L. NT389      Cabeza de Protesis Prueba 12/14 40MM XL. NT390      Cabeza de Protesis Prueba 12/14 40MM XXL. NT396R      Tapa Cesta Alam.Perforación. NT397R      Plasmafit Inserto Peq.P.Almacen. NT398R      Plasmafit Inserto P.Instrumentos Complem. NT399R      Plasmafit Almac.P.Set Complem.2 Módulos.	IMPACCIÓN/EXTRACCIÓN ND844R      INSTR.DE INSERCIÓN C.TRIGONO ESFÉR.RECTO ND845R      INSTR.DE INSERCIÓN C.TRIGONO ESFÉR.CRV. ND847R INSTR.INSERC.C.PAL.RETE NC./TRIGONO ESFÉR NF935R      MIOS VÁSTAGO DE FRESA ZIMMER NF936R      MIOS VÁSTAGO DE FRESA HARRIS NF937R      MIOS VÁSTAGO DE FRESA AO- PROTEK NF940R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D40MM NF942R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D42MM NF944R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D44MM NF946R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D46MM NF948R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D48MM NF950R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D50MM NF952R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D52MM NF954R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D54MM NF956R      CABEZA DE FRESA ACETABULAR
---	--

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

NT400	Plasmafit Set Básico.	ESTÁND.D56MM
NT401R	Plasmafit Almac.P.Set Básico y 1 Módulo.	NF958R CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D58MM
NT402	Plasmafit Módulo Fijación TORN.	NF960R CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D60MM
NT403R	Plasmafit Almacen.P.Módulo Fijac.Torn.	NF962R CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D62MM
NT404	Plasmafit Módulo Insertos PRUEBA.	NF964R CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D64MM
NT405R	Plasmafit Almacen.P.Módulo Ins.Prueba.	NF966R CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D66MM
NT409	Plasmafit Patrones Radiográficos 1,15.1.	NF968R CABEZA DE FRESA ACETABULAR ESTÁND.D68MM
NT410R	Instr.Inserc.Cotilo C.Rosca M8X1 Recto.	NT001R MANGO THA P.ACCESO LATERAL RECTO
NT411R	Instr.Inserc.Cotilo C.Rosca M8X1 CRV.	NT008R MANGO THA P.ACCESO LATERAL RECTO
NT412R	Destornillador SW4,5.	NT009R MANGO THA P.ACCESO LATERAL IZQUIERDO
NT413R	Instr.De Inserc.P.Tapón De Cierre CRV.	NT010R MANGO THA P.ACCESO LATERAL DERECHO
NT414R	Instr.Inserc.Cotilo C.Ros.M8X1 Recto CTO.	NT118R TRJ OSTEOTOMO DE CAJA MODULAR
NT416R	Placa De Extracc.P.Instr.Inserc. Cotilo.	NT303R EXCIA 12/14 CUELLO PR.P.PERFILADOR FORMA
NT417R	Visor P.Posición Supina.	NT305R EXCIA L 12/14 CUELLO PR.P.PERFILAD.FORMA
NT418R	Visor P.Posición Lateral.	NT308R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.8MM
NT419R	Eje Flexible P.Insertos de perforación.	NT309R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.9MM
NT420R	Visor Univ.P.Posición Supina y Lateral.	NT310R EXCIA
NT421R	Guía de perforación P.D3,2MM RECTA.	
NT422R	Guía de	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

perforación P.D4,0MM RECTA.	PERFILADOR DE FORMA TAM.10MM
NT423R Guía de perforación P.D3,2MM CRV.	NT311R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.11MM
NT424R Inserto Perf.D3,2MM LU32MM P.E3E FLEX.	NT312R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.12MM
NT427R Guía de medición de profundidad.	NT313R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.13MM
NT428R Destornillador Articulado SW3,5.	NT314R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.14MM
NT429R Inserto Perf.D3,2MM LU44MM P.EJE FLEX.	NT315R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.15MM
NT430R Pinza de remoción P.Insertos PRUEBA.	NT316R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.16MM
NT431R Accesorio P.Remove de Insertos Cerám.	NT317R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.17MM
NT432R Pinza A guardar de tornillo RECTO.	NT318R EXCIA PERFILADOR DE FORMA TAM.18MM
NT433R Pinza A guardar de tornillo CRV.	NT321R EXCIA PERFILADOR DE ALA
NT436 Plasmafit Módulo cotilos PRUEBA.	NT323R EXCIA BROCA CÓNICA RECTA
NT437R Plasmafit Almacen.P.Módulo Cotilos PR.	NT386 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 40MM S
NT440R Plasmafit Cotilo Prueba TAM.40MMA.	NT387 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 40MM M
NT442R Plasmafit Cotilo Prueba TAM.42MMB.	NT388 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 40MM L
NT444R Plasmafit Cotilo Prueba TAM.44MMC.	NT389 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 40MM XL
NT446R Plasmafit Cotilo Prueba TAM.46MMD.	NT390 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 40MM XXL
NT448R Plasmafit Cotilo Prueba TAM.48MME.	
NT450R Plasmafit Cotilo Prueba TAM.50MMF.	
NT452R Plasmafit Cotilo Prueba TAM.52MMG.	
NT454R Plasmafit	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

Cotilo Prueba TAM.54MMH. NT456R Plasmafit	NT400 PLASMAFIT SET BÁSICO
Cotilo Prueba TAM.56MMI. NT458R Plasmafit	NT402 PLASMAFIT MODULO FIJACIÓN TORN.
Cotilo Prueba TAM.58MMJ. NT460R Plasmafit	NT404 PLASMAFIT MODULO INSERTOS
Cotilo Prueba TAM.60MMJ. NT462R Plasmafit	PRUEBA NT409 PLASMAFIT
Cotilo Prueba TAM.62MMJ. NT464R Plasmafit	PATRONES RADIOGRAFICOS 1,15:1
Cotilo Prueba TAM.64MMK. NT466R Plasmafit	NT410R INSTR.INSERC.COTILO
Cotilo Prueba TAM.66MMK. NT468R Plasmafit	C.ROSCA M8X1 RÉCTO NT411R
Cotilo Prueba TAM.68MMK. NT470R Plasmafit	INSTR.INSERC.COTILO C.ROSCA M8X1 CRV.
Cotilo Prueba TAM.70MMK. NT471R Plasmafit	NT412R DESTORNILLADOR SW4,5
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 44MM C. NT472R Plasmafit	NT413R INSTR.DE INSERC.P.TAPÓN DE CIERRE CRV.
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 46MM D. NT473R Plasmafit	NT414R INSTR.INSERC.COTILO
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 48MM E. NT474R Plasmafit	C.ROS.M8X1 RECTO CTO NT416R PLACA DE EXTRACC.P.INSTR.INSERC
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 50MM F. NT475R Plasmafit	.COTILO NT417R VISOR P.POSICIÓN SUPINA
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 52MM G. NT476R Plasmafit	NT418R VISOR P.POSICIÓN LATERAL
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 54MM H. NT477R Plasmafit	NT419R EJE FLEXIBLE P.INSERTOS DE PERFORACIÓN
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 56MM I. NT478R Plasmafit	NT420R VISOR UNIV.P.POSICIÓN SUPINA Y LATERAL
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 58-62MMI NT479R Plasmafit	NT421R GUÍA DE PERFORACIÓN P.D3,2MM RECTA
Sop.P.Remoc.Cerám.Tam. 64-70MM K. NT480 Plasmafit	NT422R GUÍA DE PERFORACIÓN P.D4,0MM RECTA NT423R GUÍA DE PERFORACIÓN P.D3,2MM

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT



Módulo Remoción de Cerámica.	CRV.
NT481R Plasmafit	NT424R INSERTO PERF.D3,2MM LU32MM P.EJE FLEX.
Almac.P.Módulo Remoc.Cerámica.	NT427R GUÍA DE MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD
NT482 Inserto	NT428R DESTORNILLADOR ARTICULADO SW3,5
Prueba A 22,2MM SIM.	NT429R INSERTO PERF.D3,2MM LU44MM P.EJE FLEX.
NT483 Inserto	NT430R PINZA DE REMOCIÓN P.INSERTOS PRUEBA
Prueba B 22,2MM SIM.	NT431R ACCESORIO P.REMOVER DE INSERTOS CERÁM.
NT484 Inserto	NT432R PINZA A GUARDAR DE TORNILLO RECTO
Prueba C 22,2MM SIM.	NT433R PINZA A GUARDAR DE TORNILLO CRV.
NT489 Inserto	NT436 PLASMAFIT MODULO COTILOS PRUEBA
Prueba C 28MM SIM.	NT440R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.40MM A
NT490 Inserto	NT442R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.42MM B
Prueba D 28MM SIM.	NT444R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.44MM C
NT491 Inserto	NT446R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.46MM D
Prueba E 28MM SIM.	NT448R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.48MM E
NT495 Plasmafit	NT450R PLASMAFIT COTILO PRUEBA
Accesorio Remoc.Cerámica D28MM.	
NT496 Plasmafit	
Accesorio Remoc.Cerámica D32MM.	
NT497 Plasmafit	
Accesorio Remoc.Cerámica D36MM.	
NT498 Plasmafit	
Accesorio Remoc.Cerámica D40MM.	
NT501 Inserto	
Prueba E 32MM SIM.	
NT502 Inserto	
Prueba F 32MM SIM.	
NT503 Inserto	
Prueba G 32MM SIM.	
NT504 Inserto	
Prueba H 32MM SIM.	
NT505 Inserto	
Prueba I 32MM SIM.	
NT506 Inserto	
Prueba J 32MM SIM.	
NT507 Inserto	
Prueba K 32MM SIM.	
NT508 Inserto	
Prueba L 32MM SIM.	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

NT509	Inserto Prueba M 32MM SIM.	TAM.50MM F
NT513	Inserto Prueba G 36MM SIM.	NT452R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.52MM G
NT514	Inserto Prueba H 36MM SIM.	NT454R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.54MM H
NT515	Inserto Prueba I 36MM SIM.	NT456R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.56MM I
NT516	Inserto Prueba J 36MM SIM.	NT458R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.58MM J
NT517	Inserto Prueba K 36MM SIM.	NT460R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.60MM J
NT518	Inserto Prueba L 36MM SIM.	NT462R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.62MM J
NT519	Inserto Prueba M 36MM SIM.	NT464R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.64MM K
NT525	Inserto Prueba I 40MM SIM.	NT466R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.66MM K
NT526	Inserto Prueba J 40MM SIM.	NT468R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.68MM K
NT527	Inserto Prueba K 40MM SIM.	NT470R PLASMAFIT COTILO PRUEBA TAM.70MM K
NT528	Inserto Prueba L 40MM SIM.	NT471R PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM .44MM C
NT529	Inserto Prueba M 40MM SIM.	NT472R PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM .46MM D
NT582	Inserto Prueba A 22,2MM POST.WALL.	NT473R PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM .48MM E
NT583	Inserto Prueba B 22,2MM POST.WALL.	NT474R PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM .50MM F
NT584	Inserto Prueba C 22,2MM POST.WALL.	NT475R PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM
NT589	Inserto Prueba C 28MM POST.WALL.	
NT590	Inserto Prueba D 28MM POST.WALL.	
NT591	Inserto Prueba E 28MM POST.WALL.	
NT592	Inserto	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

Prueba F 28MM POST.WALL. NT593      Inserto Prueba G 28MM POST.WALL. NT594      Inserto Prueba H 28MM POST.WALL. NT595      Inserto Prueba I 28MM POST.WALL. NT601      Inserto Prueba E 32MM POST.WALL. NT602      Inserto Prueba F 32MM POST.WALL. NT603      Inserto Prueba G 32MM POST.WALL. NT604      Inserto Prueba H 32MM POST.WALL. NT605      Inserto Prueba I 32MM POST.WALL. NT606      Inserto Prueba J 32MM POST.WALL. NT607      Inserto Prueba K 32MM POST.WALL. NT608      Inserto Prueba L 32MM POST.WALL. NT609      Inserto Prueba M 32MM POST.WALL. NT613      Inserto Prueba G 36MM POST.WALL, NT614      Inserto Prueba H 36MM POST.WALL. NT615      Inserto	.52MM G NT476R      PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM .54MM H NT477R      PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM .56MM I NT478R      PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM .58-62 J NT479R      PLASMAFIT SOP.P.REMOC.CERÁM.TAM .64-70 K NT480      PLASMAFIT MODULO REMOCIÓN DE CERÁMICA NT482      INSERTO PRUEBA A 22.2MM SIM. NT483      INSERTO PRUEBA B 22.2MM SIM. NT484      INSERTO PRUEBA C 22.2MM SIM. NT489      INSERTO PRUEBA C 28MM SIM. NT490      INSERTO PRUEBA D 28MM SIM. NT491      INSERTO PRUEBA E 28MM SIM. NT495      PLASMAFIT ACCESORIO REMOC.CERÁMICA D28MM NT496      PLASMAFIT ACCESORIO REMOC.CERÁMICA D32MM NT497      PLASMAFIT ACCESORIO REMOC.CERÁMICA D36MM NT498      PLASMAFIT ACCESORIO REMOC.CERÁMICA D40MM NT501      INSERTO PRUEBA E 32MM SIM. NT502      INSERTO PRUEBA F 32MM SIM. NT503      INSERTO
---	---

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

Prueba I 36MM POST.WALL. NT616      Inserto Prueba J 36MM POST.WALL. NT617      Inserto Prueba K 36MM POST.WALL. NT618      Inserto Prueba L 36MM POST.WALL. NT619      Inserto Prueba M 36MM POST.WALL. NT635R    Almacenaje P.Módulo fresas acetabulares. NT682      Inserto Prueba A 22,2MM 10°ASIM. NT683      Inserto Prueba B 22,2MM 10°ASIM. NT684      Inserto Prueba C 22,2MM 10°ASIM. NT689      Inserto Prueba C 28MM 10°ASIM. NT690      Inserto Prueba D 28MM 10°ASIM. NT691      Inserto Prueba E 28MM 10°ASIM. NT701      Inserto Prueba E 32MM 10°ASIM. NT702      Inserto Prueba F 32MM 10°ASIM. NT703      Inserto Prueba G 32MM 10°ASIM. NT704      Inserto Prueba H 32MM 10°ASIM. NT705      Inserto Prueba I 32MM 10°ASIM. NT706      Inserto Prueba J 32MM 10°ASIM. NT707      Inserto	PRUEBA G 32MM SIM. NT504      INSERTO PRUEBA H 32MM SIM. NT505      INSERTO PRUEBA I 32MM SIM. NT506      INSERTO PRUEBA J 32MM SIM. NT507      INSERTO PRUEBA K 32MM SIM. NT508      INSERTO PRUEBA L 32MM SIM. NT509      INSERTO PRUEBA M 32MM SIM. NT513      INSERTO PRUEBA G 36MM SIM. NT514      INSERTO PRUEBA H 36MM SIM. NT515      INSERTO PRUEBA I 36MM SIM. NT516      INSERTO PRUEBA J 36MM SIM. NT517      INSERTO PRUEBA K 36MM SIM. NT518      INSERTO PRUEBA L 36MM SIM. NT519      INSERTO PRUEBA M 36MM SIM. NT525      INSERTO PRUEBA I 40MM SIM. NT526      INSERTO PRUEBA J 40MM SIM. NT527      INSERTO PRUEBA K 40MM SIM. NT528      INSERTO PRUEBA L 40MM SIM. NT529      INSERTO PRUEBA M 40MM SIM. NT582      INSERTO PRUEBA A 22.2MM POST.WALL NT583      INSERTO PRUEBA B 22.2MM POST.WALL NT584      INSERTO PRUEBA C 22.2MM
--	---

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

Prueba K 32MM 10°ASIM. NT708           Inserto	POST.WALL NT589           INSERTO
Prueba L 32MM 10°ASIM. NT709           Inserto	PRUEBA C 28MM POST.WALL
Prueba M 32MM 10°ASIM. NT900           Excia T Set Básico.	NT590           INSERTO PRUEBA D 28MM POST.WALL
NT901R           Excia T Almacen.P.Set Básico.	NT591           INSERTO PRUEBA E 28MM POST.WALL
NT903R           Excia T Osteotomo de Caja Modular.	NT592           INSERTO PRUEBA F 28MM POST.WALL
NT904R           Excia T Adaptador de Extracion.	NT593           INSERTO PRUEBA G 28MM POST.WALL
NT905R           Excia T Cuello Pr.12/14 P.Perfilad.Form.	NT594           INSERTO PRUEBA H 28MM POST.WALL
NT906R           Excia TL Cuello Pr.12/14 P.Perfilad.Form.	NT595           INSERTO PRUEBA I 28MM POST.WALL
NT908R           Excia T Perfilador de Forma TAM.8MM.	NT601           INSERTO PRUEBA E 32MM POST.WALL
NT909R           Excia T Perfilador de Forma TAM.9MM.	NT602           INSERTO PRUEBA F 32MM POST.WALL
NT910R           Excia T Perfilador de Forma TAM.IOMM.	NT603           INSERTO PRUEBA G 32MM POST.WALL
NT911R           Excia T Perfilador de Forma TAM .11M M	NT604           INSERTO PRUEBA H 32MM POST.WALL
NT912R           Excia T Perfilador de Forma TAM.12MM.	NT605           INSERTO PRUEBA I 32MM POST.WALL
NT913R           Excia T Perfilador de Forma TAM.13MM.	NT606           INSERTO PRUEBA J 32MM POST.WALL
NT914R           Excia T Perfilador de Forma TAM.14MM.	NT607           INSERTO PRUEBA K 32MM POST.WALL
NT915R           Excia T Perfilador de Forma TAM.15MM.	NT608           INSERTO PRUEBA L 32MM
NT916R           Excia T Perfilador de Forma	

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

	<p>TAM.16MM.  NT917R    Excia T  Perfilador de Forma TAM  .17M M  NT918R    Excia T  Perfilador de Forma  TAM.18MM.  NT919R    Excia T  Perfilador de Forma  TAM.19MM.  NT920R    Excia T  Perfilador de Forma  TAM.20MM.  NT922      Excia T Patr.  Radiogr.Cementados  1,15:1.  NT923      Excia T Patr.  Radiogr. S. Cementos  1,15:1.  TF003Patrón gráfico.  TF004Patrón gráfico.  TF072Patrón gráfico.  TF109Patrón gráfico.  NH632D    PLC-Delta  inserto ceram.32MM  TAM.44/46.</p>	<p>POST.WALL  NT609      INSERTO  PRUEBA M 32MM  POST.WALL  NT613      INSERTO  PRUEBA G 36MM  POST.WALL  NT614      INSERTO  PRUEBA H 36MM  POST.WALL  NT615      INSERTO  PRUEBA I 36MM  POST.WALL  NT616      INSERTO  PRUEBA J 36MM  POST.WALL  NT617      INSERTO  PRUEBA K 36MM  POST.WALL  NT618      INSERTO  PRUEBA L 36MM  POST.WALL  NT619      INSERTO  PRUEBA M 36MM  POST.WALL  NT682      INSERTO  PRUEBA A 22.2MM  10°ASIM.  NT683      INSERTO  PRUEBA B 22.2MM  10°ASIM.  NT684      INSERTO  PRUEBA C 22.2MM  10°ASIM.  NT689      INSERTO  PRUEBA C 28MM 10°ASIM.  NT690      INSERTO  PRUEBA D 28MM 10°ASIM.  NT691      INSERTO  PRUEBA E 28MM 10°ASIM.  NT701      INSERTO  PRUEBA E 32MM 10°ASIM.  NT702      INSERTO  PRUEBA F 32MM 10°ASIM.  NT703      INSERTO</p>
--	--	---

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

		PRUEBA G 32MM 10°ASIM. NT704      INSERTO PRUEBA H 32MM 10°ASIM. NT705      INSERTO PRUEBA I 32MM 10°ASIM. NT706      INSERTO PRUEBA J 32MM 10°ASIM. NT707      INSERTO PRUEBA K 32MM 10°ASIM. NT708      INSERTO PRUEBA L 32MM 10°ASIM. NT709      INSERTO PRUEBA M 32MM 10°ASIM. NT900      EXCIA T SET BÁSICO PERFILADORES DE FORMA NT903R      EXCIA T OSTEOTOMO DE CAJA MODULAR NT904R      EXCIA T ADAPTADOR DE EXTRACCIÓN NT905R      EXCIA T CUELLO PR.12/14 P.PERFILAD.FORM NT906R      EXCIA TL CUELLO PR.12/14 P.PERFILAD.FORM NT908R      EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.8MM NT909R      EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.9MM NT910R      EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.10MM NT911R      EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.11MM NT912R      EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.12MM NT913R      EXCIA T PERFILADOR DE FORMA
--	--	--

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

		TAM.13MM NT914R EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.14MM NT915R EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.15MM NT916R EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.16MM NT917R EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.17MM NT918R EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.18MM NT919R EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.19MM NT920R EXCIA T PERFILADOR DE FORMA TAM.20MM NT922 EXCIA T PATR.RADIOGR.CEMENTA DOS 1,15:1 NT923 EXCIA T PATR.RADIOGR.S.CEMENT O 1,15:1 NH632D PLC-DELTA INSERTO CERÁM.32MM TAM.44/46
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente Nº 1-47-3110-4514-17-6

IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-16089879-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Jueves 12 de Abril de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-4514-17-6

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.04.12 15:46:45 -03'00'

Mariela Garcia  
Jefe II  
Dirección Nacional de Productos Médicos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.04.12 15:46:35 -03'00'