



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 6964

BUENOS AIRES 13 NOV 2013

VISTO el Expediente Nº 1-47-383/13-1 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma STRYKER CORPORATION-SUCURSAL ARGENTINA solicita la autorización de modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos Nº PM 594-380, denominados: implantes para traumatología

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT Nº 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Departamento de Registro y la Dirección nacional de Productos Médicos han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1490/92 y del Decreto Nº 1271/13.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° **6964**

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM-594-380, denominado: Implantes para Traumatología

ARTICULO 2º - Acéptese el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 594-380

ARTICULO 3º - Anótese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, gírese al Departamento de Registro para que efectúe la agregación del Anexo de modificaciones al certificado original y entrega de la copia autenticada de la presente Disposición; cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente N° 1-47-383/13-1

DISPOSICIÓN N°

6964

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
ANMAT.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **6964**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 594-380 y de acuerdo a lo solicitado por la STRYKER CORPORATION-SUCURSAL ARGENTINA, la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en (RPPTM) bajo:

Nombre comercial/Genérico aprobado: implantes para traumatología

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7677/07

Tramitado por expediente N° 1-47-23310/07-6

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Incorporación de nuevos modelos	Modelos autorizados en los Anexos I y III de la Disposición 7677/07	Modelos autorizados en los Anexos I y III de la Disposición 7677/07 y Listado de Modelos a Incorporar



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Listado de modelos a incorporar

700151	Gancho y espiga con esfera
700153	Espiga con esfera
700664	Retractor Hohmann 6mm ancho
700665	Retractor Hohmann 8mm ancho
700666	Elevador y liberador perióstico
700667	Retractor Hohmann 15mm ancho
700668	Elevador y liberador perióstico
700669	Elevador perióstico y espiga con esfera
702416	Guía doble para mecha Ø2,5mm
702417	Guía doble para mecha Ø3,2 / 4,5
702418	Guía doble para mecha Ø 205mm
702427	Mango en "T", acople rápido AO Elastosil "T"
702428	Mango en "T", acople rápido AO Elastosil, pequeño
702429	Mango en gota grande con acople rápido AO
702430	Mango en "T" mediano con acople rápido AO
702489-4	Resorte de repuesto
702489	Manguito de sujeción para destornillador L78mm
702490	Manguito de sujeción para destornillador L78mm
702671	Guía para clavija de centrado, Ø3,7mm, conjunto para fijación 4mm
702672	Guía para clavija de centrado, Ø4,9mm, conjunto para fijación 5mm
702673	Clavija de centrado, Ø3,1mm, conjunto para fijación 4mm
702674	Clavija de centrado, Ø4,3mm, conjunto para fijación 5mm
702675	Adaptador para clavija de centrado, acople AO, conjunto para fijación 4mm
702701	Manguito alambre K, conjunto para fijación 3mm
702702	Manguito alambre K, conjunto para fijación 4mm
702703	Manguito alambre K, conjunto para fijación 5mm
702706	Manguito para mecha, conjunto para fijación 3mm
702707	Manguito para mecha, conjunto para fijación 4mm
702708	Manguito para mecha, conjunto para fijación 5mm
702709	Manguito para mecha percutánea Ø 2,5mm, conjunto para fijación 4mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

- 702710 Manguito para mecha percutánea Ø 3,2mm, conjunto para fijación 5mm
- 702716-2 Tornillo fijo de repuesto para bloque de direccionamiento humeral
- 702716 Bloque de direccionamiento placa humeral proximal lateral derecha, conjunto para fijación 4mm
- 702718-2 Tornillo fijo de repuesto para bloque de direccionamiento femoral
- 702717 Bloque de direccionamiento placa humeral proximal lateral izquierda, conjunto para fijación 4mm
- 702718 Bloque de direccionamiento placa femoral distal lateral derecha, conjunto para fijación 5mm
- 702720-2 Tornillo fijo de repuesto para bloque de direccionamiento tibial
- 702719 Bloque de direccionamiento placa femoral distal lateral izquierda, conjunto para fijación 5mm
- 702720 Bloque de direccionamiento placa tibial proximal lateral derecha, conjunto para fijación 4mm
- 702721 Bloque de direccionamiento placa tibial proximal lateral izquierda, conjunto para fijación 4mm
- 702722 Bloque de direccionamiento placa tibial distal anterior lateral derecha, conjunto para fijación 4mm
- 702723 Bloque de direccionamiento placa tibial distal anterior lateral izquierda, conjunto para fijación 4mm
- 702724 Bloque de direccionamiento placa tibial distal medial derecha, conjunto para fijación 4mm
- 702726-2 Tornillo fijo de repuesto para bloque direccionamiento radio
- 702725 Bloque de direccionamiento placa tibial distal medial izquierda, conjunto para fijación 4mm
- 702726 Bloque de direccionamiento placa radial distal Vol. derecha, conjunto para fijación 3mm
- 702727 Bloque de direccionamiento placa radial distal Vol. izquierda, conjunto para fijación 3mm
- 702731-4 Resorte de repuesto
- 702728 Bloque de direccionamiento tibia proximal derecha
- 702729 Bloque de direccionamiento tibia proximal izquierda
- 702731 Manguito de sujeción para destornillador de tornillos Ø 3mm, conjunto para fijación 3mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

- 702732 Manguito de sujeción para destornillador de tornillos Ø 4mm, conjunto para fijación 4mm
- 702733 Manguito de sujeción para destornillador de tornillos Ø 5mm, conjunto para fijación 5mm
- 702746 Destornillador T8, conjunto para fijación 3mm
- 702747 Destornillador T15, conjunto para fijación 4mm
- 702748 Destornillador T20, conjunto para fijación 5mm
- 702749 Destornillador limitador de torque T8, conjunto para fijación 3mm
- 702759 Destornillador limitador de torque T8, conjunto para fijación 3mm
- 702755-2 Adaptador para medidor de torque T8 / T15
- 702755-1 Adaptador para medidor de torque T20
- 702756 Grifa para moldeado, conjunto para fijación 4/5
- 702761 Introdutor de inserto de bloqueo, conjunto para fijación 3mm
- 702762 Introdutor de inserto de bloqueo, conjunto para fijación 4mm
- 702763 Introdutor de inserto de bloqueo, conjunto para fijación 5mm
- 702766 Extractor de inserto de bloqueo, conjunto para fijación 3mm
- 702767 Extractor de inserto de bloqueo, conjunto para fijación 4mm
- 702768 Extractor de inserto de bloqueo, conjunto para fijación 5mm
- 702778 Mango para inserción de placa para bloques de direccionamiento, conjunto para fijación 3/4/5
- 702782 Elevador de partes blandas, conjunto para fijación 4/5
- 702820 Guía para mecha Ø 3,2 / 6,5
- 702821 Guía para mecha paralela
- 702822 Mango de manguito para mecha
- 702823 Manguitos para mecha Ø 3,2 (compresión)
- 702824 Manguitos para mecha Ø 3,2 (neutra)
- 702825 Manguito para mecha Ø 2,5mm
- 702829 Manguito para mecha Ø 2,5mm
- 702831 Manguito para mecha Ø 3,5mm
- 702839 Manguitos para mecha Ø 3,2 (contrafuerte)
- 702841 Destornillador hexagonal 2,5mm; L200mm
- 702843 Destornillador hexagonal 3,5; L300mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

702862-4	Resorte de repuesto
702862	Destornillador manguito de toma del tornillo 4,5/6,5
702863	Destornillador manguito de toma del tornillo 4,5/6,5
702900	Moldeador de placa para uso en mesa
702901	Moldeador de placa L 150mm
702903	Pinza para moldeado
702904	Grifa para moldeado
702906	Grifa para moldeado
702918	Separador de partes blandas, conjunto para fijación 5mm
702919	Separador de partes blandas, conjunto para fijación 4mm
702920	Manguito de protección de partes blandas, mano alzada
702923	Disco con puntas
702926	Pinza para reposicionamiento, con puntos
702928	Separador Farabeuf asimétrico
702931	Pinza para reposicionamiento, autocentrado
702932	Pinza para reposicionamiento, con mandíbulas dentadas
702942	Pinza para reposicionamiento, con mandíbulas dentadas
702943	Pinza para reposicionamiento, con mandíbula elevadora
702944	Pinza para reposicionamiento, espiga con esfera
702951	Cortador de placa
702957	Manguito para mecha percutánea, Ø 2,5 - neutra, conjunto para fijación 4mm
702958	Manguito para mecha percutánea, Ø 3,2 - neutra, conjunto para fijación 5mm
702961	Trocar, conjunto para fijación 4mm
702962	Trocar, conjunto para fijación 5mm
702968	Pinza de bloqueo inserto, conjunto para fijación 4mm
702970-2	Tornillo fijo de repuesto para bloque direccionamiento húmero f. TS, conjunto para fijación 4mm
702969	Pinza de bloqueo inserto, conjunto para fijación 5mm
702970	Bloque direccionamiento placa humeral proximal lateral TS, conjunto para fijación 4mm
702971	Bloque direccionamiento placa humeral proximal lateral TS
702974	Clavija de conexión - Tibia proximal lateral

δ.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

702977	Tuerca adaptadora- Tibia proximal lateral
702978	Mango inserción placa
703521	Clavija de conexión – Fémur, distal lateral
703522	Adaptador de placa femoral distal lateral derecha
703523	Adaptador de placa femoral distal lateral izquierda
703524	Trocar Ø 4,3mm
703525	Trocar punta afilada
703526	Bloque direccionamiento femoral distal lateral derecha
703527	Bloque direccionamiento femoral distal lateral izquierda
703528	Dispositivo guía femoral distal lateral derecha
703529	Dispositivo guía femoral distal lateral izquierda
703530	Marcador final placa Ø12
703531	Manguito alambre K Ø2mm
703532	Manguito protección de partes blandas, central
703533	Bloque direccionamiento manguito protección de partes blandas
703534	Manguito mecha Ø4,3mm
703535	Manguito mecha Ø3,2mm
703536	Trocar Ø3,2mm
703537	Destornillador HEX 3,5/4,3mm
703539	Destornillador T20
703546	Manguito protección partes blandas, mano alzada
703562	Adaptador placa tibial proximal lateral izquierda
703563	Adaptador placa tibial proximal lateral derecha
703564	Bloque direccionamiento tibia proximal lateral izquierda
703565	Bloque direccionamiento tibia proximal lateral derecha
703566	Dispositivo guía tibia proximal lateral izquierda
703567	Dispositivo guía tibia proximal lateral derecha
703568	Marcador final placa Ø10
703570	Manguito protección partes blandas, central
703571	Manguito para mecha Ø3,1mm
703572	Manguito para mecha Ø2,5mm
703575	Manguito alambre K Ø2mm
703576	Trocar punta afilada
703577	Trocar Ø3,1mm
703578	Bloque direccionamiento manguito protección partes blandas



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

703584	Trocar Ø2,5mm
703591	Manguito tornillo de fijación Ø5mm
703592	Destornillador HEX 2,5/4,3mm
703594	Destornillador T15
703597	Tornillo bloque direccionamiento Ø8mm
710301	Plantilla para moldeado en reconstrucción, 5 orificios
710302	Plantilla para moldeado en reconstrucción, 8 orificios
710303	Plantilla para moldeado en reconstrucción, 18 orificios
710304	Plantilla para moldeado compresión, 5 orificios
710305	Plantilla para moldeado compresión, 8 orificios
710306	Plantilla para moldeado compresión, 18 orificios
710351	Plantilla para moldeado placa calcánea 50mm
710352	Plantilla para moldeado placa calcánea 60mm
710353	Plantilla para moldeado placa calcánea 70mm
900106	Pinza para tornillos
901616	Anaquele para placas con tapa
901617	Anaquele para placas con tapa
902003	Anaquele para tornillos con tapa - sin bloqueo
902168	Base metal - Instrumentos AxSOS MIS (cirugía mínimamente invasiva) 4mm
902169	Tapa para base - Instrumentos AxSOS MIS 4mm
902170	Bandeja instrumentos con tapete AxSOS MIS 4mm
8 902171	Bandeja genérica con tapete AxSOS MIS 4/5mm
902172	Tapete de repuesto para bandeja instrumentos MIS 4mm
902173	Base de metal - Instrumentos AxSOS MIS 5mm
902174	Tapa para base - Instrumentos AxSOS MIS 5mm
902175	Bandeja instrumentos con tapete AxSOS MIS 5mm
902177	Tapete de repuesto para bandeja genérica MIS 4/5mm
902801	Base de metal - Instrumentos
902802	Tapa para base - Instrumentos
902803	Bandeja instrumentos, 4mm
902804	Bandeja instrumentos 3mm
902805	Bandeja genérica
902806	Tapete silicona (inferior)



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

902807	Tapete silicona (superior)
902809-2	Tapa de anaquel para placa – placas compresión
902808	Tapete silicona (genérico)
902810-2	Tapa anaquel para placas – placas especiales
902809	Anaquel para placa con tapa – placas compresión
902810	Anaquel para placa con tapa - placas especiales
902811	Base de metal – Implantes
902812	Tapa para base – Implantes
902813	Anaquel para tornillos con tapa – fijación
902814	Tapete silicona (implantes)
902821	Base de metal – Instrumentos
902822	Tapa para base – Instrumentos
902823	Bandeja instrumentos
902824	Bandeja genérica
902825	Tapete silicona (inferior)
902827-2	Tapa de anaquel para placas - placas compresión
902826	Tapete silicona (genérico)
902828-2	Tapa de anaquel para placas - placas especiales
902827	Anaquel para placa con tapa - placas compresión
902828	Anaquel para placa con tapa - placas especiales
902829	Anaquel para placa con tapa - genérico
902830	Base de metal - Implantes
902831	Tapa para Base - Implantes
902832	Anaquel para tornillos con tapa - fijación
902836	Anaquel para tornillos con tapa - estándar
902845	Bandeja instrumentos direccionador tibia proximal lateral
902846	Bandeja instrumentos 4mm para direccionamiento
902885	Base de metal - Instrumentos placas extremidades
902886	Tapa para Base - Instrumentos placas extremidades
902887	Bandeja instrumentos 1 (superior) placas extremidades
902888	Bandeja instrumentos 2 (mediana) placas extremidades
902889	Bandeja instrumentos (inferior) placas extremidades
902890	Anaquel tornillos placas extremidades
902891	Tapete silicona (genérico) placas extremidades



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

902893	Tapa de anaquel para tornillos placas extremidades
902894	Soportes silicona
902912	Bandeja instrumentos fémur distal lateral TS
902913	Bandeja instrumentos fémur distal lateral TS
902921	Base externa de metal - Instrumentos, conjunto para fijación 5mm
902922	Tapa para base de instrumentos, conjunto para fijación 5mm
902923	Bandeja instrumentos 1 (superior), instrumentos de fijación, conjunto para fijación 5mm
902924	Bandeja instrumentos 2 (mediana), instrumentos generales, conjunto para fijación 5mm
902925	Anaquel para tornillos, conjunto para fijación 5mm
902926	Bandeja placa, fémur distal, conjunto para fijación 5mm
902929-2	Tapa de anaquel para placa - genérica
902927	Tapa bandeja fémur distal, conjunto para fijación 5mm
902929	Tapa de base instrumentos, conjunto para fijación 4mm
902930	Bandeja instrumentos 1 (superior), instrumentos de fijación, conjunto para fijación 4mm
902931	Bandeja instrumentos 2 (mediana), instrumentos generales, conjunto para fijación 4mm
902932	Anaquel tornillos, conjunto para fijación 4mm
902933	Bandeja placa humeral proximal, conjunto para fijación 4mm
902934	Bandeja placa tibial proximal, conjunto para fijación 4mm
902935	Bandeja placa tibial distal lateral, conjunto para fijación 4mm
902936	Bandeja placa tibial distal medial, conjunto para fijación 4mm
902937	Tapa bandeja húmero proximal, conjunto para fijación 4mm
902938	Tapa bandeja tibia proximal, conjunto para fijación 4mm
902939	Tapa bandeja tibia distal lateral, conjunto para fijación 4mm
902940	Tapa bandeja tibia distal medial, conjunto para fijación 4mm
902941	Base externa de metal - Instrumentos, conjunto para fijación 3mm
902942	Bandeja instrumentos 1 (superior), instrumentos de fijación, conjunto para fijación 3mm
902943	Bandeja instrumentos 2 (inferior), Instrumentos SPS, conjunto para fijación 3mm
902944	Anaquel tornillos, conjunto para fijación 3mm

01



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

902945	Bandeja placa radio distal, conjunto para fijación 3mm
902946	Tapa de base de instrumentos, conjunto para fijación 3mm
902947	Base genérica de metal para implantes, conjunto para fijación 4 / 5
902948	Bandeja instrumentos 3 (inferior), Instrumentos SPS, conjunto para fijación 4mm
902949	Base de metal para anaquel para tornillos, conjunto para fijación 4 / 5
902950	Tapa para base metal para anaquel tornillos, conjunto para fijación 4mm
902951	Bandeja instrumentos 3 (inferior), Instrumentos SPS, conjunto para fijación 5mm
902952	Base de metal para anaquel para tornillos, conjunto para fijación 3mm
902953	Tapa base de metal para anaquel para tornillos, conjunto para fijación 3mm
902954	Tapa base de metal para anaquel para tornillos, conjunto para fijación 5mm
902955	Base externa de metal - Instrumentos, conjunto para fijación 4mm
902956	Tapa base implantes, conjunto para fijación 3mm
902957	Caja de almacenamiento inserto fijación, conjunto para fijación 3mm
902958	Caja de almacenamiento inserto fijación, conjunto para fijación 4mm
902959	Caja de almacenamiento inserto fijación, conjunto para fijación 5mm
902960	Caja de almacenamiento tapa de cierre, conjunto para fijación 5mm
902961	Bandeja placa para tibia proximal
902962	Bandeja instrumentos 3 (inferior)
902963	Bandeja instrumentos 3 (inferior), conjunto para fijación 4mm
902964	Bandeja instrumentos 3 (inferior), conjunto para fijación 5mm
902965	Bandeja instrumentos 2 (mediana), conjunto para fijación 5mm
902966	Bandeja fémur distal implantes TS, conjunto para fijación 5mm
902967	Tapa bandeja fémur implantes TS, conjunto para fijación 5mm

6,



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

902970	Bandeja húmero proximal implantes TS, conjunto para fijación 4mm
902971	Bandeja tibia proximal implantes TS, conjunto para fijación 4mm
902972	Bandeja tibia distal lateral implantes TS, conjunto para fijación 4mm
902973	Bandeja tibia distal medial implantes TS, conjunto para fijación 4mm
902975	Tapa bandeja húmero proximal implantes TS, conjunto para fijación 4mm
902976	Tapa bandeja tibia proximal implantes TS, conjunto para fijación 4mm
902977	Tapa bandeja tibia distal lateral implantes TS, conjunto para fijación 4mm
902978	Tapa bandeja tibia distal medial implantes TS, conjunto para fijación 4mm
702711	Medidor mecha / alambre K, conjunto para fijación 3mm
702712	Medidor mecha / alambre K, conjunto para fijación 4/5
702755	Calibrador de torque
702787	Placa prueba
702789	Placa prueba
702791	Placa prueba / localizador de orificios diafisarios fémur distal lateral, conjunto para fijación 5mm
702793	Placa prueba / localizador de orificios diafisarios tibia proximal lateral, conjunto para fijación 4mm
702795	Placa prueba / localizador de orificios diafisarios tibia distal medial, conjunto para fijación 4mm
702797	Placa prueba / localizador de orificios diafisarios tibia distal anterolateral, conjunto para fijación 4mm
702875	Medidor profundidad titanio L 70mm
702877	Medidor profundidad 0-150mm, para tornillos 4,5/6,5
702879	Medidor profundidad
702883	Medidor directo profundidad 8-30mm, conjunto para fijación 3mm
702884	Medidor directo profundidad 14-140mm, conjunto para fijación 4/5
703544	Medidor de tornillos
703579	Medidor de tornillos



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

703587	Escala tornillos
703608	Regla, 0-650mm
981080	Plantilla radiográfica placa humeral proximal lateral TS, derecha / izquierda, conjunto para fijación 4mm
981081	Plantilla radiográfica placa tibial proximal lateral TS, derecha / izquierda, conjunto para fijación 4mm
981082	Plantilla radiográfica placa tibial distal medial TS, derecha / izquierda, conjunto para fijación 4mm
981083	Plantilla radiográfica placa tibial distal anterolateral TS, derecha / izquierda, conjunto para fijación 4mm
981084	Plantilla radiográfica placa femoral distal TS, derecha / izquierda, conjunto para fijación 5mm
981090	Plantilla radiográfica placa humeral proximal lateral, derecha / izquierda, conjunto para fijación 4mm
981091	Plantilla radiográfica placa tibial proximal lateral, derecha / izquierda, conjunto para fijación 4mm
981092	Plantilla radiográfica placa tibial distal medial, derecha / izquierda, conjunto para fijación 4mm
981093	Plantilla radiográfica placa tibial distal anterolateral, derecha / izquierda, conjunto para fijación 4mm
981094	Plantilla radiográfica placa femoral distal, derecha / izquierda, conjunto para fijación 5mm
981096	Plantilla radiográfica placa compresión, conjunto para fijación 4mm
981097	Plantilla radiográfica placa compresión estrecha, conjunto para fijación 5mm
981098	Plantilla radiográfica placa compresión ancha, conjunto para fijación 5mm
700346	Broca, conector AO, Ø2mm, L125mm,
700346S	Broca, conector AO, Ø2mm L 125mm
700347	Broca, conector AO, Ø 2,5mm L 125mm
700347S	Broca, conector AO, Ø 2,5mm L 125mm
700348	Broca, conector AO, Ø 2,7mm L 125mm
700348S	Broca, conector AO, Ø 2,7mm L 125mm
700349	Broca, conector AO, Ø 3,5mm L 125mm
700349S	Broca, conector AO, Ø 3,5mm L 125mm
700353	Broca, conector AO, Ø 3,5mm L 180mm

5.





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

700353S	Broca, conector AO, Ø 3,5mm L 180mm
700354	Mecha espiralada Ø4,5x180, con conector AO
700354S	Mecha espiralada Ø4,5x180, con conector AO
700355	Mecha espiralada Ø2,5x230, con conector AO
700355S	Mecha espiralada Ø2,5x230, con conector AO
700356	Mecha espiralada Ø3,2x180, con conector AO
700356S	Mecha espiralada Ø3,2x180, con conector AO
700357	Mecha espiralada Ø3,2x230, con conector AO
700357S	Mecha espiralada Ø3,2x230, con conector AO
702485	Destornillador, conector AO, L115mm
702741 3mm	Broca calibrada Ø2,3mmX115mm; AO, conjunto para fijación
702741S 3mm	Broca calibrada Ø2,3mmX115mm; AO, conjunto para fijación
702742 4mm	Broca calibrada Ø3,1mmX204mm; AO, conjunto para fijación
702742S 4mm	Broca calibrada Ø3,1mmX204mm; AO, conjunto para fijación
702743 5mm	Broca calibrada Ø4,3mmX259mm; AO, conjunto para fijación
702743S 5mm	Broca calibrada Ø4,3mmX259mm; AO, conjunto para fijación
702750	Accesorio Universal limitador de torque T15, conector AO, conjunto para fijación 4mm
702751	Accesorio Universal limitador de torque T20, conector AO, conjunto para fijación 5mm
702753 4mm	Broca destornillador T15, conector AO, conjunto para fijación
702754 5mm	Broca destornillador T20, conector AO, conjunto para fijación
702771	Macho, conector AO, conjunto para fijación 3mm
702772	Macho, conector AO, conjunto para fijación 4mm
702773	Macho, conector AO, conjunto para fijación 5mm
702776 fijación 4/5	Porta placa provisorio para uso con tornillos, conjunto para
702776-1	Vaina repuesto zu porta placa provisorio



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

702801	Macho, conector AO, Ø 2,7mm L 125mm
702802	Macho, conector AO, Ø 3,5mm L 125mm
702803	Macho, conector AO, Ø 4mm L 125mm
702804	Macho, conector AO, Ø 3,5mm L 180mm
702805	Macho, conector AO, Ø 4mm L 180mm
702806	Macho Ø 4,5x180, con conector AO
702807	Macho Ø 6,5x180, con conector AO
702811	Avellanador, conector AO Ø6mm, L100mm
702812	Avellanador, conector AO Ø8x100
702816	Fresa Swanson, conector AO Ø6mm, L100mm
702817	Fresa Swanson, conector AO Ø8X100
702853	Destornillador Hex 3,5mm, L165, con conector AO
702856	Destornillador Hex 3,5mm, L165, con conector AO
702912	Espiga recta con esfera, con conector AO
703538	Broca destornillador HEX 3,5/4,3mm, AO
703540	Broca destornillador T20, conector AO
703541	Broca calibrada Ø4,3mmX315mm, AO
703542	Broca calibrada Ø3,2mm x315mm, AO
703543	Dispositivo de abertura cortical Ø4,5mm, conector AO
703545	Fijador de marco Ø4,2mm, conector AO
703551	Macho cortical Ø4,5mmX295mm, AO
703553	Macho hueso esponjoso Ø6,5mmX295mm, AO
703554	Macho fijación Ø5mmX295mm, AO
703561	Punta mecha alambre K Ø2mmX315mm
703573	Fijador de marco Ø3mm, conector AO
703574	Macho fijación Ø4mmX270mm, conector AO
703583	Punta mecha alambre K Ø2mmX285mm
703585	Broca calibrada Ø3,1mmX285mm, conector AO
703585S	Broca calibrada Ø3,1mmX285mm, conector AO
703586	Broca calibrada Ø2,5mmX285mm, conector AO
703586S	Broca calibrada Ø2,5mmX285mm, conector AO
703588	Macho cortical Ø3,5mmX270mm, conector AO
703589	Macho hueso esponjoso Ø4mmX270mm, conector AO
703590	Abridor cortical Ø3,5mm, conector AO



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

703593	Destornillador broca HEX 2,5/4,3mm, conector AO
703595	Destornillador broca T15, conector AO
703614	Broca calibrada Ø2,3mmX125mm, conector AO
703615	Broca calibrada Ø4,3mmX264mm, conector AO
703616	Broca calibrada Ø3,1mmX205mm, conector AO
703617	Broca calibrada Ø3,1mmX285mm, plana, conector AO
703618	Broca calibrada Ø4,3mmX315mm, plana, conector AO
338610	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 10mm acero inoxidable
338610S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 10mm acero inoxidable
338612	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 12mm acero inoxidable
338612S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 12mm acero inoxidable
338614	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 14mm acero inoxidable
338614S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 14mm acero inoxidable
338616	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 16mm acero inoxidable
338616S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 16mm acero inoxidable
338618	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 18mm acero inoxidable
338618S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 18mm acero inoxidable
338620	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 20mm acero inoxidable
338620S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 20mm acero inoxidable
338622	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 22mm acero inoxidable
338622S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 22mm acero inoxidable
338624	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 24mm acero inoxidable
1338624S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 24mm acero inoxidable
338626	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 26mm acero inoxidable
338626S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 26mm acero inoxidable
338628	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 28mm acero inoxidable
338628S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 28mm acero inoxidable
338630	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 30mm acero inoxidable
338630S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 30mm acero inoxidable
338632	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 32mm acero inoxidable
338632S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 32mm acero inoxidable
338634	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 34mm acero inoxidable
338634S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 34mm acero inoxidable
338636	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 36mm acero inoxidable



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

338636S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 36mm acero inoxidable
338638	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 38mm acero inoxidable
338638S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 38mm acero inoxidable
338640	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 40mm acero inoxidable
338640S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 40mm acero inoxidable
338642	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 42mm acero inoxidable
338642S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 42mm acero inoxidable
338644	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 44mm acero inoxidable
338644S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 44mm acero inoxidable
338645	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 45mm acero inoxidable
338645S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 45mm acero inoxidable
338646	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 46mm acero inoxidable
338646S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 46mm acero inoxidable
338648	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 48mm acero inoxidable
338648S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 48mm acero inoxidable
338650	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 50mm acero inoxidable
338650S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 50mm acero inoxidable
338655	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 55mm acero inoxidable
338655S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 55mm acero inoxidable
338660	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 60mm acero inoxidable
338660S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 60mm acero inoxidable
338665	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 65mm acero inoxidable
338665S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 65mm acero inoxidable
338670	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 70mm acero inoxidable
338670S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 70mm acero inoxidable
338675	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 75mm acero inoxidable
338675S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 75mm acero inoxidable
338680	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 80mm acero inoxidable
338680S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 80mm acero inoxidable
338685	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 85mm acero inoxidable
338685S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 85mm acero inoxidable
338690	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 90mm acero inoxidable
338690S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 90mm acero inoxidable
338695	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 95mm acero inoxidable

1



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

338695S	Tornillo cortical Ø 3,5mm/L 95mm acero inoxidable
340614	Tornillo cortical Ø 4,5x14mm
340614S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x14mm
340616	Tornillo cortical Ø 4,5x16mm
340616S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x16mm
340618	Tornillo cortical Ø 4,5x18mm
340618S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x18mm
340620	Tornillo cortical Ø 4,5x20mm
340620S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x20mm
340622	Tornillo cortical Ø 4,5x22mm
340622S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x22mm
340624	Tornillo cortical Ø 4,5x24mm
340624S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x24mm
340626	Tornillo cortical Ø 4,5x26mm
340626S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x26mm
340628	Tornillo cortical Ø 4,5x28mm
340628S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x28mm
340630	Tornillo cortical Ø 4,5x30mm
340630S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x30mm
340632	Tornillo cortical Ø 4,5x32mm
340632S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x32mm
340634	Tornillo cortical Ø 4,5x34mm
340634S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x34mm
340636	Tornillo cortical Ø 4,5x36mm
340636S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x36mm
340638	Tornillo cortical Ø 4,5x38mm
340638S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x38mm
340640	Tornillo cortical Ø 4,5x40mm
340640S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x40mm
340642	Tornillo cortical Ø 4,5x42mm
340642S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x42mm
340644	Tornillo cortical Ø 4,5x44mm
340644S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x44mm
340646	Tornillo cortical Ø 4,5x46mm

5

1



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

340646S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x46mm
340648	Tornillo cortical Ø 4,5x48mm
340648S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x48mm
340650	Tornillo cortical Ø 4,5x50mm
340650S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x50mm
340652	Tornillo cortical Ø 4,5x52mm
340652S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x52mm
340654	Tornillo cortical Ø 4,5x54mm
340654S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x54mm
340655	Tornillo cortical Ø 4,5x55mm
340655S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x55mm
340656	Tornillo cortical Ø 4,5x56mm
340656S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x56mm
340658	Tornillo cortical Ø 4,5x58mm
340658S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x58mm
340660	Tornillo cortical Ø 4,5x60mm
340660S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x60mm
340662	Tornillo cortical Ø 4,5x62mm
340662S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x62mm
340664	Tornillo cortical Ø 4,5x64mm
340664S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x64mm
340665	Tornillo cortical Ø 4,5x65mm
340665S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x65mm
340666	Tornillo cortical Ø 4,5x66mm
340666S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x66mm
340668	Tornillo cortical Ø 4,5x68mm
340668S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x68mm
340670	Tornillo cortical Ø 4,5x70mm
340670S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x70mm
340672	Tornillo cortical Ø 4,5x72mm
340672S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x72mm
340674	Tornillo cortical Ø 4,5x74mm
340674S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x74mm
340675	Tornillo cortical Ø 4,5x75mm

8.





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

340675S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x75mm
340676	Tornillo cortical Ø 4,5x76mm
340676S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x76mm
340678	Tornillo cortical Ø 4,5x78mm
340678S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x78mm
340680	Tornillo cortical Ø 4,5x80mm
340680S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x80mm
340685	Tornillo cortical Ø 4,5x85mm
340685S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x85mm
340690	Tornillo cortical Ø 4,5x90mm
340690S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x90mm
340695	Tornillo cortical Ø 4,5x95mm
340695S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x95mm
340700	Tornillo cortical Ø 4,5x100mm
340700S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x100mm
340705	Tornillo cortical Ø 4,5x105mm
340705S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x105mm
340710	Tornillo cortical Ø 4,5x110mm
340710S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x110mm
340715	Tornillo cortical Ø 4,5x115mm
340715S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x115mm
340720	Tornillo cortical Ø 4,5x120mm
340720S	Tornillo cortical S.T. Ø 4,5x120mm
341060	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x60mm
341060S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x60mm TL16mm
341065	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x65mm
341065S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x65mm TL16mm
341070	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x70mm
341070S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x70mm TL16mm
341075	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x75mm
341075S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x75mm TL16mm
341080	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x80mm
341080S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x80mm TL16mm
341085	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x85mm





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

341085S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x85mm TL16mm
341090	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x90mm
341090S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x90mm TL16mm
341095	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x95mm
341095S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x95mm TL16mm
341100	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x100mm
341100S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x100mm TL16mm
341105	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x105mm
341105S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x105mm TL16mm
341110	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x110mm
341110S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x110mm TL16mm
341115	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x115mm
341115S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x115mm TL16mm
341120	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x120mm
341120S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x120mm TL16mm
342060	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x60mm
342060S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x60mm TL32mm
342065	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x65mm
342065S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x65mm TL32mm
342070	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x70mm
342070S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x70mm TL32mm
342075	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x75mm
342075S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x75mm TL32mm
342080	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x80mm
342080S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x80mm TL32mm
342085	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x85mm
342085S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x85mm TL32mm
342090	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x90mm
342090S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x90mm TL32mm
342095	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x95mm
342095S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x95mm TL32mm
342100	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x100mm
342100S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x100mm TL32mm
342105	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x105mm

342080S





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.


342105S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x105mm TL32mm
342110	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x110mm
342110S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x110mm TL32mm
342115	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x115mm
342115S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x115mm TL32mm
342120	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x120mm
342120S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x120mm TL32mm
343060	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x60mm
343060S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x60mm
343065	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x65mm
343065S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x65mm
343070	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x70mm
343070S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x70mm
343075	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x75mm
343075S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x75mm
343080	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x80mm
343080S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x80mm
343085	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x85mm
343085S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x85mm
343090	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x90mm
343090S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x90mm
343095	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x95mm
343095S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x95mm
343100	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x100mm
343100S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x100mm
343105	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x105mm
343105S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x105mm
343110	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x110mm
343110S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x110mm
343115	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x115mm
343115S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x115mm
343120	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x120mm
343120S	Tornillo hueso esponjoso Ø 6,5x120mm
345414	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 14mm acero inoxidable



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

345416	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 16mm acero inoxidable
345416S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 16mm acero inoxidable
345418	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 18mm acero inoxidable
345418S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 18mm acero inoxidable
345420	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 20mm acero inoxidable
345420S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 20mm acero inoxidable
345422	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 22mm acero inoxidable
345422S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 22mm acero inoxidable
345424	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 24mm acero inoxidable
345424S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 24mm acero inoxidable
345426	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 26mm acero inoxidable
345426S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 26mm acero inoxidable
345428	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 28mm acero inoxidable
345428S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 28mm acero inoxidable
345430	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 30mm acero inoxidable
345430S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 30mm acero inoxidable
345432	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 32mm acero inoxidable
345432S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 32mm acero inoxidable
345434	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 34mm acero inoxidable
345434S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 34mm acero inoxidable
345435	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 35mm acero inoxidable
345435S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 35mm acero inoxidable
345436	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 36mm acero inoxidable
345436S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 36mm acero inoxidable
345438	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 38mm acero inoxidable
345438S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 38mm acero inoxidable
345440	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 40mm acero inoxidable
345440S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 40mm acero inoxidable
345445	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 45mm acero inoxidable
345445S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 45mm acero inoxidable
345450	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 50mm acero inoxidable
345450S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 50mm acero inoxidable
345455	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 55mm acero inoxidable
345455S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 55mm acero inoxidable

51





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

345460	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 60mm acero inoxidable
345460S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 60mm acero inoxidable
345465	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 65mm acero inoxidable
345465S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 65mm acero inoxidable
345470	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 70mm acero inoxidable
345470S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 70mm acero inoxidable
345475	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 75mm acero inoxidable
345475S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 75mm acero inoxidable
345480	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 80mm acero inoxidable
345480S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 80mm acero inoxidable
345485	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 85mm acero inoxidable
345485S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 85mm acero inoxidable
345490	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 90mm acero inoxidable
345490S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 90mm acero inoxidable
345495	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 95mm acero inoxidable
345495S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 95mm acero inoxidable
345514	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 14mm acero inoxidable
345516	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 16mm acero inoxidable
345518	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 18mm acero inoxidable
345520	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 20mm acero inoxidable
345520S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 20mm acero inoxidable
345522	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 22mm acero inoxidable
345522S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 22mm acero inoxidable
345524	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 24mm acero inoxidable
345524S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 24mm acero inoxidable
345526	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 26mm acero inoxidable
345526S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 26mm acero inoxidable
345528	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 28mm acero inoxidable
345528S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 28mm acero inoxidable
345530	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 30mm acero inoxidable
345530S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 30mm acero inoxidable
345532	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 32mm acero inoxidable
345532S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 32mm acero inoxidable
345534	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 34mm acero inoxidable



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

345534S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 34mm acero inoxidable
345535	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 35mm acero inoxidable
345535S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 35mm acero inoxidable
345536	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 36mm acero inoxidable
345536S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 36mm acero inoxidable
345538	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 38mm acero inoxidable
345538S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 38mm acero inoxidable
345540	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 40mm acero inoxidable
345540S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 40mm acero inoxidable
345545	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 45mm acero inoxidable
345545S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 45mm acero inoxidable
345550	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 50mm acero inoxidable
345550S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 50mm acero inoxidable
345555	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 55mm acero inoxidable
345555S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 55mm acero inoxidable
345560	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 60mm acero inoxidable
345560S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 60mm acero inoxidable
345565	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 65mm acero inoxidable
345565S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 65mm acero inoxidable
345570	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 70mm acero inoxidable
345570S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 70mm acero inoxidable
345575	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 75mm acero inoxidable
345575S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 75mm acero inoxidable
345580	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 80mm acero inoxidable
345580S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 80mm acero inoxidable
345585	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 85mm acero inoxidable
345585S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 85mm acero inoxidable
345590	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 90mm acero inoxidable
345590S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 90mm acero inoxidable
345595	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 95mm acero inoxidable
345595S	Tornillo hueso esponjoso Ø 4mm/L 95mm acero inoxidable
349608	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 8mm acero inoxidable
349608S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 8mm acero inoxidable
349610	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 10mm acero inoxidable

8.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

349610S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 10mm acero inoxidable
349612	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 12mm acero inoxidable
349612S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 12mm acero inoxidable
349614	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 14mm acero inoxidable
349614S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 14mm acero inoxidable
349616	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 16mm acero inoxidable
349616S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 16mm acero inoxidable
349618	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 18mm acero inoxidable
349618S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 18mm acero inoxidable
349620	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 20mm acero inoxidable
349620S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 20mm acero inoxidable
349622	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 22mm acero inoxidable
349622S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 22mm acero inoxidable
349624	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 24mm acero inoxidable
349624S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 24mm acero inoxidable
349626	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 26mm acero inoxidable
349626S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 26mm acero inoxidable
349628	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 28mm acero inoxidable
349628S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 28mm acero inoxidable
349630	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 30mm acero inoxidable
349630S	Tornillo cortical Ø 2,7mm/L 30mm acero inoxidable
370001	Inserto de bloqueo, conjunto para fijación 3mm
370001S	Inserto de bloqueo, conjunto para fijación 3mm
370002	Inserto de bloqueo, conjunto para fijación 4mm
370002S	Inserto de bloqueo, conjunto para fijación 4mm
370003	Inserto de bloqueo, conjunto para fijación 5mm
370003S	Inserto de bloqueo, conjunto para fijación 5mm
370004	Tapa de cierre, para uso con cable, conjunto para fijación 4mm
370004S	Tapa de cierre, para uso con cable, conjunto para fijación 4mm
370005	Tapa de cierre, para uso con cable, conjunto para fijación 5mm
370005S	Tapa de cierre, para uso con cable, conjunto para fijación 5mm
370008	Tornillo fijación, 3mm / L8
370008S	Tornillo fijación, 3mm / L8
370010	Tornillo fijación, 3mm / L10



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

370010S	Tornillo fijación, 3mm / L10
370012	Tornillo fijación, 3mm / L12
370012S	Tornillo fijación, 3mm / L12
370014	Tornillo fijación, 3mm / L14
370014S	Tornillo fijación, 3mm / L14
370016	Tornillo fijación, 3mm / L16
370016S	Tornillo fijación, 3mm / L16
370018	Tornillo fijación, 3mm / L18
370018S	Tornillo fijación, 3mm / L18
370020	Tornillo fijación, 3mm / L20
370020S	Tornillo fijación, 3mm / L20
370022	Tornillo fijación, 3mm / L22
370022S	Tornillo fijación, 3mm / L22
370024	Tornillo fijación, 3mm / L24
370024S	Tornillo fijación, 3mm / L24
370026	Tornillo fijación, 3mm / L26
370026S	Tornillo fijación, 3mm / L26
370028	Tornillo fijación, 3mm / L28
370028S	Tornillo fijación, 3mm / L28
370030	Tornillo fijación, 3mm / L30
370030S	Tornillo fijación, 3mm / L30
370110	Tornillo fijación, 5mm / L10, Tornillo periprotésico
370110S	Tornillo fijación, 5mm / L10, Tornillo periprotésico
370112	Tornillo fijación, 5mm / L12, Tornillo periprotésico
370112S	Tornillo fijación, 5mm / L12, Tornillo periprotésico
370114	Tornillo fijación, 5mm / L14, Tornillo periprotésico
370114S	Tornillo fijación, 5mm / L14, Tornillo periprotésico
370116	Tornillo fijación, 5mm / L16, Tornillo periprotésico
370116S	Tornillo fijación, 5mm / L16, Tornillo periprotésico
370118	Tornillo fijación, 5mm / L18, Tornillo periprotésico
370118S	Tornillo fijación, 5mm / L18, Tornillo periprotésico
370120	Tornillo fijación, 5mm / L20, Tornillo periprotésico
370120S	Tornillo fijación, 5mm / L20, Tornillo periprotésico
370314	Tornillo fijación, 5mm / L14

01



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

370314S	Tornillo fijación, 5mm / L14
370316	Tornillo fijación, 5mm / L16
370316S	Tornillo fijación, 5mm / L16
370318	Tornillo fijación, 5mm / L18
370318S	Tornillo fijación, 5mm / L18
370320	Tornillo fijación, 5mm / L20
370320S	Tornillo fijación, 5mm / L20
370322	Tornillo fijación, 5mm / L22
370322S	Tornillo fijación, 5mm / L22
370324	Tornillo fijación, 5mm / L24
370324S	Tornillo fijación, 5mm / L24
370326	Tornillo fijación, 5mm / L26
370326S	Tornillo fijación, 5mm / L26
370328	Tornillo fijación, 5mm / L28
370328S	Tornillo fijación, 5mm / L28
370330	Tornillo fijación, 5mm / L30
370330S	Tornillo fijación, 5mm / L30
370332	Tornillo fijación, 5mm / L32
370332S	Tornillo fijación, 5mm / L32
370334	Tornillo fijación, 5mm / L34
370334S	Tornillo fijación, 5mm / L34
370336	Tornillo fijación, 5mm / L36
370336S	Tornillo fijación, 5mm / L36
370338	Tornillo fijación, 5mm / L38
370338S	Tornillo fijación, 5mm / L38
370340	Tornillo fijación, 5mm / L40
370340S	Tornillo fijación, 5mm / L40
370342	Tornillo fijación, 5mm / L42
370342S	Tornillo fijación, 5mm / L42
370344	Tornillo fijación, 5mm / L44
370344S	Tornillo fijación, 5mm / L44
370346	Tornillo fijación, 5mm / L46
370346S	Tornillo fijación, 5mm / L46
370348	Tornillo fijación, 5mm / L48

50





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

370348S	Tornillo fijación, 5mm / L48
370350	Tornillo fijación, 5mm / L50
370350S	Tornillo fijación, 5mm / L50
370355	Tornillo fijación, 5mm / L55
370355S	Tornillo fijación, 5mm / L55
370360	Tornillo fijación, 5mm / L60
370360S	Tornillo fijación, 5mm / L60
370365	Tornillo fijación, 5mm / L65
370365S	Tornillo fijación, 5mm / L65
370370	Tornillo fijación, 5mm / L70
370370S	Tornillo fijación, 5mm / L70
370375	Tornillo fijación, 5mm / L75
370375S	Tornillo fijación, 5mm / L75
370380	Tornillo fijación, 5mm / L80
370380S	Tornillo fijación, 5mm / L80
370385	Tornillo fijación, 5mm / L85
370385S	Tornillo fijación, 5mm / L85
370390	Tornillo fijación, 5mm / L90
370390S	Tornillo fijación, 5mm / L90
370395	Tornillo fijación, 5mm / L95
370395S	Tornillo fijación, 5mm / L95
370400	Tornillo fijación, 5mm / L100
370400S	Tornillo fijación, 5mm / L100
370405	Tornillo fijación, 5mm / L105
370405S	Tornillo fijación, 5mm / L105
370410	Tornillo fijación, 5mm / L110
370410S	Tornillo fijación, 5mm / L110
370415	Tornillo fijación, 5mm / L115
370415S	Tornillo fijación, 5mm / L115
370420	Tornillo fijación, 5mm / L120
370420S	Tornillo fijación, 5mm / L120
370514	Tornillo fijación, 4mm / L14
370514S	Tornillo fijación, 4mm / L14

J.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

370516	Tornillo fijación, 4mm / L16
370516S	Tornillo fijación, 4mm / L16
370518	Tornillo fijación, 4mm / L18
370518S	Tornillo fijación, 4mm / L18
370520	Tornillo fijación, 4mm / L20
370520S	Tornillo fijación, 4mm / L20
370522	Tornillo fijación, 4mm / L22
370522S	Tornillo fijación, 4mm / L22
370524	Tornillo fijación, 4mm / L24
370524S	Tornillo fijación, 4mm / L24
370526	Tornillo fijación, 4mm / L26
370526S	Tornillo fijación, 4mm / L26
370528	Tornillo fijación, 4mm / L28
370528S	Tornillo fijación, 4mm / L28
370530	Tornillo fijación, 4mm / L30
370530S	Tornillo fijación, 4mm / L30
370532	Tornillo fijación, 4mm / L32
370532S	Tornillo fijación, 4mm / L32
370534	Tornillo fijación, 4mm / L34
370534S	Tornillo fijación, 4mm / L34
370536	Tornillo fijación, 4mm / L36
370536S	Tornillo fijación, 4mm / L36
370538	Tornillo fijación, 4mm / L38
370538S	Tornillo fijación, 4mm / L38
370540	Tornillo fijación, 4mm / L40
370540S	Tornillo fijación, 4mm / L40
370542	Tornillo fijación, 4mm / L42
370542S	Tornillo fijación, 4mm / L42
370544	Tornillo fijación, 4mm / L44
370544S	Tornillo fijación, 4mm / L44
370546	Tornillo fijación, 4mm / L46
370546S	Tornillo fijación, 4mm / L46
370548	Tornillo fijación, 4mm / L48

S.





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

370548S	Tornillo fijación, 4mm / L48
370550	Tornillo fijación, 4mm / L50
370550S	Tornillo fijación, 4mm / L50
370555	Tornillo fijación, 4mm / L55
370555S	Tornillo fijación, 4mm / L55
370560	Tornillo fijación, 4mm / L60
370560S	Tornillo fijación, 4mm / L60
370565	Tornillo fijación, 4mm / L65
370565S	Tornillo fijación, 4mm / L65
370570	Tornillo fijación, 4mm / L70
370570S	Tornillo fijación, 4mm / L70
370575	Tornillo fijación, 4mm / L75
370575S	Tornillo fijación, 4mm / L75
370580	Tornillo fijación, 4mm / L80
370580S	Tornillo fijación, 4mm / L80
370585	Tornillo fijación, 4mm / L85
370585S	Tornillo fijación, 4mm / L85
370590	Tornillo fijación, 4mm / L90
370590S	Tornillo fijación, 4mm / L90
370595	Tornillo fijación, 4mm / L95
370595S	Tornillo fijación, 4mm / L95
370600	Tornillo fijación, 4mm / L100
370600S	Tornillo fijación, 4mm / L100
370605	Tornillo fijación, 4mm / L105
370605S	Tornillo fijación, 4mm / L105
370610	Tornillo fijación, 4mm / L110
370610S	Tornillo fijación, 4mm / L110
370615	Tornillo fijación, 4mm / L115
370615S	Tornillo fijación, 4mm / L115
370620	Tornillo fijación, 4mm / L120
370620S	Tornillo fijación, 4mm / L120
371008	Tornillo fijación, 3mm / L8
371008S	Tornillo fijación, 3mm / L8

5,





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

371010	Tornillo fijación, 3mm / L10
371010S	Tornillo fijación, 3mm / L10
371012	Tornillo fijación, 3mm / L12
371012S	Tornillo fijación, 3mm / L12
371014	Tornillo fijación, 3mm / L14
371014S	Tornillo fijación, 3mm / L14
371016	Tornillo fijación, 3mm / L16
371016S	Tornillo fijación, 3mm / L16
371018	Tornillo fijación, 3mm / L18
371018S	Tornillo fijación, 3mm / L18
371020	Tornillo fijación, 3mm / L20
371020S	Tornillo fijación, 3mm / L20
371022	Tornillo fijación, 3mm / L22
371022S	Tornillo fijación, 3mm / L22
371024	Tornillo fijación, 3mm / L24
371024S	Tornillo fijación, 3mm / L24
371026	Tornillo fijación, 3mm / L26
371026S	Tornillo fijación, 3mm / L26
371028	Tornillo fijación, 3mm / L28
371028S	Tornillo fijación, 3mm / L28
371030	Tornillo fijación, 3mm / L30
371030S	Tornillo fijación, 3mm / L30
371314	Tornillo fijación, 5mm / L14
371314S	Tornillo fijación, 5mm / L14
371316	Tornillo fijación, 5mm / L16
371316S	Tornillo fijación, 5mm / L16
371318	Tornillo fijación, 5mm / L18
371318S	Tornillo fijación, 5mm / L18
371320	Tornillo fijación, 5mm / L20
371320S	Tornillo fijación, 5mm / L20
371322	Tornillo fijación, 5mm / L22
371322S	Tornillo fijación, 5mm / L22
371324	Tornillo fijación, 5mm / L24



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

371324S	Tornillo fijación, 5mm / L24
371326	Tornillo fijación, 5mm / L26
371326S	Tornillo fijación, 5mm / L26
371328	Tornillo fijación, 5mm / L28
371328S	Tornillo fijación, 5mm / L28
371330	Tornillo fijación, 5mm / L30
371330S	Tornillo fijación, 5mm / L30
371332	Tornillo fijación, 5mm / L32
371332S	Tornillo fijación, 5mm / L32
371334	Tornillo fijación, 5mm / L34
371334S	Tornillo fijación, 5mm / L34
371336	Tornillo fijación, 5mm / L36
371336S	Tornillo fijación, 5mm / L36
371338	Tornillo fijación, 5mm / L38
371338S	Tornillo fijación, 5mm / L38
371340	Tornillo fijación, 5mm / L40
371340S	Tornillo fijación, 5mm / L40
371342	Tornillo fijación, 5mm / L42
371342S	Tornillo fijación, 5mm / L42
371344	Tornillo fijación, 5mm / L44
371344S	Tornillo fijación, 5mm / L44
371346	Tornillo fijación, 5mm / L46
371346S	Tornillo fijación, 5mm / L46
371348	Tornillo fijación, 5mm / L48
371348S	Tornillo fijación, 5mm / L48
371350	Tornillo fijación, 5mm / L50
371350S	Tornillo fijación, 5mm / L50
371355	Tornillo fijación, 5mm / L55
371355S	Tornillo fijación, 5mm / L55
371360	Tornillo fijación, 5mm / L60
371360S	Tornillo fijación, 5mm / L60
371365	Tornillo fijación, 5mm / L65
371365S	Tornillo fijación, 5mm / L65


S,





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

371370	Tornillo fijación, 5mm / L70
371370S	Tornillo fijación, 5mm / L70
371375	Tornillo fijación, 5mm / L75
371375S	Tornillo fijación, 5mm / L75
371380	Tornillo fijación, 5mm / L80
371380S	Tornillo fijación, 5mm / L80
371385	Tornillo fijación, 5mm / L85
371385S	Tornillo fijación, 5mm / L85
371390	Tornillo fijación, 5mm / L90
371390S	Tornillo fijación, 5mm / L90
371395	Tornillo fijación, 5mm / L95
371395S	Tornillo fijación, 5mm / L95
371400	Tornillo fijación, 5mm / L100
371400S	Tornillo fijación, 5mm / L100
371405	Tornillo fijación, 5mm / L105
371405S	Tornillo fijación, 5mm / L105
371410	Tornillo fijación, 5mm / L110
371410S	Tornillo fijación, 5mm / L110
371415	Tornillo fijación, 5mm / L115
371415S	Tornillo fijación, 5mm / L115
371420	Tornillo fijación, 5mm / L120
371420S	Tornillo fijación, 5mm / L120
371514	Tornillo fijación, 4mm / L14
371514S	Tornillo fijación, 4mm / L14
371516	Tornillo fijación, 4mm / L16
371516S	Tornillo fijación, 4mm / L16
371518	Tornillo fijación, 4mm / L18
371518S	Tornillo fijación, 4mm / L18
371520	Tornillo fijación, 4mm / L20
371520S	Tornillo fijación, 4mm / L20
371522	Tornillo fijación, 4mm / L22
371522S	Tornillo fijación, 4mm / L22
371524	Tornillo fijación, 4mm / L24





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

371524S	Tornillo fijación, 4mm / L24
371526	Tornillo fijación, 4mm / L26
371526S	Tornillo fijación, 4mm / L26
371528	Tornillo fijación, 4mm / L28
371528S	Tornillo fijación, 4mm / L28
371530	Tornillo fijación, 4mm / L30
371530S	Tornillo fijación, 4mm / L30
371532	Tornillo fijación, 4mm / L32
371532S	Tornillo fijación, 4mm / L32
371534	Tornillo fijación, 4mm / L34
371534S	Tornillo fijación, 4mm / L34
371536	Tornillo fijación, 4mm / L36
371536S	Tornillo fijación, 4mm / L36
371538	Tornillo fijación, 4mm / L38
371538S	Tornillo fijación, 4mm / L38
371540	Tornillo fijación, 4mm / L40
371540S	Tornillo fijación, 4mm / L40
371542	Tornillo fijación, 4mm / L42
371542S	Tornillo fijación, 4mm / L42
371544	Tornillo fijación, 4mm / L44
371544S	Tornillo fijación, 4mm / L44
371546	Tornillo fijación, 4mm / L46
371546S	Tornillo fijación, 4mm / L46
371548	Tornillo fijación, 4mm / L48
371548S	Tornillo fijación, 4mm / L48
371550	Tornillo fijación, 4mm / L50
371550S	Tornillo fijación, 4mm / L50
371555	Tornillo fijación, 4mm / L55
371555S	Tornillo fijación, 4mm / L55
371560	Tornillo fijación, 4mm / L60
371560S	Tornillo fijación, 4mm / L60
371565	Tornillo fijación, 4mm / L65
371565S	Tornillo fijación, 4mm / L65

8,





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

371570	Tornillo fijación, 4mm / L70
371570S	Tornillo fijación, 4mm / L70
371575	Tornillo fijación, 4mm / L75
371575S	Tornillo fijación, 4mm / L75
371580	Tornillo fijación, 4mm / L80
371580S	Tornillo fijación, 4mm / L80
371585	Tornillo fijación, 4mm / L85
371585S	Tornillo fijación, 4mm / L85
371590	Tornillo fijación, 4mm / L90
371590S	Tornillo fijación, 4mm / L90
371595	Tornillo fijación, 4mm / L95
371595S	Tornillo fijación, 4mm / L95
371600	Tornillo fijación, 4mm / L100
371600S	Tornillo fijación, 4mm / L100
371605	Tornillo fijación, 4mm / L105
371605S	Tornillo fijación, 4mm / L105
371610	Tornillo fijación, 4mm / L110
371610S	Tornillo fijación, 4mm / L110
371615	Tornillo fijación, 4mm / L115
371615S	Tornillo fijación, 4mm / L115
371620	Tornillo fijación, 4mm / L120
371620S	Tornillo fijación, 4mm / L120
390157	Alambre K Ø 1,25mm acero inoxidable
390164	Alambres K, Ø1,6x150mm
390191	Alambre Kirschner
390192	Alambres K, Ø2x150mm
427002	Placa de compresión con bloqueo, 2 orificios / L32mm, conjunto para fijación 4mm
427002S	Placa de compresión con bloqueo, 2 orificios / L32mm, conjunto para fijación 4mm
427003	Placa de compresión con bloqueo, 3 orificios / L45mm, conjunto para fijación 4mm
427003S	Placa de compresión con bloqueo, 3 orificios / L45mm, conjunto para fijación 4mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.


- 427004 Placa de compresión con bloqueo, 4 orificios / L58mm, conjunto para fijación 4mm
- 427004S Placa de compresión con bloqueo, 4 orificios / L58mm, conjunto para fijación 4mm
- 427005 Placa de compresión con bloqueo, 5 orificios / L71mm, conjunto para fijación 4mm
- 427005S Placa de compresión con bloqueo, 5 orificios / L71mm, conjunto para fijación 4mm
- 427006 Placa de compresión con bloqueo, 6 orificios / L84mm, conjunto para fijación 4mm
- 427006S Placa de compresión con bloqueo, 6 orificios / L84mm, conjunto para fijación 4mm
- 427007 Placa de compresión con bloqueo, 7 orificios / L97mm, conjunto para fijación 4mm
- 427007S Placa de compresión con bloqueo, 7 orificios / L97mm, conjunto para fijación 4mm
- 427008 Placa de compresión con bloqueo, 8 orificios / L110mm, conjunto para fijación 4mm
- 427008S Placa de compresión con bloqueo, 8 orificios / L110mm, conjunto para fijación 4mm
- 427009 Placa de compresión con bloqueo, 9 orificios / L123mm, conjunto para fijación 4mm
- 427009S Placa de compresión con bloqueo, 9 orificios / L123mm, conjunto para fijación 4mm
- 427010 Placa de compresión con bloqueo, 10 orificios / L136mm, conjunto para fijación 4mm
- 427010S Placa de compresión con bloqueo, 10 orificios / L136mm, conjunto para fijación 4mm
- 427011 Placa de compresión con bloqueo, 11 orificios / L149mm, conjunto para fijación 4mm
- 427011S Placa de compresión con bloqueo, 11 orificios / L149mm, conjunto para fijación 4mm
- 427012 Placa de compresión con bloqueo, 12 orificios / L162mm, conjunto para fijación 4mm
- 427012S Placa de compresión con bloqueo, 12 orificios / L162mm, conjunto para fijación 4mm
- 427014 Placa de compresión con bloqueo, 14 orificios / L188mm, conjunto para fijación 4mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

- 427014S Placa de compresión con bloqueo, 14 orificios / L188mm, conjunto para fijación 4mm
- 427016 Placa de compresión con bloqueo, 16 orificios / L214mm, conjunto para fijación 4mm
- 427016S Placa de compresión con bloqueo, 16 orificios / L214mm, conjunto para fijación 4mm
- 427018 Placa de compresión con bloqueo, 18 orificios / L240mm, conjunto para fijación 4mm
- 427018S Placa de compresión con bloqueo, 18 orificios / L240mm, conjunto para fijación 4mm
- 427020 Placa de compresión con bloqueo, 20 orificios / L266mm, conjunto para fijación 4mm
- 427020S Placa de compresión con bloqueo, 20 orificios / L264mm, conjunto para fijación 4mm
- 427022 Placa de compresión con bloqueo, 22 orificios / L292mm, conjunto para fijación 4mm
- 427022S Placa de compresión con bloqueo, 22 orificios / L292mm, conjunto para fijación 4mm
- 427034 Placa bloqueo reconstrucción, 4 orificios / L48mm, conjunto para fijación 4mm
- 427034S Placa bloqueo reconstrucción, 4 orificios / L48mm, conjunto para fijación 4mm
- 427035 Placa bloqueo reconstrucción, 5 orificios / L60mm, conjunto para fijación 4mm
- 427035S Placa bloqueo reconstrucción, 5 orificios / L60mm, conjunto para fijación 4mm
- 427036 Placa bloqueo reconstrucción, 6 orificios / L72mm, conjunto para fijación 4mm
- 427036S Placa bloqueo reconstrucción, 6 orificios / L72mm, conjunto para fijación 4mm
- 427037 Placa bloqueo reconstrucción, 7 orificios / L84mm, conjunto para fijación 4mm
- 427037S Placa bloqueo reconstrucción, 7 orificios / L84mm, conjunto para fijación 4mm
- 427038 Placa bloqueo reconstrucción, 8 orificios / L96mm, conjunto para fijación 4mm
- 427038S Placa bloqueo reconstrucción, 8 orificios / L96mm, conjunto para fijación 4mm

5





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

- 427039 Placa bloqueo reconstrucción, 9 orificios / L108mm, conjunto para fijación 4mm
- 427039S Placa bloqueo reconstrucción, 9 orificios / L108mm, conjunto para fijación 4mm
- 427040 Placa bloqueo reconstrucción, 10 orificios / L120mm, conjunto para fijación 4mm
- 427040S Placa bloqueo reconstrucción, 10 orificios / L120mm, conjunto para fijación 4mm
- 427042 Placa bloqueo reconstrucción, 12 orificios / L144mm, conjunto para fijación 4mm
- 427042S Placa bloqueo reconstrucción, 12 orificios / L144mm, conjunto para fijación 4mm
- 427044 Placa bloqueo reconstrucción, 14 orificios / L168mm, conjunto para fijación 4mm
- 427044S Placa bloqueo reconstrucción, 14 orificios / L168mm, conjunto para fijación 4mm
- 427046 Placa bloqueo reconstrucción, 16 orificios / L192mm, conjunto para fijación 4mm
- 427046S Placa bloqueo reconstrucción, 16 orificios / L192mm, conjunto para fijación 4mm
- 427048 Placa bloqueo reconstrucción, 18 orificios / L216mm, conjunto para fijación 4mm
- 427048S Placa bloqueo reconstrucción, 18 orificios / L216mm, conjunto para fijación 4mm
- 427050 Placa bloqueo reconstrucción, 20 orificios / L240mm, conjunto para fijación 4mm
- 427050S Placa bloqueo reconstrucción, 20 orificios / L240mm, conjunto para fijación 4mm
- 427052 Placa bloqueo reconstrucción, 22 orificios / L264mm, conjunto para fijación 4mm
- 427052S Placa bloqueo reconstrucción, 22 orificios / L264mm, conjunto para fijación 4mm
- 427062 Placa tubular 1/3 bloqueo, 2 orificios / L24mm, conjunto para fijación 3mm
- 427062S Placa tubular 1/3 bloqueo, 2 orificios / L24mm, conjunto para fijación 3mm
- 427063 Placa tubular 1/3 bloqueo, 3 orificios / L37mm, conjunto para fijación 3mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

427063S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 3 orificios / L37mm, conjunto para
427064 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 4 orificios / L50mm, conjunto para
427064S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 4 orificios / L50mm, conjunto para
427065 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 5 orificios / L63mm, conjunto para
427065S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 5 orificios / L63mm, conjunto para
427066 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 6 orificios / L76mm, conjunto para
427066S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 6 orificios / L76mm, conjunto para
427067 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 7 orificios / L89mm, conjunto para
427067S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 7 orificios / L89mm, conjunto para
427068 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 8 orificios / L102mm, conjunto para
427068S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 8 orificios / L102mm, conjunto para
427069 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 9 orificios / L115mm, conjunto para
427069S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 9 orificios / L115mm, conjunto para
427070 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 10 orificios / L128mm, conjunto para
427070S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 10 orificios / L128mm, conjunto para
427072 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 12 orificios / L154mm, conjunto para
427072S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 12 orificios / L154mm, conjunto para
427074 fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 14 orificios / L180mm, conjunto para
427074S fijación 3mm	Placa tubular 1/3 bloqueo, 14 orificios / L180mm, conjunto para



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

- 427102 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 2 orificios / L43mm, conjunto para fijación 5mm
- 427102S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 2 orificios / L43mm, conjunto para fijación 5mm
- 427103 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 3 orificios / L61mm, conjunto para fijación 5mm
- 427103S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 3 orificios / L61mm, conjunto para fijación 5mm
- 427104 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 4 orificios / L79mm, conjunto para fijación 5mm
- 427104S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 4 orificios / L79mm, conjunto para fijación 5mm
- 427105 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 5 orificios / L97mm, conjunto para fijación 5mm
- 427105S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 5 orificios / L97mm, conjunto para fijación 5mm
- 427106 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 6 orificios / L115mm, conjunto para fijación 5mm
- 427106S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 6 orificios / L115mm, conjunto para fijación 5mm
- 427107 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 7 orificios / L133mm, conjunto para fijación 5mm
- 427107S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 7 orificios / L133mm, conjunto para fijación 5mm
- 427108 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 8 orificios / L151mm, conjunto para fijación 5mm
- 427108S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 8 orificios / L151mm, conjunto para fijación 5mm
- 427109 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 9 orificios / L169mm, conjunto para fijación 5mm
- 427109S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 9 orificios / L169mm, conjunto para fijación 5mm
- 427110 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 10 orificios / L187mm, conjunto para fijación 5mm
- 427110S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 10 orificios / L187mm, conjunto para fijación 5mm
- 427112 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 12 orificios / L223mm, conjunto para fijación 5mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

- 427112S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 12 orificios / L223mm, conjunto para fijación 5mm
- 427114 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 14 orificios / L259mm, conjunto para fijación 5mm
- 427114S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 14 orificios / L259mm, conjunto para fijación 5mm
- 427116 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 16 orificios / L295mm, conjunto para fijación 5mm
- 427116S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 16 orificios / L295mm, conjunto para fijación 5mm
- 427118 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 18 orificios / L331mm, conjunto para fijación 5mm
- 427118S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 18 orificios / L331mm, conjunto para fijación 5mm
- 427120 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 20 orificios / L367mm, conjunto para fijación 5mm
- 427120S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 20 orificios / L367mm, conjunto para fijación 5mm
- 427122 Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 22 orificios / L403mm, conjunto para fijación 5mm
- 427122S Placa de compresión con bloqueo, estrecha, 22 orificios / L403mm, conjunto para fijación 5mm
- J 427136 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 6 orificios / L119mm, conjunto para fijación 5mm
- 427136S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 6 orificios / L119mm, conjunto para fijación 5mm
- 427137 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 7 orificios / L137mm, conjunto para fijación 5mm
- 427137S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 7 orificios / L137mm, conjunto para fijación 5mm
- 427138 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 8 orificios / L155mm, conjunto para fijación 5mm
- 427138S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 8 orificios / L155mm, conjunto para fijación 5mm
- 427139 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 9 orificios / L173mm, conjunto para fijación 5mm
- 427139S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 9 orificios / L173mm, conjunto para fijación 5mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.


- 427140 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 10 orificios / L191mm, conjunto para fijación 5mm
- 427140S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 10 orificios / L191mm, conjunto para fijación 5mm
- 1427141 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 11 orificios / L209mm, conjunto para fijación 5mm
- 427141S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 11 orificios / L209mm, conjunto para fijación 5mm
- 427142 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 12 orificios / L227mm, conjunto para fijación 5mm
- 427142S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 12 orificios / L227mm, conjunto para fijación 5mm
- 427143 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 13 orificios / L245mm, conjunto para fijación 5mm
- 427143S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 13 orificios / L245mm, conjunto para fijación 5mm
- 427144 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 14 orificios / L263mm, conjunto para fijación 5mm
- 427144S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 14 orificios / L263mm, conjunto para fijación 5mm
- 427146 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 16 orificios / L299mm, conjunto para fijación 5mm
- 427146S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 16 orificios / L299mm, conjunto para fijación 5mm
- 427148 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 18 orificios / L335mm, conjunto para fijación 5mm
- 427148S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 18 orificios / L335mm, conjunto para fijación 5mm
- 427150 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 20 orificios / L371mm, conjunto para fijación 5mm
- 427150S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 20 orificios / L371mm, conjunto para fijación 5mm
- 427152 Placa de compresión con bloqueo, ancha, 22 orificios / L407mm, conjunto para fijación 5mm
- 427152S Placa de compresión con bloqueo, ancha, 22 orificios / L407mm, conjunto para fijación 5mm
- 427164 Placa bloqueo reconstrucción, 4 orificios / L62mm, conjunto para fijación 5mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

427164S	Placa bloqueo reconstrucción, 4 orificios / L62mm, conjunto para fijación 5mm
427166	Placa bloqueo reconstrucción, 6 orificios / L94mm, conjunto para fijación 5mm
427166S	Placa bloqueo reconstrucción, 6 orificios / L94mm, conjunto para fijación 5mm
427168	Placa bloqueo reconstrucción, 8 orificios / L126mm, conjunto para fijación 5mm
427168S	Placa bloqueo reconstrucción, 8 orificios / L126mm, conjunto para fijación 5mm
427170	Placa bloqueo reconstrucción, 10 orificios / L158mm, conjunto para fijación 5mm
427170S	Placa bloqueo reconstrucción, 10 orificios / L158mm, conjunto para fijación 5mm
427172	Placa bloqueo reconstrucción, 12 orificios / L190mm, conjunto para fijación 5mm
427172S	Placa bloqueo reconstrucción, 12 orificios / L190mm, conjunto para fijación 5mm
427174	Placa bloqueo reconstrucción, 14 orificios / L222mm, conjunto para fijación 5mm
427174S	Placa bloqueo reconstrucción, 14 orificios / L222mm, conjunto para fijación 5mm
427176	Placa bloqueo reconstrucción, 16 orificios / L254mm, conjunto para fijación 5mm
427176S	Placa bloqueo reconstrucción, 16 orificios / L254mm, conjunto para fijación 5mm
436003	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 3 orificios, 60mm
436003S	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 3 orificios, 60mm
436004	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 4 orificios, 71mm
436004S	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 4 orificios, 71mm
436006	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 6 orificios, 93mm
436006S	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 6 orificios, 93mm
436008	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 8 orificios, 115mm
436008S	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 8 orificios, 115mm
436010	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 10 orificios, 136mm
436010S	Placa radial distal Volar, radio izquierdo, 10 orificios, 136mm

5,





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

436023	Placa radial distal Volar, radio derecho, 3 orificios, 60mm
436023S	Placa radial distal Volar, radio derecho, 3 orificios, 60mm
436024	Placa radial distal Volar, radio derecho, 4 orificios, 71mm
436024S	Placa radial distal Volar, radio derecho, 4 orificios, 71mm
436026	Placa radial distal Volar, radio derecho, 6 orificios, 93mm
436026S	Placa radial distal Volar, radio derecho, 6 orificios, 93mm
436028	Placa radial distal Volar, radio derecho, 8 orificios, 115mm
436028S	Placa radial distal Volar, radio derecho, 8 orificios, 115mm
436030	Placa radial distal Volar, radio derecho, 10 orificios, 136mm
436030S	Placa radial distal Volar, radio derecho, 10 orificios, 136mm
436103	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 3 orificios, 86mm
436103S	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 3 orificios, 86mm
436105	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo 5 orificios, 112mm
436105S	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 5 orificios, 112mm
436108	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 8 orificios, 150mm
436108S	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 8 orificios, 151mm
436123	Placa humeral proximal lateral, húmero derecho, 3 orificios, 86mm
436123S	Placa humeral proximal lateral, húmero derecho, 3 orificios, 86mm
436125	Placa humeral proximal lateral, húmero derecho, 5 orificios, 112mm
436125S	Placa humeral proximal lateral, húmero derecho, 5 orificios, 112mm
436128	Placa humeral proximal lateral, húmero derecho, 8 orificios, 150mm
436128S	Placa humeral proximal lateral, húmero derecho, 8 orificios, 151mm
436204	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 4 orificios, 94mm
436204S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 4 orificios, 94mm

J.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

436206	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 6 orificios, 120mm
436206S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 6 orificios, 120mm
436208	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 8 orificios, 146mm
436208S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 8 orificios, 146mm
436210	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 10 orificios, 172mm
436210S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 10 orificios, 172mm
436212	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 12 orificios, 198mm
436212S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 12 orificios, 198mm
436214	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 14 orificios, 224mm
436214S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 14 orificios, 224mm
436216	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 16 orificios, 250mm
436216S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 16 orificios, 250mm
436224	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 4 orificios, 94mm
436224S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 4 orificios, 94mm
436226	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 6 orificios, 120mm
436226S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 6 orificios, 120mm
436228	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 8 orificios, 146mm
436228S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 8 orificios, 146mm
436230	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 10 orificios, 172mm
436230S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 10 orificios, 172mm
436232	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 12 orificios, 198mm
436232S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 12 orificios, 198mm
436234	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 14 orificios, 224mm
436234S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 14 orificios, 224mm
436236	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 16 orificios, 250mm
436236S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 16 orificios, 250mm
436302	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 2 orificios, 95mm
436302S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 2 orificios, 95mm
436304	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 4 orificios, 121mm
436304S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 4 orificios, 121mm
436306	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 6 orificios, 147mm
436306S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 6 orificios, 147mm
436308	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 8 orificios, 173mm

09,





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

436308S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 8 orificios, 173mm
436310	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 10 orificios, 199mm
436310S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 10 orificios, 199mm
436312	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 12 orificios, 225mm
436312S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 12 orificios, 225mm
436314	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 14 orificios, 251mm
436314S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 14 orificios, 251mm
436322	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 2 orificios, 95mm
436322S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 2 orificios, 95mm
436324	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 4 orificios, 121mm
436324S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 4 orificios, 121mm
436326	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 6 orificios, 147mm
436326S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 6 orificios, 147mm
436328	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 8 orificios, 173mm
436328S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 8 orificios, 173mm
436330	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 10 orificios, 199mm
436330S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 10 orificios, 199mm
436332	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 12 orificios, 225mm
436332S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 12 orificios, 225mm
436334	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 14 orificios, 251mm
436334S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 14 orificios, 251mm
436342	Tibia proximal lateral - 2 orificios, izquierda, L95mm
436342S	Tibia proximal lateral - 2 orificios, izquierda, L95mm
436344	Tibia proximal lateral - 4 orificios, izquierda, L121mm
436344S	Tibia proximal lateral - 4 orificios, izquierda, L121mm
436346	Tibia proximal lateral - 6 orificios, izquierda, L147mm
436346S	Tibia proximal lateral - 6 orificios, izquierda, L147mm
436348	Tibia proximal lateral - 8 orificios, izquierda, L173mm
436348S	Tibia proximal lateral - 8 orificios, izquierda, L173mm
436350	Tibia proximal lateral - 10 orificios, izquierda, L199mm
436350S	Tibia proximal lateral - 10 orificios, izquierda, L199mm
436352	Tibia proximal lateral - 12 orificios, izquierda, L225mm
436352S	Tibia proximal lateral - 12 orificios, izquierda, L225mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

436354	Tibia proximal lateral - 14 orificios, izquierda, L251mm
436354S	Tibia proximal lateral - 14 orificios, izquierda, L251mm
436362	Tibia proximal lateral - 2 orificios, derecha, L95mm
436362S	Tibia proximal lateral - 2 orificios, derecha, L95mm
436364	Tibia proximal lateral - 4 orificios, derecha, L121mm
436364S	Tibia proximal lateral - 4 orificios, derecha, L121mm
436366	Tibia proximal lateral - 6 orificios, derecha, L147mm
436366S	Tibia proximal lateral - 6 orificios, derecha, L147mm
436368	Tibia proximal lateral - 8 orificios, derecha, L173mm
436368S	Tibia proximal lateral - 8 orificios, derecha, L173mm
436370	Tibia proximal lateral - 10 orificios, derecha, L199mm
436370S	Tibia proximal lateral - 10 orificios, derecha, L199mm
436372	Tibia proximal lateral - 12 orificios, derecha, L225mm
436372S	Tibia proximal lateral - 12 orificios, derecha, L225mm
436374	Tibia proximal lateral - 14 orificios, derecha, L251mm
436374S	Tibia proximal lateral - 14 orificios, derecha, L251mm
436404	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 4 orificios, 97mm
436404S	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 4 orificios, 97mm
436406	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 6 orificios,
123mm	
436406S	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 6 orificios,
123mm	
436408	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 8 orificios,
149mm	
436408S	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 8 orificios,
149mm	
436410	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 10 orificios,
175mm	
436410S	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 10 orificios,
175mm	
436412	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 12 orificios,
201mm	
436412S	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 12 orificios,
201mm	
436414	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 14 orificios,
227mm	



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

436414S 227mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 14 orificios,
436416 253mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 16 orificios,
436416S 253mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 16 orificios,
436424	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 4 orificios, 97mm
436424S	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 4 orificios, 97mm
436426	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 6 orificios, 123mm
436426S	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 6 orificios, 123mm
436428	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 8 orificios, 149mm
436428S	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 8 orificios, 149mm
436430 175mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 10 orificios,
436430S 175mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 10 orificios,
436432 201mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 12 orificios,
436432S 201mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 12 orificios,
436434 227mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 14 orificios,
436434S 227mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 14 orificios,
436436 253mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 16 orificios,
436436S 253mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 16 orificios,
436504	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 4 orificios, 130mm
436504S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 4 orificios, 130mm
436506	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 6 orificios, 166mm
436506S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 6 orificios, 166mm
436508	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 8 orificios, 202mm
436508S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 8 orificios, 202mm
436510	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 10 orificios, 238mm
436510S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 10 orificios, 238mm

8,





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

436512	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 12 orificios, 274mm
436512S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 12 orificios, 274mm
436514	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 14 orificios, 310mm
436514S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 14 orificios, 310mm
436516	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 16 orificios, 343mm
436516S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 16 orificios, 343mm
436524	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 4 orificios, 130mm
436524S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 4 orificios, 130mm
436526	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 6 orificios, 166mm
436526S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 6 orificios, 166mm
436528	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 8 orificios, 202mm
436528S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 8 orificios, 202mm
436530	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 10 orificios, 238mm
436530S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 10 orificios, 238mm
436532	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 12 orificios, 274mm
436532S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 12 orificios, 274mm
436534	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 14 orificios, 310mm
436534S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 14 orificios, 310mm
436536	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 16 orificios, 343mm
436536S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 16 orificios, 343mm
437103	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 3 orificios,
L86mm	
437103S	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 3 orificios,
L86mm	
437105	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 5 orificios,
L112mm	
437105S	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 5 orificios,
L112mm	
437108	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 8 orificios,
L151mm	
437108S	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 8 orificios,
L151mm	
437110S	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 10 orificios,
L176mm	
437112S	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 12 orificios,
L202mm	



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

437114S L228mm	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 14 orificios,
437116S L254mm	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 16 orificios,
437118S L280mm	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 18 orificios,
437120S L306mm	Placa humeral proximal lateral, húmero izquierdo, 20 orificios,
437123 L86mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 3 orificios,
437123S L86mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 3 orificios,
437125 L112mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 5 orificios,
437125S L112mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 5 orificios,
437128 L151mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 8 orificios,
437128S L151mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 8 orificios,
437130S L176mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 10 orificios,
437132S L202mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 12 orificios,
437134S L228mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 14 orificios,
437136S L254mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 16 orificios,
437138S L280mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 18 orificios,
437140S L306mm	Placa humeral proximal lateral, húmero derecha, 20 orificios,
437204	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 4 orificios / L94mm
437204S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 4 orificios / L94mm
437206	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 6 orificios / L120mm
437206S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 6 orificios / L120mm
437208	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 8 orificios / L146mm
437208S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 8 orificios / L146mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

437210	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 10 orificios / L172mm
437210S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 10 orificios / L172mm
437212	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 12 orificios / L198mm
437212S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 12 orificios / L198mm
437214	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 14 orificios / L224mm
437214S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 14 orificios / L224mm
437216	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 16 orificios / L250mm
437216S	Placa tibial distal medial, tibia izquierda, 16 orificios / L250mm
437224	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 4 orificios / L94mm
437224S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 4 orificios / L94mm
437226	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 6 orificios / L120mm
437226S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 6 orificios / L120mm
437228	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 8 orificios / L146mm
437228S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 8 orificios / L146mm
437230	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 10 orificios / L172mm
437230S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 10 orificios / L172mm
437232	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 12 orificios / L198mm
437232S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 12 orificios / L198mm
437234	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 14 orificios / L224mm
437234S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 14 orificios / L224mm
437236	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 16 orificios / L250mm
437236S	Placa tibial distal medial, tibia derecha, 16 orificios / L250mm
437302	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 2 orificios, L95mm
437302S	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 2 orificios, L95mm
437304	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 4 orificios, L121mm
437304S	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 4 orificios, L121mm
437306	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 6 orificios, L147mm
437306S	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 6 orificios, L147mm
437308	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 8 orificios, L173mm
437308S	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 8 orificios, L173mm

8.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

437310 L199mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 10 orificios,
437310S L199mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 10 orificios,
437312 L225mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 12 orificios,
437312S L225mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 12 orificios,
437314 L251mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 14 orificios,
437314S L251mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia izquierda, 14 orificios,
437322	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 2 orificios, L95mm
437322S	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 2 orificios, L95mm
437324 L121mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 4 orificios,
437324S L121mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 4 orificios,
437326 L147mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 6 orificios,
437326S L147mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 6 orificios,
437328 L173mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 8 orificios,
437328S L173mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 8 orificios,
437330 L199mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 10 orificios,
437330S L199mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 10 orificios,
437332 L225mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 12 orificios,
437332S L225mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 12 orificios,
437334 L251mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 14 orificios,
437334S L251mm	Placa tibial proximal lateral TS, tibia derecha, 14 orificios,

5.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.


437404	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 4 orificios, L97mm
437404S	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 4 orificios, L97mm
437406 L123mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 6 orificios,
437406S L123mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 6 orificios,
437408 L149mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 8 orificios,
437408S L149mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 8 orificios,
437410 L175mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 10 orificios,
437410S L175mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 10 orificios,
437412 L201mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 12 orificios,
437412S L201mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 12 orificios,
437414 L227mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 14 orificios,
437414S L227mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 14 orificios,
437416 L253mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 16 orificios,
437416S L253mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia izquierda, 16 orificios,
437424	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 4 orificios, L97mm
437424S	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 4 orificios, L97mm
437426 L123mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 6 orificios,
437426S L123mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 6 orificios,
437428 L149mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 8 orificios,
437428S L149mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 8 orificios,
437430 L175mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 10 orificios,



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

437430S L175mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 10 orificios,
437432 L201mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 12 orificios,
437432S L201mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 12 orificios,
437434 L227mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 14 orificios,
437434S L227mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 14 orificios,
437436 L253mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 16 orificios,
437436S L253mm	Placa tibial distal anterolateral, tibia derecha, 16 orificios,
437504	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 4 orificios, L130mm
437504S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 4 orificios, L130mm
437506	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 6 orificios, L166mm
437506S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 6 orificios, L166mm
437508	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 8 orificios, L202mm
437508S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 8 orificios, L202mm
437510 L238mm	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 10 orificios,
437510S L238mm	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 10 orificios,
437512 L274mm	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 12 orificios,
437512S L274mm	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 12 orificios,
437514 L310mm	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 14 orificios,
437514S L310mm	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 14 orificios,
437516 L343mm	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 16 orificios,
437516S L343mm	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 16 orificios,
437524	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 4 orificios, L130mm

5





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

437524S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 4 orificios, L130mm
437526	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 6 orificios, L166mm
437526S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 6 orificios, L166mm
437528	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 8 orificios, L202mm
437528S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 8 orificios, L202mm
437530	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 10 orificios, L238mm
437530S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 10 orificios, L238mm
437532	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 12 orificios, L274mm
437532S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 12 orificios, L274mm
437534	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 14 orificios, L310mm
437534S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 14 orificios, L310mm
437536	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 16 orificios, L343mm
437536S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 16 orificios, L343mm
438302	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 2 orificios, L95mm
438302S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 2 orificios, L95mm
438304	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 4 orificios, L121mm
438304S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 4 orificios, L121mm
438306	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 6 orificios, L147mm
438306S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 6 orificios, L147mm
438308	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 8 orificios, L173mm
438308S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 8 orificios, L173mm
438310	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 10 orificios, L199mm
438310S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 10 orificios, L199mm
438312	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 12 orificios, L225mm
438312S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 12 orificios, L225mm
438314	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 12 orificios, L251mm
438314S	Placa tibial proximal lateral, tibia izquierda, 12 orificios, L251mm
438322	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 2 orificios, L95mm
438322S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 2 orificios, L95mm
438324	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 4 orificios, L121mm
438324S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 4 orificios, L121mm
438326	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 6 orificios, L147mm
438326S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 6 orificios, L147mm
438328	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 8 orificios, L173mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

438328S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 8 orificios, L173mm
438330	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 10 orificios, L199mm
438330S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 10 orificios, L199mm
438332	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 12 orificios, L225mm
438332S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 12 orificios, L225mm
438334	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 12 orificios, L251mm
438334S	Placa tibial proximal lateral, tibia derecha, 12 orificios, L251mm
438504	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 4 orificios, L130mm
438504S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 4 orificios, L130mm
438506	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 6 orificios, L166mm
438506S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 6 orificios, L166mm
438508	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 8 orificios, L202mm
438508S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 8 orificios, L202mm
438510	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 10 orificios,
L238mm	
438510S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 10 orificios,
L238mm	
438512	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 12 orificios,
L274mm	
438512S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 12 orificios,
L274mm	
438514	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 14 orificios,
L310mm	
438514S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 14 orificios,
L310mm	
438516	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 16 orificios,
L343mm	
438516S	Placa femoral distal lateral, fémur izquierdo, 16 orificios,
L343mm	
438524	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 4 orificios, L130mm
438524S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 4 orificios, L130mm
438526	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 6 orificios, L166mm
438526S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 6 orificios, L166mm
438528	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 8 orificios, L202mm
438528S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 8 orificios, L202mm
438530	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 10 orificios, L238mm



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

438530S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 10 orificios, L238mm
438532	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 12 orificios, L274mm
438532S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 12 orificios, L274mm
438534	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 14 orificios, L310mm
438534S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 14 orificios, L310mm
438536	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 16 orificios, L343mm
438536S	Placa femoral distal lateral, fémur derecho, 16 orificios, L343mm
38111090	Clavo Steinmann, punta trocar

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del (RPPTM) a la firma STRYKER CORPORATION-SUCURSAL ARGENTINA, Titular del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 594-380, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **13 NOV 2013**

Expediente N° 1-47-383/13-1

DISPOSICIÓN N°

6964

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.