



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-10910-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 19 de Octubre de 2017

Referencia: 1-47-3110-2425-17-6

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2425-17-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CROSMED S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-102, denominado: SISTEMA DE PLACA DE HOJA CANULADA DE BLOQUEO, marca ORTHOPEDIATRICS.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-102, denominado: SISTEMA DE PLACA DE HOJA CANULADA DE BLOQUEO, marca

ORTHOPEDIATRICES según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7440/15 y tramitado por expediente N° 1-47-16115-13-6.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-102.

ARTICULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-2425-17-6

gschu

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.10.19 10:03:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
3071517564
Date: 2017.10.19 10:03:38 -0300'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma CROSMED S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 1552-102 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: SISTEMA DE PLACA DE HOJA CANULADA DE BLOQUEO.

Marca: ORTHOPEDIATRICALS.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7440/15

Tramitado por expediente N° 1-47-16115-13-6

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN/ RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelo/s:	IMPLANTES 00-0907-4516 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 16mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4536 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 36mm, con Hexalóbulo T20 00-0903-2510 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 10mm 00-0903-2512 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 12mm 00-0903-2514 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 14mm 00-0903-2516 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 16mm	00-0907-4516 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 16mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4536 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 36mm, con Hexalóbulo T20 00-0903-2510 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 10mm 00-0903-2512 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 12mm 00-0903-2514 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 14mm 00-0903-2516 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 16mm

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

tamaño 16mm 00-0903-2518 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 18mm 00-0903-2520 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 20mm 00-0903-2522 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 22mm 00-0903-2524 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 24mm 00-0903-2526 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 26mm 00-0903-2528 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 28mm 00-0903-2530 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 30mm 00-0903-2610 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 10mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2612 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 12mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2614 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 14mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2616 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 16mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2618 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 18mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2620 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 20mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2622 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 22mm, con Hexalóbulo T15	00-0903-2518 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 18mm 00-0903-2520 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 20mm 00-0903-2522 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 22mm 00-0903-2524 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 24mm 00-0903-2526 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 26mm 00-0903-2528 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 28mm 00-0903-2530 Tornillo Cortical Autorroscante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 30mm 00-0903-2610 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 10mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2612 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 12mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2614 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 14mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2616 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 16mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2618 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 18mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2620 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 20mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2622 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 22mm, con Hexalóbulo T15 00-0903-2624 Rosca/Muesca
---	---

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

00-0903-2624 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 24mm, con Hexalóbulo T15	00-0903-2626 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 26mm, con Hexalóbulo T15	00-0903-2628 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 28mm, con Hexalóbulo T15	00-0903-2630 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full 3.5mm, 30mm, con Hexalóbulo T15	00-0903-2635 Tornillo Cortical Bloqueante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 35mm	00-0903-2640 Tornillo Cortical Bloqueante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 40mm	00-0903-2645 Tornillo Cortical Bloqueante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 45mm	00-0903-2650 Tornillo Cortical Bloqueante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 50mm	00-0903-2655 Tornillo Cortical Bloqueante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 50mm	00-0903-2660 Tornillo Cortical Bloqueante, 3.5mm, con Hexalóbulo T15, tamaño 60mm	00-0907-4510 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 10mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4512 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 12mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4514 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 14mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4518 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 18mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4520 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full ,

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 20mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4522 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 22mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4524 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 24mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4526 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 26mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4528 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 28mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4530 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 30mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4532 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 32mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4534 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 34mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4538 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 38mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4540 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 40mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4610 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 10mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4612 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 12mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4614 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 14mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4616 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 16mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4618 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full,</p>	<p>4.5mm, 20mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4522 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 22mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4524 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 24mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4526 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 26mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4528 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 28mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4530 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 30mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4532 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 32mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4534 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 34mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4538 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 38mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4540 Rosca/Muesca Cortical No Bloqueante Full , 4.5mm, 40mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4610 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 10mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4612 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 12mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4614 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 14mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4616 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 16mm, con Hexalóbulo T20 00-0907-4618 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 18mm, con</p>
--	--	--

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

4.5mm 18mm, con Hexalóbulo T20	Hexalóbulo T20
00-0907-4620 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 20mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4620 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 20mm, con Hexalóbulo T20
00-0907-4622 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 22mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4622 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 22mm, con Hexalóbulo T20
00-0907-4624 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 24mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4624 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 24mm, con Hexalóbulo T20
00-0907-4626 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 26mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4626 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 26mm, con Hexalóbulo T20
00-0907-4628 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 28mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4628 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 28mm, con Hexalóbulo T20
00-0907-4630 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 30mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4630 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 30mm, con Hexalóbulo T20
00-0907-4632 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 32mm, con Hexalóbulo T20	00-0907-4632 Rosca/Muesca Cortical Bloqueante Full, 4.5mm 32mm, con Hexalóbulo T20
00-0907-4634 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 34mm	00-0907-4634 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 34mm
00-0907-4636 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 36mm	00-0907-4636 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 36mm
00-0907-4638 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 38mm	00-0907-4638 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 38mm
00-0907-4640 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 40mm	00-0907-4640 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 40mm
00-0907-4645 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 45mm	00-0907-4645 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 45mm
00-0907-4650 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 50mm	00-0907-4650 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 50mm
00-0907-4655 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 55mm	00-0907-4655 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 55mm

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

55mm 00-0907-4660 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 60mm 00-0907-4665 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con hexalóbulo T20, tamaño 65mm 00-0907-4670 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con hexalóbulo T20, tamaño 70mm 00-0907-4675 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 75mm 00-0907-4680 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 80mm 00-1200-4502 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 50mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-7002 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-2000 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Infantil, 25mm x 5mm x 2 Orificios 00-1200-2001 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Infantil 30mm x 5mm x 2 Orificios 00-1200-2002 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Infantil 35mm x 5mm x 2 Orificios 00-1200-3500 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 25mm x 6mm x 3 Orificios 00-1200-3501 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 30mm x 6mm x 3 Orificios 00-1200-3502 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 35mm x 6mm x 3 Orificios 00-1200-3503 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 40mm x 6mm	00-0907-4660 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 60mm 00-0907-4665 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con hexalóbulo T20, tamaño 65mm 00-0907-4670 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con hexalóbulo T20, tamaño 70mm 00-0907-4675 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 75mm 00-0907-4680 Tornillo Cortical Bloqueante, 4.5mm, con Hexalóbulo T20, tamaño 80mm 00-1200-4502 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 50mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-7002 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-2000 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Infantil, 25mm x 5mm x 2 Orificios 00-1200-2001 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Infantil 30mm x 5mm x 2 Orificios 00-1200-2002 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Infantil 35mm x 5mm x 2 Orificios 00-1200-3500 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 25mm x 6mm x 3 Orificios 00-1200-3501 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 30mm x 6mm x 3 Orificios 00-1200-3502 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 35mm x 6mm x 3 Orificios 00-1200-3503 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 40mm x 6mm x 3 Orificios
--	---

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

	<p>x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3504 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 45mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3505 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 50mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3506 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 25mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3507 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 30mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3508 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 35mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3509 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 40mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3510 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 45mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3511 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 50mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4000 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 25mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4001 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 30mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4002 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 35mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4003 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 40mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4004 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 45mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4005 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 50mm x 6mm x 3 Orificios</p>	<p>00-1200-3504 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 45mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3505 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 50mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3506 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 25mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3507 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 30mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3508 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 35mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3509 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 40mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3510 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 45mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-3511 Hoja Canulada Bloqueante, 90 grados, Niños, 50mm x 10mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4000 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 25mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4001 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 30mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4002 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 35mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4003 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 40mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4004 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 45mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4005 Hoja Canulada Bloqueante, 100 grados, Niños, 50mm x 6mm x 3 Orificios</p> <p>00-1200-4500 Hoja</p>
--	--	--

00-1200-4500 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 40mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4501 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 45mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4503 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 55mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4504 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 60mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4505 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 65mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4506 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 70mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4514 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 40mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4515 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 45mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4516 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 50mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4517 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 55mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4518 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 60mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4519 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 65mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4520 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 70mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-5000 Hoja Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 40mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-5001 Hoja	Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 40mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4501 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 45mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4503 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 55mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4504 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 60mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4505 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 65mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4506 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 70mm x 6mm x 4 Orificios 00-1200-4514 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 40mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4515 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 45mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4516 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 50mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4517 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 55mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4518 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 60mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4519 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 65mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-4520 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 90 grados, 70mm x 14mm x 4 Orificios 00-1200-5000 Hoja Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 40mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-5001 Hoja
---	--

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

<p>Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-5002 Hoja Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 50mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-5003 Hoja Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 55mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-5004 Hoja Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 60mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7000 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7001 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7003 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7004 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7005 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7006 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7007 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios INSTRUMENTAL 01-0903-0002 Guía broca roscada 2.5mm (broca 2.5mm) 01-0903-0003 Hexalóbulo T15 01-0907-0022 Cable guía</p>	<p>grados, Niños, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-5002 Hoja Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 50mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-5003 Hoja Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 55mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-5004 Hoja Canulada Bloqueante 130 grados, Niños, 60mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7000 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7001 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7003 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7004 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7005 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7006 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-7007 Hoja Canulada Bloqueante, Adolescentes, 130 grados, 45mm x 0mm x 4 Orificios 00-1200-1000 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, 90°, PARA USO PEDIÁTRICO 25MM X 5MM X 3 ORIFICIOS 00-1200-1001 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, 90°, PARA USO PEDIÁTRICO 30MM X 5MM X 3 ORIFICIOS</p>
---	--

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

	<p>2.0mm X 150mm 01-0999-1000 OrthoPediatrics, Cubierta/Tapa 01-1000-016 Martillo Sólido 01-1010-004 Estilete p/Limpieza 1.6 mm 01-1010-001 Mini Asa T, AO QC 01-1010-003 Cepillo/Pincel p/Limpieza 1.75 mm 01-1030-001 Mini trinquete Inline 01-1050-0002 Broca 2.5mm 01-1050-0003 Broca 3.5mm 01-1050-0006 Macho 3.5mm 01-1050-0009 Guía de broca 2.5/3.5 01-1050-0017 Extremos punteagudos p/Forceps de Reducción en Huesos 01-1050-0032 Broca calibrada 2.5mm 01-1200-0002 Guía Cíncel 3.5 01-1200-0003 Guía p/Cíncel 4.5 01-1200-0006 Cíncel, Infantil 01-1200-0007 Cíncel Canulado 3.5mm Calibrado) 01-1200-0008 Cíncel canulado 4.5mm (Calibrado) 01-1200-0009 Encastrador roscado 3.5mm 01-1200-0011 Encastrador roscado 4.5mm 01-1200-0012 Cable Guía Angular Ajustable 01-1200-0013 Guía Angular Ajustable 2.4 01-1200-0024 Asa T en silicona, trinquete, con acople AO quick 01-1200-0025 Martillo de doble faz 01-1200-0026 Tuning Fork, Extractor 01-1200-0028 Pinza p/Extracción 01-1200-0034 Pinza p/Extracción, Adolescentes 01-1200-0041 Broca calibrada 3.2mm 01-1200-0042 Guía p/Broca calibrada 3.2mm 01-1200-0045 Sonda de profundidad (10-100mm)</p>	<p>00-1200-1002 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, 90°, PARA USO PEDIÁTRICO 35MM X 5MM X 3 ORIFICIOS 00-1200-1100 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, 90°, USOPEDIÁTRICO 25MM X 12MM X 3 ORIFICIOS 00-1200-1101 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, 90°, USOPEDIÁTRICO 30MM X 12MM X 3 ORIFICIOS 00-1200-1102 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, DE 90°, PARA USO PEDIÁTRICO, 35MM X 12MM X 3 ORIFICIOS 00-1200-2500 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, DE 130°, PARA USO PEDIÁTRICO 25MM X 0MM X 3 HOLE 00-1200-2501 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, DE 130°, PARA USO PEDIÁTRICO 30MM X 0MM X 3 HOLE 00-1200-2502 HOJA DE BLOQUEO CANULADA, DE 130°, PARA USO PEDIÁTRICO 35MM X 0MM X 3 HOLE 00-1200-3000 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90° GRADOS 25MM X 6MM 00-1200-3001 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90° GRADOS 30MM X 6MM 00-1200-3002 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90° GRADOS 35MM X 6 MM 00-1200-3003 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90° GRADOS 40MM X 6MM 00-1200-3004 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90° GRADOS 45MM X 6MM 00-1200-3005 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90° GRADOS 50MM X 6MM 00-1200-3006 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90° GRADOS 25MM X 10MM 00-1200-3007 PLACA DE</p>
--	--	--

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

01-1200-0047 Llave para Pinza Extracción	OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90°
01-1200-0050 Cable guía 2.4mm	GRADOS 30MM X 10MM
01-1200-0051 Broca 3.2mm	00-1200-3008 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90°
01-1200-0052 Macho 4.5mm	GRADOS 35MM X 10MM
01-1200-0054 Guía Broca 2.5mm Neutral & Carga	00-1200-3009 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90°
01-1200-0055 Broca 3.2mm Neutral & Carga	GRADOS 40MM X 10MM
01-1200-0056 Doble guía broca 3.2/4.5	00-1200-3010 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90°
01-1200-0057 Pinza para huesos pequeños	GRADOS 45MM X 10MM
01-1200-0058 Pinza para huesos grandes	00-1200-3011 PLACA DE OSTEOTOMÍA CANULADA, P/USO PEDIÁTRICO, 90°
01-1200-0060 Sonda para Osteotomía	GRADOS 50MM X 10MM
01-1200-0062 Palanca para doblar, derecha	00-1200-4006 HOJA CANULADA DE 100° USO PEDIÁTRICO 25MM X 10MM
01-1200-0064 Palanca para doblar, izquierda	OFFSET X 3 ORIFICIOS
01-1200-0065 Impulsor hexalóbulo T20	00-1200-4007 HOJA CANULADA DE 100° USO PEDIÁTRICO 30MM X 10MM
01-1200-0066 Cable Guía roscado 1.6mm, 230mm	OFFSET X 3 ORIFICIOS
01-1200-0067 Guía Broca Roscada 2.5mm	00-1200-4008 HOJA CANULADA DE 100° USO PEDIÁTRICO 35MM X 10MM
01-1200-0068 Impulsor hexalóbulo T15	OFFSET X 3 ORIFICIOS
01-1200-0069 Placa triangular de posicionamiento 90-40-50 grados	00-1200-4009 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, USO PEDIÁTRICO 40MM X 10MM
01-1200-0070 Placa triangular de posicionamiento 80-70-30 grados	OFFSET X 3 ORIFICIOS
01-1200-0071 Placa triangular de posicionamiento 100-60-20 grados	00-1200-4010 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, USO PEDIÁTRICO 45MM X 10MM
01-1200-0072 Sonda de profundidad 3.5mm	OFFSET X 3 ORIFICIOS
01-1200-0073 Sonda de profundidad 4.5mm	00-1200-6000 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 40MM X 6MM OFFSET X 4 ORIFICIOS
01-1200-0074 Pinza/Grapa para Huesos, Infantil	00-1200-6001 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 45MM X 6MM OFFSET X 4 ORIFICIOS
01-1200-0075 Sonda p/Osteotomía, Infantil/Niños	00-1200-6002 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 50MM X 6MM OFFSET X 4
01-1200-0076 Martillo de doble faz, Pequeño	
01-1200-0077 Maza de 1/2 lb	
01-1200-021 Placa triangular posicionamiento 90°/500/40°	

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

<p>01-1200-022 Placa triangular posicionamiento 83°/70°/30° 01-1200-023 Placa triangular posicionamiento 100°/ 60°/20° 01-1200-0325 Martillo de doble faz, grande 01-1200-1101 OrthoPediatrics, Tapa/Cubierta 01-1200-2101 Sistema de Tornillos p/Placas en Hojas, Cubierta/Tapa 01-1200-2103 Sistema de Tornillos p/Placas en Hojas, Base 01-1200-2350 Sistema de Placas en Hoja Canulada Bloqueante (Tornillos 3.5) 01-1200-2450 Sistema de Placas en Hoja Canulada Bloqueante (Tornillos 4.5) 01-1200-3103 Sistema de Placas en Hoja, Base p/Instrumental</p>	<p>ORIFICIOS 00-1200-6003 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 55MM X 6MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6004 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 60MM X 6MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6005 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 65MM X 6MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6006 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 70MM X 6MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6014 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 40MM X 14MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6015 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 45MM X 14MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6016 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 50MM X 14MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6017 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 55MM X 14MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6018 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 60MM X 14MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6019 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 65MM X 14MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 00-1200-6020 PLACA EN HOJA CANULADA, 100°, PACIENTE ADOLESCENTE, , 70MM X 14MM OFFSET X 4 ORIFICIOS 01-1200-0010 3.5MM</p>
--	---

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

		<p>INSERSOR ROSCADO (COMPATIBLE C/PERCUTOR) 01-0903-0002 Guía broca roscada 2.5mm (broca 2.5mm) 01-0903-0003 Hexalóbulo T15 01-0907-0022 Cable guía 2.0mm X 150mm 01-0999-1000 OrthoPediatrics, Cubierta/Tapa 01-1000-016 Martillo Sólido 01-1010-004 Estilete p/limpieza 1.6 mm 01-1010-001 Mini Asa T, AO QC 01-1010-003 Cepillo/Pincel p/Limpieza 1.75 mm 01-1030-001 Mini trinquete Inline 01-1050-0002 Broca 2.5mm 01-1050-0003 Broca 3.5mm 01-1050-0006 Macho 3.5mm 01-1050-0009 Guía de broca 2.5/3.5 01-1050-0017 Extremos punteagudos p/Forceps de Reducción en Huesos 01-1050-0032 Broca calibrada 2.5mm 01-1200-0002 Guía Cíncel 3.5 01-1200-0003 Guía p/Cíncel 4.5 01-1200-0006 Cíncel, Infantil 01-1200-0007 Cíncel Canulado 3.5mm Calibrado) 01-1200-0008 Cíncel canulado 4.5mm (Calibrado) 01-1200-0009 Encastrador roscado 3.5mm 01-1200-0011 Encastrador roscado 4.5mm 01-1200-0012 Cable Guía Angular Ajustable 01-1200-0013 Guía Angular Ajustable 2.4 01-1200-0024 Asa T en silicona, trinquete, con acople AO quick 01-1200-0025 Martillo de doble faz 01-1200-0026 Tuning Fork, Extractor 01-1200-0028 Pinza p/Extracción</p>
--	--	---

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

		01-1200-0034 Pinza p/Extracción, Adolescentes 01-1200-0041 Broca calibrada 3.2mm 01-1200-0042 Guía p/Broca calibrada 3.2mm 01-1200-0045 Sonda de profundidad (10-100mm) 01-1200-0047 Llave para Pinza Extracción 01-1200-0050 Cable guía 2.4mm 01-1200-0051 Broca 3.2mm 01-1200-0052 Macho 4.5mm 01-1200-0054 Guía Broca 2.5mm Neutral & Carga 01-1200-0055 Broca 3.2mm Neutral & Carga 01-1200-0056 Doble guía broca 3.2/4.5 01-1200-0057 Pinza para huesos pequeños 01-1200-0058 Pinza para huesos grandes 01-1200-0060 Sonda para Osteotomía 01-1200-0062 Palanca para doblar, derecha 01-1200-0064 Palanca para doblar, izquierda 01-1200-0065 Impulsor hexalóbulo T20 01-1200-0066 Cable Guía roscado 1.5mm, 230mm 01-1200-0067 Guía Broca Roscada 2.5mm 01-1200-0068 Impulsor hexalóbulo T15 01-1200-0069 Placa triangular de posicionamiento 90-40-50 grados 01-1200-0070 Placa triangular de posicionamiento 80-70-30 grados 01-1200-0071 Placa triangular de posicionamiento 100-60-20 grados 01-1200-0072 Sonda de profundidad, 3.5mm 01-1200-0073 Sonda de profundidad 4.5mm 01-1200-0074 Pinza/Grapa para Huesos, Infantil 01-1200-0075 Sonda
--	--	---

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

		<p>p/Osteotomía, Infantil/Niños</p> <p>01-1200-0076 Martillo de doble faz, Pequeño</p> <p>01-1200-0077 Maza de 1/2 lb</p> <p>01-1200-021 Placa triangular posicionamiento 90°/500/40°</p> <p>01-1200-022 Placa triangular posicionamiento 80°/70°/30°</p> <p>01-1200-023 Placa triangular posicionamiento 100°/60°/20°</p> <p>01-1200-0325 Martillo de doble faz, grande</p> <p>01-1200-1101 OrthoPediatrics, Tapa/Cubierta</p> <p>01-1200-2101 Sistema de Tornillos p/Placas en Hojas, Cubierta/Tapa</p> <p>01-1200-2103 Sistema de Tornillos p/Placas en Hojas, Base</p> <p>01-1200-2350 Sistema de Placas en Hoja Canulada Bloqueante (Tornillos 3.5)</p> <p>01-1200-2450 Sistema de Placas en Hoja Canulada Bloqueante (Tornillos 4.5)</p> <p>01-1200-3103 Sistema de Placas en Hoja, Base p/Instrumental</p> <p>01-1200-0014 GUÍA DE CABLE ANGULAR DE PRECISIÓN: SIN ASA</p> <p>01-1200-0019 INSEROR ROSCADO USO PEDIÁTRICO: SUPERFICIE DE IMPACTO PEQUEÑA</p> <p>01-1200-0059 DESTORNILLADOR T20 HEXALOBE RETENSOR</p> <p>01-1200-0078 3.5MM CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD,10-100 (AZÚL)</p> <p>01-1200-0079 4.5MM CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD,10-100 (VERDE)</p> <p>01-1200-0080 3.5MM CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD,10-60 (AZÚL)</p> <p>01-1200-0081 4.5MM CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD,10-60</p>
--	--	--

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

		(VERDE) 01-1200-0082 DESTORNILLADOR T20 HEXALOBE, CORTO 01-1200-0083 GUÍA OSTEOTOMÍA LCB/ PEDIÁTRICO (INFANTES) 01-1200-0084 GUÍA OSTEOTOMÍA LCB/USO PEDIÁTRICO 01-1200-0085 GUÍA OSTEOTOMÍA LCB/PACIENTE ADOLESCENTE 01-1200-0086 PINZA P/HUESO NIÑO 01-1200-0087 RETENSOR T15, LARGO 01-1200-0088 RETENSOR T20, CORTO 01-1200-0089 RETENSOR T20, LARGO 01-1200-0101 GUÍA DE CINCEL PEDIÁTRICO C/ASA CORTA 01-1200-0102 3.5 GUÍA DE CINCEL C/ASA CORTA 01-1200-0103 4.5 GUÍA DE CINCEL C/ASA CORTA 01-1200-0111 INSERSOR ROSCADO/ADOLESCENTE: SUPERFICIE DE IMPACTO PEQUEÑA (COMPATIBLE CON PERCUTOR) 01-1200-0114 GUÍA DE CABLE DE ÁNGULO DE PRECISIÓN: SIN ASA 01-1200-0115 GUÍA DE CABLE DE ÁNGULO DE PRECISIÓN 2.4MM 01-1200-0160 GUÍA DE OSTEOTOMÍA C/BORDE DE 45° 01-1200-0169 PLACA DE POSICIONAMIENTO TRIANGULAR 90-40-50 GRADOS:PEQUEÑA 01-1200-0170 PLACA DE POSICIONAMIENTO TRIANGULAR 80-70-30 GRADOS:PEQUEÑA 01-1200-0171 PLACA DE POSICIONAMIENTO TRIANGULAR 100-60-20 GRADOS:PEQUEÑA 01-1200-0175 CALIBRE DE OSTEOTOMÍA C/BORDE DE 45°, USO PEDIÁTRICO
--	--	--

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

		01-1200-0506 CINCEL LÍNEA A LÍNEA, USO PEDIÁTRICO (BEBÉS) 01-1200-0507 CINCEL LÍNEA A LÍNEA, USO PEDIÁTRICO 01-1200-0508 CINCEL LÍNEA A LÍNEA, ADOLESCENTE 01-1200-1000 -013 7MM SUJETA VARILLA 01-1200-1057 GANCHO (ESTILO OFFSET) C/MORDAZA-25 01-1200-1058 GANCHO (ESTILO OFFSET) C/MORDAZA-30 01-1200-1074 GANCHO (ESTILO OFFSET) C/MORDAZA-15 01-1200-1086 GANCHO (ESTILO OFFSET) C/MORDAZA-20 01-1200-1102 ENSAMBLE DE INSERCIÓN 01-1200-1103 ENSAMBLE DE BASE 01-1200-1800 PINZA DE REDUCCIÓN PLACA MODULAR 01-1200-2105 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 4,5 TAPA TORNILLO 01-1200-2106 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 4,5 BASE TORNILLO 01-1200-2107 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 3,5 TAPA TORNILLO 01-1200-2108 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 3,5 BASE TORNILLO 01-1200-3101 TAPA 01-1200-3102 ENSAMBLE DE INSERCIÓN 01-1200-4101 ESTUCHE DE IMPLANTE 90° I/C 01-1200-4102 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 100°/130° BASE DE IMPLANTES PEDIÁTRICOS 01-1200-4103 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 90°/130° BASE IMPLANTE PACIENTE ADOLESCENTE
--	--	--

IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

		01-1200-4104 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 4.5 BANDEJA INSTRUMENTAL 01-1200-4105 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 4.5 BASE INSTRUMENTAL 01-1200-4106 SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO HOJA CANULADA, 90°/135° BANDEJA IMPLANTE PACIENTE ADOLESCENTE
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE Nº 1-47-3110-2425-17-6



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-22573010-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 29 de Septiembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-2425-17-6

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.29 15:13:46 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.09.29 15:13:46 -03'00'