



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-11766-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-4528-17-5

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4528-17-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MEDICAL IMPLANTS S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-554-38, denominado: SISTEMA DE PRÓTESIS DE ARTICULACIÓN PARA HOMBRO, marca: BIOMET.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación de Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-554-38, denominado: SISTEMA DE PRÓTESIS DE ARTICULACIÓN PARA HOMBRO, marca: BIOMET, según

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6263/09 y tramitado por expediente N° 1-47-6847-09-1.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-554-38.

ARTICULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4528-17-5

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.11.22 09:56:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.22 09:56:26 -0300

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma MEDICAL IMPLANTS S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-554-38 de acuerdo con los datos que figuran en la tabla al pie, del producto:

Nombre genérico aprobado: SISTEMA DE PRÓTESIS DE ARTICULACIÓN PARA HOMBRO, marca: BIOMET.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6263/09.

Tramitado por expediente N° 1-47-6847-09-1.

Disposición de Cambio de Titularidad N° 2707/14.

Tramitado por expediente N° 1-47-11618-13-2.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN RECTIFICACIÓN AUTORIZADA /
Modelos	Implantes Bio Modular. 113730 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 40DIAX15MM. 113732 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 40DIAX20MM. 113734 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 44DIAX17MM. 113736 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 44DIAX22MM. 113738 Cabeza Humeral	Implantes Bio Modular. 113730 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 40DIAX15MM. 113732 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 40DIAX20MM. 113734 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 44DIAX17MM. 113736 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 44DIAX22MM. 113738 Cabeza Humeral

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

	de titanio Bio-Modular 44DIAX27MM. 113740 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 48DIAX24MM. 113757 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 40x22MM. 113760 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 40x15MM. 113762 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 40x20MM. 113763 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 44x15MM. 113764 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 44x17MM. 113766 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 44x22MM. 113768 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 44x27MM. 113769 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 48x19MM. 113770 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 48x24MM. 113771 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 48x27MM. 113772 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-	de titanio Bio-Modular 44DIAX27MM. 113740 Cabeza Humeral de titanio Bio-Modular 48DIAX24MM. 113757 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 40x22MM. 113760 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 40x15MM. 113762 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 40x20MM. 113763 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 44x15MM. 113764 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 44x17MM. 113766 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 44x22MM. 113768 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 44x27MM. 113769 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 48x19MM. 113770 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 48x24MM. 113771 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 48x27MM. 113772 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-
--	---	---

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

Modular 54x22MM.	Modular 54x22MM.
113774 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 54x27MM.	113774 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 54x27MM.
113775 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 54x24MM.	113775 Cabeza Humeral de cromo cobalto Bio-Modular 54x24MM.
113843 Tornillo de titanio LP 5x15MM.	113843 Tornillo de titanio LP 5x15MM.
113844 Tornillo de titanio LP 5x20MM.	113844 Tornillo de titanio LP 5x20MM.
113845 Tornillo de titanio LP 5x25MM.	113845 Tornillo de titanio LP 5x25MM.
113846 Tornillo de titanio LP 5x30MM.	113846 Tornillo de titanio LP 5x30MM.
113847 Tornillo de titanio LP 5x35MM.	113847 Tornillo de titanio LP 5x35MM.
113848 Tornillo de titanio LP 5x40MM.	113848 Tornillo de titanio LP 5x40MM.
113849 Quilla glenoide de polietileno chica 4 mm Bio-Modular.	113849 Quilla glenoide de polietileno chica 4 mm Bio-Modular.
113850 Quilla glenoide de polietileno chica 7 mm Bio-Modular.	113850 Quilla glenoide de polietileno chica 7 mm Bio-Modular.
113851 Quilla glenoide de polietileno mediana 4 mm Bio-Modular.	113851 Quilla glenoide de polietileno mediana 4 mm Bio-Modular.
113852 Quilla glenoide de polietileno mediana 7 mm Bio-Modular.	113852 Quilla glenoide de polietileno mediana 7 mm Bio-Modular.
113853 Quilla glenoide de polietileno grande 4 mm Bio-Modular.	113853 Quilla glenoide de polietileno grande 4 mm Bio-Modular.
113854 Quilla glenoide de polietileno grande 7 mm	113854 Quilla glenoide de polietileno grande 7 mm

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

Bio-Modular.	Bio-Modular.
113861 Tornillo de titanio LP 5x45MM.	113861 Tornillo de titanio LP 5x45MM.
113862 Tornillo de titanio LP 5x50MM.	113862 Tornillo de titanio LP 5x50MM.
113863 Componente glenoide Porcoat HA chico Bio-Modular.	113863 Componente glenoide Porcoat HA chico Bio-Modular.
113864 Componente glenoide Porcoat HA mediano Bio-Modular.	113864 Componente glenoide Porcoat HA mediano Bio-Modular.
113865 Componente glenoide Porcoat HA grande Bio-Modular.	113865 Componente glenoide Porcoat HA grande Bio-Modular.
113870 Glenoide con espigas de sujeción chico 4 mm Bio-Modular.	113870 Glenoide con espigas de sujeción chico 4 mm Bio-Modular.
113872 Glenoide con espigas de sujeción mediano 4 mm Bio-Modular.	113872 Glenoide con espigas de sujeción mediano 4 mm Bio-Modular.
113874 Glenoide con espigas de sujeción grande 4 mm Bio-Modular.	113874 Glenoide con espigas de sujeción grande 4 mm Bio-Modular.
113880 CABEZA EAS 40x15MM Bio-Modular.	113880 CABEZA EAS 40x15MM Bio-Modular.
113882 CABEZA EAS 40x20MM Bio-Modular.	113882 CABEZA EAS 40x20MM Bio-Modular.
113884 CABEZA EAS 44x17MM Bio-Modular.	113884 CABEZA EAS 44x17MM Bio-Modular.
113886 CABEZA EAS 44x22MM Bio-Modular.	113886 CABEZA EAS 44x22MM Bio-Modular.
113888 CABEZA EAS 44x27MM Bio-Modular.	113888 CABEZA EAS 44x27MM Bio-Modular.
113890 CABEZA EAS 48x19MM Bio-Modular.	113890 CABEZA EAS 48x19MM Bio-Modular.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

113892 CABEZA EAS 48x24MM Bio-Modular.	113892 CABEZA EAS 48x24MM Bio-Modular.
113894 CABEZA EAS 54x22MM Bio-Modular.	113894 CABEZA EAS 54x22MM Bio-Modular.
113896 CABEZA EAS 54x24MM Bio-Modular.	113896 CABEZA EAS 54x24MM Bio-Modular.
113921 Compensación de cabeza 4MM 44x17MM Bio- Modular.	113921 Compensación de cabeza 4MM 44x17MM Bio- Modular.
113922 Compensación de cabeza 4MM 44x22MM Bio- Modular.	113922 Compensación de cabeza 4MM 44x22MM Bio- Modular.
113923 Compensación de cabeza 4MM 44x27MM Bio- Modular.	113923 Compensación de cabeza 4MM 44x27MM Bio- Modular.
113924 Cabeza con desplazamiento 4MM 48x19MM Bio-Modular.	113924 Cabeza con desplazamiento 4MM 48x19MM Bio-Modular.
113925 Cabeza con desplazamiento 4MM 48x24MM Bio-Modular.	113925 Cabeza con desplazamiento 4MM 48x24MM Bio-Modular.
113926 Cabeza con desplazamiento 4MM 48x27MM Bio-Modular.	113926 Cabeza con desplazamiento 4MM 48x27MM Bio-Modular.
113927 Cabeza con desplazamiento 4MM 54x22MM Bio-Modular.	113927 Cabeza con desplazamiento 4MM 54x22MM Bio-Modular.
113928 Cabeza con desplazamiento 4MM 54x24MM Bio-Modular.	113928 Cabeza con desplazamiento 4MM 54x24MM Bio-Modular.
113929 Cabeza con desplazamiento 4MM 54x27MM Bio-Modular.	113929 Cabeza con desplazamiento 4MM 54x27MM Bio-Modular.
113930 Componente glenoide poroso chico Bio- Modular.	113930 Componente glenoide poroso chico Bio- Modular.
113931 Componente	113931 Componente

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

glenoide poroso chico 4MM Bio-Modular.	glenoide poroso chico 4MM Bio-Modular.
113932 Componente glenoide poroso chico 6MM Bio-Modular.	113932 Componente glenoide poroso chico 6MM Bio-Modular.
113933 Componente glenoide poroso mediana Bio-Modular.	113933 Componente glenoide poroso mediana Bio-Modular.
113934 Componente glenoide poroso mediano 4MM Bio-Modular.	113934 Componente glenoide poroso mediano 4MM Bio-Modular.
113935 Componente glenoide poroso mediano 6MM Bio-Modular.	113935 Componente glenoide poroso mediano 6MM Bio-Modular.
113936 Componente glenoide poroso grande Bio-Modular.	113936 Componente glenoide poroso grande Bio-Modular.
113937 Componente glenoide poroso grande 4MM Bio-Modular	113937 Componente glenoide poroso grande 4MM Bio-Modular.
113938 Componente glenoide poroso grande 6MM Bio-Modular.	113938 Componente glenoide poroso grande 6MM Bio-Modular.
113940 Componente glenoide chico 10 gr. P-IZ Bio-Modular.	113940 Componente glenoide chico 10 gr. P-IZ Bio-Modular.
113941 Componente glenoide chico 10 gr. P-DE Bio-Modular.	113941 Componente glenoide chico 10 gr. P-DE Bio-Modular.
113942 Componente glenoide mediano 10 gr. P-IZ Bio-Modular.	113942 Componente glenoide mediano 10 gr. P-IZ Bio-Modular.
113943 Componente glenoide mediano 10 gr. P-DE Bio-Modular.	113943 Componente glenoide mediano 10 gr. P-DE Bio-Modular.
113944 Componente glenoide grande 10 gr. P-	113944 Componente glenoide grande 10 gr. P-

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

IZ Bio-Modular.	IZ Bio-Modular.
113945 Componente glenoide grande 10 gr. P- DE Bio-Modular.	113945 Componente glenoide grande 10 gr. P- DE Bio-Modular.
11-113940 40 Pin de alineación para cabeza con desplazamiento Bio- Modular	11-113940 40 Pin de alineación para cabeza con desplazamiento Bio- Modular.
CP550454 4 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.	CP550454 4 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.
CP550455 5 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.	CP550455 5 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.
CP550456 6 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.	CP550456 6 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.
CP550457 7 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.	CP550457 7 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.
CP550458 8 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.	CP550458 8 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.
CP550459 9 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.	CP550459 9 Cabeza humeral titanio 56 x 22 Bio-Modular.
Implantes Comprehensive.	Implantes Comprehensive.
106021 Aro 21 para Componente de reemplazo humeral Ringloc®.	106021 Aro 21 para Componente de reemplazo humeral Ringloc®.
113574 Manguita de posicionamiento 6 MM Comprehensive.	113574 Manguita de posicionamiento 6 MM Comprehensive.
113575 Manguita de posicionamiento 7 MM Comprehensive.	113575 Manguita de posicionamiento 7 MM Comprehensive.
113576 Manguita de	113576 Manguita de

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

posicionamiento 8 MM Comprehensive.	posicionamiento 8 MM Comprehensive.
113577 Manguita de posicionamiento 9 MM Comprehensive.	113577 Manguita de posicionamiento 9 MM Comprehensive.
113578 Manguita de posicionamiento 10 MM Comprehensive.	113578 Manguita de posicionamiento 10 MM Comprehensive.
113579 Manguita de posicionamiento 11 MM Comprehensive.	113579 Manguita de posicionamiento 11 MM Comprehensive.
113580 Manguita de posicionamiento 12 MM Comprehensive.	113580 Manguita de posicionamiento 12 MM Comprehensive.
113581 Manguita de posicionamiento 13 MM Comprehensive.	113581 Manguita de posicionamiento 13 MM Comprehensive.
113582 Manguita de posicionamiento 14 MM Comprehensive.	113582 Manguita de posicionamiento 14 MM Comprehensive.
113583 Manguita de posicionamiento 15 MM Comprehensive.	113583 Manguita de posicionamiento 15 MM Comprehensive.
113584 Manguita de posicionamiento 16 MM Comprehensive.	113584 Manguita de posicionamiento 16 MM Comprehensive.
113585 Manguita de posicionamiento 17 MM Comprehensive.	113585 Manguita de posicionamiento 17 MM Comprehensive.
113604 Micro vástago humeral 4 MM Comprehensive®.	113604 Micro vástago humeral 4 MM Comprehensive®.
113605 Micro vástago humeral 5 MM Comprehensive®.	113605 Micro vástago humeral 5 MM Comprehensive®.
113606 Micro vástago humeral 6 MM	113606 Micro vástago humeral 6 MM

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

Comprehensive®.	Comprehensive®.
113607 Micro vástago humeral 7 MM	113607 Micro vástago humeral 7 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113608 Micro vástago humeral 8 MM	113608 Micro vástago humeral 8 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113609 Micro vástago humeral 9 MM	113609 Micro vástago humeral 9 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113610 Micro vástago humeral 10 MM	113610 Micro vástago humeral 10 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113611 Micro vástago humeral 11 MM	113611 Micro vástago humeral 11 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113612 Micro vástago humeral 12 MM	113612 Micro vástago humeral 12 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113613 Micro vástago humeral 13 MM	113613 Micro vástago humeral 13 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113614 Micro vástago humeral 14 MM	113614 Micro vástago humeral 14 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113615 Micro vástago humeral 15 MM	113615 Micro vástago humeral 15 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113616 Micro vástago humeral 16 MM	113616 Micro vástago humeral 16 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113617 Micro vástago humeral 17 MM	113617 Micro vástago humeral 17 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113618 Micro vástago humeral 18 MM	113618 Micro vástago humeral 18 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

113619	Micro	vástago	19	MM	113619	Micro	vástago	19	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113620	Micro	vástago	20	MM	113620	Micro	vástago	20	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113624	Mini	vástago	4	MM	113624	Mini	vástago	4	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113625	Mini	vástago	5	MM	113625	Mini	vástago	5	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113626	Mini	vástago	6	MM	113626	Mini	vástago	6	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113627	Mini	vástago	7	MM	113627	Mini	vástago	7	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113628	Mini	vástago	8	MM	113628	Mini	vástago	8	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113629	Mini	vástago	9	MM	113629	Mini	vástago	9	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113630	Mini	vástago	10	MM	113630	Mini	vástago	10	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113631	Mini	vástago	11	MM	113631	Mini	vástago	11	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113632	Mini	vástago	12	MM	113632	Mini	vástago	12	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113633	Mini	vástago	13	MM	113633	Mini	vástago	13	MM
humeral Comprehensive®.					humeral Comprehensive®.				
113634	Mini	vástago			113634	Mini	vástago		

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

humeral 14 MM Comprehensive®.	humeral 14 MM Comprehensive®.
113635 Mini vástago humeral 15 MM Comprehensive®.	113635 Mini vástago humeral 15 MM Comprehensive®.
113636 Mini vástago humeral 16 MM Comprehensive®.	113636 Mini vástago humeral 16 MM Comprehensive®.
113637 Mini vástago humeral 17 MM Comprehensive®.	113637 Mini vástago humeral 17 MM Comprehensive®.
113638 Mini vástago humeral 18 MM Comprehensive®.	113638 Mini vástago humeral 18 MM Comprehensive®.
113639 Mini vástago humeral 19 MM Comprehensive®.	113639 Mini vástago humeral 19 MM Comprehensive®.
113640 Mini vástago humeral 20MM Comprehensive®.	113640 Mini vástago humeral 20MM Comprehensive®.
113644 Vástago humeral estándar 4 MM Comprehensive®.	113644 Vástago humeral estándar 4 MM Comprehensive®.
113645 Vástago humeral estándar 5 MM Comprehensive®.	113645 Vástago humeral estándar 5 MM Comprehensive®.
113646 Vástago humeral estándar 6 MM Comprehensive®.	113646 Vástago humeral estándar 6 MM Comprehensive®.
113647 Vástago humeral estándar 7 MM Comprehensive®.	113647 Vástago humeral estándar 7 MM Comprehensive®.
113648 Vástago humeral estándar 8 MM Comprehensive®.	113648 Vástago humeral estándar 8 MM Comprehensive®.
113649 Vástago humeral estándar 9 MM	113649 Vástago humeral estándar 9 MM

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

Comprehensive®.	Comprehensive®.
113650 Vástago humeral estándar 10 MM	113650 Vástago humeral estándar 10 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113651 Vástago humeral estándar 11 MM	113651 Vástago humeral estándar 11 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113652 Vástago humeral estándar 12 MM	113652 Vástago humeral estándar 12 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113653 Vástago humeral estándar 13 MM	113653 Vástago humeral estándar 13 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113654 Vástago humeral estándar 14 MM	113654 Vástago humeral estándar 14 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113655 Vástago humeral estándar 15 MM	113655 Vástago humeral estándar 15 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113656 Vástago humeral estándar 16 MM	113656 Vástago humeral estándar 16 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113657 Vástago humeral estándar 17 MM	113657 Vástago humeral estándar 17 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113658 Vástago humeral estándar 18 MM	113658 Vástago humeral estándar 18 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113659 Vástago humeral estándar 19 MM	113659 Vástago humeral estándar 19 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113660 Vástago humeral estándar 20 MM	113660 Vástago humeral estándar 20 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.
113664 Vástago de revisión humeral 4 MM	113664 Vástago de revisión humeral 4 MM
Comprehensive®.	Comprehensive®.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

113666 Vástago de revisión humeral 6 MM Comprehensive®.	113666 Vástago de revisión humeral 6 MM Comprehensive®.
113668 Vástago de revisión humeral 8 MM Comprehensive®.	113668 Vástago de revisión humeral 8 MM Comprehensive®.
113670 Vástago de revisión humeral 10 MM Comprehensive®.	113670 Vástago de revisión humeral 10 MM Comprehensive®.
113672 Vástago de revisión humeral 12 MM Comprehensive®.	113672 Vástago de revisión humeral 12 MM Comprehensive®.
113674 Vástago de revisión humeral 14 MM Comprehensive®.	113674 Vástago de revisión humeral 14 MM Comprehensive®.
113951 Glenoide posterior híbrido PC - Poly.	113951 Glenoide posterior híbrido PC - Poly.
113952 Base glenoide híbrida chica 4MM.	113952 Base glenoide híbrida chica 4MM.
113954 Base glenoide híbrida mediana 4MM.	113954 Base glenoide híbrida mediana 4MM.
113956 Base glenoide híbrida grande 4MM.	113956 Base glenoide híbrida grande 4MM.
115330 Placa base glenoide 28MM.	115330 Placa base glenoide 28MM.
115340 Componente humeral estándar 44MM.	115340 Componente humeral estándar 44MM.
115345 Componente humeral +5MM 44MM.	115345 Componente humeral +5MM 44MM.
115348 Componente humeral +10MM 44MM.	115348 Componente humeral +10MM 44MM.
115370 Componente estándar cromo cobalto 44MM.	115370 Componente estándar cromo cobalto 44MM.
115375 Componente cromo cobalto +5 44MM.	115375 Componente cromo cobalto +5 44MM.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

115378	Componente cromo cobalto +1044MM.	115378	Componente cromo cobalto +1044MM.
115380	Tornillo central 6.5MM longitud 20MM.	115380	Tornillo central 6.5MM longitud 20MM.
115381	Tornillo central 6.5MM longitud 25MM.	115381	Tornillo central 6.5MM longitud 25MM.
115382	Tornillo central 6.5MM longitud 30MM.	115382	Tornillo central 6.5MM longitud 30MM.
115383	Tornillo central 6.5MM longitud 35MM.	115383	Tornillo central 6.5MM longitud 35MM.
115384	Tornillo central 6.5MM longitud 40MM.	115384	Tornillo central 6.5MM longitud 40MM.
115385	Tornillo central 6.5MM longitud 45MM.	115385	Tornillo central 6.5MM longitud 45MM.
115386	Tornillo central 6.5MM longitud 50MM.	115386	Tornillo central 6.5MM longitud 50MM.
180500	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 15MM.	180500	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 15MM.
180501	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 20MM.	180501	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 20MM.
180502	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 25MM.	180502	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 25MM.
180503	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 30MM.	180503	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 30MM.
180504	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 35MM.	180504	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 35MM.
180505	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 40MM.	180505	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM longitud 40MM.
180506	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM	180506	Tornillo de bloqueo fijo 4.75MM

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

	longitud 45MM.	longitud 45MM.
	180507 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 15MM.	180507 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 15MM.
	180508 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 20MM.	180508 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 20MM.
	180509 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 25MM.	180509 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 25MM.
	180510 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 30MM.	180510 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 30MM.
	180511 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 35MM.	180511 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 35MM.
	180512 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 40MM.	180512 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 40MM.
	180513 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 45MM.	180513 Tornillo de bloqueo no fijo 4.75MM longitud 45MM.
	10000589 Mini placa base y adaptador ahusado 25MM Comprehensive®.	10000589 Mini placa base y adaptador ahusado 25MM Comprehensive®.
	11-113554 Vástago para fractura humeral 4MM Comprehensive®.	11-113554 Vástago para fractura humeral 4MM Comprehensive®.
	11-113556 Vástago para fractura humeral 6MM Comprehensive®.	11-113556 Vástago para fractura humeral 6MM Comprehensive®.
	11-113558 Vástago para fractura humeral 8MM Comprehensive®.	11-113558 Vástago para fractura humeral 8MM Comprehensive®.
	11-113560 Vástago para fractura humeral 10MM Comprehensive®.	11-113560 Vástago para fractura humeral 10MM Comprehensive®.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

11-113562 Vástago para fractura humeral 12MM Comprehensive®.	11-113562 Vástago para fractura humeral 12MM Comprehensive®.
11-113564 Vástago para fractura humeral 14MM Comprehensive®.	11-113564 Vástago para fractura humeral 14MM Comprehensive®.
12-113554 Vástago para fractura (PPS) 4 x 122MM Comprehensive.	12-113554 Vástago para fractura (PPS) 4 x 122MM Comprehensive.
12-113556 Vástago para fractura (PPS) 6 x 122MM Comprehensive.	12-113556 Vástago para fractura (PPS) 6 x 122MM Comprehensive.
12-113558 Vástago para fractura (PPS) 8 x 122MM Comprehensive.	12-113558 Vástago para fractura (PPS) 8 x 122MM Comprehensive.
12-113560 Vástago para fractura (PPS) 10 x 122MM Comprehensive.	12-113560 Vástago para fractura (PPS) 10 x 122MM Comprehensive.
12-113562 Vástago para fractura (PPS) 12 x 122MM Comprehensive.	12-113562 Vástago para fractura (PPS) 12 x 122MM Comprehensive.
12-113564 Vástago para fractura (PPS) 14 x 122MM Comprehensive.	12-113564 Vástago para fractura (PPS) 14 x 122MM Comprehensive.
EP-115393 Soporte humeral estándar 44-36MM E1®.	EP-115393 Soporte humeral estándar 44-36MM E1®.
EP-115394 Soporte humeral estándar +3MM 44-36MM E1®.	EP-115394 Soporte humeral estándar +3MM 44-36MM E1®.
EP-115395 Soporte humeral de retención +3MM 44-36MM E1®.	EP-115395 Soporte humeral de retención +3MM 44-36MM E1®.
EP-115396 Soporte humeral estándar 44-41MM E1®.	EP-115396 Soporte humeral estándar 44-41MM E1®.
EP-115397 Soporte	EP-115397 Soporte

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

humeral estándar +3MM 44-41MM E1®.	humeral estándar +3MM 44-41MM E1®.
EP-115398 Soporte humeral de retención +3MM 44-41MM E1®.	EP-115398 Soporte humeral de retención +3MM 44-41MM E1®.
PT-113950 Glenoide posterior híbrido PT Regenerex.	PT-113950 Glenoide posterior híbrido PT Regenerex.
XL-115363 Soporte humeral estándar 44- 36MM Arcomxl®.	XL-115363 Soporte humeral estándar 44- 36MM Arcomxl®.
XL-115364 Soporte humeral +3MM 44-36MM Arcomxl®.	XL-115364 Soporte humeral +3MM 44-36MM Arcomxl®.
XL-115365 Soporte humeral de retención +3MM 44-36MM Arcomxl®.	XL-115365 Soporte humeral de retención +3MM 44-36MM Arcomxl®.
XL-115366 Soporte humeral estándar 44- 41MM Arcomxl®.	XL-115366 Soporte humeral estándar 44- 41MM Arcomxl®.
XL-115367 Soporte humeral +3MM 44-41MM Arcomxl®.	XL-115367 Soporte humeral +3MM 44-41MM Arcomxl®.
XL-115368 Soporte humeral de retención +3MM 44-41MM Arcomxl®.	XL-115368 Soporte humeral de retención +3MM 44-41MM Arcomxl®.
Implantes Comprehensive SRS.	Implantes Comprehensive SRS.
211215 Cuerpo proximal de revisión segmentaria chico 48MM Comprehensive	211215 Cuerpo proximal de revisión segmentaria chico 48MM Comprehensive.
211216 Cuerpo proximal de revisión segmentaria chico 58MM	211216 Cuerpo proximal de revisión segmentaria chico 58MM

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

Comprehensive	Comprehensive.
211217 Cuerpo proximal de revisión segmentaria chico 68MM Comprehensive.	211217 Cuerpo proximal de revisión segmentaria chico 68MM Comprehensive.
211218 Cuerpo proximal de revisión segmentaria grande 42MM Comprehensive.	211218 Cuerpo proximal de revisión segmentaria grande 42MM Comprehensive.
211219 Cuerpo proximal de revisión segmentaria grande 52MM Comprehensive.	211219 Cuerpo proximal de revisión segmentaria grande 52MM Comprehensive.
211220 Cuerpo proximal de revisión segmentaria grande 62MM Comprehensive.	211220 Cuerpo proximal de revisión segmentaria grande 62MM Comprehensive.
211221 Cuerpo segmentario para revisión tumoral 51 mm Comprehensive.	211221 Cuerpo segmentario para revisión tumoral 51 mm Comprehensive.
211222 Cuerpo segmentario para revisión tumoral 61 mm Comprehensive.	211222 Cuerpo segmentario para revisión tumoral 61 mm Comprehensive.
211223 Cuerpo segmentario para revisión tumoral 71 mm Comprehensive.	211223 Cuerpo segmentario para revisión tumoral 71 mm Comprehensive.
211224 Componente intercalado de revisión segmentaria c/tornillo 30MM Comprehensive.	211224 Componente intercalado de revisión segmentaria c/tornillo 30MM Comprehensive.
211225 Componente intercalado de revisión segmentaria c/tornillo 60MM Comprehensive.	211225 Componente intercalado de revisión segmentaria c/tornillo 60MM Comprehensive.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

211226	Componente intercalado de revisión segmentaria c/tornillo 90MM Comprehensive.	211226	Componente intercalado de revisión segmentaria c/tornillo 90MM Comprehensive.
211227	Componente intercalado de revisión segmentaria c/tornillo 120MM Comprehensive.	211227	Componente intercalado de revisión segmentaria c/tornillo 120MM Comprehensive.
211228	Aum. chico Regenerex de revisión modular segmentaria Comprehensive.	211228	Aum. chico Regenerex de revisión modular segmentaria Comprehensive.
211229	Aum. grande Regenerex de revisión modular segmentaria Comprehensive.	211229	Aum. grande Regenerex de revisión modular segmentaria Comprehensive.
211230	Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 6 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211230	Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 6 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211231	Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 8 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211231	Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 8 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211232	Vástago modular de titanio c/tornillo 10 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211232	Vástago modular de titanio c/tornillo 10 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211233	Vástago modular de titanio c/tornillo 12 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211233	Vástago modular de titanio c/tornillo 12 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211234	Vástago modular de titanio c/tornillo 14 x	211234	Vástago modular de titanio c/tornillo 14 x

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

	<p>75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211235 Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 6 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211236 Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 8 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211237 Vástago modular de titanio c/tornillo 10 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211238 Vástago modular de titanio c/tornillo 12 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211239 Vástago modular de titanio c/tornillo 14 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211240 Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 4 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211241 Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 6 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p>	<p>75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211235 Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 6 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211236 Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 8 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211237 Vástago modular de titanio c/tornillo 10 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211238 Vástago modular de titanio c/tornillo 12 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211239 Vástago modular de titanio c/tornillo 14 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211240 Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 4 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211241 Vástago modular de cromo cobalto c/tornillo 6 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p>
--	--	--

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

211242 Vástago modular de titanio c/tornillo 8 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211242 Vástago modular de titanio c/tornillo 8 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211243 Vástago modular de titanio c/tornillo 10 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211243 Vástago modular de titanio c/tornillo 10 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211244 Vástago modular de titanio c/tornillo 12 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211244 Vástago modular de titanio c/tornillo 12 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211246 Vástago modular de titanio c/tornillo 6 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211246 Vástago modular de titanio c/tornillo 6 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211247 Vástago modular de titanio c/tornillo 8 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211247 Vástago modular de titanio c/tornillo 8 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211248 Vástago modular de titanio c/tornillo 10 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211248 Vástago modular de titanio c/tornillo 10 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211249 Vástago modular de titanio c/tornillo 12 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.	211249 Vástago modular de titanio c/tornillo 12 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.
211250 Cuerpo humeral distal c/tornillo 50MM IZ para sistema de revisión	211250 Cuerpo humeral distal c/tornillo 50MM IZ para sistema de revisión

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

segmentaria Comprehensive. 211251 Cuerpo humeral distal c/tornillo 60MM IZ para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211252 Cuerpo humeral distal c/tornillo 70MM IZ para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211253 Cuerpo humeral distal c/tornillo 50MM DE para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211254 Cuerpo humeral distal c/tornillo 60MM DE para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211255 Cuerpo humeral distal c/tornillo 70MM DE para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211256 Cabeza Super EAS 40 x 15MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211257 Acople humeral c/tornillo para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211258 Vástago modular de titanio c/tornillo 9 x 75MM para sistema de	segmentaria Comprehensive. 211251 Cuerpo humeral distal c/tornillo 60MM IZ para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211252 Cuerpo humeral distal c/tornillo 70MM IZ para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211253 Cuerpo humeral distal c/tornillo 50MM DE para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211254 Cuerpo humeral distal c/tornillo 60MM DE para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211255 Cuerpo humeral distal c/tornillo 70MM DE para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211256 Cabeza Super EAS 40 x 15MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211257 Acople humeral c/tornillo para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211258 Vástago modular de titanio c/tornillo 9 x 75MM para sistema de
--	--

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

	revisión segmentaria Comprehensive. 211259 Vástago modular de titanio c/tornillo 9 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211260 Vástago modular de titanio c/tornillo 9 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211261 Vástago modular de titanio c/tornillo 9 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211262 Vástago modular de titanio c/tornillo 11 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211263 Vástago modular de titanio c/tornillo 11 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211264 Vástago modular de titanio c/tornillo 11 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211265 Vástago modular de titanio c/tornillo 11 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211266 Componente anti	revisión segmentaria Comprehensive. 211259 Vástago modular de titanio c/tornillo 9 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211260 Vástago modular de titanio c/tornillo 9 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211261 Vástago modular de titanio c/tornillo 9 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211262 Vástago modular de titanio c/tornillo 11 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211263 Vástago modular de titanio c/tornillo 11 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211264 Vástago modular de titanio c/tornillo 11 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211265 Vástago modular de titanio c/tornillo 11 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211266 Componente anti
--	---	---

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

	<p>rotación c/tornillo 30MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211269 Pestaña c/tornillo para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211270 Pestaña c/tornillo para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211274 Vástago modular de titanio c/tornillo 16 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211275 Vástago modular de titanio c/tornillo 16 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211276 Vástago modular de titanio c/tornillo 16 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211277 Cabeza Super EAS 44 x 17MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211278 Cabeza Super EAS 8 x 19MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211279 Cabeza Super EAS 54 x 22MM para sistema de revisión segmentaria</p>	<p>rotación c/tornillo 30MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211269 Pestaña c/tornillo para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211270 Pestaña c/tornillo para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211274 Vástago modular de titanio c/tornillo 16 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211275 Vástago modular de titanio c/tornillo 16 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211276 Vástago modular de titanio c/tornillo 16 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211277 Cabeza Super EAS 44 x 17MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211278 Cabeza Super EAS 8 x 19MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive.</p> <p>211279 Cabeza Super EAS 54 x 22MM para sistema de revisión segmentaria</p>
--	--	--

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

Comprehensive. 211280 Vástago modular de titanio c/tornillo 18 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211281 Vástago modular de titanio c/tornillo 20 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211282 Vástago modular de titanio c/tornillo 18 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211283 Vástago modular de titanio c/tornillo 16 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211284 Vástago modular de titanio c/tornillo 14 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. Implantes Copeland. 11-114621 Cabeza de reemplazo Copeland MB tamaño 1. 11-114622 Cabeza de reemplazo Copeland MB tamaño 2. 11-114623 Cabeza de reemplazo Copeland MB tamaño 3. 11-114624 Cabeza de	Comprehensive. 211280 Vástago modular de titanio c/tornillo 18 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211281 Vástago modular de titanio c/tornillo 20 x 75MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211282 Vástago modular de titanio c/tornillo 18 x 100MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211283 Vástago modular de titanio c/tornillo 16 x 150MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. 211284 Vástago modular de titanio c/tornillo 14 x 200MM para sistema de revisión segmentaria Comprehensive. Implantes Copeland. 11-114621 Cabeza de reemplazo Copeland MB tamaño 1. 11-114622 Cabeza de reemplazo Copeland MB tamaño 2. 11-114623 Cabeza de reemplazo Copeland MB tamaño 3. 11-114624 Cabeza de
--	--

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

reemplazo tamaño 4.	Copeland	MB	reemplazo tamaño 4.	Copeland	MB
11-114625 reemplazo tamaño 5.	Cabeza de Copeland	de MB	11-114625 reemplazo tamaño 5.	Cabeza de Copeland	de MB
11-114626 reemplazo tamaño 6.	Cabeza de Copeland	de MB	11-114626 reemplazo tamaño 6.	Cabeza de Copeland	de MB
11-114627 reemplazo tamaño 7.	Cabeza de Copeland	de MB	11-114627 reemplazo tamaño 7.	Cabeza de Copeland	de MB
11-114628 reemplazo tamaño 8.	Cabeza de Copeland	de MB	11-114628 reemplazo tamaño 8.	Cabeza de Copeland	de MB
11-114641 reemplazo tamaño 1.	Cabeza de Copeland	de HA	11-114641 reemplazo tamaño 1.	Cabeza de Copeland	de HA
11-114642 reemplazo tamaño 2.	Cabeza de Copeland	de HA	11-114642 reemplazo tamaño 2.	Cabeza de Copeland	de HA
11-114643 reemplazo tamaño 3.	Cabeza de Copeland	de HA	11-114643 reemplazo tamaño 3.	Cabeza de Copeland	de HA
11-114644 reemplazo tamaño 4.	Cabeza de Copeland	de HA	11-114644 reemplazo tamaño 4.	Cabeza de Copeland	de HA
11-114645 reemplazo tamaño 5.	Cabeza de Copeland	de HA	11-114645 reemplazo tamaño 5.	Cabeza de Copeland	de HA
11-114646 reemplazo tamaño 6.	Cabeza de Copeland	de HA	11-114646 reemplazo tamaño 6.	Cabeza de Copeland	de HA
11-114647 reemplazo tamaño 7.	Cabeza de Copeland	de HA	11-114647 reemplazo tamaño 7.	Cabeza de Copeland	de HA
11-114648 reemplazo	Cabeza de Copeland	de HA	11-114648 reemplazo	Cabeza de Copeland	de HA

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

tamaño 8.	tamaño 8.
Implantes Mini Compress.	Implantes Mini Compress.
178400 Tapón de anclaje 10MM Standard Compress®.	178400 Tapón de anclaje 10MM Standard Compress®.
178402 Tapón de anclaje 12MM Standard Compress®.	178402 Tapón de anclaje 12MM Standard Compress®.
178404 Tapón de anclaje 14MM Standard Compress®.	178404 Tapón de anclaje 14MM Standard Compress®.
178406 Tapón de anclaje 16MM Standard Compress®.	178406 Tapón de anclaje 16MM Standard Compress®.
178408 Tapón de anclaje 18MM Standard Compress®.	178408 Tapón de anclaje 18MM Standard Compress®.
178410 Tapón de anclaje 20MM Standard Compress®.	178410 Tapón de anclaje 20MM Standard Compress®.
178412 Tapón de anclaje 22MM Standard Compress®.	178412 Tapón de anclaje 22MM Standard Compress®.
178414 Tapón de anclaje 24MM Standard Compress®.	178414 Tapón de anclaje 24MM Standard Compress®.
178512 Tuerca Compress®.	178512 Tuerca Compress®.
178524 Pin transversal 20MM.	178524 Pin transversal 20MM.
178525 Pin transversal 24MM.	178525 Pin transversal 24MM.
178526 Pin transversal 28MM.	178526 Pin transversal 28MM.
178527 Pin transversal 32MM.	178527 Pin transversal 32MM.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

178528	Pin transversal	36MM.	178528	Pin transversal	36MM.
178529	Pin transversal	40MM.	178529	Pin transversal	40MM.
178530	Pin transversal	44MM.	178530	Pin transversal	44MM.
178531	Pin transversal	48MM.	178531	Pin transversal	48MM.
178532	Pin transversal	52MM.	178532	Pin transversal	52MM.
178533	Pin transversal	56MM.	178533	Pin transversal	56MM.
178534	Pin transversal	60MM.	178534	Pin transversal	60MM.
178535	Manguita de centrado	13MM Compress®.	178535	Manguita de centrado	13MM Compress®.
178536	Manguita de centrado	14MM Compress®.	178536	Manguita de centrado	14MM Compress®.
178537	Manguita de centrado	15MM Compress®.	178537	Manguita de centrado	15MM Compress®.
178538	Manguita de centrado	16MM Compress®.	178538	Manguita de centrado	16MM Compress®.
178539	Manguita de centrado	17MM Compress®.	178539	Manguita de centrado	17MM Compress®.
178540	Manguita de centrado	18MM Compress®.	178540	Manguita de centrado	18MM Compress®.
178541	Manguita de centrado	19MM Compress®.	178541	Manguita de centrado	19MM Compress®.
178542	Manguita de		178542	Manguita de	

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

centrado Compress®.	20MM	centrado Compress®.	20MM
178543 Manguita de centrado Compress®.	21MM	178543 Manguita de centrado Compress®.	21MM
178544 Manguita de centrado Compress®.	22MM	178544 Manguita de centrado Compress®.	22MM
178545 Manguita de centrado Compress®.	23MM	178545 Manguita de centrado Compress®.	23MM
178546 Manguita de centrado Compress®.	24MM	178546 Manguita de centrado Compress®.	24MM
178547 Manguita de centrado Compress®.	25MM	178547 Manguita de centrado Compress®.	25MM
178552 Tapón de anclaje 10MM Short Compress®.		178552 Tapón de anclaje 10MM Short Compress®.	
178554 Tapón de anclaje 12MM Short Compress®.		178554 Tapón de anclaje 12MM Short Compress®.	
178556 Tapón de anclaje 14MM Short Compress®.		178556 Tapón de anclaje 14MM Short Compress®.	
178558 Tapón de anclaje 16MM Short Compress®.		178558 Tapón de anclaje 16MM Short Compress®.	
178560 Tapón de anclaje 18MM Short Compress®.		178560 Tapón de anclaje 18MM Short Compress®.	
178562 Tapón de anclaje 20MM Short Compress®.		178562 Tapón de anclaje 20MM Short Compress®.	
178564 Tapón de anclaje 22MM Short Compress®.		178564 Tapón de anclaje 22MM Short Compress®.	
178566 Tapón de anclaje 24MM Short Compress®.		178566 Tapón de anclaje 24MM Short Compress®.	
178568 Tapón de anclaje 26MM Short Compress®.		178568 Tapón de anclaje 26MM Short Compress®.	
178570 Tapón de anclaje		178570 Tapón de anclaje	

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

	28MM Short Compress®.	28MM Short Compress®.
	178571 Pin transversal 64MM.	178571 Pin transversal 64MM.
	178572 Pin transversal 68MM.	178572 Pin transversal 68MM.
	178573 Pin transversal 72MM.	178573 Pin transversal 72MM.
	178574 Pin transversal 76MM.	178574 Pin transversal 76MM.
	178736 Manguita de centrado 26MM Compress®.	178736 Manguita de centrado 26MM Compress®.
	178737 Manguita de centrado 27MM Compress®.	178737 Manguita de centrado 27MM Compress®.
	178738 Manguita de centrado 28MM Compress®.	178738 Manguita de centrado 28MM Compress®.
	178754 Perno 25MM 400LB Standard Mini Compress®.	178754 Perno 25MM 400LB Standard Mini Compress®.
	178755 Perno 25MM 600LB Standard Mini Compress®.	178755 Perno 25MM 600LB Standard Mini Compress®.
	178756 Perno 25MM 800LB Standard Mini Compress®.	178756 Perno 25MM 800LB Standard Mini Compress®.
	178757 Perno anti rotación 300MM 400LB Standard Mini Compress®.	178757 Perno anti rotación 300MM 400LB Standard Mini Compress®.
	178758 Perno anti rotación 300MM 600LB Standard Mini Compress®.	178758 Perno anti rotación 300MM 600LB Standard Mini Compress®.
	178759 Perno anti rotación 300MM 800LB Standard Mini Compress®.	178759 Perno anti rotación 300MM 800LB Standard Mini Compress®.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

178784 Perno 25MM 400LB Short Mini Compress®.	178784 Perno 25MM 400LB Short Mini Compress®.
178785 Perno 25MM 600LB Short Mini Compress®.	178785 Perno 25MM 600LB Short Mini Compress®.
178786 Perno 25MM 800LB Short Mini Compress®.	178786 Perno 25MM 800LB Short Mini Compress®.
178787 Perno anti rotación 300MM 400LB Short Mini Compress®.	178787 Perno anti rotación 300MM 400LB Short Mini Compress®.
178788 Perno anti rotación 300MM 600LB Short Mini Compress®.	178788 Perno anti rotación 300MM 600LB Short Mini Compress®.
178789 Perno anti rotación 300MM 800LB Short 178Mini Compress®.	178789 Perno anti rotación 300MM 800LB Short 178Mini Compress®.
178950 Adaptador ahusado estándar - 30° 4 cm Standard Compress®/SRS.	178950 Adaptador ahusado estándar - 30° 4 cm Standard Compress®/SRS.
178951 Adaptador ahusado - mini - 30° 4 cm Mini Compress®/SRS. Implantes Versa Dial.	178951 Adaptador ahusado - mini - 30° 4 cm Mini Compress®/SRS. Implantes Versa Dial.
113022 Compensación variable 38x19x39 - cabeza modular Comprehensive.	113022 Compensación variable 38x19x39 - cabeza modular Comprehensive.
113024 Compensación variable 38x21x38 - cabeza modular Comprehensive.	113024 Compensación variable 38x21x38 - cabeza modular Comprehensive.
113032 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable	113032 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

42x18x46.		42x18x46.
113034 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 42x21x43.		113034 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 42x21x43.
113036 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 42x24x42.		113036 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 42x24x42.
113042 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 46x18x53.		113042 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 46x18x53.
113044 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 46x21x50.		113044 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 46x21x50.
113046 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 46x24x47.		113046 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 46x24x47.
113048 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 46x27x46.		113048 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 46x27x46.
113053 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 50x21x57.		113053 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 50x21x57.
113055 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 50x24x52.		113055 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 50x24x52.
113057 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 50x27x50.		113057 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 50x27x50.

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

113063 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 54x21x64.	113063 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 54x21x64.
113065 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 54x24x58.	113065 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 54x24x58.
113067 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 54x27x55.	113067 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 54x27x55.
113075 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 58x24x64.	113075 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 58x24x64.
113077 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 58x27x61.	113077 Cabeza modular Comprehensive con desplazamiento variable 58x27x61.
115310 Glenosfera estándar 36MM Versa-Dial®.	115310 Glenosfera estándar 36MM Versa-Dial®.
115313 Glenosfera estándar +3MM 36MM Versa-Dial®.	115313 Glenosfera estándar +3MM 36MM Versa-Dial®.
115316 Glenosfera estándar +6MM 36MM Versa-Dial®.	115316 Glenosfera estándar +6MM 36MM Versa-Dial®.
115320 Glenosfera estándar 41MM Versa-Dial®.	115320 Glenosfera estándar 41MM Versa-Dial®.
115323 Glenosfera estándar +3MM 41MM Versa-Dial®.	115323 Glenosfera estándar +3MM 41MM Versa-Dial®.
115326 Glenosfera estándar +6MM 41MM	115326 Glenosfera estándar +6MM 41MM

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Versa-Dial®.</p> <p>118001 Componente de titanio estándar ahusado/Versa-Dial.</p> <p>Implantes Copeland.</p> <p>114302 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 2 sin cemento.</p> <p>114310 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 1 sin cemento.</p> <p>114311 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 3 sin cemento.</p> <p>114312 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 5 sin cemento.</p> <p>114313 Componente Glenoide de Hombro Copeland - Pequeño.</p> <p>114314 Componente Glenoide de Hombro Copeland - Mediano.</p> <p>114315 Componente Glenoide de Hombro Copeland - Extra Profundo.</p> <p>114316 Componente Glenoide de Hombro Copeland - Estándar Todo polietileno cementado.</p> <p>114318 Componente Glenoide de Hombro</p>	<p>Versa-Dial®.</p> <p>118001 Componente de titanio estándar ahusado/Versa-Dial.</p> <p>Implantes Copeland.</p> <p>114302 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 2 sin cemento.</p> <p>114310 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 1 sin cemento.</p> <p>114311 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 3 sin cemento.</p> <p>114312 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 5 sin cemento.</p> <p>114313 Componente Glenoide de Hombro Copeland - Pequeño.</p> <p>114314 Componente Glenoide de Hombro Copeland - Mediano.</p> <p>114315 Componente Glenoide de Hombro Copeland - Extra Profundo.</p> <p>114316 Componente Glenoide de Hombro Copeland - Estándar Todo polietileno cementado.</p> <p>114318 Componente Glenoide de Hombro</p>
--	--	--

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

Copeland - Extra Grande. 114320 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 4 sin cemento.	Copeland - Extra Grande. 114320 Componente Humeral de Hombro Copeland Tamaño 4 sin cemento.
11-114671 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 1 sin cemento.	11-114671 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 1 sin cemento.
11-114672 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 2 sin cemento.	11-114672 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 2 sin cemento.
11-114673 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 3 sin cemento.	11-114673 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 3 sin cemento.
11-114674 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 4 sin cemento.	11-114674 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 4 sin cemento.
11-114675 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 5 sin cemento.	11-114675 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 5 sin cemento.
11-114676 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 6 sin cemento.	11-114676 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 6 sin cemento.
11-114677 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 7 sin cemento.	11-114677 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 7 sin cemento.
11-114678 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 8 sin cemento.	11-114678 Copeland EAS Hombro Tamaño del húmero 8 sin cemento.
TS-114310 Protector delgado del componente humeral Tamaño pequeño 1 para Hombro Copeland.	TS-114310 Protector delgado del componente humeral Tamaño pequeño 1 para Hombro Copeland.
TS-114302 Protector delgado del componente humeral Tamaño pequeño más 2 para Hombro	TS-114302 Protector delgado del componente humeral Tamaño pequeño más 2 para Hombro

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Copeland.</p> <p>TS-114311 Protector delgado del componente humeral Tamaño estándar 3 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114320 Protector delgado del componente humeral Tamaño estándar más 4 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114312 Protector delgado del componente humeral Tamaño grande 5 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114306 Protector delgado del componente humeral Tamaño extra grande doble menos 6 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114307 Protector delgado del componente humeral Tamaño extra grande Menos 7 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114317 Protector delgado del componente humeral Tamaño extra grande 8 para Hombro Copeland.</p> <p>Accesorios e instrumental.</p>	<p>Copeland.</p> <p>TS-114311 Protector delgado del componente humeral Tamaño estándar 3 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114320 Protector delgado del componente humeral Tamaño estándar más 4 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114312 Protector delgado del componente humeral Tamaño grande 5 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114306 Protector delgado del componente humeral Tamaño extra grande doble menos 6 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114307 Protector delgado del componente humeral Tamaño extra grande Menos 7 para Hombro Copeland.</p> <p>TS-114317 Protector delgado del componente humeral Tamaño extra grande 8 para Hombro Copeland.</p> <p>113671 Vástago Primario Longitud de revisión 11 mm Comprehensive.</p> <p>113673 Vástago Primario Longitud de revisión 13 mm Comprehensive.</p> <p>113675 Vástago Primario Longitud de revisión 15</p>
--	--	---

		<p>mm Comprehensive.</p> <p>113953 Base glenoide Hybrid 7 mm chico.</p> <p>113955 Base glenoide Hybrid 7 mm mediano.</p> <p>113957 Base glenoide Hybrid 7 mm grande.</p> <p>115394 Tornillo central 6.5 x 20 mm ST/NS Comprehensive Reverse.</p> <p>115395 Tornillo central 6.5 x 25 mm ST/NS Comprehensive Reverse.</p> <p>115396 Tornillo central 6.5 x 30 mm ST/NS Comprehensive Reverse.</p> <p>115397 Tornillo central 6.5 x 35 mm ST/NS Comprehensive Reverse.</p> <p>115398 Tornillo central 6.5 x 40 mm ST/NS Comprehensive Reverse.</p> <p>115399 Tornillo central 6.5 x 45 mm ST/NS Comprehensive Reverse.</p> <p>115400 Tornillo central 6.5 x 50 mm ST/NS Comprehensive Reverse.</p> <p>180550 Tornillo de bloqueo 3.5 hexagonal 4.75 x 15 mm ST.</p> <p>180551 Tornillo de bloqueo 3.5 hexagonal 4.75 x 20 mm ST.</p> <p>180552 Tornillo de bloqueo 3.5 hexagonal</p>
--	--	--

		<p>4.75 x 25 mm ST.</p> <p>180553 Tornillo de bloqueo 3.5 hexagonal 4.75 x 30 mm ST.</p> <p>180554 Tornillo de bloqueo 3.5 hexagonal 4.75 x 35 mm ST.</p> <p>180555 Tornillo de bloqueo 3.5 hexagonal 4.75 x 40 mm ST.</p> <p>180556 Tornillo de bloqueo 3.5 hexagonal 4.75 x 45 mm ST.</p> <p>180557 Tornillo no bloqueante 3.5 hexagonal 4.75 x 15 mm ST.</p> <p>180558 Tornillo no bloqueante 3.5 hexagonal 4.75 x 20 mm ST.</p> <p>180559 Tornillo no bloqueante 3.5 hexagonal 4.75 x 25 mm ST.</p> <p>180560 Tornillo no bloqueante 3.5 hexagonal 4.75 x 30 mm ST.</p> <p>180561 Tornillo no bloqueante 3.5 hexagonal 4.75 x 35 mm ST.</p> <p>180562 Tornillo no bloqueante 3.5 hexagonal 4.75 x 40 mm ST.</p> <p>180563 Tornillo no bloqueante 3.5 hexagonal 4.75 x 45 mm ST.</p> <p>010000589 Adaptador (25 mm) y mini placa base Comprehensive.</p>
--	--	---

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

		<p>11-113685 Complemento A humeral Bio-Modular Reverse.</p> <p>TI-113075 Cabeza humeral de titanio 58 x 24 x 64 mm Versa-Dial.</p> <p>TI-113022 Cabeza humeral 38 x 19 x 39 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113024 Cabeza humeral 38 x 21 x 38 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113032 Cabeza humeral 42 x 18 x 46 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113034 Cabeza humeral 42 x 21 x 43 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113036 Cabeza humeral 42 x 24 x 42 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113042 Cabeza humeral 46 x 18 x 53 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113044 Cabeza humeral 46 x 21 x 50 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113046 Cabeza humeral 46 x 24 x 47 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113048 Cabeza humeral 46 x 27 x 46 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113053 Cabeza humeral 50 x 21 x 57 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113055 Cabeza</p>
--	--	--

IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

		<p>humeral 50 x 24 x 52 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113057 Cabeza humeral 50 x 27 x 50 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113065 Cabeza humeral 54 x 24 x 58 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-113067 Cabeza humeral 54 x 27 x 55 Ti-Versa-Dial.</p> <p>TI-115310 Glenosfera estándar - Ti Versa-Dial.</p> <p>TI-115313 Glenosfera +3 mm - Ti Versa-Dial.</p> <p>TI-115316 Glenosfera +6 mm - Ti Versa-Dial.</p> <p>TI-115320 Glenosfera estándar - Ti Versa-Dial.</p> <p>TI-115323 Glenosfera +3 mm - Ti Versa-Dial.</p> <p>TI-115326 Glenosfera +3 mm - Ti Versa-Dial.</p> <p>Accesorios e instrumental.</p>
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente Nº 1-47-3110-4528-17-5



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-26603567-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 2 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-0047-3110-004528-17-5

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 40 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.02 15:14:44 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.02 15:14:46 -03'00'