



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Disposición**

**Número:** DI-2017-10205-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 29 de Septiembre de 2017

**Referencia:** 1-47-3110-3536-16-4

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-3536-16-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma PAM ARGENTINA S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1478-18, denominado Tubo de ventilación, marca Medtronic.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1478-18, correspondiente al producto médico denominado Tubo de ventilación, marca Medtronic, propiedad de la firma PAM ARGENTINA S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 4472 de fecha 29 de junio de 2011, la cual será 29 de junio de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1478-18, denominado Tubo de ventilación, marca Medtronic.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1478-18.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-3536-16-4

Digitally signed by LEDE Roberto Luis  
Date: 2017.09.29 09:59:15 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Ledc  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117584  
Date: 2017.09.29 09:59:19 -0300

### ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma PAM ARGENTINA S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1478-18 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: Tubo de Ventilación.

Marca: MEDTRONIC.

Autorizado por Disposición ANMAT N° 4472 de fecha 29 de junio de 2011

Tramitado por expediente N° 1-47-20843-10-9

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	29 de junio de 2016	29 de junio de 2021
Nombre del fabricante y lugar/es de elaboración	<p>MEDTRONIC XOMED, INC. 6743 Southpoint Drive. North Jacksonville, FL, 32216-0980, Estados Unidos.</p> <p>MEDTRONIC XOMED, INC. 950 Flanders Road Mystic, CT 06355.</p> <p>MEDTRONIC XOMED, INSTRUMENTATION, SAS. Le Pavillon 03160, Saint Aubin Le Monial, Francia</p>	<p>MEDTRONIC XOMED, INC. 6743 Southpoint Dr. North, Jacksonville, Florida, Estados Unidos 32216</p> <p>MEDTRONIC XOMED, INC 950 Flanders Rd Mystic, Connecticut, Estados Unidos 06355.</p> <p>MEDTRONIC POWERED SURGICAL SOLUTIONS 4620 North Beach St., Fort Worth, Texas, Estados Unidos,</p>

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		76137.
Vida útil	3 años	8 años
Modelos	1010000 5PK ARMSTR BEV 7MM FLP Tubos de ventilación	1010000 ARMSTRONG STR Mango de tubo de ventilación biselado, de FLPL
	1010030 5PK ARMSTR GROMMET FLP Tubos de ventilación	1010030 ARMSTRONG Drenaje biselado de Tubo de ventilación, de FLPL
	1010031 50PK ARMSTR BEV GROM	1010031 ARMSTRONG Drenaje biselado de Tubo de ventilación, de FLPL
	1010035 5PK ARMSTR GROM W/WIRE Tubos de ventilación	1010035 ARMSTRONG Drenaje biselado del cable del tubo de ventilación, de FLPL
	1010040 VENT TUBE 1010040 5PK ARMSTRONG 7MM SIL Tubos de ventilación	1010040 ARMSTRONG Mango cilíndrico biselado, tubo de ventilación, silicona
	1010055 VENT TUBE 1010055 5PK ARMSTRONG GROM SIL Tubos de ventilación	1010055 ARMSTRONG Drenaje biselado de tubo de ventilación, silicona
	1010056 VENT TUBE 1010056 50PK ARMSTR BEV GROM Tubos de ventilación	1010056 ARMSTRONG Drenaje biselado del tubo de ventilación, silicona
	1010101 VENT TUBE 1010101 5PK BOBB HOLE 1.14 FLP Tubos de	1010101 REUTER Bobina, brida del tubo de ventilación, de FLPL, azul
		1010103 REUTER Bobina, brida del tubo de ventilación,

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

ventilación		de FLPL, azul
1010103 VENT TUBE		1010150 ARMSTRONG Mango
1010103 50PK BOBB HOLE		derecho biselado, Tubo de
1.14 FP Tubos de		ventilación de FLPL
ventilación		1010170 ARMSTRONG
1010150 VENT TUBE		Drenaje biselado modificado,
1010150 5PK BEV STR		de Tubo de ventilación, de FLPL
10MM FLPL Tubos de		1010201 REUTER Bobina, tubo
ventilación		de ventilación sin brida, de
1010170 VENT TUBE		FLPL, azul
1010170 5PK MOD ARMST		1010202 REUTER Bobina, tubo
BEV GROM Tubos de		de ventilación sin brida, de
ventilación		FLPL, azul
1010201 VENT TUBE		1010203 REUTER Bobina, tubo
1010201 5PK BOBBIN 1.14		de ventilación sin brida, de
FLPL Tubos de ventilación		FLPL, azul
1010202 VENT TUBE		1010301 REUTER Bobina,
1010202 10PK BOBBIN PR		alambre del tubo de
1.14 FP Tubos de		ventilación, brida, de FLPL, azul
ventilación		1011015 PAPARELLA Tipo 1
1010203 VENT TUBE		BIOLITE Tubo de ventilación
1010203 50PK BOBBIN		con muesca y lengüeta,
1.14 FLPL Tubos de		silicona
ventilación		1011030 GOODE T-TUBE
1010301 VENT TUBE		BIOLITE® Tubo de ventilación,
1010301 5PK BOBB WIRE		silicona
1.14 FLP Tubos de		1012010 PAPARELLA Tipo 1
ventilación		Tubo de ventilación,
1011015 VENT TUBE		membrana, silicona
1011015 5PK BIOLITE SIL		1012015 Tipo DONALDSON

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

PAPA 1 Tubos de ventilación	Tipo tubo de ventilación, membrana, silicona
1011030 VENT TUBE	1013015 Tipo DONALDSON
1011030 5PK GOODE T BIOLIT/SIL Tubos de ventilación	tubo de ventilación con lengüeta, silicona
1012010 VENT TUBE	1013020 Tipo DONALDSON
1012010 5PK PAPARELLA W/MEMBR Tubos de ventilación	tubo de ventilación, silicona
1012015 VENT TUBE	1013021 Tipo DONALDSON
1012015 5PK DONALDSON W/MEMBR Tubos de ventilación	tubo de ventilación, silicona
1013015 VENT TUBE	1013201 Tipo SHEEHY Botón de cuello, tubo de ventilación con cable, de FLPL, azul
1013015 5PK DONALD W/TAB SILIC Tubos de ventilación	1013301 Tipo SHEEHY Botón de cuello, tubo de ventilación, de FLPL, azul
1013020 VENT TUBE	1013302 Tipo SHEEHY Botón de cuello, tubo de ventilación, de FLPL, azul
1013020 5PK DONALD 1.14MM SIL Tubos de ventilación	1013303 Tipo SHEEHY Botón de cuello, tubo de ventilación, de FLPL, azul
1013021 VENT TUBE	1014242 ARMSTRONG MOD Drenaje biselado de tubo de ventilación, de FLPL blanco
1013021 50PK DONALDSON Tubos de ventilación	1015101 DONALDSON Tipo tubo de ventilación, de FLPL, azul
1013201 VENT TUBE	1015102 DONALDSON Tipo
1013201 5PK BUTTN WIRE	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

1.27 FP Tubos de ventilación	tubo de ventilación, de FLPL, azul
1013301 VENT TUBE	1015201 Tipo DONALDSON
1013301 5PK BUTTON	Tubo de ventilación con cable, de FLPL, azul
1.27 FLPL Tubos de ventilación	1016010 GOODE T-TUBE®
1013302 VENT TUBE	Tubo de ventilación, silicona
1013302 10PK BUTTON PR	1016011 GOODE T-TUBE®
1.27 FP Tubos de ventilación	Tubo de ventilación, silicona
1013303 VENT TUBE	1016020 GOODE Drenaje con forma de T, tubo de ventilación, silicona
1013303 50PK BUTTON	1016025 GOODE Drenaje con forma de T, tubo de ventilación, membrana, silicona
1.27 FLPL Tubos de ventilación	1016030 UMBRELLA Tubo de ventilación, silicona
1014242 VENT TUBE	1016035 GOODE T-TUBE®
1014242 5PK MOD ARMSTR GROM Tubos de ventilación	Tubo de ventilación, silicona firme
1015101 VENT TUBE	1016040 GOODE T-TUBE®
1015101 5PK DONLDSN	Tubo de ventilación modificado, silicona firme
1.14 FLPL Tubos de ventilación	1016041 GOODE T-TUBE®
1015102 VENT TUBE	Tubo de ventilación modificado, Silicona firme
1015102 10PK DNLDNSN PR	1016101 SHEPARD Drenaje de tubo de ventilación de FLPL, azul
1.14 FP Tubos de ventilación	1016102 SHEPARD Drenaje de
1015201 VENT TUBE	
1015201 5PK DLDSN WIRE	
1.14 FP Tubos de ventilación	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

1016010 VENT TUBE	tubo de ventilación de FLPL,
1016010 5PK GOODE T	azul
12MM SILIC Tubos de ventilación	1016103 SHEPARD Drenaje de tubo de ventilación de FLPL, azul
1016011 VENT TUBE	1016201 SHEPARD Drenaje de tubo de ventilación con cable de FLPL, azul
1016011 50PK GOODE T	1016203 SHEPARD Drenaje de tubo de ventilación con cable de FLPL, azul
12MM SIL Tubos de ventilación	1016301 SHEPARD Drenaje de tubo de ventilación de FLPL, azul
1016020 VENT TUBE	1016501 SHEPARD Drenaje de tubo de ventilación con alambre de FLPL, azul
1016020 5PK GOODE T	1016503 SHEPARD Drenaje de tubo de ventilación con alambre de FLPL, azul
GROM SIL Tubos de ventilación	1019101 Mango cilíndrico liso del tubo de ventilación de FLPL, azul
1016025 VENT TUBE	1019201 Mango cilíndrico liso del tubo de ventilación de FLPL, azul
1016025 5PK T GROM	1019301 Mango cilíndrico liso del tubo de ventilación de FLPL,
W/MEMB SIL Tubos de ventilación	
1016030 VENT TUBE	
1016030 5PK UMBRELLA	
W/TAB Tubos de ventilación	
1016035 VENT TUBE	
1016035 5PK GOODE T	
FIRM 12MM Tubos de ventilación	
1016040 VENT TUBE	
1016040 5PK MOD GOODE	
T SIL Tubos de ventilación	
1016041 VENT TUBE	
1016041 50PK MOD	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



	GOODE T SIL Tubos de ventilación	azul
	1016101 VENT TUBE	1019401 FEUERSTEIN Tubo de ventilación split de FLPL, azul
	1016101 5PK GROMMET	1025001 PAPARELLA Tipo 1 tubo de ventilación con muesca y lengüeta, silicona
	1.14 FLPL Tubos de ventilación	1025002 PAPARELLA Tipo 1 tubo de ventilación con muesca y lengüeta, silicona
	1016102 VENT TUBE	1025005 PAPARELLA tipo 1 tubo de ventilación con muesca, sin lengüeta, silicona
	1016102 10PK GROMT PR	1025020 PER-LEE Tubo de ventilación, ángulo de brida 60, silicona
	1.14 FLP Tubos de ventilación	1025045 PAPARELLA Tipo 2 tubo de ventilación con muesca y lengüeta, silicona
	1016103 VENT TUBE	1026001 PAPARELLA Tipo 1 ACTIVENT tubo de ventilación antimicrobiano con muesca y lengüeta, silicona /óxido de plata
	1016103 50PK GROMMET	1026010 GOODE T-TUBE® ACTIVENT® Tubo de ventilación antimicrobiano, óxido de plata
	1.14 FLPL Tubos de ventilación	1026011 GOODE ACTIVENT® Drenaje con forma de T, tubo de ventilación antimicrobiano,
	1016201 VENT TUBE	
	1016201 5PK GROMT WIRE	
	1.14 FP Tubos de ventilación	
	1016203 VENT TUBE	
	1016203 50PK GRMT WIRE	
	1.14 FP Tubos de ventilación	
	1016301 VENT TUBE	
	1016301 5PK GROMMET	
	1.02 FLPL Tubos de ventilación	
	1016501 VENT TUBE	
	1016501 5PK GROMT WIRE	
	1.02 FP Tubos de ventilación	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

1016502	VENT	TUBE	silicona / óxido de plata
1016502	10PK	GROMT PR	1026012 TOUMA ACTIVENT®
1.02	FLP	Tubos de ventilación	Drenaje con forma de T, tubo de ventilación antimicrobiano, silicona / óxido de plata
1016503	VENT	TUBE	silicona / óxido de plata
1016503	50PK	GRMT WIRE	1026014 TOUMA ACTIVENT®
1.02	FP	Tubos de ventilación	Drenaje con forma de T biselado, tubo de ventilación antimicrobiano, silicona / óxido de plata
1019101	VENT	TUBE	1026020 Tipo DONALDSON
1019101	5PK	SHANK	ACTIVENT® Tubo de ventilación antimicrobiano, silicona / óxido de plata
.89/7MM	FLPL	Tubos de ventilación	1026025 SHEPARD
1019201	VENT	TUBE	ACTIVENT® Drenaje del tubo de ventilación antimicrobiano con lengüeta, silicona / óxido de plata
1019201	5PK	SHANK	1026030 ACTIVENT®
1.14/7MM	FLP	Tubos de ventilación	UMBRELLA Tubo de ventilación antimicrobiano, silicona / óxido de plata
1019301	VENT	TUBE	1026040 GOODE T-TUBE®
1019301	5PK	SHANK	ACTIVENT® Tubo de ventilación antimicrobiano modificado, silicona / óxido de plata
1.14/7MM	FLP	Tubos de ventilación	
1019401	VENT	TUBE	
1019401	5PK	FEUR SPLIT	
1.14	FP	Tubos de ventilación	
1025001	VENT	TUBE	
1025001	5PK	PAPA	
NOTCH/TAB	SIL	Tubos de ventilación	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

1025002	VENT	TUBE	1026045	PAPARELLA Tipo 2
1025002	50PK	PAPA	ACTIVENT	Tubo de ventilación
NOTCH/TAB	Tubos	de	antimicrobiano	con muesca y
ventilación			lengüeta, silicona /	óxido de
1025005	VENT	TUBE	plata	
1025005	5PK	PAPA	1026055	ARMSTRONG
W/NOTCH	1.14	Tubos de	ACTIVENT®	Drenaje biselado
ventilación			de tubo de ventilación	
1025020	VENT	TUBE	antimicrobiano,	silicona /
1025020	5PK	PER-LEE	de plata	
60DEG	SIL	Tubos de	1026140	ARMSTRONG
ventilación			ACTIVENT®	STRT SHANK
1025045	VENT	TUBE	biselado de ventilación	
1025045	5PK	PAPA	antimicrobiano,	silicona /
NTCH/TAB	1.52	Tubos de	de plata	
ventilación			1026145	Tipo SHEEHY
1026001	VENT	TUBE	ACTIVENT®	Tubo de
1026001	ACTIVENT	5PK	ventilación antimicrobiano,	
PAPA	1	Tubos de	silicona /	óxido de plata
ventilación			1026146	Tipo SHEEHY
1026010	VENT	TUBE	ACTIVENT®	Tubo de
1026010	ACTIVENT	5PK	ventilación antimicrobiano,	
GOODE	T	Tubos de	silicona /	óxido de plata
ventilación			1027010	REUTER
1026011	VENT	TUBE	Bobina tubo	
1026011	5PK	GOODE T	de ventilación con brida,	acero
GROMMET	Tubos de		inoxidable	
ventilación			1027015	REUTER
1026012	VENT	TUBE	Bobina tubo	
1026012	5PK	TOUMA T	de ventilación con brida,	acero
			inoxidable	
			1027016	REUTER
			Bobina tubo	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

GROMMET Tubos de ventilación	de ventilación con brida, acero inoxidable
1026014 VENT TUBE	1027040 REUTER Bobina
1026014 5PK TOUMA BEV	alambre del tubo de ventilación
T GROM Tubos de ventilación	con brida, acero inoxidable
1026020 VENT TUBE	1027060 REUTER Bobina brida
1026020 ACTIVENT 5PK	del tubo de ventilación, titanio
DNLD GROM Tubos de ventilación	1027065 REUTER Bobina brida
1026025 VENT TUBE	del tubo de ventilación, titanio
1026025 ACTIVENT 5PK	1027070 REUTER Bobina brida
SHEP GROM Tubos de ventilación	del tubo de ventilación, titanio
1026030 VENT TUBE	1028010 SHEPARD Drenaje
1026030 5PK UMBRELLA	del tubo de ventilación con
W/TAB Tubos de ventilación	cola, de FLPL
1026040 VENT TUBE	1028015 SHEPARD Drenaje
1026040 5PK MOD GOODE	del tubo de ventilación con
T 1.27 Tubos de ventilación	lengüeta, de FLPL
1026045 VENT TUBE	1028025 SHEPARD Drenaje
1026045 ACTIVENT 5PK	del tubo de ventilación con
PAPA 2 Tubos de ventilación	cola, silicona
1026055 VENT TUBE	1028026 SHEPARD Drenaje
1026055 5PK ARMSTRNG	del tubo de ventilación con
BEV GROM Tubos de ventilación	cola, silicona
	1028035 Tipo SHAH tubo de
	ventilación con alambre, de
	FLPL
	1028065 SILVERSTEIN Tubo
	de ventilación con aireación

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

1026140	VENT	TUBE	permanente, de FLPL, silicona
1026140	ACTIVENT	5PK	1028070 SILVERSTEIN Tubo
ARMST	BEV	Tubos de ventilación	de ventilación con aireación permanente, silicona
1026145	VENT	TUBE	1028080 HOFFMAN PERM
1026145	ACTIVENT	5PK	Tubo de ventilación, capa de titanio hidroxapatita, REM de FLPL LINER
SHEEHY		Tubos de ventilación	
1026146	VENT	TUBE	1028081 Revestimientos de FLPL desmontables para tubo de ventilación permanente HOFFMAN
1026146	ACTIVENT	50PK	
SHEEHY		Tubos de ventilación	
1027010	VENT	TUBE	1028145 Tipo SHEEHY Botón del cuello, tubo de ventilación, silicona
1027010	5PK	REUTER	
W/HOLE	1.27	Tubos de ventilación	
1027015	VENT	TUBE	1030030 ARMSTRONG
1027015	5PK	REUTER	ACTIVENT® Drenaje biselado del tubo de ventilación antimicrobiano, de FLPL/ óxido de plata
W/HOLE	1.14	Tubos de ventilación	
1027016	VENT	TUBE	1030170 ARMSTRONG
1027016	50PK	REUTER	ACTIVENT® Drenaje modificado biselado del tubo de ventilación antimicrobiano, óxido de plata
BOBB	SST	Tubos de ventilación	
1027040	VENT	TUBE	1033000 Tipo DONALDSON
1027040	5PK	REUTER SST	ACTIVENT® Tubo de ventilación antimicrobiano de FLPL / óxido de plata
W/WIRE	1.14	Tubos de ventilación	
1027060	VENT	TUBE	1036121 ARMSTRONG V
1027060	5PK	REUTER	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

W/HOLE 1.14 Tubos de ventilación	ACTIVENT® Tubo de ventilación antimicrobiano de
1027065 VENT TUBE	FLPL/ óxido de plata
1027065 5PK REUTER	1036159 ACTIVENT® Tubo de ventilación antimicrobiano
W/HOLE 1.27 Tubos de ventilación	pediátrico de FLPL/ óxido de plata
1027070 VENT TUBE	1036162 REUTER ACTIVENT®
1027070 5PK REUTER	Bobina, tubo de ventilación antimicrobiano de FLPL/ óxido de plata, sin brida
BOBB TITAN Tubos de ventilación	1036165 ACTIVENT® Mango cilíndrico liso del tubo de ventilación antimicrobiano de FLPL / óxido de plata
1028010 VENT TUBE	1037000 REUTER ACTIVENT
1028010 5PK SHEP W/TAIL	Bobina, tubo de ventilación antimicrobiano de FLPL/ óxido de plata, con brida
1.14MM Tubos de ventilación	1037005 REUTER ACTIVENT®
1028011 VENT TUBE	Bobina, tubo de ventilación antimicrobiano de FLPL/ óxido de plata, sin brida
1028011 50PK SHEP	1037703 GOODE T-TUBE®
W/TAIL 1.14 Tubos de ventilación	ACTIVENT® Tubo de ventilación antimicrobiano, silicona / óxido de plata
1028015 VENT TUBE	1038012 SHEPARD
1028015 5PK SHEP W/TAB	
1.14MM Tubos de ventilación	
1028025 VENT TUBE	
1028025 5PK SHEP W/TAIL	
1.14MM Tubos de ventilación	
1028026 VENT TUBE	
1028026 50PK SHEPARD	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

W/TAIL ventilación	Tubos de		ACTIVENT® Tubo de ventilación antimicrobiano con alambre, FLPL / óxido de plata.
1028030	VENT	TUBE	1038030 Tipo SHAH
1028030	5PK	SHAH	ACTIVENT® Tubo de
1.14MM	FLPL	Tubos de	ventilación antimicrobiano de
ventilación			FLPL/ óxido de plata
1028035	VENT	TUBE	1038040 Tipo SHEEHY
1028035	5PK	SHAH	ACTIVENT® Botón del cuello
W/WIRE 1.14MM	Tubos de		del tubo de ventilación
ventilación			antimicrobiano, FLPL/ óxido de
1028065	VENT	TUBE	plata
1028065	5PK	SPAT	1038050 ACTIVENT® Mango
1.14X12MM	SIL	Tubos de	cilíndrico liso del tubo de
ventilación			ventilación antimicrobiano,
1028070	VENT	TUBE	FLPL/óxido de plata, óxido de
1028070	5PK	SPAT	erbio
1.14X7MM	SIL	Tubos de	1046001 PAPARELLA tipo 1
ventilación			ACTIVENT Tubo de ventilación
1028080	VENT	TUBE	antimicrobiano con muesca y
1028080	HOFFMAN		lengüeta, silicona/óxido de
PERMANENT	Tubos de		plata
ventilación			1046020 Tipo DONALDSON
1028081	VENT	TUBE	ACTIVENT® Tubo de
1028081	5PK	HOFFMAN	ventilación antimicrobiano,
PERM LINER	Tubos de		silicona/ óxido de plata
ventilación			1046025 SHEPARD
1028145	VENT	TUBE	ACTIVENT® Drenaje del tubo
1028145	5PK	SHEEHY	de ventilación antimicrobiano
SILICONE	Tubos de		con cola, silicona / óxido de

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

ventilación	plata
1030030 VENT TUBE	1046055 ARMSTRONG
1030030 5PK ARMSTR BEV	ACTIVENT® Drenaje biselado
GROMMET Tubos de	del tubo de ventilación, silicona
ventilación	/ óxido de plata
1030170 VENT TUBE	1046145 Tipo SHEEHY
1030170 5PK MOD	ACTIVENT® Tubo de
ARMSTR GROMMET Tubos	ventilación antimicrobiano,
de ventilación	silicona/ óxido de plata
1033000 VENT TUBE	1056005 Tipo PAPARELLA
1033000 ACTIVENT 5PK	Tubo de ventilación sin
DONALDSON Tubos de	muesca, con lengüeta, C-
ventilación	FLEX®
1036121 VENT TUBE	1056010 Tipo DONALDSON
1036121 5PK ARMSTRONG	Tubo de ventilación, C-FLEX®
V 4.5 Tubos de ventilación	1056012 TOUMA Drenaje con
1036159 VENT TUBE	forma de T del tubo de
1036159 5PK PEDIATRIC	ventilación, C-FLEX®
.76ID Tubos de ventilación	1056015 GOODE T-TUBE®
1036162 VENT TUBE	Tubo de ventilación, C-FLEX®
1036162 5PK REUTER	1056016 GOODE T-TUBE®
BOBBIN 1.02 Tubos de	Tubo de ventilación, C-FLEX®
ventilación	1056019 GOODE T-TUBE®
1036165 ACTIVENT 5PK	Tubo de ventilación, C-FLEX®
STR SHANK Tubos de	1056032 ARMSTRONG
ventilación	Drenaje biselado del tubo de
1037000 5PK REUTER BOB	ventilación, H/C-FLEX®
W/HOLES Tubos de	1056033 ARMSTRONG

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



ventilación	Drenaje del tubo de ventilación
1037005 5PK REUTER BOB W/O HL Tubos de ventilación	con forma de V, H/C-FLEX® 1056101 TYTAN® Tubo de ventilación pediátrico, titanio
1037703 50PK GOODE T 1.14 12MM Tubos de ventilación	1056102 TYTAN® Tubo de ventilación pediátrico, titanio
1038012 5PK SHEPARD W/WIRE Tubos de ventilación	1056104 MORETZ TYTAN® Tubo de ventilación con lengüeta, titanio
1038030 5PK SHAH 1.14MM Tubos de ventilación	1056107 MORETZ TYTAN® Tubo de ventilación con lengüeta, titanio
1038040 5PK SHEEHY 1.27MM Tubos de ventilación	1056108 MORETZ TYTAN® Tubo de ventilación pediátrico con lengüeta, titanio
1038050 5PK STR SHANK 1.14 Tubos de ventilación	1056110 REUTER TYTAN® Bobina, tubo de ventilación, titanio
1046001 10PK PAPA 1 PAIRS Tubos de ventilación	1056111 SOILEAU TYTAN®, Tubo de ventilación, titanio
1046020 10PK DONALDSON PAIRS Tubos de ventilación	1056112 REUTER TYTAN® Bobina, tubo de ventilación, titanio
1046025 10PK PAIR SHEP W/TAIL Tubos de ventilación	1056114 Tipo SHEEHY TYTAN® Tubo de ventilación, titanio
1046055 10PK PAIR ARMSTRG GROM Tubos de ventilación	1056120 ARMSTRONG Tubo de ventilación con forma de de FLPL
	1056121 ARMSTRONG Tubo

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

1046145	10PK	PAIR	de ventilación con forma de v
SHEEHY	Tubos	de	de FLPL
1056005	5PK	PAPA W/TAB	1056154 SHEPARD Drenaje
1.02	Tubos	de ventilación	del tubo de ventilación de FLPL,
1056010	5PK	DONALDSON	blanco
1.14MM	Tubos	de	1056155 SHEPARD Drenaje
ventilación			del tubo de ventilación de FLPL,
1056012	5PK	TOUNA T	blanco
GROMMET	Tubos	de	1056159 Tubo de ventilación
ventilación			pediátrico de FLPL, blanco
1056015	5PK	T TUBE 1.14	1056160 Tipo SHEEHY Botón
C-FLEX	Tubos	de	de cuello, tubo de ventilación
ventilación			de FLPL, blanco
1056016	5PK	T TUBE	1056162 REUTER Bobina, tubo
1.14MM	Tubos	de	de ventilación de FLPL, blanco,
ventilación			sin brida
1056019	5PK	T TUBE	1056167 Mango cilíndrico liso
1.14MM	Tubos	de	del tubo de ventilación de FLPL,
ventilación			blanco
1056032	5PK	ARMSTRNG	1056170 HUBBARD Tubo de
BEV GROM	Tubos	de	avión 5/cajas
ventilación			1056179 Bobina biselada, tubo
1056033	5PK	ARMSTR V	de ventilación de FLPL, blanco
GROMMET	Tubos	de	1064403 Drenajes del tubo de
ventilación			ventilación en forma de V-T
1056101	5PK	TYTAN PED	1066010 Tipo DONALDSON
.76MM	Tubos	de ventilación	Tubo de ventilación, C-FLEX®
			1066016 GOODE T-TUBE®

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

1056102 5PK TYTAN PED .76MM Tubos de ventilación	Tubo de ventilación, C-FLEX®
1056104 5PK MORETZ TAB TYTAN Tubos de ventilación	1066032 ARMSTRONG Drenaje biselado del tubo de ventilación, H/C-FLEX®
1056107 5PK MORETZ TAB TYTAN Tubos de ventilación	1066110 REUTER TYTAN® Bobina, tubo de ventilación, titanio
1056108 5PK MORETZ TYTAN .76 Tubos de ventilación	1066111 REUTER TYTAN® Bobina, tubo de ventilación, titanio
1056110 5PK REUTER BOBB TYTAN Tubos de ventilación	1066179 Bobina biselada, tubo de ventilación de FLPL, blanco
1056111 5PK SOILEAU TYTAN Tubos de ventilación	1076111 SOILEAU TYTAN® Tubo de ventilación, titanio
1056112 5PK REUTER BOBB TYTAN Tubos de ventilación	1081101 ARMSTRONG MICROGEL™ Drenaje modificado biselado del tubo de ventilación, silicona, azul
1056114 5PK SHEEHY TYTAN 1.27 Tubos de ventilación	1081102 ARMSTRONG MICROGEL™ Drenaje biselado del tubo de ventilación, silicona, azul
1056120 5PK ARMSTR V 1.14X7.5 Tubos de ventilación	1082201 Tipo PAPARELLA MICROGEL™ Tubo de ventilación con muesca y lengüeta, silicona, azul
1056121 5PK ARMSTR V 1.14X4.5 Tubos de ventilación	1082202 Tipo PAPARELLA MICROGEL™ Tubo de ventilación con muesca y lengüeta silicona, azul
1056154 5PK SHEP GROMMET 1.14 Tubos de ventilación	
1056155 5PK SHEP	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

GROMMET 1.02 Tubos de ventilación	1082203 Tipo PAPARELLA
1056159 5PK PEDIATRIC .76 FLPL Tubos de ventilación	MICROGEL™ Tubo de ventilación con muesca y lengüeta, silicona, azul
1056160 5PK SHEEHY COLLAR BUTN Tubos de ventilación	1083301 Tipo SHEEHY MICROGEL™ Tubo de ventilación, silicona, azul
1056162 5PK REUTER BOB FLPL 1.02 Tubos de ventilación	1083302 Tipo SHEEHY MICROGEL™ Tubo de ventilación, silicona, azul
1056167 5PK SHANK 1.14X7 FLPL Tubos de ventilación	1083303 Tipo SHEEHY MICROGEL™ Tubo de ventilación, silicona, azul
1056170 5PK HUBBARD AIRPLANE Tubos de ventilación	1084401 MICROGEL™ Drenaje del tubo de ventilación con forma v-t, silicona, azul
1056179 5PK BEVEL BOBB 1.14MM Tubos de ventilación	1084402 MICROGEL™ Drenaje de tubo de ventilación con forma de v-t, silicona, azul
1064403 50PK GROMMET 1.27 Tubos de ventilación	1084403 MICROGEL™ Drenaje de tubo de ventilación con forma de v-t, silicona, azul
1066010 10PK DONLDSN PAIR 1.14 Tubos de ventilación	1085501 Tipo DONALDSON MICROGEL™ Tubo de ventilación, con lengüeta, silicona, azul
1066016 10PK PAIR T TUBE 1.14 Tubos de	1085502 Tipo DONALDSON MICROGEL™ Tubo de

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

	ventilación 1066032 10PK ARMST GRM PR 1.14 Tubos de ventilación 1066110 10PK PAIR REUTER BOBB Tubos de ventilación 1066111 10PK PAIR SOILEAU TYT Tubos de ventilación 1066179 10PK PAIR BEVEL BOBBIN Tubos de ventilación 1076111 50PK SOILEAU TYTAN Tubos de ventilación 1081101 5PK ARMS MOD GROM 1.14 Tubos de ventilación 1081102 10PK PR MOD GROM 1.14 Tubos de ventilación 1081103 50PK ARMS MOD GRM 1.14 Tubos de ventilación 1082201 5PK PAPA TYPE 1.14 Tubos de ventilación 1082202 10PK PAPA TYPE PR 1.14 Tubos de ventilación 1082203 50PK PAPA TYPE	ventilación con lengüeta, silicona, azul 1086601 SHEPARD MICROGEL™ Drenaje del tubo de ventilación con lengüeta, silicona, azul 1086602 SHEPARD MICROGEL™ Drenaje del tubo de ventilación con lengüeta silicona, azul 1087701 GOODET-TUBE® MICROGEL™ Tubo de ventilación, silicona, azul 1087702 GOODE T-TUBE® MICROGEL™ Tubo de ventilación, silicona, azul 1088801 MICROGEL™ Tubo de ventilación con forma de paraguas, silicona, azul 1088802 MICROGEL™ Tubo de ventilación con forma de paraguas, silicona, azul 14121 REUTER Bobina, tubo de ventilación, FLPL, blanco, sin brida  14131 REUTER Bobina, tubo de ventilación, FLPL, blanco, sin brida  14141 Tipo SHEEHY Botón de
--	--	---

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

1.14 Tubos de ventilación 1083301 5PK SHEEHY TYPE 1.27 Tubos de ventilación	1083302 10PK SHEEHY PAIR 1.27 Tubos de ventilación	1083303 50PK SHEEHY TYPE 1.27 Tubos de ventilación	1084401 5PK GROMMET 1.27 Tubos de ventilación	1084402 10PK GROMMET PAIR 1.27 Tubos de ventilación	1084403 50PK GROMMET 1.27 Tubos de ventilación	1085501 5PK DONALDSON 1.14 Tubos de ventilación	1085502 VENT TUBE 1085502 10PK DONALDSON PR 1.14 Tubos de ventilación	1086601 VENT TUBE 1086601 5PK SHEP GROM 1.02 Tubos de ventilación	1086602 VENT TUBE 1086602 10PK SHEP	cuello, tubo de ventilación, FLPL, blanco 14142 Tipo SHEEHY Botón de cuello, tubo de ventilación, FLPL, blanco 14161 Tipo SHEEHY Botón de cuello, alambre del tubo de ventilación, FLPL, blanco 14621 BAXTER Botón biselado del tubo de ventilación, de FLPL, blanco 16191 Tubo de ventilación pediátrico, MICROBLUE® titanio 14311 Tipo SHAH Drenaje de tubo de ventilación pediátrico, de FLPL, blanco 14351 Mango cilíndrico liso del tubo de ventilación, de FLPL, blanco 14401 REUTER Bobina, tubo de ventilación con brida, acero inoxidable 14421 ARMSTRONG Drenaje modificado biselado de tubo de ventilación, de FLPL, blanco 24151 Tipo DONALDSON tubo de ventilación, silicona firme
--	--	--	--	---	---	--	--	---	--	--

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

GROM PR 1.02 Tubos de ventilación	24152 Tipo DONALDSON tubo de ventilación, silicona firme
1087701 VENT TUBE	24161 Tipo DONALDSON tubo de ventilación con lengüeta, silicona firme
1087701 5PK GOODE T 1.14X12MM Tubos de ventilación	24441 PAPARELLA Tipo I tubo de ventilación con muesca y lengüeta, silicona firme
1087702 VENT TUBE	24461 Tipo PAPARELLA tubo de ventilación con lengüeta y muesca, silicona firme
1087702 10PK GOODE T PR 1.14 Tubos de ventilación	24501 ARMSTRONG Drenaje biselado del tubo de ventilación con lengüeta, silicona firme
1088801 VENT TUBE	24751 GOODE T-TUBE® Tubo de ventilación, silicona firme
1088801 5PK UMBRELLA 1.02 Tubos de ventilación	24752 GOODE T-TUBE® Tubo de ventilación, silicona firme
1088802 VENT TUBE	24771 GOODE T-TUBE® Tubo de ventilación modificado, silicona
1088802 10PK UMBRELLA PR 1.02 Tubos de ventilación	25441 Tipo PAPARELLA MICROGEL™ tubo de ventilación con lengüeta y muesca, silicona
14121 VENT TUBE 14121 5PK REUTER BOB 1.02 FLPL Tubos de ventilación	25442 Tipo PAPARELLA MICROGEL™ tubo de ventilación con lengüeta y muesca, silicona
14131 VENT TUBE 14131 5PK REUTER BOB 1.14 FLPL Tubos de ventilación	25443 Tipo PAPARELLA
14141 VENT TUBE 14141 5PK SHEEHY BUTT 1.27MM Tubos de ventilación	
14142 VENT TUBE 14142 10PK SHEEHY PAIR 1.27MM Tubos de ventilación	
14161 VENT TUBE 14161	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

5PK SHEEHY BUTTON W/WIRE Tubos de ventilación	MICROGEL® V tubo de ventilación con lengüeta y muesca, silicona
14621 VENT TUBE 14621	25501 ARMSTRONG
5PK MINI BAXTER FLPL Tubos de ventilación	MICROGEL Drenaje biselado del tubo de ventilación con
16191 VENT TUBE 16191	lengüeta, silicona
5PK BLUE PEDIATRIC TITAN Tubos de ventilación	25502 ARMSTRONG
14311 VENT TUBE 14311	MICROGEL Drenaje biselado del tubo de ventilación con
5PK MINI SHAH .76MM FLPL Tubos de ventilación	lengüeta, silicona
14351 VENT TUBE 14351	25691 COHEN MICROGEL™
5PK FLPL 1.14MM 12MM Tubos de ventilación	Drenaje en T del tubo de ventilación
14401 VENT TUBE 14401	25692 COHEN MICROGEL™ T
5PK SST BOB 1.02 W/HOLES Tubos de ventilación	Drenaje en T del tubo de ventilación
14421 VENT TUBE 14421	26631 BAXTER ACTIVENT®
5PK ARMSTR GROM FLPL Tubos de ventilación	botón biselado, tubo de ventilación antimicrobiano, silicona/ óxido de plata
24151 VENT TUBE 24151	34611 BAXTER ACTIVENT®
5PK DONALD 1.14 FIRM SIL Tubos de ventilación	Botón biselado tubo de ventilación antimicrobiano, FLPL/ óxido de plata
24152 VENT TUBE 24152	
10PK DONLDSN FIRM SIL PR Tubos de ventilación	

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



	<p>24161 VENT TUBE 24161 5PK DONALDSON FIRM 1.14 Tubos de ventilación</p> <p>24441 VENT TUBE 24441 5PK PAPA FIRM SIL 1.02MM Tubos de ventilación</p> <p>24461 VENT TUBE 24461 5PK PAPA FIRM SIL 1.27MM Tubos de ventilación</p> <p>24501 VENT TUBE 24501 5PK ARMSTR GROM SIL 1.14 Tubos de ventilación</p> <p>24751 VENT TUBE 24751 5PK GOODE T 1.14MM SIL Tubos de ventilación</p> <p>24752 VENT TUBE 24752 10PK GOODE T PAIR 1.14 Tubos de ventilación</p> <p>24771 VENT TUBE 24771 5PK MOD GOODE T 1.27 SIL Tubos de ventilación</p> <p>25441 VENT TUBE 25441 MICROGEL 5PK PAPA 1.02 Tubos de ventilación</p> <p>25442 VENT TUBE 25442 10PK PAPA PAIR .040 SIL Tubos de ventilación</p> <p>25443 VENT TUBE 25443 50PK PAPA .040 SIL Tubos de ventilación</p>	
--	---	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

<p>25501 VENT TUBE 25501          MICROGEL 5PK ARMSTG          1.14 Tubos de ventilación</p> <p>25502 VENT TUBE 25502          10PK ARMSTRONG PAIR          1.14 Tubos de ventilación</p> <p>25691 VENT TUBE 25691          MICROGEL 5PK COHEN          1.14 Tubos de ventilación</p> <p>25692 VENT TUBE 25692          10PK COHEN PAIR 1.14 SIL          Tubos de ventilación</p> <p>26631 VENT TUBE 26631          5PK BAXTER BEV BUTTON          Tubos de ventilación</p> <p>34611 VENT TUBE 34611          5PK BAXTER BEV BUT FLPL          Tubos de ventilación</p> <p>MV1016 VENT TUBE          MV1016 10PK SHAH FLPL          Tubos de ventilación</p> <p>MV1025 VENT TUBE          MV1025 10PK DONALDSON          1.14 SIL Tubos de          ventilación</p> <p>MV1027 VENT TUBE          MV1027 10PK PAPARELLA          1.14MM Tubos de</p>	
--	--

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

<p>ventilación</p> <p>MV1056 VENT TUBE</p> <p>MV1056 10PK</p> <p>ARMSTRONG GROMMET</p> <p>Tubos de ventilación</p> <p>MV1076 VENT TUBE</p> <p>MV1076 10PK PAPA TYPE 2</p> <p>1.52MM Tubos de ventilación</p> <p>MV1091 VENT TUBE</p> <p>MV1091 10PK GOODE T</p> <p>12MM L SIL Tubos de ventilación</p> <p>MV13301 VENT TUBE</p> <p>MV13301 10PK BUTTON</p> <p>1.27 FLPL Tubos de ventilación</p> <p>MV16101 VENT TUBE</p> <p>MV16101 10PK GROMMET</p> <p>1.14 FLPL Tubos de ventilación</p> <p>MV16501 VENT TUBE</p> <p>MV16501 10PK GRMT</p> <p>WIRE 1.14 FP Tubos de ventilación</p>	
--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente Nº 1-47-3110-3536-16-4

IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2017-20283393-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Jueves 14 de Septiembre de 2017

**Referencia:** 1-0047-3110-003536-16-4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.09.14 16:28:16 -03'00'

Mariano Pablo Manenti  
Jefe I  
Dirección Nacional de Productos Médicos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2017.09.14 16:28:20 -03'00'