



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Disposición**

**Número:** DI-2018-1119-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 23 de Octubre de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-1577-18-7

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1577-18-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-661-56, denominado Sutura de nylon, marca NYLON MULTI, NYLON MONO.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-661-56, correspondiente al producto médico denominado Sutura de nylon, marca NYLON MULTI, NYLON MONO, propiedad de la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 4061 de fecha 26 de junio de 2013, la cual será 26 de junio de 2023.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-661-56, denominado Sutura de nylon, marca NYLON MULTI, NYLON MONO.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-44440849-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-661-56.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1577-18-7

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2018.10.23 16:47:03 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica  
Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117584  
Date: 2018.10.23 16:47:14 -03'00'

### ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-661-56 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: Sutura de nylon.

Marca: NYLON MULTI, NYLON MONO.

Autorizado por Disposición ANMAT N° 4061 de fecha 26 de junio de 2013.

Tramitado por expediente N° 1-47-14460-12-2.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	26 de junio de 2018	26 de junio de 2023
Modelos	MODELO: SUTURA QUIRURGICA SIN AGUJA NYLON MULTI 1-CODIGO BX620, Ligadura TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 25 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 2-CODIGO BX621, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m,	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIAMIDA MULTIFILAMENTO(NYLON 6.6) SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIAMIDA MONOFILAMENTO(NYLO N 6.6)

	<p>LONGITUD 25 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja</p> <p>3-CODIGO BX665, Ligadura TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 45 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja</p> <p>4-CODIGO BX640, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 45 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja</p> <p>5-CODIGO BX641, Ligadura TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 45 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja</p> <p>6-CODIGO BX666, Ligadura TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 45 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja</p> <p>7-CODIGO BX667, Ligadura TAMAÑO USP 1, TAMAÑO EP 4 m,</p>	
--	---	--

IF-2018-44440849-APN-DNPM#ANMAT

	<p>LONGITUD 45 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja</p> <p>8-CODIGO BX616, Ligadura TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 50 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja</p> <p>9-CODIGO BX601, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 50 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja</p> <p>10-CODIGO BX604, Ligadura TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 50 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja</p> <p>11-CODIGO BX607, Ligadura TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 50 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12</p>	
--	--	--

IF-2018-44440849-APN-DNPM#ANMAT

	<p>paquetes/caja  12-CODIGO BX610,  Ligadura TAMAÑO USP  1, TAMAÑO EP 4 m,  LONGITUD 50 cm, color  negro, azul o blanco 5  suturas paquete, 12  paquetes/caja  13-CODIGO BX613,  Ligadura TAMAÑO USP  2, TAMAÑO EP 5 m,  LONGITUD 50 cm, color  negro, azul o blanco 5  suturas paquete, 12  paquetes/caja  14-CODIGO BX653,  Ligadura TAMAÑO USP  4/0, TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 50 cm, color  negro, azul o blanco 7  suturas paquete, 12  paquetes/caja  15-CODIGO BX654,  Ligadura TAMAÑO USP  3/0, TAMAÑO EP 2 m,  LONGITUD 50 cm, color  negro, azul o blanco 7  suturas paquete, 12  paquetes/caja  16-CODIGO BX655,</p>	
--	--	--

	<p>Ligadura TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 50 cm, color negro, azul o blanco 7 suturas paquete, 12 paquetes/caja 17-CODIGO BX656,</p> <p>Ligadura TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 50 cm, color negro, azul o blanco 7 suturas paquete, 12 paquetes/caja 18-CODIGO BX657,</p> <p>Ligadura TAMAÑO USP 1, TAMAÑO EP 4 m, LONGITUD 50 cm, color negro, azul o blanco 7 suturas paquete, 12 paquetes/caja 19-CODIGO BX658,</p> <p>Ligadura TAMAÑO USP 2, TAMAÑO EP 5 m, LONGITUD 50 cm, color negro, azul o blanco 7 suturas paquete, 12 paquetes/caja 20-CODIGO BX619,</p> <p>Ligadura TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m,</p>	
--	--	--

	<p>LONGITUD 70 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja</p> <p>21-CODIGO BX602, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 70 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja</p> <p>22-CODIGO BX605, Ligadura TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 70 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja</p> <p>23-CODIGO BX608, Ligadura TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 70 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja</p> <p>24-CODIGO BX611, Ligadura TAMAÑO USP 1, TAMAÑO EP 4 m, LONGITUD 70 cm, color negro, azul o blanco 5</p>	
--	---	--



	<p>suturas paquete, 12 paquetes/caja 25-CODIGO BX614, Ligadura TAMAÑO USP 2, TAMAÑO EP 5 m, LONGITUD 70 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja 26-CODIGO BX659, Ligadura TAMAÑO USP 2, TAMAÑO EP 5 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas paquete, 12 paquetes/caja 27-CODIGO BX615, Ligadura TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 150 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 28-CODIGO BX600, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 150 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 29-CODIGO BX603, Ligadura TAMAÑO USP</p>	
--	---	--

IF-2018-44440849-APN-DNPM#ANMAT

	<p>2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 150 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 30-CODIGO BX606, Ligadura TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 150 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 31-CODIGO BX609, Ligadura TAMAÑO USP 1, TAMAÑO EP 4 m, LONGITUD 150 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 32-CODIGO BX612, Ligadura TAMAÑO USP 2, TAMAÑO EP 5 m, LONGITUD 150 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 33-CODIGO BX634, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 250 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 34-CODIGO BX642, Ligadura TAMAÑO USP</p>	
--	--	--

IF-2018-44440849-APN-DNPM#ANMAT

	<p>2/0, TAMAÑO EP 3 m,  LONGITUD 250 cm,  color negro, azul o  blanco 12 paquetes/caja  35-CODIGO BX635,  Ligadura TAMAÑO USP  0, TAMAÑO EP 3.5 m,  LONGITUD 250 cm,  color negro, azul o  blanco 12 paquetes/caja  36-CODIGO BX636,  Ligadura TAMAÑO USP  1, TAMAÑO EP 4 m,  LONGITUD 250 cm,  color negro, azul o  blanco 12 paquetes/caja  37-CODIGO BX637,  Ligadura TAMAÑO USP  2, TAMAÑO EP 5 m,  LONGITUD 250 cm,  color negro, azul o  blanco 12 paquetes/caja  38-CODIGO BX622,  Ligadura TAMAÑO USP  4/0, TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 300 cm,  color negro, azul o  blanco rollo; 12  paquetes/caja  39-CODIGO BX623,</p>	
--	--	--

	<p>Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 300 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 40-CODIGO BX624,</p> <p>Ligadura TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 300 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 41-CODIGO BX625,</p> <p>Ligadura TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 300 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 42-CODIGO BX626,</p> <p>Ligadura TAMAÑO USP 1, TAMAÑO EP 4 m, LONGITUD 300 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 43-CODIGO BX627,</p> <p>Ligadura TAMAÑO USP 2, TAMAÑO EP 5 m,</p>	
--	--	--

	<p>LONGITUD 300 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 44-CODIGO BX638, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 360 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 45-CODIGO BX639, Ligadura TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 360 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 46-CODIGO BX628, Ligadura TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 400 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 47-CODIGO BX629, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 400 cm, color negro, azul o</p>	
--	---	--

	<p>blanco rollo; 12 paquetes/caja 48-CODIGO BX630, Ligadura TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 400 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 49-CODIGO BX631, Ligadura TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 400 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 50-CODIGO BX632, Ligadura TAMAÑO USP 1, TAMAÑO EP 4 m, LONGITUD 400 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja 51-CODIGO BX633, Ligadura TAMAÑO USP 2, TAMAÑO EP 5 m, LONGITUD 400 cm, color negro, azul o blanco rollo; 12 paquetes/caja</p>	
--	---	--

	<p> MODELO: SUTURA  QUIRURGICA CON  AGUJA NYLON MULTI  PUNTA REDONDA  52-CODIGO BX645,  Aguja 17.5 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 4/0,  TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  53-CODIGO BX663,  Aguja 17.5 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 3/0,  TAMAÑO EP 2 m,  LONGITUD 70 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  54-CODIGO BX664,  Aguja 22.2 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 4/0,  TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  55-CODIGO BX662,  Aguja 22.2 mm cuerpo </p>	
--	---	--

	<p>redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 3/0,  TAMAÑO EP 2 m,  LONGITUD 70 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  56-CODIGO BX617,  Aguja 26 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 3/0,  TAMAÑO EP 2 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  57-CODIGO BX618,  Aguja 30 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 2/0,  TAMAÑO EP 3 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  58-CODIGO BX661,  Aguja 36.6 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 1,  TAMAÑO EP 4 m,  LONGITUD 70 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja</p>	
--	---	--



	<p>59-CODIGO BX649,  Aguja 36.6 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 1,  TAMAÑO EP 4 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja</p> <p>60-CODIGO BX647,  Aguja 39.2 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 0,  TAMAÑO EP 3.5 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja</p> <p>61-CODIGO BX660,  Aguja 40 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 2,  TAMAÑO EP 5 m,  LONGITUD 70 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja</p> <p>62-CODIGO BX651,  Aguja 40 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 2,  TAMAÑO EP 5 m,  LONGITUD 75 cm, color</p>	
--	--	--

	<p>negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja</p> <p>MODELO: SUTURA QUIRURGICA CON AGUJA NYLON MULTI PUNTA REVERSA CORTANTE</p> <p>63-CODIGO BX646, Aguja 18.7 mm cuerpo reverso cortante 3/8 círculo TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja</p> <p>64-CODIGO BX644, Aguja 29.7 mm cuerpo reverso cortante 3/8 círculo TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja</p> <p>65-CODIGO BX643, Aguja 29.7 mm cuerpo reverso cortante 3/8 círculo TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12</p>	
--	---	--

	<p>paquetes/caja  66-CODIGO BX648,  Aguja 40 mm cuerpo  reverso cortante 3/8  círculo TAMAÑO USP 0,  TAMAÑO EP 3.5 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  67-CODIGO BX650,  Aguja 40 mm cuerpo  reverso cortante 3/8  círculo TAMAÑO USP 1,  TAMAÑO EP 4 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  MODELO: SUTURA  QUIRURGICA SIN AGUJA  NYLON MONO  68-CODIGO BX708,  Ligadura TAMAÑO USP  2/0, TAMAÑO EP 3 m,  LONGITUD 70 cm, color  negro, azul o blanco 5  suturas/paquete; 12  paquetes/caja  69-CODIGO BX709,  Ligadura TAMAÑO USP  0, TAMAÑO EP 3.5 m,</p>	
--	---	--

	<p>LONGITUD 70 cm, color negro, azul o blanco 5 suturas/paquete; 12 paquetes/caja 70-CODIGO BX726, Ligadura TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 71-CODIGO BX725, Ligadura TAMAÑO USP 1, TAMAÑO EP 4 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 72-CODIGO BX724, Ligadura TAMAÑO USP 2, TAMAÑO EP 5 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 73-CODIGO BX723, Ligadura TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 150 cm, color negro, azul o blanco 12 paquetes/caja 74-CODIGO BX722, Ligadura TAMAÑO USP</p>	
--	---	--

	<p>3/0, TAMAÑO EP 4 m,  LONGITUD 150 cm,  color negro, azul o  blanco 12 paquetes/caja  75-CODIGO BX721,  Ligadura TAMAÑO USP  2/0, TAMAÑO EP 5 m,  LONGITUD 150 cm,  color negro, azul o  blanco 12 paquetes/caja  76-CODIGO BX706,  Ligadura TAMAÑO USP  0, TAMAÑO EP 5 m,  LONGITUD 150 cm,  color negro, azul o  blanco 12 paquetes/caja  77-CODIGO BX707,  Ligadura TAMAÑO USP  1, TAMAÑO EP 5 m,  LONGITUD 150 cm,  color negro, azul o  blanco 12 paquetes/caja  MODELO: SUTURA  QUIRURGICA CON  AGUJA NYLON MONO  PUNTA REDONDA  78-CODIGO BX728,  Aguja 13 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 6/0,</p>	
--	---	--

IF-2018-44440849-APN-DNPM#ANMAT

	<p>TAMAÑO EP 0.7 m,  LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja  79-CODIGO BX716,  Aguja 15 mm cuerpo redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 5/0,  TAMAÑO EP 1 m,  LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja  80-CODIGO BX717,  Aguja 17.5 mm cuerpo redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 5/0,  TAMAÑO EP 1 m,  LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja  81-CODIGO BX701,  Aguja 17.5 mm cuerpo redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 4/0,  TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja  82-CODIGO BX734,  Aguja 17.5 mm cuerpo</p>	
--	--	--

	<p>redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 4/0,  TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 90 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  83-CODIGO BX714, 2  Agujas 17.5 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 4/0,  TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 90 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  84-CODIGO BX703,  Aguja 20 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 3/0,  TAMAÑO EP 2 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  85-CODIGO BX727, 2  Agujas 20 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 4/0,  TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja</p>	
--	---	--

	<p>86-CODIGO BX715, 2  Agujas 20 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 3/0,  TAMAÑO EP 2 m,  LONGITUD 90 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja</p> <p>87-CODIGO BX731, 2  Agujas 22.2 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 4/0,  TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja</p> <p>88-CODIGO BX730, 2  Agujas 26 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 3/0,  TAMAÑO EP 2 m,  LONGITUD 90 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja</p> <p>89-CODIGO BX732, 2  Agujas 26 mm cuerpo  redondo ½ círculo  TAMAÑO USP 4/0,  TAMAÑO EP 1.5 m,  LONGITUD 75 cm, color</p>	
--	--	--



	<p>negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja 90-CODIGO BX713, Aguja 30 mm cuerpo redondo ½ círculo TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja 91-CODIGO BX710, Aguja 40 mm cuerpo redondo ½ círculo TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja 92-CODIGO BX700, Aguja 40 mm cuerpo redondo ½ círculo TAMAÑO USP 1, TAMAÑO EP 4 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja 93-CODIGO BX718, 2 Agujas 70 mm cuerpo redondo recto TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3</p>	
--	--	--

	<p>m, LONGITUD 75 cm,  color negro, azul o  blanco; 12  paquetes/caja  MODELO: SUTURA  QUIRURGICA CON  AGUJA NYLON MONO  PUNTA REVERSA  CORTANTE  94-CODIGO BX719,  Aguja 12 mm cuerpo  reverso cortante 3/8  círculo TAMAÑO USP  5/0, TAMAÑO EP 1 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  95-CODIGO BX729,  Aguja 12 mm cuerpo  reverso cortante 3/8  círculo TAMAÑO USP  6/0, TAMAÑO EP 0.7 m,  LONGITUD 75 cm, color  negro, azul o blanco; 12  paquetes/caja  96-CODIGO BX705,  Aguja 16.2 mm cuerpo  reverso cortante 3/8  círculo TAMAÑO USP  4/0, TAMAÑO EP 1.5 m,</p>	
--	---	--

	<p>LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja</p> <p>97-CODIGO BX720, 2 Agujas 16.2 mm cuerpo reverso cortante 3/8 círculo TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja</p> <p>98-CODIGO BX733, Aguja 18.7 mm cuerpo reverso cortante 3/8 círculo TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 45 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja</p> <p>99-CODIGO BX702, Aguja 18.7 mm cuerpo reverso cortante 3/8 círculo TAMAÑO USP 4/0, TAMAÑO EP 1.5 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja</p> <p>100-CODIGO BX704, Aguja 18.7 mm cuerpo reverso cortante 3/8</p>	
--	---	--

	<p>círculo TAMAÑO USP 3/0, TAMAÑO EP 2 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja 101-CODIGO BX712, Aguja 29.7 mm cuerpo reverso cortante 3/8</p> <p>círculo TAMAÑO USP 2/0, TAMAÑO EP 3 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja 102-CODIGO BX711, Aguja 40 mm cuerpo reverso cortante 1/2</p> <p>círculo TAMAÑO USP 0, TAMAÑO EP 3.5 m, LONGITUD 75 cm, color negro, azul o blanco; 12 paquetes/caja</p>	
Lugar de elaboración	STR. PARIS, NR. 49, SECTOR 1, BUCAREST, RUMANIA.	SAT VLADICEASCA, SOS. VLADICEASCA NR. 4, SNAGOV, JUD. ILFOV, RUMANIA
Formas de presentación	Faltante	Cajas con 12, 60 y 84 piezas de sutura con y sin agujas.

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-1577-18-7.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-44440849-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 10 de Septiembre de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-1577-18-7

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.09.10 16:46:56 -03'00'

Mariano Pablo Manenti  
Jefe I  
Dirección Nacional de Productos Médicos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.09.10 16:46:57 -03'00'