



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-1547-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 6 de Noviembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-4002-18-9

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4002-18-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma AIDIN S.R.L. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-559-597, denominado STENTS URETERALES Y SETS DE STENT URETERALES, marca COOK.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el sus modificatorias.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalidese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-559-597, correspondiente al producto médico denominado STENTS URETERALES Y SETS DE STENT URETERALES, marca COOK, propiedad de la firma AIDIN S.R.L. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 3878/13 de fecha 24 de junio de 2013, la cual será 24 de junio de 2023.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-559-597, denominado STENTS URETERALES Y SETS DE STENT URETERALES, marca COOK.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-50355057-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-559-597.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar las modificaciones autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4002-18-9

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2018.11.06 09:26:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica
Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.11.06 09:26:38 -0300

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma AIDIN S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 559-597 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: STENTS URETERALES Y SETS DE STENT URETERALES.

Marca: COOK.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 3878/13 de fecha 24 de junio de 2013.

Tramitado por expediente N° 1-47-4824-12-9.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado:	24 de junio de 2013.	24 de junio de 2023.
Modelo/s:	USI-800-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-822-RCP Set de Stent Ureteral de Longitud Múltiple Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-500 set de stent de Longitud Múltiple Uníversa Soft. USI-512 set de stent	USI-800-RPC Set de Stent Ureteral de Longitud Múltiple Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-822-RCP Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-500 set de stent de Longitud Múltiple Uníversa Soft. USI-512 set de stent Ureteral Uníversa Soft.

IF-2018-50355057-APN-DNPM#ANMAT

<p>Ureteral Universa Soft. USI-514 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-516 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-518 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-520 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-522 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-524 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-526 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-528 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-530 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-600 set de stent de Longitud Multiple Universa Soft. USI-612 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-614 set de stent Ureteral Universa Soft. UsI-616 set de stent Ureteral Universa Soft. UsI-618 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-620 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-622 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-624 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-626 Set de Stent</p>	<p>USI-514 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-516 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-518 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-520 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-522 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-524 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-526 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-528 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-530 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-600 set de stent de Longitud Multiple Universa Soft. USI-612 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-614 set de stent Ureteral Universa Soft. UsI-616 set de stent Ureteral Universa Soft. UsI-618 set de stent Ureteral Universa Soft. USI-620 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-622 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-624 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-626 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-628 Set de Stent Ureteral</p>
--	--

	<p>Ureteral Universa Soft. USI-628 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-630 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-700 Set de Stent de Longitud Multiple Universa Soft. USI-712 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-714 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-716 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-718 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-720 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-722 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-724 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-726 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-728 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-730 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-822 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-824 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-826 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-828 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-830 Set de Stent</p>	<p>Universa Soft. USI-630 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-700 Set de Stent de Longitud Multiple Universa Soft. USI-712 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-714 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-716 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-718 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-720 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-722 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-724 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-726 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-728 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-730 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-822 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-824 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-826 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-828 Set de Stent Ureteral Universa Soft. USI-830 Set de Stent U,eteral Universa Soft. USI-500-R Stent de Longitud Múltiple Universa Soft y</p>
--	--	---

	<p>Ureteral Universa Soft. USI-500-R Stent de Longitud Múltiple Universa Soft y Posicionador. USI-520-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-522-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-524-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-526-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-528-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-530-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-600-R Stent de Longitud Múltiple Universa Soft y Posicionador. USI-620-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-622-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-624-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-626-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador.</p>	<p>Posicionador. USI-520-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-522-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-524-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-526-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-528-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-530-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-600-R Stent de Longitud Múltiple Universa Soft y Posicionador. USI-620-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-622-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-624-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-626-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-628-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-630-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-700-R Stent de Longitud Múltiple Universa Soft y Posicionador. USI-720-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-722-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-724-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador.</p>
--	--	--

<p> USI-628-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-630-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-700-R Stent de Longitud Múltiple Universa Soft y Posicionador. USI-720-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-722-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-724-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-726-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-728-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-730-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador" USI-822-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-824-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-826-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-828-R Stent Ureteral </p>	<p> USI-726-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-728-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-730-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador" USI-822-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-824-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-826-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-828-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-830-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-500-B Stent de Longitud Múltiple Universa Soft. USI-520-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-522-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-524-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-526-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-528-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-530-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-600-B Stent de Longitud Múltiple Universa Soft. USI-620-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-622-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-624-B Stent Ureteral </p>
---	---

	<p> Universa Soft y Posicionador. USI-830-R Stent Ureteral Universa Soft y Posicionador. USI-500-B Stent de Longitud Múltiple Universa Soft. USI-520-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-522-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-524-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-526-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-528-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-530-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-600-B Stent de Longitud Múltiple Universa Soft. USI-620-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-622-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-624-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-626-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-628-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-630-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-700-B Stent de Longitud Múltiple Universa </p>	<p> Universa Soft. USI-626-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-628-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-630-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-700-B Stent de Longitud Múltiple Universa Soft. USI-716-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-720-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-722-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-724-B Stent Ureteral UniversaSoft. USI-726-B Stent Ureteral UniversaSoft. USI-728-B Stent Ureteral UniversaSoft. USI-730-B Stent Ureteral UniversaSoft. USI-800-B Stent de Longitud Múltiple Universa Soft. USI-822-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-824-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-826-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-828-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-830-B Stent Ureteral Universa Soft. USI-500-RPC Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft </p>
--	--	--

	<p>Soft.</p> <p>USI-716-B Stent Ureteral Universa Soft.</p> <p>USI-720-B Stent Ureteral Universa Soft.</p> <p>USI-722-B Stent Ureteral Universa Soft.</p> <p>USI-724-B Stent Ureteral UniversaSoft.</p> <p>USI-726-B Stent Ureteral UniversaSoft.</p> <p>USI-728-B Stent Ureteral UniversaSoft.</p> <p>USI-730-B Stent Ureteral UniversaSoft.</p> <p>USI-800-B Stent de Longitud Múltiple Universa Soft.</p> <p>USI-822-B Stent Ureteral Universa Soft.</p> <p>USI-824-B Stent Ureteral Universa Soft.</p> <p>USI-826-B Stent Ureteral Universa Soft.</p> <p>USI-828-B Stent Ureteral Universa Soft.</p> <p>USI-830-B Stent Ureteral Universa Soft.</p> <p>USI-500-RPC Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-512-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-514-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con</p>	<p>con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-512-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-514-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-520-RPC Set de Stent Uretera I Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-522-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-524-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-526-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-528-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-530-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-600-RPC Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-616-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-620-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner.</p> <p>USI-622-RPC Set de Stent</p>
--	--	--

	<p> Guía Roadrunner. USI-520-RPC Set de Stent Uretera I Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-522-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-524-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-526-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-528-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-530-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-600-RPC Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-616-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-620-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-622-RPC Set de Stent Ureteral Unlversa Soft con Guía Roadrunner. USI-624-RPC Set de Stent Ureteral Unlversa Soft con Guía Roadrunner. USI-626-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con </p>	<p> Ureteral Unlversa Soft con Guía Roadrunner. USI-624-RPC Set de Stent Ureteral Unlversa Soft con Guía Roadrunner. USI-626-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-628-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-630-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-700-RPC Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-720-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-722-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-724-RPC Set de Stent UreteraI Unlversa Soft con Guía Roadrunner. USI-726-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-728-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-730-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-824-RPC Set de Stent </p>
--	---	--

	<p> Guía Roadrunner. USI-628-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-630-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-700-RPC Set de Stent de Longitud Múltiple Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-720-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-722-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-724-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-726-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-728-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-730-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-824-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-826-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-828-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con </p>	<p> Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-826-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-828-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-830-RPC Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con Guía Roadrunner. USI-500-LP Set de Stent de Longitud Múltiple Uníversa Soft con empujador trabable. USI-512-LP Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con empujador trabable. USI-516-LP Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con empujador trabable. USI-520-LP Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con empujador trabable. USI-522-LP Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con empujador trabable. USI-524-LP Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con empujador trabable. USI-526-LP Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con empujador trabable. USI-528-LP Set de Stent Ureteral Uníversa Soft con empujador trabable. USI-530-LP Set de Stent Ureteral </p>
--	--	--

	<p>Guía Roadrunner. USI-830-RPC Set de Stent Ureteral Universa Soft con Guía Roadrunner. USI-500-LP Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con empujador trabable. USI-512-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-516-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-520-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-522-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-524-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-526-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-528-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-530-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-600-LP Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con empujador trabable. USI-620-LP Set de Stent</p>	<p>Universa Soft con empujador trabable. USI-600-LP Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con empujador trabable. USI-620-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-622-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-624-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-626-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-628-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-630-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-700-LP Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con empujador trabable. USI-720-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-722-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-724-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable.</p>
--	--	--

	<p>Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-622-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-624-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-626-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-628-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-630-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-700-LP Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con empujador trabable. USI-720-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-722-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-724-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-726-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-728-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-730-LP Set de Stent</p>	<p>USI-726-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-728-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-730-LP Set de Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable. USI-512-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-522-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-524-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-526-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-528-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-600-CE Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con extremo cerrado. USI-622-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-624-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-626-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-628-CE Set de Stent Ureteral</p>
--	--	--

	<p>Ureteral Universa Soft con empujador trable.</p> <p>USI-512-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-522-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-524-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-526-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-528-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-600-CE Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-622-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-624-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-626-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-628-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-722-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-724-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con</p>	<p>Unlversa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-722-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-724-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-726-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-728-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-824-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-826-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-828-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado.</p> <p>USI-600-RPC-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba y guía Roadrunner.</p> <p>USI-614-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner.</p> <p>USI-624-RPC-T Stent Ureterai Unlversa Soft con traba y guía Roadrunner.</p> <p>USI-626-RPC-T Stent Ureterai Universa Soft con traba y guía Roadrunner.</p> <p>USI-628-RPC-T Stent Ureterai</p>
--	--	--

	<p>extremo cerrado. USI-726-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-728-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-824-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-826-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-828-CE Set de Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-600-RPC-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-614-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-624-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-626-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-628-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-700-RPC-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-724-RPC-T Stent</p>	<p>Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-700-RPC-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-724-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-726-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-728-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-526-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-528-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-626-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-628-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-726-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-728-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-526-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trabable.</p>
--	---	---

	<p>Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-726-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-728-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y guía Roadrunner. USI-526-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-528-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-626-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-628-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-726-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-728-CE-B Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado. USI-526-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trable. USI-624-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trable. USI-626-CE-LP Stent</p>	<p>USI-624-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trable. USI-626-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trable. USI-628-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trable. USI-726-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trable. USI-728-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trable. USI-600-R- T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba y Posicionador. USI-624-R- T Stent Ureteral Universa Soft con traba y Posicionador. USI -626-R- T Stent Ureteral Universa Soft con traba y Posicionador. USI-628-R-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y Posicionador. USI-700-R-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba y Posicionador. USI-724-R-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y</p>
--	---	---

	<p>Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trabable.</p> <p>USI-628-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trabable.</p> <p>USI-726-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trabable.</p> <p>USI-728-CE-LP Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y empujador trabable.</p> <p>USI-600-R- T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba y Posicionador.</p> <p>USI-624-R- T Stent Ureteral Universa Soft con traba y Posicionador.</p> <p>USI -626-R- T Stent Ureteral Universa Soft con traba y Posicionador.</p> <p>USI-628-R-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y Posicionador.</p> <p>USI-700-R-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba y Posicionador.</p> <p>USI-724-R-T Stent Ureteral</p>	<p>Posicionador.</p> <p>USI-726-R-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y Posicionador.</p> <p>USI-728-R-T Stent Ureteral Universa Soft com traba y Posicionador.</p> <p>USI-526-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>USI-622-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>USI-624-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>USI-626-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>USI-628-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>USI-724-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>USI-726-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>USI-728-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador</p>
--	---	--

	<p>Universa Soft con traba y Posicionador. USI-726-R-T Stent Ureteral Universa Soft con traba y Posicionador. USI-728-R-T Stent Ureteral Universa Soft com traba y Posicionador. USI-526-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner. USI-622-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner. USI-624-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner. USI-626-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner. USI-628-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner. USI-724-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner. USI-726-RPC-LP Stent Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner. USI-728-RPC-LP Stent</p>	<p>trabable y guía Roadrunner. USI-600-T Stent de longitud Múltiple Universa Soft con traba. USI-624-T Stent Ureteral Universa Soft con traba. USI-626-T Stent Ureteral Universa Soft con traba. USI-628-T Stent Ureteral Universa Soft con traba. USI-728-T Stent Ureteral Universa Soft con traba. USI-500-B-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba. USI-600-B-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba. USI-526-CE-R Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y posicionador. USI-624-CE-R Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y posicionador. USI-626-CE-R Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y posicionador. USI-628-LP-PD Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail distal únicamente y empujador trabable. USI-728-LP-PD Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail distal únicamente y empujador trabable. USI-718-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios</p>
--	---	--

	<p>Ureteral Universa Soft con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>USI-600-T Stent de longitud Múltiple Universa Soft con traba.</p> <p>USI-624-T Stent Ureteral Universa Soft con traba.</p> <p>USI-626-T Stent Ureteral Universa Soft con traba.</p> <p>USI-628-T Stent Ureteral Universa Soft con traba.</p> <p>USI-728-T Stent Ureteral Universa Soft con traba.</p> <p>USI-500-B-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba.</p> <p>USI-600-B-T Stent de Longitud Múltiple Universa Soft con traba.</p> <p>USI-526-CE-R Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y posicionador.</p> <p>USI-624-CE-R Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y posicionador.</p> <p>USI-626-CE-R Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado y posicionador.</p> <p>USI-628-LP-PD Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail distal únicamente y empujador trabable.</p>	<p>laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-722-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-724-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-726-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-728-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-800-R-P Stent de Longitudes Múltiples Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente y posicionador.</p> <p>USI-626-CE-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado con traba y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-522 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-524 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-526 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-528 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-530 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-622 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-624 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-626 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p>
--	---	--

	<p>USI-728-LP-PD Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail distal únicamente y empujador trabable.</p> <p>USI-718-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-722-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-724-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-726-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-728-P Stent Ureteral Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente.</p> <p>USI-800-R-P Stent de Longitudes Múltiples Universa Soft con orificios laterales en el pigtail únicamente y posicionador.</p> <p>USI-626-CE-RPC-T Stent Ureteral Universa Soft con extremo cerrado con traba y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-522 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-524 Set de Stent</p>	<p>UFI-628 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-630 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-722 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-724 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-726 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-728 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-822 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-824 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-826 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-828 Set de Stent Ureteral Universa Firm.</p> <p>UFI-500 Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Firm.</p> <p>UFI-600 Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Firm.</p> <p>UFI-700 Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Firm.</p> <p>UFI-522-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador.</p> <p>UFI-524-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador.</p> <p>UFI-526-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador.</p> <p>UFI-528-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador.</p> <p>UFI-622-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posiciona dar.</p> <p>UFI-624-R Set de Stent Ureteral</p>
--	---	--

IF-2018-50355057-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Ureteral Universa Firm. UFI-526 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-528 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-530 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-622 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-624 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-626 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-628 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-630 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-722 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-724 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-726 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-728 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-822 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-824 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-826 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-828 Set de Stent Ureteral Universa Firm. UFI-500 Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Firm. UFI-600 Set de Stent de</p>	<p>Universa Firm y Posclonador. UFI-626-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-628-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-722-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-724-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-726-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-728-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-822-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-824-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-826-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-828-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-500-R Stent de Longitud Múltiple Universa Firm y Posclonador. UFI-600-R Stent de Longitud Múltiple Universa Firm y Posclonador. UFI-700-R Stent de Longitud Múltiple Universa Firm y Posclonador. UFI-622-B Stent Ureteral Universa Firm. UFI-624-B Stent Ureteral Universa Firm. UFI-626-B Stent Ureteral Universa Firm. UFI-726-B Stent Ureteral</p>
--	---	--

	<p>Longitud Múltiple Universa Firm. UFI-700 Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Firm. UFI-522-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-524-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-526-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-528-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-622-R Set de Stent Ureteral Unlversa Firm y Posiciona dar. UFI-624-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posiclonador. UFI-626-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posiclonador. UFI-628-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-722-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-724-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-726-R Set de Stent Ureteral Unlversa Firm y</p>	<p>Universa Firm. UFI-500-B Stent de Longitud Multiple Universa Firm. UFI-600-B Stent de Longitud Multiple Universa Firm. UFI-700-B Stent de Longitud Multiple Universa Firm. UFI-522-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-524-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-526-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-528-RPC-LP Stent Ureterai Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-622-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-624-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-626-RPC-LP Stent Ureterai Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-628-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador</p>
--	---	--

	<p>Poscionador. UFI-728-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Poscionador. UFI-822-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-824-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posiciona dar. UFI-826-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posclonador. UFI-828-R Set de Stent Ureteral Universa Firm y Posicionador. UFI-500-R Stent de Longitud Múltiple Universa Firm y Posicionador. UFI-600-R Stent de Longitud Múltiple Universa Firm y Posclonador. UFI-700-R Stent de Longitud Múltiple Universa Firm y Posicionador. UFI-622-B Stent Ureteral Universa Firm. UFI-624-B Stent Ureteral Universa Firm. UFI-626-B Stent Ureteral Universa Firm. UFI-726-B Stent Ureteral Universa Firm. UFI-500-B Stent de Longitud Multiple Universa Firm. UFI-600-B Stent de Longitud Multiple Universa Firm.</p>	<p>trabable y guia Roadrunner. UFI-722-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-724-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-726-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-728-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-500-RPC-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner. UFI-600-RPC-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner. UFI-700-RPC-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner. UFI-626-LP Set de Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable. UFI-724-LP Set de Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable. UFI-726-P Stent Uretéral Universa Firm con orificios</p>
--	--	---

	<p>UFI-700-B Stent de Longitud Múltiple Universa Firm.</p> <p>UFI-522-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-524-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-526-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-528-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-622-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-624-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-626-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-628-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner.</p> <p>UFI-722-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable y guía</p>	<p>laterales en pigtail únicamente.</p> <p>UFI-728-P Stent Ureteral Universa Firm con orificios laterales en pigtail únicamente.</p> <p>UFI-626-P Stent Ureteral Universa Firm con orificios laterales en pigtail únicamente.</p> <p>UFI-628-P Stent Ureteral Universa Firm con orificios laterales en pigtail únicamente.</p> <p>UFI-500-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable.</p> <p>UFI-600-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable.</p> <p>UFI-700-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable.</p> <p>USI-800 Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft.</p> <p>USI-800-R Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft y Posicionador.</p>
--	---	--

	<p>Roadrunner. UFI-724-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-726-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-728-RPC-LP Stent Ureteral Universa Firm com empujador trabable y guia Roadrunner. UFI-500-RPC-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner. UFI-600-RPC-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner. UFI-700-RPC-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable y guía Roadrunner. UFI-626-LP Set de Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable. UFI-724-LP Set de Stent Ureteral Universa Firm con empujador trabable. UFI-726-P Stent Uretéral Universa Firm con orificios laterales en pigtail únicamente. UFI-728-P Stent Ureteral Universa Firm con orificios</p>	
--	---	--

	<p>laterales en pigtail únicamente.</p> <p>UFI-626-P Stent Ureteral Universa Firm con orificios laterales en pigtail únicamente.</p> <p>UFI-628-P Stent Ureteral Universa Firm con orificios laterales en pigtail únicamente.</p> <p>UFI-500-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable.</p> <p>UFI-600-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable.</p> <p>UFI-700-LP Stent de Longitud Múltiple Universa Firm con empujador trabable.</p> <p>USI-800 Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft.</p> <p>USI-800-R Set de Stent de Longitud Múltiple Universa Soft y Posicionador.</p>	
--	---	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-4002-18-9.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-50355057-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 9 de Octubre de 2018

Referencia: 1-47-3110-4002-18-9

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.09 08:18:35 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.09 08:18:35 -03'00'